

Respirátor FFP3 - český produkt

Účinnost i po 8 hodinách nošení.
- nejvyšší možná ochrana, propustnost menší než 1%
- antivirové, antibakteriální.
Vysoký komfort nošení, ultralehké.



Cena á 1 kus,
(balení- 10ks) **120,-**

Ústenky s koloidním stříbrem

Třívrstvé ústenky v bílé barvy vybavené integrovanou plastickou výztuží umožňující jejich dokonalé anatomické vytvarování.



Na gumičku– cena á kus
(baleno po 100ks) **10,-**
Vázací – cena á kus
(baleno po 50ks) **7,80**

Ústenky na gumičku třívrstvé

Hypoalergenní
3-vrstvé ústenky
s antibakteriální
filtrační
účinnosti > 99%.
Barva: modrá



Na gumičku– cena á
kus (baleno po 50ks) **8,-**

Roušky papírové skládané



různé barvy,
500ks **549,-**

Savky



různé barvy,
100ks **81,-**

Kelímky




různé barvy,
100ks **57,-**

Gutaperčové čepy kalibrované, kónicita .02



kón.: .02, 120ks, sada
nebo jednotlivé velikosti **179,-**

Gutaperčové čepy kalibrované, kónicita .04 nebo .06



kón.: .04 nebo .06,
60ks, sada nebo
jednotlivé velikosti **229,-**

Gutaperčové čepy kalibrované Pro-R



speciální
milimetrově
značené
gutaperčové
čepy pro
použití s
nástrojem
Reciproc

60ks, sada nebo
jednotlivé velikosti **229,-**

Papírové čepy kalibrované, kónicita .02




kón.: .02, 200ks, sada
nebo jednotlivé velikosti **134,-**

Papírové čepy kalibrované, kónicita .04 nebo .06



kón.: .04 nebo .06,
60ks, sada nebo
jednotlivé velikosti **175,-**

Papírové čepy kalibrované Pro-R



speciální
milimetrově
značené
papírové
čepy pro
použití s
nástrojem
Reciproc

100ks, sada nebo
jednotlivé velikosti **175,-**

Ochranný štít R5

Oblíčeový štít pro vysoký stupeň ochrany zakrývá celý obličej - široká a vysoká fólie štítek brání proniknutí aerosolu kolem čela Balení obsahuje štít a 6 fólií.



Skvělá cena

Balení 1219,- **998,-**

Ochranné brýle MG-1

skla z leteckého polykarbonátu velké zorné pole, krásně čirý výhled
2 ochranné vrstvy proti mlžení z měkkého PVC
příjemně sedí, hermeticky těsní, velmi lehké
umožňují nosit dioptrické brýle kvalitní výrobek světového výrobce Woodpecker



1ks 250,- **215,-**

Goobe Plus

Enzymatický přípravek na odsávací systémy, který funguje 24 hodin a trvale aktivně narušuje biofilm usazovaný z hlenů v hadicích.
Ředění 1:3 = 2 l láhev přípravku vystačí na 66 aplikací.



8,6g, barva A2 nebo A3 899,- **845,-**

Gigasept Instru AF

Přípravek na dezinfekci a čištění všech druhů nástrojů a je obzvláště vhodný pro ultrazvukové čističky.



2l 1140,- **1095,-**
5l 2560,- **2378,-**

Rotasept

Vysoce účinný přípravek na dezinfekci a čištění všech typů rotačních nástrojů.



2l 880,- **832,-**

Aspirmatic

Aspirmatic: Přípravek pro každodenní hygienické ošetření odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu. Rozpouští hleny, vhodný pro všechny druhy materiálů, biologicky odbouratelný.

Aspirmatic Cleaner: Speciální přípravek podporující účinek Aspirmaticu ke týdennímu použití



Aspirmatic 2l 1310,- **1095,-**
Aspirmatic Cleaner 2l 1180,- **995,-**

Sterimed 100

Vlhčené dezinfekční ubrousky
Sterimed pro čištění jakýchkoli pevných povrchů. Ubrousky jsou baktericidní a virucidní. Jsou určeny pro jednorázové použití. Velmi bytelné.
Balení obsahuje: 100 ks vlhčených ubrousků



balení 267,- **245,-**

Mikrozyd AF ubrousky

Dezinfekční ubrousky napuštěné dezinfekčním roztokem k okamžitému použití.



náhradní balení 150ks 269,- **234,-**
dóza 150ks 370,- **335,-**

Zeta 3 Wipes Pop-Up

Téměř bez alkoholu, vhodné pro nejcitlivější povrchy (kůže, plexisklo), větší rozměr a pevnější materiál ubrousku.



100ks 299,- **278,-**

Desecta Gel

Bezoplachová plně virucidní dezinfekce rukou gelového charakteru.
Příjemná vůně aloe vera.
S glycerolem pro ochranu rukou.

obsah alkoholu: 80%
nově opravdu hustý gel



300ml 157,- **145,-**
5l 987,- **899,-**

Desecta roztok

80% dezinfekční **plně virucidní roztok** určený primárně **na dezinfekci rukou**, pro vysoký obsah alkoholu možnost používat i jako postřik **na plochy**.



300ml 157,- **145,-**
5l 987,- **899,-**

Mikrozyd Af liquid

Přípravek pro dezinfekci postřikem na plochy a předměty.



1l 250,- **235,-**
5l 1030,- **985,-**

West Medical

Pistole na amalgam

Kvalitní amalgámové pistole z nerozbitného, chemicky odolného plastu. Rovná nebo zahnutá.

sleva více než: **15%**



1ks 309,- **259,-**

Kelímek na amalgam

Kovový kelímek na amalgám umožňující rychlé naplnění amalgámové pistole.

sleva více než:

20%



1ks 559,- **442,-**

Vrtáček Rapid Prep

Nejefektivnější při odstraňování starých amalgámových výplní. Vydrží velmi dlouho ostrý, nepotřebujete na každou druhou výplň nový vrták..



5 ks (1 ks = 134 Kč) 730,- **670,-**

Safargam Plus



Složení: Ag - 50%, Sn - 30%, Cu - 20%.

č.1 – 50 kapslí	1571,-	1329,-
č.2 – 50 kapslí	1826,-	1539,-
č.3 – 50 kapslí	2074,-	1749,-

Safargam NG2



Složení: Ag - 42%, Sn - 32 %, Cu - 26 %.

č.1 – 50 kapslí	1159,-	989,-
č.2 – 50 kapslí	1304,-	1099,-
č.3 – 50 kapslí	1919,-	1627,-

Kapslovaný amalgam



Složení: 43% Ag, 25% Sn, 30% Cu.

č.1/2 – 50 kapslí	820,-	688,-
č.1 – 50 kapslí	1090,-	925,-
č.2 – 50 kapslí	1400,-	1185,-
č.3 – 50 kapslí	1770,-	1495,-

Spherodon-M Duett

Smíšený non gama-2 amalgám se 40% obsahem stříbra v balení typu Duett. Složení: Ag 40%, Sn 32%, Cu 28%. Balení obsahuje: 100 tablet á 390 mg, 100 rtuťových sáčků á 400 mg, kapsle pro opakované použití a pinzetku.



balení 1530,- **1375,-**

Metafix matrice

Matrice pro II. třídu. Kruhový pásek matrice o síle 0,038 mm pro pevné umístění bez deformace. Anatomický design vhodný pro lepší adaptaci v oblasti krčku a u hlubokých kavit. K dispozici ve třech velikostech - malé, střední a velké.



50ks 2058,-

SeptoDiscs

Dokončovací a leštící disky pro kompozita. Více flexibilnější; umožňují snadný přístup na všechny aproximální a vestibulární plochy. Vysoká účinnost finálního opracování: minimální drsnost povrchu, vysoký lesk. Čtyři hrubosti

sleva více než: **20%**



Refill- 50ks	460,-	385,-
mandrel	300,-	235,-

SeptoMatrix Sectional

Anatomický tvarované sečtní matrice pro výplně II. třídy. Poskytují výborné podmínky pro přesnou reprodukci bodu kontaktu a pro získání přirozené anatomie zubů. Kroužky jsou vybaveny trojúhelníkovými silikonovými koncovkami pro dosažení perfektního separace.

Sada: 50 ks matric ve velikostech (15x L, 20x M, 15x S) + 2 kroužky (tvrdý a měkký) + 8 ks trojúhelníkových silikonových koncovek. 2040,- **1595,-**

refill 1140,- **920,-**

Septo Contact

SeptoContact je velmi praktický nástroj určený pro snadnou a především opakovatelnou rekonstrukci bodů kontaktu. Nástroj má distální a meziální hrot pro snadnou manipulaci v obtížné přístupných oblastech. Balení: nástroje - 1x L a 1x S, každý s distálním a meziálním hrotem.

sleva více než:

15%



2ks 1730,- **1458,-**

Uveneer

set šablon pro frontální úsek horní i dolní čelisti ve velikosti M, L (celkem 32 šablon) Uveneer brání vytvoření inhibiční vrstvy během polymerace, povrch kompozitu je po vytvrzení tvrdý, lesklý



kít: po 8 ks horní i dolní od každé velikosti 12200,- **11550,-**

TheraCEM Ca

Duálně tuhnoucí, samo-adhesivní, THERApeutický fixační cement v neutrálním odstínu.
Indikován na fixaci korunek, můstků, inlayí, onlayí a čepů.



8 g + 15 kanyl
a špiček

2590,-

2320,-

Core Flo DC/ Core Flo DC

Lite

Oblíbený duálně tuhnoucí, dostavbový materiál pro cementaci čepů a také jako výplňový materiál pro náhradu dentinu.

Core Flo DC – odstíny: Natural/A1 a Opákní bílý a kontrastní modrý odstín.

Core-Flo DC Lite – nižší viskozita - odstíny: Natural/A1 a opákní bílý



8 g + 15 kanyl

1760,-

1580,-

DuoLink Universal

Kompozitní, duálně tuhnoucí fixační cement pro keramické a kompozitní náhrady.

Inovace: výrazně vylepšená RTG kontrastnost, výrazně snazší odstranění přebytků

Odstíny: univerzální a mléčný bílý.



2140,-

1950,-

Tokuso Rebase

Provizorní upevňovací cement na bázi zink oxidu bez obsahu eugenolu.

Konečnou tvrdost lze snížit přidáním vazelíny



36 g + 16 g

4109,-

3890,-

CoForm matrice

Transparentní růžkové matrice z tenkého celuloidového plastu. Ideální pro zhotovení kompozitních výplní v okolí složitých incisálních okrajů a frak***

Sada: 8 x 8 ks
mesiálních (M)
a distálních (D)
matric pro í zuby č.
11, 12, 21 a 22.

sleva více než:

25%

sada: 64ks

2170,-

1620,-

refill 8ks

300,-

225,-



Spot-It

Praktický identifikátor bodu kontaktu na provizorních a dlouhodobých náhradách. Bod kontaktu zbarví do modra, čímž vyznačí místo, které je nutné upravit, aby práce perfektně seděla

Varianty: rovný, zahnutý nebo sortiment obou provedení

sleva více než:

30%



18ks

910,-

625,-

Relyx Temp NE

Provizorní upevňovací cement na bázi zink oxidu bez obsahu eugenolu.

Konečnou tvrdost lze snížit přidáním vazelíny.



36 g + 16 g

1120,-

995,-

Cavit

Provizorní výplňový materiál, se zvýšenou adhezí a různými stupni tvrdosti.

Cavit (červený): vysoce pevný, pro výplně okluzně zatížených kavit.

Cavit-W (modrý): se sníženou pevností ale vyšší adhezí.

Cavit-G (zelený): nejměkčí, odstranitelný vrtáčkem.



28g

547,-

485,-

Adhesor N



sleva více než:

20%

set

255,-

198,-

prášek

178,-

142,-

Míchací kanyly



Univerzální – 50ks

690,-

550,-

Intrainrální – 50ks

850,-

700,-

Endo – 50ks

895,-

750,-

PermaFlo DC

Duálně tuhnoucí, radioopákní - pracovní čas 3 - 5 min, úplně ztuhne cca za 10 min. Pryskyřice Bis-GMA – neobsahuje Bisphenol A ani jej nevytváří jako vedlejší produkt. Thixotropní – snadno protéká kanylou.

Odstíny: A2, A3.5, Translucent a Opákní bílá.



refill - 12 g + 40
kanyl

2820,-

2640,-

Porcelain Repair kit

Rychlé a kvalitní opravy poškozené keramiky
Porcelain Repair Kit : 1,2 ml Porcelain Etch, 1,2 ml Ultradent Silane, 1,2 ml EtchArrest, 1,2 ml Peak Universal Bond, 1,2 ml PermaFlo Dentin Opaquer, 1,2 ml OpalDam, 20 kanyl Black Mini Brush, 20 kanyl BlackMicro, 20 kanyl Micro 20G a 20 kanyl Inspiral Brush.



Skvělá cena

Porcelain Etch + Silane
- 2 x 1,2 ml + 20 kanyl

1250,-

1070,-

Porcelain Repair Kit

5170,-

4400,-

Luxator



sleva více než:

20%

S1, DE3 a DE5 3390,- 2795,-
ostatní 1 kus 3020,- 2395,-

Luxator Titanium

Čepel potažené Titanem.
Ještě snadněji proniká mezi zub a alveol s minimálním poškozením měkkých tkání.
Vydrtí dále ostru a není potřeba jej ostřit.



sleva více než:

25%

DE3, L3A – 1ks. 3650,- 2725,-

Keramický skalpel

Keramický rotační nástroj do turbíny. Slouží k chirurgii měkkých tkání a je alternativou klasického skalpela nebo elektrochirurgie. Odděluje tkáň za současné koagulace. Kratší nebo delší



1ks. 1819,- 1549,-

ViscoStat

viskózní hemostatický koagulační gel s 20% siranu železnatého

sleva: 25%



Intro Kit: 4x 1,2 ml + 20 kanyl 1090,- 820,-
Indispense Kit: 1x 30ml + 20 kanyl + 20x 1,2ml prázdné stříkačky 2180,- 1640,-
Indispense: 1x 30ml ViscoStat 1300,- 980,-
Mini Kit: 2x 1,2 ml +10 kanyl 360,- 270,-

ViscoStat Clear

hemostatický viskózní gel s 25% chloridu hlinitého, transparentní gel pro estetické zóny

sleva: 25%



Intro Kit: 4x 1,2 ml + 20 kanyl 1090,- 820,-
Indispense Kit: 1x 30ml + 20 kanyl + 20x 1,2ml prázdné stříkačky 2180,- 1640,-
Indispense: 1x 30ml ViscoStat 1300,- 980,-

Ultrapak

Snadné zavedení Vynikající absorpce Bezkonkurenční retrakce

sleva:

25%



Ultrapak 0, 1, 2 nebo 3 440,- 330,-
Ultrapak 00 480,- 360,-
Ultrapak 000 560,- 420,-

Alveogyl

sleva více než:

15%


Pasta pro lokální léčbu „suchého lůžka“ (alveolitis sicca) s antiseptickým a analgetickým účinkem. Jednokroková, samoeliminující léčba, která rapidně omezuje bolest a poskytuje tišící efekt během procesu hojení.



10g 1300,- 1069,-

TheraCal LC

vylepšená vazba a zapečetění na hluboký vlhký dentin, nulová rozpustnost, výrazné uvolňování vápníku a alkalické pH stimuluje tvorbu hydroxy-apatitu a formaci sekundárního dentinového můstku izolujícího pulpu



Zkušební balení: 1g + 15 kanyl 1090,- 975,-
Základní balení: 3430,- 3085,-
4x1g + 15 kanyl

Endostar ReEndo set

Skvělé v odstraňování starých výplní kořenového kanálku z gutaperči. Sada rotačních nástrojů se skládá ze 4 nástrojů různých velikostí. Balení obsahuje po jednom nástroji ve velikostech: č. 1 - 12/30, č. 2 - 08/30, č. 3 - 06/30 a č. 4 04/30. Dostupné v délkách: 23mm, 25mm a 28mm



3x4ks + 10ml Gutta Cleaner 2380,- 1300,-

Bonart elektrokauter

Vysokofrekvenční kauter (357 kHz) pro řezání a koagulaci měkké tkáně. Používání přístroje pro koagulaci a řezání tkání omezuje pooperační bolesti, otoky a infekci. Součástí přístroje je sada 7 různých typů elektrod pro řez a koagulaci.



14790,- 13890,-

Bonart elektrody



Náhradní elektroda 499,- 475,-
Sada elektrod 3329,- 2988,-
7 ks

KaVo



1ks 1139,- 699,-
6ks (cena za 1ks) 1139,- 664,-

Retopin

Oblíbené parapulární retenční výměnné čepy s vícenásobně použitelným mandrelem. Dodáváné v titanové nebo pozlacené variantě. Na ohýbání čepů slouží ruční zavaděč.



Gold set 25ks	1269,-	1059,-
Gold refill 100ks	2329,-	1985,-
Titan set 25ks	1599,-	1349,-
Titan refill 100ks	2759,-	2345,-

FibreKleer

Kompozitní čepy ze skelných vláken s minimálním rizikem zlomení kořene. Kónické, ve velikostech: 1,25 mm, 1,375 mm a 1,50 mm. **Intro Kit:** 15 čepů (od každé velikosti 5 ks) a 3 předvrtávače (od každé velikosti 1 ks).



intro kit	4443,-	4290,-
čepy 10 ks	810,-	779,-
předvrtávač	1681,-	1135,-

HS London Crystal

Unikátní čepy z křemenných vláken, které výrazně lépe a více vedou světlo. Umožňují spolehlivě polymerovat fixační cementy do hloubky kořenového kanálku. **SILANIZOVANÉ**, jednotlivě balené čepy jsou připraveny k okamžitému použití. Délka čepu: 16 mm. Velikosti: 0,5 mm, 0,7 mm a 0,9 mm.



čepy 10 ks	1090,-	990,-
předvrtávač	669,-	599,-

Kořenové čepy titanové

Anatomicky tvarované kořenové čepy odpovídající morfologii kořenových kanálků. Jejich tvar redukuje riziko zalomení v kořenovém kanálku.



set 60ks	3895,-	3699,-
refill 6ks	369,-	338,-

Kořenové čepy zlacené

Anatomicky tvarované kořenové čepy odpovídající morfologii kořenových kanálků. Jejich tvar redukuje riziko zalomení v kořenovém kanálku.



set 60ks	1699,-	1525,-
refill 12ks	219,-	195,-

Kořenové čepy ocelové



Ocelové kořenové čepy za velmi výhodné ceny bez nutnosti použít speciální předvrtávače. Délky 10 a 14 mm, balení 5 + 5 ks.

sada: 5+5	449,-	419,-
-----------	-------	-------

Spalitelné čepy

Čepy ze speciálního zeleného plastu, beze zbytku spalitelné. Ideální pro přímou i nepřímou metodu zhotovení náhrady.



60ks	320,-	285,-
------	-------	-------

Clip & Splint spony

Transparentní fixační svorky pro perfektní uchycení skelných vláken v mezizubním prostoru. Díky těmto svorkám pásky nebo vlákna perfektně sedí na povrchu zubu a zajišťují bezchybný výsledek.



30ks	2990,-	2780,-
------	--------	--------

Ribbond

Dlahovací páska vyrobená ze stejných, vysoce pevných polyetylenových vláken používaných pro výrobu neprůstřelných vest. Neuvěřitelně flexibilní, tkaný pomocí patentované křížové (zámek-steh) vazby, super snadné použití, výjimečné výsledky



sleva: 20%		
Starter kit: 3x 22 cm vláken o šířkách 2, 3 a 4 mm, nůžky a měkkou cínovou fólii pro měření v ústech	8100,-	6490,-
Mini kit: 1x 22 cm vlákna šíře 3 mm, nůžky a měkkou cínovou fólii pro měření v ústech.	4410,-	3525,-
refill 3 x 22 cm (šířky 2, 3 nebo 4 mm)	6450,-	5490,-

Fiber Force – Fast Splint

Systém skelných vláken předem impregnovaných pryskyřicí. Neobsahují kov - biokompatibilní. Translucentní - téměř neviditelné. Nevyžadují zvláštní instrumentarium. Odstíny: bílý nebo růžový. **Na výběr:** pásek bílý - 0,5 x 150 mm, 2 ks; splétaný copánek - ø 2,2 x 150 mm, 2 ks nebo UD vlákno - ø 2,2 x 150 mm, 2 ks



2180,-	1850,-
--------	--------

Fiber-Splint

Jednovrstvý dlahovací (4 mm široký) materiál se skládá z velmi tenkých (0.05 mm) sklolaminátových proužků. Jednoduché použití v kombinaci se světlem tuhnoucím bondem. Výsledkem je vysoce estetické a pohodlné řešení pro pacienta



2m	3730,-	3350,-
----	--------	--------

Elite Glass

Speciálně vytvořený vinylnopolysiloxan pro tvorbu transparentních matric přímo v ústech. Lze jej použít jako matrici pro intra a extra orální polymeraci jak světlem tuhnoucích, tak duálně tuhnoucích materiálů.



2 x 50 ml + 6 kanyl	969,-	869,-
---------------------	-------	-------

NaviTip kanyly 29G, 30G

Silné rigidní kanyly s měkkými zaoblenými konci, které usnadňují pohyb v zakřiveném kanálku.
Délky: 17 mm (bílé), 21 mm (žluté), 25 mm (modré) a 27 mm (zelené).

29G – optimální pro:
MTA Flow, EndoRez, UltraCal XS, File-Eze

30G – optimální pro:
18% EDTA, 20% Citric Acid

sleva: 25%

50 kanyl	3260,-	2450,-
20 kanyl	1510,-	1140,-

NaviTip FX kanyly 30G

Jediný kartáček, který čistí, drhne a iriguje současně.
Navrženo pro 20% roztok Citric acid.
Délky: 17 mm (bílé) a 25 mm (modré).

sleva: 25%

20 kanyl 17mm	1660,-	1250,-
20 kanyl 25mm	1590,-	1200,-

NaviTip Sideport 31G

Kanyly s dvěma bočními otvory dopraví irigační roztoky bezpečně, minimalizují možnost, že chemikálie budou vytlačeny přes apex
Délky: 21 mm (žluté) a 27 mm (zelené).

sleva: 25%

- 31G – navrženo pro: 18% EDTA, 20% Citric Acid

50 kanyl	3410,-	2560,-
20 kanyl	1590,-	1200,-

MTA Flow

Snadno a rychle namícháte správnou hladkou konzistenci pro každou proceduru. Nyní můžete velmi přesně dávkovat až k apexu pomocí kanyly Navi Tip 29ga, ošetříte i místa jinak obtížně dosažitelná.
MTAFlow je bioaktivní, podporuje hojení

sleva více než: 25%

Kit	4740,-	3555,-
-----	--------	--------

Ultra Etch

35% kyselina fosforečná pro ideální leptání.
Unikátní samolimitující chemie: leptá jen do hl. 1,9 µm nepřeleptá!
Výrazná modrá barva: vidíte, kde leptáte.

IndiSpense - 30 ml	2320,-	2158,-
refill - 4 x 1,2 ml	870,-	809,-

Seek/Sable Seek

Indikátory zubního kazu, které barví kariézní dentin. Ideální pro použití v obtížně viditelných místech, pro hledání vstupů do kořenových kanálků.
Seek - barví kariézní dentin červeně.
Sable Seek - barví kazivý dentin zelenočerně a je ideální pro práci blízko pulpy, díky své kontrastní barvě.
Intro kit 4 x 1,2 ml stříkačku a 20 ks kanyl Black Mini Brush.

Intro kit	1700,-	1581,-
Refill: 4x1,2ml	1120,-	1042,-

Adper Single Bond

Zlepšená adheze k dentinu poskytuje vyšší vazebnou sílu, která zajišťí vysokou spolehlivost a pevnost vazby. Nanoplnivo je stabilní a nesedimentuje - odpadá nutnost před použitím protřepat.

sleva více než: 15%

6g 2317,- 1849,-



Prime&Bond NT

Univerzální jednosložkový bond s obsahem nanoplniva, pro aplikaci na všechny druhy kompozit a kompomerů.
Velmi nízká viskozita a dobrá schopnost penetrace do dentinu.

2x 4,5 ml 5691,- 5399,-



Gel Etchant

37.5% kyselina fosforečná určená k leptání dentinu a skloviny. Jasná fialová barva zaručuje skvělou viditelnost v průběhu nanášení. Viskozita zajišťuje, že materiál nestéká ani se neseparuje

sleva více než: 20%

30 g + 2 intraorální stříkačky + 30 koncovek 1895,- 1499,-



All-Bond Universal

Spojuje spolehlivost totálního leptání, pohodlí samoleptání flexibilitu selektivního leptání.
Garantuje univerzální kompatibilitu s chemicky, světlem i duálně tuhnucími kompozitními pryskyřicemi a cementy.

4ml 2210,- 1885,-



Optibond Universal

Jednosložkové univerzální adhezivum, naplněné ze 7%. Vhodný pro všechny techniky leptání: Slef-Etch, Selective Etch a Total-Etch.

sleva více než: 30%

5 ml 2724,- 1899,-



Peek Universal Bond

Jediný bond s chlorhexidinem (0,2%) – pomáhá zvýšit dlouhodobou pevnost bondu. Nejvyšší pevnost vazby k dentinu: 71,3 MPa (Technika TE). Nejvyšší pevnost vazby ke sklovině: 51,7 MPa (Technika TE).
Adheze ke všem materiálům (dentinu, sklovině, kovu, keramice, kompozitům i zirkonu).

stříkačky - 4 x 1,2 ml 2230,- 1900,-
lahvička - 4 ml 1870,- 1590,-



Express XT Penta

Tři druhy tmelů pro strojové míchání, dva druhy tmelů pro ruční míchání a čtyři druhy korekčního krému dělají z Express XT univerzální otiskovací hmotu vhodnou pro každou klinickou situaci

sleva více než:

15%



tmel strojové míchání - 360 ml	2045,-	1739,-
krém - 2 x 50 ml	1756,-	1489,-

otiskování Elite HD+

PUTTY
Fast soft: rychle tuhnoucí, pro dvoukrokovou metodu otiskování.
Normal soft: normální rychlost tuhnutí, pro metodu dvojího míchání.
KRÉM LIGHT
K dispozici v rychlosti tuhnutí **Fast a Normal**.



putty - 2 x 250 ml	1909,-	1695,-
krém - 2 x 50 ml + 12 koncovek	1199,-	1008,-

Alginate mixer MX-300



Automatická digitální míchačka alginátových otiskovacích hmot. Šetří Váš čas - hmota namíchaná za 8 sekund. Šetří úsilí - jednotná konzistence poskytuje elasticitu a odolnost srovnatelnou se silikony.

~~27990,-~~ **22790,-**

Hydrogum

Vynikající bezprašný alginát s vysokou objemovou stálostí 5 dnů. Ovocná chuť, fialová barva, antidiávnivá složka.



12 x 453 g (1 ks = 248 Kč)	3588,-	2976,-
453g	309,-	278,-

Tropicalgin

Oblíbený bezprašný alginát s barevným indikátorem fází tuhnutí. Po ztuhnutí je rigidní, má vlastnosti blízké silikonům - kresba jemných detailů, pevnost, odolnost proti prasklínkám. Skvělá příchut' a vůně tropického ovoce.



12 x 453 g (1 ks = 238 Kč)	3468,-	2856,-
453g	289,-	258,-

Adstringentní retrakční pasta

Pasta pro dočasnou retrakci marginální gingivy a vysušení sulků u zdravého periodontia. Zaručí čistý, suchý sulkus a silný hemostatický účinek, efektivně otevře sulkus

Kupte velké balení (100x0,3g) a získáte balení 25x0,3g v hodnotě 2666Kč ZDARMA



100 x 0,3 g ~~11526,-~~ **8860,-**

ZetaPlus



C-silikonová otiskovací hmota vhodná pro obě metody otiskování.

kit	1199,-	1095,-
-----	-------------------	---------------

Repin

Dvousložková zinkoxid-eugenolová otiskovací hmota pro otisky individuálních lžiček. Provizorní fixace korunek a můstků.

sleva více než:
20%



425g	306,-	239,-
------	------------------	--------------

Stomaflex

Oblíbená C-silikonová otiskovací hmota, vhodná pro běžné použití v každodenní praxi.



set	968,-	878,-
-----	------------------	--------------

Futar

Futar - snadné opracování, malá elasticita, tvrdost (Shore-A 90) pracovní čas 30 s, intraorální čas tuhnutí 90s.
Futar Fast - snadné opracování, malá elasticita, tvrdost (Shore-A 90) pracovní čas 15 s, intraorální čas tuhnutí 60 s.

sleva více než:
20%



2 x 50 ml + 6 kanyl	1400,-	1098,-
---------------------	-------------------	---------------

Futar D

Futar D / Fast / Slow - rychle tuhnoucí a extra tvrdý (Shore-D 43), žádné elastické borcení, pracovní čas 30 s / 15 s / 90 s, intraorální čas tuhnutí 60 s / 45 s / 90 s.

sleva více než:
20%



2 x 50 ml + 6 kanyl	1400,-	1098,-
---------------------	-------------------	---------------

Futar Cut & Trim Fast

extra (Shore-D 35), skenovatelný, snadno opracovatelný skalpelem a frézkou, pracovní čas 15 s, intraorální čas tuhnutí 45 s.

sleva více než:
20%



2 x 50 ml + 6 kanyl	1400,-	1098,-
---------------------	-------------------	---------------

Black Snake ZK

Zubní kartáčky od značky THIENELINO pro děti a dospívající od 7 let v provedení hada se skusem! Pohodlný poguzmovaný uchop, pružný krček, atraktivní design. V tyrkysové nebo červené barvě (vhodné pro rovnátka).



tyrkysový ZK 27,- 24,-
červený ZK ortho 34,- 31,-

Retainer Brite

Tabletky na čištění snímácích zubních aparátů s osvěžující příchutí. Efektivně ničí bakterie způsobující zubní plak a silný proti odolným skvrnám a nečistotám. Změnou barvy indikuje konec čistícího procesu!

sleva více než: 20%



36 tablet 389,- 299,-

Vosk pro pacienty v krabičce

Vosk pro dočasné uvolnění od bolesti způsobené orto aparátkem. Každá krabička obsahuje 5 proužků, balení obsahuje 100 krabiček. Dostupné v příchutích: višerň (červená), žvýkačka (růžová), mentol (zelená) nebo bez příchuti.



8,6g, barva A2 nebo A3 770,- 699,-

Mouthquard boxes

Kompaktní krabičky o hloubce 2,55 cm se snadným zavíráním. Barvy běžné: černá, modrá, zelená, oranžová, růžová, fialová, červená a žlutá. Barvy perleťové: černá, modrá, růžová, fialová a červená.



Běžné nebo perleťové, 10ks 210,- 178,-

Opal Seal

Unikátní primer se schopností trvalého nasávání a uvolňování fluoridů, brání vzniku dekalifikací. Aplikuje se na celou frontální plochu zubu po naleptání a před bondováním. V průměru vydrží na zubu 15-18 měsíců. Při každé návštěvě posvítíte černým světlem a zjistíte-li, že někde již chybí, doplňte jej. Adhesive kit: 1,7 g Opal Seal, 0,9 g Opal Bond MV, 1,5 g Opal Etch, 2,3 g Opal Bond Flow a 60 různých aplikačních kanyl.



adhesive kit 2720,- 2450,-

Opal Bond Flow

Světlem tuhnoucí flow adhezivum pro kovové a keramické aparáty. Přináší optimální zatěkávé charakteristiky, které usnadňují aplikaci a umístění. Ideální pro dlahování zubů po skončení ortodontického ošetření a okuzální dostavby.



Kit: 2 x 2,3 g materiálu a 20 aplikačních kanyl. 1950,- 1750,-

Žvýkačky Xylitol



Sortiment, kombinace příchutí, 200x2g dražé (400g) 1029,- 927,-
Máta, pepermint, skořice, ovoce, brusinky nebo lesní čaj, 30 dražé (30g) 119,- 105,-

Žvýkačky Xylitol pro děti



Mix jahoda/jablko 2x200 dražé (400g) 1009,- 909,-
Jablko nebo jahoda 30 dražé (30g) 119,- 105,-

Zvířátka Zoo, Farm



100ks 599,- 539,-

Hopíci – barevné skákající kuličky



100ks, různé barvy 899,- 805,-

Prstýnky



Dětské prstýnky o různých velikostech, 100ks, různé barvy 529,- 475,-

Autíčka a lodě



miniaturní autíčka a lodě v různých barvách, 100ks 749,- 675,-

Plazmová čistička vzduchu

Elektrické pole o desítkách tisíc voltů zabíjí viry a bakterie. Zajišťuje účinnou filtraci částic menších než 14 nanometrů (0,0146 μm), tedy mnohem menší než je velikost viru. Např. Covid-19 virus má velikost 0,1 μm. Odstraňuje ze vzduchu nejen aerosoly, ale i smog, prach, roztoky, kouř apod. Sterilizační efekt je 6-8 násobný oproti tradiční elektrostatische sterilizaci. Žádné další náklady na provoz-veškeré "filtry" jsou omyvatelné, nic nedokupujete. Přenosná - mezi ordinacemi, čekárnou nebo Vaší domovem. Rozměry: 650 x 316 x 306mm



Woodpecker Q3 22990,- 21990,-

Pola Day 6%

Pola day je pH neutrální gel s obsahem hydrogen peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení: 4x 1,3 g 1310,- 1190,-
Balení: 10x 1,3 g 2224,- 1590,-

Pola Night 16%

Pola night je pH neutrální gel s obsahem karbamidu peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou chuť, je průhledný a obsahuje unikátní prvky s dostatkem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení: 45x 1,3 g 5843,- 4290,-
Balení: 4x 1,3 g 1310,- 1190,-
Balení: 10x 1,3 g 2224,- 1590,-

Opalescence PF 10%/16%

Noční bělení Opalescence® PF 10% = 10% karbamidu peroxidu
Denní bělení Opalescence® PF 16% = 16% karbamidu peroxidu
Příchut': máta, meloun, bez příchutě.
Pacient Kit: 8 x 1,2 ml bělicího gelu ve stříkačkách, 30 ml Bělicí pasta Opalescence, krabičku na nosiče, taštičku Opalescence a kartičku se vzorníkem odstínů.
Doktor Kit: 8 x 1,2 ml stříkačka Opalescence PF, 2x folie Soft Tray, 1,2 ml LC Bloc-Out Resin, 25 ml bělicí zubní pasta Opalescence, krabička na nosiče a kartička vzorník odstínů.



doktor kit 1730,- 1609,-
pacient kit 1600,- 1488,-
refill – 40 x 1,2 ml 6800,- 6324,-

Opalescence Boost 40%

Bělicí gel s 40% peroxidu vodíku.
Chemicky aktivován – NENÍ NUTNO AKTIVOVAT LAMPAMI!
Aplikace pouze na 2x20 min při jedné návštěvě, aktivuje se přímo ve stříkačce před použitím
Intro Kit: 4x 1,2 ml Boost 40%, 2x 1,2 ml OpalDam Green, 2x IsoBlock, 10 kanyl Micro 20ga a 10 kanyl Micro 20ga FX.
Pacient Kit: 2x 1,2ml Boost 40%, 1,2 ml OpalDam Green, 1x IsoBlock, 5 kanyl Micro 20ga a 5 kanyl Micro 20ga FX.



intro kit 5040,- 4290,-
pacient kit 2470,- 2100,-
refill – 20 x 1,2 ml 15090,- 12890,-

Opalescence GO

Jednorázové extra těsné nosiče předplněné gelem s 6% peroxidu vodíku k okamžitému použití. Žádné otisky, modely ani další laboratorní práce. Balení kit: 10 horních a 10 dolních předplněných nosičů.
Balení mini kit: 4 horní a 4 dolní nosiče.



-10% + bělicí pasta 133g ZDARMA

Kit (10x dolní + 10x horní nosič) 2060,- 1850,-
Minikit (4x dolní + 4x horní nosič) 1090,- 820,-

Listerine Total Care 1l



Nejpokročilejší a kompletní ochrana
Chrání před zubním plakem a snižuje jeho usazování. Udržuje zdravé dásně a posiluje zuby proti zubnímu kazu.

6x1000ml, 1ks=148Kč 1074,- 888,-
1000ml 179,-

Listerine Total Care 250ml

Chrání před zubním povlakem a snižuje jeho obsah. Udržuje zdravé dásně a posiluje zuby proti zubnímu kazu. Pomáhá chránit před zubním kamenem a udržovat zuby přirozeně bílé. Ničí bakterie i v mezizubním prostoru a držíže svěží dech po 24 hodin.



6x250ml, 1ks=95Kč 684,- 570,-

Listerine Green Tea



pro 24 hodinovou ochranu před kazy
Posiluje zubní sklovinu i na těžko přístupných místech a tím pomáhá předcházet vzniku zubního kazu. Omezuje zubní povlak, hlavní příčinu onemocnění dásní, a brání jeho vzniku.

6x500ml, 1ks=147Kč 1068,- 882,-
500ml 178,-

NewSeal

Vysoce kvalitní svářečka pro zátavování obalů z papíru / fólie. Automatická regulace teploty. Ochrana proti spečení sáčku. Vždy vysoce kvalitní svár 12 mm



14990,-
13450,-

Helix Test

Testy průniku páry (BowieDick test) pro malé parní sterilizátory od firmy Medistock. Test je nutné provádět denně před každou sterilizací.



sleva více než:

15%

100 ks +
nosič

1995,-
1685,-

Euro Bowie Dick Test

Jednorázový balíček pro B-D zkoušku prověří v jediném testu při teplotě 134 °C během 3,5 min.: průnik páry, sytost páry, obsah nekondenzujících plynů, teplotu a skutečnou dobu sterilizační expozice. Vhodný pro velké parní sterilizátory .



sleva více než: **20%**

1ks
170,-
133,-

Buff Prophy prášek

sleva více než: **20%**

Profylaktický prášek pro profesionální čištění zubů opískováním, bez obsahu lepku. Nehrudkující, pro odstranění odolných pigmentových skvrn. **Příchutě:** ostružina, máta peprná a třešeň.



364 g
699,-
589,-

Floride gel

Vstřebávání fluoridu během 1 minuty!
Příchutě: jahoda, lesní plody, máta, třešeň a pomeranč.



450ml
599,-
499,-

Cold/Hot medvěd

Polštářky pro použití na chlazení i zahřívání. Příjemný sametový povrch. Opakovaně použitelné. Velikost: 11 x 7 cm. **Barvy:** modrá, žlutá a růžová.



1ks
54,-
49,-

Prophy pearls

Jemně a přitom účinně odstraňují skvrny, plak a biofilm. Vhodné ošetření před pečetěním fisur, bělením a protetickým či ortodontickým použitím **Příchutě:** černý rybíz, broskev, máta, pomeranč a nebo bez příchuti.



s příchutí - 80 x 15 g
4330,-
3095,-
bez příchuti - 80 x 15 g
3933,-
2780,-

PROPHYflex 4

Dva nástroje v jednom - ideální pro supragingivální a subgingivální aplikace. Využijete jej při profylaxi nebo parodontologii, pečetění fisur, estetickou stomatologii, na protetiku nebo v ortodontii. **Barvy** - tmavě modrý, jasně zelený, zářivě růžový.



sleva více než: **30%**
31786,-
21800,-

Agfa Dentus

Rentgenové filmy s vysokou citlivostí třídy E pro mimořádně ostré a kvalitní snímky.



150ks
1100,-
999,-

Držák filmu pěnový

Lze používat pro filmy, obaly na paměťové fólie i návleky na senzor. Samolepící na krátké straně - jednoduše umístíte kam potřebujete. Snadno nastavíte pro horizontální i vertikální snímkování



100ks
220,-
199,-

Senzor návleky PremiumPlus

Jemně přesto odolné návleky v prémiové kvalitě. Zajišť dokonalou hygienu RVG senzorů. Měkký materiál a ergonomické provedení zvýší pohodlí pacienta.



38 x 200 mm - 500 ks
495,-
395,-

Wapro ochranné návleky

Ekonomické návleky senzoru pro nepřímou visiografii. Použitelné pro Digora Optime, VistaScan, Gendex a Kodak.

Velikosti návleků:
22 x 35 mm (č.0),
24 x 40 mm (č.1),
31 x 41 mm (č.2)
a 27 x 54 mm (č.3).



návleky - 250 ks
687,-
619,-

EQUIA – uvedena na trh v roce 2007

Samoadhezivní výplňový materiál pro distální úsek v jedné dávce. EQUIA spojuje rychlou a snadnou manipulaci s dokonalými fyzikálními vlastnostmi a nepřekonatelnou estetikou. Materiál lze použít na zatížené výplně I. třídy, výplně II. třídy omezené velikosti, výplně V. třídy a výplně mléčných zubů, pro kořenové kazy, opravy starých výplní a dostavby kořenových pahýlů. GC EQUIA lze používat jako definitivní výplňový materiál pro zatížené kavity I. a II. třídy.



Fil (doplňkové balení), 50 kapslí, odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4 a sortiment. 5430,- 4135,-

Promo balení: 2x50 kapslí A2-A2, A3-A3 nebo A2-A3, EQUIQ Coat 4ml + příslušenství 11020,- 9335,-

Klinické balení: 250 kapslí A2, A3 nebo B2, EQUIQ Coat 6ml + příslušenství 22980,- 19585,-

EQUIA Forte HT - uvedena na trh v roce 2019

Bulkový sklohybridní výplňový systém. Posouvá sklohybrid na vyšší úroveň - pro sklohybridní materiály je použita směs částic s různou velikostí. Pevnější a nelepivý materiál, vynikající pro bulkové výplně, i pro zatěžované výplně II. třídy.



sleva více než: 26%

Fil (doplňkové balení), 50 kapslí, odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment 5330,- 3735,-

Opravdový bulkový materiál Tolerantní vůči vlhkosti Široké použití Prokázaná trvanlivost

Promo balení: 2x50 kapslí A2-A2, A3-A3 nebo A2-A3, EQUIQ Forte Coat 4ml + 25 aplikačních štětečků 10440,- 7670,-

Klinické balení: 200 kapslí A2, A3 nebo B2, EQUIQ Forte Coat 4ml + 25 aplikačních štětečků 16730,- 14365,-

EQUIA Forte - uvedena na trh v roce 2015

Bulkový sklohybridní výplňový materiál pro pacienty od 7 let a výše. Rychle tuhnoucí, estetický výplňový materiál s jedinečnou SKLOHYBRIDNÍ technologií s vysokou odolností proti prasklinám a opotřebením s uvolňováním fluoridu. Díky využití vlastní univerzální adhezivní technologie a vynikající smáčivosti není nutné použití kondicionéru ani bondu.



Fil (doplňkové balení), 50 kapslí, odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4 a sortiment. 5330,- 4135,-

Promo balení: 2x50 kapslí A2-A2, A3-A3 nebo A2-A3, EQUIQ Forte Coat 4ml + 25 aplikačních štětečků 10440,- 8535,-

Klinické balení: 200 kapslí A2 nebo A3, EQUIQ Forte Coat 4ml + 25 aplikačních štětečků 16730,- 14775,-

EQUIA Forte Coat

Bulkový sklohybridní výplňový materiál pro pacienty od 7 let a výše. Rychle tuhnoucí, estetický výplňový materiál s jedinečnou SKLOHYBRIDNÍ technologií s vysokou odolností proti prasklinám a opotřebením s uvolňováním fluoridu. Díky využití vlastní univerzální adhezivní technologie a vynikající smáčivosti není nutné použití kondicionéru ani bondu.



4ml 2550,- 2098,-

Fuji Cem Evolve

Pryskyřičí modifikovaný skloionomerní cement, tolerantní vůči vlhkosti a spolehlivý za všech okolností. Zlepšená vazba na zirkon činí tento cement zajímavým zejména pro fixace vysoce pevných celokeramických zirkonových náhrad. Jednoduchá aplikace v automixové verzi.



Single Pack: 9,2g + koncovky 2990,- 2575,- Triple Pack 3x9,2g + koncovky 7590,- 6475,-

everX Flow

Vlákný zesílený zatékový kompozit pro náhradu dentinu. EverX Flow je zatékový kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny, určený pro náhradu dentinu a zesílení výplně. Dva odstíny: bulkový – pro hluboké kavity; dentinový – pro vysoce estetické výsledky.



stříkačka 2ml (3.7g), bulkový nebo dentinový odstín, 20x koncovka 1890,- 1655,-

everX Posterior

Vlákný zesílený kompozit pro náhradu dentinu materiál vhodný pro všechny bulkové výplně vlákna zabraňují šíření prasklin.



15 unitipů x 0,13 ml 2400,- 2020,- 50 unitipů x 0,13 ml 7250,- 5999,-

everStick Perio

Estetické řešení pro šetrné parodontální dlahování



1x8cm 2500,- 1985,-

everStick C&B

Výztuže ze skelných vláken pro můstky z vlákný vyztužených kompozitů. Pro všechny indikace zahrnující chybějící zuby, a to dočasné nebo dlouhodobě.



1x8 cm 2740,- 2165,-

EQUIA Coat



4ml 2530,- 1975,-

G-aenial Universal

Vysoce odolný výplňový kompozit s výjimečnou pevností a odolností proti opotřebení díky kombinaci ultrajemného plniva s obsahem baria. Vhodný pro každou kavitu bez ohledu na velikost, pevný, není potřeba překrývat běžným kompozitem, hutná konzistence, ideální pro použití v postranním úseku chrupu.



Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, AO2, AO3, CV

1ml, odstín dle výběru **1150,- 980,-**

DiaPolisher Paste



Diamantová lešticí pasta pro další vylepšení estetiky kompozitních výplní.

Tuba 2g, kovová koncovka a kryt koncovky **1480,- 1251,-**

GC Repair Kit



Balení: 5x unidose G-Premio, 5x unidose Ceramic Primer Bond, 1 tuba (2ml) Gradia Plus OA1 pro překrytí dostaveb na bázi kovu, aplikátory, mikroštetěčky.

3270,- 2576,-

G-Multi Primer



5ml **2190,- 1855,-**

G-aenial



G-aenial anterior, posterior **2040,- 1489,-**

G-aenial Flo X **2040,- 1489,-**

G-aenial Universal Flo **2120,- 1499,-**

G-aenial Bond



5ml **3340,- 2285,-**

G-Bond Started Kit



Balení: 5ml Bondu, 50x mikrotip štetěčky, mikrotip aplikátor a míchací miska

3910,- 2175,-

G-Premio Bond



sleva: 21%

3x5ml **7390,- 5849,-**

1 lahvička: 5ml **2900,- 2349,-**

MI Varnish



Intro balení: 10x unidose – 5x jahoda + 5x máta **1000,- 788,-**

Refil balení: 35x unidose – máta nebo jahoda **2900,- 2575,-**

GC Tooth Mousse



sleva více než: 20%

Sortiment: 1 tuba od každé příchutě – máta, jahoda, vanilka, meloun, tutti-frutti

sortiment **3040,- 2335,-**

GC MI Paste Plus nebo Tooth Mousse



Příchutě: máta, jahoda, vanilka, meloun, tutti-frutti

10 tub (od každé příchutě dvě tuby) nebo 10 tub stejné chuti.

MI Paste Plus **6180,- 4678,-**

Tooth Mouse **5600,- 4490,-**

Dry Mouth Gel



Speciální gel pro odstranění pocitu suchých úst

10x malina **3240,- 3030,-**

Sortiment: 4x máta, 2x malina, 2x pomeranč, 2x citron **3240,- 3030,-**

Essentia HiFlo/LoFlo



HiFlo/ LoFlo - zatékavé fotokompozity
HiFlo- vysoká zatékavost,
LoFlo- nízká zatékavost

1 tuba (3,4g) 1650,- **1365,-**

Essentia Universal Promo Pack



4x3,4g (4 tuby) Essentia Universal

4560,- **4245,-**

Světlem tuhnoucí, radioopákní, univerzální výplňový kompozitní materiál.
 Pouze 7 odstínů pro všechny klinické situace.
Odstíny: LD; MD; DD; LE; DE; U a ML.
 K dispozici čtyři **modifikátory** (RBM, BM, WM a OM) vyvinuté pro rychlou charakterizaci vašich výplní.
Starter Kit stříkačky: 7 x 2 ml (1 od každého odstínu), 20 aplikačních koncovek a příslušenství.
Modifier Kit: 4 x 2,4 ml (1 od každého odstínu).



1 tuba, libovolný odstín 1650,- **1298,-**
 Starter Kit 11400,- **10365,-**
 Modifier Kit 5750,- **4863,-**

Essentia Universal

Essentia Universal - Univerzální světlem polymerující kompozit s kondenzovatelnou konzistencí



1 tuba (3,4g) 1650,- **1298,-**

Gradia Direct



1 tuba 4g 1720,- **945,-**

Gradia Direct Flo/LoFlo



balení: 2 tuby 1710,- **1235,-**

Gradia Core



Intro kit: 10 ml kartuše, samoleptací bond tekutina, 20x automix koncovky, 20x endo koncovky, příslušenství

kartuše 10ml+ 3230,- **2775,-**
 20 koncovek
 Intro kit 6190,- **5075,-**

GC Composite Primer



3ml 890,- **799,-**

Fuji IX GP 1-1



Odstín: A3

1-1 2940,- **2475,-**

Fuji IX GP 3-2



Set obsahuje: A2, A3 a B3 prášku, 2 x 6,4 ml tekutiny

3-2 7050,- **5875,-**

Fuji IX GP Extra 1-1



Barvy: A2, A3

1-1 3210,- **2655,-**

Ceramic Primer II

Adhezivum pro vytvoření silné vazby během fixace mezi všemi estetickými nepřímými náhradami a cementy na bázi pryskyřice, nebo při opravách přímých kompozitních náhrad.



3ml 2900,- **2475,-**

GC Fuji II LC Improved kapsle



Odstíny: A2, A3, B3

50 kapslí 5530,- 3998,-

GC Fuji IX GP kapsle



sleva: 27%

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí 4870,- 3545,-

GC Fuji IX GP FAST kapsle



sleva: 27%

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí 4870,- 3545,-

GC Fuji Triage kapsle



Odstíny: růžová, bílá

50 kapslí 4780,- 3464,-

GC Fuji Plus kapsle



sleva: 30%

Odstíny: A3, žlutá

50 kapslí 5470,- 3835,-

GC G-CEM kapsle



sleva více než: 28%

Odstíny: A2, AO3, TL, BO1, sortiment

50 kapslí 7750,- 5598,-

GC Fuji IX GP Extra kapsle



sleva: 27%

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí 5360,- 3888,-

Fuji I kapsle



Odstin: světle žlutá

50 kapslí 4130,- 2886,-

Fuji I 1-1



Odstin: světle žlutá

1-1 (plv. + liq.) 3680,- 2975,-

GC Fuji II LC Improved plv./liq.



3-2 balení: 3 x 15 g prášku (A2, A3, B3) a 2 x 8 g tekutiny

9750,- 7975,-

Fuji Plus plv./liq.



Odstin: A3

1-1 4240,- 3435,-

Fuji Triage 1-1



Odstíny: růžová, bílá

1-1 2900,- 2375,-

ZÁŘÍ 2020

SDI | FIXAČNÍ CEMENTY

SET PP

KOMPOZITNÍ

Samoleptací samoadhezivní pryskyřici modifikovaný duálně tuhnoucí fixační cement pro finální cementování náhrad z kovu, pryskyřice a keramiky. Produkt byl za vysokou kvalitu oceněn nejvyšším možným počtem bodů v časopise Dental Advisor.



Balení: 2x 7 g stříkačka automix,
28x koncovka
Odstíny: A1, A2, OA3,
bílý opákní, translucent

Kód: SD8805101-05

EKO balení: 1x 7 g stříkačka automix,
14x koncovka
Odstín: A2

Kód: SD8805102EKO

2.890,- ~~4.369,-~~ **1.690,-** ~~2.404,-~~

RIVA CEM

SKLOIONOMERNÍ

Riva cem je chemicky tuhnoucí, rentgen kontrastní, pryskyřici modifikovaný skloionomerní upevňovací cement pasta/pasta uvolňující fluoridy. Je určen k definitivnímu cementování metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátů. Je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světlem.



Balení: 1x 8,5 g stříkačka

Kód: SD8800700

1.490,- ~~1.759,-~~

RIVA LUTING

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí skloionomerní fixační cement. Díky vynikající adhezi k zubům, vysokému uvolňování fluoridu a zatékavosti, je použitelný pro široké spektrum klinických aplikací. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Balení: 50x kapsle
Kód: SD8650008

2.990,- ~~3.667,-~~



Velké balení: 35 g prášek, 24,3 ml tekutina
Kód: SD8650508

1.990,- ~~2.214,-~~

RIVA LUTING PLUS

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí, pryskyřici modifikovaný skloionomerní cement pro fixaci korunek, můstků, inlejí a onlejí. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Balení: 50x kapsle
Kód: SD8651008

3.990,- ~~4.479,-~~



Balení: 25 g prášek, 8,95 ml tekutina
Kód: SD8651508

2.290,- ~~2.707,-~~

COAT

Světlem tuhnoucí ochranný lak pro skloionomerní výplně. Zabraňuje kontaminaci výplně slinami a vodou po dobu 24 hodin po ošetření.



Balení: 5 ml

Kód: SD8610001

940,- ~~1.067,-~~

CONDITIONER

Roztok kyseliny polyakrylové pro jemné odstranění „smear layer“ z dentinu a skloviny. Optimalizuje adhezi skloionomerních cementů k povrchu zubu.



Balení: 10 ml

Kód: SD8620001

1.090,- ~~1.279,-~~

ZÁŘÍ 2020

SDI | KOMPOZITNÍ VÝPLNĚ

AURA EASYFLOW

Světlem tuhnoucí zatékavý kompozit, optimalizovaný tak, aby zajistil správnou funkci u každé použité vrstvy. Aura Easyflow je konstruována tak, aby maximalizovala klinický úspěch, ať už se používá jako radioopákní vložka pod přímou výplň nebo pro povrchovou opravu defektů v estetických zónách.



„S novým materiálem firmy SDI Aura Easy flow pracuji velmi rád - příjemná konzistence, velmi dobrá aplikace materiálu, výborná zatékavost a dobrá estetika.“

Doc. MUDr. Stanislav Komárek, CSc.,
Stomatologická praxe Hradec Králové

Balení Intro kit: 4 x 2 g stříkačka
(1x AE1,1 x AE2,1 x AE3,1 x AE4)

Kód: SD8566000

2.863,-



1x ZIPBOND
Při nákupu AURA EASY FLOW
intro kit obdržíte 1x ZIPBOND
refill ZDARMA
- posílá výrobce

Balení: 1 x 2 g stříkačka, 5 x koncovka
Odstíny: AE1, AE2, AE3, AE4

Kód: SD8566010-13



690,- 730,-

Balení: 20x 0,2 g komple
Odstíny: AE1, AE2, AE3, AE4

Kód: SD8566020-23

1.490,- 1.565,-

LUNA

Luna je ideální univerzální nanohybridní výplňový materiál pro každodenní použití ve frontálním i distálním úseku. Jednoduchý estetický kompozitní systém s výbornou leštitelností, pevností a odolností.



Balení: 4 g stříkačka

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2,
C1, C2, D2, b, Incisal, OA2, OA3, OA3.5

Kód: SD8401081-99

1.928,-

**1+1
ZDARMA**



AURA BULK FILL

Ultra univerzální bulk kompozitní materiál nové generace. Představuje spojení nové kompozitní pryskyřice s nízkým smršťováním a nového plniva s vysokou hustotou (UHD). Aura je určena pro rychlé posteriorní výplně, kdy není nutné překrývat sklovinou. Určeno pro dosažení velké hloubky vytvrzení a vysoké pevnosti.



Balení: 4 g stříkačka

Kód: SD8560012

2.089,-

**1+1
ZDARMA**



LUNA PROMO PACK

Univerzální nanohybridní výplňový materiál ve výhodném balení obsahující 4 stříkačky a 5ml jednosložkového adhezivního systému 5. generace na sklovinu i dentin.



Balení Promo pack II: 4x 4 g stříkačka
(odstíny: 2x A2, 2x A3) + 5 ml stae

Kód: SD8400125-II

2.490,- 3.511,-

AURA EASY

Aura je ultra univerzální kompozitní materiál. Můžete vybrat ze 4 univerzálních odstínů, které se snadno přizpůsobí odstínům frontálních i distálních výplní. Optimalizovaná, nelepivá konzistence usnadňuje modelování a nanášení. Jedinečná kombinace plniva a pryskyřice zajišťuje pevnost a estetiku potřebnou pro zhotovení výplně s dlouhou životností.

**1+1
ZDARMA**



Balení: 4 g stříkačka
Odstíny: AE1, AE2, AE3, AE4

Kód: SD8560020-23

2.089,-

Balení: 20x 0,25 g komple
Odstíny: AE1, AE2, AE3, AE4

Kód: SD8565020-23

2.612,-



RIVA SELF CURE / RIVA SELF CURE HV

Riva self cure je radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, pro ART techniku, podložky, výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.



Kolik stojí Váš čas?

Riva SC ve verzí FAST

Balení: 15 g prášek / 6,9 ml tekutina
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8610501-23

1.149,- ~~1.249,-~~

riva self cure
Balení: 45x kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8606202,3
SD8606302,3

2.590,- ~~3.490,-~~

riva self cure
Balení: 50x kapsle
Odstíny: A1, A3.5, A4, B2, B3, sortiment,
T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8600001-13
SD8605001-08
SD8610000

3.590,- ~~4.374,-~~odstíny A2, A3
45 kapsl / bal.odstíny ostatní
50 kapsl / bal.

RIVA LIGHT CURE / RIVA LIGHT CURE HV

Riva light cure je radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřici modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetění fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.



Balení: 15 g prášek / 7,2 ml tekutina
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, b

Kód: SD8700501-16

1.390,- ~~1.635,-~~

riva light cure
Balení: 45x kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8700062,3

2.590,- ~~3.451,-~~

riva light cure
Balení: 50x kapsle
Odstíny: A1, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, b, sortiment

Kód: SD8700001,04-16
SD8710000

riva light cure HV
Balení: 50x kapsle
Odstíny: A1, A3.5, B1

Kód: SD8730001,04-16

3.590,- ~~4.488,-~~odstíny A2, A3
45 kapsl / bal.odstíny ostatní
50 kapsl / bal.

RIVA SILVER

Radioopákní, stříbrem modifikovaný skloionomerní, chemicky tuhnoucí výplňový materiál. Vyznačuje se vynikající adhezí k zubu, trvalým uvolňováním fluoridu a vysokou tlakovou pevností. Díky svým vlastnostem je optimální výplňový materiál pro široké klinické použití. Riva silver má světle šedý odstín. Kapsle obsahují 18 % stříbra, prášek/tekutina obsahuje 21,6 % stříbra.

vhodné pro pacienty
se špatnou hygienou

Balení: 50 kapslí
Kód: SD8670008

4.490,- ~~5.738,-~~

Balení P/T: 32g / 8.9g
Kód: SD8670508

4.490,- ~~5.614,-~~

ZIPBOND

Zipbond je univerzální adhezivum uvolňující fluoridy, kompatibilní s technikami samoleptání, selektivního leptání a celkového leptání.

Balení: 5 ml

Kód: SD8100502

1.890,- ~~2.240,-~~

Balení: Intro kit: 5 ml Zipbond, 2x 2 ml Super Etch

Kód: SD8100500

2.490,- ~~2.750,-~~

STAE



Balení: 5 ml
Kód: SD8100201

990,- ~~1.389,-~~

GO!



Balení: 5 ml
50x aplikační stěžeček
Kód: SD8100400

1.980,- ~~3.487,-~~

PERMITE

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina obsahem stříbra s 56%. Je velmi pevný, snadno leštitelný a lehce tvarovatelný.

56% STŘÍBRA



GS-80

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina obsahem stříbra s 40%. Vyznačuje se vysokou pevností a stabilitou v kavitě.

40% STŘÍBRA



50 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4001303 EKO

Kód: SD4001404 EKO

1.590,-
~~2.017,-~~

600 mg

Kód: SD4002303 EKO

Kód: SD4002404 EKO

1.990,-
~~2.690,-~~

800 mg

Kód: SD4003303 EKO

Kód: SD4003404 EKO

2.890,-
~~3.586,-~~

300 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4031303 EKO

Kód: SD4031404 EKO

9.190,-
~~11.205,-~~

600 mg

Kód: SD4032303 EKO

Kód: SD4032404 EKO

11.590,-
~~14.946,-~~

800 mg

Kód: SD4033303 EKO

Kód: SD4033404 EKO

16.190,-
~~19.921,-~~

50 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4401303 EKO

Kód: SD4401404 EKO

1.120,-
~~1.177,-~~

600 mg

Kód: SD4402303 EKO

Kód: SD4402404 EKO

1.550,-
~~1.638,-~~

800 mg

Kód: SD4403303 EKO

Kód: SD4403404 EKO

1.820,-
~~1.955,-~~

300 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4431303 EKO

Kód: SD4431404 EKO

5.940,-
~~6.541,-~~

600 mg

Kód: SD4432303 EKO

Kód: SD4432404 EKO

8.190,-
~~9.101,-~~

800 mg

Kód: SD4433303 EKO

Kód: SD4433404 EKO

9.690,-
~~10.861,-~~

ULTRAMAT S

Vysokorychlostní amalgamátor s jednoduchou obsluhou pro většinu typů kapslí. Ovládá se pomocí pouhých tří tlačítek, zajišťuje dokonale a přesně protřepání.



Přednastavené časování
po 6s, 8s a 10s

Kód: SD5546058

12.900,-
~~16.135,-~~

APLIKAČNÍ ŠTĚTEČKY

Jednorázové štětečky, které umožňují aplikovat materiál do těžko přístupných oblastí. Jsou rezistentní vůči rozpouštědlům, ohybné a nejsou nasákavé.



Balení: 400 ks

SUPERFINE (fialová) Kód: SD8100122

FINE (zelená) Kód: SD8100116/17

MEDIUM (modrá) Kód: SD8100118/19

Sortiment 400 ks (100x SUPERFINE, 200x FINE, 100x MEDIUM)

Kód: SD8100123

690,-
~~1.014,-~~

RADII XPERT

NOVINKA

Nová polymerní lampa s rozsahem vlnových délek 440 - 480 nm. Lampa má lepší výkon díky konzistentní světelné intenzitě. Je vybavena LCD displejem s odpočítavajícím časovačem poskytujícím přesnost a možnost uložení nastavení. Ergonomický design s otočnou hlavou o 360° poskytuje pohodlný přístup do všech oblastí ošetření. Díky efektivní schopnosti chladiče absorbovat teplo je možné bezpečně polymerovat i několik výplní za sebou.



Balení: 1 ks Radii Xpert LED, násadec Radii Xpert, nabíječka, adaptér do zásuvky, 5x malý světelný štít, velký světelný štít, 3x náhradní kryty čoček, 100x ochranný návlék

Kód: SD5600300

32.900,-
~~45.848,-~~