

Sekusept Aktiv

K dezinfekci a čištění nástrojů, pomůcek z nere skla, gumy a plastu, dýchacích masek a nástr. Má vynikající čisticí účink. Výborně rozpouští krev a bílkovinné nečistoty.



1,5kg

939,-

896,-

6kg

3469,-

3233,-

Incidin liquid

K přímému použití (neředí se) pro rychlou dezinfekci předmětů a ploch postřikem. Vhodný pro ošetřování nerezových povrchů, stomatologická křesla a těžko dostupná místa.



1l

299,-

269,-

5l

1239,-

1139,-

Cavicide

Dezinfekce neporézních, tvrdých povrchů. Používá se neředěný. Jeho hlavním způsobem použití je nástřik aerosolu sprejem, ale je možné použít jej k otírání povrchů tampóny. Kompatibilní s většinou materiálů.



5l

1417,-

719,-

ORBI-Sept dezinfekce vrtáček

Pro čištění a profylaktickou dezinfekci zubních vrtáčků a rotačních nástrojů. Vhodný také pro ultrazvukové čističky.



2,5l

570,-

529,-

ORBI-Sept dezinfekce nástrojů

Koncentrát pro přípravu dezinfekčního roztoku pro ruční čištění a profylaktickou dezinfekci termostabilních a termolabilních nástrojů ponořením do lázně.



2,5l

1095,-

999,-

ORBI-Sept dezinfekce odsávacího zařízení

Vysoce účinný koncentrát pro čištění, dezinfekci a péči o odsávací systémy zubních souprav. Je bez aldehydu, nepění. Díky vysoké čisticí síle odstraní i odolné usazeniny. Široké spektrum působení, vysoká kompatibilita, použitelný i v systémech se separátory amalgámu. Pravidelné používání zamezuje vzniku nepříjemných pachů.



2,5l

665,-

625,-

Incidin OxyWipe S

Oblasti použití: na všechny citlivé syntetické materiály včetně ultrazvukových sondk dezinfekci monitorů, displejů dotykových obrazovek, klávesnic a kontrolních panelů zdravotnických prostředků a také komunikačních zařízení k dezinfekci citlivých syntetických povrchů jakou jsou syntetická kůže

Spektrum účinnosti: baktericidní, tuberkulocidní, fungicidní na kvasinky, plně virucidní, sporicidní, noroviry, sporicidní Clostridium difficile do 15 minut



sleva více než:

15%

100ks

339,-

285,-

Mikrozyd Universal Premium ubrousky

Dezinfekční ubrousky, s nízkým obsahem alkoholu, určené k dezinfekci malých ploch a povrchů. Vysoká kompatibilita s materiály. Výborná materiálová kompatibilita Rychlá účinnost (norovirus do 30 sekund) Účinný podle EN 16615 za 1 minutu Dermatologicky testován Vysoká kvalita utěrek o rozměrech 20x20 cm Výborné čisticí účinky.



100ks

380,-

339,-

Mikrozyd AF Liquid

Přípravek pro dezinfekci postřikem na plochy a předměty. Účinný proti bakteriím, mykobakteriím, mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a širokému spektru virů. Bez formaldehydu, jako účinné látky obsahuje alkoholy, glutaraldehyd a kvarterní amonné soli.



1l

270,-

230,-

5l

1090,-

930,-

Rukavice latexové bez pudru Maxter

Velikost
S,M, 100ks

390,-

350,-

Rukavice nitrilové GN90

Velikost
S,M,L 200 ks

1080,-

820,-

Orotol Plus

Nepěnlivý bezaldehydový přípravek pro současnou dezinfekci, dezodoraci, čištění a údržbu všech zubolékařských odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu. **Spektrum účinnosti:** baktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, virucidní včetně HBV a HIV.



2,5l

1689,-

1595,-

Injekční stříkačky



2ml, 100ks, Chirana	99,-	89,-
2ml, 100ks, Braun	91,-	82,-
5ml, 100ks, Braun	139,-	125,-

Ručníky Tork



300ks	67,-	61,-
-------	------	------

Pervin (Perlan) utěrky

Víceúčelové přřezy z netkané textilie jsou určeny pro každodenní použití za sucha i mokra. Hygienická nezávadnost, příjemný dotek, pevnost a odolnost proti oděru. Mimořádná savost.



Utěrky, 40x50cm, 200ks	633,-	570,-
Ručníky, 50x95cm, 100ks	604,-	544,-

Pervin (Perlan) role



50cmx100m, role	659,-	598,-
-----------------	-------	-------

Petri misky



velikost: 65x15mm	174,-	157,-
velikost: 90x20mm	227,-	204,-

Mýdlo Arco/
Mýdlo Arco Deo

Arco: Jemně parfémované tekuté mýdlo

Arco Deo: Jemně parfémované tekuté mýdlo antimikrobiální přísadou

Arco 5l	353,-	318,-
Arco Deo 5l	454,-	409,-

Hawe Adapt matrice

1204		375
1202		376
1207		377
1203		378
1205		379
1208		380
1206		382

30ks, tloušťka 0,045mm	457,-	419,-
30ks, tloušťka 0,030mm	209,-	189,-

Hawe transparentní pásková matrice



Anatomicky tvarované matrice pro všechny výplňové materiály do frontálního úseku, z polyesteru, tloušťka 0,075 mm.

100ks	220,-	198,-
-------	-------	-------

Striproll – modrá řada



Šířka 6, 8, 10mm, 15m	379,-	352,-
-----------------------	-------	-------

Rotasept



Vysoce účinný přípravek na dezinfekci a čištění všech typů rotačních nástrojů.

2l	839,-	769,-
----	-------	-------

Gigasept Instru AF

Přípravek na dezinfekci a čištění všech druhů nástrojů a pro ultrazvukové čističky. Neobsahuje aldehyd, fenol ani aktivní chlór. Má velmi dobré čisticí schopnosti, široké spektrum účinnosti a příjemně voní.



2l	1200,-	1098,-
5l	2770,-	2593,-

Aspirmatic

Aspirmatic: Přípravek ke každodennímu hygienickému ošetření odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu. Rozpouští hleny, vhodný pro všechny druhy materiálů, biologicky odbouratelný.

Aspirmatic Cleaner: Speciální přípravek k ošetření odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu podporující účinek Aspirmaticu. Používá se 1x týdně a při silném znečištění.


Odstraňuje anorganické usazeniny, jako je vodní kámen



Aspirmatic 2l	1259,-	1159,-
Aspirmatic Cleaner, 2l	1139,-	1039,-

Pistole na amalgam

Kvalitní amalgámové pistole z nerozbitného, chemicky odolného plast.
Rovná nebo zahnutá



1ks 309,- 265,-

Vrtáček Rapid Prep

Nejefektivnější při
odstraňování starých
amalgámových výplní.
Vydrží velmi dlouho
ostrý, nepotřebujete na
každou druhou výplň
nový vrták.



5ks (1ks=134Kč) 730,- 675,-

Amalgamátor GM-50

Multifunkční amalgamátor / třepačka různých druhů kapslí.
Masivní, pevná základna zabraňuje pohybu zařízení během
míchání
9 volitelných úrovní rychlostí míchání po dobu 1 až 30 sekund.
Kompaktní design, jednoduchá ovládací panel na údržbu.



8690,- 7790,-

Safargam NG2



Složení: Ag - 42%, Sn - 32%, Cu - 26%

č.1 - 50 kapslí	1159,-	990,-
č.2 - 50 kapslí	1304,-	1109,-
č.3 - 50 kapslí	1919,-	1630,-

Kapslovaný amalgam



Složení: Ag - 43%, Sn - 25%, Cu - 30%

č.1/2 - 50 kapslí	820,-	695,-
č.1 - 50 kapslí	1090,-	925,-
č.2 - 50 kapslí	1400,-	1185,-
č.3 - 50 kapslí	1770,-	1489,-

Spherodon-M Duett

Smišený non gama-2
amalgám se 40%
obsahem stříbra v balení
typu Duett.

Složení: Ag 40%, Sn
32%, Cu 28%
Balení obsahuje: 100
tablet á 390 mg, 100
rtuťových sáčků á
400mg, kapsle pro
opakované použití a
pinzetku



balení 1530,- 1395,-

Safargam GT 400



Ag - 43%, Cu - 25%, Sn - 32%

kapsle č. 1, 50ks	926,-	847,-
kapsle č. 2, 50ks	1129,-	1033,-
kapsle č. 3, 50ks	1498,-	1395,-

Charisma Classic

Mikrohybridní kompozitum s plnivem Microglass II. generace pro
výplně třídy I až V.
Pohodlný výběr odstínů a vynikající leštitelnost.
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, OA3 a OA3.5.



4g 610,- 548,-

Charisma Opal

Oblíbený univerzální kompozit pro výplně
ve frontálním i laterálním úsek.
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3,
B1, C2, C0, OD, OL a OM.



4g 990,-

5 + 1
ZDARMA

Adhesor N

sleva více než:

30%



set 257,- 175,-

Unica

Unica je matrice pro frontální výplně třídy III, IV, V, přímo vrstvené
kompozitní fazety a úpravy tvaru.
Intro kit obsahuje: 35 ks matric Unica, 40 ks myWedge XS, 40 ks
myWedge S, 40 ks myWedge M, 1 x 3 ml myCustom Resin, 7 ks kanyl
pro myCustom Resin a myQuickmatrix Forceps.



Intro kit	8890,-	7590,-
Refill 12ks	1210,-	1029,-
Refill 50ks	3530,-	2995,-

Dřevěné klínky Polydentia

Anatomicky tvarované klínky z javorového dřeva pro dokonalou
adaptaci matrice a modelaci výplně.
Barevné kódování usnadňuje identifikaci velikostí: sortiment (č.01),
růžové 11 mm (č.11), tyrkysové 12 mm (č.12), zelené 13 mm (č.13),
žluté 15 mm (č.15) a bílé 17 mm (č.17).



100ks	410,-	345,-
200ks - růžové	730,-	620,-

All-Bond Universal

Spojuje spolehlivost totálního leptání, pohodlí samoleptání flexibilitu selektivního leptání. Garantuje univerzální kompatibilitu s chemicky, světlem i duálně tuhnucími kompozitními pryskyřicemi a cementy. Využijete jej při všech přímých i nepřímých bondovacích technikách.



4ml 2210,- 1885,-

Uni-Etch

Leptací pologel 32% kyseliny fosforečné ve stříkačce pro současně leptání dentinu a skloviny (15 sek.). Zajišťuje dostatečnou mechanickou retenci leptaného povrchu tvrdé zubní tkáně. Díky pologelové konzistenci a zářivě modré barvě patří mezi nejoblíbenější světová leptadla.



30g	1350,-	1215,-
4x5g	1740,-	1585,-
5g	510,-	455,-

Etching gel

Leptací gel na sklovinu a dentin v koncentraci 34 - 37% kyseliny fosforečné, umožňující snadnou, přesnou a rychlou aplikaci ze stříkačky.



stříkačka 3,5g	337,-	308,-
Eco balení 30g	1130,-	1028,-

Gluma Bond Universal

Velmi spolehlivý a vysoce účinný adhesivní systém, zajišťující dlouhodobou úspěšnost Vašich rekonstrukcí. Jedna lahvička pro všechny bondovací techniky: total-etch, selective-etch, self-etch.



4g 1800,- 1685,-

Core-Flo DC Lite

Duálně tuhnucí materiál, obsahující fluorid, ideální pro dostavby, cementaci čepů a náhradu dentinu. Vynikající kompresivní a flexibilní odolnost Vám nabízí spolehlivost a stálost při tvorbě přímých dostaveb. Zjednodušenou technikou můžete cementovat čep a dostavovat pahýl pro vytvoření monobloku. Odstíny A1 a opákní bílá



8g + 15kanyl DC lite 1760,- 1585,-

Kořenové čepy titanové

Anatomicky tvarované kořenové čepy odpovídající morfologii kořenových kanálků. Jejich tvar redukuje riziko zalomení v kořenovém kanálku. Možno použít jako provizorní i jako stálý kořenový čep.



set 60ks	5089,-	4735,-
refill 6ks	409,-	375,-

Fibre Kleer 4 Tapered

Kompozitní čepy ze skelných vláken s minimálním rizikem zlomení kořene. Vysoce radioopákní, vysoká pevnost v ohybu. Kónické, ve velikostech: 1,25 mm, 1,375mm a 1,50mm. Intro Kit obsahuje: 15 čepů (od každé velikosti 5 ks) a 3 předvrtávače (od každé velikosti 1 ks).

sleva více než:

20%



Intro kit	4464,-	3565,-
Čepy 10ks	814,-	645,-
Předvrtávač 1ks	1689,-	1595,-

Spot-It

Praktický identifikátor bodu kontaktu na provizorních a střednědobých náhradách. Bod kontaktu zbarví do modra, čímž vyznačí místo, které je nutné upravit. Varianty: rovný, zahnutý nebo sortiment



18ks 930,- 830,-

Kořenové čepy zlacené

Anatomicky tvarované kořenové čepy odpovídající morfologii kořenových kanálků. Jejich tvar redukuje riziko zalomení v kořenovém kanálku. Možno použít jako provizorní i jako stálý kořenový čep.



set 60ks	2139,-	1985,-
refill 12ks	239,-	222,-

Duo Link Universal

Kompozitní, duálně tuhnucí fixační cement pro keramické a kompozitní náhrady. Inovace: výrazně vylepšená RTG kontrastnost, výrazně snazší odstranění přebytků. Odstíny: univerzální a mléčný bílý.



8g 2140,- 1945,-

Fiber Force – Fast Splint

Systém skelných vláken předem impregnovaných pryskyřicí. Neobsahují kov - biokompatibilní. Translucentní - téměř neviditelné. Nevyžadují zvláštní instrumentarium. Odstíny: bílý nebo růžový.



Na výběr: pásek bílý - 0,5 x 150 mm, 2 ks
splétaný copánek - Ø 2,2 x 150 mm, 2 ks
UD vlákno - Ø 2,2 x 150 mm, 2 ks 2200,- 1865,-

TheraCEM Ca

Nový duálně tuhnucí, samo-adhesivní, THERAPEUTICKÝ fixační cement. Obsahuje ionty kalcia, které trvale uvolňuje a podporuje tak regeneraci tkání.



8g + 15 kanyl a špiček 2590,- 2325,-

TheraCal LC

Světlem tuhnoucí, pryskyřicí modifikovaný kovaný liner na bázi křemičitanu vápenatého pro přímé a nepřímé překrytí pulpy. Ideální, unikátně stabilní a odolná náhrada hydroxidu vápenatého a skloionomerů. TheraCal LC má výraznou schopnost formovat hydroxy-apatit.



Zkušební balení obsahuje 1 g materiálu ve stříkačce, 15 aplikačních kanyl 19G

1090,-

980,-

Základní balení obsahuje 4 x 1 g materiálu ve stříkačce, 15 aplikačních kanyl 22G, 50 kanyl 19G.

3430,-

3090,-

TheraCal PT

Duálně tuhnoucí pryskyřice modifikovaná kalcium silikátem. Ošetření pulpotomie. TheraCal PT® je biokompatibilní, duálně tuhnoucí pryskyřice modifikovaná kalcium silikátem, která se používá k ošetření obnažené pulpy.

TheraCal PT® udržuje vitalitu zubu tím, že funguje jako bariéra a ochrana pulpy.

Schopnost TheraCalu PT® uvolňovat vápník a schopnost vytvářet alkalické pH umožňují jeho použití při preparaci hlubokých kavit.

Schopnost duálního tuhnutí umožňuje okamžité umístění výplňového materiálu



4g + 15
kanyl

2530,-

2285,-

TheraBase

Samoadhezivní báze/podložka uvolňující vápník.

S využitím technologie THERA se TheraBaseCa chemicky váže na strukturu zubu a uvolňuje a dobývá ionty vápníku.

Uvolňování vápníku v TheraBase vytváří alkalické pH, které podporuje vitalitu zubní dřeně.

Jedná se o duálně vytvrzovaný materiál, který polymeruje i v hlubokých výplních, kam světlo nedosáhne. TheraBase je pevnější a odolnější než jiné podložkové materiály, skloionomery a pryskyřicí modifikované skloionomery.

Je radioopákní, což umožňuje snadnou identifikaci na rentgenových snímcích a poskytuje rychlou a efektivní diagnostiku.



8g + 15
kanyl

3870,-

3485,-

Breeze

Samoadhezivní pryskyřičný cement
Příle k dentinu a ke sklovině bez použití bondu

Duálně tuhnoucí
Jednokroková metoda
bez nutnosti leptání



sleva více než:

20%

Kit: 5x 4ml stříkačka (odstíny: 3x A2, 1x translucentní, 1x bílý opakní), 3ml lahvička Silan, 40x automix koncovka, 10x intra-oral/auto-mix koncovka

5005,-

3995,-

Refill 4ml

1143,-

895,-

Admira Fusion

Nanohybridní výplňový materiál čistě na bázi keramiky

Výborná estetika, jednoduché leštění do vysokého lesku a vysoká povrchová tvrdost.

Kompatibilní se všemi konvenčními vazebnými prostředky.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA1, OA2, OA3.5, BL, 2 x Incizální mixed, GA3.25 a GA5.

Sady: stříkačky 5 x 3 g nebo kompule 75 x 0,2 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion X-tra Univerzální odstín), Futurabond U SingelDose 20x a vzorník odstínů.



sleva více než:

30%

Sada stříkačky
(5x3g) nebo
kompule (75x0,2g)

10890,-

7555,-

Evetric

Světlem tuhnoucí, rentgen kontrastní nanohybridní kompozitum pro výplňové ošetření.

Velmi přirozený vzhled díky translucenci dentinových a sklovinných odstínů a působivém chameleon efektu u distálních i frontálních zubů.

Indikace: výplně kavit I. – V. třídy, výplně v dočasném chrupu, rozsáhlé pečetění fisur, přímé fazety a dlahování.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A3.5D, B2, B2D, B3, C2 a T.



Refill 3,5g

909,-

845,-

Vertise Flow

Samoadhezivní flow kompozitní materiál pro malé výplně třídy I. a II., liner, pečetění fisur a opravy keramiky.

Vysoká síla vazby k dentinu, sklovině, kovu i keramice; vysoká odolnost vůči abrazi a radioopacita.

Ideální viskozita pro snadnou manipulaci.

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, UO, XL a T.



Stříkačky
2x2g

2340,-

1628,-

sleva více než:

30%

Neo Spectra ST

Neo Spectra ST je univerzální výplňový materiál. Užijte si jednoduchou a snadnou manipulaci při použití viskozity dle vašeho výběru.

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, A4

Viskozita: LV, HV



stříkačka: 3g

1143,-

3 + 1
ZDARMA

Optishade

Systém OptiShade s využitím technologie Adaptive Response Technology pokrývá všech 16 klasických odstínů VITA® pomocí pouhých 3 odstínů.

Můžete se spoolehnout na prvotřídní vlastnosti při zpracování a současně získáte vysoce estetické náhrady, zjednodušíte si správu skladových zásob a ušetříte čas při výběru odstínů.



stříkačka 4g

1575,-

1055,-

kompule 10ks

1260,-

945,-

kompule 20ks

1890,-

1418,-

Tetric Prime

Tetric Prime je nový kompozitní materiál s krémovou konzistencí (lze snadno tvarovat) pro výplně III. třídy, IV. třídy a V. třídy.

Snižovaná lepidlost Tetric Prime usnadňuje vytváření anatomických struktur.

Má jen 12 odstínů - Univerzální: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2 a C2.

Dentinové: A2D a A3.5D. Translucentní: T a Bělený: BLL.



Stříkačka 4g

1669,-

1595,-

Míchací kanyly



univerzální



intraorální



endo

Univerzální 50ks

690,-

550,-

Intraorální 50ks

850,-

698,-

Endo 50ks

895,-

698,-

Porcelain Kit

Pro intraorální i extraorální leptání keramiky • Vytvoří optimální texturu povrchu na silikátových keramikách • Snadné kontrolované dávkování a aplikace ze stříkačky

Porcelain Repair Kit: 1,2 ml Porcelain Etch 1,2 ml Ultradent Silane 1,2 ml EtchArrest 1,2 ml Peak Universal Bond 1,2 ml PermaFlo Dentin Opaquer 1,2 ml OpalDam 20 x kanyla Black Mini Brush 20 x kanyla BlackMicro 20 ks kanyl Micro 20ga 20 x kanyla Inspiral Brush



Porcelain Repair Kit

5170,-

4388,-

Porcelain Etch + Silane
(2x1,2ml stříkačka 20x kanyla)

1250,-

1065,-

sleva více než:

15%

Visalys Temp

Pevný materiál pro výrobu provizorních korunek a můstků razídlou metodou.

Vynikající odolnost proti zlomení, deformaci a abrazi.

Estetický, přirozeně fluorescentní a stálobarevný.

Snadná aplikace a opracování.

Velmi lesklý - vyžaduje jen naprosto minimální leštění.



50 ml + 15 kanyl

2870,-

sleva:

20%

2150,-

MD-Temp Plus

Provizorní výplňový cement pro hermetické uzavření kavity, odolný proti vydrolení z kavity.

Tuhne v kontaktu se slinami a konečné tvrdosti dosáhne do 1 hodiny po aplikaci.



40g

459,-

419,-

Provizorní korunky

Ochranné, polykarbonátové provizorní korunky, extrémně pevné a stabilní. Velmi snadno upravitelné, dají se zastříhnout nůžkami, tvarovat, jsou ohebné, netřepí se. Dobře se pojí se všemi ZnO cementy a stabilními akryláty. Pro dlouhodobější aplikace. Set obsahuje 180 ks.



sada

2320,-

2090,-

refill 5ks

130,-

119,-

Cavit

Provizorní výplňový materiál, se zvýšenou adhezí a různými stupni tvrdosti.

Cavit (červený): vysoce pevný, pro výplně okluzně zatížených kavit.

Cavit-W (modrý): se sníženou pevností ale vyšší adhezí.

Cavit-G (zelený): nejměkčí, odstranitelný vrtákem, jen v lahvičce.



28g

459,-

435,-

Duo Temp

Duálně tuhnoucí provizorní materiál bez eugenolu.

Bílá barva, radioopákní, chrání před infiltrací bakteriemi.

Tuhne po kontaktu se slinami nebo světlem pro okamžité zatížení.



5g

579,-

435,-

Retopin

Oblíbené parapulární retenční výměnné čepy s vícenásobně použitelným mandrelem. Dodávány v titanové nebo pozlacené variantě. Na ohýbání čepů slouží ruční zavaděč.



Gold set 25ks

1269,-

1079,-

Gold refill 100ks

2329,-

1990,-

Titan set 25ks

1599,-

1359,-

Titan refill 100ks

2759,-

2350,-

Keramický skalpel

Keramický rotační nástroj do turbíny (300.000 – 500.000 ot./min).

Slouží k chirurgii měkkých tkání a je alternativou klasického skalpu nebo elektrochirurgie.

Pracovní část je vyrobena ze speciální keramiky.



Kratší nebo delší

1819,-

1545,-

Hemocollagene

Sterilní houbičky s kolagenem k zastavení krvácení po chirurgických zákrocích.

Kompletně vstřebatelné, pro přirozenou regeneraci tkání.

Možno implantovat a uložit do lůžka.

Kolagen zvyšuje přilnavost trombocytů a agregaci.

Balené jednotlivě v sterilních blistrech.

Rozměr: 15x15x8 mm.



24ks

2010,-

1695,-

Septoject

Do vyprodání
skladových zásob



30G/0.30mm,
Délky: 12 nebo 16mm

440,-

418,-

Ultrapak

Vlákno ze 100% bavlny propletené do tvaru uzavřeného tubulu se během zavádění stlačí, takže se dobře napěchuje do sulku.



sleva více
než:

25%

Sada 4 ks: 1 x 00, 0,1, 2 + stojánek

1780,-

1335,-

0 - 3

440,-

327,-

00

480,-

355,-

000

560,-

420,-

ViscoStat

- viskózní hemostatický koagulační gel s 20% síranu železnatého
- hloubková aktivní hemostáza během několika sekund
- brání kontaminaci sulkulární tekutinou během bondování
- velmi šetrný k tkáním

sleva více
než:

25%

Intro Kit: 4x 1,2 ml
ViscoStat + 20 kanyl

1090,-

815,-

Indispense Kit: 1x 30ml
ViscoStat + 20 kanyl

2180,-

1635,-

Indispense: 1x
30ml ViscoStat

1300,-

975,-



ViscoStat Clear

- hemostatický viskózní gel s 25% chloridu hlinitého
- transparentní gel pro estetické zóny
- zůstává v sulku, nezanechává rezidua, nestéká
- vynikající pro provedení preparace a dostavby v jednom dni

sleva více
než:

25%

Intro Kit: 4x 1,2 ml
ViscoStat + 20 kanyl

1090,-

815,-

Indispense Kit: 1x 30ml
ViscoStat + 20 kanyl

2180,-

1635,-

Indispense: 1x
30ml ViscoStat

1300,-

975,-



Opalescence Endo

Rychlejší, bezpečné bělení nevitálních zubů
Viskózní lepkavý gel s 35% peroxidu vodíku se zaručenou koncentrací, nestéká.
Pohodlně aplikujte ze stříkačky do dřeňové dutiny zubu, snadno se odstraní.
Opalescence Endo Kit: 2 x 1,2 ml bělicího gelu ve stříkačce a 20 kanyl Black Mini.



kit	2320,-	1980,-
refill 2x1,2ml	2080,-	1770,-

Opalescence Quick PF

45%

Zdravotnické bělení do čekárny na 30 minut.
Viskózní bělicí gel s obsahem 45% karbamidu peroxidu a patentovaným složením PF.
Startovací zdravotnické bělení.
Patentované složení PF (dusičnan draselný + fluorid) pro snížení citlivosti při a po bělení.
Bělení do nosiče na 30 minut!!!



20x1,2ml	5730,-	4880,-
4x1,2ml	1320,-	1130,-

Octenident

Ústní voda určená k regeneraci ústní flory při zánětech zubů a sliznic-periodontitis, gingivitis a pro důkladnou denní hygienu úst a krku.
Výborná tolerance tkáněmi, dobrá chuť.



250ml	270,-	199,-
-------	-------	-------

Opalescence PF 16%

Denní bělení Opalescence® PF 16% = 16% karbamidu peroxidu. Doba jedné aplikace 4 - 6 hod/den
Jediný viskózní lepkavý gel s postupným uvolňováním peroxidu vodíku pro trvalé bělení
1/3 – 1/2 stříkačky na 1 nosič
Příchutě: máta nebo bez příchutě.
Pacient Kit: 8 x 1,2 ml bělicího gelu ve stříkačkách, 30 ml Bělicí pasta Opalescence, krabičku na nosiče, taštičku Opalescence a kartičku se vzorníkem odstínů.

Sleva platí do vyprodání zásob



Patient kit	1600,-	1440,-
-------------	--------	--------

Opalescence Pasta

Unikátní složení pomáhá udržet zářivé, bílé zuby.
Bezpečná pro každodenní použití, vhodná pro celou rodinu.
Účinné, rychlé uvolňování fluoridu
Opalescence Cool Mind – 4,8x větší absorpce fluoridů sklovinou
Opalescence Senzitivity – snižuje citlivost zubů

Sleva platí do vyprodání zásob



133g	245,-	215,-
------	-------	-------

Opalescence Go

Profesionální bělení zubů na doma - okamžitě k použití Opalescence Go 6% • Jednorázový nosič předplněný bělicím gelem s 6% peroxidu.
Pacient Kit: 10 dolních a 10 horních nosičů a bělicí pastu 28 g.
Mini Kit: 4 dolní a 4 horní nosiče



pacient kit - máta nebo meloun	2060,-	1550,-
Mini kit - máta	1090,-	820,-

Pola Day 6%

pH neutrální gel s obsahem hydrogen peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchutě a obsahuje inikátní prvky, které zabraňují poaplikační citlivosti.



balení: 10x1,3g stříkačka	2716,-	1785,-
balení: 4x1,3g stříkačka	1310,-	1085,-

Pola Night 16%

PH neutrální gel s obsahem Karbidu peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou chuť, je průhledný a obsahuje inikátní prvky, které zabraňují poaplikační citlivosti.



balení: 45x1,3g stříkačka	6135,-	3950,-
balení: 10x1,3g stříkačka	2335,-	1785,-
balení: 4x1,3g stříkačka	1310,-	1085,-

Fluoride gel

Do vyprodání skladových zásob



60ti sekundový fluoridační gel pro ordinační použití.
Účinkuje rychle, je snadno použitelný, bez lepkavosti a barviv.
Vstřebávání fluoridu během 1 minuty!
Napomáhá prevenci kazů, těsně přilne ke sklovině a interproximálním prostorům.

Jahoda, 450ml	616,-	549,-
---------------	-------	-------

KaVo sprej



1ks	1285,-	846,-
-----	--------	-------

KaVo kolínka



Nejoblíbenější
červené
kolínko

- Keramická ložiska
- 3 děrový sprej
- Výměnný mikrofilm
- Světlovod 25.000 Lux

30975,-	19990,-
---------	---------



Nejoblíbenější
modré
kolínko

- Keramická ložiska
- 1 děrový sprej
- Malá hlavička
- Světlovod 25.000 Lux

22742,-	16000,-
---------	---------

Pero a pistole na guttaperču Woodpecker

Fi-P: Pero pro rozehtávání a kondenzaci gutaperči pomocí horkého hrotu. Bezdrátové, umožňující nastavit teplotu, vhodné pro praváky i leváky, vybavené vynikajícími funkcemi a vytuněné skvělými vlastnostmi.

- Zahřívání pouze 0,2 vteřiny
- 0,35 mm předtvarovaná špička koncovky
- 4 pracovní teploty



Fi-P 11190,-

Fi-G 18490,-

Fi-G: Pistole pro rozehtávání a aplikaci tekuté gutaperči tenkou kanylou. Přináší bezdrátový, vertikální design a ovládání jedním tlačítkem, čímž usnadňuje proces obturace.

- Rychlé zahřátí během 15ti vteřin
- 0,5 mm injekční jehla
- Oboustranný displej - pro leváky i praváky.
- Jehla lze nastavit v 360o úhlu

Obturační systém: FiP + Fi-G

Guttaperčové tyčinky pro Fi-G 100ks

Skvělá cena

27590,-

449,-

Valo širokospektrální lampa

- Elegančně silné
- vícepásmové LED diody se spektrem vlnových délek 380 – 520 nm pro úplnou polymeraci všech dentálních materiálů
- dokonale kolimovaný svazek světelných paprsků
- dosah do každého místa v ústech
- 3 polymerační režimy: standard (1 000 mW/cm²) vysoký (1 400 mW/cm, u VALO Grand 1600mW/cm²) extra vysoký – emulace plasmového režimu (3 200 mW/cm²)
- zkrácená doba polymerace – šetří Váš čas (3 sekundy na vrstvu)
- vysoká odolnost proti poškození pádem a poškrábání
- záruka 5let



VALO Cordless LED lampa, 4 × akumulátory, nabíječka akumulátorů,

VALO Grand šňůrová LED lampa, napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku

39100,-

33290,-

42110,-

33690,-

Endomethasone N

Oblíbená RTG kontrastní kořenová výplň bez obsahu paraformaldehydu a dexametasonu.



set 2850,- 2565,-

prášek 14g 2210,- 1985,-

tekutina 10ml 950,- 850,-

Endostar ReEndo set

Skvělé v odstraňování starých výplní v kořenovém kanálku. Balení obsahuje po jednom nástroji ve velikostech: č. 1 - 12/30, č. 2 - 08/30, č. 3 - 6/30 a č. 4 04/30 GuttaCleaner - pro rozpuštění kořenových výplní z gutaperči a výplňových materiálů na bázi oxidu zinečnatého a eugenolu při reu post-endodontických ošetřeních.



2x sada + GuttaCleaner

1730,-

K dvěma balením Endostar ReEndo – GuttaCleaner ZDARMA

1300,-

Calasept Plus

Hydroxid vápenatý ve stříkačce. Vysoký obsah kalcia >41 % (pH 12,4), dlouhodobá účinnost a vysoká efektivita. Přímá, rychlá a snadná aplikace. Balení obsahuje 4 x 1,5 ml a 20 elastických plastových aplikátorů.



4 x 1,5ml

1540,-


1160,-

MTA Flow + Navitip – sleva platí při nákupu MTA společně s jakýmkoliv Navitipem

MTAFlow – unikátní mineral trioxid aggregate cement na opravy. Snadno a rychle namícháte správnou hladkou konzistenci pro každou proceduru. Nyní můžete velmi přesně dávkovat až k apexu pomocí kanyly Navi Tip 29ga, ošetříte i místa jinak obtížně dosažitelná. MTAFlow je bioaktivní, podporuje hojení.

sleva více než: 25%

MTA Flow Kit: 8-10 aplikací
1 × MTA Flow prášek (2g)
1 × MTA Flow gel (2ml)
1 × odměrky s 2 odměrnými konci
1 × míchací podložka
20 × kanyla Black Micro
10 × stříkačka Skini
10 × uzávěr Luer Lock



Silné rigidní kanylky s měkkými zaoblenými konci, které usnadňují pohyb v zakřiveném kanálku. Kontrolovaná aplikace přípravků až k apexu. Vyrobené z nerezové oceli. **Dostupné ve dvou průměrech:** 30G (0,31 mm) a 29G (0,33 mm).

Délky: 17 mm (bílé), 21 mm (žluté), 25 mm (modré) a 27 mm (zelené).

29G je určeno k aplikaci pastových materiálů: EndoREZ, UltraCal XS a MTAflow

30G je určeno pro dávkování roztoků, gelů: File-Eze, 18% roztok Ultradent EDTA, 20% roztok Ultradent Citric Acid.



20ks

1510,-

1140,-

50ks

3260,-

2450,-

AdSeal

Definitivní kořenová výplň na bázi epoxi pryskyřice a fosforečnanu vápenatého. Snadné míchání díky formě pasta-pasta, vynikající biokompatibilita. Skvělé těsnící schopnosti, nerozpustný ve slinách, dobrá radioopacita. Nezabarvuje dentin a sklovinu. Balení obsahuje: 13,5 g v duální stříkačce, míchací špachtli a bloček.



3,5g

1199,-

985,-

LM Luxatory a Elevatory



2365,-



3196,-



sleva více než:

25%



Luxační nástroje pro atraumatické extrakce a rychlé hojení, což oceníte nejen před implantací. Jemná, ostrá čepel nástroje se zavádí do periodontálního prostoru a pomalu se posouvá směrem k apexu kořene.

Speciálně navrženy pro velmi úzká místa, do kterých se nelze dostat tradičními luxátory LM-LiftOut. Extrémně jemný hrot nástroje se zavádí do velmi úzkého parodontálního prostoru.

Elevatory pro namáhavé extrakce, ideální pro situace, kdy je potřeba vyvinout velkou sílu a kroutící tlak.

RelyX U200 Clicker

Samoadhezivní univerzální pryskyřičný cement v ručně míchatelné verzi ve formě pasta/pasta v disperzeru Clicker. Silná adheze, vynikající síla vazby k dentinu, sklovině a náhradám, odolnost proti diskoloracím.



Adstringentní retrakční pasta ZDARMA

Kupte 2 balení RelyX U200 Clicker a získáte 1 balení (25kompulí) Adstringentní retrakční pasty ZDARMA

2x RelyX +
Adstringentní pasta

9102,-

RelyX U200 Automix

Samoadhezivní univerzální pryskyřičný cement v ručně míchatelné verzi v praktické automix stříkačce. Silná adheze, vynikající síla vazby k dentinu, sklovině a náhradám, odolnost proti diskoloracím.



Adstringentní retrakční pasta ZDARMA

Kupte 2 balení RelyX U200 Automix a získáte 1 balení (25kompulí) Adstringentní retrakční pasty ZDARMA

2x RelyX +
Adstringentní pasta

6476,-

RelyX Fiber Post

Kompozitní čepy se skelnými vlákny. Svou elasticitou se podobají dentinu a proto je zde v porovnání s rigidními kovovými a keramickými čepy nižší riziko kořenových fraktur.



RelyX U200 Automix ZDARMA

Kupte 2 balení RelyX Fiber Post a získáte 1 balení RelyX U200 Clicker odstín A2 ZDARMA

2x RelyX Fiber Post + RelyX
U200 Automix

8250,-

Filtek Z250

Univerzální mikrohybridní světlem tuhnutí kompozitum pro všechny rekonstrukce.

Snížená kontrakce (2 %) díky novému složení patentovaného plniva (60% plniva tvoří částky 0,6 µm).

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, Incisal a Universal Dentin.



3+ 1 ZDARMA

Kupte 3 stříkačky a získáte 1 stříkačku A2 v hodnotě 977,- ZDARMA

4x stříkačka 4g

2931,-

Filtek Z550

Univerzální mikrohybridní světlem tuhnutí kompozitum pro všechny rekonstrukce.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA2 a OA3.



3+ 1 ZDARMA

Kupte 3 stříkačky a získáte 1 stříkačku A2 v hodnotě 967,- ZDARMA

4x stříkačka 4g

2901,-

Filtek One

Vysoce estetický bulkfillový materiál kombinující estetiku a přirozenost v jednom.

Lepší estetický výsledek díky zvýšené opacitě.

Vysoká mechanická odolnost a skvělá leštitelnost zaručená 3M technologií nanofilního plniva.

Odstíny: A1, A2, A3, B1 a C2.



3+ 1 ZDARMA

Kupte 3 balení (stříkačky nebo kompule) a získáte 1 stříkačku nebo 20x0,2g kompule odstínu A3 v hodnotě 1912,- ZDARMA

4x stříkačka 4g nebo 4x
kompule 20x0,2g

5736,-

Single Bond Universal

Skutečně univerzální: pro všechny adhezivní techniky, pro všechny povrchy (suchý i vlhký leptaný dentin, sklovina, zirkon), pro všechny adhezivní indikace.



Filtek Supreme Flowable ZDARMA

Kupte 2 balení Single Bond Universal a získáte 1 balení (2x2g) Filtek Supreme Flowable odstín A2 ZDARMA

2x Single Bond + 2x2g Filtek
Supreme Flowable odstín A2

4852,-

Ketac Universal Aplicap

Nový skloionomerní výplňový materiál se snadným nanášením v jednom kroku. Jednoduchost a rychlost celé procedury, a tím i úspora času jak na straně pacienta, tak lékaře.

Samoadhezivní, chemicky tuhnutí, radiopákní, uvolňuje fluoridy po dobu 24 měsíců..

Odstíny: White, A1, A2, A3, A3.5, A4.



Kupte balení Ketacu a získáte 1 balení Sof-Lex středněhrubé, oranžové a 1 balení Sof-Lex hrubé, tmavě oranžové, (Ø 12,7 mm, 50 ks) ZDARMA

Ketac + 2x 50ks
SOF-Lex

4009,-

Sof-Lex leštící disky

8691SF	8690SF	8692SF	8693SF
8691F	8690F	8692F	8693F
8691M	8690M	8692M	8693M
8691C	8690C	8692C	8693C

Sof-Lex mandrel (2ks) ZDARMA



Kupte 2 balení Sof-lex a získáte Sof-lex mandrel (2ks) ZDARMA

2x50ks Sof-Lex +
Sof-Lex mandrel

1172,-

Imprint 4 Penta

Heavy/Super Quick Heavy/Putty

Zkušební balení: 1x báze 300 ml, 1x katalyzátor 60 ml, 1 ks Imprint™ 4 Super Quick Ultra-Light/Light/Super Quick Light 50 ml, 10x Penta™ míchací kanyla červená, 5x míchací kanyla žlutá, 5x koncovka žlutá.



Imprint + Mixing Tips ZDARMA

Kupte Imprint 4 Penta a získáte Penta Mixing Tips míchací kanyly červené (50 ks) ZDARMA

Imprint + kanyly

3455,-

Impregum Penta

Polyéterový otiskovací materiál pro automatické míchání a dávkování v Pentamixu pro monofázovou techniku.



Kupte 2 balení Impregum Penta a získáte Penta Mixing Tips míchací kanyly červené (50 ks) ZDARMA

2x Impregum + kanyly

Cena dle cen
jednotlivých variant

Impregum Penta

Polyéterový otiskovací materiál pro automatické míchání a dávkování v Pentamixu pro monofázovou techniku.



Kupte 2 balení Impregum Penta a získáte 1 balení (25kompulí) Adstringentní retrakční pasty (50 ks) ZDARMA

2x Impregum +
Adstringentní pasta

Cena dle cen
jednotlivých variant

Futar

Futar - snadné opracování, malá elasticita, tvrdost (Shore-A 90)
pracovní čas 30 s, intraorální čas tuhnutí 90 s.

Futar Fast - snadné opracování, malá elasticita, tvrdost
(Shore-A 90) pracovní čas 15 s, intraorální čas tuhnutí 60 s.



sleva více než:

20%

2 x 50ml + 6 kanyl

1400,-

1115,-

Futar D

Futar D / Fast / Slow - rychle tuhnoucí a extra tvrdý (Shore-D 43),
žádné elastické borcení, pracovní čas 30 s / 15 s / 90 s, intraorální
čas tuhnutí 60 s / 45 s / 90 s.



sleva více než:

20%

2 x 50ml + 6 kanyl

1400,-

1115,-

Futar Cut & Trim Fast

extra (Shore-D 35), skenovatelný, snadno opracovatelný skalpelem
a frézou, pracovní čas 15 s, intraorální čas tuhnutí 45 s.



sleva více než:

20%

2 x 50ml + 6 kanyl

1400,-

1115,-

Repin

Dvousložková zinkoxid-eugenolová otiskovací hmota.
Přesná reprodukce a objemová stálost.
Otisky individuálních lžiček.
Provizorní fixace korunek a můstků.



sleva více než:

30%

425g

306,-

211,-

Hydrorise

A-silikonový otiskovací materiál vhodný pro jakoukoliv techniku otiskování.
Extrémně flexibilní, zvláště v podsekřivnách, kdy při vyjmutí z úst nedochází
k deformaci otisku.

Putty: dvojitá rychlost tuhnutí - normal nebo fast.

Krém: light v rychlosti tuhnutí normal nebo fast.



putty - 2 x 300 ml

2529,-

2279,-

krém - 2 x 50 ml

1489,-

1335,-

Variotime

A-silikonový otiskovací materiál pro veškeré indikace.

Putty - k ručnímu míchání a nebo pomocí stroje Dynamix ve třech
konzistencích - putty, monophasa a heavy tray

Krémy k dispozici ve třech stupních viskozity - medium flow, light flow a
extra light flow.



**Při koupi dvou balení Dynamix Heavy Tray
nebo Easy Putty dostanete krém Medium
Flow 2x50 ml zdarma v hodnotě 850 Kč**

2x Dynamix Heavy Tray 2 x 380ml +
krém Medium Flow 2x 50 ml

7250,-

6400,-

2x Easy Putty - 2 x 300 ml +
krém Medium Flow 2 x 50ml

3650,-

2800,-

Ceradent

Tradiční modelovací
plotýnkový vosk
růžové barvy.
Vhodný pro
modelování bází
náhrad a kusových
valů u snímácích
náhrad.
V tuhém stavu je
dostatečně odolný a
pevný.



1000g

686,-

636,-

Ypeen

Oblíbená alginátová
otiskovací hmota rychle
tuhnoucí v ústech, s
optimální manipulační
dobou.



450g

173,-

158,-

Elastic Cromo

Alginátová, elastická, otiskovací hmota s fázovým barevným
indikátorem a možností odlít otisku až za 120 hodin. Barevná
indikace fází tuhnutí.



450g

169,-

106,-

Helix Test

Testy průniku páry (Bowie-Dick test) pro malé parní sterilizátory



100 ks + nosič

1995,-

1695,-

1ks

170,-

133,-

EURO Bowie-Dick test

Jednorázový balíček pro B-D zkoušku prověřit v jediném testu při teplotě
134 °C během 3,5 min.: průnik páry, sytost páry, obsah
nekondenzujících plynů, teplotu a skutečnou dobu sterilizační expozice.
Vhodný pro velké parní sterilizátory (nad 50 l).



sleva více než:

20%

New Seal

Vysoce kvalitní svářečka pro zatavování obalů z papíru / fólie.

Automatická regulace teploty.

Ochrana proti spečení sáčku.

Vždy vysoce kvalitní svár 12 mm. Světelná a akustická
signalizace sváření.

Kompaktní tvar, snadné čištění.

Vysoká spolehlivost - 2 roky záruka.



14990,-

13485,-

Euroform Nikl-Titan

Kvalitní nikl-titanové oblouky pro ortodontické použití. Vynikající flexibilita a snadné vkládání. Mají vysoce leštěný povrch pro snížení tření a optimální klouzavé schopnosti.

Kulaté oblouky v 5-ti průměrech: .012 / .014 / .016 / .018 / .020.
Obdélníkové oblouky v 5-ti velikostech: .016x.016 / .016x.022 / .017x.025 / .019x.025 / .020x.020.



kulaté oblouky -
10 ks

309,-

259,-

obdélníkové
oblouky – 10ks

479,-

399,-

Extrémně elastické a pevné gumíčky, ideální pro fixaci do osmičky.
Průměr 0,3 mm - vhodné pro úzké, střední i široké zámky.
Dodávané na tyčinkách - snadná aplikace, zabránění kros-kontaminaci.
Zářivé barvy o vysoké stabilitě – výběr z 23 různých barev.
Balení: 1008 ks (sortiment barev nebo jednotlivé barvy)



1008ks

889,-

699,-

OrthoSpace kartáček

Speciální kartáček kombinující 2 v 1 za super cenu.
Jeden konec kartáčku má štětiny do tvaru V.
Druhý konec tvoří polyamidová vlákna tvarovaná do špičky pro čištění pod dráty a kolem zámků bez rizika poranění měkkých tkání



1ks

45,-

39,-

100ks

4500,-

3495,-

Vosk pro pacienty v krabičce

Vosk pro dočasné uvolnění od bolesti způsobené orto aparátem.

Každá krabička obsahuje 5 proužků, balení obsahuje 100 krabiček.

Dostupné v příchutích: višně (červená), žvýkačka (růžová), mentol (zelená) nebo bez příchuti.



Kompaktní krabičky o hloubce 2,55 cm se snadným zavíráním. Každá krabička má štítek pro jméno a adresu pacienta.

Barvy běžné: černá, modrá, zelená, oranžová, růžová, fialová, červená a žlutá.

Barvy perleťové: černá, modrá, růžová, fialová a červená.



1ks

21,-

18,-

Retainer Brite

Tabletky na čištění snímácích zubních aparátů s osvěžující příchutí.

Effektivně ničí bakterie způsobující zubní plak a silný proti odolným skvrnám a nečistotám.

Změnou barvy indikuje konec čistícího procesu!

Ideální pro snímáči rovnátka a chrániče zubů.



36 tablet

409,-

329,-

PlastVac P7

Ekonomický přístroj pro vakuové tvarování fólií s vestavěnou vývěvou pro tvorbu vakua.

Vhodný pro všechny indikace, vyrobíte s ním: chrániče zubů, matrice pro kompozitní pryskyřice, dočasné korunky a můstky, ortodontické šablony a dlahy, individuální fluoridační lžice, chirurgické šablony, skusové dlahy, ochrany při bruxismu, nosiče pro bělení a další. Odolný přístroj s perfektním zpracováním a snadným ovládáním. Vhodný jak pro kulaté, tak čtvercové fólie různé tloušťky.

Umožňuje oboustranné nahřívání. Hmotnost: 5,4 kg, Rozměry: 24 x 27 x 19 cm.



12500,-

11485,-

PlastVac folie

Crystal o síle 1,0 mm / 1,5 mm / 2,0 mm

- Ortodontické dlahy
- Ortodontické retainery
- Ochrana po ortodontickém ošetření
- Chirurgický klíč
- Ochrana po protetické léčbě
- Ochrana proti bruxismu
- Soft o síle 1,0 mm
- Nosiče pro domácí bělení
- Individuální fluoridační lžice
- Soft o síle 2,0 mm • Chrániče zubů



Fólie BA kulaté 120mm

Fólie Crystal 1,0mm - 10ks

130,-

Fólie Crystal 1,5mm - 10ks

180,-

Fólie Crystal 2,0mm - 5ks

240,-

Fólie Soft Plate 1,0mm - 10ks

240,-

Fólie Soft Plate 2,0mm - 10ks

330,-

Cold/Hot medvěd

Polštářky pro použití na chlazení i zahřívání. Pro schlazení vložte do mrazáku nanejvýš na 30 minut při max. -18°C. Pro zahřátí vložte do horké vody (max. 90°C) na dvě minuty.

Příjemný sametový povrch.

Opakovaně použitelné. Velikost: 11 x 7 cm.

Barvy: modrá, žlutá a růžová.



1ks

54,-

49,-

Woodpecker prášek Fast

Profylaxční prášek Woodpecker, používá se do Air polisheru k odstranění zubního plaku, zubního kamene.

Nepoškozuje povrch zubu, je rychlý a efektivní, bezbolestné použití.

Obsahuje: Hydrogenuhličitán sodný, hydrofobní oxid křemičitý, sacharinát sodný.

Nepoškozuje povrch zubu, je rychlý a efektivní.

Tvrdost podle Mohsovy stupnice: 2,5
Průměrná velikost částic 65 µm Příchutě: broskev, citron, jahoda



560,-

529,-

120g

560,-

529,-

Woodpecker prášek Gentle Mini

Profylaxční prášek Woodpecker, používá se do Air polisheru k odstranění zubního plaku, zubního kamene.

Nepoškozuje povrch zubu, je rychlý a efektivní, bezbolestné použití.

Profylaxční prášek, používá se do Air polisheru pro subgingivální ošetření k odstranění biofilmu a zubního kamene.

Obsahuje: Glycin, amorfni oxid křemičitý.

Tvrdost podle Mohsovy stupnice: 2
Průměrná velikost částic 25 µm.



CleanJoy

Profylaktická pasta pro odborné čištění a leštění zubů. Obsahuje fluorid a xylitol, vhodná rovněž na implantáty.

Hrubosti: hrubá, střední a jemná.

Příchut: máta



Tuba 100g

830,-

765,-

Dry Mouth Gel

Gel na suchá ústa

10ks sortiment: 4x máta, 2x
malina, 2x pomeranč, 2x citron

3240,-

3030,-

10ks malina

3240,-

3030,-

GC Repair Kit

Balení: G-Premio BOND 5x unidose, CERAMIC PRIMER II 5x unidose, Gradia Plus OA1 (opáker pro překrytí dostaveb na bázi kovu) tuba 2 ml, technický průvodce, aplikátory a mikroštetčky



balení

3310,-

2785,-

G-Multi Primer

Zajišťuje trvalou adhezi ke všem typům náhrad, kombinuje tři různé monomery k dosažení perfektní adheze ve všech situacích.



5ml

2210,-

1855,-

G-aenial Anterior /
Posterior / Flo X

sleva více než:

27%

Flo X: A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 (3,6g)**Anterior:** 2,7 ml (4,7 g) XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE**Posterior:** 2,7 ml (5,5 g) P-A1, P-A2, P-A3, P-A3,5, P-JE, P-IE

tuba

2060,-

1489,-

G-aenial Universal
Injectable**Odstíny:** XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

tuba 1x1ml

1150,-

980,-

G-aenial Universal
Flosleva více
než:

29%

**Odstíny:** BW, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3, JE a AE

Tuba: 3,4g

2140,-

1499,-

G-Premio Bond



sleva více než:

22%

3-Bottle Pack:
3x5ml

7500,-

5849,-

1 lahvička
5ml

2940,-

2349,-

G-Bond Starter Kit

Samoleptací, světlem tuhnoucí jednosložkové adhezivum 7. generace, celá aplikace během 30 s.

sleva více
než:

45%

**Starter Kit:** 5 ml, 50x mikrotip štětce, mikrotip aplikátor a míchací miska

3950,-

2175,-

Cocoa Butter

Separáční médium k izolaci kovových nástrojů při zhotovování skloionomerních výplní. Výborná separace skloionomeru a kovových nástrojů, hladký povrch výplně.



10g

390,-

350,-

MI Varnish

Bioaktivní, fluoridační ochranný lak (varnish) s obsahem kalcia a fosfátu "Ochrana jediným tahem štětce".

**Intro Pack:** 10x 0,4 ml (5x jahoda, 5x máta), 20x štěteček

1010,-

788,-

Refill Pack: 35x 0,4 ml (jahoda / máta), 50x štěteček

3050,-

2495,-

Tooth Mousse

Bioaktivní, dentální ochranný krém, který obnovuje minerální rovnováhu v ústech a stimuluje produkci slin.

Příchutě: meloun, jahoda, máta, vanilka a tutti frutti.**5-Pack:** 5 ks sortiment

3040,-

2375,-

10-Pack: 10 ks sortiment nebo jedna příchuť

5600,-

4490,-

MI Paste Plus

Stejně účinky jako GC Tooth Mouse, navíc obsahuje fluorid **Příchutě:** jahoda, máta, tutti frutti, vanilka a meloun

**5-Pack:** 5 ks sortiment

3270,-

2565,-

10-Pack: 10 ks sortiment nebo jedna příchuť

6220,-

4875,-

Injection Moulding Kit

Vysoce odolný výplňový kompozit s výjimečnou pevností a odolností proti opotřebení díky kombinaci ultrajemného plniva s obsahem baria a GC vylepšené technologii silanizace částic



1x kartuše EXACLEAR,
3x G-aenial Universal
Injectable (A1, A2, A3)

4370,-

3270,-

3ml

2970,-

2475,-

Ceramic Primer II

Adhezivum pro vytvoření silné vazby během fixace mezi všemi estetickými nepřímými náhradami a cementy na bázi pryskyřice, nebo při opravách přímých kompozitních náhrad.



DiaPolisher Paste



Diamantová leštící pasta GC DiaPolisher Paste byla vyvinuta pro další vylepšení estetických výsledků kompozitních výplní zhotovených z materiálů G-aenial, Kalore, Gradia Direct nebo Gradia

2g

1490,-

1251,-

EQUIA Forte HT

Skvělá cena na
odstín A2, A3



Bulkový sklohybridní výplňový systém. Posouvá sklohybrid na vyšší úroveň - pro sklohybridní materiály je použita směs částic s různou velikostí. Pevnost i manipulace byly ještě vylepšeny u EQUIA Forte HT rozvinutím inteligentní kontroly distribuce a vzájemného působení těchto skleněných částic. Pevnější a nelepivý materiál, vynikající pro bulkové výplně, i pro zatěžované výplně II. třídy.

Refill á 50 kapslí v odstínech: A2, A3

5330,-

3745,-

Refill á 50 kapslí v odstínech: A1,, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment.

5330,-

4075,-

Klinické balení obsahuje: 200 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny A2, A3, B2.

17500,-

14665,-

Promo balení obsahuje: 100 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny: A2, A2-A3, A3, A3-B2.

10440,-

8325,-

Intro balení obsahuje: 20 kapslí, 20 ks unitdase EQUIA Forte Coat a 25 jednorázových štětečků v odstínech - odstíny A2, A3, B2.

3020,-

2535,-

EQUIA Forte Coat FlipCap

Bulkový sklohybridní výplňový materiál pro pacienty od 7 let a výše. Rychle tuhnoucí, estetický výplňový materiál s jedinečnou SKLOHYBRIDNÍ technologií s vysokou odolností proti prasklinám a opotřebení s uvolňováním fluoridu.



4ml

2590,-

2098,-

Fuji Cem Evolve



Skoionomerní cementy jsou chloubou GC díky dokonalé kvalitě, kterou prokázaly nezávislé klinické studie po celém světě.

Triple Pack: 3x 9,2g + 45x koncovka

7590,-

6095,-

Single Pack: 9,2g + 15x koncovka

2990,-

2165,-

Exaclear

Inovativní, čirý VPS materiál vhodný pro náročné estetické případy s vynikajícími výsledky. Vysoká úroveň transparence zajišťuje skvělou možnost vizuální kontroly a viditelnost detailů. Bezkonkurenční průsvitnost umožňuje velmi efektivní polymeraci přes silikon.



kartuše
2x51g

1990,-

1850,-

everStick Perio

Estetické řešení pro parodontální dlahování šetrné pro pacienty



1x8cm

2570,-

1735,-

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D

3610,-

2250,-

everX Flow



Zatékavý kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny určený pro náhradu dentinu. Nejsilnější náhrada dentinu pro zpevnění velkých kavit. Vynikající odolnost proti zlomení, téměř shodná s dentinem, a to díky vysokému podílu krátkých vláken, která jsou pevně vázána na živčnou matici.

stříkačka 2ml (3,7g),
bulkový nebo
dentinový odstín,
20x koncovka

1890,-

1355,-

everX Posterior

Vlákný zesílený kompozit pro náhradu dentinu. Obsažená krátká vlákna z něj činí perfektní materiál pro zesílení všech rozsáhlých kompozitních výplní. Vlákna zabraňují vzniku a šíření prasklin - odolnost odpovídá dentinu.



15 unitů ×
0,13 ml

2440,-

2030,-

50 unitů ×
0,13 ml

7350,-

5999,-

everStick C&B

Skelní vlákna vyztužené materiály. Spolehlivé, minimálně invazivní, extra pevné, estetické. Pro minimálně invazivní kompozitní můstky vyztužené vlákny



1x8cm

2780,-

1735,-

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D

3610,-

2250,-

NOVINKA

G-aenial A'CHORD

Výhodné balíčky:



Speciální kit: G-Aenial A'CHORD – 2x A2, 2x A3 + 1x G-Premio BOND 5ml

9980,-

7945,-



Layering kit: stříkačky (4g) v odstínech: A2, A3, AO2, AE, JE

8800,-

6680,-



Core kit: stříkačky (4g) v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4

8800,-

6680,-



Trial kit A: stříkačky (4g) v odstínech: 2x A2, 1x A3

5280,-

3975,-

Trial kit B: stříkačky (4g) v odstínech: 2x A3, 1x A2

5280,-

3975,-



Refill stříkačky 4 g: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, JE, AE, BW, BOW.

1760,-

1490,-

G-Cem ONE

G-CEM ONE je skutečně univerzální, technologicky nenáročný cement s vysokou pevností vazby a vynikající schopností samotuhnutí. Díky GC Touch Cure a G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer jej lze použít pro širokou škálu indikací, včetně náročných klinických situací.

Starter kit A2/TL: stříkačka A2/TL, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive enhancing Primer

Systém Kit: stříkačky A2 a TL, 15x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive Enhancing Primer a G-Multi Primer

Twin Refill A2/TL: 2x stříkačky A2/TL, 15x GC Automix Tips Regular, 5x GC Automix Endo tips

Single Refill AO3/WO: stříkačky AO3/WO, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips

1997,-

4400,-

3300,-

1700,-

NOVINKA

G2-BOND Universal

NOVINKA

Všestranný 2 lahvičkový univerzální bond. Nová patentovaná technologie GC Dual-H Technology umožňuje plynulý přechod od hydrofilních k hydrofóbním vlastnostem povrchu s aplikovaným primerem, který potom zpevní, a vznikne skutečně hydrofóbní ochranná vazební vrstva. G2-BOND Universal je okamžitě rozpoznatelný díky svým jedinečným obalům na lahvičkách 1-Primer a 2-BOND.

G2-Bond Universal Bottle Kit: 5ml 1-PRIMER, 5ml 2-BOND, 1-PRIMER kryt, 2-BOND kryt, 20x dávkovací místička, 50x aplikátor a technická karta.

1-PRIMER Refil 5ml

1-BOND Refil 5ml

3900,-

2800,-

1200,-

D-Light DUO

D-Light Pro

Capsule Mixer CM-II

Bezdrátová LED polymerační lampa, která má malé rozměry a je velmi lehká. Její dvojitá vlnová délka a spolehlivý výkon umožní během krátké doby efektivně polymerovat všechny dentální materiály.



Vysoce výkonná LED lampa. Duální vlnová délka, tři programy, elegantní, lehký a ergonomický designem, autoklávovatelná rukojeť.



Obsah balení : rukojeť (tělo & elektronický modul), světlovod 8mm, 2x baterie, nabíječka, napájecí zdroj, EU/UK adaptory, 1x ochranný štítek očí tvrdý, 3x ochranný štítek očí měkký.

Nový digitálně ovládaný vysokorychlostní míchací přístroj na kapsle. Zajišťuje nejlepší namíchání všech kapslových materiálů. Ergonomický moderní design přístroje. Speciálnímu designu míchacích vidliček pro snadné vkládání i vyjímání kapslí. Velký digitální displej usnadňuje volbu mezi manuálním a předvoleným míchacím programem...



Lampa + 20x Essentia (dle výběru)

Lampa + 20x tuba G-aenial (dle výběru)

Lampa + 20x tuba Gradia Direct (dle výběru)

Lampa + 8x GC kapsle

33400,-

41200,-

35000,-

Cena kapslí

42190,-

31900,-

24190,-

17700,-

Fuji TEMP LT

Cavition

Gradia štětec

Fixační cement ve verzi pasta-pasta na dlouhodobá provizoria. Poskytuje dobře známé ochranné vlastnosti, které nabízejí materiály založené na skloionomerní technologii. Příjemná manipulace - nepřilís řídká konzistence s tenkou vrstvou filmu, snadné odstranění přebytků



Dočasný výplňový materiál pro standardní kavity a po endodontickém ošetření. Tuhnutí je iniciováno vodou a slinami. Snadno se odstraňuje.



2x13,3g kartuše

5200,-

3500,-

dóza, 30g, bílá

620,-

560,-

10 ks, plochý nebo kulatý

1560,-

1395,-

držák štětců

270,-

Tempsmart DC

Duálně tuhnoucí kompozit pro dočasné korunky a můstky bez obsahu změkčovadel. Krátký pracovní postup díky pohodlné možnosti polymerování - celkový čas jsou 3 minuty. Vysoká pevnost v lomu pro dočasné náhrady. Snadno lešitelný až do vysokého lesku a dosažení vysoké estetiky. **K dispozici:** v 48 ml kartuších (A1, A2, A3, A3.5, B1 a BW) a 10 ml stříkačkách (A1, A2, A3 a B1).



Kartuše 48ml 3330,- **2045,-**
Stříkačka 10ml 1990,- **1245,-**

G-CEM LinkForce

Univerzální duálně tuhnoucí adhezivní fixační cement pro všechny indikace a všechny materiály.

Starter kit: 1x8,7g G-CEM LinkForce A2 nebo TL, 20x GC Automix Tip Regular, 1x5ml G-Multi PRIMER, 1x5ml G-Premio BOND, příslušenství.



Refill A2 / Translucent; 8,7 g 4800,- **3985,-**
Starter Kit: A2 / Translucent 6090,- **5210,-**

G-CEM Veneer

Světlem tuhnoucí pryskyřičný cement určený pro fixaci estetických fazet.



Starter Kit: 2x G-CEM Veneer Refi I (1 ml / 1.7 g) A2 & TR, 2x Try-in Paste Refi I (2 ml / 1.5 g) A2 & TR, 5ml 5ml G-Multi PRIMER, 5ml G-Premio BOND, 45x koncovky pro G-CEM Veneer, 2x ochranný kryt stříkačky, 50x mikroštetěčky, 20x dávkovací mistička 7990,- **6050,-**

Refill: 1,7g (A2, Translucent, Opaque, Bleach) 1150,- **870,-**

Essentia Universal



Essentia Universal – Univerzální světlem polymerující kompozit s kondenzovatelnou konzistencí

1 tuba 3,4g 1670,- **1298,-**
(Promo Pack) 4x3,4g **4245,-**

Essentia

Světlem tuhnoucí, radioopákní, univerzální výplňový materiál. Pouze 7 odstínů pro všechny klinické situace.

Odstíny: LD, MD, DD, LE, DE, U a ML. K dispozici čtyři **modifikátory** (RBM, B?, WM a OM) vyvinuté pro rychlou charakterizaci vašich výplní. **Starter Kit:** stříkačky: 7x2ml (1 od každého odstínu), 20 aplikačních koncovek a příslušenství.

Modifier Kit: 2x2,4ml (1 od každého odstínu)



1 tuba, libovolný odstín 1670,- **1298,-**
Modifier Kit 5760,- **4863,-**

Essentia HiFlo/LoFlo



HiFlo/LoFlo – zatékavé fotokompozity
HiFlo - vysoká zatékavost
LoFlo – nízká zatékavost

1 tuba – 3,4g 1690,- **1365,-**

Gradia Direct



Anterior Syringe; 2.7 ml v odstínech XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT, CVT
Posterior Syringe; 2.7 ml v odstínech P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT
X Syringe; 2.7 ml (5 g) v odstínech X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-AO2, X-WT

1750,- **945,-**

Gradia Direct Flo/LoFlo



Flo: 2x 1,5g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry
LoFlo: 2x 1,3g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry

1690,- **1235,-**

Gradia Core

Duálně tuhnoucí kompozit pro estetické dostavby fixaci kořenových čepů.



Skvělá cena na kartuše

Kit: 1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství 6520,- **5350,-**

Intro kit: 1x GRADIA CORE Kit (1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství); 1x GRADIA CORE Dispenser (dávkovací pistole). 6740,- **5550,-**

Refill: kartuše 10ml, 3250,- **2185,-**

GC Fuji IX GP 1-1



Odstín. A3

1-1 3030,- **2475,-**

GC Fuji IX GP 3-2



Set obsahuje: A2, A3 a B3 prášek, 2x 6,4ml tekutiny

3-2 7250,- **5875,-**

GC Fuji IX GP Extra 1-1



Odstín. A2, A3

1-1 3240,- **2655,-**

GC Fuji I kapsle



Odstín: světle žlutá

akční
cena

50 kapslí

2970,-

GC G-CEM kapsle



Odstín: A2, A03, TL, B01, sortiment

akční
cena

50 kapslí

sleva více
než:

20%

5598,-

GC Fuji Triage kapsle



Odstín: růžová, bílá

akční
cena

50 kapslí

3280,-

GC Fuji IX GP kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

akční
cena

50 kapslí

3545,-

GC Fuji IX GP FAST kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

akční
cena

50 kapslí

sleva více
než:

20%

3545,-

GC Fuji IX GP Extra kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

akční
cena

50 kapslí

3888,-

GC Fuji II LC Improved kapsle



Odstín: A2, A3, B3

akční
cena

50 kapslí

4030,-

GC Fuji Plus kapsle



Odstín: A3, žlutá

akční
cena

50 kapslí

3835,-

GC Fuji Plus plv./liq.



Odstín: A3

akční
cena

1-1

3435,-

GC Fuji II LC Improved plv./liq.



Tekutina 6,8g

Prášek 15g

3-2 balení: 3 x 15g prášku (A2, A3, B3) a 2 x 8g tekutiny

1690,-

1990,-

7975,-

Fuji I 1-1



Odstín: světle žlutá

akční
cena

1-1 (plv. + liq.)

2785,-

GC Fuji Triage 1-1



Odstín: růžová, bílá

akční
cena

1-1

2375,-

K-Reamer



Velikosti: od 006 po 080, délky 21,25,28 a 31mm

Balení po 6-ti kusech nebo sada, cena za kus

50,-

45,-

Spreader



Velikosti: od 015 po 040, délky 21 a 25mm

Balení po 6-ti kusech nebo sada, cena za kus

50,-

45,-

Plugger



Velikosti: od 015 po 040, délky 21 a 25mm

Balení po 6-ti kusech nebo sada, cena za kus

50,-

45,-

H-File



Velikosti: od 008 po 080, délky 21,25,28 a 31mm

Balení po 6-ti kusech nebo sada, cena za kus

50,-

45,-

K-File



Velikosti: od 006 po 080, délky 21,25,28 a 31mm

Balení po 6-ti kusech nebo sada, cena za kus

50,-

45,-

Lentule / Paste Carrier



Velikosti: 025, 030, 035 a 040, délky 21 a 25mm

Balení po čtyřech kusech nebo sada, cena za kus

68,-

62,-

Unicone Plus



Bližší informace uvnitř

467,-

420,-

Navigator Evo



Bližší informace uvnitř

261,-

235,-

W-File (C-Piloti)



Velikosti: 006, 008, 010, délka 25mm

Balení po 6-ti kusech nebo sada, cena za kus

58,-

52,-

Largo Peeso, Gates



Velikosti: 070, 090, 110, 130, 150, 170, délka 28mm nebo 32mm

Velikosti: 050, 070, 090, 110, 130, 150, délka 28mm nebo 32mm



Balení po 6-ti kusech nebo sada, cena za kus

104,-

94,-

Gutta Condensor



Velikosti: od 025 po 060, délka 25mm

Balení po 4-ti kusech, cena za kus

96,-

86,-

Dřeňové jehly



Velikosti: od 015 po 060, délky 21, 25 a 28mm

Balení po 10-ti kusech, cena za kus

22,-

20,-