

Vata buničitá dělená

Hartmann, 4x5cm,
500ks~~44,-~~

39,-

Batist, 4x5cm
2x500ks~~71,-~~

65,-

Vata buničitá přířezy

1kg,
Batist~~141,-~~

127,-

500g,
Hartmann~~71,-~~

65,-

Zubní válečky Dentalpad

Průměr 8mm
nebo 10mm~~259,-~~

233,-

Mikroaplikátory

Regular, Fine,
Superfine á 100ks~~187,-~~

169,-

Kompresy nesterilní

nesterilní
5x5cm~~43,-~~

39,-

nesterilní
7,5x7,5cm~~72,-~~

65,-

Kompresy sterilní



sterilní 5x5cm

~~109,-~~

99,-

sterilní
7,5x7,5cm~~159,-~~

148,-

Klíčky Hawe Kerr



100ks

~~381,-~~

324,-

Hydrogum 5

Vynikající bezprašný alginát s vysokou objemovou stálostí. Velmi vhodný pro ordinace, které nemají laboratoř v bezprostřední blízkosti. Ovocná chuť, fialová barva, antitřepavá složka. Lehce míchatelný, s vynikající reprodukcí jemných detailů. Extra rychlé tuhnutí (45 vteřin), překvapivě přesný.



453g

~~419,-~~

377,-

Adhesor N



sleva více než:

30%

set

~~257,-~~

175,-

Build-It

Sklennými vlákny vystužený dostavbový materiál. Vysoká pevnost v tlaku pro pevný a spolehlivý základ. Duálně tuhne bez potřeby vytvrzení ve 2mm vrstvě.



sleva více než:

30%

~~929,-~~

645,-

Fibre Kleer 4 Tapered

Kompozitní čepy ze skelných vláken s minimálním rizikem zlomení kořene. Vysoce radioopákní, vysoká pevnost v ohybu. Kónické, ve velikostech: 1,25 mm, 1,375mm a 1,50mm. **Intro Kit obsahuje:** 15 čepů (od každé velikosti 5 ks) a 3 předvrtávače (od každé velikosti 1 ks).

sleva více než:

30%



Čepy 10ks

~~814,-~~

564,-

Breeze Intro Kit

Samoadhezivní pryskyřičný cement pro snadné tmelení fixních protetických rekonstrukcí a kořenových čepů. Jednoduchá jednokroková procedura - bez leptání. Duálně tuhne, snadno se odstraňují přebytky.

sleva více
než:

30%



Intro Kit obsahuje: 5 x 7,8 g Automix stříkaček (3 x A2, transparentní a opákní bílý), 40 kanyl a 40 endo-špiček.

~~5005,-~~

3253,-

Sekusept Aktiv

K dezinfekci a čištění nástrojů, pomůcek z nere. skla, gumy a plastu, dýchacích masek a nástr. Má vynikající čisticí účinek. Vybírně rozpouští krev a bílkovinné nečistoty.



1,5kg

~~939,-~~

896,-

6kg

~~3469,-~~

3233,-

Zeta 1 Ultra

Bezaldehydový a befenolový dezinfekční a čistící roztok ve formě koncentrátu na nástroje. Ideální pro chirurgické a rotační nástroje, vhodné také pro jemné nástroje jako jsou skalpely, kleště, jehelce, vrtáčky, zrcátka, sondy apod. Vhodné také do ultrazvukové čističky - při 35°C po dobu 30 minut.



1l

~~799,-~~

739,-

Cavicide

Dezinfekce neporézních tvrdých povrchů. Používá se neředěný. Jeho hlavním způsobem použití je nástřik aerosolu sprejem, ale, možné použít jej k otírání povrchů tampóny. Kompatibilní s většinou materiálů.



5l

~~1417,-~~

719,-

Do vyprodání
skladových zásob

Rotasept

Vysoce účinný přípravek na dezinfekci a čištění všech typů rotačních nástrojů.



sleva více než:

15%

2l

~~839,-~~

705,-

Aspirmatic

Aspirmatic: Přípravek ke každodennímu hygienickému ošetření odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu. Rozpouští hleny, vhodné pro všechny druhy materiálů, biologicky odbouratelný.



sleva více než:

15%

Aspirmatic 2l

~~1259,-~~

1065,-

MD 555

Vysoce účinný speciální koncentrát k důkladnému čištění odsávacího zařízení a odlučovačů amalgámu. Rozpouští pevně usazené a ztvrdlé nánosy. Obzvláště vhodný při používání práškovačů a pro čištění odpadního potrubí, pro problematickou vodu, stejně jako pro vodovodní potrubí se špatným spádem.



2,5l

~~1209,-~~

1145,-

Mikrocid AF ubrousky

Dezinfekční ubrousky napuštěné dezinfekčním roztokem k okamžitému použití



Skvělá cena

Náhradní balení, 150ks

~~289,-~~

215,-

Dóza 150ks

~~359,-~~

268,-

CaviWipes

Kvalitní, velmi oblíbené



sleva:

25%

Dóza – 160ks

~~276,-~~

207,-

Desderman Pure Gel

Gelový dezinfekční přípravek na bázi ethanolu určený na hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou. Bez barviv a parfémů. Účinný na široké spektrum bakterií i virů



sleva:

25%

500ml

~~190,-~~

145,-

Zeta 3 Pop-Up

Bezaldehydové biocidní dezinfekční ubrousky s širokým spektrem účinnosti. Svěží, příjemná vůně. POP-UP - téměř bez alkoholu, vhodné pro nejcitlivější povrchy (kůže, plexisklo), větší rozměr a pevnější materiál ubrousku.



100ks

~~279,-~~

259,-

Skinman soft Protekt

Kapalný, koncentrovaný alkoholový virucidní přípravek k desinfekci rukou a pokožky. Garance plné virucidní účinnosti. Vhodný pro časté a opakované aplikace pro ochranu a výživu pokožky. Obsahuje: vitamín E (ochraňuje kožní buňky před volnými radikály), glycerin (poskytuje výživu suché pokožce) a panthenol (podporuje regeneraci pokožky).



1l

~~309,-~~

259,-

New Seal

Vysoce kvalitní svářečka pro zatavování obalů z papíru / fólie. Automatická regulace teploty. Ochrana proti spečení sáčku. Vždy vysoce kvalitní svár 12 mm. Světelná a akustická signalizace sváření. Kompaktní tvar, snadné čištění. Vysoká spolehlivost - 2 roky záruka.

~~14990,-~~

13485,-

Charisma Classic

Mikrohybridní kompozitum s plnivem Microglass II. generace pro výplně třídy I až V.
Pohodlný výběr odstínů a vynikající leštitelnost.
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, OA3 a OA3.5.



4g

~~610,-~~

548,-

Charisma Opal

Oblíbený univerzální kompozit pro výplně ve frontálním i laterálním úseku.
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, BL, C2, CO, OD, OL a OM.



4g

990,-

5 + 1
ZDARMA

Charisma Diamond ONE

Jeden odstín na všechno!
Materiál neviditelně splyne s restaurovaným zubem.
Pevná konzistence, minimální lepičnost, vynikající leštitelnost

kit

Charisma Opal
Flow ZDARMA

Kupte 1 balení Charisma Diamond ONE kit (2x4g + Gluma Bond Universal) a získáte Charisma Opal Flow ZDARMA

One kit + Opal Flow

~~3840,-~~

3200,-

Evetric

2x Tetric EvoFlow
ZDARMA

Světlem tuhnoucí, rentgen kontrastní nanohybridní kompozitum pro výplňové ošetření u distálních i frontálních zubů.
System Kit obsahuje: 4 x 3,5 g v barvách 2x A2 a 2x A3 a 6 g Evetric Bond.



Kupte 1 Systém Kit a získáte 2x Tetric EvoFlow ZDARMA

Systém kit + 2x Tetric
EvoFlow ZDARMA

~~5465,-~~

3649,-

Assortment kit

Evetric

Světlem tuhnoucí kompozitum pro zhotovování estetických výplní ve frontálním i distálním úseku.
Assortment kit obsahuje: 8 x 3,5 g v barvách A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T a A3.5D

~~8469,-~~

5090,-

Tetric EvoFlow

6+1 ZDARMA

Nová generace nejprodávějšího tekutého kompozita Evropy.
Obsahuje složku kontrolující viskozitu, ta způsobuje, že materiál zatéká následně se ustálí.
Aplikace nově extra tenkými hroty - vhodné i pro ty nejmenší a špatně přístupné kavity.
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B3, T, bělený - XL, L a M, dentin - A2, A3.5 a B



2g

1089,-

DuoLink Universal

Kompozitní, duálně tuhnoucí fixační cement pro keramické a kompozitní náhrady.
Inovace: výrazně vylepšená RTG kontrastnost, výrazně snazší odstranění přebytků.
Odstíny: univerzální a mléčný bílý.



8g

~~2140,-~~

1950,-

Core Flo DC/ Core Flo DC Lite

Oblíbený duálně tuhnoucí dostavbový materiál pro cementaci čepů a také jako výplňový materiál pro náhradu dentinu.
Core Flo DC – odstíny: Natural/A1 a Opákní bílý a kontrastní modrý odstín
Core Flo DC Lite – nižší viskozita -odstíny: Natural/A1 a Opákní bílý



8g + 15 kanyl (DC
nebo DC Lite)

~~1760,-~~

1590,-

Tetric PowerFill

4x PowerFill +
PowerFlow ZDARMA

Tvarovatelný světlem tuhnoucí rentgenokonstrastní kompozit pro přímé výplně v distálním úseku ve vrstvách až 4 mm s dobou polymerace od 3 s.
K dispozici v odstínech IVA, IVB, IVW, ve stříkačkách nebo kompulích.

Kupte 4 stříkačky Tetric PowerFill a získáte Tetric PowerFlow ZDARMA

Stříkačka 3g

1579,-

TheraCal PT

Duálně tuhnoucí pryskyřice modifikovaná kalcium silikátem. Ošetření pulpotomie. TheraCal PT® je biokompatibilní, duálně tuhnoucí pryskyřice modifikovaná kalcium silikátem, která se používá k ošetření obnažené pulpy.

TheraCal PT® udržuje vitalitu zubu tím, že funguje jako bariéra a ochrana pulpy.

Schopnost TheraCalu PT® uvolňovat vápník a schopnost vytvářet alkalické pH umožňují jeho použití při preparaci hlubokých kavit.

Schopnost duálního tuhnutí umožňuje okamžité umístění výplňového materiálu



4g + 15 kanyl

~~3870,-~~

3490,-

PermaFlo

První vrstva na dno kavity při zhotovení výplně.
Ideální pro dostavby chrupu v pediatrii a ošetření mikrokavit.
Pro upevnění transparentních inlejí, onlejí a fazet, přímé fazety a výplně I. - V. třídy
Stříkačky: 2 x 1,2 ml + 4 x kanyla Micro 20 ga (odstíny - A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, Translucent, Dentin Opaquer, Pink, Purple).



refill – 2x1,2ml

~~1520,-~~

1330,-

Dentin Opaquer –
2x 1,2ml~~1560,-~~

1330,-

Perple 2 x 1,2ml + 20 x
kanyla~~1550,-~~

1320,-

Pink – 2 x 1,2ml

~~1500,-~~

1280,-

Tetric PowerFlow

6+1 ZDARMA

Zatékavý světlem tuhnoucí rentgenokonstrastní kompozit pro přímé výplně v distálním úseku ve vrstvách až 4 mm s dobou polymerace od 3 s.
Používá se jako základní vrstva u kompozitních výplní I. a II. třídy ve stálém chrupu a výplně v dočasném chrupu.
K dispozici v odstínech IVA, IVB, IVW



Stříkačka 2g

1049,-

BioRoot RCS

Bioaktivní sealer pro trvalé kořenové výplně.
Vynikající přilnavost k dentinu a gutaperčovým čepům.
Hydrofilní
Antimikrobiální
Skvělá zatékavost



sleva více
než:

15%

prášek - 15 g +
tekutina - 35 ks

6490,-

5485,-

MTA Flow

MTAFlow – unikátní mineral trioxid aggregate cement na opravy .
Snadno a rychle namícháte správnou hladkou konzistenci pro každou
proceduru. Nyní můžete velmi přesně dávkovat až k apexu pomocí kanyly
Navi Tip 29ga, ošetříte i místa jinak obtížně dosažitelná.
MTAFlow je bioaktivní, podporuje hojení.

MTA Flow Kit: 8-10 aplikací
1 × MTA Flow prášek (2g)
1 × MTA Flow gel (2ml)
1 × odměrky s 2 odměrnými
1 × míchací podložka
20 × kanyla Black Micro
10 × stříkačka Skini
10 × uzávěr Luer Lock

sleva více než:

15%

MTA Flow kit

4740,-

3998,-

TheraCal PT

Duálně tuhnoucí pryskyřice modifikovaná kalcium silikátem. Ošetření
pulpotomie. TheraCal PT® je biokompatibilní, duálně tuhnoucí pryskyřice
modifikovaná kalcium silikátem, která se používá k ošetření obnažené
pulpy.
TheraCal PT® udržuje vitalitu zubu tím, že funguje jako bariéra a ochrana
pulpy.
Schopnost TheraCalu PT® uvolňovat vápník a schopnost vytvářet
alkalické pH umožňují jeho použití při preparaci hlubokých kavit.
Schopnost duálního tuhnutí umožňuje okamžité umístění výplňového
materiálu



4g + 15
kanyl

2530,-

2285,-

Biodentine

Oblíbený bulk-fillový biokompatibilní a bioaktivní materiál pro náhradu
dentinu v korunkové i kořenové části zubu.

ROZŠÍŘENÁ INDIKACE: Nyní Biodentine™ zachová pulpu, **DOKONCE při**
výskytu symptomů ireversibilní pulpitydi! **Schválena možnost ošetření**
pro ireversibilní pulpitudu!

Indikace:

v kořeni: překrytí perforací kořene
a pulpální dutiny, vnitřní/vnější
resorbce zubu, apexifikace,
v korunce: hluboké/rozsáhlé kavity,
trvalé dentinové výplně, přímé
překrytí pulpy, pulpotomie,



15 x 0,7g

7290,-

6485,-

5 x 0,7g

2820,-

2535,-

FileCare EDTA

Chelatační činidlo, které redukuje napětí kořenových nástrojů a
umožňuje účinnější čištění kanálků a snadnější preparaci. Odstraňuje
smear vrstvu, zdokonaluje penetraci endodontických léčiv a výplňových
materiálů do tubulů.



5x3ml

2500,-

2285,-

3ml

520,-

485,-

Parcan N

Nový 3% roztok NaOCl
pro výplachy kořenových
kanálků.
Ideální k výplachům a
čištění kořenových
kanálků během a na konci
instrumentace. Silný
bublinkový efekt -
nečistoty vyšumí, usnadní
a urychlí čištění kanálku.
Připravený k použití - vždy
přesná koncentrace
NaOCl, bezpečný a čerstvý
roztok.



250ml

850,-

730,-

Cresotin No.2

Antiseptický přípravek k
léčbě infikovaného
kořenového kanálku při
komplikované pulpitidě,
během apikoektomie, k léčbě
kořenového kanálku
parodontologických pacientů
a taktéž při resekci
kořenového apexu.
Silné antiseptické působení,
mumifikační vlastnosti a
kompletní sterilizace
kořenového kanálku.
Účinně snižuje bolest zubu,
protizánětlivé a antialergické
účinky.



15ml

420,-

395,-

Calcetin

Radioktrastní pasta na bázi hydroxidu vápenatého pro dočasné
plnění kořenových kanálků. Vynikající antibakteriální účinek (pH
12,8). Pomáhá vytvářet podmínky pro optimální léčbu kořene zubu.
Snadné odstranění z kořenového kanálku.



2x2g

610,-

549,-

Endostar EP Easy Path

Nový systém pro vytváření
kluzné cesty Nástroje
používané k vytvoření kluzné
cesty jsou technologickou
výzvou. Jako první pronikají
úzkými, zakřivenými a často
kalcifikovanými kanálky.
Unikátní nástroj - tenký a
pružný, ale také odolný proti
zalomení uvnitř kanálku



21mm nebo 25mm – 3ks

899,-

835,-

21mm nebo 25mm – 6ks

1330,-

1230,-

Septoject

Vynikající jehly pro karpulové stříkačky nebo intraligamentární anestezii.
Rozměry: 27G - 21, 25 a 35 mm, 30G - 10, 12, 16, 21 a 25 mm.

sleva:

20%



100ks

440,-

350,-

Interproximální klínky z high-tech
plastové materiálu v tvaru
písmena V.
Klínky se stlačí a adaptuje se na
prostor mezi zuby.
Předchází poškození papily.
Hlavička umožňuje jednoduché
zavedení a vytáhnutí pomocí
jakýchkoliv kleští či pinzety.
Velikosti: růžová XS, oranžová S,
zelená M, žlutá L
Balení: 100 ks



2 x sada 100 ks

2980,-

1490,-

Endostar E3 Azure

Inovativní systém vytvořený technologií Azure
HT, jejímž cílem bylo vytvořit kořenové nástroje,
které jsou extrémně flexibilní a odolné proti
zlomení i v těch nejsložitějších klinických
případech.
Nemusíte nijak měnit své zaseté postupy ani
endo-kolénko, systém podporuje jak rotační, tak
reciproční nebo i kombinovaný způsob
opravování kořenových kanálků. Dostupné ve
třech délkách: 21 mm, 25 mm a 29 mm.
Basic kit (3 ks): 30/08, 25/06, 30/04.
Big kit (3 ks): 35/04, 40/04, 45/04.
Small kit (3 ks): 20/06, 25/04, 20/04.



Kity: Basic, Big nebo
Small

870,-

790,-

Refill 6ks

1290,-

1180,-

SonicFill 3

Vylepšená verze SonicFill 3 pro zhotovování kompozitních výplní v laterálním úseku.
sonicky aktivovaný kompozitní systém bulkfill;
nyní se zlepšenou adaptací a optimalizovaný pro snazší manipulaci, modelaci a leštění;
nanáší se v jedné vrstvě, až do výše 5 mm
Odstíny: A1, A2, A3 a B1



20 x 0,25g

~~3102,-~~sleva více
než:

30%

2165,-

Maxcem Elite/
Maxcem Elite Chroma

Samoleptací a samoadhezivní cement, který lze také použít jako kompozitní cement s univerzálním systémem vazby.
Maxcem Elite Chroma navíc obsahuje barevný indikátor - po aplikaci je růžový a bledne do odstínu cementu.

2 x 5g stříkačka: čirý,
bílý, žlutý~~4196,-~~

2937,-



OptiShade

Nový, zjednodušený kompozit pro všechny třídy kavit - pouze 3 odstíny namísto 16 - vynikající estetika a trvanlivost.
Výběr odstínu je snazší a rychlejší.
OptiShade pokrývá všech 16 klasických odstínů VITA s použitím pouhých 3 odstínů: Light, Medium a Dark.



Stříkačky 4g

~~1575,-~~

1055,-

OptiBond Universal

Jednokrokové univerzální adhezivum.
Jedna lahvička obsahuje primer, adhezivum a leptací složku. Nanáší se v jedné vrstvě bez ohledu na protokol leptání..



5ml

~~2751,-~~

1788,-

OptiBond FL

4. generace adheziv
zlatý standard v bondování
technika leptání: total-etch
indikace: přímé vazby

sleva více
než:

15%

Kit: 1 x Primer (8 ml), 1 x Adhezivum (8 ml), 1 x 3g Gel Etchant, 10 Gel Etchant koncovek, 50 aplikačních koncovek, 25 míchacích misek

~~4938,-~~

4189,-

Gel Etchant Jumbo

37,5 % kyselina fosforečná
určená k leptání dentinu a skloviny
Jasná fialová barva
zaručuje skvělou
viditelnost v průběhu
aplikace
Hustější konzistence –
nestéká



1 x 30 ml stříkačka, 2x prázdná intraorální stříkačka, 30x jednorázová koncovka, 1x konektor pro plnění intraorálních koncovek

~~1914,-~~

1436,-

All-Bond Universal

Spojuje spolehlivost
totálního leptání, pohodlí
samoleptání flexibilitu
selektivního leptání.
Garantuje univerzální
kompatibilitu s chemicky,
světlem i duálně tuhnoucími
kompozitními pryskyřicemi
a cementy.
Využijete jej při všech
přímých i nepřímých
bondovacích technikách.



4ml

~~2210,-~~

1885,-

Gluma Bond
Universal

Velmi spolehlivý a vysoce
účinný adhezivní systém,
zajišťující dlouhodobou
úspěšnost Vašich
rekonstrukcí.
Jedna lahvička pro
všechny bondovací
techniky: total-etch,
selective-etch, self-etch.



4g

~~1800,-~~

1685,-

TheraCEM Ca

Nový duálně tuhnoucí, samo-
adhezivní, THERAPEUTICKÝ
fixační cement.
Obsahuje ionty kalcia, které
trvale uvolňuje a podporuje tak
regeneraci tkání.

8g + 15 kanyl a
špiček~~2930,-~~

2635,-

Ultra-Etch

35% kyselina fosforečná pro ideální
leptání
Unikátní samolimitující chemie:
leptá jen do hl. 1,9µm – nepřešleptá!
Penetruje do nejmenších nejmenších
fi sur, ale nestéká na vertikálních
povrchích
Výrazná modrá barva: vidíte, kde
leptáte



sleva:

25%

Refil 4x1,2ml
stříkačka~~870,-~~

660,-

Intro kit 4
stříkačky~~1250,-~~

940,-

IndiSpence 30ml

~~2320,-~~

1740,-

Refil 20x1,2ml

~~2690,-~~

2020,-

Visalys CemCore

Duálně tuhnoucí materiál typu 2v1 - cementování - poskytuje trvalou
slinou adhezivní vazbu a dostavby - vysoká spolehlivost a stabilita jádra.
Cement má skvěle estetické vlastnosti a je použitelný i ve frontální
oblasti.
Odstíny: univerzální (A2/A3), opákní, transparentní, bělený a tmavý (A4).
Starter pack: 2,5 ml univerzální (A2/A) v automix stříkačce, 2 ml Tooth
Primer, 2 ml Restorative Primer a příslušenství.
Normal pack: 5 ml materiálu a příslušenství.

sleva více
než:

20%

Starter pack

~~4410,-~~

3515,-

Normal pack

~~4540,-~~

3615,-



Mouthguard boxes

Kompaktní krabičky o hloubce
2,55 cm se snadným
zavíráním. Každá krabička má
štítek pro jméno a adresu
pacienta.
Barvy běžné: černá, modrá,
zelená, oranžová, růžová,
fialová, červená a žlutá.
Barvy perleťové: černá,
modrá, růžová, fialová a
červená.



1ks

~~21,-~~

18,-

Amalgam reducer

Kovový kelímek na amalgám umožňující rychlé naplnění amalgámové pistole



12ks,
1ks=42Kč

609,-

504,-

Amalgam polishing kit

Sada na leštění amalgámových výplní.

Obsahuje 2 ks reducerů na hrubé opracování výplně, 5 ks hnědých gum na předleštění a 5 ks zelených gum na konečné doleštění do vysokého lesku.



sada

599,-

509,-

Amalgamátor GM-50

Multifunkční amalgamátor / třepačka různých druhů kapslí. Masivní, pevná základna zabraňuje pohybu zařízení během míchání

9 volitelných úrovní rychlostí míchání po dobu 1 až 30 sekund. Kompaktní design, ideální pro použití v ordinaci na údržbu.



8690,-

7790,-

Safargam NG2



Složení: Ag - 42%, Sn - 32%, Cu - 26%

č.1 - 50 kapslí	1159,-	990,-
č.1 - 500 kapslí	11590,-	8700,-
č.2 - 50 kapslí	1304,-	1139,-
č.2 - 500 kapslí	13040,-	11200,-

Safargam Plus



Složení: Ag - 50%, Sn - 30%, Cu - 20%

č.2 - 50 kapslí	1826,-	1549,-
č.2 - 500 kapslí	18260,-	12800,-
č.3 - 50 kapslí	2074,-	1759,-
č.3 - 500 kapslí	20740,-	14300,-

Spherodon-M Duett

Smišený non gama-2 amalgám se 40% obsahem stříbra v balení typu Duett.

Složení: Ag 40%, Sn 32%, Cu 28%

Balení obsahuje: 100 tablet á 390 mg, 100 rtuťových sáčků á 400mg, kapsle pro opakované použití a pinzetku



balení

1530,-

1395,-

Safargam GT 400



Ag - 43%, Cu - 25%, Sn - 32%

kapsle č. 1, 50ks	926,-	847,-
kapsle č. 2, 50ks	1129,-	1033,-
kapsle č. 3, 50ks	1498,-	1395,-

Diamantové pásky perforované

Diamantové pásky s perforací pro anatomickou konturaci aproximálních oblastí. Rychlá interdentální separace pomocí řezací pilky na hraně pásky.

3 hrubosti: super jemné - žluté, jemné - červené a střední - modré




10ks

1490,-

1285,-

Diamantové pásky s pilkou



Diamantové pásky a separační pilka v jednom pro anatomickou konturaci aproximálních oblastí. Vhodné na kompozitní, skloionomerní i amalgámové výplně.

2 hrubosti: jemné (30 µm - červené) a superjemné (15 µm - žluté)

10ks

1490,-

1285,-

Composite finishing kit

Sada pro dokončování a leštění kompozitních výplní do vysokého lesku.

Sada obsahuje:

- 6 nástrojů TopGloss do kolénka - diamantové nástroje pro leštění pomocí zvýšeného tlaku bez lešticí pasty.
- 6 dokončovacích vrtáček do turbíny - nástroj TC135UF-014 je opatřen tupou špičkou, aby nemohlo dojít k poškození měkkých tkání



Order No. 1905050

sada


2079,-

1765,-

Kenda

Lešticí systém pro kompozita, kompomery a skloionomery.

Technika 3 kroků: bílá - opracování, zelená - leštění, růžová - vysoký lesk.



Sada 12ks

489,-

449,-

refill 12ks

489,-

449,-

Dřevěné klínky Polydentia

Anatomicky tvarované klínky z javorového dřeva pro dokonalou adaptaci matrice a modelaci výplně.

Barevné kódování usnadňuje identifikaci velikostí: sortiment (č.01), růžové 11 mm (č.11), tyrkysové 12 mm (č.12), zelené 13 mm (č.13), žluté 15 mm (č.15) a bílé 17 mm (č.17).



sleva více
než:

20%

100ks

410,-

325,-

200ks - růžové

730,-

585,-

Octenident



Ústní voda určená k regeneraci ústní flory při zánětech zubů a sliznic-periodontitis, gingivitis a pro důkladnou denní hygienu úst a krku. Výborná tolerance tkáněmi, dobrá chuť.

sleva více než:

15%

250ml

~~270,-~~

225,-

Woodpecker prášek
Fast

Profylaxční prášek Woodpecker, používá se do Air polisheru k odstranění zubního plaku, zubního kamene. Nepoškozuje povrch zubu, je rychlý a efektivní, bezbolestné použití. Obsahuje: Hydrogenuhličitan sodný, hydrofobní oxid křemičitý, sacharinát sodný. Nepoškozuje povrch zubu, je rychlý a efektivní. Tvrdost podle Mohsovy stupnice: 2,5 Průměrná velikost částic 65 µm Příchutě: broskev, citron, jahoda

300g

~~560,-~~

529,-

Woodpecker prášek
Gentle Mini

Profylaxční prášek Woodpecker, používá se do Air polisheru k odstranění zubního plaku, zubního kamene. Nepoškozuje povrch zubu, je rychlý a efektivní, bezbolestné použití. Profylaxční prášek, používá se do Air polisheru pro subgingivální ošetření k odstranění biofilmu a zubního kamene. Obsahuje: Glycin, amorfni oxid křemičitý. Tvrdost podle Mohsovy stupnice: 2 Průměrná velikost částic 25 µm.

120g

~~560,-~~

529,-

Opalescence PF 16%

Denní bělení Opalescence® PF 16% = 16% karbamidu peroxidu. Doba jedné aplikace 4 - 6 hod/den. Jediný viskózní lepavý gel s postupným uvolňováním peroxidu vodíku pro trvalé bělení 1/3 – 1/2 stříkačky na 1 nosič. **Příchutě:** máta nebo bez příchutě. **Pacient Kit:** 8 x 1,2 ml bělicího gelu ve stříkačkách, 30 ml Bělicí pasta Opalescence, krabičku na nosiče, taštičku Opalescence a kartičku se vzorníkem odstínů.

sleva více než:

25%



Patient kit

~~1600,-~~

1195,-

Opalescence Pasta

Unikátní složení pomáhá udržet zářivé, bílé zuby. Bezpečná pro každodenní použití, vhodná pro celou rodinu. Účinné, rychlé uvolňování fluoridu **Opalescence Cool Mind** – 4,8x větší absorpce fluoridů sklovinou **Opalescence Senzitivity** – snižuje citlivost zubů



sleva více než:

15%

133g

~~245,-~~

195,-

Opalescence Go

Profesionální bělení zubů na doma - okamžitě k použití Opalescence Go 6% • Jednorázový nosič předplněný bělicím gelem s 6% peroxidu. **Pacient Kit:** 10 dolních a 10 horních nosičů a bělicí pastu 28 g. **Mini Kit:** 4 dolní a 4 horní nosiče



Sleva platí do vyprodání zásob

pacient kit - máta nebo meloun

~~2060,-~~

1760,-

Mini kit - máta

~~1090,-~~

930,-

Pola Day 6%

pH neutrální gel s obsahem hydrogen peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchutě a obsahuje inikátní prvky, které zabraňují poaplikační citlivosti.



balení: 10x1,3g stříkačka

~~2716,-~~

1785,-

balení: 4x1,3g stříkačka

~~1310,-~~

1085,-

Pola Night 16%

PH neutrální gel s obsahem Karbidu peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou vůň, je průhledný a obsahuje inikátní prvky, které zabraňují poaplikační citlivosti.



balení: 45x1,3g stříkačka

~~6135,-~~

3950,-

balení: 10x1,3g stříkačka

~~2335,-~~

1785,-

balení: 4x1,3g stříkačka

~~1310,-~~

1085,-

Prophytex

Třivrstvé roušky pro ochranu pacienta při čištění zubů AirFlow technikou. Barvy: bílá, světle modrá, šedobílá. Rozměr: 60 x 54 cm.



40ks

~~350,-~~

315,-

Thienelino dětské ZK



Tvarované štětiny kartáčku pro správné vyčištění zadních zoubků. Anatomicky tvarovaná široká rukojeť pro pohodlné neklouzavé uchopení. S motivem medvídky Otta, zakončen přísavkou. Dostupné v barvách: modrá, zelená, červená a růžová

12ks

~~140,-~~

130,-

Thienelino dentální set



Veselý set pro holčičky a chlapce obsahuje zubní kartáček, 3D samolepku a přesýpací hodiny. Dostupné v barvách: růžová a modrá.

set

~~56,-~~

49,-

Rukavice nitrilové
nepudrované

Již od: 3,60 za kus

Rukavice latexové
nepudrované

Již od: 3,20 za kus

Intraligamentární pero

ASA

Celokovová stříkačka ve formě pera pro aplikaci intraligamentární anestezie.



sleva více než:

20%

pero

~~5090,-~~

4085,-

1ks

Asa aspirační stříkačka

Celokovová aplikační stříkačka anestezie italského výrobce ASA Dental.



sleva více než:

20%

625,-

~~779,-~~

Stojánek na jehly

Ocelový stojánek na jehly pro karpulová anestetika. Použitelný také s injekčními jehlami typu Luer. Stříkačka s anestetikem je vždy bezpečně



1ks

~~1049,-~~

839,-

Alveogyl

Pasta pro lokální léčbu „suchého lůžka“ (alveolitis sicca) s antiseptickým účinkem.

Jedná se o jednokrokovou, samoeliminující léčbu, která rapidně omezuje bolest a poskytuje tišící efekt díky obsahu eugenolu.



sleva více než:

15%

10g

~~1340,-~~

1135,-

Luxator



S1, DE3 a DE5

~~3460,-~~

sleva více než:

25%

2588,-

Ostatní 1 kus

~~3080,-~~

2310,-

Luxator Titanium

Čepelí potažené titanem. Ještě snadněji proniká mezi zub a alveol s minimálním poškozením měkkých tkání. Vydrží déle ostrý a není potřeba ho ostřit



DE3 – 1ks

~~3720,-~~

3790,-

LM Luxatory a Elevátory



2365,-

~~3196,-~~

sleva více než:

25%



Luxační nástroje pro atraumatické extrakce a rychlé hojení, což oceníte nejen před implantací. Jemná, ostrá čepel nástroje se zavádí do periodontálního prostoru a pomalu se posouvá směrem k apexu kořene.

Speciálně navrženy pro velmi úzká místa, do kterých se nelze dostat tradičními luxátory LM-LiftOut. Extrémně jemný hrot nástroje se zavádí do velmi úzkého parodontálního prostoru.

Elevátory pro namáhavé extrakce, ideální pro situace, kdy je potřeba vyvinout velkou sílu a kroutící tlak.

KaVo sprej



1ks

~~1285,-~~

846,-

KaVo kolínka



Nejoblíbenější
červené
kolínko

- Keramická ložiska
- 3 děrový sprej
- Výměnný mikrofilm
- Světlovod 25.000 Lux

~~30975,-~~

19990,-



Nejoblíbenější
modré
kolínko

- Keramická ložiska
- 1 děrový sprej
- Malá hlavička
- Světlovod 25.000 Lux

~~22742,-~~

16000,-

Elastic Cromo

Alginátová, elastická, otiskovací hmota s fázovým barevným indikátorem a možností odlít otisků až za 120 hodin. Barevná indikace fází tuhnutí.



450g

169,-

sleva více než:

35%

106,-

425g

Repin

Dvousložková zinkoxid-eugenolová otiskovací hmota. Přesná reprodukce a objemová stálost. Otisky individuálních lžiček. Provizorní fixace korunek a můstků.



sleva více než:

30%

211,-

Panasil

Putty- Špičková A silikonová základní otiskovací hmota (tmel) Verze Putty soft: Měkkší varianta základní otiskovací hmoty (tmelu) s nízkou finální tvrdostí je ideální pro parodontální případy.

Initial - Velmi přesná korekční otiskovací hmota na bázi A-silikonů.



Panasil Putty - 900 ml

2920,-

2290,-

Panasil Initial - 2x 50 ml + kanyly

1520,-

1190,-

Tropicalgin

Nejoblíbenější alginátová otiskovací hmota. Rychlé tuhnutí - 60 sekund; barevný indikátor tuhnutí. Skvělá příchut' a vůně tropického ovoce.

12 x 453 g
(1 ks = 298Kč)

4428,-

3576,-

453g

369,-

325,-

Oxasil

Nový ručně míchatelný otiskovací materiál od vynálezce Optosil / Xantopren. Díky vysoce aktivnímu systému báze/aktivátor dosahuje oxasil krátké doby vytvrzování. Zajišťuje přesnou a trvalou reprodukci detailů s vynikající zpracovatelností během doby tuhnutí.



Při nákupu Oxasil setu
50% sleva na Oxasil
Mucosa.

Putty / Soft Putty - 900ml

510,-

475,-

Light/Very Light 140ml

310,-

285,-

Activator Paste - 60ml

260,-

238,-

Oxasil Mucosa - 140ml

310,-

Variotime

A-silikonový otiskovací materiál pro veškeré indikace.

Putty - k ručnímu míchání a nebo pomocí stroje Dynamix ve třech konzistencích - putty, monophas a heavy tray

Krémy k dispozici ve třech stupních viskozity - medium flow, light flow a extra light flow.



Při koupi dvou balení Dynamix Heavy Tray nebo Easy Putty dostanete krém Medium Flow 2x50 ml zdarma v hodnotě 850 Kč

2x Dynamix Heavy Tray 2 x 380ml + krém Medium Flow 2x 50 ml

7250,-

6400,-

2x Easy Putty - 2 x 300 ml + krém Medium Flow 2 x 50ml

2800,-

Woodpecker-DTE iLED

- iLED
- Tužková polymerační LED lampa pro polymeraci všech fotocitlivých materiálů.
- Vytvrzení 2 mm pryskyřice za 1 sekundu.
- Otočná hlavička s LED 360°.
- Bezdrátový provoz na baterii.
- 2 pracovní režimy: - P1 Turbo: 2.300 - 2.500 mW/cm2 na 1 nebo 3 sekundy; - P2 Normal: 1.000 - 1.200 mW/cm2 na 5, 10, 15 nebo 20s.
- Vysokapacitní baterie až 500 polymeračních cyklů při plném nabití.
- Hmotnost: 278 g.
- Barva: bílá a fialová.



5990,-

5690,-

Woodpecker DTE O-Light II lampa

- Polymerace za 1 vteřinu!
- Konstantní výkon - zrozeňena pro restorace zubů
- 360o polymerace - dosáhnete do všech úhlů
- Plynulý design - lepší pocit v ruce
- Polymerace za 1 vteřinu - 2 mm vrstva pryskyřice
- Větší velikost čočky - 10 mm velká hlavička skvěle pokryje celou okluzální plošku distálních zubů.
- Vylepšený cílený světelný výkon
- Unikátní technologie Woodpecker - cílený světelný výkon snižuje úhel svícení o 55,87 %, což umožňuje koncentrovanější energii a vyšší účinnost polymerace.



173,-

158,-

Pero a pistole na guttaperču Woodpecker

Fi-P: Pero pro rozehrávání a kondenzaci guttaperči pomocí horkého hrotu. Bezdrátové, umožňující nastavit teplotu, vhodné pro praváky i leváky, vybavené vynikajícími funkcemi a vytužené skvělými vlastnostmi.

- Zahřívání pouze 0,2 vteřiny
- 0,35 mm předvarovaná špička koncovky
- 4 pracovní teploty

Fi-G: Pistole pro rozehrání a aplikaci tekuté guttaperči tenkou kanylou. Přináší bezdrátový, vertikální design a ovládání jedním tlačítkem, čímž usnadňuje proces obturace.

- Rychlé zahřátí během 15ti vteřin
- 0,5 mm injekční jehla
- Oboustranný displej - pro leváky i praváky.
- Jehla lze nastavit v 360o úhlu



Fi-P

11190,-

Fi-G

18490,-

Obturační systém: FIP + Fi-G

27590,-

Guttaperčové tyčinky pro Fi-G 100ks

449,-

Skvělá cena

Valo širokospektrální lampa

- Elegančně silné
- vícepásmové LED diody se spektrem vlnových délek 380 - 520 nm pro úplnou polymeraci všech dentálních materiálů
- dokonale kolimovaný svazek světelných paprsků
- dosah do každého místa v ústech
- 3 polymerační režimy: standard (1 000 mW/cm2) vysoký (1 400 mW/cm, u VALO Grand 1600mW/cm2) extra vysoký - emulace plasmového režimu (3 200 mW/cm2)
- zkrácená doba polymerace - šetří Váš čas (3 sekundy na vrstvu)
- vysoká odolnost proti poškození pádem a poškrábání
- záruka 5let



VALO Cordless LED lampa, 4 x akumulátory, nabíječka akumulátorů,

39100,-

33290,-

VALO Grand šňůrová LED lampa, napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku

42110,-

33690,-

RelyX U200 Clicker

Samoadhezivní univerzální pryskyřičný cement v ručně míchatelné verzi ve formě pasta/pasta v disperzeru Clicker. Silná adheze, vynikající síla vazby k dentinu, sklovině a náhradám, odolnost proti diskoloracím.



Adstringentní retrakční pasta ZDARMA

Kupte 2 balení RelyX U200 Clicker a získáte 1 balení (25kompulí) Adstringentní retrakční pasty ZDARMA

2x RelyX +
Adstringentní pasta

9102,-

RelyX U200 Automix

Samoadhezivní univerzální pryskyřičný cement v ručně míchatelné verzi v praktické automix stříkačce. Silná adheze, vynikající síla vazby k dentinu, sklovině a náhradám, odolnost proti diskoloracím.



Adstringentní retrakční pasta ZDARMA

Kupte 2 balení RelyX U200 Automix a získáte 1 balení (25kompulí) Adstringentní retrakční pasty ZDARMA

2x RelyX +
Adstringentní pasta

6476,-

RelyX Fiber Post

Kompozitní čepy se skelnými vlákny. Svou elasticitou se podobají dentinu a proto je zde v porovnání s rigidními kovovými a keramickými čepy nižší riziko kořenových fraktur.



RelyX U200 Automix ZDARMA

Kupte 2 balení RelyX Fiber Post a získáte 1 balení RelyX U200 Clicker odstín A2 ZDARMA

2x RelyX Fiber Post + RelyX
U200 Automix

8250,-

Filtek Z250

Univerzální mikrohybridní světlem tuhnutí kompozitum pro všechny rekonstrukce.

Snižená kontrakce (2 %) díky novému složení patentovaného plniva (60% plniva tvoří částice 0,6 µm).

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, Incisal a Universal Dentin.



3+ 1 ZDARMA

Kupte 3 stříkačky a získáte 1 stříkačku A2 v hodnotě 977,- ZDARMA

4x stříkačka 4g

2931,-

Filtek Z550

Univerzální mikrohybridní světlem tuhnutí kompozitum pro všechny rekonstrukce.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA2 a OA3.



3+ 1 ZDARMA

Kupte 3 stříkačky a získáte 1 stříkačku A2 v hodnotě 967,- ZDARMA

4x stříkačka 4g

2901,-

Filtek One

Vysoce estetický bulkfillový materiál kombinující estetiku a přirozenost v jednom.

Lepší estetický výsledek díky zvýšené opacitě.

Vysoká mechanická odolnost a skvělá leštitelnost zaručená 3M technologií nanofilního plniva.

Odstíny: A1, A2, A3, B1 a C2.



3+ 1 ZDARMA

Kupte 3 balení (stříkačky nebo kompule) a získáte 1 stříkačku nebo 20x0,2g kompule odstínu A3 v hodnotě 1912,- ZDARMA

4x stříkačka 4g nebo 4x
kompule 20x0,2g

5736,-

Single Bond Universal

Skutečně univerzální: pro všechny adhezivní techniky, pro všechny povrchy (suchý i vlhký leptaný dentin, sklovina, zirkon), pro všechny adhezivní indikace.



Filtek Supreme Flowable ZDARMA

Kupte 2 balení Single Bond Universal a získáte 1 balení (2x2g) Filtek Supreme Flowable odstín A2 ZDARMA

2x Single Bond + 2x2g Filtek
Supreme Flowable odstín A2

4852,-

Ketac Universal Aplicap

Nový skloionomerní výplňový materiál se snadným nanášením v jednom kroku. Jednoduchost a rychlost celé procedury, a tím i úspora času jak na straně pacienta, tak lékaře.

Samoadhezivní, chemicky tuhnutí, radiopákní, uvolňuje fluoridy po dobu 24 měsíců..

Odstíny: White, A1, A2, A3, A3.5, A4.



Kupte balení Ketacu a získáte 1 balení Sof-Lex středněhrubé, oranžové a 1 balení Sof-Lex hrubé, tmavě oranžové, (Ø 12,7 mm, 50 ks) ZDARMA

Ketac + 2x 50ks
SOF-Lex

4009,-

Sof-Lex leštící disky



Sof-Lex mandrel (2ks) ZDARMA

Kupte 2 balení Sof-lex a získáte Sof-lex mandrel (2ks) ZDARMA

2x50ks Sof-Lex +
Sof-Lex mandrel

1172,-

Imprint 4 Penta

Heavy/Super Quick Heavy/Putty

Zkušební balení: 1x báze 300 ml, 1x katalyzátor 60 ml, 1 ks Imprint™ 4 Super Quick Ultra-Light/Light/Super Quick Light 50 ml, 10x Penta™ míchací kanyla červená, 5x míchací kanyla žlutá, 5x koncovka žlutá.



Imprint + Mixing Tips ZDARMA

Kupte Imprint 4 Penta a získáte Penta Mixing Tips míchací kanyly červené (50 ks) ZDARMA

Imprint + kanyly

3455,-

Impregum Penta

Polyéterový otiskovací materiál pro automatické míchání a dávkování v Pentamixu pro monofázovou techniku.



Mixing Tips ZDARMA

Kupte 2 balení Impregum Penta a získáte Penta Mixing Tips míchací kanyly červené (50 ks) ZDARMA

2x Impregum + kanyly

Cena dle cen
jednotlivých variant

Impregum Penta

Polyéterový otiskovací materiál pro automatické míchání a dávkování v Pentamixu pro monofázovou techniku.



Adstringentní retrakční pasta ZDARMA

Kupte 2 balení Impregum Penta a získáte 1 balení (25kompulí) Adstringentní retrakční pasty (50 ks) ZDARMA

2x Impregum +
Adstringentní pasta

Cena dle cen
jednotlivých variant

GC Fuji I kapsle



Odstín: světle žlutá

akční
cena

50 kapslí

2970,-

GC G-CEM kapsle



Odstín: A2, AO3, TL, BO1, sortiment

akční
cena

50 kapslí

sleva více
než:

20%

5598,-

GC Fuji Triage kapsle



Odstín: růžová, bílá

akční
cena

50 kapslí

3280,-

GC Fuji IX GP kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

akční
cena

50 kapslí

3545,-

GC Fuji IX GP FAST kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

akční
cena

50 kapslí

sleva více
než:

20%

3545,-

GC Fuji IX GP Extra kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

akční
cena

50 kapslí

3888,-

GC Fuji II LC
Improved kapsle

Odstín: A2, A3, B3

akční
cena

50 kapslí

4030,-

GC Fuji Plus kapsle



Odstín: A3, žlutá

akční
cena

50 kapslí

3835,-

GC Fuji Plus plv./liq.



Odstín: A3

akční
cena

1-1

3435,-

GC Fuji II LC
Improved plv./liq.

Tekutina 6,8g

Prášek 15g

3-2 balení: 3 x 15g prášku (A2, A3,
B3) a 2 x 8g tekutiny

1690,-

1990,-

7975,-

Fuji I 1-1



Odstín: světle žlutá

akční
cena

1-1 (plv. + liq.)

2785,-

GC Fuji Triage 1-1



Odstín: růžová, bílá

akční
cena

1-1

2375,-

Tempsmart DC

Duálně tuhnoucí kompozit pro dočasné korunky a můstky bez obsahu změkčovadel. Krátký pracovní postup díky pohodlné možnosti polymerování - celkový čas jsou 3 minuty. Vysoká pevnost v lomu pro dočasné náhrady. Snadno lešitelný až do vysokého lesku a dosažení vysoké estetiky. **K dispozici:** v 48 ml kartuších (A1, A2, A3, A3.5, B1 a BW) a 10 ml stříkačkách (A1, A2, A3 a B1).



Kartuše 48ml

3330,-

2045,-

Stříkačka 10ml

1990,-

1245,-

G-CEM LinkForce

Univerzální duálně tuhnoucí adhezivní fixační cement pro všechny indikace a všechny materiály.

Starter kit: 1x8,7g G-CEM LinkForce A2 nebo TL, 20x GC Automix Tip Regular, 1x5ml G-Multi PRIMER, 1x5ml G-Premio BOND, příslušenství.

Refill A2 /
Translucent; 8,7 g

4800,-

3985,-

Starter Kit: A2 / Translucent

6090,-

5210,-

G-CEM Veneer

Světlem tuhnoucí pryskyřičný cement určený pro fixaci estetických fazet.



Starter Kit: 2x G-CEM Veneer Refi I (1 ml / 1.7 g) A2 & TR, 2x Try-in Paste Refi I (2 ml / 1.5 g) A2 & TR, 5ml 5ml G-Multi PRIMER, 5ml G-Premio BOND, 45x koncovky pro G-CEM Veneer, 2x ochranný kryt stříkačky, 50x mikroštětečky, 20x dávkovací mistička

7990,-

6050,-

Refill: 1,7g (A2, Translucent,
Opaque, Bleach)

1150,-

870,-

Essentia Universal



Essentia Universal – Univerzální světlem polymerující kompozit s kondenzovatelnou konzistencí

1 tuba 3,4g

1670,-

1298,-

(Promo Pack)
4x3,4g

4245,-

Essentia

Světlem tuhnoucí, radioopákní, univerzální výplňový materiál. Pouze 7 odstínů pro všechny klinické situace.

Odstíny: LD, MD, DD, LE, DE, U a ML. K dispozici čtyři **modifikátory** (RBM, B?, WM a OM) vyvinuté pro rychlou charakterizaci vašich výplní.

Starter Kit: stříkačky: 7x2ml (1 od každého odstínu), 20 aplikačních koncovek a příslušenství.

Modifier Kit: 2x2,4ml (1 od každého odstínu)

1 tuba,
libovolný odstín

1670,-

1298,-

Modifier Kit

5760,-

4863,-

Essentia HiFlo/LoFlo



HiFlo/LoFlo – zatékavé fotokompozity
HiFlo - vysoká zatékavost
LoFlo – nízká zatékavost

1 tuba – 3,4g

1690,-

1365,-

Gradia Direct



Anterior Syringe; 2.7 ml v odstínech XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT, CVT
Posterior Syringe; 2.7 ml v odstínech P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT
X Syringe; 2.7 ml (5 g) v odstínech X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-AO2, X-WT

1750,-

945,-

Gradia Direct Flo/LoFlo



Flo: 2x 1,5g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry
LoFlo: 2x 1,3g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry

1690,-

1235,-

Gradia Core

Duálně tuhnoucí kompozit pro estetické dostavby fixaci kořenových čepů.



Kit: 1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství

6520,-

5350,-

Intro kit: 1x GRADIA CORE Kit (1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství); 1x GRADIA CORE Dispenser (dávkovací pistole).

6740,-

5550,-

Refill: kartuše
10ml,

3250,-

2185,-

GC Fuji IX GP 1-1



Odstín. A3

1-1

3030,-

2475,-

GC Fuji IX GP 3-2



Set obsahuje: A2, A3 a B3 prášek, 2x 6,4ml tekutiny

3-2

7250,-

5875,-

GC Fuji IX GP Extra 1-1



Odstín. A2, A3

1-1

3210,-

2655,-

NOVINKA

G-aenial A'CHORD

Výhodné balíčky:



Speciální kit: G-Aenial A'CHORD – 2x A2, 2x A3 + 1x G-Premio BOND 5ml

~~9980,-~~

7945,-



Layering kit: stříkačky (4g) v odstínech: A2, A3, AO2, AE, JE

~~8800,-~~

6680,-



Core kit: stříkačky (4g) v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4

~~8800,-~~

6680,-



Trial kit A: stříkačky (4g) v odstínech: 2x A2, 1x A3

~~5280,-~~

3975,-

Trial kit B: stříkačky (4g) v odstínech: 2x A3, 1x A2

~~5280,-~~

3975,-



Refill stříkačky 4 g: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, JE, AE, BW, BOW.

~~1760,-~~

1490,-

G-Cem ONE

G-CEM ONE je skutečně univerzální, technologicky nenáročný cement s vysokou pevností vazby a vynikající schopností samotuhnutí. Díky GC Touch Cure a G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer jej lze použít pro širokou škálu indikací, včetně náročných klinických situací.

Starter kit A2/TL: stříkačka A2/TL, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive enhancing Primer

Systém Kit: stříkačky A2 a TL, 15x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive Enhancing Primer a G-Multi Primer

Twin Refill A2/TL: 2x stříkačky A2/TL, 15x GC Automix Tips Regular, 5x GC Automix Endo tips

Single Refill AO3/WO: stříkačky AO3/WO, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips

1997,-

4400,-

3300,-

1700,-

NOVINKA

G2-BOND Universal

NOVINKA

Všestranný 2 lahvičkový univerzální bond. Nová patentovaná technologie GC Dual-H Technology umožňuje plynulý přechod od hydrofilních k hydrofóbním vlastnostem povrchu s aplikovaným primerem, který potom zpevní, a vznikne skutečně hydrofóbní ochranná vazební vrstva. G2-BOND Universal je okamžitě rozpoznatelný díky svým jedinečným obalům na lahvičkách 1-Primer a 2-BOND.

G2-Bond Universal Bottle Kit: 5ml 1-PRIMER, 5ml 2-BOND, 1-PRIMER kryt, 2-BOND kryt, 20x dávkovací místička, 50x aplikátor a technická karta.

1-PRIMER Refil 5ml

1-BOND Refil 5ml

3900,-

2800,-

1200,-

D-Light DUO

D-Light Pro

Capsule Mixer CM-II

Bezdrátová LED polymerační lampa, která má malé rozměry a je velmi lehká. Její dvojí vlnová délka a spolehlivý výkon umožní během krátké doby efektivně polymerovat všechny dentální materiály.



Vysoce výkonná LED lampa. Duální vlnová délka, tři programy, elegantní, lehký a ergonomický designem, autoklávovatelná rukojeť.



Obsah balení : rukojeť (tělo & elektronický modul), světlovod 8mm, 2x baterie, nabíječka, napájecí zdroj, EU/UK adaptory, 1x ochranný štítek očí tvrdý, 3x ochranný štítek očí měkký.

Nový digitálně ovládaný vysokorychlostní míchací přístroj na kapsle. Zajišťuje nejlepší namíchání všech kapslových materiálů. Ergonomický moderní design přístroje. Speciálnímu design míchacích vidliček pro snadné vkládání i vyjímání kapslí. Velký digitální displej usnadňuje volbu mezi manuálním a předvoleným míchacím programem...



Lampa + 20x Essentia (dle výběru)

33400,-

Lampa + 20x tuba G-aenial (dle výběru)

41200,-

Lampa + 20x tuba Gradia Direct (dle výběru)

35000,-

Lampa + 8x GC kapsle

Cena kapslí

~~42190,-~~

31900,-

~~21190,-~~

17700,-

Fuji TEMP LT

Cavition

Gradia štětec

Fixační cement ve verzi pasta-pasta na dlouhodobá provizoria. Poskytuje dobře známé ochranné vlastnosti, které nabízejí materiály založené na skloionomerní technologii. Příjemná manipulace - nepřilíživá konzistence s tenkou vrstvou filmu, snadné odstranění přebytků



Dočasný výplňový materiál pro standardní kavity a po endodontickém ošetření. Tuhnutí je iniciováno vodou a slinami. Snadno se odstraňuje.



10 ks, plochý nebo kulatý

~~1560,-~~

1395,-

držák štětců

270,-

2x13,3g kartuše

~~5200,-~~

3500,-

dóza, 30g, bílá

~~620,-~~

560,-

Injection Moulding Kit

Vysoce odolný výplňový kompozit s výjimečnou pevností a odolností proti opotřebení díky kombinaci ultrajemného plniva s obsahem baria a GC vylepšené technologii silanizace částic



1x kartuše EXACLEAR,
3x G-aenial Universal
Injectable (A1, A2, A3)

4370,-

3270,-

3ml

2970,-

2475,-

Ceramic Primer II

Adhezivum pro vytvoření silné vazby během fixace mezi všemi estetickými nepřímými náhradami a cementy na bázi pryskyřice, nebo při opravách přímých kompozitních náhrad.



DiaPolisher Paste



Diamantová leštící pasta GC DiaPolisher Paste byla vyvinuta pro další vylepšení estetických výsledků kompozitních výplní zhotovených z materiálů G-aenial, Kalore, Gradia Direct nebo Gradia

2g

1490,-

1251,-

EQUIA Forte HT

Refill á 50 kapslí v odstínech: A2, A3

5330,-

3745,-

Refill á 50 kapslí v odstínech: A1,, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment.

5330,-

4075,-

Klinické balení obsahuje: 200 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny A2, A3, B2.

17500,-

14665,-

Promo balení obsahuje: 100 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny: A2, A2-A3, A3, A3-B2.

10440,-

8325,-

Intro balení obsahuje: 20 kapslí, 20 ks unitdase EQUIA Forte Coat a 25 jednorázových štětečků v odstínech - odstíny A2, A3, B2.

3020,-

2535,-

EQUIA Forte Coat FlipCap

Bulkový sklohybridní výplňový materiál pro pacienty od 7 let a výše. Rychle tuhnoucí, estetický výplňový materiál s jedinečnou SKLOHYBRIDNÍ technologií s vysokou odolností proti prasklinám a opotřebení s uvolňováním fluoridu.



4ml

2590,-

2098,-

Fuji Cem Evolve



Skloionomerní cementy jsou chloubou GC díky dokonalé kvalitě, kterou prokázaly nezávislé klinické studie po celém světě.

Triple Pack: 3x 9,2g + 45x koncovka

7590,-

6095,-

Single Pack: 9,2g + 15x koncovka

2990,-

2165,-

Exaclear

Inovativní, čirý VPS materiál vhodný pro náročné estetické případy s vynikajícími výsledky. Vysoká úroveň transparence zajišťuje skvělou možnost vizuální kontroly a viditelnost detailů. Bezkonkurenční průsvitnost umožňuje velmi efektivní polymeraci přes silikon.



kartuše
2x51g

1990,-

1850,-

everStick Perio

Estetické řešení pro parodontální dlahování šetrné pro pacienty



1x8cm

2570,-

1735,-

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D

3610,-

2250,-

everX Flow



Zatékavý kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny určený pro náhradu dentinu. Nejsilnější náhrada dentinu pro zpevnění velkých kavit. Vynikající odolnost proti zlomení, téměř shodná s dentinem, a to díky vysokému podílu krátkých vláken, která jsou pevně vázána na živčnou matici.

stříkačka 2ml (3,7g),
bulkový nebo
dentinový odstín,
20x koncovka

1890,-

1355,-

everX Posterior

Vlákný zesílený kompozit pro náhradu dentinu. Obsažená krátká vlákna z něj činí perfektní materiál pro zesílení všech rozsáhlých kompozitních výplní. Vlákna zabraňují vzniku a šíření prasklin - odolnost odpovídá dentinu.



15 unitipů x
0,13 ml

2440,-

2030,-

50 unitipů x
0,13 ml

7350,-

5999,-

everStick C&B

Skelní vlákna vyztužené materiály. Spolehlivé, minimálně invazivní, extra pevné, estetické. Pro minimálně invazivní kompozitní můstky vyztužené vlákny



1x8cm

2780,-

1735,-

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D

3610,-

2250,-

Dry Mouth Gel

Gel na suchá ústa

10ks sortiment: 4x máta, 2x
malina, 2x pomeranč, 2x citron

3240,-

3030,-

10ks malina

3240,-

3030,-

GC Repair Kit

Balení: G-Premio BOND 5x unidose, CERAMIC PRIMER II 5x unidose, Gradia Plus OA1 (opáker pro překrytí dostaveb na bázi kovu) tuba 2 ml, technický průvodce, aplikátory a mikroštetčky



balení

3310,-

2785,-

G-Multi Primer

Zajišťuje trvalou adhezi ke všem typům náhrad, kombinuje tři různé monomery k dosažení perfektní adheze ve všech situacích.



5ml

2210,-

1855,-

G-aenial Anterior /
Posterior / Flo X

sleva více než:

27%

Flo X: A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 (3,6g)**Anterior:** 2,7 ml (4,7 g) XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE**Posterior:** 2,7 ml (5,5 g) P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE, P-IE

tuba

2060,-

1489,-

G-aenial Universal
Injectable**Odstíny:** XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

tuba 1x1ml

1150,-

980,-

G-aenial Universal
Flosleva více
než:

29%

**Odstíny:** BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3, JE a AE

Tuba: 3,4g

2140,-

1499,-

G-Premio Bond



sleva více než:

22%

3-Bottle Pack:
3x5ml

7500,-

5849,-

1 lahvička
5ml

2940,-

2349,-

G-Bond Starter Kit

Samoleptací, světlem tuhnoucí jednosložkové adhezivum 7. generace, celá aplikace během 30 s.

sleva více
než:

45%

**Starter Kit:** 5 ml, 50x
mikrotip štětečky, mikrotip
aplikátor a míchací miska

3950,-

2175,-

Cocoa Butter

Separací médium k izolaci kovových nástrojů při zhotovování skloionomerních výplní. Výborná separace skloionomeru a kovových nástrojů, hladký povrch výplně.



10g

390,-

350,-

MI Varnish

Bioaktivní, fluoridační ochranný lak (varnish) s obsahem kalcia a fosfátu "Ochrana jediným tahem štětce".

**Intro Pack:** 10x 0,4 ml
(5x jahoda, 5x máta),
20x štěteček

1010,-

788,-

Refill Pack: 35x 0,4 ml
(jahoda / máta), 50x
štěteček

3050,-

2495,-

Tooth Mousse

Bioaktivní, dentální ochranný krém, který obnovuje minerální rovnováhu v ústech a stimuluje produkci slin.

Příchutě: meloun, jahoda, máta, vanilka a tutti frutti.**5-Pack:** 5 ks
sortiment

3040,-

2375,-

10-Pack: 10 ks sortiment
nebo jedna příchuť

5600,-

4490,-

MI Paste Plus

Stejně účinky jako GC Tooth Mouse, navíc obsahuje fluorid
Příchutě: jahoda, máta, tutti frutti, vanilka a meloun

**5-Pack:** 5 ks
sortiment

3270,-

2565,-

10-Pack: 10 ks sortiment
nebo jedna příchuť

6220,-

4875,-

SDI | SKLOIONOMERNÍ CEMENTY

RIVA SELF CURE

Riva self cure je radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, pro ART techniku, podložky, výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.

 **Kolik stojí Váš čas?**
Riva SC ve verzi FAST



Balení: 15g prášek / 6.9ml tekutina
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8610501-23

1.149,- ~~1.317,-~~



odstíny A2, A3
45 kaps. / bal.

riva self cure
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8606202, 3
SD8606302, 3

2.490,- ~~3.922,-~~



odstíny ostatní
50 kaps. / bal.

riva self cure
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, A4, B2, B3, sortiment, T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8600001-13
SD8605001-08
SD8610000

3.490,- ~~4.684,-~~

riva self cure HV
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5

Kód: SD8630001-4

RIVA LIGHT CURE

Riva light cure je radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřici modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetění fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.



Balení: 15g prášek / 7.2ml tekutina
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5

Kód: SD8700501-04

1.349,- ~~1.717,-~~



odstíny A2, A3
45 kaps. / bal.

riva light cure
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8700062, 3

2.490,- ~~3.877,-~~

riva light cure HV
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8730052, 3



odstíny ostatní
50 kaps. / bal.

riva light cure
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, b, sortiment

Kód: SD8700001-16
SD8710000

3.490,- ~~4.807,-~~

riva light cure HV
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, B1

Kód: SD8730001-06

RIVA PROTECT

Riva Protect je ideálním produktem pro pacienty s velkým počtem zubních kazů – přilne přímo na zub, posílí spodní strukturu a efektivně zub ochrání před škodlivými bakteriemi a kyselinami.



Výběr: normálně tuhnoucí / rychle tuhnoucí
Odstín: růžový, bílá
Balení: 50× kapsle,

Kód: SD8680000, SD8685000
SD8690000, SD8695000

4.490,- ~~od 5.328,-~~

Odstín: růžový, bílá
Balení: 15g prášek, 9.1ml tekutina, 10ml conditioner

Kód: SD8680501, SD8690501

1.990,- ~~2.587,-~~



RIVA SILVER

Radioopákní, stříbrem modifikovaný skloionomerní, chemicky tuhnoucí výplňový materiál. Vyznačuje se vynikající adhezí k zubu, trvalým uvolňováním fluoridu a vysokou tlakovou pevností. Díky svým vlastnostem je optimální výplňový materiál pro široké klinické použití. Riva silver má světle šedý odstín. Kapsle obsahují 18 % stříbra, prášek/tekutina obsahuje 21,6 % stříbra.



vhodné pro pacienty
se špatnou hygienou

Balení: 50× kapsle
Kód: SD8670008

4.990,- ~~6.024,-~~



Balení: 32g prášek, 8.9ml tekutina
Kód: SD8670508

4.990,- ~~6.101,-~~

PERMITE

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina obsahem stříbra s 56%. Je velmi pevný, snadno leštitelný a lehce tvarovatelný.

56% STŘÍBRA



GS-80

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina obsahem stříbra s 40%. Vyznačuje se vysokou pevností a stabilitou v kavitě.

40% STŘÍBRA



50 kapslí

	400 mg	600 mg	800 mg
normálně tuhnoucí	Kód: SD4001303 EKO	Kód: SD4002303 EKO	Kód: SD4003303 EKO
pomalů tuhnoucí	Kód: SD4001404 EKO	Kód: SD4002404 EKO	Kód: SD4003404 EKO
	1.590,- 2.224,-	2.090,- 2.966,-	2.490,- 3.671,-

500 kapslí NOVÉ XXL BALENÍ !

	400 mg	600 mg	800 mg
normálně tuhnoucí	Kód: SD4011323	Kód: SD4012323	Kód: SD4013323
pomalů tuhnoucí	Kód: SD4011424	Kód: SD4012424	Kód: SD4013424
	13.990,- 20.590,-	17.990,- 27.460,-	21.990,- 33.990,-

50 kapslí

	400 mg	600 mg	800 mg
normálně tuhnoucí	Kód: SD4401303 EKO	Kód: SD4402303 EKO	Kód: SD4403303 EKO
pomalů tuhnoucí	Kód: SD4401404 EKO	Kód: SD4402404 EKO	Kód: SD4403404 EKO
	890,- 1.298,-	1.190,- 1.806,-	1.490,- 2.155,-

500 kapslí NOVÉ XXL BALENÍ !

	400 mg	600 mg	800 mg
normálně tuhnoucí	Kód: SD4411323	Kód: SD4412323	Kód: SD4413323
pomalů tuhnoucí	Kód: SD4411424	Kód: SD4412424	Kód: SD4413424
	8.490,- 12.020,-	11.490,- 16.730,-	14.490,- 19.960,-

ULTRAMAT S

Vysokorychlostní amalgamátor s jednoduchou obsluhou pro většinu typů kapslí. Ovládá se pomocí pouhých tří tlačítek, zajišťuje dokonalé a přesné protřepání.



Přednastavené časování
po 6s, 8s a 10s

Kód: SD5546058

9.990,-
~~17.120,-~~

APLIKAČNÍ ŠTĚTEČKY

Jednorázové štětečky, které umožňují aplikovat materiál do těžko přístupných oblastí. Jsou rezistenční vůči rozpouštědlům, ohybné a nejsou nasákové.



SUPERFINE (fialová)

FINE (zelená)

MEDIUM (modrá)

Balení: 400 ks

Kód: SD8100122

Kód: SD8100116/17

Kód: SD8100118/19

Sortiment 400 ks (100x SUPERFINE, 200x FINE, 100x MEDIUM)

Kód: SD8100123

690,-
~~1.065,-~~

SDI | BONDY / FIXAČNÍ CEMENTY

ZIPBOND

Zipbond Universal je jednosložkové univerzální adhezivum uvolňující fluoridy, kompatibilní s technikami samoleptání, selektivního leptání a celkového leptání. Zipbond Universal dosahuje reprodukovatelnou a spolehlivou pevnost vazby u různých zubních struktur a nepřeborného množství zubních výplní.



2x LUNA
Při nákupu 5 ml ZIPBOND
obdržíte 2x LUNA ZDARMA
- posílá výrobce

Balení: 50x 0.1ml SingleDose,
50x aplikační štětečky, držák SingleDose

Kód: SD8100501

2.990,- ~~3.375,-~~

Balení: 5ml

Kód: SD8100502

1.990,-* ~~2.240,-~~

STAE

Jednosložkový adhezivní systém 5. generace na sklovinu i dentin. Obsahuje radikální resinový systém, který výrazně snižuje velikost spáry a smršťování. Rozpouštědlo je směs acetonu a vody a účinkuje na suchém i vlhkém povrchu.



Balení: 5ml

Kód: SD8100201

1.390,- ~~2.029,-~~

GO!

Jednosložkový, samoleptací, světlem tuhnoucí vazebný prostředek 7. generace uvolňující fluoridy, vhodný pro sklovinu a dentin. Není potřeba protřepávat lahvičku, leptat ani oplachovat dentin, stačí pouze jedna tenká vrstva materiálu.



Balení: 5ml, 50x aplikační štěteček, míchací podložka

Kód: SD8100400

2.490,- ~~3.836,-~~

RIVA CEM

Riva cem je chemicky tuhnoucí, rentgen kontrastní, pryskyřicí modifikovaný skloionomerní upevňovací cement pasta/pasta uvolňující fluoridy. Je určen k definitivnímu cementování metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátů. Je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světlem.

SKLOIONOMERNÍ



Balení: 8.5g stříkačka

Kód: SD8800700

1.590,- ~~2.009,-~~

SET PP

Samoleptací samoadhezivní pryskyřicí modifikovaný duálně tuhnoucí fixační cement pro finální cementování náhrad z kovu, pryskyřice a keramiky.

KOMPOZITNÍ



Balení: 2x 7g stříkačka automix,
28x aplikační koncovka
Odstíny: A1, A2, OA3,
bílý opákní, translucent

EKO balení: 7g stříkačka automix,
14x aplikační koncovka
Odstín: A2

Kód: SD8805101-05

Kód: SD8805102EKO

2.590,- ~~4.771,-~~ 1.790,- ~~2.624,-~~

RIVA LUTING

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí skloionomerní fixační cement. Díky vynikající adhezi k zubům, vysokému uvolňování fluoridu a zatékavosti, je použitelný pro široké spektrum klinických aplikací. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Balení: 50x kapsle
Kód: SD8650008

3.590,- ~~4.024,-~~



Velké balení: 35 g prášek, 24.3 ml tekutina
Kód: SD8650508

2.290,- ~~2.551,-~~

RIVA LUTING PLUS

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí, pryskyřicí modifikovaný skloionomerní cement pro fixaci korunek, můstků, inlejí a onlejí. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Balení: 50x kapsle
Kód: SD8651008

3.990,- ~~4.844,-~~



Balení: 25 g prášek, 8.95 ml tekutina
Kód: SD8651508

2.390,- ~~2.707,-~~

SUPER ETCH

Super Etch s obsahem 37% kyseliny fosforečné pro použití na sklovinu a dentin. Podporuje průnik a formaci přilnavé pryskyřice. Super Etch s nízkou viskozitou je vhodný pro tmely tvořené napůl gelem a napůl tekutinou. Super Etch se může pochlubit vysokou tekutostí pro dosažení větší plochy a hlubšího průniku do jamek a fisur.



Balení: 12g stříkačka, 25× aplikační koncovka
Kód: SD8100052

1.090,- ~~1.359,-~~

Balení: 2× 31g stříkačka, 50× aplikační koncovka
Kód: SD8100059

2.190,- ~~2.707,-~~

CONSEAL F

Světlem tuhnoucí pryskyřičné pečetidlo s uvolňováním fluoridů pro rýhy a fisury. Extrémně nízká viskozita zajišťuje rychlé a hluboké pronikání do rýh a fisur. Výborná adheze ke stěnám a vynikající okrajový uzávěr zamezují nebezpečí růstu bakterií.



Balení: 3× 1g stříkačka,
1,25g Super Etch, 20× koncovka
Kód: SD7850012

1.790,- ~~2.079,-~~

POLISHING PASTE

Leštící pasta SDI propůjčuje kompozitům, kompomerům, amalgámům, porcelánu, keramice a zlatým výplním zrcadlový vzhled. Aglomerované částice oxidu hlinitého z primárního krystalu vytvářejí hladké a zářivé povrchy.



Balení: 4g stříkačka
Kód: SD8100150

549,- ~~662,-~~

MASKING AGENT

Světlem tuhnoucí opákní pryskyřice např. na maskování podkladového kovu, diskolorace zubu či prosvítajících materiálů na překrytí pulpy.



Odstín: U, DY, W
Balení: 1g stříkačka
Kód: SD7970404, SD7970202, SD7975252

699,- ~~759,-~~

GINGIVAL BARRIER

Gingivální bariéra, která účinně chrání dásně pacienta.



Balení: 2× 1g stříkačka
Kód: SD7750006

1.390,- ~~1.593,-~~

RIVA STAR

Riva star je biofilm a eliminátor citlivosti obsahující stříbro, jodid a fluorid. Tento patentovaný systém je 2krokový a je indikován k desenzibilizaci cervikálního zubu a remineralizaci dětského zubu. Tento produkt může zmírnit bolesti zubů u pacientů s aktivními lézemi a s přecitlivělým dentinem. Využití nalezne také u pacientů, kteří mají potíže s tolerováním anestezie.



Balení: 10× Riva silver kapsle,
10× Riva green kapsle, 2× gingivální bariéra

Kód: SD8800505

2.390,- ~~3.230,-~~

Balení: 1,5ml Riva silver tekutina,
3ml Riva green tekutina

Kód: SD8800535

2.390,- ~~3.869,-~~