

## Vata buničitá dělená

Hartmann, 4x5cm,  
500ks~~44,-~~

39,-

Batist, 4x5cm  
2x500ks~~62,-~~

56,-

## Vata buničitá přířezy

1kg,  
Batist~~98,-~~

88,-

500g,  
Hartmann~~63,-~~

57,-

POKRAČUJE AKCE NANNÁSTROJE A  
VRTÁČKY. Potřebujete si vybrat vrtáčky  
ze vzorníků nebo vidět nástroje  
„naživo“?

Zavolejte, ráda přijedu.

Ing. Petrlíková Šárka, 777 108 646



Jednorázové nitrilové nebo  
latexové rukavice bez pudru  
– SKLADEM (31.3.2021).

Informujte se prosím  
telefonicky.

Děkujeme

## Elastys C-C



Něco pro  
zdraví, krásu  
a radost

Doplňek stravy s obsahem francouzského kolagenu a cereálních  
ceramidů.

Pomáhá pokožce ztrácející svou elasticitu:

Nasytí pokožku zvláčením, zvýší elasticitu pokožky  
zevnitř a vyhlazuje vrásky.

Pomáhá pokožce se sklonem k celo-tělové suchosti, např. suché  
pokožce vlasové části hlavy, ramenou, rukou a loktů, dolních  
končetin.

30 sáčků

~~1390,-~~

1190,-

## Kompresy nesterilní

nesterilní  
5x5cm~~39,-~~

31,-

nesterilní  
7,5x7,5cm~~64,-~~

54,-

## Kompresy sterilní



sterilní 5x5cm

~~95,-~~

85,-

sterilní  
7,5x7,5cm~~139,-~~

129,-

## Adhesor N



sleva více než:

30%

set

~~256,-~~

175,-

## Elastic Cromo

Alginátová, elastická, otiskovací hmota s fázovým barevným indikátorem  
a možností odlít otisků až za 120 hodin. Barevná indikace fází tuhnutí.

sleva více  
než:

30%

450g

~~169,-~~

106,-

## Repin

Dvousložková zinkoxid-eugenolová otiskovací hmota.  
Přesná reprodukce a objemová stálost.  
Otisky individuálních lžiček.  
Provizorní fixace korunek a můstků.

sleva více  
než:

30%

300g + 125g

~~306,-~~

211,-

## Kavitan Cem



sleva více než:

30%

20g plv./15g liq.

~~788,-~~

549,-

Regular, Fine,  
Superfine á 100ks~~187,-~~

167,-

## Mikroaplikátory



## Zubní válečky Dentalpad

Průměr 8mm  
nebo 10mm~~230,-~~

198,-

## ORBI-Sept dezinfekce vrtáčků

Pro čištění a profylaktickou dezinfekci zubních vrtáčků a rotačních nástrojů. Vhodný také pro ultrazvukové čističky.



2,5l

570,-

529,-

## ORBI-Sept dezinfekce nástrojů

Koncentrát pro přípravu dezinfekčního roztoku pro ruční čištění a profylaktickou dezinfekci termostabilních a termolabilních nástrojů ponořením do lázně.



2,5l

1095,-

999,-

## ORBI-Sept dezinfekce odsávacího zařízení

Vysoce účinný koncentrát pro čištění, dezinfekci a péči o odsávací systémy zubních souprav. Je bez aldehydu, nepění. Díky vysoké čistící síle odstraní i odolné usazeniny. Široké spektrum působení, vysoká kompatibilita, použitelný i v systémech se separátory amalgámu. Pravidelné používání zamezuje vzniku nepříjemných pachů.



2,5l

665,-

625,-

## Gigasept Instru AF

Přípravek na dezinfekci a čištění všech druhů nástrojů a pro ultrazvukové čističky. Neobsahuje aldehyd, fenol ani aktivní chlór. Má velmi dobré čistící schopnosti, široké spektrum účinnosti a příjemně voní.



2l

1200,-

1097,-

5l

2690,-

2495,-

## Rotasept

Vysoce účinný přípravek na dezinfekci a čištění všech typů rotačních nástrojů. Účinné látky ve 100 g: 1 g propanol, 1,6 g kaliumhydroxid, 0,1 g etylhexanol. Používá se neředěný, po vyjmutí nástroje neoplachovat vodou, aby se zabránilo korozi. Po 30 min. působení se nástroje pouze vysuší.



2l

839,-

765,-

## Aspirmatic

Přípravek ke každodennímu hygienickému ošetření odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu. Neobsahuje fenol, aldehydy ani chlor, příjemně voní. Deklarovaná účinnost proti bakteriím, mikroskopickým houbám, virům (HBV, HIV, HVC).



2l

1259,-

1155,-

## Sekusept Aktiv

K dezinfekci a čištění nástrojů, pomůcek z nerez, skla, gumy a plastu. Skvělá materiálová snášenlivost, pH pracovního roztoku 8. Má vynikající čistící účinky, výborně rozpouští krev a bílkovinné nečistoty. Určeno i pro vyšší stupeň dezinfekce termolabilních materiálů. Vhodné i pro použití v ultrazvukové lázni a v poloautomatických myčkách.



6 kg

3339,-

3165,-

1,5 kg

939,-

875,-

## Zeta 3 Pop-Up

Bezaldehdové biocidní dezinfekční ubrousky s širokým spektrem účinnosti. Svěží, příjemná vůně. POP-UP - téměř bez alkoholu, vhodné pro nejcitlivější povrchy (kůže, plexisklo), větší rozměr a pevnější materiál ubrousku.



100ks

309,-

288,-

## CaviWipes

Do vyprodání  
skladových  
zásob

Dezinfekční ubrousky s nízkým obsahem alkoholu (17%), které neškodí povrchům. Čistí, dezinfikují a dekontaminují, ničí mikroorganismy během 3 minut..



160ks

290,-

265,-

## ID 212 / ID 212 Forte

Koncentrát bez obsahu aldehydů pro dezinfekci a čištění běžného instrumentária včetně rotačních nástrojů. Vhodný i pro ultrazvukové čističky, široké spektrum účinnosti. K dispozici i v silnější variantě Forte.



ID 212, 2,5l

1819,-

1729,-

ID 212 Forte, 2,5l

1899,-

1799,-

## Mikrozid ubrousky

Dezinfekční ubrousky napuštěné dezinfekčním roztokem k okamžitému použití



150ks – náhradní balení

320,-

246,-

## CaviCide

Postřiková dezinfekce kompatibilní s většinou povrchů, baktericidní a virucidní účinnost. Používá se neředěný.



5l

1417,-

1355,-



## Cognoscin mátový

SKVĚLÁ CENA

Oblíbený produkt nyní s mátovou příchutí pro příjemnější pocit během ošetření. Přípravek je určen pro orientační zkoušku vitality zubu. Pomocí trysky je možné aplikovat sprej přímo na zub, případně na vatovou peletku, kterou následně přitisknete na vyšetřovaný zub.



75ml

242,-

## ORBi-Kalte sprej

Chladicí sprej pro lékařské použití, ochlazuje až do -45 °C. Pomerančová příchut'



200ml

150,-

135,-

## Endostar ReEndo set

Skvělé v odstraňování starých výplní v kořenovém kanálku. Balení obsahuje po jednom nástroji ve velikostech: č. 1 - 12/30, č. 2 - 08/30, č. 3 - 6/30 a č. 4 04/30

1 + 1 ZDARMA



2x sada

1300,-

650,-

## Biodentine

Oblíbený bulk-fillový biokompatibilní a bioaktivní materiál pro náhradu dentinu v korunkové i kořenové části zubu.

**ROZŠÍŘENÁ INDIKACE:** Nyní Biodentine™ zachová pulpu, **DOKONCE při výskytu symptomů ireversibilní pulpitidy!** Schválena možnost ošetření pro ireversibilní pulpiditu!

Indikace:

**v kořeni:** překrytí perforací kořene a pulpální dutiny, vnitřní/vnější resorbce zubu, apexifikace, **v korunce:** hluboké/rozsáhlé kavity, trvalé dentinové výplně, přímé překrytí pulpy, pulpotomie,



15 x 0,7g

7290,-

6485,-

5 x 0,7g

2820,-

2535,-

## Alveogyl

Pasta pro lokální léčbu „suchého lůžka“ (alveolitis sicca) s antiseptickým a analgetickým účinkem.

Jednokroková, samoeliminující léčba, která rapidně omezuje bolest a poskytuje tišící efekt během procesu hojení.

Snadno se zavádí, má dobrou přilnavost během celého procesu léčby.



10g

1300,-

1135,-

## Septoject

Vynikající jehly pro karpulové stříkačky nebo intraligamentární anestezii. Rozměry: 27G - 21, 25 a 35 mm, 30G - 10, 12, 16, 21 a 25 mm.



100ks

440,-

398,-

## Endomethasone N

Oblíbená RTG kontrastní kořenová výplň bez obsahu paraformaldehydu a dexametasonu.

Sada: 14 g prášku a 10 g tekutiny.



sada

2850,-

2555,-

Prášek 14g

2210,-

1985,-

Prášek 42g

4110,-

3685,-

Tekutina 10ml

950,-

845,-

## Forendo Paste

Hydroxid vápenatá pasta obsahující jodoform a bázi silikonového oleje. Baktericidní - bakteriostatická - pH >12 - rentgenkontrastní - netuhnoucí. Pro dočasnou a střednědobou léčbu kořenového kanálku. Pro zabránění vzniku zánětů a pro léčbu infikovaných kořenových kanálků, abscesů, periapikálních lézí, perforací, exsudací, kořenových resorbci, traumatických zranění, stimuluje apexifikaci a apexogenezi.



2,2 g + 20 kanyl

1940,-

1639,-

## Cresotin No.2

Antiseptický přípravek k léčbě infikovaného kořenového kanálku při komplikované pulpitidě, během apikoektomii, k léčbě kořenového kanálku parodontologických pacientů a taktéž při resekci kořenového apexu. Silné antiseptické působení, mumifikační vlastnosti a kompletní sterilizace kořenového kanálku. Účinně snižuje bolest zubu, protizánětlivá a antialergická účinky.



15ml

420,-

395,-

## ORBi-Flow

Univerzální materiál, optimální zatékavost, mikro hybridní kompozit pro přední a částečně zadní výplně. Je založen na methakrylátových pryskyřicích a anorganických plnivech s velikostí částic 0,05 až 1 um.



2x2g

730,-

657,-

## Safargam GT 400



Ag - 43%, Cu - 25%, Sn - 32%

kapsle č. 1, 50ks

826,-

744,-

kapsle č. 2, 50ks

1029,-

926,-

kapsle č. 3, 50ks

1298,-

1169,-

## Amalgamator GM-50

Multifunkční amalgamátor / třepačka různých druhů kapslí.

Masivní, pevná základna zabraňuje pohybu zařízení během míchání 9 volitelných úrovní rychlosti míchání po dobu 1 až 30 sekund.

Kompaktní design, jednoduché ovládání, snadný na údržbu.

Výkon max 4800 ot./min.

Rozměry: 210 x 165 x 190 mm; hmotnost: 3 kg.



8690,-

7777,-

## FibreKleer

Kompozitní čepy ze skelných vláken s minimálním rizikem zlomení kořene. Propouští světlo a umožňují tak okamžité vytvrzování. Kónické, ve velikostech: 1,25 mm, 1,375mm a 1,50mm.



čepy 10 ks 814,- 833,-  
předvrtávač 1689,- 1289,-

## Kartáčky na Depural



10 ks 440,- 398,-

## Softclamp

Spony pro fixaci kofferdamu  
Univerzální spony na moláry pro fixaci kofferdamu  
Autoklárovatelné, nepoškrábou zub, neodrážejí světlo



5ks 1299,- 1029,-

sleva více než:

20%

## OptiShade

Pouhé 3 odstíny pokryjí škálu všech 16 odstínů VITA.  
ART technologie pro výjimečnou pevnost a nepřekonatelnou estetiku  
Jednoduché použití a vynikající manipulační vlastnosti  
Pro všechny zubní kavity bez nutnosti použití podkladového materiálu.  
Barvy: Light, Medium, Dark, Bleach White, Universal Opaque



sleva až:

33%

Stříkačka 4g 1575,- 1055,-  
Unidose 20ks, barvy: Light nebo Medium 1890,- 1418,-

## Cleanic

Cleanic profylaktická pasta

Možnost výběru: Máta s fluoridem (3380); Zelené jablko, s fluoridem, bez mentolu (3382); Light s fluoridem, (3384); Máta bez fluoridu (3183); Berry Burst s fluoridem (3386)

sleva více než:

20%



100g 590,- 468,-

## Impression Compound

Termoplastická otiskovací hmota v tyčinkách  
Pro doplnění k okrajům otiskovací lížce  
Řízená pracovní teplota zelené tyčinky (50° C);



15ks 769,- 609,-

sleva více než:

20%

## Ultrapak

Snadné zavedení  
Vynikající absorpce  
Bezkonkurenční retrakce



000 480 560,-  
00 410,- 480,-  
0, 1, 2 nebo 3 380,- 440,-

## Viscostat

Viskózní hemostatický koagulační gel s 20% sírany železitého  
Hlubková aktivní hemostáza během několika sekund



Intro Kit: 4x1,2ml Viscostat + 20 kanyl 1090,- 930,-  
Indispense Kit: 30ml Viscostat + 20 kanyl 2180,- 1860,-  
Indispence: 30ml 1300,- 1110,-

## Viscostat Clear

hemostatický viskózní gel s 25% chloridu hlinitého  
transparentní gel pro estetické zóny



Intro Kit: 4x1,2ml Viscostat Clear + 20 kanyl 1090,- 930,-  
Indispense Kit: 30ml Viscostat Clear + 20 kanyl 2180,- 1860,-  
Indispence: 30ml 1300,- 1110,-

## Míchací kanyly a špičky



Intraorální špičky žluté nebo čiré, 50ks 399,- 319,-  
Míchací kanyly žluté nebo zelené, 50ks 690,- 550,-

## Dynamické koncovky



3M, 30ks 975,-  
Kulzer, 50ks 1340,- 1695,-  
3M, 50ks 1573,-  
Kettenbach, 45ks 1480,- 1790,-

## Racestypine

Tekutina na bázi 25% aluminum chloridu.  
Napomáhá připravit místo preparace pro otiskování a stavi krvácení.  
Za pomoci retrakčního vlákna odtažuje dásně od sulku.  
Vhodná také pro stavění apikálního krvácení.



roztok - 13 ml 1170,- 1090,-



## Maxcem Elite Chroma

Unikátní samoadhezivní fixační duálně tuhnoucí kompozitní cement s barevným indikátorem, který vizuálně určuje optimální čas pro odstranění přebytků.

Po aplikaci je růžový, postupně bledne a v okamžiku dosažení odstínu cementu je čas na odstranění přebytků.

Odstíny: bílý, čirý a žlutý.



sleva více než:

30%

2x5g

4196,-

2929,-

## Duo Link Universal

Kompozitní, duálně tuhnoucí fixační cement pro keramické a kompozitní náhrady.

Inovace: výrazně vylepšená RTG kontrastnost, výrazně snazší odstranění přebytků.

Odstíny: univerzální a mléčný bílý.



8g

2140,-

1950,-

## Porcelain Kit

Pro intraorální i extraorální leptání keramiky • Vytvoří optimální texturu povrchu na silikátových keramikách • Snadné kontrolované dávkování a aplikace ze stříkačky

Porcelain Repair Kit: 1,2 ml Porcelain Etch 1,2 ml Ultradent Silane 1,2 ml EtchArrest 1,2 ml Peak Universal Bond 1,2 ml PermaFlo Dentin Opaquer 1,2 ml OpalDam 20 x kanyla Black Mini Brush 20 x kanyla BlackMicro 20 ks kanyla Micro 20ga 20 x kanyla Inspiral Brush



sleva:

25%

Porcelain Repair Kit

5170,-

3880,-

Porcelain Etch + Silane  
(2x1,2ml stříkačka 20x  
kanyla

1250,-

940,-

## MD Temp

Provizorní výplňový cement pro hermetické uzavření kavity, odolný proti vydrolení z kavity.



bílý 40g

459,-

419,-

## Core-Flo DC/Core-Flo DC Lite

Duálně tuhnoucí materiál, obsahující fluorid, ideální pro dostavby, cementaci čepů a také jako materiál pro náhradu dentinu.

Core-Flo DC: aplikuje se pomocí pistole, skvěle zatéká, drží tvar, odstíny: Natural/A1 (A) a Opaque bílý (O) a kontrastním Modrém odstínu (B).

Core-Flo DC Lite: aplikuje se přímo z duální stříkačky, má samonivelační schopnost a vynikající manipulační vlastnosti, odstíny: Natural/A1 a Opaque bílý.



8g + 15kanyl DC nebo DC lite

1760,-

1585,-

## Brix 3000

Dentální prostředek navržený speciálně pro atraumatické a bezbolestné odstraňování zubního kazu z dentinu.

**Odstranění kazu bez vrtání!!**

Neinvazivní produkt na vodní bázi, jehož hlavní složkou je enzym PAPAINE.



3ml

3090,-

2845,-

## SonicFill 3

Vylepšená verze SonicFill 3 pro zhotovování kompozitních výplní v laterálním úseku.

- sonicky aktivovaný kompozitní systém bulkfill;  
- nyní se zlepšenou adaptací a optimalizovaný pro snazší manipulaci, modelaci a leštění;  
- nanáší se v jedné vrstvě, až do výše 5 mm

Odstíny: A1, A2, A3 a B1.



20x0,25g

3102,-

2478,-

## TheraCEM Ca

Nový duálně tuhnoucí, samo-adhezivní, THERAPEUTICKÝ fixační cement. Obsahuje ionty kalcia, které trvale uvolňuje a podporuje tak regeneraci tkání.



8g + 15 kanyl a špiček

2590,-

2330,-

## Provizorní korunky

Ochranné, polykarbonátové provizorní korunky, extrémně pevné a stabilní. Velmi snadno upravitelné, dají se zastříhnout nůžkami, tvarovat, jsou ohebné, netřepí se.



Refill 5 ks

130,-

119,-

Set 180ks

2320,-

2085,-

## RTG snímky



150ks

1200,-

1085,-

3 x 5l

300ml

## Desecta gel

DESECTA GEL se používá jako dezinfekční prostředek k hygienické a chirurgické dezinfekci rukou lékařů a zdravotnického personálu.

**Spektrum účinnosti:** baktericidní, MRSA, plně virucidní, fungicidní, mykobaktericidní. **Velmi hustý, příjemná vůně**



157,-

1974,-

129,-

## Desecta roztok

80% dezinfekční plně virucidní roztok určený primárně na dezinfekci rukou, pro vysoký obsah alkoholu možnost používat i jako postřik na plochy. **Nezapáchá!!**

**Spektrum účinnosti:** baktericidní, MRSA, plně virucidní, fungicidní, mykobaktericidní.



3 x 5l

1974,-

## All-Bond Universal

Spojuje spolehlivost totálního leptání, pohodlí samoleptání a flexibilitu selektivního leptání. Skutečně nevyžaduje žádný dodatečný chemický aktivátor narozdíl od jiných konkurenčních systémů pro přímé bondování



4ml ~~2210,-~~ **1885,-**

## AdSeal

Definitivní kořenová výplň na bázi epoxy pryskyřice a fosforečnanu vápenatého. Snadné míchání díky formě pasta-pasta, vynikající biokompatibilita. Skvělé těsnící schopnosti, nerozpustný ve slinách, dobrá radioopacita. Nezabarvuje dentin a sklovinu



3,5g ~~1199,-~~ **1095,-**

## OptiBond FL

Tento adhezivní systém pro dentin/sklovinu funguje jako adhezivum a liner v jednom. Jedná se o 48% sklem plněný adhezivní systém poskytující chemickou i strukturální vazbu. Jednoduché použití; žádné míchání a jen jedna světlá polymerace.



sleva více než:

**20%**

**Balení kit:** 8 ml primer, 8 ml adhezivum, 3g Gel Etchant, 10 kanyl ke Gel Etchant, 25 míchacích místiček a 50 aplikačních štětečků.

~~4938,-~~ **3935,-**

## Klíčky Kerr



sleva více než:

**20%**

Interdentální klíčky z platanového dřeva.

100ks ~~381,-~~ **299,-**

## Peak

Jediný bond s chlorhexidinem (0,2%) – ke zvýšení dlouhodobé pevnosti bondu. Jednoduchý. Spolehlivý. Pro všechny materiály (dentin, sklovinu, kov, keramika, kompozit i zirkon).

sleva: **25%**



Refil 4x1,2ml stříkačka ~~2230,-~~ **1680,-**

Refil 4ml lahvička ~~1870,-~~ **1410,-**

PeakSE primer 4x1,2ml stříkačka ~~1890,-~~ **1420,-**

samoleptací primer

## Ultra-Etch

35% kyselina fosforečná pro ideální leptání. Unikátní samolimitující chemie: leptá jen do hl. 1,9µm – nepřeleptá! Penetruje do nejmenších nejmenších fi sur, ale nestéká na vertikálních površích. Výrazná modrá barva: vidíte, kde leptáte

sleva:

**25%**



Refil 4x1,2ml stříkačka ~~870,-~~ **660,-**

Intro kit 4 stříkačky ~~1250,-~~ **940,-**

IndiSpence 30ml ~~2320,-~~ **1740,-**

Refil 20x1,2ml ~~2690,-~~ **2020,-**

## Alphaflex RA

Leštící a dokončovací gummy vhodné pro opracování zlata, amalgámů a kompozit. Uchycení RA. Hnědé gummy jsou určeny na předleštění, Zelené gummy pak na leštění do vysokého lesku



Hnědé: 030 031 032 033 034  
Zelené: 130 131 132 033 034

Hnědé: 035 036 037 038 039  
Zelené: 135 136 137 138 139

12ks ~~609,-~~ **525,-**

## Diamantové pásky perforované

Diamantové pásky s perforací pro anatomickou konturaci aproximálních oblastí. Rychlá interdentalní separace pomocí řezací pilky na hraně pásky. 3 hrubosti: super jemné - žluté, jemné - červené a střední - modré



10ks ~~1490,-~~ **1285,-**

## OptiView

Speciální retraktor umožňující výborný přístup k vestibulární oblasti a dásním. Maximalizuje viditelnost a přístup k pracovnímu poli. Zaručuje komfort v průběhu nasazení i při delších zákrocích a ulehčuje umístění odsávací slin. Velikosti: malé a střední.

sleva více než:

**20%**




2 ks, malé nebo střední ~~1205,-~~ **958,-**

## OptiDisc

**OptiDisc refill 9,6 mm:** hrubý 80 ks (4197) | středně hrubý 100 ks (4181) | jemný 100 ks (4182) | velmi jemný 100 ks (4183)  
**OptiDisc refill 12,6 mm:** hrubý 80 ks (4198) | středně hrubý 100 ks (4184) | jemný 100 ks (4185) | velmi jemný 100 ks (4186)  
**OptiDisc refill 15,9 mm:** hrubý 80 ks (4199) | středně hrubý 100 ks (4191) | jemný 100 ks (4192) | velmi jemný 100 ks (4193)

sleva více než:

**20%**



80ks nebo 100ks ~~970,-~~ **768,-**

## OptiDam

trojrozměrný kofferdam s perforovanými výčnělky, společně se speciálním anatomickým rámem opisuje obrys úst, a tak rozšiřuje prostor přístupný pro stomatologa, vytváří suché a čisté operační pole



Posterior nebo anterior, 30ks ~~900,-~~ **823,-**

## Cold/Hot medvěd

Polštářky pro použití na chlazení i zahřívání. Pro chlazení vložte do mrazáku nanejvýš na 30 minut při max. -18°C. Pro zahřátí vložte do horké vody (max. 90°C) na dvě minuty. Příjemný sametový povrch. Opakovaně použitelné. Velikost: 11 x 7 cm. Barvy: modrá, žlutá a růžová.



1ks ~~54,-~~ **49,-**



**Valux Plus**

**Nově levněji**

Hybridní světlem tuhnutí kompozitum pro výplně ve frontálním i laterálním úseku. Chameleón efekt usnadňuje volbu odstínu. Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2 a UD.



4g

~~646,-~~

**509,-**

**Vitremer**

**Nově levněji**

Skoionomerní, výplňový cement tuhnutí chemicky i světlem. Pro dostavby, výplně III. a V. třídy, dlouhodobé provizorní výplně a výplně u dětí. **odstíny:** A3, A3.5, A4, B2, B3, C2, C4, Paedo a Blue.

**Starter kit** A3 obsahuje: 5 g prášku A3, 2,5 ml tekutiny, 2 ml primer, 2 ml ochranný lak.



Starter kit

~~2589,-~~

**2282,-**

Prášek 9g

~~1909,-~~

**1751,-**

**Adper ScotchBond**

**Nově levněji**

Víceúčelový dentální ahezní systém tradičního typu „total-etch“. Vynikající adheze ve vlhkém i suchém prostředí.



Primer 8ml

~~5257,-~~

**4727,-**

Adhesivum 8ml

~~5257,-~~

**4727,-**

**Ketac Molar Easymix**

**Nově levněji**

Velmi ekonomické balení skloionomerního cementu, ideálního pro techniku minimální invaze, včetně atraumatických výplní.



balení

~~1587,-~~

**1353,-**

**Ketac Cem Radioopákní**

**Nově levněji**

Skoionomerní, fixační cement pro inleje, onleje, korunky, můstky, kořenové čepy, dlahy a ortodontické brekety. Extrémně silná chemická vazba na zubní tkáň. RTG kontrastní.

**Klinické balení obsahuje:** 3 x 33 g prášku, 3 x 12 ml tekutiny a příslušenství.



Klinické balení:

~~4848,-~~

**3892,-**

**Adper Single Bond 2**

**Nově levněji**

Klinicky ověřené adhezivum s technologií nanoplňiva. Zlepšená adheze k dentinu poskytuje vyšší vazebnou sílu, která zajišťuje vysokou spolehlivost a pevnost vazby.



Lahvička 6g

~~2317,-~~

**1598,-**

**Filtek Z250**

**Nově levněji**

Univerzální mikrohybridní světlem tuhnutí kompozitum pro všechny rekonstrukce. Snížená kontrakce (2 %) díky novému složení patentovaného plniva (60% plniva tvoří částice 0,6 µm). Vynikající celková pevnost a trvanlivost a výborná estetika



Tuba 4g

~~1240,-~~

**977,-**

**Filtek Z550**

**Nově levněji**

Univerzální mikrohybridní světlem tuhnutí kompozitum pro všechny rekonstrukce. Vynikající celková pevnost a trvanlivost a výborná estetika. Dostupný v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA2 a OA3.



Tuba 4g

~~1240,-~~

**967,-**

**Sof-Lex**

**Nově levněji**



50ks

~~835,-~~

**586,-**

**Relyx Temp NE**

**Nově levněji**

Provizorní upevňovací cement na bázi zinku oxidu bez obsahu eugenolu.



Balení: 2 tuby - 36 g báze, 16 g katalyzátor.

~~1120,-~~

**955,-**

**Cavit**

**Nově levněji**

Provizorní výplňový materiál, se zvýšenou adhezí a různými stupni tvrdosti. **Cavit (červený):** vysoce pevný, pro výplně okluzně zatížených kavít. **Cavit-W (modrý):** se sníženou pevností ale vyšší adhezí. **Cavit-G (zelený):** nejměkčí, odstranitelný vrtáčkem, jen v lahvičce.



28g

~~459,-~~

2ks

~~820,-~~

**725,-**

**Sof-Lex mandrel**

**Nově levněji**



## Filtek Supreme Flowable

Světlem tuhnoucí, rentgenokontrastrní zatékový nanokompozit s nízkou viskozitou. Využívá stejnou nanotechnologii jako univerzální kompozit Filtek Ultimate, díky níž vyniká výbornými estetickými vlastnostmi, zachováním naleštění a nízkou abrazí.



Kupte 3 balení a získáte 1 balení A2 v hodnotě 1623,- ZDARMA

4x balení  
2x2g

4869,-

3+ 1 ZDARMA

## Filtek Universal

Vysoce estetický bulkfillový materiál pro většinu klinických situací díky zvýšené opacitě.

Rychlá a jednoduchá aplikace v jednom kroku - hloubka vytvrzení až 5 mm.

Odstíny: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, D3, XW a PO.



Kupte 3 balení a získáte 1 balení odstínu PO v hodnotě 1852,- ZDARMA

4x4g

5556,-

3+ 1 ZDARMA

## Photac Fil Quick Aplicap

Světlem tuhnoucí skloionomerní cement pro výplně v postranním i frontálním úseku.

Rychlé a snadné použití zvláště u nespolupracujících dětí.

Odstíny: A1, A2, A3, A3,5, B2, B3, C4, DBO a sortiment.



Kupte balení Photacu a získáte 1 balení Sof-Lex středněhrubé, oranžové, Ø 12,7 mm, 50 ks ZDARMA

Photac 50 kapslí + Sof-Lex

4528,-

Photac + Sof-Lex ZDARMA

## Filtek Bulk Fill Flowable

Vysoce estetický bulkfillový materiál kombinující estetiku a přirozenost v jednom. Lepší estetický výsledek díky zvýšené opacitě.



Kupte 3 balení a získáte 1 balení A3 v hodnotě 1977,- ZDARMA

4x balení  
2x2g

5931,-

3+ 1 ZDARMA

## Filtek Ultimate

Univerzální výplňový nanokompozit s výbornou zpracovatelností.

Snáze použitelný systém odstínů - body / dentin / enamel / translucent a speciální.



Kupte 3 stříkačky Filteku Ultimate a získáte 1 balení Sof-Lex středněhrubé, oranžové, Ø 12,7 mm, 50 ks a + hrubé, tmavě oranžové, Ø 12,7 mm, 50 ks ZDARMA

3x Filtek + 2x Sof-Lex

4725,-

3x Filtek + 2x Sof-Lex ZDARMA

## Imprint 4 Penta

Heavy/Super Quick Heavy/Putty

Zkušební balení: 1x báze 300 ml, 1x katalyzátor 60 ml, 1 ks Imprint™ 4 Super Quick Ultra-Light/Light/Super Quick Light 50 ml, 10x Penta™ míchací kanyla červená, 5x míchací kanyla žlutá, 5x koncovka žlutá.



Kupte Imprint 4 Penta a získáte Penta Mixing Tips míchací kanyly červené (50 ks) ZDARMA

Imprint + kanyly

3455,-

Imprint + Mixing Tips ZDARMA

## Monophase

Polyéterová otiskovací hmota s vylepšenou chutí a barvou Vám umožní dosáhnout vynikající přesnosti otisku. (1x báze à 300 ml, 1x katalyzátor à 60 ml)



Kupte 2x Monophase a získáte Penta Mixing Tips míchací kanyly červené (50 ks) ZDARMA

2x Monophase + kanyly

5666,-

2x Monophase + Mixing Tips ZDARMA

## Protemp 4 + Relyx

Temp NE Relyx Temp Ne ZDARMA



Kupte balení Protemp 4 a získáte 1 balení Relyx Temp NE v hodnotě 1120,- ZDARMA

Protemp + Relyx

2995,-

Protemp + Relyx Temp Ne ZDARMA

## Relyx U200 Automix + RelyX™ Fiber Post



Kupte 2 balení Relyx U200 Automix a získáte 1 balení RelyX™ Fiber Post 10x čep velikosti 2, červená ZDARMA

2x Relyx + Fiber Post

6476,-

Relyx U200 + Relyx Fiber Post ZDARMA

## KaVo sprej



1ks

1285,-

846,-

## KaVo kolínka



Nejoblíbenější červené kolínko

- Keramická ložiska
- 3 děrový sprej
- Výměnný mikrofilm
- Světlovod 25.000 Lux

30975,-

19990,-



Nejoblíbenější modré kolínko

- Keramická ložiska
- 1 děrový sprej
- Malá hlavička
- Světlovod 25.000 Lux

22742,-

14443,-



## Listerine dětské

5+1 ZDARMA

Ústní voda LISTERINE® SMART RINSE™ je speciálně vyvinuta pro děti od 6 do 12 let ke každodennímu používání. Obsahuje fluorid, který posiluje zuby a snižuje riziko zubního kazu až o 40% více než samotné čištění zubů. Ničí škodlivé bakterie, hlavní příčinu vzniku zubního povlaku a onemocnění dásní. **Příchuť:** jemná jahoda nebo máta



6 x 250ml  
1ks = 84Kč

606,-

504,-

## Pola Day 6%

pH neutrální gel s obsahem hydrogen peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchuť a obsahuje inikátní prvky, které zabraňují poaplikační citlivosti.



balení: 10x1,3g  
stříkačka

2716,-

1785,-

balení: 4x1,3g  
stříkačka

1310,-

1085,-

## Pola Night 16%

PH neutrální gel s obsahem Karbidu peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou chuť, je průhledný a obsahuje inikátní prvky, které zabraňují poaplikační citlivosti.



balení: 10x1,3g  
stříkačka

2335,-

1785,-

balení: 4x1,3g  
stříkačka

1310,-

1085,-

## Listerine Total Care 1l

5+1 ZDARMA

Nejprokročilejší a kompletní ochrana. Chrání před zubním plakem a snižuje jeho usazování. Udržuje zdravé dásně a posiluje zuby proti zubnímu kazu.



6x1000ml  
1ks=148Kč

1074,-

888,-

## Opalescence PF 10%/16%

**Noční bělení Opalescence® PF 10%** = 10% karbamidu peroxidu. Doba jedné aplikace 8 - 10 hod/noc.

**Denní bělení Opalescence® PF 16%** = 16% karbamidu peroxidu. Doba jedné aplikace 4 - 6 hod/den

Jediný viskózní lepkavý gel s postupným uvolňováním peroxidu vodíku pro trvalé bělení

1/3 – 1/2 stříkačky na 1 nosič

**Příchuť:** máta, meloun, bez příchutě.

**Pacient Kit:** 8 x 1,2 ml bělicího gelu ve stříkačkách, 30 ml Bělící pasta Opalescence, krabičku na nosiče, taštičku Opalescence a kartičku se vzorníkem odstínů.



Patient Kit

1600,-

1465,-

## Opalescence GO 6%

Profesionální bělení zubů na doma - okamžitě k použití Opalescence Go 6% • Jednorázový nosič předplněný bělicím gelem s 6% peroxidu.

**Pacient Kit:** 10 dolních a 10 horních nosičů a bělicí pastu 28 g.

**Mini Kit:** 4 dolní a 4 horní nosiče



sleva:

25%

pacient kit - máta  
nebo meloun

2060,-

1550,-

Mini kit - máta

1090,-

820,-

## ORBI-Prophy Paste

Lešticí pasty pro profesionální čištění zubů. • obsahují 0,2 % fluoridu sodného • mátová příchuť • neobsahuje kalafunu



Růžová: RDA 120  
Zelená: RDA 170  
Modrá: RDA 250  
Žlutá: RDA 40

95g

297,-

267,-

Zajistí suché pracovní prostředí, které je klíčové pro mnoho Vašich procedur. Vyrobený ze svého materiálu, který poskytuje maximální komfort pro pacienta a snižuje potřebu polykání

sleva více než:

25%

Na tvář, 50ks  
velikost S nebo L

400,-

295,-

Pod jazyk, 50ks  
velikost S nebo 40ks  
velikost L

720,-

535,-

## Dry dent



## Hygoformic BIO savky

Originální tvarovatelná savka s držákem jazyka. Vybaveny mnoha otvory po celé délce pro zajištění mnohem účinnějšího a efektivnějšího odsávání.



sleva více než:

20%

100ks

350,-

276,-

Vysokonapěťová plazmová  
čistička vzduchu

Elektrické pole o desítkách tisíc voltů zabíjí viry a bakterie. Zajišťuje účinnou filtraci částic menších než 14 nanometrů (0,0146 μm), tedy mnohem menší než je velikost viru Např. Covid-19 virus má velikost 0,1 μm.

Odstraňuje ze vzduchu nejen aerosoly, ale i smog, prach, roztoče, kouř apod.

Čistička může běžet i během práce v ordinaci. Velmi tichý provoz

Žádný další náklady na provoz – veškeré „filtry“ jsou omyvatelné, nic nedokupujete.



Keramický rotační nástroj do turbíny (300.000 – 500.000 ot./min). Slouží k chirurgii měkkých tkání a je alternativou klasického skalpelu nebo elektrochirurgie. Odděluje tkáň za současné koagulace



Delší nebo kratší

1819,-

1549,-

## Míchací miska + špachtle

Silikonová miska pro míchání sádry, zatmlovací hmoty apod. Plastové špachtle v zářivých barvách pro nabírání a pohodlné míchání.



Miska 1ks

229,-

205,-


Špachtle sada 6ks

339,-

309,-

## Euroform Beta-Titan

Ideální dokončovací oblouk, dává o 40 % větší sílu než niki-titanový drát, ale přitom má jen 42 % tuhosti nerezového drátu.



obdélníkový, .019x.025,  
horní - 10 ks |

2299,-

749,-

## Purity zámky

Do vyprodání  
skladových zásob



Roth .018 dolní levé 3,  
dolní pravé 3,  
Roth .018 horní levé 3  
nebo Roth .022 horní  
levé 3

7780,-

1999,-

Roth .022 set - 20 ks

389,-

149,-

## Elast-O-Loop



1008ks

889,-

699,-

Vosk pro pacienty v  
krabičce

Vosk pro dočasné uvolnění od  
bolesti způsobené orto  
aparátkem.

Každá krabička obsahuje 5  
proužků, balení obsahuje 100  
krabiček.

Dostupné v příchutích: višně  
(červená), žvýkačka (růžová),  
mentol (zelená) nebo bez  
příchuti.



100ks

2849,-

2279,-

1ks

## Mouthguard boxes

Kompaktní krabičky o hloubce  
2,55 cm se snadným  
zavíráním. Každá krabička má  
štítek pro jméno a adresu  
pacienta.

Barvy běžné: černá, modrá,  
zelená, oranžová, růžová,  
fialová, červená a žlutá.

Barvy perleťové: černá,  
modrá, růžová, fialová a  
červená.



21,-

18,-

## Retainer Brite

Tabletky na čištění snímácích  
zubních aparátů s osvěžující  
příchutí.

Efektivně ničí bakterie  
způsobující zubní plak a silný  
proti odolným skvrnám a  
nečistotám.

Změnou barvy indikuje konec  
čistícího procesu!

Ideální pro snímácí rovnátka a  
chrániče zubů.



36 tablet

409,-

329,-

Hopíci – barevné  
skákové kuličky

100ks,  
různé barvy

969,-

959,-

## Zvířátka Farm



100ks

659,-

529,-

## Zvířátka Zoo



100ks

659,-

529,-

## Prstýnky



100ks, různé  
velikosti a barvy

579,-

529,-

## Skateboards



50ks, různé barvy

889,-

799,-

## Poníci

50 poníků, různé  
barvy

1389,-

799,-



## Hydrorise

A-silikonový otiskovací materiál vhodný pro jakoukoliv techniku otiskování. Extrémně flexibilní, zvláště v podsekrivních, kdy při vyjmutí z úst nedochází k deformaci otisku.

**Putty:** dvojitá rychlost tuhnutí - normal nebo fast.  
**Krém:** light v rychlosti tuhnutí normal nebo fast.



putty - 2 x 300 ml **2529,-** **2228,-**  
krém - 2 x 50 ml **1489,-** **1315,-**

## Alginate mixer MX-300

Automatická digitální míchačka alginátových otiskovacích hmot.  
**Šetří Váš čas** - hmota namíchaná za 8 sekund.  
**Šetří úsilí** - jednotná konzistence poskytuje elasticitu a odolnost srovnatelnou se silikony.  
**Šetří materiál** - otisk je vždy precizní a bez bublinek.



**27990,-** **21790,-**

## Occlufast + Color

Occlufast+ je thixotropní silikon s vysokou konečnou tvrdostí (37±5 Shore D) pro přesné a spolehlivé registrace skusu - přesnost reprodukce 20 µm. Materiál je termochromní, nanáší se ve velmi tenké vrstvě, která nijak neovlivňuje okluzi. Krátký intraorální čas (1 min) urychluje proces a limetková příchut' zajišťují větší pohodlí pro pacienta.

2 x 50 ml + 6 kanyl



**1699,-** **1195,-**

**Do vyprodání zásob**

## Oxasil

Nový ručně míchatelný otiskovací materiál od vynálezce Optosil / Xantopren. Díky vysoce aktivnímu systému báze/aktivátor dosahuje oxasil krátké doby vytvrzování. Zajišťuje přesnou a trvalou reprodukci detailů s vynikající zpracovatelností během doby tuhnutí.



Putty / Soft Putty - 900ml **510,-** **475,-**  
Light/Very Light 140ml **310,-** **285,-**  
Activator Paste - 60ml **260,-** **235,-**

## Oxasil + Charisma Classic

**OXASIL** - nový ručně míchatelný otiskovací materiál od vynálezce Optosil / Xantopren. Díky vysoce aktivnímu systému báze/aktivátor dosahuje oxasil krátké doby vytvrzování. Zajišťuje přesnou a trvalou reprodukci detailů s vynikající zpracovatelností během doby tuhnutí.



2x set + Charisma Classic

**2770,-** **2160,-**

**2 x Oxasil set + Charisma Classic ZDARMA**

## Variotime Easy Putty

A-silikonový otiskovací materiál pro veškeré indikace. Vynikající reprodukce detailů a dlouhá objemová stabilita



Putty ruční - 2x300ml

**1350,-** **1275,-**

## Variotime Bite

Nabízí vynikající přesnost pro dokonalou registraci skusu. Vysoká konečná tvrdost - více než 94 Shore A. Výrazně thixotropní, rychle tuhne a snadno se upravuje bez rizika prasknutí. Plně kompatibilní s CAD/CAM systémy



Bite - 2x 50ml + 12 kanyl **850,-** **799,-**

## Kromopan

Alginátová otiskovací hmota s fázovým barevným indikátorem a možností odlít modelu až za 100 hodin. Finální barva otisku je bílá, materiál má relativně pomalejší tuhnutí - míchání 45 s,



450g **225,-** **215,-**

## Alligat Chroma

Bezprašná, rychle tuhnoucí alginátová otiskovací hmota s barevným indikátorem tuhnutí.



453g **195,-** **179,-**

## Occlufast Rock

Velmi ekonomický A-silikon pro registraci skusu. Vysoká tvrdost 95 škály Shore-A. Thixotropní, rychle tuhnoucí (60 sekund), vysoce přesný (20 µm). Snadno se odstraňují přebytky, maximálně objemově stabilní, fialová barva.



2x50ml + 12 kanyl **1329,-** **1195,-**

## Lastic function medium

Středně tekutý otiskovací materiál pro funkční lžice a rámování funkčních okrajů. Vysoce přesný - klidnější práce a jistota při tvarování.



medium 155ml **510,-** **455,-**  
Aktivátor 60ml **580,-** **515,-**

## Futar

A-silikonové hmoty pro registraci mezičelistních vztahů.

**Futar** - snadné opracování, malá elasticita, tvrdost (Shore-A 90) pracovní čas 30 s, intraorální čas tuhnutí 90 s.

**Futar Fast** - snadné opracování, malá elasticita, tvrdost (Shore-A 90) pracovní čas 15 s, intraorální čas tuhnutí 60 s.

**Futar D / Fast / Slow** - rychle tuhnoucí a extra tvrdý (Shore-D 43), žádné elastické borcení, pracovní čas 30 s / 15 s / 90 s, intraorální čas tuhnutí 60 s / 45 s / 90 s.



2x50ml **1400,-** **1115,-**



## Express XT Penta/krém

Vinylpolysiloxanová otiskovací hmota s vyváženým souborem klinicky potřebných vlastností. Šetří čas i peníze. Kratší časy tuhnutí při zachování pracovním čase.

Nově levněji!



Penta Putty, Penta H nebo H Quick, 300ml báze + 60ml katalyzátor

2045,- 1744,-

Light Body, Light Body Quick, Regular Body nebo Regular Body Quick, 2x50ml + kanyly

1756,- 1409,-

## Express XT Putty

Pro ruční míchání, vhodné pro obě techniky otiskování. Dvě konzistence: SOFT (žlutý) s nižší finální pevností pro jednodušší vyjímání z úst, QUICK (zelený) rychle tuhne, s vyšší pevností a excelentními vykreslujícími vlastnostmi.

Nově levněji!



Putty Soft nebo Putty Quick, 250 ml báze, 250ml katalyzátor

2218,- 1827,-

## Express XT Penta – míchací kanyly

Nově levněji!



50ks červené

1915,- 1573,-

## Speedex

Putty Soft - NOVINKA



set 1599,- 1418,-

Putty 910ml / Putty Soft 910ml 1299,- 1159,-

Light Body 140ml 539,- 476,-

Aktivátor 60ml 759,- 674,-

## Zetaplus/Zetaplus Soft



Kit Zetaplus/Zetaplus Soft 1199,- 1055,-

Putty Putty Soft 900ml 879,- 775,-

Oranwash L/VL 140ml 419,- 368,-

Indurent gel 60ml 299,- 269,-

## Elite HD+

**PUTTY:** Vysoce kvalitní A-silikon, měkký tmel pro všechny metody otiskování.

2 rychlosti tuhnutí:

**Fast soft:** rychle tuhne, pro dvoukrokovou metodu otiskování.

**Normal soft:** normální rychlost tuhnutí, pro metodu dvojího míchání.

**KRÉM:** korekční hmota pro Elite HD+ putty pro dokonalou reprodukci detailů.

Dvě rychlosti tuhnutí: fast pro dvoukrokovou techniku a normal pro metodu dvojího míchání.



Putty Soft 2x250ml Normal/Normal Soft 1819,- 1598,-

Light body 2x50ml Normal/Fast Regular Body 2x50ml Normal 1199,- 1089,-

## Hydrogum 5

Vynikající bezprašný alginát s vysokou objemovou stálostí. Velmi vhodný pro ordinace, které nemají laboratoř v bezprostřední blízkosti. Ovocná chuť, fialová barva, antidávivá složka.



12 x 453 g (1 ks = 258 Kč) 3708,- 3096,-

453g 309,- 279,-

## Tropicalgin

Oblíbený bezprašný alginát s barevným indikátorem fáze tuhnutí. Velmi lehce míchatelný s rychlým tuhnutím (60 vteřin). Velmi oblíbená příchut tropického ovoce, barevná změna: červená – oranžová – žlutá.



12 x 453 g (1 ks = 228 Kč) 3348,- 2736,-

453g 279,- 249,-

## Orthoprint

Alginátová hmota s vanilkovou příchutí vhodná pro děti i dospělé. Extra rychlé tuhnutí (45 vteřin). Ideální pro ortodonci, díky super rychlé práci a antidávivé složce. Žlutá barva, vysoce elastická.



12 x 500 g (1 ks = 228 Kč) 3348,- 2736,-

500g 279,- 249,-

## Hydrocolor 5

Alginátová otiskovací hmota s 5-ti denní rozměrovou stabilitou. Barevný indikátor tuhnutí - od tmavě fialové po světle modrou. Snadné bezprašné míchání.



453g 309,- 289,-

## Phase Plus

Oblíbený bezprašný alginát s barevným indikátorem fáze tuhnutí. Po ztuhnutí je rigidní, má vlastnosti blízké silikonům - kresba jemných detailů, pevnost, odolnost proti prasklínkám



453g 259,- 234,-

## Imprint 4 Penta

Nově levněji!

Inovativní A-silikonová otiskovací hmota, jejíž výhodou je špičková přesnost, časová úspora a pohodlná manipulace. Aktivní samozahřívání pro zrychlené tuhnutí (pouze 75 sekund).



Imprint 4 Penta Putty, Penta Heavy nebo Penta Super Quick Heavy 2xbáze 300ml, 2xkatalyzátor 60ml

6406,- 5629,-



## Dry Mouth Gel

Gel na suchá ústa



10ks sortiment: 4x máta, 2x malina, 2x pomeranč, 2x citron

3240,-

3030,-

10ks malina

3240,-

3030,-

## GC Repair Kit

**Balení:** G-Premio BOND 5x unidose, CERAMIC PRIMER II 5x unidose, Gradia Plus OA1 (opáker pro překrytí dostaveb na bázi kovu) tuba 2 ml, technický průvodce, aplikátory a mikroštetěčky



balení

3310,-

2785,-

## G-Multi Primer

Zajišťuje trvalou adhezi ke všem typům náhrad, kombinuje tři různé monomery k dosažení perfektní adheze ve všech situacích.



5ml

2210,-

1855,-

## G-aenial Anterior / Posterior / Flo X



sleva více než: 27%

Flo X: A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 (3,6g)

Anterior: 2,7 ml (4,7 g) XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

Posterior: 2,7 ml (5,5 g) P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE, P-IE

tuba

2060,-

1489,-

## G-aenial Universal



**Odstíny:** XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

Promo pack A2 nebo A3; 2x 1 ml

2300,-

1770,-

tuba 1x1ml

1150,-

980,-

## G-aenial Universal Flo

sleva více než:

29%



Odstíny: BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3, JE a AE

Tuba: 3,4g

2140,-

1499,-

## G-aenial Bond

To nejlepší z adheziv 7. generace s novým přístupem volitelného leptání.



sleva více než:

32%

5ml

3390,-

2285,-

## G-Bond Starter Kit

Samoleptací, světlem tuhnoucí jednosložkové adhezivum 7. generace, celá aplikace během 30 s.

sleva více než:

45%



**Starter Kit:** 5 ml, 50x mikrotip štětěčky, mikrotip aplikátor a míchací miska

3950,-

2175,-

## G-Premio Bond



sleva více než: 22%

3-Bottle Pack: 3x5ml

7500,-

5849,-

1 lahvička 5ml

2940,-

2349,-

## MI Varnish

Bioaktivní, fluoridační ochranný lak (varnish) s obsahem kalcia a fosfátu "Ochrana jediným tahem štětce".



Intro Pack; 10x 0,4 ml (5x jahoda, 5x máta), 20x štětceček

1010,-

788,-

Refill Pack; 35x 0,4 ml (jahoda / máta), 50x štětceček

3050,-

2270,-

## Tooth Mousse

Bioaktivní, dentální ochranný krém, který obnovuje minerální rovnováhu v ústech a stimuluje produkci slin.

**Příchuť:** meloun, jahoda, máta, vanilka a tutti frutti.



5-Pack: 5 ks sortiment

3040,-

2375,-

10-Pack: 10 ks sortiment nebo jedna příchuť

5600,-

4490,-

## MI Paste Plus

Stejně účinky jako GC Tooth Mousse, navíc obsahuje fluorid **Příchuť:** jahoda, máta, tutti frutti, vanilka a meloun



5-Pack: 5 ks sortiment

3270,-

2565,-

10-Pack: 10 ks sortiment nebo jedna příchuť

6220,-

4875,-

## Injection Moulding Kit

Vysoce odolný výplňový kompozit s výjimečnou pevností a odolností proti opotřebení díky kombinaci ultrajemného plniva s obsahem baria a GC vylepšené technologii silanizace částic



1x kartuše EXACLEAR,  
3x G-aenial Universal  
Injectable (A1, A2, A3)

4370,-

3270,-

3ml

2970,-

2475,-

## Ceramic Primer II

Adhezivum pro vytvoření silné vazby během fixace mezi všemi estetickými nepřímými náhradami a cementy na bázi pryskyřice, nebo při opravách přímých kompozitních náhrad.



## DiaPolisher Paste



Diamantová lešticí pasta GC DiaPolisher Paste byla vyvinuta pro další vylepšení estetických výsledků kompozitních výplní zhotovených z materiálů G-aenial, Kalore, Gradia Direct nebo Gradia

2g

1490,-

1251,-

## EQUIA Forte HT



Bulkový sklohybridní výplňový systém. Posouvá sklohybrid na vyšší úroveň - pro sklohybridní materiály je použita směs částic s různou velikostí. Pevnost i manipulace byly ještě vylepšeny u EQUIA Forte HT rozvinutím inteligentní kontroly distribuce a vzájemného působení těchto skleněných částic. Pevnější a nelepivý materiál, vynikající pro bulkové výplně, i pro zatěžované výplně II. třídy.

Refill á 50 kapslí v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment.

5330,-

4075,-

Klinické balení obsahuje: 200 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny A2, A3, B2.

17500,-

14665,-

Promo balení obsahuje: 100 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny: A2, A2-A3, A3, A3-B2.

10440,-

8325,-

Intro balení obsahuje: 20 kapslí, 20 ks unitdosa EQUIA Forte Coat a 25 jednorázových štětečků v odstínech - odstíny A2, A3, B2.

3020,-

2535,-

## EQUIA Forte Coat FlipCap

Bulkový sklohybridní výplňový materiál pro pacienty od 7 let a výše. Rychle tuhnoucí, estetický výplňový materiál s jedinečnou SKLOHYBRIDNÍ technologií s vysokou odolností proti prasklinám a opotřebení s uvolňováním fluoridu.



4ml

2590,-

2098,-

## Fuji Cem Evolve



Skloionomerní cementy jsou chloubou GC díky dokonalé kvalitě, kterou prokázaly nezávislé klinické studie po celém světě.

Triple Pack: 3x 9,2g +  
45x koncovka

7590,-

5990,-

Single Pack: 9,2g + 15x  
koncovka

2990,-

2065,-

## Exaclear

Inovativní, čirý VPS materiál vhodný pro náročné estetické případy s vynikajícími výsledky. Vysoká úroveň transparence zajišťuje skvělou možnost vizuální kontroly a viditelnost detailů. Bezkonkurenční průsvitnost umožňuje velmi efektivní polymeraci přes silikon.



kartuše  
2x51g

1990,-

1850,-

## everStick Perio

Estetické řešení pro parodontální dlahování šetrné pro pacienty



1x8cm

2570,-

1975,-

everStick INTRO: everStick C&B  
8 cm, everStick PERIO 8 cm,  
silikonový nástroj StickREFIX D

3610,-

2785,-

## everX Flow



Zatékavý kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny určený pro náhradu dentinu. Nejsilnější náhrada dentinu pro zpevnění velkých kavít. Vynikající odolnost proti zlomení, téměř shodná s dentinem, a to díky vysokému podílu krátkých vláken, která jsou pevně vázána na živčinnou matici.

stříkačka 2ml (3,7g),  
bulkový nebo  
dentinový odstín,  
20x koncovka

1890,-

1355,-

## everX Posterior

Vlákný zesílený kompozit pro náhradu dentinu. Obsažená krátká vlákna z něj činí perfektní materiál pro zesílení všech rozsáhlých kompozitních výplní. Vlákna zabraňují vzniku a šíření prasklin - odolnost odpovídá dentinu.



15 unitipů x  
0,13 ml

2440,-

2030,-

50 unitipů x  
0,13 ml

7350,-

5999,-

## everStick C&amp;B

Skelnými vlákny vyztužené materiály. Spolehlivé, minimálně invazivní, extra pevné, estetické. Pro minimálně invazivní kompozitní můstky vyztužené vlákny



1x8cm

2780,-

2165,-

everStick INTRO: everStick C&B  
8 cm, everStick PERIO 8 cm,  
silikonový nástroj StickREFIX D

3610,-

2785,-



## GC Fuji I kapsle



Odstín: světle žlutá

akční  
cena

50 kapslí

2970,-

## GC G-CEM kapsle



Odstín: A2, AO3, TL, BO1, sortiment

akční  
cena

50 kapslí

sleva více  
než:

20%

5598,-

## GC Fuji Triage kapsle



Odstín: růžová, bílá

akční  
cena

50 kapslí

3280,-

## GC Fuji IX GP kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

akční  
cena

50 kapslí

3545,-

GC Fuji IX GP FAST  
kapsle

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

akční  
cena

50 kapslí

sleva více  
než:

20%

3545,-

GC Fuji IX GP Extra  
kapsle

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

akční  
cena

50 kapslí

3888,-

GC Fuji II LC  
Improved kapsle

Odstín: A2, A3, B3

akční  
cena

50 kapslí

4030,-

## GC Fuji Plus kapsle



Odstín: A3, žlutá

akční  
cena

50 kapslí

3835,-

## GC Fuji Plus plv./liq.



Odstín: A3

akční  
cena

1-1

3435,-

GC Fuji II LC  
Improved plv./liq.

Tekutina 6,8g

Prášek 15g

3-2 balení: 3 x 15g prášku (A2, A3,  
B3) a 2 x 8g tekutiny

1690,-

1990,-

7975,-

## Fuji I 1-1



Odstín: světle žlutá

akční  
cena

1-1 (plv. + liq.)

2975,-

## GC Fuji Triage 1-1



Odstín: růžová, bílá

akční  
cena

1-1

2375,-

## G-CEM LinkAce

Duálně tuhnoucí samoadhezní univerzální pryskyřičný cement pro adhezní fixaci všech protetických materiálů.

**Odstíny:** A2, AO3, BO1 a Translucent.

**Balení:** 2 stříkačky á 4,6 g (2,7 ml), 15 kanyl a 5 endo kanyl.



balení 4700,- 3580,-

## G-CEM LinkForce

Univerzální duálně tuhnoucí adhezní fixační cement pro všechny indikace a všechny materiály.

**Starter kit:** 1x8,7g G-CEM LinkForce A2 nebo TL, 20x GC Automix Tip Regular, 1x5ml G-Multi PRIMER, 1x5ml G-Premio BOND, příslušenství.



Refill A2 / Translucent; 8,7 g	4800,-	3700,-
Starter Kit: A2 / Translucent	6090,-	5210,-
Starter Kit: Translucent + G-Premio Bond navíc	7560,-	6490,-

## G-CEM Veneer

Světlem tuhnoucí pryskyřičný cement určený pro fixaci estetických fazet.



**Starter Kit:** 2x G-CEM Veneer Refi I (1 ml / 1.7 g) A2 & TR, 2x Try-in Paste Refi I (2 ml / 1.5 g) A2 & TR, 5ml 5ml G-Multi PRIMER, 5ml G-Premio BOND, 45x koncovky pro G-CEM Veneer, 2x ochranný kryt stříkačky, 50x mikroštetěček, 20x dávkovací miska

7990,-	6050,-
<b>Refill:</b> 1,7g (A2, Translucent, Opaque, Bleach)	1150,- 870,-

## Essentia Universal



Essentia Universal – Univerzální světlem polymerující kompozit s kondenzovatelnou konzistencí

1 tuba 3,4g 1670,- 1298,-  
(Promo Pack) 4x3,4g 4245,-

## Essentia

Světlem tuhnoucí, radioopákní, univerzální výplňový materiál. Pouze 7 odstínů pro všechny klinické situace.

**Odstíny:** LD, MD, DD, LE, DE, U a ML. K dispozici čtyři modifikátory (RBM, B?, WM a OM) vyvinuté pro rychlou charakterizaci vašich výplní.

**Starter Kit:** stříkačky: 7x2ml (1 od každého odstínu), 20 aplikačních koncovek a příslušenství.

**Modifier Kit:** 2x2,4ml (1 od každého odstínu)



1 tuba, libovolný odstín	1670,-	1298,-
Starter Kit	10500,-	10365,-
Modifier Kit	5760,-	4863,-

## Essentia HiFlo/LoFlo



HiFlo/LoFlo – zatékavé fotokompozity  
HiFlo – vysoká zatékavost  
LoFlo – nízká zatékavost

1 tuba – 3,4g 1690,- 1365,-

## Gradia Direct



**Anterior Syringe:** 2.7 ml v odstínech XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT, CVT

**Posterior Syringe:** 2.7 ml v odstínech P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT

**X Syringe:** 2.7 ml (5 g) v odstínech X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-AO2, X-WT

1750,- 945,-

## Gradia Direct Flo/LoFlo



**Flo:** 2x 1,5g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry

**LoFlo:** 2x 1,3g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry

1690,- 1235,-

## Gradia Core

Duálně tuhnoucí kompozit pro estetické dostavby a fixaci kořenových čepů.



**Kit:** 1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství

6520,-	5350,-
--------	--------

**Intro kit:** 1x GRADIA CORE Kit (1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství); 1x GRADIA CORE Dispenser (dávkovací pistole).

6740,-	5550,-
--------	--------

Refill: kartuše 10ml, 3250,- 2790,-

## GC Fuji IX GP 1-1



Odstín. A3

1-1 3030,- 2575,-

## GC Fuji IX GP 3-2



Set obsahuje: A2, A3 a B3 prášku, 2x 6,4ml tekutiny

3-2 7250,- 5875,-

## GC Fuji IX GP Extra 1-1



Odstín. A2, A3

1-1 3210,- 2655,-



SDI

# AMALGÁMY/BONDY

## PERMITE

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slítina obsahem stříbra s 56%. Je velmi pevný, snadno leštitelný a lehce tvarovatelný.

### 56% STŘÍBRA



## GS-80

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slítina obsahem stříbra s 40%. Vyznačuje se vysokou pevností a stabilitou v kavitě.

### 40% STŘÍBRA



### 50 kapslí

normálně tuhnoucí  
pomalu tuhnoucí

#### 400 mg

Kód: SD4001303 EKO

Kód: SD4001404 EKO

**1.590,-**  
~~2.118,-~~

#### 600 mg

Kód: SD4002303 EKO

Kód: SD4002404 EKO

**2.090,-**  
~~2.825,-~~

#### 800 mg

Kód: SD4003303 EKO

Kód: SD4003404 EKO

**2.690,-**  
~~3.671,-~~

### 300 kapslí

normálně tuhnoucí  
pomalu tuhnoucí

#### 400 mg

Kód: SD4031303 EKO

Kód: SD4031404 EKO

**8.940,-**  
~~11.765,-~~

#### 600 mg

Kód: SD4032303 EKO

Kód: SD4032404 EKO

**11.440,-**  
~~15.693,-~~

#### 800 mg

Kód: SD4033303 EKO

Kód: SD4033404 EKO

**15.740,-**  
~~20.393,-~~

### 50 kapslí

normálně tuhnoucí  
pomalu tuhnoucí

#### 400 mg

Kód: SD4401303 EKO

Kód: SD4401404 EKO

**990,-**  
~~1.236,-~~

#### 600 mg

Kód: SD4402303 EKO

Kód: SD4402404 EKO

**1.290,-**  
~~1.720,-~~

#### 800 mg

Kód: SD4403303 EKO

Kód: SD4403404 EKO

**1.590,-**  
~~2.053,-~~

### 300 kapslí

normálně tuhnoucí  
pomalu tuhnoucí

#### 400 mg

Kód: SD4431303 EKO

Kód: SD4431404 EKO

**5.490,-**  
~~6.868,-~~

#### 600 mg

Kód: SD4432303 EKO

Kód: SD4432404 EKO

**7.490,-**  
~~9.556,-~~

#### 800 mg

Kód: SD4433303 EKO

Kód: SD4433404 EKO

**8.990,-**  
~~11.404,-~~

## ZIPBOND

Zipbond Universal je jednosložkové univerzální adhezivum uvolňující fluoridy, kompatibilní s technikami samoleptání, selektivního leptání a celkového leptání. Zipbond Universal dosahuje reprodukovatelnou a spolehlivou pevnost vazby u různých zubních struktur a nepřeborného množství zubních výplní.



vzorek  
na vyžádání

Balení: 50 × 0.1ml SingleDose,  
50 × aplikační štětečky, držák SingleDose

Kód: SD8100501

**1.890,-** ~~2.109,-~~

Balení: 5ml

Kód: SD8100502

**1.890,-** ~~2.240,-~~

## STAE

Jednosložkový adhezivní systém 5. generace na sklovinu i dentin. Obsahuje radikální resinový systém, který výrazně snižuje velikost spáry a smršťování. Rozpouštědlo je směs acetonu a vody a účinkuje na suchém i vlhkém povrchu.



Balení: 5ml

Kód: SD8100201

**890,-** ~~1.444,-~~

## GO!

Jednosložkový, samoleptací, světlem tuhnoucí vazebný prostředek 7. generace uvolňující fluoridy, vhodný pro sklovinu a dentin. Není potřeba protřepávat lahvičku, leptat ani oplachovat dentin, stačí pouze jedna tenká vrstva materiálu.



Balení: 5ml, 50 × aplikační štěteček, míchací podložka

Kód: SD8100400

**1.980,-** ~~3.487,-~~

# SDI | KOMPOZITNÍ VÝPLNĚ

## LUNA PROMO PACK ZIPBOND

Univerzální nanohybridní výplňový materiál ve výhodném balení obsahující 4 stříkačky a 5ml univerzálního jednosložkového adheziva.



Balení Promo pack: 4x 4g stříkačka (odstíny: 2x A2, 2x A3) + 5ml zipbond

Kód: SD8400129

**2.790,-** ~~4.351,-~~

## LUNA PROMO PACK STAE

OPĚT V NABÍDCE!

Univerzální nanohybridní výplňový materiál ve výhodném balení obsahující 4 stříkačky a 5ml jednosložkového adhezivního systému 5. generace na sklovinu i dentin.



Balení Promo pack: 4x 4g stříkačka (odstíny: 2x A2, 2x A3) + 5ml stae

Kód: SD8400125-II

**1.990,-** ~~3.511,-~~

## LUNA

Luna je ideální univerzální nanohybridní výplňový materiál pro každodenní použití ve frontálním i distálním úseku. Jednoduchý estetický kompozitní systém s výbornou leštitelností, pevností a odolností.



**1+1  
ZDARMA**

Balení: 4g stříkačka  
Odstíny: XB, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, C1, C2, D2, bleach, Incisal, OA2, OA3, OA3.5

Kód: SD8401080-99

**1.947,-**

## AURA BULK FILL

Ultra univerzální bulk kompozitní materiál nové generace. Představuje spojení nové kompozitní pryskyřice s nízkým smršťováním a nového plniva s vysokou hustotou (UHD). Aura je určena pro rychlé posteriorní výplně, kdy není nutné překrývat sklovinou. Určeno pro dosažení velké hloubky vytvrzení a vysoké pevnosti.



**1+1  
ZDARMA**

Balení: 4g stříkačka

Kód: SD8560012

**2.110,-**

## AURA EASYFLOW

Světlem tuhnoucí zatékavý kompozit, optimalizovaný tak, aby zajistil správnou funkci u každé použité vrstvy. Aura Easyflow je konstruována tak, aby maximalizovala klinický úspěch, ať už se používá jako radioopákní vložka pod přímou výplň nebo pro povrchovou opravu defektů v estetických zónách.

**DÁREK  
ZDARMA  
od výrobce**

**1x ZIPBOND**  
Při nákupu AURA EASY FLOW intro kit obdržíte 1x ZIPBOND refill ZDARMA - posílá výrobce

Balení: 1x 2g stříkačka, 5x koncovka  
Odstíny: AE1, AE2, AE3, AE4

Kód: SD8566010-13

**690,-** ~~737,-~~



Balení Intro kit: 4x 2g stříkačka (1x AE1, 1x AE2, 1x AE3, 1x AE4)

Kód: SD8566000

**2.892,-**

**1.490,-** ~~1.581,-~~



„S novým materiálem firmy SDI Aura Easy flow pracuji velmi rád - příjemná konzistence, velmi dobrá aplikace materiálu, výborná zatékavost a dobrá estetika.“

Doc. MuDr. Stanislav Komárek, CSc.,  
Stomatologická praxe Hradec Králové



# SDI | FIXAČNÍ CEMENTY

## RIVA CEM

Riva cem je chemicky tuhnoucí, rentgen kontrastní, pryskyřicí modifikovaný skloionomerní upevňovací cement pasta/pasta uvolňující fluoridy. Je určen k definitivnímu cementování metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátů. Je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světlem.

SKLOIONOMERNÍ



Balení: 8.5g stříkačka

Kód: SD8800700

**1.590,-** ~~2.009,-~~

## SET PP

Samoleptací samoadhezivní pryskyřicí modifikovaný duálně tuhnoucí fixační cement pro finální cementování náhrad z kovu, pryskyřice a keramiky. Produkt byl za vysokou kvalitu oceněn nejvyšším možným počtem bodů v časopise Dental Advisor.

KOMPOZITNÍ



Balení: 2x 7g stříkačka automix,  
28x aplikační koncovka  
Odstíny: A1, A2, OA3,  
bílý opákní, translucent

Kód: SD8805101-05

**2.490,-** ~~4.566,-~~

EKO balení: 7g stříkačka automix,  
14x aplikační koncovka  
Odstín: A2

Kód: SD8805102EKO

**1.790,-** ~~2.506,-~~

## RIVA LUTING

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí skloionomerní fixační cement. Díky vynikající adhezí k zubům, vysokému uvolňování fluoridu a zatékavosti, je použitelný pro široké spektrum klinických aplikací. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Balení: 35g prášek, 24.3ml tekutina

Kód: SD8650508

**3.190,-** ~~3.832,-~~

Balení: 50x kapsle

Kód: SD8650008

**1.990,-** ~~2.314,-~~

# SDI | OSTATNÍ

## SUPER ETCH

Super Etch s obsahem 37% kyseliny fosforečné pro použití na sklovinu a dentin. Podporuje průnik a formaci přilnavé pryskyřice. Super Etch s nízkou viskozitou je vhodný pro tmelý tvořené napůl gelem a napůl tekutinou. Super Etch se může pochlubit vysokou tekutostí pro dosažení větší plochy a hlubšího průniku do jamek a fisur.



Balení: 12g stříkačka, 25x aplikační koncovka  
Kód: SD8100052

**990,-** ~~1.339,-~~

Balení: 2x 31g stříkačka, 50x aplikační koncovka  
Kód: SD8100059

**1.990,-** ~~2.667,-~~

## POLISHING PASTE

Lešticí pasta SDI propůjčuje kompozitům, kompomerům, amalgámům, porcelánu, keramice a zlatým výplním zrcadlový vzhled. Aglomerované částice oxidu hlinitého z primárního krystalu vytvářejí hladké a zářivé povrchy.



Balení: 4g stříkačka

Kód: SD8100150

**490,-** ~~622,-~~

SDI

# SKLOIONOMERNÍ CEMENTY

## RIVA SELF CURE

Riva self cure je radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, pro ART techniku, podložky, výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.



**Kolik stojí Váš čas?**  
Riva SC ve verzi FAST



Balení: 15g prášek / 6.9ml tekutina  
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4,  
B2, B3, T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8610501-23

**1.149,-** ~~1.305,-~~



**riva self cure**  
Balení: 45× kapsle  
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8606202, 3  
~~SD8606302, 3~~

**2.690,-** ~~3.665,-~~

**odstíny A2, A3**  
45 kaps./ bal.



**riva self cure**  
Balení: 50× kapsle  
Odstíny: A1, A3.5, A4,  
B2, B3, sortiment,  
T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8600001-13  
~~SD8605001-08~~  
SD8610000

**odstíny ostatní**  
50 kaps./ bal.

**3.490,-** ~~4.461,-~~

## RIVA LIGHT CURE

Riva light cure je radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřičí modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetění fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.



Balení: 15g prášek / 7.2ml tekutina  
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4,  
B4, C2, C4

Kód: SD8700501-14

**1.399,-** ~~1.635,-~~



**riva light cure**  
Balení: 45× kapsle  
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8700062, 3

**riva light cure HV**  
Balení: 45× kapsle  
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8730052, 3

**2.690,-** ~~3.623,-~~

**odstíny A2, A3**  
45 kaps./ bal.



**riva light cure**  
Balení: 50× kapsle  
Odstíny: A1, A3.5, A4, B2, B3,  
B4, C2, C4, b, sortiment

Kód: SD8700001, 04-16  
SD8710000

**riva light cure HV**  
Balení: 50× kapsle  
Odstíny: A1, A3.5, B1

Kód: SD8730001, 04-16

**odstíny ostatní**  
50 kaps./ bal.

**3.490,-** ~~4.578,-~~

## RIVA STAR

Riva star je biofilm a eliminátor citlivosti obsahující stříbro, jodid a fluorid. Tento patentovaný systém je 2krokový a je indikován k desenzibilizaci cervikálního zubu a remineralizaci dětského zubu. Tento produkt může zmírnit bolesti zubů u pacientů s aktivními lézemi a s přecitlivělým dentinem. Využití nalezne také u pacientů, kteří mají potíže s tolerováním anestezie.

**dospělým  
pomáhá,  
děti léčí**



Balení: 10× Riva silver kapsle,  
10× Riva green kapsle, 2× gingivální bariéra

Kód: SD8800505

**2.390,-** ~~3.230,-~~

Balení: 1.5ml Riva silver tekutina,  
3ml Riva green tekutina

Kód: SD8800535

**2.390,-** ~~3.869,-~~

## RIVA PROTECT

Riva Protect je ideálním produktem pro pacienty s velkým počtem zubních kazů – přilne přímo na zub, posílí spodní strukturu a efektivně zub ochrání před škodlivými bakteriemi a kyselinami.



Výběr: normálně tuhnoucí / rychle tuhnoucí  
Odstín: růžový, bílý  
Balení: 50× kapsle,

Kód: SD8680000, SD8685000  
SD8690000, SD8695000

**4.490,-** ~~5.329,-~~

Odstín: růžový, bílý  
Balení: 15g prášek, 9.1ml tekutina, 10ml conditioner

Kód: SD8680501, SD8690501

**1.990,-** ~~2.488,-~~

