

Vata buničitá dělená

Hartmann, 4x5cm,
500ks~~44,-~~

39,-

Batist, 4x5cm
2x500ks~~62,-~~

56,-

Vata buničitá přířezy

1kg,
Batist~~98,-~~

88,-

500g,
Hartmann~~71,-~~

65,-

Zubní válečky Dentalpad

Průměr 8mm
nebo 10mm~~235,-~~

209,-

Mikroaplikátory

Regular, Fine,
Superfine á 100ks~~187,-~~

167,-

Kompresy nesterilní

nesterilní
5x5cm~~39,-~~

31,-

nesterilní
7,5x7,5cm~~64,-~~

54,-

Kompresy sterilní



sterilní 5x5cm

~~95,-~~

85,-

sterilní
7,5x7,5cm~~139,-~~

129,-

Adhesor N



sleva více než:

30%

set

~~256,-~~

175,-

Ultrapak

Vláknó ze 100% bavlny propletené do tvaru uzavřeného tubulu se během zavádění stlačí, takže se dobře napěchuje do sulku.

sleva více
než:

25%

Sada 4 ks: 1 x 00, 0, 1, 2 +
stojánek~~1780,-~~

1335,-

0 - 3

~~440,-~~

327,-

00

~~480,-~~

355,-

000

~~560,-~~

420,-

Palodent V3 360

Systém sekčních matric pro
snadné zhotovování přirozeně
vypadajících výplní kavit II.
třídy.Poskytuje předvídatelný a těsné
kontakty, těsný uzavěr při
dásních, redukované
dokončování a leštění.Pět velikostí matric 3,5 mm, 4,5
mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm.Intro kit: 4 x 25 ks Palodent V3
matrice, 3 x 25 ks Wedges, 3 x
10 ks WedgeGuards, 1 ks
Universal Ring, 1 ks Narrow
Ring, kleště, pinzeta a
příslušenství.Intro kit + 2x
kroužek úzký~~20927,-~~

14935,-

matrice 360 - 50 ks

903,-

3+1
ZDARMA
(na Palodent V3
matrice)

ViscoStat

- viskózní hemostatický koagulační gel s 20% síranu železnatého
- hloubková aktivní hemostáza během několika sekund
- brání kontaminaci sulkulární tekutinou během bondování
- velmi šetrný k tkáním

sleva více
než:

25%

Intro Kit: 4x 1,2 ml
Viscostat + 20 kanyl~~1090,-~~

815,-

Indispense Kit: 1x 30ml
ViscoStat + 20 kanyl~~2180,-~~

1635,-

Indispense: 1x
30ml ViscoStat~~1300,-~~

975,-

ViscoStat Clear

- hemostatický viskózní gel s 25% chloridu hlinitého
- transparentní gel pro estetické zóny
- zůstává v sulku, nezanechává rezidua, nestéká
- vynikající pro provedení preparace a dostavby v jednom dni

sleva více
než:

25%

Intro Kit: 4x 1,2 ml
Viscostat + 20 kanyl~~1090,-~~

815,-

Indispense Kit: 1x 30ml
ViscoStat + 20 kanyl~~2180,-~~

1635,-

Indispense: 1x
30ml ViscoStat~~1300,-~~

975,-

Prázdninová změna
pracovní doby

Po - Pá: 7:30 – 14:00

Děkujeme za pochopení

Přejeme krásné prázdniny

ORBI-Sept dezinfekce
vrtáčků

Pro čištění a profylaktickou dezinfekci zubních vrtáčků a rotačních nástrojů. Vhodný také pro ultrazvukové čističky.



2,5l

570,-

529,-

ORBI-Sept dezinfekce
nástrojů

Koncentrát pro přípravu dezinfekčního roztoku pro ruční čištění a profylaktickou dezinfekci termolabilních a termolabilních nástrojů ponořením do lázně.



2,5l

1095,-

999,-

ORBI-Sept dezinfekce
odsávacího zařízení

Vysoce účinný koncentrát pro čištění, dezinfekci a péči o odsávací systémy zubních souprav. Je bez aldehydu, nepění. Díky vysoké čistící síle odstraní i odolné usazeniny. Široké spektrum působení, vysoká kompatibilita, použitelný i v systémech se separátory amalgámu. Pravidelné používání zamezuje vzniku nepříjemných pachů.



2,5l

665,-

625,-

KaVo sprej



1ks

1285,-

846,-

Cognoscin



75ml

305,-

285,-

Sekudrill

Desinfekce rotačních nástrojů
K dezinfekci a čištění stomatologického rotačního instrumentária z oceli, tvrdokovu, diamantu, elastických leštících nástrojů, keramických brusných tělísek a kořenových nástrojů



2l

609,-

515,-

Pola Day 6%

pH neutrální gel s obsahem hydrogen peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou chuť a obsahuje inikátní prvky, které zabraňují poaplikační citlivosti.



balení: 10x1,3g
stříkačka

2716,-

1785,-

balení: 4x1,3g
stříkačka

1310,-

1085,-

Pola Night 16%

PH neutrální gel s obsahem Karbidu peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou chuť, je průhledný a obsahuje inikátní prvky, které zabraňují poaplikační citlivosti.



balení: 45x1,3g
stříkačka

6135,-

3950,-

balení: 10x1,3g
stříkačka

2335,-

1785,-

balení: 4x1,3g
stříkačka

1310,-

1085,-

Opalescence GO 6%

Profesionální bělení zubů na doma - okamžitě k použití Opalescence Go 6%

Jednorázový nosič předplněný bělícím gelem s 6% peroxidu.

Pacient Kit: 10 dolních a 10 horních nosičů.

Mini Kit: 4 dolní a 4 horní nosiče



sleva:

25%

Mini kit

1090,-

820,-

pacient kit -+ Opalescence
pasta 133g CoolMind

2060,-

1550,-

Rukavice latexové bez
pudru Beybi

Velikost S,M

390,-

350,-

Rukavice latexové
bez pudru MaxterVelikost
S,M, 100ks

390,-

350,-

Rukavice nitrilové
GN90Velikost S,M
200 ks

1080,-

970,-

Evetric

Nano-optimalizované, světlem tuhnoucí kompozitum pro zhotovování estetických výplní ve frontálním i distálním úseku. Evetric formule obsahuje tři různé typy nanočástic: nano-plniva, nano-barevné pigmenty a nano-modifikátor. Tyto nanočástice jsou zodpovědné za dobré fyzikální vlastnosti, výjimečnou kombinaci odstínu a vynikající modelaci bez lepení na nástroj.

Kupte stříkačky odstínu A2 a získáte 1 stříkačku A3 v hodnotě 909,- ZDARMA



3x stříkačka 3,5g

~~2727,-~~

1818,-

Evetric Systém Kit

Světlem tuhnoucí, rentgen kontrastní nanohybridní kompozitum pro výplňové ošetření. **System Kit obsahuje:** 4 x 3.5 g v barvách 2x A2 a 2x A3 a 6 g Evetric Bond.



Kupte balení Evetric Systém kit a získáte 2 stříkačky Evetricu (barva dle výběru) ZDARMA

System kit + 2x Evetric Refill 3,5 g

~~5467,-~~

3649,-

2x Evetric
ZDARMA

AdSeal

Definitivní kořenová výplň na bázi epoxy pryskyřice a fosforečnanu vápenatého. Snadné míchání díky formě pasta-pasta, vynikající biokompatibilita. Skvělé těsnící schopnosti, nerozpustný ve slinách, dobrá radioopacita. Nezabarvuje dentin a sklovinu. Balení obsahuje: 13,5 g v duální stříkačce, míchací špachtli a bloček.



3,5g

~~1199,-~~

1045,-

Tetric Prime

Tetric Prime je nový kompozitní materiál s krémovou konzistencí (lze snadno tvarovat) pro výplně III. třídy, IV. třídy a V. třídy. Snížená lepivost Tetric Prime usnadňuje vytváření anatomických struktur. Má jen 12 odstínů - Universální: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2 a C2. Dentinové: A2D a A3.5D. Translucentní: T a Bělný: BLL.



stříkačka - 3 g

~~1669,-~~

1595,-

Vertise Flow

Samoadhezivní flow kompozitní materiál pro malé výplně třídy I. a II., liner, pečetění fisur a opravy keramiky.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, UO, XL a T.



sleva více než:

30%

refill - 2 x 2 g |

~~2340,-~~

1633,-

All-Bond Universal

Spojuje spolehlivost totálního leptání, pohodlí samoleptání flexibilitu selektivního leptání. Garantuje univerzální kompatibilitu s chemicky, světlem i duálně tuhnoucími kompozitními pryskyřicemi a cementy. Využijete jej při všech přímých i nepřímých bondovacích technikách.



4ml

~~2210,-~~

1885,-

OptiShade

Pouhé 3 odstíny pokryjí škálu všech 16 odstínů VITA. ART technologie pro výjimečnou pevnost a nepřekonatelnou estetiku. Jednoduché použití - vynikající manipulační vlastnosti. Pro všechny zubní kavity bez nutnosti použití podkladového materiálu. **Barvy:** Light, Medium, Dark, Bleach White, Universal Opaque



sleva až:

33%

Stříkačka 4g

~~1575,-~~

1055,-

Unidose 20ks, barvy: Light nebo Medium

~~1890,-~~

1418,-

Alphaflex RA

Leštící a dokončovací gumy vhodné pro opracování zlata, amalgámů a kompozit. Uchycení RA.

Hnědé gumy jsou určeny na předleštění, **zelené** pak na leštění do vysokého lesku.



12ks (1ks = 43Kč)

~~609,-~~

516,-

Flexi Snap

Leštící disky, se kterými dosáhnete excelentního lesku bez zbytečně velkého odebrání hmoty. Dostupné **ve dvou průměrech:** 12 mm nebo 8 mm. **Hrubosti:** extra jemné (bílé) pro leštění do vysokého lesku, jemné (červené) pro předleštění, střední (modré) pro vyhlazení a hrubé (zelené) pro úpravu.



Sada 8x20ks + 2 mandrely

~~1449,-~~

1235,-

Refill 50ks

~~439,-~~

375,-

Duo Link Universal

Kompozitní, duálně tuhnoucí fixační cement pro keramické a kompozitní náhrady. Inovace: výrazně vylepšená RTG kontrastnost, výrazně snazší odstranění přebytků. **Odstíny:** univerzální a mléčný bílý.



8 g

~~2140,-~~

1945,-

Arkansanské kameny

Jemnozrnité aluminium oxidové abrazivní kameny pro rychlé a přesné dokončování skloviny, preparaci zubů, kompozit a porcelánu. K dispozici do turbíny i do kolénka.



1

2

3

4

5

6

12 ks (1 ks = 49 Kč)

~~709,-~~

588,-

ORBI-Flow

Univerzální materiál, optimální zatékavost, mikro hybridní kompozit pro přední a částečně zadní výplně. Je založen na methakrylátových pryskyřicích a anorganických plnivech s velikostí částic 0,05 až 1 um.



2x2g

~~730,-~~

657,-

ProTaper Gold

Jednoduché a plynulé opracování kořenových kanálků. Skvělá řezná schopnost nástroje a nízké rotační tření mezi břittem a dentinem, neaktivní hrot. Výborné mechanické vlastnosti, úžasná pružnost, zvýšená odolnost proti cyklické únavě. **Nástroje ProTaper Gold "shaping"** (SX, S1 a S2) rozšiřují kořenové kanálky a jsou určeny pro techniku "brushing". **Nástroje ProTaper Gold "finishing"** (F1-F5) jsou pružnější a slouží pro opracování a dokončení kořenových kanálků.



Objednejte 3 x 6 ks ProTaper Gold a dostanete ZDARMA sadu ProTaper Gold SX/ F3 6 ks v hodnotě 2188 Kč.

4 x 6ks

8752,-

6564,-

ProTaper Next

Nová generace Protaperů určená pro endo-odborníky hledající všestranný, flexibilní systém pro ošetření většiny kořenových kanálků. Riziko poškození nástroje je výrazně nižší a ještě lépe zachovávají původní anatomii kanálku.



Objednejte 3 x 3ks ProTaper Next a získáte ZDARMA sadu ProTaper Next X1-X3 3 ks v hodnotě 1770 Kč.

4 x 3ks

7080,-

5310,-

Wave One Gold

Pouze jeden nástroj připravuje celý kanálek. Recipokační pohyb (nejdříve dopředu a pak mírně zpět). Vynikající flexibilita a odolnost díky slitině M-Wire. NiTi slitina gold má o 50 % vyšší rezistenci proti únavě materiálu. K dostání ve 4 velikostech a 3 délkách (21, 25 a 31 mm). 200ml



Objednejte 3 x 3ks WaveOne Gold a získáte ZDARMA WaveOne Gold sortiment 4 ks v hodnotě 2579 Kč.

3 x 3ks + 1 x 4ks

8252,-

5673,-

Endomethasone N

Oblíbená RTG kontrastní kořenová výplň bez obsahu paraformaldehydu a dexametasonu.



set

2850,-

2565,-

prášek 14g

2210,-

1985,-

tekutina 10ml

950,-

850,-

Biodentine

Oblíbený bulk-filový biokompatibilní a bioaktivní materiál pro náhradu dentinu v korunkové i kořenové části zubu.

ROZŠÍŘENÁ INDIKACE: Nyní Biodentine™ zachová pulpu, **DOKONCE při výskytu symptomů ireversibilní pulpity!** Schválena možnost ošetření pro ireversibilní pulpitu!

Indikace:

v kořeni: překrytí perforací kořene a pulpální dutiny, vnitřní/vnější resorbe zubu, apexifikace, **v korunce:** hluboké/rozsáhlé kavity, trvalé dentinové výplně, přímé překrytí pulpy, pulpotomie,



15 x 0,7g

7290,-

6485,-

5 x 0,7g

2820,-

2395,-

Septoject

Vynikající jehly pro karpulové stříkačky nebo intraligamentární anestezii. Rozměry: 27G - 21, 25 a 35 mm, 30G - 10, 12, 16, 21 a 25 mm.



100ks

440,-

395,-

MTA Flow

MTAFlow – unikátní mineral trioxid aggregate cement na opravy. Snadno a rychle namícháte správnou hladkou konzistenci pro každou proceduru. Nyní můžete velmi přesně dávkovat až k apexu pomocí kanyly Navi Tip 29ga, ošetříte i místa jinak obtížně dosažitelná. MTAFlow je bioaktivní, podporuje hojení.

sleva více než:

25%

MTA Flow Kit: 8-10 aplikací
1 x MTA Flow prášek (2g)
1 x MTA Flow gel (2ml)
1 x odměrky s 2 odměrnými konci
1 x míchací podložka
20 x kanyla Black Micro
10 x stříkačka Skini
10 x uzávěr Luer Lock



MTA Flow kit

4740,-

3555,-

Parcan N

Nový 3% roztok NaOCl pro výplachy kořenových kanálků. Ideální k výplachům a čištění kořenových kanálků během a na konci instrumentace. Silný bublinkový efekt - nečistoty vyšumí, usnadní a urychlí čištění kanálku. Přípravený k použití - vždy přesná koncentrace NaOCl, bezpečný a čerstvý roztok.



250ml

850,-

760,-

Forendo Paste

Hydroxid vápenatá pasta obsahující jodoform a bázi silikonového oleje. Baktericidní - bakteriostatická - pH >12 - rentgenoktrastní - netuhnoucí. Pro dočasnou a střednědobou léčbu kořenového kanálku. **Pro zabránění vzniku zánětů a pro léčbu infikovaných kořenových kanálků, abscesů, periapikálních lézí, perforací, exsudací, kořenových resorbcí, traumatických zranění, stimuluje apexifikaci a apexogenezi.**



2,2 g + 20 kanyl

1940,-

1645,-

Navitip

Silné rigidní kanylky s měkkými zaoblenými konci, které usnadňují pohyb v zakřiveném kanálku. Kontrolovaná aplikace přípravků až k apexu. Vyrobené z nerezové oceli. **Dostupné ve dvou průměrech:** 30G (0,31 mm) a 29G (0,33 mm). **Délky:** 17 mm (bílá), 21 mm (žlutá), 25 mm (modrá) a 27 mm (zelená). **29G je určeno k aplikaci pastových materiálů:** EndoREZ, UltraCal XS a MTAflow **30G je určeno pro dávkování roztoků, gelů:** File-Eze, 18% roztok Ultradent EDTA, 20% roztok Ultradent Citric Acid.



20ks

1510,-

1445,-

50ks

3260,-

2998,-

Hemocollagene

Biokompatibilní & resorbovatelné hemostatické houbičky. Podporují lokální hemostázu uvnitř rány po extrakci. Zcela vstřebatelné, sterilní & biokompatibilní. Lze je zasunout do rány & držet v poextrakčním lůžku. Kolagen podporuje přilnavost & vzájemné shlukování krevních destiček. **Balení obsahuje 24 jednotlivé, sterilní balených houbiček v blistru.**



24 houbiček

2010,-

1695,-

TheraCal LC

Vylepšená vazba a zapečetění na hluboký vlhký dentin nulová rozpustnost výrazné uvolňování vápníku a alkalické pH stimuluje tvorbu hydroxyapatitu a formaci sekundárního dentinového můstku izolujícího pulpu



Zkušební balení obsahuje 1 g materiálu ve stříkačce, 15 aplikačních kanyl 19G

1090,-

975,-

Základní balení obsahuje 4 x 1 g materiálu ve stříkačce, 15 aplikačních kanyl 22G, 50 kanyl 19G.

3430,-

3085,-

Kofferdam Starter Kit I

Starter Kit I: základní sadu spon se zásobníkem, děrovací kleště, aplikační kleště a ocelový rámeček.

Základní sada spon: 12 ks ve tvarech: 5, 7, 56, 201, 202, 206, 207, 210, 211, 0, 2, 2A



Kit I

~~10369,-~~

9850,-

Kofferdam starter Kit II

Starter Kit II: základní sadu spon se zásobníkem, děrovací kleště, aplikační kleště, 36 ks středních blan, děrovací šablonu a skládací plastový rámeček

Základní sada spon: 12 ks ve tvarech: 5, 7, 56, 201, 202, 206, 207, 210, 211, 0, 2, 2A



Kit II

~~11609,-~~

10995,-

Kofferdamové spony



č. 206



č. 2



č. 207



č. 210



č. 5



č. 7

1ks

~~449,-~~

429,-

Hopíci – barevné skákací kuličky

100ks,
různé barvy~~969,-~~

959,-

Zvířátka Farm



100ks

~~659,-~~

529,-

Zvířátka Zoo



100ks

~~659,-~~

529,-

Prstýnky

100ks, různé
velikosti a barvy~~579,-~~

529,-

Větroně



50ks, různé barvy

~~829,-~~

749,-

Mara Expert Plaque Checker

Profesionální zubní pasta s indikací plaku, účinné čištění zubů díky vizualizaci plaku. ideální pro motivaci dětí a mládeže.

Ekonomická spotřeba, kulička o velikosti hrášku je dostatečná



75ml

~~302,-~~

799,-

Žvýkačky Xylitol



Máta, pepermint, skořice, ovoce, brusinky, zelený čaj, meloun, jablko, jahoda, 30 dražé

~~119,-~~

109,-

Sortiment, kombinace příchutí nebo mix jablko/jahoda, 200x2 dražé (400g)

~~849,-~~

889,-

Máta nebo ovoce, 200 dražé

~~639,-~~

599,-

XyliPOP

XyliPOP dentální lízátko s obsahem xylitolu a calcium laktátu. Bez aspartamu, sorbitolu, laktózy a lepku.



Jahoda nebo borůvka, 6g

~~29,-~~

26,-

Jahoda nebo borůvka, 50 x 6g

~~1049,-~~

999,-

Paroguard



200ml

~~249,-~~

239,-

5l bez pumpičky

~~1209,-~~

1149,-

Pumpička pro 5l

359,-

RelyX U200 Clicker

Samoadhezivní univerzální pryskyřičný cement v ručně míchatelné verzi ve formě pasta/pasta v dispenzeru Clicker.

Silná adheze, vynikající síla vazby k dentinu, sklovině a náhradám, odolnost proti diskoloracím.



Adstringentní retrakční pasta ZDARMA

Kupte 2 balení RelyX U200 Clicker a získáte 1 balení (25kompulí) Adstringentní retrakční pasty ZDARMA

2x RelyX + Adstringentní pasta

9102,-

RelyX U200 Automix

Samoadhezivní univerzální pryskyřičný cement v ručně míchatelné verzi v praktické automix stříkačce.

Silná adheze, vynikající síla vazby k dentinu, sklovině a náhradám, odolnost proti diskoloracím.



Adstringentní retrakční pasta ZDARMA

Kupte 2 balení RelyX U200 Automix a získáte 1 balení (25kompulí) Adstringentní retrakční pasty ZDARMA

2x RelyX + Adstringentní pasta

6476,-

RelyX Fiber Post

Kompozitní čepy se skelnými vlákny. Svou elasticitou se podobají dentinu a proto je zde v porovnání s rigidními kovovými a keramickými čepy nižší riziko kořenových fraktur.



RelyX U200 Automix ZDARMA

Kupte 2 balení RelyX Fiber Post a získáte 1 balení RelyX U200 Clicker odstín A2 ZDARMA

2x RelyX Fiber Post + RelyX U200 Automix

8250,-

Filtek Z250

Univerzální mikrohybridní světlem tuhnoucí kompozitum pro všechny rekonstrukce.

Snižená kontrakce (2 %) díky novému složení patentovaného plniva (60% plniva tvoří částice 0,6 µm).

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, Incisal a Universal Dentin.



3+ 1 ZDARMA

Kupte 3 stříkačky a získáte 1 stříkačku A2 v hodnotě 977,- ZDARMA

4x stříkačka 4g

2931,-

Filtek Z550

Univerzální mikrohybridní světlem tuhnoucí kompozitum pro všechny rekonstrukce.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA2 a OA3.



3+ 1 ZDARMA

Kupte 3 stříkačky a získáte 1 stříkačku A2 v hodnotě 967,- ZDARMA

4x stříkačka 4g

2901,-

Filtek One

Vysoce estetický bulkfillový materiál kombinující estetiku a přirozenost v jednom.

Lepší estetický výsledek díky zvýšené opacitě.

Vysoká mechanická odolnost a skvělá leštitelnost zaručená 3M technologií nanofilního plniva.

Odstíny: A1, A2, A3, B1 a C2.



3+ 1 ZDARMA

Kupte 3 balení (stříkačky nebo kompule) a získáte 1 stříkačku nebo 20x0,2g kompule odstínu A3 v hodnotě 1912,- ZDARMA

4x stříkačka 4g nebo 4x kompule 20x0,2g

5736,-

Single Bond Universal

Skutečně univerzální: pro všechny adhezivní techniky, pro všechny povrchy (suchý i vlhký leptaný dentin, sklovina, zirkon), pro všechny adhezivní indikace.



Filtek Supreme Flowable ZDARMA

Kupte 2 balení Single Bond Universal a získáte 1 balení (2x2g) Filtek Supreme Flowable odstín A2 ZDARMA

2x Single Bond + 2x2g Filtek Supreme Flowable odstín A2

4852,-

Ketac Universal Aplicap

Nový skloionomerní výplňový materiál se snadným nanášením v jednom kroku. Jednoduchost a rychlost celé procedury, a tím i úspora času jak na straně pacienta, tak lékaře. Samoadhezivní, chemicky tuhnoucí, radiopákní, uvolňuje fluoridy po dobu 24 měsíců.

Odstíny: White, A1, A2, A3, A3.5, A4.



Kupte balení Ketacu a získáte 1 balení Sof-Lex středněhrubé, oranžové a 1 balení Sof-Lex hrubé, tmavě oranžové, (Ø 12,7 mm, 50 ks) ZDARMA

Ketac + 2x 50ks SOF-Lex

4009,-

Sof-Lex leštící disky

Sof-Lex mandrel (2ks) ZDARMA



Kupte 2 balení Sof-Lex a získáte Sof-Lex mandrel (2ks) ZDARMA

2x50ks Sof-Lex + Sof-Lex mandrel

1172,-

Imprint 4 Penta

Heavy/Super Quick Heavy/Putty

Zkušební balení: 1x báze 300 ml, 1x katalyzátor 60 ml, 1 ks Imprint™ 4 Super Quick Ultra-Light/Light/Super Quick Light 50 ml, 10x Penta™ míchací kanyla červená, 5x míchací kanyla žlutá, 5x koncovka žlutá.



Imprint + Mixing Tips ZDARMA

Kupte Imprint 4 Penta a získáte Penta Mixing Tips míchací kanyly červené (50 ks) ZDARMA

Imprint + kanyly

3455,-

Impregum Penta

Polyéterový otiskovací materiál pro automatické míchání a dávkování v Pentamixu pro monofázovou techniku.



Mixing Tips ZDARMA

Kupte 2 balení Impregum Penta a získáte Penta Mixing Tips míchací kanyly červené (50 ks) ZDARMA

2x Impregum + kanyly

Cena dle cen jednotlivých variant

Impregum Penta

Polyéterový otiskovací materiál pro automatické míchání a dávkování v Pentamixu pro monofázovou techniku.



Adstringentní retrakční pasta ZDARMA

Kupte 2 balení Impregum Penta a získáte 1 balení (25kompulí) Adstringentní retrakční pasty (50 ks) ZDARMA

2x Impregum + Adstringentní pasta

Cena dle cen jednotlivých variant

Nůžky na dásně

Oblíbený typ nůžek z nerezavějící oceli.
Útlá špička pro přesnou práci, velmi ostré.



sleva více
než:

20%

rovné 12cm

389,-

345,-

zahnuté 12cm

409,-

365,-

Intraligamentární pero

ASA

Celokovová stříkačka ve formě pera pro aplikaci intraligamentární anestezie.




pero

5090,-

4490,-

Stojánek na jehly

Ocelový stojánek na jehly pro karpulová anestetika.
Použitelný také s injekčními jehlami typu Luer.
Stříkačka s anestetikem je vždy bezpečně



1ks

1049,-

939,-

Pero a pistole na guttaperču Woodpecker

Fi-P: Pero pro rozehrávání a kondenzaci gutaperči pomocí horkého hrotu. Bezdrátové, umožňující nastavit teplotu, vhodné pro praváky i leváky, vybavené vynikajícími funkcemi a vytuněné skvělými vlastnostmi.

- Zahřívání pouze 0,2 vteřiny
- 0,35 mm předtvarovaná špička koncovky
- 4 pracovní teploty

Fi-G: Pistole pro rozehrávání a aplikaci tekuté gutaperči tenkou kanylou. Přináší bezdrátový, vertikální design a ovládání jedním tlačítkem, čímž usnadňuje proces obturace.

- Rychlé zahřátí během 15ti vteřin
- 0,5 mm injekční jehla
- Oboustranný displej - pro leváky i praváky.
- Jehla lze nastavit v 360o úhlu



Fi-P

11190,-

Fi-G

18490,-

Obturační
systém: FiP + Fi-G

27590,-

Guttaperčové tyčinky
pro Fi-G 100ks

449,-

Skvělá cena

Valo širokospektrální lampa

- Elegančně silné
- vícepásmové LED diody se spektrem vlnových délek 380 – 520 nm pro úplnou polymeraci všech dentálních materiálů
- dokonale kolimovaný svazek světelných paprsků
- dosah do každého místa v ústech
- 3 polymerační režimy: standard (1 000 mW/cm2) vysoký (1 400 mW/cm, u VALO Grand 1600mW/cm2) extra vysoký – emulace plasmového režimu (3 200 mW/cm2)
- zkrácená doba polymerace – šetří Váš čas (3 sekundy na vrstvu)
- vysoká odolnost proti poškození pádem a poškrábání
- záruka 5let



VALO Cordless LED lampa, 4 x
akumulátory, nabíječka akumulátorů,

39100,-

33290,-

VALO Grand šňůrová LED lampa, napájení
s univerzálními koncovkami pro nabíječku

42110,-

33690,-

Speedex

sleva:

25%



set

1579,-

1395,-

Putty 910ml

1119,-

839,-

Light Body 140ml

539,-

359,-

Aktivátor
60ml

759,-

519,-

Hydrogum 5

Vynikající bezprašný
alginát s vysokou
objemovou stálostí 5
dnů.
Extra rychlé tuhnutí (45
vteřin), překvapivě
přesný. Ovočná chuť,
fialová barva,
antidávivá složka.



12 x 453 g
(1ks=258,-)

3780,-

3098,-

453g

309,-

278,-

Elite HD+

PUTTY

Fast soft: rychle tuhnoucí, pro dvoukrokovou metodu otiskování.

Normal soft: normální rychlost tuhnutí, pro metodu dvojího míchání.

KRÉM LIGHT

K dispozici v rychlosti tuhnutí **Fast a Normal.**



Putty – 2 x
250 ml

1819,-

1595,-

Krém – 2 x 50 ml +
12 koncovek

1199,-

1055,-

Occlufast Rock

Velmi ekonomický A-silikon pro registraci skusu.
Vysoká tvrdost 95 škály Shore-A.

Thixotropní, rychle tuhnoucí (60 sekund), vysoce přesný (20 µm).
Snadno se odstraňují přebytky, maximálně objemově stabilní, fialová
barva.



2x50ml + 12 kanyl

1329,-

1195,-

Elastic Cromo

Alginátová, elastická, otiskovací hmota s fázovým barevným indikátorem
a možností odlití otisku až za 120 hodin. Barevná indikace fází tuhnutí.



450g

169,-

106,-

sleva více
než:

35%

Imprint 4 Penta

Heavy/Super Quick Heavy/Putty

Zkušební balení: 1x báze 300 ml, 1x
katalyzátor 60 ml, 1 ks Imprint™ 4
Super Quick Ultra-Light/Light/Super
Quick Light 50 ml, 10x Penta™
míchací kanyla červená, 5x míchací
kanyla žlutá, 5x koncovka žlutá.



**Kupte Imprint 4 Penta a získáte Penta
Mixing Tips míchací kanyly červené (50 ks)
ZDARMA** Imprint + kanyly

3455,-

NOVINKA

G-aenial A'CHORD

Výhodné balíčky:



Speciální kit: G-Aenial A'CHORD – 2x A2, 2x A3 + 1x G-Premio BOND 5ml

9980,-

7945,-



Core kit: stříkačky (4g) v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4

8800,-

6680,-



Trial kit A: stříkačky (4g) v odstínech: 2x A2, 1x A3

5280,-

3975,-



Trial kit B: stříkačky (4g) v odstínech: 2x A3, 1x A2

5280,-

3975,-



Refill stříkačky 4 g: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, JE, AE, BW, BOW.

1760,-

1490,-

G-Cem ONE

NOVINKA

G-CEM ONE je skutečně univerzální, technologicky nenáročný cement s vysokou pevností vazby a vynikající schopností samotuhnutí. Díky GC Touch Cure a G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer jej lze použít pro širokou škálu indikací, včetně náročných klinických situací.

Starter kit A2/TL: stříkačka A2/TL, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive enhancing Primer

1097,-

Systém Kit: stříkačky A2 a TL, 15x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive Enhancing Primer a G-Multi Primer

1097,-

Twin Refill A2/TL: 2x stříkačky A2/TL, 15x GC Automix Tips Regular, 5x GC Automix Endo tips

3300,-

Single Refill AO3/WO: stříkačky AO3/WO, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips

1700,-

G2-BOND Universal

NOVINKA

Všestranný 2 lahvičkový univerzální bond. Nová patentovaná technologie GC Dual-H Technology umožňuje plynulý přechod od hydrofilních k hydrofóbním vlastnostem povrchu s aplikovaným primerem, který potom zpevní, a vznikne skutečně hydrofóbní ochranná vazební vrstva. G2-BOND Universal je okamžitě rozpoznatelný díky svým jedinečným obalům na lahvičkách 1-Primer a 2-BOND.

G2-Bond Universal Bottle

Kit: 5ml 1-PRIMER, 5ml 2-BOND, 1-PRIMER kryt, 2-BOND kryt, 20x dávkovací mistička, 50x aplikátor a technická karta.



3900,-

1-PRIMER Refil 5ml



1200,-

1-BOND Refil 5ml



1200,-

D-Light DUO

Bezdrátová LED polymerační lampa, která má malé rozměry a je velmi lehká. Její dvojí vlnová délka a spolehlivý výkon umožní během krátké doby efektivně polymerovat všechny dentální materiály.



Lampa + 20x Essentia (dle výběru)

33400,-

Lampa + 20x tuba G-aenial (dle výběru)

41200,-

Lampa + 20x tuba Gradia Direct (dle výběru)

35000,-

Lampa + 8x GC kapsle

Cena kapslí

D-Light Pro

Vysoce výkonná LED lampa. Duální vlnová délka, tři programy, elegantní, lehký a ergonomický designem, autoklávovatelná rukojeť.



Obsah balení : rukojeť (tělo & elektronický modul), světlovod 8mm, 2x baterie, nabíječka, napájecí zdroj, EU/UK adaptory, 1x ochranný štítek očí tvrdý, 3x ochranný štítek očí měkký.

42190,-

31900,-

Capsule Mixer CM-II

Nový digitálně ovládaný vysokorychlostní míchací přístroj na kapsle. Zajistí nejlepší namíchání všech kapslových materiálů. Ergonomický moderní design přístroje. Speciálnímu designu míchacích vidliček pro snadné vkládání i vyjímání kapslí. Velký digitální displej usnadňuje volbu mezi manuálním a předvoleným míchacím programem...



21190,-

17700,-

Fuji TEMP LT

Fixační cement ve verzi pasta-pasta na dlouhodobá provizoria. Poskytuje dobře známé ochranné vlastnosti, které nabízejí materiály založené na skloionomerní technologii. Příjemná manipulace - nepřilíží řídká konzistence s tenkou vrstvou filmu, snadné odstranění přebytků



2x13,3g kartuše

5200,-

3500,-

dóza, 30g, bílá

Cavition

Dočasný výplňový materiál pro standardní kavity a po endodontickém ošetření. Tuhnutí je iniciováno vodou a slinami. Snadno se odstraňuje.



620,-

395,-

Gradia štětec



10 ks, plochý nebo kulatý

1560,-

1395,-

držák štětců

270,-

Tempsmart DC

Duálně tuhnutí kompozit pro dočasné korunky a můstky bez obsahu změkčovadel. Krátký pracovní postup díky pohodlné možnosti polymerování - celkový čas jsou 3 minuty.
Vysoká pevnost v lomu pro dočasné náhrady.
Snadno leštitelný až do vysokého lesku a dosažení vysoké estetiky.
K dispozici: v 48 ml kartuších (A1, A2, A3, A3.5, B1 a BW) a 10 ml stříkačkách (A1, A2, A3 a B1).



Kartuše 48ml	3330,-	2045,-
Stříkačka 10ml	1990,-	1245,-

G-CEM LinkForce

Univerzální duálně tuhnutí adhezivní fixační cement pro všechny indikace a všechny materiály.

Starter kit: 1x8,7g G-CEM LinkForce A2 nebo TL, 20x GC Automix Tip Regular, 1x5ml G-Multi PRIMER, 1x5ml G-Premio BOND, příslušenství.



Refill A2 / Translucent; 8,7 g	4800,-	3985,-
Starter Kit: A2 / Translucent	6090,-	5210,-

G-CEM Veneer

Světlem tuhnutí pryskyřičný cement určený pro fixaci estetických fazet.



Starter Kit: 2x G-CEM Veneer Refi I (1 ml / 1.7 g) A2 & TR, 2x Try-in Paste Refi I (2 ml / 1.5 g) A2 & TR, 5ml 5ml G-Multi PRIMER, 5ml G-Premio BOND, 45x koncovky pro G-CEM Veneer, 2x ochranný kryt stříkačky, 50x mikroštětečky, 20x dávkovací mistička	7990,-	6050,-
Refill: 1,7g (A2, Translucent, Opaque, Bleach)	1150,-	870,-

Essentia Universal



Essentia Universal – Univerzální světlem polymerující kompozit s kondenzovatelnou konzistencí

1 tuba 3,4g	1670,-	1298,-
(Promo Pack) 4x3,4g		4245,-

Essentia

Světlem tuhnutí, radioopákní, univerzální výplňový materiál. Pouze 7 odstínů pro všechny klinické situace.

Odstíny: LD, MD, DD, LE, DE, U a ML. K dispozici čtyři **modifikátory** (RBM, B?, WM a OM) vyvinuté pro rychlou charakterizaci vašich výplní.
Starter Kit: stříkačky: 7x2ml (1 od každého odstínu), 20 aplikačních koncovek a příslušenství.
Modifier Kit: 2x2,4ml (1 od každého odstínu)



1 tuba, libovolný odstín	1670,-	1298,-
Starter Kit	10500,-	10365,-
Modifier Kit	5760,-	4863,-

Essentia HiFlo/LoFlo



HiFlo/LoFlo – zatékavé fotokompozity
HiFlo - vysoká zatékavost
LoFlo – nízká zatékavost

1 tuba – 3,4g	1690,-	1365,-
---------------	--------	--------

Gradia Direct



Anterior Syringe; 2.7 ml v odstínech XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT, CVT
Posterior Syringe; 2.7 ml v odstínech P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT
X Syringe; 2.7 ml (5 g) v odstínech X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-AO2, X-WT

1750,-	945,-
--------	-------

Gradia Direct Flo/LoFlo



Flo: 2x 1,5g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry
LoFlo: 2x 1,3g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry

1690,-	1235,-
--------	--------

Gradia Core

Duálně tuhnutí kompozit pro estetické dostavby fixaci kořenových čepů.



Skvělá cena na kartuše

Kit: 1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství

6520,-	5350,-
--------	--------

Intro kit: 1x GRADIA CORE Kit (1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství); 1x GRADIA CORE Dispenser (dávkovací pistole).

6740,-	5550,-
--------	--------

Refill: kartuše 10ml,	3250,-	2185,-
-----------------------	--------	--------

GC Fuji IX GP 1-1



Odstín. A3

1-1	3030,-	2475,-
-----	--------	--------

GC Fuji IX GP 3-2



Set obsahuje: A2, A3 a B3 prášku, 2x 6,4ml tekutiny

3-2	7250,-	5875,-
-----	--------	--------

GC Fuji IX GP Extra 1-1



Odstín. A2, A3

1-1	3210,-	2655,-
-----	--------	--------

Dry Mouth Gel

Gel na suchá ústa

10ks sortiment: 4x máta, 2x
malina, 2x pomeranč, 2x citron

3240,-

3030,-

10ks malina

3240,-

3030,-

GC Repair Kit

Balení: G-Premio BOND 5x unidose, CERAMIC PRIMER II 5x unidose, Gradia Plus OA1 (opáker pro překrytí dostaveb na bázi kovu) tuba 2 ml, technický průvodce, aplikátory a mikroštetčky



balení

3310,-

2785,-

G-Multi Primer

Zajišťuje trvalou adhezi ke všem typům náhrad, kombinuje tři různé monomery k dosažení perfektní adheze ve všech situacích.



5ml

2210,-

1855,-

G-aenial Anterior /
Posterior / Flo X

sleva více než:

27%

Flo X: A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 (3,6g)**Anterior:** 2,7 ml (4,7 g) XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE**Posterior:** 2,7 ml (5,5 g) P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE, P-IE

tuba

2060,-

1489,-

G-aenial Universal

**Odstíny:** XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

tuba 1x1ml

1150,-

980,-

G-aenial Universal
Flosleva více
než:

29%

**Odstíny:** BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3, JE a AE

Tuba: 3,4g

2140,-

1499,-

G-Premio Bond



sleva více než:

22%

3-Bottle Pack:
3x5ml

7500,-

5849,-

1 lahvička
5ml

2940,-

2349,-

G-Bond Starter Kit

Samoleptací, světlem tuhnoucí jednosložkové adhezivum 7. generace, celá aplikace během 30 s.

sleva více
než:

45%

**Starter Kit:** 5 ml, 50x mikrotip štětečky, mikrotip aplikátor a míchací miska

3950,-

2175,-

Cocoa Butter

Separáční médium k izolaci kovových nástrojů při zhotovování skloionomerních výplní. Výborná separace skloionomeru a kovových nástrojů, hladký povrch výplně.



10g

390,-

350,-

MI Varnish

Bioaktivní, fluoridační ochranný lak (varnish) s obsahem kalcia a fosfátu "Ochrana jediným tahem štětce".

**Intro Pack:** 10x 0,4 ml (5x jahoda, 5x máta), 20x štěteček

1010,-

788,-

Refill Pack: 35x 0,4 ml (jahoda / máta), 50x štěteček

3050,-

2495,-

Tooth Mousse

Bioaktivní, dentální ochranný krém, který obnovuje minerální rovnováhu v ústech a stimuluje produkci slin.

Příchutě: meloun, jahoda, máta, vanilka a tutti frutti.**5-Pack:** 5 ks sortiment

3040,-

2375,-

10-Pack: 10 ks sortiment nebo jedna příchuť

5600,-

4490,-

MI Paste Plus

Stejně účinky jako GC Tooth Mouse, navíc obsahuje fluorid

Příchutě: jahoda, máta, tutti frutti, vanilka a meloun**5-Pack:** 5 ks sortiment

3270,-

2565,-

10-Pack: 10 ks sortiment nebo jedna příchuť

6220,-

4875,-

Injection Moulding Kit

Vysoce odolný výplňový kompozit s výjimečnou pevností a odolností proti opotřebení díky kombinaci ultrajemného plniva s obsahem baria a GC vylepšené technologii silanizace částic



1x kartuše EXACLEAR,
3x G-aenial Universal
Injectable (A1, A2, A3)

~~4370,-~~

3270,-

3ml

~~2970,-~~

2475,-

Ceramic Primer II

Adhezivum pro vytvoření silné vazby během fixace mezi všemi estetickými nepřímými náhradami a cementy na bázi pryskyřice, nebo při opravách přímých kompozitních náhrad.



DiaPolisher Paste



Diamantová leštící pasta GC DiaPolisher Paste byla vyvinuta pro další vylepšení estetických výsledků kompozitních výplní zhotovených z materiálů G-aenial, Kalore, Gradia Direct nebo Gradia

2g

~~1490,-~~

1251,-

**Skvělá cena na
odstín A2, A3**

EQUIA Forte HT



Bulkový sklohybridní výplňový systém. Posouvá sklohybrid na vyšší úroveň - pro sklohybridní materiály je použita směs částic s různou velikostí. Pevnost i manipulace byly ještě vylepšeny u EQUIA Forte HT rozvinutím inteligentní kontroly distribuce a vzájemného působení těchto skleněných částic. Pevnější a nelepivý materiál, vynikající pro bulkové výplně, i pro zatěžované výplně II. třídy.

Refill á 50 kapslí v odstínech: A2, A3

~~5330,-~~

3745,-

Refill á 50 kapslí v odstínech: A1,, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment.

~~5330,-~~

4075,-

Klinické balení obsahuje: 200 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny A2, A3, B2.

~~17500,-~~

14665,-

Promo balení obsahuje: 100 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny: A2, A2-A3, A3, A3-B2.

~~10440,-~~

8325,-

Intro balení obsahuje: 20 kapslí, 20 ks unitdase EQUIA Forte Coat a 25 jednorázových štětečků v odstínech - odstíny A2, A3, B2.

~~3020,-~~

2535,-

EQUIA Forte Coat FlipCap

Bulkový sklohybridní výplňový materiál pro pacienty od 7 let a výše. Rychle tuhnoucí, estetický výplňový materiál s jedinečnou SKLOHYBRIDNÍ technologií s vysokou odolností proti prasklinám a opotřebení s uvolňováním fluoridu.



4ml

~~2590,-~~

2098,-

Fuji Cem Evolve



Skloionomerní cementy jsou chloubou GC díky dokonalé kvalitě, kterou prokázaly nezávislé klinické studie po celém světě.

Inovativní, čirý VPS materiál vhodný pro náročné estetické případy s vynikajícími výsledky. Vysoká úroveň transparence zajišťuje skvělou možnost vizuální kontroly a viditelnost detailů. Bezkonkurenční průsvitnost umožňuje velmi efektivní polymeraci přes silikon.



kartuše
2x51g

~~1990,-~~

1850,-

everStick Perio

Estetické řešení pro parodontální dlahování šetrné pro pacienty



1x8cm

~~2570,-~~

1975,-

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D

~~3610,-~~

2785,-

everX Flow



Zatékavý kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny určený pro náhradu dentinu. Nejsilnější náhrada dentinu pro zpevnění velkých kavít. Vynikající odolnost proti zlomění, téměř shodná s dentinem, a to díky vysokému podílu krátkých vláken, která jsou pevně vázána na živčnou matici.

stříkačka 2ml (3,7g),
bulkový nebo
dentinový odstín,
20x koncovka

~~1890,-~~

1655,-

everX Posterior

Vlákny zesílený kompozit pro náhradu dentinu. Obsažená krátká vlákna z něj činí perfektní materiál pro zesílení všech rozsáhlých kompozitních výplní. Vlákna zabráňují vzniku a šíření prasklin - odolnost odpovídá dentinu.



15 unitů ×
0,13 ml

~~2440,-~~

2030,-

50 unitů ×
0,13 ml

~~7350,-~~

5999,-

everStick C&B

Skelní vlákna vyztužené materiály. Spolehlivé, minimálně invazivní, extra pevné, estetické. Pro minimálně invazivní kompozitní můstky vyztužené vlákny



1x8cm

~~2780,-~~

2165,-

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D

~~3610,-~~

2785,-

GC Fuji I kapsle



Odstín: světle žlutá

akční
cena

50 kapslí

2970,-

GC G-CEM kapsle



Odstín: A2, AO3, TL, BO1, sortiment

akční
cena

50 kapslí

sleva více
než:

20%

5598,-

GC Fuji Triage kapsle



Odstín: růžová, bílá

akční
cena

50 kapslí

3280,-

GC Fuji IX GP kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

akční
cena

50 kapslí

3545,-

GC Fuji IX GP FAST kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

akční
cena

50 kapslí

sleva více
než:

20%

3545,-

GC Fuji IX GP Extra kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

akční
cena

50 kapslí

3888,-

GC Fuji II LC Improved kapsle



Odstín: A2, A3, B3

akční
cena

50 kapslí

4030,-

GC Fuji Plus kapsle



Odstín: A3, žlutá

akční
cena

50 kapslí

3835,-

GC Fuji Plus plv./liq.



Odstín: A3

akční
cena

1-1

3435,-

GC Fuji II LC Improved plv./liq.



Tekutina 6,8g

Prášek 15g

3-2 balení: 3 x 15g prášku (A2, A3, B3) a 2 x 8g tekutiny

1690,-

1990,-

7975,-

Fuji I 1-1



Odstín: světle žlutá

akční
cena

1-1 (plv. + liq.)

2975,-

GC Fuji Triage 1-1



Odstín: růžová, bílá

akční
cena

1-1

2375,-