

Vata buničitá dělená

Hartmann, 4x5cm,
500ks~~44,-~~

39,-

Batist, 4x5cm
2x500ks~~77,-~~

69,-

Vata buničitá přířezy

1kg,
Batist~~184,-~~

166,-

500g,
Hartmann~~84,-~~

76,-

Zubní válečky Dentalpad

Průměr 8mm
nebo 10mm~~279,-~~

252,-

Mikroaplikátory

Regular, Fine,
Superfine á 100ks~~187,-~~

169,-

Kompresy nesterilní

nesterilní
5x5cm~~45,-~~

41,-

nesterilní
7,5x7,5cm~~72,-~~

65,-

Kompresy sterilní



sterilní 5x5cm

~~109,-~~

99,-

sterilní
7,5x7,5cm~~159,-~~

148,-

Charisma Classic

Mikrohybridní kompozit s plnivem Microglass II. generace pro výplně třídy I až V.

Microglass II efekt - pro vnitřní lesk a vyšší barevnou shodu.

Snadná a rychlá modelace díky krémové konzistenci.

Pohodlný výběr odstínů a vynikající leštitelnost.



Sleva se vztahuje na odstíny A1, A2, A3 a A3.5

~~635,-~~

535,-

4g

Filtek Z250

Univerzální mikrohybridní světlem tuhnoucí kompozit pro všechny rekonstrukce.

Snížená kontrakce (2 %) díky novému složení patentovaného plniva (60% plniva tvoří částičky 0,6 µm).

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, Incisal a Universal Dentin.

~~1052,-~~

947,-

Kvalitní,
velmi oblíbené

Dóza – 160ks

Do vyprodáních
zásob
nakoupených
v akci~~299,-~~

269,-

Rukavice nitrilové
GN90Velikost S, M,
L, 200 ks~~720,-~~

690,-

100ks

Rukavice latexové
bez pudru~~280,-~~

250,-

Stomaflex

C-silikonová hmota vhodná pro běžné použití v každodenní praxi.



set

~~1065,-~~

959,-

Listerine Total Care 1l



5+1 ZDARMA

Nejpokročilejší a kompletní ochrana.
Chrání před zubním plakem a snižuje jeho usazování.
Udržuje zdravé dásně a posiluje zuby proti zubnímu kazu.

Ústní voda LISTERINE® SMART RINSE™ je speciálně vyvinuta pro děti od 6 do 12 let ke každodennímu používání.
Obsahuje fluorid, který posiluje zuby a snižuje riziko zubního kazu až o 40% více než samotné čištění zubů.
Ničí škodlivé bakterie, hlavní příčinu vzniku zubního povlaku a onemocnění dásní.
Příchutě: jemná jahoda nebo máta

6 x 250ml
1ks = 84Kč

5+1 ZDARMA

~~606,-~~

505,-

Listerine dětské

Octenident



Ústní voda určená k regeneraci ústní flory při zánětech zubů a sliznic-periodontitis, gingivitis a pro důkladnou denní hygienu úst a krku.
Výborná tolerance tkáněmi, dobrá chuť.

250ml

~~320,-~~

290

Gigasept Instru AF



Přípravek na dezinfekci a čištění všech druhů nástrojů a pro ultrazvukové čističky.
Neobsahuje aldehyd, fenol ani aktivní chlór.
Má velmi dobré čisticí schopnosti, široké spektrum účinnosti a příjemně voní.

2l

~~1410,-~~

1269,-

5l

~~3160,-~~

2840,-

Vysoce účinný přípravek na dezinfekci a čištění všech typů rotačních nástrojů.



2l

~~989,-~~

839,-

Rotasept

Aspirmatic

Aspirmatic: Přípravek ke každodennímu hygienickému ošetření odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu. Rozpouští hleny, vhodný pro všechny druhy materiálů, biologicky odbouratelný.

Aspirmatic Cleaner: Speciální přípravek k ošetření odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu podporující účinek Aspirmaticu. Používá se 1x týdně a při silném znečištění.

Odstraňuje anorganické usazeniny, jako je vodní kámen



Aspirmatic 2l

~~1489,-~~

1269,-

Incidin liquid



K přímému použití pro rychlou dezinfekci předmětů a ploch postříkem.
Vhodný pro ošetřování nerezových povrchů, stomatologická křesla a těžko dostupná místa

1l

~~319,-~~

295,-

5l

~~1309,-~~

1175,-

Desinfekce rotačních nástrojů
K dezinfekci a čištění stomatologického rotačního instrumentária z oceli, tvrdokovu, diamantu, elastických leštících nástrojů, keramických brusných tělísek a kořenových nástrojů



2l

~~649,-~~

575,-

Sekudrill

Zeta 3 Wipes Pop-Up

Téměř bez alkoholu, vhodné pro nejcitlivější povrchy (kůže, plexisklo), větší rozměr a pevnější materiál ubrousku.



100ks

~~286,-~~

255,-

ID 212 / ID 212 Forte



Koncentrát bez obsahu aldehydů pro dezinfekci a čištění běžného instrumentária včetně rotačních nástrojů. • Vhodný i pro ultrazvukové čističky, široké spektrum účinnosti.
Má vynikající materiálovou kompatibilitu - obsahuje inhibitory koroze

ID 212, 2,5l

~~1899,-~~

1795,-

ID 212 Forte, 2,5l

~~1989,-~~

1945,-

ORBI-Sept dezinfekce nástrojů

Koncentrát pro přípravu dezinfekčního roztoku pro ruční čištění a profylaktickou dezinfekci termostabilních a termolabilních nástrojů ponořením do lázně.



2,5l

~~1150,-~~

1035,-

ORBI- Sept dezinfekce odsávacího zařízení

Vysoce účinný koncentrát pro čištění, dezinfekci a péči o odsávací systémy zubních souprav. Je bez aldehydu, nepění. Díky vysoké čistící síle odstraní i odolné usazeniny. Široké spektrum působení, vysoká kompatibilita, použitelný i v systémech se separátory amalgámu. Pravidelné používání zamezuje vzniku nepříjemných pachů.



2,5l

~~840,-~~

756,-

Forendo Paste

Hydroxid vápenatá pasta obsahující jodoform a bázi silikonového oleje.
Baktericidní - bakteriostatická - pH >12 - rentgenokonstrastní - netuhnoucí.
Pro dočasnou a střednědobou léčbu kořenového kanálku. **Pro zabránění vzniku zánětů a pro léčbu infikovaných kořenových kanálků, abscesů, periapikálních lézí, perforací, exsudací, kořenových resorbcí, traumatických zranění, stimuluje apexifikaci a apexogenezi.**



2,2 g + 20 kanyl

2070,-

1865,-

Calasept Plus

Hydroxid vápenatý ve stříkačce.
Vysoký obsah kalcia >41 % (pH 12,4), dlouhodobá účinnost a vysoká efektivita.
Přímá, rychlá a snadná aplikace.
Balení obsahuje 4 x 1,5 ml a 20 elastických plastových aplikátorů.


4 x 1,5ml +
aplikátoryl

1610,-

1445,-

Calcicur

Kalcium hydroxid na přímé překrytí pulpy a dočasné plnění kořenových kanálků.



2,5 g

1220,-

1098,-

3x 2,5 g

3230,-

2905,-

Parcan

Stabilizovaný 3% roztok hypochloridu sodného.
Chemicky rozpouští organické matrice dentinu a tím umožňuje snadnější vyčištění kanálku.
Díky obsahu chlornanu sodného je aktivní v širokém bakteriálním spektru.



250ml

870,-

735,-

BioRoot RCS

Bioaktivní sealer pro trvalé kořenové výplně.
Vynikající přilnavost k dentinu a gutaperčovým čepům.
Hydrofilní
Antimikrobiální
Sklvělá zatékavost

prášek - 15 g +
tekutina - 35 ks

6690,-

5690,-

Barevné stříkačky

Barevně označené stříkačky nabízejí rychlý a snadný způsob organizace a identifikace stříkaček pro výplachové a jiné roztoky. Pomáhají zvyšovat bezpečnost a minimalizovat možnost záměny stříkaček.
Standardní luer-lock zakončení.
Neobsahují latex, objem 10 ml.
Barvy: červená, modrá, žlutá a bílá.



5ml, 100ks

479,-

439,-

Cognoscin

Sprej pro zjišťování vitality zubů.
Nové s vůní máty



75ml

307,-

275,-

MD Temp

Provizorní
výplňový cement
pro hermetické
uzavření kavity,
odolný proti
vydrolení z kavity.



bílý 40g

459,-

385,-

TheraCal PT

Duálně tuhnoucí pryskyřice modifikovaná kalcium silikátem. Ošetření pulpotomie. TheraCal PT® je biokompatibilní, duálně tuhnoucí pryskyřice modifikovaná kalcium silikátem, která se používá k ošetření obnažené pulpy.
TheraCal PT® udržuje vitalitu zubu tím, že funguje jako bariéra a ochrana pulpy.
Schopnost TheraCalu PT® uvolňovat vápník a schopnost vytvářet alkalické pH umožňují jeho použití při preparaci hlubokých kavit.
Schopnost duálního tuhnutí umožňuje okamžité umístění výplňového materiálu

4g + 15
kanyl

2650,-

2385,-

TheraCEM Ca

Nový duálně tuhnoucí, samo-adhesivní, THERAPEUTICKÝ fixační cement.
Obsahuje ionty kalcia, které trvale uvolňuje a podporuje tak regeneraci tkání.

8g + 15 kanyl a
špiček

2910,-

2665,-

Duo Link Universal

Kompozitní, duálně tuhnoucí fixační cement pro keramické a kompozitní náhrady.
Inovace: výrazně vylepšená RTG kontrastnost, výrazně snazší odstranění přebytků.
Odstíny: univerzální a nebo mléčný bílý.



8g

2150,-

1995,-

All-Bond Universal

Spojuje spolehlivost totálního leptání, pohodlí samoleptání flexibilitu selektivního leptání.
Garantuje univerzální kompatibilitu s chemicky, světlem i duálně tuhnoucími kompozitními pryskyřicemi a cementy.
Využijete jej při všech přímých i nepřímých bondovacích technikách.



4ml

2420,-

2185,-

SeptoCompo Shape

Silikonové koncovky SeptoCompo Shape jsou skvělým pomocníkem pro pohodlné modelování přímých i nepřímých výplní. Snadná manipulace, kontrola adaptace nanášených vrstev a schopnost řídit "lepkavost" jednotlivých kompozitů jsou nesporné výhody tohoto nástroje. Každý pohyb s tímto nástrojem snadno modeluje kompozit v ideální, anatomický tvar výplně.

do vyprodání
zásob

2 nástroje + 8
silikonových
konecek

~~1580~~

1098,-

Světlovodivý nástroj umožňuje efektivnější polymeraci kompozita díky světlu vedenému přes hrot nástroje. Uspodňuje dosažení správné adaptace kompozita na dno kavity, snižuje rizika vzniku okrajové netěsnosti výplně v gingivální oblasti. Kompozita se na nástroj nepřilepí během polymerace

do vyprodání
zásob

2 nástroje

~~880,-~~

615,-

SeptoContact

Opakovaně použitelný, praktický nástroj určený pro snadnou rekonstrukci bodů kontaktu. Dvě velikosti - pro velké kavity (L) a pro malé kavity (S). **Balení obsahuje:** nástroje - 1x L a 1x S, každý s distálním a meziálním hrotem.

do vyprodání
zásob

2 nástroje

~~1580,-~~

1099,-

SeptoDisc

Více flexibilnější: umožňují snadný přístup na všechny aproximální a vestibulární plochy.
Tenší: jednodušší konturování a dokončování aproximálních povrchů, dokonce i v oblastech s obtížným přístupem.
Hrubosti: hrubý, střední, jemný, extra-jemný
Průměr: ½ nebo 3/8

do vyprodání
zásob

50ks

~~420,-~~

230,-

SeptoMatrix Sectional

Sekční matrice SeptoMatrix jsou určeny pro výplně II. třídy. Poskytují výborné podmínky pro přesnou reprodukci bodu kontaktu a pro získání přirozené anatomie zubů. Kroužky jsou vybaveny trojúhelníkovými silikonovými koncovkami pro dosažení perfektního separace. Zesílení kroužků zaručuje řízení síly při separaci - tvrdý kroužek (modrý) nebo měkký kroužek (růžový). Větší stabilita během rekonstrukce a zvýšená trvanlivost kroužků.

do vyprodání
zásob

Sada 50ks + 2 kroužky


~~1850,-~~

1295,-

50ks, velikosti: L, M, S

~~1030,-~~

719,-

Diamantové pásky
s pilkou

Diamantové pásky a separační pilka v jednom pro anatomickou konturaci aproximálních oblastí. Vhodné na kompozitní, skloionomerní i amalgámové výplně.

2 hrubosti: jemné (30 µm - červené) a superjemné (15 µm - žluté)

10ks

~~1490,-~~

1285,-

Exa Special

Žluté leštící gemy speciálně vyrobené pro leštění mikrofilních kompozit. Zajišťují dlouhodobě hladký, lesklý povrch výplně. Doporučené otáčky: 5.000 ot./min. Balení 12 ks



30 31 32 33 34 35 36 38 39

12 ks | 1 ks = 43 Kč

~~609,-~~

519,-

Amalgam reducer

Kovový kelímek na amalgám umožňující rychlé naplnění amalgámové pistole




12ks,
1ks=42Kč

~~609,-~~

504,-

Kenda

Leštící systém pro kompozita, kompomery a skloionomery. Technika 3 kroků: bílá - opracování, zelená - leštění, růžová - vysoký lesk.



Sada 12ks

~~489,-~~

445,-

Refill 12ks

~~489,-~~

445,-

Vrtáček ED kariézni

Speciální vrták pro odstranění kariézniho dentinu, znemožňuje odstranění tvrdé zubní tkáně. K dispozici v ISO: 014, 016 a 018.



5ks
(1ks=152Kč)

~~3440,-~~

3096,-

Systém sekčních matic pro zhotovování anatomicky přirozených výplní kavit II. třídy. Pět velikostí matic 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm



Kupte 4x 50ks matic a získáte kroužek v hodnotě 3682Kč ZDARMA

matrice, 50ks

1664,-

KaVo sprej



1ks

~~1258,-~~

1129,-

MIMS zámky

Kvalitní bezniklové zámky.

Tvarovaná báze s mřížkou (mesh 100) pro snadné umístění a vynikající retenci.

Rotace je umístěna do báze každé brekety a je anatomicky vytvarována (mesiální-distální/okluzální-gingivální) pro přesné umístění na každý zub.

K dispozici jednotlivě nebo v sadách, ve velikostech .018, .022 nebo kombinované .018/.022.



Sada 10KS

540,-

450,-

Sada 20ks

1080,-

895,-

Ceramchem Blue/Yellow

Oblíbený chemický tuhnucí skloionomerní cement pro fixaci ortodontických kroužků.

Mísí se s destilovanou vodou, rychle tuhne a snadno se odstraňuje.

Uvolňuje fluoridy - předchází vzniku dekalifikací.

Verze BLUE navíc díky modré barvě ulehčuje práci při odstraňování a má vanilkovou příchutí příjemnou pacientům.

Balení obsahuje: prášek, dávkovací nádobku na vodu, míchací podložku a lopatku na cement



30g

1259,-

1285,-

200g

7349,-

6285,-

Ortho kartáček cesty

Speciální ortodontický kartáček se štětínami ve tvaru V.

Zajistí dokonalou hygienu Vašich pacientů kdykoliv mimo domov.

Díky praktickému pouzdru jsou štětiny chráněny před deformací.

Nesmí chybět v žádném batohu ani kabelce



1ks

40,-

32,-

100ks

4000,-

2895,-

Euroform ocelové

Klasické euroform oblouky z nerezové oceli.

Kulaté oblouky v 5-ti průměrech: .012 / .014 / .016 / .018 / .020.

Obdelníkové oblouky v 6-ti velikostech: .016x.016 / .016x.022 / .017x.025 / .018x.025 / .019x.025 / .021x.025.



Kulaté – 100ks

1259,-

999,-

Obdelníkové – 10ks

289,-

239,-

Mouthguard boxes

Kompaktní krabičky o hloubce 2,55 cm se snadným zavíráním. Každá krabička má štítek pro jméno a adresu pacienta.

Barvy běžné: černá, modrá, zelená, oranžová, růžová, fialová, červená a žlutá.

Barvy perleťové: černá, modrá, růžová, fialová a červená.



1ks

21,-

19,-

Plastvac P7

Ekonomický přístroj pro vakuové tvarování fólií s vestavěnou vývěvou pro tvorbu vakua.

Vhodný pro všechny indikace, vyrobíte s ním: chrániče zubů, matrice pro kompozitní pryskyřice, dočasné korunky a můstky, ortodontické šablony a dlahy, individuální fluoridační lžiče, chirurgické šablony, skusové dlahy, ochrany při bruxismu, nosiče pro bělení a další.



12500,-

11785,-

Splint

Fólie pro výrobu bělicích forem, pro výrobu tenkých dlah, pro ortodontické použití. Průhledná, tenká fólie s pryskyřičnou materiálovou adhesí, pokud je přehřátá, lehce bublá.

Rozměry: 125 x 125 mm



.020 (0,5mm), 25ks

925,-

850,-

.040 (1,0mm), 50ks

2200,-

2050,-

.060 (1,5mm), 50ks

2900,-

2650,-

.080 (2,0mm), 50ks

3450,-

3100,-

.100 (2,5mm), 25ks

2250,-

2100,-

Soft E.V.A. fólie

Fólie pro výrobu bělicích forem, pro výrobu fluoridových lžiček a tenkých, měkkých ochranných dlah proti bruxismu.

Fólie je lehce tvarovatelná, měkká, průhledná a upravitelná.

Rozměry: 125 x 125 mm



.040 (1,0mm), 25ks

1050,-

950,-

.060 (1,5mm), 25ks

1775,-

1595,-

.080 (2,0mm), 25ks

2025,-

1825,-

.120 (2,5mm), 25ks

2475,-

2295,-

Coping

Fólie pro výrobu forem na korunky, můstky, bělicí formy, pro dublování modelů a nepřímé bondování. Tenké, opákní fólie z PolyPro materiálu o nízké tavicí teplotě s vynikající tvarovatelností za tepla.

Rozměry: 125 x 125 mm.



.030 (0,75mm), 50ks

1300,-

1195,-

.040 (1,0mm), 25ks

1375,-

1245,-

Mirafluor lžičky

Aplikační nosič pro fluoridový gel vyroben z lehkého pěnového materiálu.

Dvojitý nosič pro současnou léčbu horní i dolní čelisti.

Žlutá kontrastní barva.

Velikosti - malé, střední a velké



50ks

899,-

825,-

Mirafluor gel

Fluoridační gel pro profylaxi s 1,23% fluoridu.

Zvyšuje odolnost skloviny proti kyselému prostředí.

Snižuje tvorbu zubního plaku.

Urychluje remineralizaci.

Příchutě: máta a jahoda



250ml

699,-

655,-

Good Morning Spray

Antibakteriální spray pro A-silikonové rebazovací materiály. Omezuje tvorbu plaku a na 24 hodin zabraňuje akumulaci orálních mikroorganismů bez vedlejších negativních efektů na přirozenou orální flóru. Bakteriostatický efekt je dosažen kombinací aktivních substancí, chlorhexidinu a éterických olejů



100ml

440,-

375,-

5 x 100ml

2050,-

1545,-

Woodpecker prášek Gentle Mini

Profylaxční prášek Woodpecker, používá se do Air polisheru k odstranění zubního plaku, zubního kamene.

Nepoškozuje povrch zubu, je rychlý a efektivní, bezbolestné použití. Profylaxční prášek, používá se do Air polisheru pro subgingivální ošetření k odstranění biofilmu a zubního kamene.

Obsahuje: Glycin, amorfni oxid křemičitý.

Tvrdost podle Mohsovy stupnice: 2
Průměrná velikost částic 25 µm.



120g

~~560,-~~

495,-

Mara Expert Plaque Checker

Profesionální zubní pasta s indikací plaku, účinné čištění zubů díky vizualizaci plaku. ideální pro motivaci dětí a mládeže.
Ekonomická spotřeba, kulička o velikosti hrášku je dostatečná



75ml

~~209,-~~

199,-

Happy Morning Xylitol jednorázové kartáčky a Xylitolem

Jednorázové zubní kartáčky s Xylitolem. Štětky jsou impregnovány xylitolovou zubní pastou, svěží příchutí.



50ks

~~529,-~~

459,-

Woodpecker prášek Fast

Profylaxční prášek Woodpecker, používá se do Air polisheru k odstranění zubního plaku, zubního kamene.

Nepoškozuje povrch zubu, je rychlý a efektivní, bezbolestné použití.

Obsahuje: Hydrogenuhličitán sodný, hydrofobní oxid křemičitý, sacharinát sodný.

Nepoškozuje povrch zubu, je rychlý a efektivní.

Tvrdost podle Mohsovy stupnice: 2,5
Průměrná velikost částic 65 µm Příchutě: broskev, citron, jahoda



300g

~~560,-~~

495,-

XyliPOP

Xylipop dentální lízátko s obsahem xylitolu a calcium laktátu.
Bez aspartamu, sorbitolu, laktózy a lepků.



Jahoda nebo borůvka, 6g

~~31,-~~

27,-

Jahoda nebo borůvka, 50 x 6g

~~1149,-~~

1029,-

Větroně



50ks, různé barvy

~~879,-~~

759,-

Žvýkačky Xylitol



Sortiment, kombinace
příchutí, 200x2g dražé

~~999,-~~

929,-

Máta, pepermint, skořice,
ovoce, brusinky a zelený
čaj, 30 dražé

~~119,-~~

109,-

Žvýkačky Xylitol



Máta, doplňkové
balení, 200ks

~~679,-~~

639,-

Ovoce, doplňkové
balení, 200ks

~~679,-~~

639,-

Zvířátka Zoo



100ks

~~709,-~~

609,-

Hopíci – barevné skákové kuličky



100ks,
různé barvy

~~1049,-~~

909,-

Prstýnky



100ks, různé
velikosti a barvy

~~619,-~~

539,-

100ks

~~709,-~~

609,-

Prophy Pasta HAp

Profylaktická pasta bez fluoridů a parabenů
Obsahuje hydroxyapatit, který účinně blokuje otevřené dentinové tubuly na obnaženém povrchu dentinu
Okamžitá úleva od přecitlivělosti.
Jemná mátová chuť



60g

~~780,-~~

695,-

Prophy Pasta PRO Lila

Pofylaktické leštící pasty obsahující fluorid.
Obsahuje znečistlivující složky pro odstranění hypercitlivosti



tuba - 84 g

~~810,-~~

605,-

Prophy Pasta CCS

Pofylaktické leštící pasty obsahující fluorid.
Abrazivní účinek na zabarvených površích a místech se silnou vrstvou plaku.
Hrubosti: modrá (hrubá - RDA 250, 125 mikronů), červená (jemná - RDA 120, 20 mikronů)



tuby - 96 g

~~680,-~~

505,-

sleva více než:

25%

sleva více než:

25%

Prophytex

Třívrstvé roušky pro ochranu pacienta při čištění zubů AirFlow technikou.
Barvy: bílá nebo světle modrá.
Rozměr: 60 x 54 cm.

40ks, bílá
nebo modrá~~350,-~~

320,-

Prophy pasta Gelato

Pasta s obsahem fluoridů pro profesionální čištění zubů.
Tvořena směsí jedinečných čistících a leštících činidel.
Maximalizuje odstranění skvrn při minimální ztrátě skloviny.
Napomáhá udržet účinnou úroveň fluoridů.
Posiluje zubní sklovinu a zajišťuje prevenci zubních kazů.
Dvě vynikající příchutě - dvě hrubosti: mátová - středně hrubá (70-90 mikronů) a višňová - hrubá (100-125 mikronů).



340 g

~~939,-~~

839,-

Smart Prophy kartáčky



Nylonové leštící kartáčky dostupné ve třech tvrdostech s barevným kódováním.
Tvrdosti: měkké (ružové), střední (fialové) a tvrdé (modré).

sleva více než:

20%

10ks

~~250,-~~

197,-

Opalescence PF 10%/16%

Noční bělení Opalescence® PF 10% = 10% karbamidu peroxidu.
Doba jedné aplikace 8 - 10 hod/noc.
Denní bělení Opalescence® PF 16% = 16% karbamidu peroxidu. Doba jedné aplikace 4 - 6 hod/den
Jediný viskózní lepkavý gel s postupným uvolňováním peroxidu vodíku pro trvalé bělení
1/3 – 1/2 stříkačky na 1 nosič
Příchutě: máta, meloun, bez příchutě.
Pacient Kit: 8 x 1,2 ml bělicího gelu ve stříkačkách, 30 ml Bělicí pasta Opalescence, krabičku na nosiče, taštičku Opalescence a kartičku se vzorníkem odstínů.
Doktor Kit: jako pacient kit + 2x folie Soft Tray.



20%

Patient Kit

~~1640,-~~

1230,-

Doktor Kit

~~1770,-~~

1330,-

Refill – 40 x 1,2ml

~~6970,-~~

5230,-

Opalescence bělicí pasta

Unikátní složení pomáhá udržet zářivé, bílé zuby.
Bezpečná pro každodenní použití, vhodná pro celou rodinu.
Účinné, rychlé uvolňování fluoridu
Opalescence Cool Mind – 4,8x větší absorpce fluoridů sklovinou
Opalescence Senzitivity – snižuje citlivost zubů



133g

~~239,-~~

204,-

Opalescence Boost 40%

ŠPIČKOVÉ ORDINAČNÍ BĚLENÍ K LÉČBĚ MEDICÍNSKÝCH ZMĚN ODSTÍNŮ ZUBŮ

Bělicí gel s 40% peroxidu vodíku.
Chemicky aktivován před použitím – NENÍ NUTNO AKTIVOVAT LAMPAMI!

Balení Intro Kit: 4x 1,2 ml Boost 40%, 2x 1,2 ml OpalDam Green, 2x IsoBlock, 10 kanyl Micro 20ga a 10 kanyl Micro 20ga FX.
Balení Pacient Kit: 2x 1,2ml Boost 40%, 1,2 ml OpalDam Green, 1x IsoBlock, 5 kanyl Micro 20ga a 5 kanyl Micro 20gaFX.



sleva:

20%

Intro kit
(pro dva pacienty)~~5190,-~~

4160,-

patient kit (pro
jednoho pacienta)~~2540,-~~

2040,-

Refill – 20x1,2ml

~~15530,-~~

12430,-

Xyntrus

Antivirová a antibakteriální ústní voda
Redukuje až 99,99 % virů a bakterií v ústech.
Účinný proti chřipkovým virům vč. H1N1, SARS-CoV-2 a také proti Herpes Simplex typu 1.



500ml

~~299,-~~

279,-

CleanJoy

Profylaktická pasta pro odborné čištění a leštění zubů.
Obsahuje fluorid a xylitol, vhodná rovněž na implantáty.
Hrubosti: hrubá, střední a jemná.
K dispozici v tubách nebo v SingleDose.
Sada obsahuje 3x100g ve 3 hrubostech



Sada – 3x100ml

~~2310,-~~

1535,-

sleva více než:

33%

Plastové lžice
jednorázovéVelikost 1, 2
nebo 3, pět párů~~118,-~~

102,-

Pola Day 6%

Pola Day je pH neutrální gel s obsahem hydrogen peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Nově i ve
větších
stříkačkách

Balení: 1x3g	420,-	289,-
Balení: 50x3g	19052,-	11990,-
Balení: 4x 1,3g	1392,-	990,-
Balení: 10x 1,3g	2649,-	1990,-

Pola Night 16%

Systém bělení do nosiče s vysokou viskozitou a s neutrálním pH. Poskytuje maximální komfort domácího ošetření ve dvou koncentracích karbamidu peroxidu



Balení: 45x 1,3g	6708,-	3990,-
Balení: 10x 1,3g	2554,-	1690,-
Balení: 4x 1,3g	1025,-	749,-

Pola Light

Nový pokročilý systém na domácí bělení zubů s technologií led světla.

Pola Light je pokročilý systém na bělení zubů, který je spojením oceněnovaného bělicího systému a LED náustku pro rychlejší vybělení. Rychle působí a zuby jsou vybělené za pouhých 5 dní. Lze dobíjet pro další bělení zubů. Systém se používá v kombinaci s gelem Pola Day. Gel zajišťuje extra hydrataci, zmírňuje přecitlivělost a mineralizuje



1 balení: 4x 3g, Pola Light náustek, USB kabel

~~3104,-~~ **1890,-**

EXPERTmatic LUX E25 L
1:5

Nejprodávanější
červené kolénko



- Keramická ložiska
- 3 děrový sprej
- Výměnný mikrofilm
- Světlovod 25.000 Lux

sleva více než:

51%

~~41 245,-~~ **19 990,-**

EXPERTmatic LUX E20 L
1:1

Nejprodávanější
modré kolénko



- Keramická ložiska
- 1 děrový sprej
- Malá hlavička
- Světlovod 25.000 Lux

sleva více než:

47%

~~30 265,-~~ **15 990,-**

SMART torque S619L
(turbínka)

Nejprodávanější
turbínka



Díky keramickým ložiskům, 4 bodovému spreji a zvýšenému výkonu je tato turbínka velmi atraktivním výrobkem

sleva více než:

33%

~~24 035,-~~ **15 990,-**

Surgispon

Náhrada za momentálně nedostupný Gelitaspon

Sterilní hemostatické vstřebatelné želatinové houbičky pro účinné a rychlé stavění krvácení. Surgispon je netoxický, hypoalergenní.



1x1x1cm, 32ks	399,-
8x5x1cm, 2ks	228,-

Viscostat

Viskózní hemostatický koagulační gel s 20% síranu železitého
Hlubková aktivní hemostáza během několika sekund



Intro Kit: 4x1,2ml Viscostat + 20 kanyl	1120,-	900,-
Indispense Kit: 30ml ViscoStat + 20 kanyl	2240,-	1800,-
Indispence: 30ml	1340,-	1080,-

Viscostat Clear

hemostatický viskózní gel s 25% chloridu hlinitého
transparentní gel pro estetické zóny



Intro Kit: 4x1,2ml Viscostat Clear + 20 kanyl	1120,-	900,-
Indispense Kit: 30ml ViscoStat Clear + 20 kanyl	2240,-	1800,-
Indispence: 30ml	1340,-	1080,-

Hemocollagene

Biokompatibilní & resorbovatelné hemostatické houbičky.
Podporují lokální hemostázu uvnitř rány po extrakci
Zcela vstřebatelné, sterilní & biokompatibilní
Lze je zasunout do rány & držet v poextrakčním lůžku
Kolagen podporuje přilnavost & vzájemné shlukování krevních destiček
Balení obsahuje 24 jednotlivě, sterilně balených houbiček v blistru.



24 houbiček

~~2210,-~~ **1775,-**

Kolagenní membrána

pro řízenou kostní regeneraci v dentální chirurgii
pro léčbu parodontálních defektů kostní dreně
pro defekty kosti a periimplantitidy
pro podporu regenerace kostí a měkkých tkání
porézní struktura poskytuje vynikající propustnost krve
rychlá adaptace díky hydrofilním vlastnostem



15 x 20mm	1590,-	1345,-
20 x 30mm	2590,-	2185,-

Riva Light Cure A3
kapsle - výprodej

Exp.: 06/22	4112,-	500,-
Exp.: 09/22	4112,-	1980,-

Relyx Universal

Duálně tuhnoucí kompozitní cement.

Dostupné odstíny: fluorescentní, A1, A3 opákní, bílý opákní.

Doplňkové balení obsahuje: 3,4 g materiálu ve zvoleném odstínu, 15 míchacích kanyl a 5 prodlužovacích endo koncovek.

sleva více než:

25%

Doplňkové balení
3,4g + kanyly

5076,-

3795,-

Scotchbond
Universal PlusRentgen kontrastní, univerzální adhezivum pro všechny
přímé a nepřímé indikace lepení

sleva více než:

25%



5ml

3771,-

2819,-

Amalgamátor GM-50

Multifunkční amalgamátor / třepačka různých druhů kapslí.
Masivní, pevná základna zabraňuje pohybu zařízení během
míchání
9 volitelných úrovní rychlostí míchání po dobu 1 až 30 sekund.
Kompaktní design, jednoduché ovládání, snadný na údržbu.

8690,-

7785,-

Tetric PowerFill

Tvarovatelný světlem
tuhnoucí
rentgenoktrastní
kompozit pro přímé
výplně v distálním
úseku ve vrstvách až 4
mm s dobou
polymerace od 3s.Kupte 5 stříkaček a získáte 2x Tetric
PowerFlow ZDARMA

odstíny - IVA, IVB a IVW (bělený)

1649,-

Tetric EVO Ceram

Nanohybridní kompozitum
s vynikající leštitelností a
estetikou.
Snadno a rychle
zpracovatelné, s vysokou
odolností proti otěru.
Široké spektrum 16-ti VITA
odstínů + 4 odstíny pro
bělené zuby.Kupte 5ks a dostanete 2x Tetric
EvoFlow ZDARMA

Stříkačka 3g

1729,-

Tetric EVO Ceram

Nanohybridní kompozitum
s vynikající leštitelností a
estetikou.
Snadno a rychle
zpracovatelné, s vysokou
odolností proti otěru.
Široké spektrum 16-ti VITA
odstínů + 4 odstíny pro
bělené zuby.Kupte 5ks a dostanete OptraGloss
Composite set ZDARMA

Stříkačka 3g

1729,-

TE-Econom Plus

Mikrohybridní fotokompozitum vhodné pro všechny indikace

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B2 a C3

Kupte 4 stříkačky a získáte 1x TE-Econom
Flow ZDARMA

4g

559,-

Neo Spectra ST

Univerzální výplňový materiál.

Dostupné odstíny: A1 (odpovídá A1, B1, C1),
A2 (pro A2, B2, D2), A3 (pro A3, C2, D3, D4),
A3.5 (pro A3.5, B3, B4, C3), A4 (pro A4, C4),
BW (pro bělené zuby), D1 (opákní dentin), D3
(opákní dentin) a E1 (translucentní sklovina)Kupte 3 balení podle svého výběru a
získáte 1 balení odstínu A2 ZDARMA

LV/HV stříkačka

1180,-

LV/HV kompule
16x0,25g

1574,-

Neo Spectra ST Flow

Zatékavý výplňový materiál.

Dostupné odstíny: A1 (odpovídá A1, B1, C1),
A2 (pro A2, B2, D2), A3 (pro A3, C2, D3, D4),
A3.5 (pro A3.5, B3, B4, C3), A4 (pro A4, C4),
BW (pro bělené zuby), D1 (opákní dentin), D3
(opákní dentin) a E1 (translucentní sklovina)Kupte 3 balení podle svého výběru a
získáte 1 balení odstínu A2 ZDARMA

Stříkačky, 2x 1,8g

1464,-

SDR Plus

Zatékavý materiál typu bulk-fill.

Odstíny: Universal, A1, A2 a A3.



3+1 ZDARMA

Kupte 3 balení podle svého výběru a
získáte 1 balení odstínu Universal ZDARMA

15x0,25g

1694,-

Stříkačka 4g

Charisma Opal

Obľíbený univerzální kompozit
pro výplně ve frontálním i
laterálním úseku.Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4,
B1, B2, B3, B4, C2, C3, C4, OL a
OM.

5+1 ZDARMA

1030,-

Charisma Diamond

Charisma Diamond: Nanohybridní fotokompozitní materiál s minimální
polymrační kontrakcí a inovovaným složením, které je základem pro
výjimečné mechanické a estetické vlastnosti.Široká škála odstínů: 11 univerzálních, 3 opákní dentinové, 3 pro bělené
zuby a 4 incizální.Charisma Diamond One: Jeden odstín na všechno!
Materiál neviditelně splyne s restaurovaným zubem.
Pevná konzistence, minimální lepidivost, vynikající leštitelnostKupte 4 balení Charisma Diamond podle
svého výběru a získáte 1 balení Charismy
Diamond One ZDARMA

Cena balíčku

6650,-

5320,-

Variotime

A-silikonový otiskovací materiál pro veškeré indikace.

Putty - k ručnímu míchání a nebo pomoci stroje Dynamix (putty, monophasé a heavy tray).

Krém - medium flow, light flow a extra light flow



Kupte 1 balení Dynamixu nebo 2 balení EasyPutty a získáte krém medium flow 2x50ml ZDARMA

Easy putty – 2x300ml, krém – 2x50ml, Dynamix 2x380ml

Cena akce s Dynamixem	4180,-	3300,-
Cena akce s Easy Putty	3780,-	2900,-

Futar

Futar - snadné opracování, malá elasticita, tvrdost (Shore-A 90) pracovní čas 30 s, intraorální čas tuhnutí 90 s.

Futar Fast - snadné opracování, malá elasticita, tvrdost (Shore-A 90) pracovní čas 15 s, intraorální čas tuhnutí 60 s.



2 x 50ml + 6 kanyl

1470,-

1285,-

Futar D

Futar D / Fast - rychle tuhnoucí a extra tvrdý (Shore-D 43), žádné elastické borcení, pracovní čas 30 s / 15 s / 90 s, intraorální čas tuhnutí 60 s / 45 s / 90 s.



2 x 50ml + 6 kanyl

1470,-

1285,-

Speedex



set	1619,-	1445,-
Putty 910ml	1269,-	1135,-
Light Body/ Medium Body 140ml	529,-	465,-
Aktivátor 60ml	739,-	655,-

ZetaPlus

Jednoduchá manipulace i míchání, vynikající zatékavost. Při vkládání do úst je měkký a velmi dobře se otiskuje.



kit

1249,-

1045,-

Oxasil

Ručně míchatelný otiskovací materiál od vynálezce Optosil / Xantopren. Díky vysoce aktivnímu systému báze/aktivátor dosahuje oxasil krátké doby vytvrzování.

Zajišťuje přesnou a trvalou reprodukci detailů s vynikající zpracovatelností během doby tuhnutí.



Putty / Soft Putty – 900ml

530,-

475,-

Light/Very Light 140ml

320,-

285,-

Activator Paste – 60ml

260,-

235,-

Hydrogum 5

Vynikající bezprašný alginát s vysokou objemovou stálostí 5 dnů. Ovočná chuť, fialová barva, antidávivá složka.



12 x 453 g (1 ks = 248 Kč)	5028,-	3948,-
453g	439,-	365,-

Imprint 4 Penta

Inovativní A-silikonová otiskovací hmota, jejíž výhodou je špičková přesnost, časová úspora a pohodlná manipulace. Aktivní samozahřívání pro zrychlené tuhnutí (pouze 75 sekund).



Imprint 4 Penta Putty, Penta Heavy nebo Penta Super Quick Heavy
2xbáze 300ml,
2xkatalyzátor 60ml

5808,-

Imprint 4 krémy

Aktivní samozahřívání pro zrychlené tuhnutí (pouze 75 sekund).

Nejkratší dobu tuhnutí v ústech pro úsporu času.

Dostatečně dlouhý pracovní čas pro otiskování bez stresu.

Vysokou hydrofilii pro dokonalé zatékání a nejméně reprodukci detailů.

Zářivé barvy hmoty pro lepší čitelnost.



Imprint Krém: 5x50ml, 5x míchací kanyla žlutá, 5x Intra-oral Syringe zelená

Varianty: Light, Super Quick Ultra Light, Super Quick Light, Regular, Super Quick Regular

3679,-

Kofferdam Starter Kit I

Starter Kit I: základní sadu spon se zásobníkem, děrovací kleště, aplikační kleště a ocelový rámeček.

Základní sada spon: 12 ks ve tvarech: 5, 7, 56, 201, 202, 206, 207, 210, 211, 0, 2, 2A



Kit I

11059,-

10289,-

Kofferdam starter Kit II

Starter Kit II: základní sadu spon se zásobníkem, děrovací kleště, aplikační kleště, 36 ks středních blan, děrovací šablonu a skládací plastový rámeček

Základní sada spon: 12 ks ve tvarech: 5, 7, 56, 201, 202, 206, 207, 210, 211, 0, 2, 2A



Kit II

12379,-

11519,-

Kofferdamové spony



č. 206

č. 2

č. 207

č. 210

č. 5

č. 7

1ks

479,-

449,-

Tempsmart DC

Duálně tuhnoucí kompozit pro dočasné korunky a můstky bez obsahu změkčovadel. Krátký pracovní postup díky pohodlné možnosti polymerování - celkový čas jsou 3 minuty. Vysoká pevnost v lomu pro dočasné náhrady. Snadno leštitelný až do vysokého lesku a dosažení vysoké estetiky. **K dispozici:** v 48 ml kartuších (A1, A2, A3, A3.5, B1 a BW) a 10 ml stříkačkách (A1, A2, A3 a B1).



Kartuše 48ml

~~3330,-~~

2045,-

Stříkačka 10ml

~~1990,-~~

1245,-

G-CEM LinkForce

Univerzální duálně tuhnoucí adhezivní fixační cement pro všechny indikace a všechny materiály.

Starter kit: 1x8,7g G-CEM LinkForce A2 nebo TL, 20x GC Automix Tip Regular, 1x5ml G-Multi PRIMER, 1x5ml G-Premio BOND, příslušenství.

Refill A2 /
Translucent; 8,7 g~~4800,-~~

3985,-

Starter Kit: A2 / Translucent

~~6090,-~~

5210,-

G-CEM Veneer

Světlem tuhnoucí pryskyřičný cement určený pro fixaci estetických fazet.



Starter Kit: 2x G-CEM Veneer Refi I (1 ml / 1.7 g) A2 & TR, 2x Try-in Paste Refi I (2 ml / 1.5 g) A2 & TR, 5ml 5ml G-Multi PRIMER, 5ml G-Premio BOND, 45x koncovky pro G-CEM Veneer, 2x ochranný kryt stříkačky, 50x mikroštětečky, 20x dávkovací mistička

~~7990,-~~

6050,-

Refill: 1,7g (A2, Translucent,
Opaque, Bleach)~~1150,-~~

870,-

Essentia Universal



Essentia Universal – Univerzální světlem polymerující kompozit s kondenzovatelnou konzistencí

1 tuba 3,4g

~~1670,-~~

1298,-

Essentia

Světlem tuhnoucí, radioopákní, univerzální výplňový materiál. Pouze 7 odstínů pro všechny klinické situace.

Odstíny: LD, MD, DD, LE, DE, U a ML. K dispozici čtyři **modifikátory** (RBM, B?, WM a OM) vyvinuté pro rychlou charakterizaci vašich výplní. **Starter Kit:** stříkačky: 7x2ml (1 od každého odstínu), 20 aplikačních koncovek a příslušenství.

Modifier Kit: 2x2,4ml (1 od každého odstínu)

1 tuba,
libovolný odstín~~1670,-~~

1298,-

Modifier Kit

~~5760,-~~

4863,-

Essentia HiFlo/LoFlo



HiFlo/LoFlo – zatékavé fotokompozity
HiFlo - vysoká zatékavost
LoFlo – nízká zatékavost

1 tuba – 3,4g

~~1690,-~~

1365,-

Gradia Direct



Anterior Syringe; 2.7 ml v odstínech XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT, CVT
Posterior Syringe; 2.7 ml v odstínech P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT
X Syringe; 2.7 ml (5 g) v odstínech X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-AO2, X-WT

~~1750,-~~

945,-

Gradia Direct Flo/LoFlo



Flo: 2x 1,5g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry
LoFlo: 2x 1,3g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry

~~1690,-~~

1235,-

Gradia Core

Duálně tuhnoucí kompozit pro estetické dostavby fixaci kořenových čepů.



Kit: 1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství

~~6520,-~~

5350,-

Intro kit: 1x GRADIA CORE Kit (1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství); 1x GRADIA CORE Dispenser (dávkovací pistole).

~~6740,-~~

5550,-

Refill: kartuše
10ml,~~3250,-~~

2775,-

GC Fuji IX GP 1-1



Odstín. A3

1-1

~~3030,-~~

2475,-

GC Fuji IX GP 3-2



Set obsahuje: A2, A3 a B3 prášek, 2x 6,4ml tekutiny

3-2

~~7250,-~~

5875,-

GC Fuji IX GP Extra 1-1



Odstín. A2, A3

1-1

~~3210,-~~

2655,-

GC Fuji I kapsle



Odstín: světle žlutá

akční
cena

50 kapslí

2970,-

GC G-CEM kapsle



Odstín: A2, AO3, TL, BO1, sortiment

akční
cena

50 kapslí

sleva více
než:

20%

5598,-

GC Fuji Triage kapsle



Odstín: růžová, bílá

akční
cena

50 kapslí

3280,-

GC Fuji IX GP kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

akční
cena

50 kapslí

3545,-

GC Fuji IX GP FAST
kapsle

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

akční
cena

50 kapslí

sleva více
než:

20%

3545,-

GC Fuji IX GP Extra
kapsle

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

akční
cena

50 kapslí

3888,-

GC Fuji II LC
Improved kapsle

Odstín: A2, A3, B3

akční
cena

50 kapslí

4030,-

GC Fuji Plus kapsle



Odstín: A3, žlutá

akční
cena

50 kapslí

3835,-

GC Fuji Plus plv./liq.



Odstín: A3

akční
cena

1-1

3435,-

GC Fuji II LC
Improved plv./liq.

Tekutina 6,8g

Prášek 15g

3-2 balení: 3 x 15g prášku (A2, A3,
B3) a 2 x 8g tekutiny

1690,-

1990,-

7995,-

Fuji I 1-1



Odstín: světle žlutá

akční
cena

1-1 (plv. + liq.)

2975,-

GC Fuji Triage 1-1



Odstín: růžová, bílá

akční
cena

1-1

2375,-

NOVINKA

G-aenial A'CHORD

Výhodné balíčky:

**Speciální kit:** G-Aenial A'CHORD – 2x A2, 2x A3 + 1x G-Premio BOND 5ml~~9980,-~~

7945,-

**Core kit:** stříkačky (4g) v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4~~8800,-~~

6680,-

**Refill stříkačky 4 g:** A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, JE, AE, BW, BOW.~~1760,-~~

1490,-

**Layering kit:** stříkačky (4g) v odstínech: A2, A3, AO2, AE, JE~~8800,-~~

6680,-

**Trial kit A:** stříkačky (4g) v odstínech: 2x A2, 1x A3~~5280,-~~

3975,-

Trial kit B: stříkačky (4g) v odstínech: 2x A3, 1x A2~~5280,-~~

3975,-

G-Cem ONE

G-CEM ONE je skutečně univerzální, technologicky nenáročný cement s vysokou pevností vazby a vynikající schopností samotuhnutí. Díky GC Touch Cure a G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer jej lze použít pro širokou škálu indikací, včetně náročných klinických situací.

Starter kit A2/TL: stříkačka A2/TL, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive enhancing Primer

1997,-

Systém Kit: stříkačky A2 a TL, 15x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive Enhancing Primer a G-Multi Primer

4400,-

Twin Refill A2/TL: 2x stříkačky A2/TL, 15x GC Automix Tips Regular, 5x GC Automix Endo tips

3300,-

Single Refill AO3/WO: stříkačky AO3/WO, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips

1700,-

NOVINKA

G2-BOND Universal

NOVINKA

Všestranný 2 lahvičkový univerzální bond. Nová patentovaná technologie GC Dual-H Technology umožňuje plynulý přechod od hydrofilních k hydrofóbním vlastnostem povrchu s aplikovaným primerem, který potom zpevní, a vznikne skutečně hydrofóbní ochranná vazební vrstva. G2-BOND Universal je okamžitě rozpoznatelný díky svým jedinečným obalům na lahvičkách 1-Primer a 2-BOND.

G2-Bond Universal Bottle Kit: 5ml 1-PRIMER, 5ml 2-BOND, 1-PRIMER kryt, 2-BOND kryt, 20x dávkovací místička, 50x aplikátor a technická karta.

3900,-

1-PRIMER Refil 5ml



2800,-

1-BOND Refil 5ml



1200,-

D-Light DUO

D-Light Pro

Capsule Mixer CM-II

Bezdrátová LED polymerační lampa, která má malé rozměry a je velmi lehká. Její dvojí vlnová délka a spolehlivý výkon umožní během krátké doby efektivně polymerovat všechny dentální materiály.

**Lampa + 25x Essentia (dle výběru)**

33400,-

Lampa + 25x tuba G-aenial (dle výběru)

41200,-

Lampa + 25x tuba Gradia Direct (dle výběru)

35000,-

Lampa + 10x GC kapsle

Cena kapslí

Vysoce výkonná LED lampa. Duální vlnová délka, tři programy, elegantní, lehký a ergonomický designem, autoklávovatelná rukojeť.

**Obsah balení :** rukojeť (tělo & elektronický modul), světlovod 8mm, 2x baterie, nabíječka, napájecí zdroj, EU/UK adaptory, 1x ochranný štítek očí tvrdý, 3x ochranný štítek očí měkký.~~42190,-~~

31900,-

Nový digitálně ovládaný vysokorychlostní míchací přístroj na kapsle. Zajišťuje nejlepší namíchání všech kapslových materiálů. Ergonomický moderní design přístroje. Speciálnímu design míchacích vidliček pro snadné vkládání i vyjímání kapslí. Velký digitální displej usnadňuje volbu mezi manuálním a předvoleným míchacím programem...

~~21190,-~~

17700,-

Fuji TEMP LT

Fixační cement ve verzi pasta-pasta na dlouhodobá provizoria. Poskytuje dobře známé ochranné vlastnosti, které nabízejí materiály založené na skloionomerní technologii. Příjemná manipulace - nepřilíhající řídká konzistence s tenkou vrstvou filmu, snadné odstranění přebytků



2x13,3g kartuše

~~5200,-~~

4795,-

dóza, 30g, bílá

Cavition

Dočasný výplňový materiál pro standardní kavity a po endodontickém ošetření. Tuhnutí je iniciováno vodou a slinami. Snadno se odstraňuje.

~~620,-~~

560,-

Gradia štětec



10 ks, plochý nebo kulatý

~~1560,-~~

1395,-

držák štětců

270,-

Injection Moulding Kit

Vysoce odolný výplňový kompozit s výjimečnou pevností a odolností proti opotřebení díky kombinaci ultrajemného plniva s obsahem baria a GC vylepšené technologii silanizace částic



1x kartuše EXACLEAR,
3x G-aenial Universal
Injectable (A1, A2, A3)

4370,-

3975,-

3ml

2970,-

2475,-

Ceramic Primer II

Adhezivum pro vytvoření silné vazby během fixace mezi všemi estetickými nepřímými náhradami a cementy na bázi pryskyřice, nebo při opravách přímých kompozitních náhrad.



For all ceramics
(glass ceramics,
zirconia and alumina),
hybrid ceramics
and composites

DiaPolisher Paste



Diamantová leštící pasta GC DiaPolisher Paste byla vyvinuta pro další vylepšení estetických výsledků kompozitních výplní zhotovených z materiálů G-aenial, Kalore, Gradia Direct nebo Gradia

2g

1490,-

1251,-

Skvělá cena na
100 kapslí odstín
A2, A3

EQUIA Forte HT



Bulkový sklohybridní výplňový systém. Posouvá sklohybrid na vyšší úroveň - pro sklohybridní materiály je použita směs částic s různou velikostí. Pevnost i manipulace byly ještě vylepšeny u EQUIA Forte HT rozvinutím inteligentní kontroly distribuce a vzájemného působení těchto skleněných částic. Pevnější a nelepivý materiál, vynikající pro bulkové výplně, i pro zatěžované výplně II. třídy.

Refill á 100 kapslí v odstínech: A2, A3

7775,-

Refill á 50 kapslí v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4,

5330,-

4075,-

sortiment.
Klinické balení obsahuje: 200 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny A2, A3, B2.

17500,-

14665,-

Promo balení obsahuje: 100 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny: A2, A2-A3, A3, A3-B2.

10440,-

8325,-

Intro balení obsahuje: 20 kapslí, 20 ks unitdase EQUIA Forte Coat a 25 jednorázových štětečků v odstínech - odstíny A2, A3, B2.

3020,-

2535,-

EQUIA Coat

Nový unikátní výplňový systém, který kombinuje novou generaci skleněných částic (EQUIA Fil kapsle) s vysoce naplněným pryskyřičným ochranným lakem (EQUIA Coat). Spojuje rychlou a snadnou manipulaci s dokonalými fyzikálními vlastnostmi a nepřekonatelnou estetikou. Inteligentní řešení - lak je navržen tak, aby se po několika měsících rovnoměrně opotřeboval.



4ml

2470,-

1985,-

Fuji Cem Evolve



Skoionomerní cementy jsou chloubou GC díky dokonalé kvalitě, kterou prokázaly nezávislé klinické studie po celém světě.

Inovativní, čirý VPS materiál vhodný pro náročné estetické případy s vynikajícími výsledky. Vysoká úroveň transparence zajišťuje skvělou možnost vizuální kontroly a viditelnost detailů. Bezkonkurenční průsvitnost umožňuje velmi efektivní polymeraci přes silikon.



kartuše
2x51g

1990,-

1850,-

everStick Perio

Estetické řešení pro parodontální dlahování šetrné pro pacienty



1x8cm

2570,-

1985,-

everStick INTRO: everStick C&B
8 cm, everStick PERIO 8 cm,
silikonový nástroj StickREFIX D

3610,-

2785,-

everX Flow



Zatékavý kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny určený pro náhradu dentinu. Nejsilnější náhrada dentinu pro zpevnění velkých kavit. Vynikající odolnost proti zlomení, téměř shodná s dentinem, a to díky vysokému podílu krátkých vláken, která jsou pevně vázána na živčnou matici.

stříkačka 2ml (3,7g),
bulkový nebo
dentinový odstín,
20x koncovka

1890,-

1565,-

everX Posterior

Vlákny zesílený kompozit pro náhradu dentinu. Obsažená krátká vlákna z něj činí perfektní materiál pro zesílení všech rozsáhlých kompozitních výplní. Vlákna zabraňují vzniku a šíření prasklin - odolnost odpovídá dentinu.



15 unitů ×
0,13 ml

2440,-

2030,-

50 unitů ×
0,13 ml

7350,-

5999,-

everStick C&B

Skelní vlákna vyztužené materiály. Spolehlivé, minimálně invazivní, extra pevné, estetické. Pro minimálně invazivní kompozitní můstky vyztužené vlákny



1x8cm

2780,-

2165,-

everStick INTRO: everStick C&B
8 cm, everStick PERIO 8 cm,
silikonový nástroj StickREFIX D

3610,-

2785,-

Dry Mouth Gel

Gel na suchá ústa

10ks sortiment: 4x máta, 2x
malina, 2x pomeranč, 2x citron

3240,-

3030,-

10ks malina

3240,-

3030,-

GC Repair Kit

Balení: G-Premio BOND 5x unidose, CERAMIC PRIMER II 5x unidose, Gradia Plus OA1 (opáker pro překrytí dostaveb na bázi kovu) tuba 2 ml, technický průvodce, aplikátory a mikroštetčky



balení

3310,-

2785,-

G-Multi Primer

Zajišťuje trvalou adhezi ke všem typům náhrad, kombinuje tři různé monomery k dosažení perfektní adheze ve všech situacích.



5ml

2210,-

1855,-

G-aenial Anterior /
Posterior / Flo X

sleva více než:

27%

Flo X: A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 (3,6g)**Anterior:** 2,7 ml (4,7 g) XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE**Posterior:** 2,7 ml (5,5 g) P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE, P-IE

tuba

2060,-

1489,-

G-aenial Universal
Injectable**Odstíny:** XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

tuba 1x1ml

1150,-

980,-

G-aenial Universal
Flosleva více
než:

29%

**Odstíny:** BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3, JE a AE

Tuba: 3,4g

2140,-

1499,-

G-Premio Bond



sleva více než:

22%

3-Bottle Pack:
3x5ml

7500,-

5849,-

1 lahvička
5ml

2940,-

2349,-

G-Bond Starter Kit

Samoleptací, světlem tuhnoucí jednosložkové adhezivum 7. generace, celá aplikace během 30 s.

sleva více
než:

45%

**Starter Kit:** 5 ml, 50x
mikrotip štětcečky, mikrotip
aplikátor a míchací miska

3950,-

2175,-

Cocoa Butter

Separáční médium k izolaci kovových nástrojů při zhotovování skloionomerních výplní. Výborná separace skloionomeru a kovových nástrojů, hladký povrch výplně.



10g

390,-

350,-

MI Varnish

Bioaktivní, fluoridační ochranný lak (varnish) s obsahem kalcia a fosfátu "Ochrana jediným tahem štětce".

**Intro Pack:** 10x 0,4 ml
(5x jahoda, 5x máta),
20x štětceček

1010,-

788,-

Refill Pack: 35x 0,4 ml
(jahoda / máta), 50x
štětceček

3050,-

2495,-

Tooth Mousse

Bioaktivní, dentální ochranný krém, který obnovuje minerální rovnováhu v ústech a stimuluje produkci slin.

Příchutě: meloun, jahoda, máta, vanilka a tutti frutti.**5-Pack:** 5 ks
sortiment

3040,-

2375,-

10-Pack: 10 ks sortiment
nebo jedna příchuť

5600,-

4490,-

MI Paste Plus

Stejně účinky jako GC Tooth Mouse, navíc obsahuje fluorid
Příchutě: jahoda, máta, tutti frutti, vanilka a meloun

**5-Pack:** 5 ks
sortiment

3270,-

2565,-

10-Pack: 10 ks sortiment
nebo jedna příchuť

6220,-

4875,-