

Sekudrill

Desinfekce rotačních nástrojů
K dezinfekci a čištění stomatologického rotačního instrumentária z oceli, tvrdokovu, diamantu, elastických lešticích nástrojů, keramických brusných tělisek a kořenových nástrojů

2l

719,-

645,-

100 ks + nosič

Helix Test

Testy průniku páry (Bowie-Dick test) pro malé parní sterilizátory



1995,-

1695,-

1ks



1258,-

1133,-**Gigasept Instru AF**

Přípravek na dezinfekci a čištění všech druhů nástrojů a pro ultrazvukové čističky. Neobsahuje aldehyd, fenol ani aktivní chlór. Má velmi dobré čistící schopnosti, široké spektrum účinnosti a příjemně voní.

2l

1410,-

1319,-

5l

3160,-

2940,-**Rotasept**

Vysoko účinný přípravek na dezinfekci a čištění všech typů rotačních nástrojů.

2l

1070,-

995,-**Aspirmatic**

Aspirmatic: Přípravek ke každodennímu hygienickému ošetření odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu. Rozpuští hleny, vhodný pro všechny druhy materiálů, biologicky odbouratelný.

Aspirmatic Cleaner: Speciální přípravek k ošetření odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu podporující účinek Aspirmaticu. Používá se 1x týdně a při silném znečištění. Odstraňuje anorganické usazeniny, jako je vodní kámen



Aspirmatic 2l

1489,-

1335,-Aspirmatic
Cleaner, 2l

1339,-

1195,-**FD 350**

Dezinfekční ubrousky pro dezinfekci a čištění otřených povrchů zdravotnických prostředků. Sortiment 3 typů: klasik, s vůní květi nebo s vůní citrónu.

Sekusept Aktiv

K dezinfekci a čištění nástrojů, pomůcek z nerezu, skla, gumy a plastu. Skvělá materiálová snášenlivost, pH pracovního roztoku 8. Má vynikající čisticí účinky, výborně rozpouští krev a bílkovinné nečistoty. Určeno i pro vyšší stupeň dezinfekce termolabilních materiálů. Vhodné i pro použití v ultrazvukové lázni a v poloautomatických myčkách.

6 kg

4119,-

3695,-

1,5 kg

1109,-

995,-**Mikrozid AF liquid**

Přípravek pro dezinfekci postříkem na plochy a předměty. Účinný proti baktériím, mykobaktériím, mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a širokému spektru virů.

Bez formaldehydu, jako účinné látky obsahuje alkoholy, glutaraldehyd a kvarterní ammonné soli.

1l

310,-

290,-

5l

1280,-

1220,-**ORBI-Sept dezinfekce vrtáčků**

Pro čištění a profylaktickou dezinfekci zubních vrtáčků a rotačních nástrojů. Vhodný také pro ultrazvukové čističky.

2,5l

704,-

654,-

2,5l



1207,-

1097,-

Koncentrát pro přípravu dezinfekčního roztoku pro ruční čištění a profylaktickou dezinfekci termostabilních a termolabilních nástrojů ponořením do lázně.

ORBI-Sept dezinfekce odsávacího zařízení

Vysoko účinný koncentrát pro čištění, dezinfekci a péči o odsávací systémy zubních souprav. Je bez aldehydu, nepření. Díky vysoké čisticí síle odstraní i odolné usazeniny. Široké spektrum působení, vysoká kompatibilita, použitelný i v systémech se separátory amalgámu. Pravidelné používání zamezuje vzniku nepříjemných pachů.



2,5l

713,-

660,-

Apron č. 1



Ochranné roušky pro pacienta vyrobené z umělé hmoty.
Dodávané v roli s perforací pro odříznutí.
S výrezem pro krk a páskami pro zavázání.
Barvy: bílá, zelená, tmavě modrá, oranžová a žlutá.
Rozměr: 80 x 54 cm.

80x54 cm -200 ks

510,-

459,-

Injekční stříkačky



2ml, 100ks, Braun

91,-

82,-

5ml, 100ks, Braun

159,-

145,-2ml, 100ks, Chirana
(modré)

99,-

89,-

Ručníky Tork



300ks

97,-

269,-

260,-

235,-

Pervin (Perlan) utěrky

Víceúčelové přířezy z netkané textilie jsou určeny pro každodenní použití za sucha i mokra.
Hygienická nezávadnost, příjemný dotek, pevnost a odolnost proti oděru.
Mimořádná savost.

Utěrky, 40x50cm,
200ks

683,-

617,-Ručníky, 50x95cm,
100ks

753,-

675,-

Oproti zářijových akcím ještě lepší ceny na:

G-aenial Anterior, A2, A3	1398,-	Gradia Direct Anterior 4 g A2, A3	935,-	FibreKleer - čepy	595,-
G-aenial Posterior, P-A2, P-A3	1398,-	Gradia Direct Posterior 4 g A2 , A3	935,-	Build-It – stříkačky	656,-
G-aenial Universal Injectable 1 ml - A2, A3	898,-	Gradia Direct X-A2, X-A3	935,-	Breeze - stříkačky	970,-
Fuji Plus 1-1 balení A3	3498,-	G-Premio Bond 3 x 5 ml	5795,-	Opalescence PF 16% máta nebo regular	1498,-
G-Bond starter kit	2198,-	G-Premio Bond 5ml	2295,-	Opalescence pasta – Senzitive, Cool Mind	215,-

Připomínka – akce na Medin platí do konce října

vrtáčky

Navigátory

diamanty

Spreadery

H-File

dřeňové jehly

lentule

K-File

W-File

K-Reamer

rozřezávače

Unicony

Gatesy

A další..

Retopin

Oblibené parapulpární retenční výmenné čepy s vícenásobně použitelným mandrelom. Dodávané v titanové nebo pozlacené variantě. Na ohýbání čepů slouží ruční zavaděč.

Gold set 25ks	1309,-	1119,-
Gold refill 100ks	2389,-	2029,-
Titan set 25ks	1639,-	1399,-
Titan refill 100ks	2829,-	2399,-

RelyX U200 Clicker

Samoadhezivní univerzální pryskyřičný cement v ručně míchatelné verzi ve formě pasta/pasta v dispensemenu Clicker.
Silná adheze, vynikající síla vazby k dentinu, sklovině a náhrádám, odolnost proti diskoloracím.

Clicker 11g	4844,-	4369,-
Automix 8,5g	3426,-	3109,-

TheraCEM Ca

Nový duálně tuhnoucí, samo-adhesivní, THERApeutický fixační cement. Obsahuje ionty kalcia, které trvale uvolňuje a podporuje tak regeneraci tkání.

8g + 15 kanyl a špiček	2910,-	2670,-
	2280,-	1950,-


Ribbond

Dlahovací páska vyrobená ze stejných, vysoko pevných polyetylénových vláken používaných pro výrobu neprůstřelných vest. Neuvěřitelně flexibilní, tkaný pomocí patentované křížové (zámek-steh) vazby, super snadné použití, výjimečné výsledky

Starter kit obsahuje: 3 x 22 cm vláken o šírkách 2, 3 a 4 mm, Ribbond nůžky a měkkou cínovou fólií pro měření v ústech	8350,-	7090,-
Mini kit: 1x22cm vlákna šíře 3mm, nůžky a měkkou cínovou fólií pro měření v ústech	4540,-	3890,-
refill 3 x 22cm (šířky 2, 3 nebo 4mm)	6640,-	5990,-

Innopost Carbon
Innopost Quartz

Anatomicky tvarované kořenové čepy s minimálním požadavkem na preparaci zubních tkání. K dispozici v průměrech: 0,9 mm, 1,0 mm a 1,2 mm.
Innopost Carbon - z karbonových vláken pro distální úsek, RTG kontrastní.
Innopost Quartz - z křemenných vláken, do frontálního úseku. RTG znatelný (ne kontrastní).



Innopost Carbon	1500,-	1200,-
Innopost Quartz	1900,-	1520,-

Univerzální materiál, optimální zatékavost, mikro hybridní kompozit pro přední a částečně zadní výplň. Je založen na methakrylátových pryskyřicích a anorganických plnivech s velikostí částic 0,05 až 1 μm.



2x2g	802,-	722,-
------	--------------	--------------

Duo Link Universal

Kompozitní, duálně tuhnoucí fixační cement pro keramické a kompozitní náhrady. Inovace: výrazně vyšlepená RTG kontrastnost, výrazně snazší odstranění přebytků. Odstíny: univerzální a mléčný bílý.



Mléčný bílý nebo univerzální, 8g	2150,-	1995,-
----------------------------------	---------------	---------------

Fiber Force – Fast Splint

Systém skelných vláken předem impregnovaných pryskyřicí. Neobsahují kov - biokompatibilní. Translucentní - téměř neviditelné. Nevyžadují zvláštní instrumentárium. Odstíny: bílý nebo růžový.



Na výběr: pásek bílý - 0,5 x 150 mm, 2 ks splétaný copánek - ø 2,2 x 150 mm, 2 ks UD vlákno - ø 2,2 x 150 mm, 2 ks

Spojuje spolehlivost totálního leptání, pohodlí samoleptání flexibilitu selektivního leptání. Garantuje univerzální kompatibilitu s chemicky, světlem i duálně tuhnoucími kompozitními pryskyřicemi a cementy. Využijete jej při všech přímých i nepřímých bondovacích technikách.



4ml	2420,-	2190,-
-----	---------------	---------------

All-Bond Universal

Praktický box z eloxovaného hliníku pro skladování a sterilizaci nástrojů na opracování kořenového kanálu v nové konfiguraci. Balení obsahuje: 6 rotačních nástrojů iEndostar E3 Azure, 2x rotační nástroje Endostar EP Easy Path, 12x K-files s endostopem, 12x Niti K-files s edostopem 25 mm, 2x Endostar lokátor, 2x K-files 12,5, 2x K-files 17,5



sleva:

25%

s nástroji	6579,-	3750,-
bez nástrojů	2790,-	2095,-

MaxCem Elite

Dvousložkový, samoleptací, duálně tuhnoucí kompozitní fixační cement typu pasta-pasta v duální stříkačce. Pro fixaci keramických, kompozitních a kovových náhrad. Odstíny: bílý, opakní, čirý a žlutý. Standard kit obsahuje: 5 x 5 g stříkaček (2x čirá, bílá, bílá opakní, žlutá) a kanyly



sleva více než: **30%**

8g + 15 kanyl a špiček	6579,-	2385,-
Standard Kit	3404,-	4685,-

SDI | FIXAČNÍ CEMENTY/BONDY

RIVA CEM

Riva cem je chemicky tuhnoucí, rentgen kontrastní, pryskyřicí modifikovaný skloionomerní upevňovací cement pasta/pasta uvolňující fluoridy. Je určen k definitivnímu cementování metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátů. Je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světlem.



Balení: 8.5 g stříkačka
Kód: SD8800700

1.490,- 2.034,-

Balení: 50x kapsle
Kód: SD8650008

2.790,- 4.102,-

Velké balení: 35 g prášek, 24.3 ml tekutina
Kód: SD8650508

2.390,- 2.701,-

Balení: 50x 0.1 ml SingleDose,
50x aplikáční štětečky, držák SingleDose

Kód: SD8100501

2.590,- 3.417,-

Balení: 5 ml
Kód: SD8100502

1.690,- 2.268,-

SKLOIONOMERNÍ

SET PP

Samoleptací samoadhezivní pryskyřicí modifikovaný duálně tuhnoucí fixační cement pro finální cementování náhrad z kovu, pryskyřice a keramiky.



Balení: 2x 7 g stříkačka automix,
28x aplikáční koncovka
Odstíny: A1, A2, OA3,
bílý opákní, translucent

Kód: SD8805101-05

EKO balení: 7 g stříkačka automix,
14x aplikáční koncovka
Odstín: A2

Kód: SD8805102EKO

2.490,- 4.917,-

1.790,- 2.624,-

RIVA LUTING

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí skloionomerní fixační cement. Díky vynikající adhezi k zubům, vysokému uvolňování fluoridu a zatékavosti, je použitelný pro široké spektrum klinických aplikací. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Balení: 50x kapsle
Kód: SD8650008

2.790,- 4.102,-

Velké balení: 35 g prášek, 24.3 ml tekutina
Kód: SD8650508

2.390,- 2.701,-

RIVA LUTING PLUS

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí, pryskyřicí modifikovaný skloionomerní cement pro fixaci korunek, můstek, inlejí a onlejí. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Balení: 50x kapsle
Kód: SD8651008

3.390,- 4.841,-

Balení: 25 g prášek, 8.95 ml tekutina
Kód: SD8651508

2.390,- 2.741,-

ZIPBOND

Zipbond Universal je jednosložkové univerzální adhezivum uvolňující fluoridy, kompatibilní s technikami samoleptání, selektivního leptání a celkového leptání. Zipbond Universal dosahuje reprodukovatelnou a spolehlivou pevnost vazby u různých zubních struktur a nepřeberného množství zubních výplní.



Balení: 50x 0.1 ml SingleDose,
50x aplikáční štětečky, držák SingleDose

Kód: SD8100501

2.590,- 3.417,-

Balení: 5 ml
Kód: SD8100502

1.690,- 2.268,-

STAE



Jednosložkový adhezivní systém 5. generace na sklovinnu identin.

Balení: 5 ml
Kód: SD810020

1.490,- 2.744,-



Jednosložkový, samoleptací, světlem tuhnoucí vazebný prostředek 7. generace uvolňující fluoridy, vhodný pro sklovinnu a dentin.

Balení: 5 ml, 50x aplikáční štěteček, míchací podložka
Kód: SD8100400

1.990,- 4.162,-

Filtek Supreme**Flowable**

**4x Supreme =
25% SLEVA**



Světlém tuhnoucí, rentgenokontrastní zatékavý nanokompozit s nízkou viskozitou.

Indikace: Výplně III. a V. třídy, podložkový materiál, vyblokování podsekřivin, pečetění fisur, atd.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3 opakní, B1, B2, C2, D2, W - bílý, XW - extra bílý.

Kupte 4 balení (1 balení: 2x2g) a získáte SLEVU 25%

2x2g stříkačky

1814,-

1360,-

Filtek Universal

**4x Supreme =
25% SLEVA**



Vysoký estetický bulkfillový materiál pro většinu klinických situací díky zvýšené opacitě.

Rychlá a jednoduchá aplikace v jednom kroku - hloubka vytvrzení až 5 mm.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, D3, XW a PO.

Kupte 4 balení (4g nebo 20 komplí) a získáte SLEVU 25%

20 komplí á 0,2g

2062,-

1546,-

Stříkačka 4g

2062,-

1546,-

Adstringentní pasta

Pasta pro dočasnu retrakci marginální gingivy a vysušení sulku u zdravého periodoncia.

Ideální před otiskováním či

preparací tříd II. a V.



sleva více než:

20%

100ks komplí

8173,-

6642,-

Breeze

sleva:

22%

na refill A2, A3

970,-

Samoadhezivní pryskyřičný cement
Přiletí k dentinu a ke sklovině bez použití bondu
Duálně tuhnoucí
Jednokroková metoda bez nutnosti leptání



Kit: 5x 4ml stříkačka (odstíny: 3x A2, 1x translucentní, 1x bílý opakní), 3ml lahvička Silan, 40x automix koncovka, 10x intra-oral/auto-mix koncovka

5446,-

4995,-

Refil: 4ml + 12kanyl

1243,-

970,-

Filtek Bulk Fill**Flowable**

**4x Supreme =
25% SLEVA**

Zatékavý výplňový materiál se

snadnou a rychlou aplikací.
4 mm hloubka polymerace -

redukuje potřebu vrstvení.
Zatékavá viskozita zajišťuje

snadnou adaptaci - méně práce s nástroji.

Až o 50 % vyšší pevnost.

Odstíny: A1, A2, A3,

Univerzální

Kupte 4 balení (1 balení: 2x2g nebo 15 komplí) a získáte SLEVU 25%

15 komplí á 0,2g

1978,-

1483,-

2x2g stříkačky

2149,-

1611,-

Relyx U200 Clicker

**2x Clicker =
20% SLEVA**

Samoadhezivní univerzální pryskyřičný cement v ručně míchatelné verzi ve formě pasta/pasta v dispenzoru Clicker.

Silná adheze, vynikající síla vazby k dentinu, sklovině a náhrádám, odolnost proti diskoloracím.



Kupte 2x balení Relyx U200 Clicker a získáte SLEVU 20%

Relyx U200 Clicker

4844,-

3875,-

Sof-Lex

sleva více než:

20%

50ks

634,-

507,-

Scotchbond Universal**Plus adhesivum**

**2x Scotchbond =
20% SLEVA**

Scotchbond™ Universal Plus je první rentgen kontrastní, univerzální adhezivum pro všechny přímé a nepřímé indikace lepení.

Zcela vyvážený systém: adhezivum je vytvořeno cementem, takže není třeba polymerace světem.

Kupte 2 balení adhesiva (5 ml) a získáte SLEVU 20%

5ml

3444,-

2755,-

Relyx U200 Automix

**2x Automix =
20% SLEVA**

Samoadhezivní univerzální pryskyřičný cement v ručně míchatelné verzi ve formě pasta/pasta v dispenzoru Clicker. Silná adheze, vynikající síla vazby k dentinu, sklovině a náhrádám, odolnost proti diskoloracím.



Kupte 2x balení Relyx U200 Automix a získáte SLEVU 20%

Relyx U200 Automix

3426,-

2740,-

Vertise Flow

Samoadhezivní flow kompozit

Příjemná konzistence a nízké objemové smrštění (2,79 %)

Díky své vysoké radioopacitě (325 %) snadno patrný na rentgenových snímcích



2x 2g stříkačka, 20x aplikáční kanya, 20x štěteček.
Odstín: A2, A3

2546,-

1998,-

Breeze

sleva:

22%

na refill A2, A3

970,-

Samoadhezivní pryskyřičný cement
Přiletí k dentinu a ke sklovině bez použití bondu
Duálně tuhnoucí
Jednokroková metoda bez nutnosti leptání



Kit: 5x 4ml stříkačka (odstíny: 3x A2, 1x translucentní, 1x bílý opakní), 3ml lahvička Silan, 40x automix koncovka, 10x intra-oral/auto-mix koncovka

5446,-

4995,-

Refil: 4ml + 12kanyl

1243,-

970,-

Fibre Kleer 4 Tapered

595,-

sleva více než:

32%

Kompozitní čepy ze skelných vláken s minimálním rizikem zlomení kořene.

Vysoké radioopákní, vysoká pevnost v ohybu.

Kónické, ve velikostech: 1,25 mm, 1,375mm a 1,50mm.

Intro Kit obsahuje: 15 čepů (od každé velikosti 5 ks) a 3 předvrtávače (od každé velikosti 1 ks).



Čepy 10ks-

886,-

Build-It

22%

656,-

Skelnými vlákny vystužený dostavový materiál
Vysoká pevnost v tlaku pro pevný a spolehlivý základ
Duálně tuhnoucí bez potřeby vytvrzení ve 2mm vrstvě.



Refil: 5ml + 12kanyl

842,-

656,-

Amalgam reducer

Kovový kelímek na amalgám umožňující rychlé naplnění amalgámové pistole



12ks,
1ks=45Kč

629,-

540,-

1ks

sleva více než:

20%

Kapslovaný amalgam



Složení: Ag - 43%, Sn - 25%, Cu - 30%

č.1/2 - 50 kapslí

950,-

799,-

č.1 - 50 kapslí

1250,-

1060,-

č.2 - 50 kapslí

1610,-

1370,-

č.3 - 50 kapslí

1980,-

1690,-

balení

1790,-

245,-

Spherodon-M Duett

Smíšený non gama-2 amalgám se 40% obsahem stříbra v balení typu Duett.

Složení: Ag 40%, Sn

32%, Cu 28%

Balení obsahuje: 100 tablet á 390 mg, 100 rtuťových sáčků á

400mg, kapsle pro opakování použití a pinzetku



Te-Econom Plus

Mikrohybridní fotokompozitum vhodné pro všechny indikace
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B2 a C3.



Kupte 4 balení Te-Econom podle svého výběru a získáte 1 balení Te-Econom Flow ZDARMA

Stříkačka 4g

579,-

8g + 15kanyl DC nebo DC lite

1850,-

1650,-

Charisma Classic

Mikrohybridní kompozitum s plnivem Microglass II. generace pro výplně třídy I až V.

Microglass II efekt - pro vnitřní lesk a vyšší barevnou shodou.

Snadná a rychlá modelace díky krémové konzistenci.

Pohodlný výběr odstínů a vynikající leštětilost.



Sleva se vztahuje na odstíny A1, A2, A3 a A3.5

635,-

535,-

Stříkačka 4g

Oblíbený univerzální kompozit pro výplně ve frontálním i laterálním úsek.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, BL, C2, CO, OD, OL a OM.



5+1 ZDARMA

1030,-

Charisma Opal



Amalgamator GM-50

Multifunkční amalgamatör / třepačka různých druhů kapslí.

Masivní, pevná základna zabraňuje pohybu zařízení během míchání

9 volitelných úrovní rychlostí míchání po dobu 1 až 30 sekund.

Kompaktní design, jednoduché ovládání, snadný na údržbu.

Výkon max 4800 ot./min.

Rozměry: 210 x 165 x 190 mm; hmotnost: 3 kg.



9990,-

7985,-

Safargam NG2



Složení: Ag - 42%, Sn - 32%, Cu - 26%

č.1 - 50 kapslí

1159,-

990,-

č.2 - 50 kapslí

1940,-

1390,-

Admira Fusion

Nanohybridní výplňový materiál čistě na bázi keramiky
Výborná estetika, jednoduché leštění do vysokého lesku a vysoká povrchová tvrdost.

Kompatibilní se všemi konvenčními vazebními prostředky.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA1, OA2, OA3.5, BL, 2 x Incizální mixed, GA3.25 a GA5.

Sady: stříkačky 5 x 3 g nebo kompulse 75 x 0,2 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion X-tra Univerzální odstín), Futurabond U SingelDose 20x a vzorník odstínů.



Sada stříkačky (5x3g) nebo kompulse (75x0,2g)

11290,-

148,-

stříkačka 3g nebo kompulse 15x0,2g

159,-

148,-

Charisma Diamond

Charisma Diamond: Nanohybridní fotokompozitní materiál s minimální polymrační kontrakcí a inovovaným složením, které je základem pro výjimečné mechanické a estetické vlastnosti.

Široká škála odstínů: 11 univerzálních, 3 opakní dentinové, 3 pro bělené zuby a 4 incizální.

Charisma Diamond One: Jeden odstín na všechno!

Materiál neviditelně splyne s restaurovaným zubem.

Pevná konzistence, minimální lepivost, vynikající leštětilost



Kupte 4 balení Charisma Diamond podle svého výběru a získáte 1 balení Charisma Diamond One ZDARMA

Cena balíčku

6650,-

5320,-

PERMITE

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina obsahem stříbra s 56%. Je velmi pevný, snadno leštěitelný a lehce tvarovatelný.

56% STŘÍBRA

ilustrační foto



50 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4001303 EKO
Kód: SD4001404 EKO

1.490,-
2.284,-

600 mg

Kód: SD4002303 EKO
Kód: SD4002404 EKO

1.990,-
2.984,-

800 mg

Kód: SD4003303 EKO
Kód: SD4003404 EKO

2.390,-
3.681,-

500 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4011323
Kód: SD4011424

13.990,-
20.762,-

600 mg

Kód: SD4012323
Kód: SD4012424

17.990,-
27.039,-

800 mg

Kód: SD4013323
Kód: SD4013424


21.990,-
33.468,-

GS-80

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina obsahem stříbra s 40%. Vyznačuje se vysokou pevností a stabilitou v kavítě.

40% STŘÍBRA

ilustrační foto



50 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4401303 EKO
Kód: SD4401404 EKO

990,-
1.377,-

600 mg

Kód: SD4402303 EKO
Kód: SD4402404 EKO

1.290,-
1.916,-

800 mg

Kód: SD4403303 EKO
Kód: SD4403404 EKO

1.590,-
2.286,-

500 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4411323
Kód: SD4411424

8.990,-
12.517,-

600 mg

Kód: SD4412323
Kód: SD4412424

11.990,-
17.416,-

800 mg

Kód: SD4413323
Kód: SD4413424

13.990,-
20.784,-

ULTRAMAT S

Vysokorychlostní amalgamátor s jednoduchou obsluhou pro většinu typů kapslí. Ovládá se pomocí pouhých tří tlačítek, zajišťuje dokonalé a přesné protřepání.



Přednastavené časování
po 6s, 8s a 10s

Kód: SD5546058

990,-*
18.588,-

APLIKAČNÍ ŠTĚTEČKY

Jednorázové štětečky, které umožňují aplikovat materiál do těžko přístupných oblastí. Jsou rezistenční vůči rozpouštědlům, ohybné a nejsou nasákové.



Balení: 400 ks

Kód: SD8100122

SUPERFINE (fialová)

FINE (zelená)

MEDIUM (modrá)

Kód: SD8100116/17

Kód: SD8100118/19

Sortiment 400 ks (100x SUPERFINE, 200x FINE, 100x MEDIUM)

Kód: SD8100123

Novinka



Balení: 1.5 ml Riva aqua tekutina, 3 ml Riva green tekutina
Kód: SD8800530

2.590,- 4.321,-

RIVA STAR

Riva star je biofilm a eliminátor citlivosti obsahující stříbro, jodid a fluorid. Tento patentovaný systém je 2krokový a je indikován k desenzibilizaci cervikálního zuba a remineralizaci dětského zuba. Tento produkt může zmírnit bolesti zubů u pacientů s aktivními lézemi a s přecitlivělým dentinem. Využití naleze také u pacientů, kteří mají potíže s tolerováním anestezie.



Balení: 10x Riva silver kapsle,
10x Riva green kapsle, 2x gingivální bariéra
Kód: SD8800505

1.890,- 3.119,-

Dopradej

Balení: 1.5ml Riva silver tekutina,
3ml Riva green tekutina
Kód: SD8800535

1.890,- 3.765,-

POLISHING PASTE

Leštící pasta SDI propůjčuje kompozitům, kompomerům, amalgámům, porcelánu, keramice a zlatým výplním zrcadlový vzhled. Aglomerované částice oxidu hlinitého z primárního krystalu vytvázejí hladké a zářivé povrchy.

Balení: 4 g stříkačka
Kód: SD8100150

549,- 671,-

RIVA PROTECT

Riva Protect je ideálním produktem pro pacienty s velkým počtem zubních kazů. Přilene přímo na zub, posílí spodní strukturu a efektivně zub ochrání před škodlivými bakteriemi a kyselinami.



Výběr: normálně tuhnoucí / rychle tuhnoucí
Odstín: růžová, bílá
Balení: 50x kapsle,

Kód: SD8680000, SD8685000
SD8690000, SD8695000

4.290,- 5.545,-

MASKING AGENT

Světlem tuhnoucí opákní pryskyřice např. na maskování podkladového kovu, diskolorace zuba či prosvítajících materiálů na překrytí pulpy.



Odstín: U, DY, W
Balení: 1 g stříkačka

Kód: SD7970404, SD7970202, SD7975252

599,- 731,-

RIVA STAR AQUA

SDI pokračuje s inovací SDF roztoků představením nové generace roztoku fluoridu stříbrného na bázi vody, Riva Star Aqua. Podobně jako Riva Star (SDF), tak i Riva Star Aqua (AgF) je dvoudílný neinvazivní patentovaný systém léčby ke znetrválení bolesti zubů v pouhých několika kapkách. Riva Star Aqua je vodnatý roztok fluoridu stříbrného bez použití amoniaku.

Balení: 15 g prášek, 9.1 ml tekutina, 10 ml conditioner

Kód: SD8680501, SD8690501

1.990,- 2.691,-

Woodpecker prášek Fast

Profylaxní prášek Woodpecker, používá se do Air polisheru k odstranění zubního plaku, zubního kamene.

Nepoškozuje povrch zuba, je rychlý a efektivní, bezbolestné použití.

Obsahuje: Hydrogenuhičitan sodný, hydrofobní oxid krémičitý, sacharín sodný.

Nepoškozuje povrch zuba, je rychlý a efektivní.

Tvrdoost podle Mohsovy stupnice: 2,5

Průměrná velikost částic 65 µm Příchutě: broskve, citron, jahoda

300g

560,-

495,-

Woodpecker prášek Gentle Mini

Profylaxní prášek Woodpecker, používá se do Air polisheru k odstranění zubního plaku, zubního kamene.

Nepoškozuje povrch zuba, je rychlý a efektivní, bezbolestné použití.

Profylaxní prášek, používá se do Air polisheru pro subgingivální ošetření k odstranění biofilmu a zubního kamene.

Obsahuje: Glycin, amorfni oxid krémičitý.

Tvrdoost podle Mohsovy stupnice: 2

Průměrná velikost částic 25 µm.

120g

560,-

**495,-**

Sada – 3x100ml

2310,-

sleva více než:

33%

CleanJoy

Profylaktická pasta pro odborné čištění a leštění zubů.

Obsahuje fluorid a xylitol, vhodná rovněž na implantáty.

Hrubost: hrubá, střední a jemná.

K dispozici v tubách nebo v SingleDose.

Sada obsahuje 3x100g ve 3 hrubostech



Opalescence PF 10%/16%

Noční bělení Opalescence® PF 10%

Denní bělení Opalescence® PF 16%

Příchutě: máta, bez příchutě.

Pacient Kit: 8 x 1,2 ml bělicího gelu ve stříkačkách, 30 ml Bělicí pasta Opalescence, krabičku na nosiče, taštičku Opalescence a kartečku se vzorníkem odstínů.

**1498,-**

1840,-

1498,-

Opalescence bělící pasta

Unikátní složení pomáhá udržet zářivé, bílé zuby.

Bezpečná pro každodenní použití, vhodná pro celou rodinu.

Účinné, rychlé uvolňování fluoridu

Opalescence Cool Mind – 4,8x větší absorpcie fluoridů sklovinou

Opalescence Sensitivity – snižuje citlivost zubů

**215,-**

133g

250,-

215,-pacient kit - máta
nebo meloun

2290,-

1740,-Mini kit -
máta

1210,-

910,-

Pola Day 6%

Pola Day je pH neutrální gel s obsahem hydrogen peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení: 4x 1,3g

1392,-

1190,-

Balení: 10x 1,3g

2649,-

2190,-

Pola Night 16%

Systém bělení do nosiče s vysokou viskozitou a s neutrálním pH. Poskytuje maximální komfort domácího ošetření ve dvou koncentracích karbamidu peroxidu



Balení: 4x 1,3g

6708,-

4490,-

Balení: 4x 1,3g

1025,-

899,-

Balení: 10x 1,3g

2554,-

1990,-

Soothe

Znečitlivující gel s obsahem 6% dusičnanu draselného a 0,1% fluoridu. Odstraňuje citlivost zubů, která vzniká při chemických nebo teplotních změnách. Lze jej využít jako doplněk před bělením zubů nebo po něm.



Balení: 1x 1,2ml

390,-

349,-

Balení: 4x 1,2ml

1440,-

1190,-

Xyntrus

JEDINÁ antivirová a antibakteriální ústní voda S PROKÁZANOU ÚČINNOSTÍ



500ml

299,-

6x500ml

1794,-

1494,-

Pola Light

Pola Light je pokročilý systém na bělení zubů, který je spojením oceněovaného bělicího systému a LED náustku pro rychlejší vybělení.

Rychle působí a zuby jsou vybělené za pouhých 5 dní. Lze dobíjet pro další bělení zubů.

Systém se používá v kombinaci s gelem Pola Day. Gel zajišťuje extra hydrataci, zmírňuje přecitlivělost a minerazuje

Balení: 1 kus Pola Light
náustek, 4x3g Pola Day

3104,-

2290,-

Balení: 3g Pola Day – NOVÉ

683,-

615,-Balení: 50x3g stříkačka
Pola Day

19052,-

12990,-

Rukavice

Nitril velikost S,M,L
- 200 ks, 3,40 á kus

680,-

635,-

Latex – S M L –
100ks

270,-

255,-

Provizorní korunky



Provizorní výplňový cement pro hermetické uzavření kavyt, odolný proti vydrolení z kavyt.



ImplantLink Semi



Duálně tuhnoucí semi-permanentní cement pro implantologii.

Classic - cement pro standardní povrchy, odolává zvýkacím silám (85 MPa).

Forte - se zesílenou adhezí a odolností vůči tlaku (100 MPa), varianta pro náhrady s menším adhezním povrchem.

Refill 5 ks	140,-	125,-
Set 180ks	2490,-	2120,-

Relyx Temp NE

Provizorní upevňovací cement na bázi zink oksidu bez obsahu eugenolu. Má extrémně tenkou tloušťku vrstvy pro přesně padnoucí provizorní náhrady.



36g + 16g	997,-	925,-
-----------	-------	-------

Ultrapak

Snadné zavedení
Vynikající absorpcie
Bezkonkurenční retrakce



000	620,-	470,-
00	530,-	400,-
0, 1, 2 nebo 3	490,-	370,-

Keramický skalpel

Keramický rotační nástroj do turbínky (300.000 – 500.000 ot./min). Slouží k chirurgii měkkých tkání a je alternativou klasického skalpelu nebo elektrochirurgie. Pracovní část je vyrobena ze speciální keramiky. Delší nebo kratší



1ks	1859,-	1575,-
-----	--------	--------

MD Temp

bílý 40g	510,-
----------	-------

439,-

Cavit

Provizorní výplňový materiál, se zvýšenou adhezí a různými stupni tvrdosti.

Cavit (červený): vysoko pevný, pro výplně okluzně zatižených kavit.

Cavit-W (modrý): se sníženou pevností ale vyšší adhesí.

Cavit-G (zelený): nejméně pevný, odstranitelný vrtáčkem, jen v lahvičce.



28g	508,-
-----	-------

465,-

Septoject

Vynikající jehly pro karpulové stříkačky nebo intraligamentární anestezii. Rozměry: 27G - 21, 25 a 35 mm, 30G - 10, 12, 16, 21 a 25 mm.



100ks

440,-

395,-

T-Gen



15x20 mm	1590,-
20x30 mm	2690,-

1350,-
2290,-

Coltosol F



38g	409,-
3x38g	1149,-

355,-

995,-

Gelatamp



Antimikrobiální, hemostatické houbičky pro post-extrakční léčbu. Zůstává v alveoli a kompletně absorbuje během 4 týdnů.

20ks	539,-
50ks	1179,-

455,-

995,-

Míchací kanyly

Míchací kanyly žluté nebo zelené, 50ks



650,-	795,-	820,-
790,-	980,-	1020,-

SDI | SKLOIONOMERNÍ CEMENTY

RIVA SELF CURE

Riva self cure je radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, pro ART techniku, podložky, výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.



Balení: 15 g prášek / 6.9 ml tekutina
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5,
T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8610501-23

1.090,- ~~1.242,-~~



riva self cure
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8606202, 3
SD8606302, 3

odstíny A2, A3
45 kaps./ bal.

riva self cure HV
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8630102, 3

2.490,- ~~4.160,-~~



riva self cure
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, A4,
B2, B3, sortiment,
T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8600001-13
SD8605001-08
SD8610000

odstíny ostatní
50 kaps./ bal.

3.690,- ~~4.853,-~~

VYZKOUŠEJTE PRODUKTY RIVA!



Balení: 10× Riva SC A2, 10× Riva LC A2,
10× Riva Silver, 10× Riva Luting,
10× Riva Protect bílé kapsle

3.990,- ~~5.067,-~~

RIVA LIGHT CURE

Riva light cure je radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřicí modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetění fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.



Balení: 15 g prášek / 7.2 ml tekutina
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5

Kód: SD8700501-04

1.290,- ~~1.700,-~~



riva light cure
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8700062, 3

riva light cure HV
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8730052, 3

2.490,- ~~4.112,-~~



riva light cure
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, A4,
B2, B3, sortiment

Kód: SD8700001-16
SD8710000

riva light cure HV
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, B1

Kód: SD8730001-06

3.690,- ~~5.091,-~~

RIVA SILVER

Radioopákní, stříbrem modifikovaný skloionomerní, chemicky tuhnoucí výplňový materiál. Vyznačuje se vynikající adhezí k zubu, trvalým uvolňováním fluoridu a vysokou tlakovou pevností. Díky svým vlastnostem je optimální výplňový materiál pro široké klinické použití. Riva silver má světle šedý odstín. Kapsle obsahují 18 % stříbra, prášek/tekutina obsahuje 21,6 % stříbra.



vhodné pro pacienty
se špatnou hygienou

Balení: 50× kapsle
Kód: SD8670008

4.990,- ~~6.377,-~~



Balení: 32 g prášek, 8.9 ml tekutina
Kód: SD8670508

4.990,- ~~6.275,-~~

GC Fuji I kapsle

Odstín: světle žlutá

50 kapslí

akční
cena

3075,-

sleva více
než:

20%

GC Fuji Triage kapsle

Odstín: růžová, bílá

50 kapslí

akční
cena

3280,-

GC Fuji IX GP kapsle

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

akční
cena

3445,-

*GC Fuji IX GP FAST
kapsle*

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

akční
cena

3495,-

sleva více
než:

20%

*GC Fuji IX GP Extra
kapsle*

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

akční
cena

3985,-

*GC Fuji II LC
Improved kapsle*

Odstín: A2, A3, B3

50 kapslí

akční
cena

4030,-

GC Fuji Plus kapsle

Odstín: A3, žlutá

50 kapslí

akční
cena

3935,-

*GC Fuji II LC
Improved plv./liq.*

Tekutina 6,8g

Prášek 15g

3-2 balení: 3 x 15g prášku (A2, A3,
B3) a 2 x 8g tekutiny

1675,-

1990,-

8325,-

Fuji I 1-1

Odstín: světle žlutá

1-1 (plv. + liq.)

akční
cena

3125,-

GC Fuji Triage 1-1

Odstín: růžová, bílá

1-1

akční
cena

2365,-

NaviTip FX kanyly 30G

Multifunkční kanyla: současně čistí, oškrabuje a vyplachuje kanálek.
Navržena pro Citric acid.
Pevná kanyla 30G dostupná v délkách 17 nebo 25 mm.



sleva více než:

25%

20 kanyl 25mm	1890,-	1408,-
20 kanyl 17mm	1770,-	1318,-

NaviTip Siderport 29G

Aplikační kanyla pro nanášení UltraCal XS, MTAFlow, MTAFlow White
1 otvor po straně brání protlačení materiálu přes apex 17, 21, 25 nebo 27 mm 29ga (0,28mm)

sleva více než:

25%

20 kanyl	1720,-	1278,-
----------	--------	---------------

NaviTip kanyly 29G, 30G

Tenké rigidní kanyly z nerezové oceli s pružnou špičkou - dopraví endodontický materiál do každého kanálku. Přesné dávkování materiálu k apexu. Snadné zavedení kanyl do zakřivených kanálků.

Délky: 17 mm (bílé), 21 mm (žluté), 25 mm (modré) a 27 mm (zelené)

sleva více než:

25%



1680,-

1248,-

20 kanyl

3690,-

2758,-


50 kanyl

MTA Flow

MTAFlow – unikátní mineral trioxid aggregate cement na opravy. Snadno a rychle namícháte správnou hladkou konzistenci pro každou proceduru. Nyní můžete velmi přesně dávkovat až k apexu pomocí kanyly Navi Tip 29ga, ošetříte i místa jinak obtížně dosažitelná. MTAFlow je bioaktivní, podporuje hojení.

MTAFlow kit: 8-10 aplikací

- 1 x MTA Flow prášek (2g)
- 1 x MTA Flow gel (2ml)
- 1 x odměrky s 2 odměrnými konci
- 1 x míchací podložka
- 20 x kanya Black Micro
- 10 x stříkačka Skini
- 10 x uzávěr Luer Lock



MTA Flow kit

5200,-

sleva více než:

25%

3945,-**NaviTip Siderport 31G**

Nejtenčí výplachová kanya na světě. Dostupná v délkách 21 nebo 25 mm. Optimální pro: hypochlorid sodný, roztok EDTA 18%, Citric Acid 20%, roztok chlorhexidinu, Ultra-Etch.



sleva více než:

25%

20 kanyl

1770,-

1325,-

50 kanyl

3860,-

2895,-**MTA Flow WHITE**

NOVINKA

sleva více než:

25%

Kit: 8-10 aplikací

- 1x MTAFlow White prášek (2g)
- 1x MTAFlow White gel (2ml)
- 1x odměrka s 2 odměrnými konci
- 20x kanya Black Micro
- 10x stříkačka Skini
- 10x uzávěr Luer Lock
- 1x průvodce technikou míchání,

5300,-

3965,-**Parcan N**

Nový 3% roztok NaOCl pro výplachy kořenových kanálků.

Ideální k výplachům a čištění kořenových kanálků během a na konci instrumentace. Silný bublinkový efekt - nečistoty vyšumí, usnadní a urychlí čištění kanálku. Připravený k použití - vždy přesná koncentrace NaOCl, bezpečný a čerstvý roztok.



870,-

790,-

250ml

BioRoot RCS

Bioaktivní sealer pro trvalé kořenové výplně. Vynikající přilnavost k dentinu a gutaperčovým čepům. Hydrofilní Antimikrobní Skvělá zatékavost



prášek - 15 g + tekutina - 35 ks

6890,-

5678,-

4 x 1,5ml

Calasept Plus

Hydroxid vápenatý ve stříkačce. Vysoký obsah kalcia >41% (pH 12,4), dlouhodobá účinnost a vysoká efektivita. Přímá, rychlá a snadná aplikace. Balení obsahuje 4 x 1,5 ml a 20 elasticích plastových aplikátorů.



sleva více než:

25%

1780,-

1328,-**TheraCal LC**

vylepšená vazba a zapečetění na hluboký vlhký dentin
nulová rozpustnost
výrazné uvolňování vápníku a alkalické pH stimuluje tvorbu hydroxyapatitu a formaci sekundárního dentinového můstku izolujícího pulpu



Zkušební balení obsahuje 1 g materiálu ve stříkačce, 15 aplikačních kanyl 19G

3600,-

3588,-

Základní balení obsahuje 4 x 1 g materiálu ve stříkačce, 15 aplikačních kanyl 22G, 50 kanyl 19G.

1150,-

1035,-**TheraBase**

Samoadhezivní báze/podložka uvolňující vápník. S využitím technologie THERA se TheraBaseCa chemicky váže na strukturu zuba a uvolňuje a dobíjí ionty vápníku. Uvolňování vápníku v TheraBase vytváří alkalické pH, které podporuje vitalitu zubní dřeně.

Jedná se o duálně vytvrzovaný materiál, který polymeruje i v hlubokých výplních, kam světlo nedosáhne. TheraBase je pevnější a odolnější než jiné podložkové materiály, skloionomery a pryskyřicí modifi kované skloionomery.

Je radioopákní, což umožňuje snadnou identifikaci na rentgenových snímcích a poskytuje rychlou a efektivní diagnostiku.



8g + 15 kanyl

4060,-

3648,-**TheraCal PT**

Duálně tuhnoucí pryskyřice modifikovaná kalcium silikátem. Ošetření pulpotomie. TheraCal PT® je biokompatibilní, duálně tuhnoucí pryskyřice modifikovaná kalcium silikátem, která se používá k ošetření obnaženého pulpu.

TheraCal PT® udržuje vitalitu zuba tím, že funguje jako bariéra a ochrana pulpu.

Schopnost TheraCal PT® uvolňovat vápník a schopnost vytvářet alkalické pH umožňují jeho použití při preparaci hlubokých kavít.

Schopnost duálního tuhnutí umožňuje okamžité umístění výplňového materiálu



4g + 15 kanyl

2650,-

2378,-

Otiskovací lžíce

Horní, dolní,
dětské, levé, pravé

142,-

128,-

Nejpokročilejší a kompletní ochrana.
Chrání před zubním plakem a snižuje jeho usazování.
Udržuje zdravé dásně a posiluje zuby proti zubnímu kazu.

5+1 ZDARMA

6x1000ml
1ks=166

1194,-

996,-

1000ml

199,-

Prophy pasta Gelato

Pasta s obsahem fluoridů pro profesionální čištění zubů. Tvořena směsi jedinečných čistících a leštících činidel. Maximizuje odstranění skvrn při minimální ztrátě skloviny. Napomáhá udržet účinnou úroveň fluoridů. Posiluje zubní sklovinku a zajišťuje prevenci zubních kazů. Dvě vynikající přichutě - dvě hrubosti: mátová - středně hrubá (70-90 mikronů) a višňová - hrubá (100-125 mikronů).

340 g

1149,-



1089,-

Elast-O-Loop



sleva více než:

15%

Extrémně elastické a pevné gumičky, průměr 0,3 m.
Balení: 1008 ks (sortiment barev nebo jednotlivé barvy).

1008ks

889,-

755,-

1ks

21,-

19,-

36 tablet

409,-

329,-

Vosk pro pacienty
v krabičce

Vosk pro dočasné uvolnění od bolesti způsobené ortodontickým aparátkem. Každá krabička obsahuje 5 proužků, balení obsahuje 100 krabiček. Dostupná balení: bez příchuť nebo mentol.


100 krabiček á 5 ks

2849,-

2279,-

Euroform Nikl-Titan

Nikl-titanové oblouky pro ortodontické použití.
Kulaté oblouky v průměrech: .012 / .014 / .016 / .018 / .020.
Obdélníkové oblouky ve velikostech: .016x.016 / .016x.022 / .017x.025 / .019x.025 / .020x.020.

kulaté oblouky -
10 ks

309,-

255,-

obdélníkové
oblouky - 10ks

479,-

395,-

Good morning spray

Antibakteriální sprej pro péči o snímací náhrady.

Obsahuje chlorhexidin, vytváří antibakteriální efekt a vylepšuje ústní hygienu.

Zpomaluje tvorbu plaku způsobenou ústními bakteriemi.

Po řádném raném očištění náhrady, navlhčete základní náhrady 2-3 postříky, poté ihned náhradu nasadte.

Poznámka: Aplikace spreje nenahrazuje čištění náhrady



Do vyprodání zásob

880,-

440,-

Žvýkačky Xylitol
pro dětiSortiment, kombinace
příchutí, 200x2g dražé

1049,-

965,-

Máta, pepermint, skořice,
ovoce, brusinky a zelený
čaj, 30 dražé

129,-

115,-

Jablko nebo
jahoda 30 dražé

129,-

115,-

Mouthguard boxes

Kompaktní krabičky o hloubce 2,55 cm se snadným zavíráním. Každá krabička má štítek pro jméno a adresu pacienta.

Barvy běžné: černá, modrá,

zelená, oranžová, růžová,

fialová, červená a žlutá.

Barvy perleťové: černá,

modrá, růžová, fialová a

červená.



Tabletky na čištění snímacích zubních aparátů s osvěžující příchutí.

Efektivně ničí bakterie způsobující zubní plak a silný proti odolným skvrnám a nečistotám.

Změnou barev indikuje konec čistícího procesu!

Ideální pro snímací rovnátku a chrániče zubů.



Retainer Brite

Speciální kartáček kombinující 2 v 1 za super cenu.

Jeden konec kartáčku má štětiny do tvaru V.

Druhý konec tvoří polyamidová vlákna tvarovaná do špičky pro čištění pod dráty a kolem zámků bez rizika poranění měkkých tkání



OrthoSpace kartáček

Tempsmart DC



Duálně tuhnoucí kompozit pro dočasné korunky a můstky bez obsahu změkčovačů. Krátký pracovní postup díky pohodlné možnosti polymerování - celkový čas jsou 3 minuty.
Vysoká pevnost v lomu pro dočasné náhrady.
Snadno leštěný až do vysokého lesku a dosažení vysoké estetiky.
K dispozici: v 48 ml kartuších (A1, A2, A3, A3.5, B1 a BW) a 10 ml stříkačkách (A1, A2, A3 a B1).

Kartuš 48ml 3330,-

2745,-

Stříkačka 10ml 1990,-

1635,-

Refill A2 /
Translucent; 8,7 g

4800,-

4195,-

Starter Kit: A2 / Translucent

6090,-

5295,-

Essentia Universal



sleva více než:

26%

Essentia Universal – Univerzální světlém polymerující kompozit s kondenzovatelnou konzistencí

1 tuba 3,4g

1702,-

1245,-

1 tuba,
libovolný odstín

1702,-

1245,-

Modifier Kit

5893,-

4985,-

Gradia Direct



sleva více než:

44%

935,-
na A2, A3, P-A2, P-A3

Anterior Syringe; 2.7 ml v odstínech XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT, CVT
Posterior Syringe; 2.7 ml v odstínech P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT
X Syringe; 2.7 ml (5 g) v odstínech X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-AO2, X-WT

1779,-

985,-

Gradia Direct Flo/LoFlo



sleva více než:

28%

Flo; 2x 1,5g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry
LoFlo; 2x 1,3g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry

1748,-

1245,-

GC Fuji IX GP 1-1



Odstín. A3

1-1

3030,-

2475,-

Set obsahuje: A2, A3 a B3
prášku, 2x 6,4ml tekutiny

3-2

7250,-

5975,-

GC Fuji IX GP 3-2



GC Fuji IX GP Extra 1-1

G-CEM LinkForce

G-CEM Veneer

Světlém tuhnoucí pryskyřičný cement určený pro fixaci estetických fazet.



Univerzální duálně tuhnoucí adhezivní fixační cement pro všechny indikace a všechny materiály.

Starter kit: 1x 8,7g G-CEM LinkForce A2 nebo TL, 20x GC Automix Tip Regular, 1x 5ml G-Multi PRIMER, 1x 5ml G-Premio BOND, příslušenství.

Refill A2 /
Translucent; 8,7 g

4800,-

4195,-

Starter Kit: A2 / Translucent

6090,-

5295,-

Světlém tuhnoucí pryskyřičný cement určený pro fixaci estetických fazet.



Starter Kit: 2x G-CEM Veneer Refi I (1 ml / 1.7 g) A2 & TR, 2x Try-in Paste Refi I (2 ml / 1.5 g) A2 & TR, 5ml 5ml G-Multi PRIMER, 5ml G-Premio BOND, 45x koncovky pro G-CEM Veneer, 2x ochranný kryt stříkačky, 50x mikroštěteček, 20x dávkovací mistička

7990,-

6285,-

Refill: 1,7g (A2, Translucent, Opaque, Bleach)

1150,-

880,-

Essentia



Světlém tuhnoucí, radioopákní, univerzální výplňový materiál. Pouze 7 odstínů pro všechny klinické situace.

Odstíny: LD, MD, DD, LE, DE, U a ML. K dispozici čtyři **modifikátory** (RBM, B?, WM a OM) vyuvinuté pro rychlou charakterizaci vašich výplní.

Starter Kit: stříkačky: 7x 2ml (1 od každého odstínu), 20 aplikáčních koncovek a příslušenství.

Modifier Kit: 2x 2,4ml (1 od každého odstínu)

sleva více než:

26%

1 tuba,
libovolný odstín

1702,-

1245,-

Modifier Kit

5893,-

4985,-

HiFlo/LoFlo – zatékavé fotokompozity
HiFlo – vysoká zatékavost
LoFlo – nízká zatékavost



1 tuba – 3,4g

1702,-

1475,-

Gradia Core



Duálně tuhnoucí kompozit pro estetické dostavby fixaci kořenových čepů.

Kit: 1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství

6520,-

5335,-

Intro kit: 1x GRADIA CORE Kit (1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství); 1x GRADIA CORE Dispenser (dávkovací pistole).

6740,-

5775,-

Refill: kartuše 10ml,

3250,-

2775,-

GC Fuji IX GP 3-2



GC Fuji IX GP Extra 1-1

GC Fuji IX GP Extra 1-1



Odstín. A2, A3

1-1

3210,-

2755,-

Odstín. A3

1-1

G-aenial A'CHORD

Světloum tuhnoucí univerzální výplňový kompozit.

Nový univerzální výplňový kompozit se zjednodušeným systémem odstínů.

Je určen zubním lékařům, kteří usilují o zjednodušení pracovního postupu, ale

nechtejí dělat kompromisy v estetice a trvanlivosti svých prací.

Tento materiál byl navzen tak, aby pokryl 90% všech vašich přímých výplní s

5 CORE odstíny (A1, A2, A3, A3.5, A4), které pokryjí všechn 16 VITA odstíny.

Dále jsou k dispozici opákní, sklovinná a krčkové odstíny a dva vybělené

odstíny.

Díky jedinečné kombinaci technologií zůstanou výplně dlouhodobě krásné,

lesklé a bez změny.



Refill stříkačky 4 g: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, JE, AE, BW, BOW.

1792,-

1490,-

Layering kit: stříkačky (4g)
v odstínech: A2, A3, AO2, AE, JE

8054,-

6855,-

Core kit: stříkačky (4g)
v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4

8054,-

6855,-

G-Cem ONE

G-CEM ONE je skutečně univerzální, technologicky nenáročný cement s vysokou pevností vazby a vynikající schopností samotuhnutí. Díky GC Touch Cure a G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer jej lze použít pro širokou škálu indikací, včetně náročných klinických situací.

Starter kit A2/TL: stříkačka A2/TL, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive enhancing Primer

2065,-

Systém Kit: stříkačky A2 a TL, 15xGC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive Enhancing Primer a G-Multi Primer

4555,-

Twin Refill A2/TL: 2x stříkačky A2/TL, 15x GC Automix Tips Regular, 5x GC Automix Endo tips

3065,-

Single Refill A03/WO: stříkačky A03/WO, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips

1575,-

*D-Light DUO*

Bezdrátová LED polymerační lampa, která má malé rozměry a je velmi lehká. Její dvojí vlnová délka a spolehlivý výkon umožní během krátké doby efektivně polymerovat všechny dentální materiály.



Lampa + 25x Essentia (dle výběru)

33400,-

Lampa + 25x tuba G-aenial (dle výběru)

41200,-

Lampa + 25x tuba Gradia Direct (dle výběru)

35000,-

Cena kapslí

Vysoko výkonná LED lampa. Duální vlnová délka, tři programy, elegantní, lehký a ergonomický designem, autoklávovatelná rukojet.



Obsah balení: rukojeť (tělo & elektronický modul), světlovoď 8mm, 2x baterie, nabíječka, napájecí zdroj, EU/UK adaptér, 1x ochranný štítek očí tvrdý, 3x ochranný štítek očí měkký.

42190,-

31900,-

Fuji TEMP LT

Fixační cement ve verzi pasta-pasta na dlouhodobá provizoria. Poskytuje dobře známé ochranné vlastnosti, které nabízejí materiály založené na skloionomerní technologii. Přijemná manipulace - nepříliš řídká konzistence s tenkou vrstvou filmu, snadné odstranění přebytků



2x13,3g kartuše

5200,-

4795,-

dóza, 30g, bílá

620,-

Caviton

Dočasný výplňový materiál pro standardní kavity a po endodontickém ošetření. Tuhnutí je inicializováno vodou a slinami. Snadno se odstraňuje.

560,-

držák štětců

Gradia štětec

10 ks, plochý nebo kulatý

1560,-

1395,-

270,-

Panasil binetics putty

Základní otiskovací hmota - fast s celkovým časem jen 4 minut, soft měkký varianta ideální pro parodontální případy.
Starter set obsahuje: 380 ml otiskovací hmota a 10 dynamických míchacích koncovek.




sleva více než:

20%

2x380 ml **5390,-**
Starter kit **3190,-**

4295,-
2535,-

Hydrogum 5



Vynikající bezprašný alginát s vysokou objemovou stálostí 5 dnů. Ovocná chut, fialová barva, antídávivá složka.

12 x 453 g
(1 ks = 328 Kč) **5028,-**

453g **439,-**

3936,-
425g **369,-**

ZetaPlus

Jednoduchá manipulace i míchání, vynikající zatékavost. Při vkládání do úst je měkký a velmi dobře se otiskuje.

kit **1149,-**

Cognoscin

Sprej pro zjištování vitality zubů. Nově s vůní maty



75ml

249,-**249,-**

Panasil

A silikonová otiskovací hmota. Putty - fast nebo soft (měkký varianta tmelu). Initial koreční hmota - regular, light nebo x-light. Monophase - středně viskozní monofázová hmota.



Putty - 900 ml **3060,-**
Putty soft - 400 ml **1550,-**
Initial koreční hmota - 2x 50 ml **1600,-**

2450,-
1240,-
1280,-

Variotime Easy Putty

A-silikonový otiskovací materiál pro veškeré indikace. Vynikající reprodukce detailů a dlouhá objemová stabilita. EasyPutty - k ručnímu nebo strojovému míchání. Heavy Tray (HT) - pro koreční otisk při použití jedné otiskovací hmoty



Ke každému balení Easy Putty nebo HT získáte Variotime Flow Medium 2x50ml ZDARMA
HT - 2x 380 ml **3300,-**
Putty ruční - 2x300ml **1450,-**

Repin

Dvousložková zinkoxid-eugenolová otiskovací hmota. Přesná reprodukce a objemová stálost. Otisky individuálních lžiček. Provizorní fixace korunek a můstku.



425g

sleva:

30%

355,-

249,-

450g

195,-

139,-

Elastic Cromo

Alginátová, elastická, otiskovací hmota s fázovým barevným indikátorem a možností odlití otisku až za 120 hodin. Barevná indikace fázi tuhnutí.



sleva:

30%

Míchací kanyly Kettenbach

Míchací kanyly vhodné pro otiskovací hmoty Kettenbach.



modré 50ks

1570,-

1095,-

červené 50ks

1570,-

1095,-

Speedex



set **1619,-**
Putty 910ml / Putty Soft 910ml **1269,-**
Light Body 140ml **529,-**
Aktivátor 60ml **739,-**

1529,-**1189,-****495,-****689,-**

DC Kältespray

Mrazící spray pro zjištování vitality zubů, dosahuje teploty -45 °C.



200ml

130,-

119,-

ORBI-Kalte sprej

Chladicí sprej pro lékařské použití, ochlazuje až do -45 °C. Pomerančová příchut'



200ml

158,-

143,-

Injection Moulding Kit

Vysoký odolný výplňový kompozit s výjimečnou pevností a odolností proti opotřebení díky kombinaci ultrajemného plniva s obsahem baria a GC vylepšené technologií silanizace částic.



1x kartuše EXACLEAR,
3x G-aenial Universal
Injectable (A1, A2, A3)

4370,-

3635,-

3ml

2970,-

1585,-

2g

1490,-

1281,-

Skvělá cena na
100 kapslí odstín
A2, A3



Bulkový sklohybridní výplňový systém.
Posouvá sklohybrid na vyšší úroveň - pro sklohybridní materiály je použita směs částic s různou velikostí.

Pevnost i manipulace byly ještě vylepšeny u EQUIA Forte HT
rozvinutím inteligentní kontroly distribuce a vzájemného působení
těchto skleněných častic.

Pevnější a nelepivý materiál, vynikající pro bulkové výplň, i pro
zatěžované výplň II. třídy.

Fuji Cem Evolve



Skloionomerní
cementy jsou
chloubou GC díky
dokonalé kvalitě,
kterou prokázaly
nezávislé klinické
studie po celém
světě.

Triple Pack: 3x 9,2g +
45x koncovka

7590,-

6095,-

kartuše
2x51g

1990,-

1950,-

everX Flow



Zatékavý kompozit zesílený
krátkými skelnými vlákny určený
pro nahradu dentinu.
Nejsilnější nahraď dentinu pro
zpevnění velkých kavit.
Vynikající odolnost proti zlomení,
též shodná s dentinem, a to
díky vysokému podílu krátkých
vláken, která jsou pevně vázány
na živčinou matrici.

stříkačka 2ml (3,7g),
bulkový nebo
dentinový odstín,
20x koncovka

1869,-

1565,-

15 unitipů x
0,13 ml

2487,-

2115,-

50 unitipů x
0,13 ml

7461,-

6295,-

Ceramic Primer II

Adhezivum pro
vytvoření silné vazby
během fixace mezi
všemi estetickými
nepřímými
náhradami a
cementy na bázi
pryskyřice, nebo při
opravách přímých
kompozitních
náhrad.



DiaPolisher Paste



Diamantová leštící pasta GC DiaPolisher Paste byla vyvinuta pro
další vylepšení estetických výsledků kompozitních výplní
zhotovených z materiálů G-aenial, Kalore, Gradia Direct nebo
Gradia

EQUIA Forte HT

Refill á 100 kapslí v odstínech: A2,
A3

8025,-

Refill á 50 kapslí v odstínech: A1,
A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4,

4195,-

Sáčkem:
Klinické balení obsahuje: 200
kapslí, 4 ml Equia Forte Coat
FlipCap a 25 ks jednorázových
štětečků - odstíny A2, A3, B2.

17500,- 14965,-

Promo balení obsahuje: 100 kapslí,
4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25
ks jednorázových štětečků –
odstíny: A2, A2-A3, A3, A3-B2.

10440,- 8685,-

Intro balení obsahuje: 20 kapslí, 20
ks unitdose EQUIA Forte Coat a 25
jednorázových štětečků v odstínech
- odstíny A2, A3, B2.

3020,- 2385,-

Nový unikátní výplňový systém,
který kombinuje novou generaci
skleněných částeček (EQUIA Fil
kapsle) s vysoko naplněným
pryskyřičným ochranným lakem
(EQUIA Coat). Spojuje rychlou a
snadnou manipulaci s dokonalými
fyzikálními vlastnostmi a
nepřekonatelnou estetiku.
Inteligentní řešení - lak je navržen
tak, aby se po několika měsících
rovnoměrně opotřeboval.



1985,-

Exaclear

Inovativní, čirý VPS
materiál vhodný pro
náročné estetické
případy s vynikajícími
výsledky.
Vysoká úroveň
transparence zajišťuje
skvělou možnost
vizuální kontroly a
viditelnost detailů.
Bezkonkurenční
průsvitnost umožňuje
velmi efektivní
polymeraci přes silikon.



everStick Perio

Estetické řešení pro parodontální dlahování šetrné pro pacienty



1x8cm

2570,-

1985,-

everStick INTRO: everStick C&B
8 cm, everStick PERIO 8 cm,
silikonový nástroj StickREFIX D

3610,-

2785,-

everStick C&B

Sklenní vlákny využívané materiály. Spolehlivé, minimálně invazivní,
extra pevné, estetické. Pro minimálně invazivní kompozitní můstky
využívané vlákny



1x8cm

2780,-

2165,-

everStick INTRO: everStick C&B
8 cm, everStick PERIO 8 cm,
silikonový nástroj StickREFIX D

3610,-

2785,-

everX Posterior

Vlákný zesílený kompozit pro nahradu dentinu.
Obsažen krátká vlákna z něj činí perfektní materiál pro zesílení
všech rozsáhlých kompozitních výplní.
Vlákná zabraňují vzniku a šíření prasklin - odolnost odpovídá
dentinu.

15 unitipů x
0,13 ml

2487,-

2115,-

50 unitipů x
0,13 ml

7461,-

6295,-

Dry Mouth Gel

Gel na suchá ústa



10ks sortiment: 4x máta, 2x malina, 2x pomeranč, 2x citron

3100,-

3030,-

10ks malina

3100,-

3030,-

Balení: G-Premio BOND 5x unidose, CERAMIC PRIMER II 5x unidose, Gradia Plus OA1 (opáker pro překrytí dostaveb na bázi kovu) tuba 2 ml, technický průvodce, aplikátory a mikrostětečky



balení

3310,-

2785,-

5ml



Zajišťuje trvalou adhezi ke všem typům náhrad, kombinuje tři různé monomery k dosažení perfektní adheze ve všech situacích.

G-Multi Primer

G-aenial Anterior / Posterior / Flo X

1398,-



sleva více než:

33%

na A2, A3, P-A2, P-A3

Flo X: A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 (3,6g)

2130,-

1535,-

Anterior: 2,7 ml (4,7 g) XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

Posterior: 2,7 ml (5,5 g) P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE, P-IE

tuba

2099,-

1489,-

G-aenial Universal Injectable

898,-



na A2, A3

Odstín: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

sleva více než:

25%

tuba 1x1ml

1202,-

940,-

Tuba: 3,4g

sleva více

než:

29%



G-aenial Universal Flo

G-Premio Bond

5797,-

3x5ml

2295,-

1x5ml

sleva více než: 24%



3-Bottle Pack:

7672,-

5797,-

1 lahvička

2996,-

2295,-

G-Bond Starter Kit

Samoleptací, světlém tuhnoucí jednosložkové adhezivum 7. generace, celá aplikace během 30 s.

sleva více
než:

46%



Starter Kit: 5 ml, 50x mikrotip štětečky, mikrotip aplikátor a míchací miska

2198,-

4108,-

2198,-

Separaci médium k izolaci kovových nástrojů při zhotovování skloionomerových výplní. Výborná separaci skloionomeru a kovových nástrojů, hladký povrch výplně.



10g

390,-

350,-

MI Varnish

Bioaktivní, fluoridační ochranný lak (varnish) s obsahem kalcia a fosfátu "Ochrana jediným tahem štětcem".



Intro Pack; 10x 0,4 ml (5x jahoda, 5x máta), 20x štěteček

1029,-

795,-

Refill Pack; 35x 0,4 ml (jahoda / máta), 50x štěteček

3117,-

2595,-

Tooth Mousse

Bioaktivní, dentální ochranný krém, který obnovuje minerální rovnováhu v ústech a stimuluje produkci slin.

Příchutě: meloun, jahoda, máta, vanilka a tutti frutti.



5+1ZDARMA, sortiment + 1ZDARMA

10-Pack: 10 ks sortiment nebo jedna příchut'

5+1 ZDARMA
Svělá cena na
10-Pack

2690,-

5786,-

3985,-

MI Paste Plus

Stejně účinky jako GC Tooth Mousse, navíc obsahuje fluorid. Příchutě: jahoda, máta, tutti frutti, vanilka a meloun



5-Pack: 5 ks sortiment

3401,-

2685,-

10-Pack: 10 ks sortiment nebo jedna příchut'

6469,-

5065,-