

Vata buničitá dělená

Hartmann, 4x5cm,
500ks~~47,-~~

42,-

Batist, 4x5cm
2x500ks~~77,-~~

69,-

Vata buničitá přířezy

1kg,
Batist~~184,-~~

166,-

500g,
Hartmann~~109,-~~

99,-

Zubní válečky Dentalpad

Průměr 8mm
nebo 10mm~~279,-~~

252,-

Mikroaplikátory

Regular, Fine,
Superfine á 100ks~~187,-~~

169,-

Kompresy nesterilní

nesterilní
5x5cm~~45,-~~

41,-

nesterilní
7,5x7,5cm~~72,-~~

65,-

Kompresy sterilní



sterilní 5x5cm

~~109,-~~

99,-

sterilní
7,5x7,5cm~~159,-~~

148,-

Do vyprodání nadměrných zásob lepší než akční ceny!

G-aenial Anterior,
A2, A3

1398,-

Gradia Direct Anterior 4 g
A2, A3

935,-

Fuji Plus 1-1 balení A3

3498,-

G-aenial Posterior,
P-A2, P-A3

1398,-

Gradia Direct Posterior
4 g A2 , A3

935,-

Riva Self Cure,
plv./liq. A2, A3

990,-

G-aenial Universal Injectable
1 ml - A2, A3

898,-

G-Premio Bond 5ml

2295,-

Riva Light Cure,
plv./liq. A2, A3

1190,-

G-Bond starter kit

2198,-

G-Premio Bond 3 x 5 ml

5795,-

Riva Light Cure,
Kapsle A2

2290,-

Rukavice nitrilové
GN90Velikost S,M,
L, 200 ks
(3,15 á ks)~~680,-~~

630,-

100ks

Rukavice latexové
bez pudru~~290,-~~

255,-

Rukavice latexové
Comfort

sleva více než:

20%



100ks

~~477,-~~

380,-

Sekudrill

Desinfekce rotačních nástrojů
K dezinfekci a čištění
stomatologického rotačního
instrumentária z oceli,
tvrdokovu, diamantu,
elastických leštících nástrojů,
keramických brusných tělísek a
kořenových nástrojů



2l 719,- 680,-

Orotol Plus

Nepěnlivý
bezaldehydový
přípravek pro
současnou dezinfekci,
dezodoraci, čištění a
údržbu všech
zubolékařských
odsávacích zařízení a
odlučovačů
amalgámu.
Spektrum účinnosti:
baktericidní,
tuberkulocidní,
fungicidní, virucidní
včetně HBV a HIV.



2,5l 1769,- 1639,-

KaVo sprej



1ks 1258,- 1133,-

Mýdlo Arco/
Mýdlo Arco Deo

Arco: Jemně
parfémované tekuté
mýdlo

Arco Deo: Jemně
parfémované tekuté
mýdlo antimikrobiální
přísadou

Arco 5l 353,- 318,-

Arco Deo 5l 454,- 409,-

Zeta 3 Wipes Pop-Up

Téměř bez alkoholu, vhodné **pro nejcitlivější povrchy**
(kůže, plexisklo), větší rozměr a pevnější materiál
ubrousku.



100ks 299,- 269,-

CaviWipes

Kvalitní,
velmi oblíbené



Dóza – 160ks 299,- 269,-

Incidin liquid

K přímému použití pro rychlou
dezinfekci předmětů a ploch
postřikem.
Vhodný pro ošetřování
nerezových povrchů,
stomatologická křesla a těžko
dostupná místa.



1l 359,- 325,-

5l 1469,- 1325,-

Mikrozyd AF ubrousky

Dezinfekční
ubrousky
napuštěné
dezinfekčním
roztokem k
okamžitému
použití



Náhradní
balení, 150ks 349,- 305,-

Dóza 150ks 429,- 389,-

Mikrozyd AF liquid

Přípravek pro dezinfekci
postřikem na plochy a
předměty.
Účinný proti bakteriím,
mykobaktériím,
mikroskopickým
kvasinkovitým i vláknitým
houbám a širokému spektru
virů.
Bez formaldehydu, jako
účinné látky obsahuje
alkoholy, glutaraldehyd a
kvarterní amonné soli.



1l 310,- 290,-

5l 1280,- 1220,-

ORBI-Sept dezinfekce
vrtáčků

Pro čištění a profylaktickou
dezinfekci zubních vrtáčků a
rotačních nástrojů. Vhodný
také pro ultrazvukové
čističky.



2,5l 704,- 654,-

ORBI-Sept dezinfekce
nástrojů

Koncentrát pro přípravu
dezinfekčního roztoku pro
ruční čištění a
profylaktickou dezinfekci
termostabilních a
termolabilních nástrojů
ponořením do lázně.



2,5l 1207,- 1097,-

ORBI-Sept dezinfekce
odsávacího zařízení

Vysoce účinný koncentrát
pro čištění, dezinfekci a péči
o odsávací systémy zubních
souprav. Je bez aldehydu,
nepění. Díky vysoké čistící
síle odstraní i odolné
usazeniny. Široké spektrum
působení, vysoká
kompatibilita, použitelný i v
systémech se separátory
amalgámu. Pravidelné
používání zamezuje vzniku
nepříjemných pachů.



2,5l 713,- 660,-

Woodpecker DTE iLED

Tužková polymerační LED lampa pro polymeraci všech fotocitlivých materiálů. Vytvrzení 2 mm pryskyřice za 1 sekundu. Otočná hlavice s LED 360°. Bezdrátový provoz na baterii. 2 pracovní režimy: Turbo a Normal. Vysokokapacitní baterie až 500 polymeračních cyklů při plném nabití. Konstantní intenzita světla nezávislá na úrovni nabití baterie.

Barva: bílá nebo fialová



5990,-

5690,-

Woodpecker DTE
O-Light II

Výkonná polymerační lampa s režimem pro 1 vteřinovou polymeraci. Konstantní výkon, 3600 polymerace, ergonomická. Čočka 10 mm - dokonalá polymerace v distálním úseku. Široké polymerační spektrum, spolehlivá polymerace všech materiálů



7990,-

7490,-

Capmix

Univerzální míchací přístroj pro kapslové materiály. Uživatelsky jednoduchý a snadno čistitelný touchpad.



Při zakoupení 5 balení z níže uvedených produktů libovolné kombinace získáte přístroj Capmix za 1 Kč (Platí jen na 50 kapslové balení skloionomerů): - Ketac Universal, Ketac Molar Quick Aplicap, Ketac Molar, Ketac Fil Plus Aplicap, Photac Fill Quick. (do vyprodání zásob)

22412,-

Rubber fólie

Mimořádně pružné a elastické kofferdamové fólie. Vyrobeny ze 100% přírodního latexu.



Silná – 36ks

519,-

469,-

Střední – 36ks

459,-

409,-

Slabá – 36ks

429,-

389,-

Kofferdamové spony



č. 206



č. 2



č. 207



č. 210



č. 5



č. 7

1ks

499,-

459,-

myWedge

1 + 1 ZDARMA



Interproximální klínky z plastového materiálu v tvaru písmena V. Velikosti: růžová XS, oranžová S, zelená M, žlutá L. Balení: 100 ks.

Sada 100ks

1580,-

Sada 2x100ks

3160,-

1580,-

Diamantové pásky
perforované

Diamantové pásky s perforací pro anatomickou konturaci aproximálních oblastí. Opakovaně použitelné, autoklávatelné. Hrubosti: super jemné (žluté 15 µm), jemné (červené 30 µm) a střední (modré 45 µm).




10ks

1490,-

1290,-

Diamantované pásky
s pilkou

Diamantové pásky a separační pilka v jednom pro anatomickou konturaci aproximálních oblastí. Vhodné na kompozitní, skloionomerní i amalgámové výplně. Opakovaně použitelné, lze autoklávat. 2 hrubosti: jemné (30 µm - červené) a superjemné (15 µm - žluté).



10ks

1490,-

1290,-

Composite finishing kit

Sada pro dokončování a leštění kompozitních výplní do vysokého lesku.

Sada obsahuje:

– 6 nástrojů TopGloss do kolénka - diamantové nástroje pro leštění pomocí zvýšeného tlaku bez leštící pasty.
– 6 dokončovacích vrtáčků do turbíny - nástroj TC135UF-014 je opatřen tupou špičkou, aby nemohlo dojít k poškození měkkých tkání



Order No. 1905050

sada

2129,-

1799,-

Protemp 4

Bis-akrylátové kompozitum pro výrobu provizorních inlejí, korunek a můstků. Dostupný v barvách: A1, A2, A3, A3.5 a B3.



Při zakoupení dvou kusů Protemp v libovolném odstínu dostanete aplikační pistoli ZDARMA

50 ml + 16 kanyl

3222,-

Core-Flo DC/Core-Flo
DC Lite

Duálně tuhnucí materiál, obsahující fluorid, ideální pro dostavby, cementaci čepů a také jako materiál pro náhradu dentinu. Core-Flo DC: aplikuje se pomocí pistole, skvěle zatéká, drží tvar, odstíny: Natural/A1 (A) a Opaque bílý (O) a kontrastním Modrým odstínu (B). Core-Flo DC Lite: aplikuje se přímo z duální stříkačky, má samonivelační schopnost a vynikající manipulační vlastnosti, odstíny: Natural/A1 a Opaque bílý.



8g + 15kanyl DC

1760,-

1590,-

8g + 15kanyl DC Lite

1850,-

1650,-

Fibre Kleer 4 Tapered

Kompozitní čepy ze skelných vláken s minimálním rizikem zlomení kořene. Vysoce radioopákní, vysoká pevnost v ohybu. Kónické, ve velikostech: 1,25 mm, 1,375 mm a 1,50 mm. Intro Kit obsahuje: 15 čepů (od každé velikosti 5 ks) a 3 předvrtávače (od každé velikosti 1 ks).



Čepy 10ks-

886,-

798,-

Amalgamátor GM-50

Multifunkční amalgamátor / třepačka různých druhů kapslí.
Masivní, pevná základna zabraňuje pohybu zařízení během míchání
9 volitelných úrovní rychlostí míchání po dobu 1 až 30 sekund.
Kompaktní design, jednoduché ovládání, snadný na údržbu.



sleva:

15%

9990,-

9290,-

Amalgam reducer

Kovový kelímek na amalgám umožňující rychlé naplnění
amalgámové pistole



sleva:

15%

629,-

540,-

Amalgam polishing kit

Sada na leštění amalgámových výplní.
Obsahuje 2 ks reducerů na hrubé opracování výplně, 5 ks hnědých gum
na předleštění a 5 ks zelených gum na konečné doleštění do vysokého
lesku.



sleva:

15%

sada

609,-

519,-

Safargam NG2



Složení: Ag - 42%, Sn - 32%, Cu - 26%

sleva:

15%

č.1 - 50 kapslí 1159,-

990,-

č.1 - 500 kapslí 11590,-

8700,-

č.2 - 50 kapslí 1940,-

1560,-

č.2 - 500 kapslí 19400,-

11200,-

Spherodon-M Duett

Smíšený non gama-2
amalgám se 40%
obsahem stříbra v balení
typu Duett.
Složení: Ag 40%, Sn
32%, Cu 28%
Balení obsahuje: 100
tablet á 390 mg, 100
rtuťových sáčků á
400mg, kapsle pro
opakované použití a
pinzetku



sleva:

15%

2100,-

balení

1890,-

Kapslovaný amalgam



sleva:

15%

Složení: Ag - 43%, Sn - 25%, Cu - 30%

č.1/2 - 50 kapslí 950,-

799,-

č.1 - 50 kapslí 1250,-

1060,-

č.2 - 50 kapslí 1610,-

1370,-

č.3 - 50 kapslí 1980,-

1690,-

RubyCap High

Novinka – skvělá
cena

Složení: Ag - 69,2%, Sn - 18,6%, Cu - 11,9%

č.1 - 50 kapslí 1349,-

č.2 - 50 kapslí 1549,-

č.3 - 50 kapslí 1749,-

RubyCap NG

Novinka – skvělá
cena

Složení: Ag - 55%, Sn - 29%, Cu - 15,8%

č.1 - 50 kapslí 1149,-

č.2 - 50 kapslí 1349,-

č.3 - 50 kapslí 1549,-

RubyCap



Novinka

Složení: Ag - 45%, Sn - 30,5%, Cu - 24%

č.1 - 50 kapslí 1149,-

č.2 - 50 kapslí 1349,-

č.3 - 50 kapslí 1549,-

Charisma Classic

Mikrohybridní kompozitum s plnivem Microglass II. generace pro
výplně třídy I až V.
Microglass II efekt - pro vnitřní lesk a vyšší barevnou shodu.
Snadná a rychlá modelace díky krémové konzistenci.
Pohodlný výběr odstínů a vynikající leštitelnost.



Sleva se vztahuje na odstíny A1, A2, A3 a A3.5

635,-

535,-

Charisma Opal

Oblíbený univerzální kompozit
pro výplně ve frontálním i
laterálním úseku.
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4,
B1, B2, B3, BL, C2, CO, OD, OL a
OM.



Stříkačka 4g

5+1 ZDARMA

1030,-

Charisma Diamond

Charisma Diamond: Nanohybridní fotokompozitní materiál s minimální
polymrační kontrakcí a inovovaným složením, které je základem pro
výjimečné mechanické a estetické vlastnosti.
Široká škála odstínů: 11 univerzálních, 3 opákní dentinové, 3 pro bělené
zuby a 4 incizální.

Charisma Diamond One: Jeden odstín na
všechno!
Materiál neviditelně splyne s
restaurovaným zubem.
Pevná konzistence, minimální lepidlost,
vynikající leštitelnost



Kupte 4 balení Charisma Diamond podle
svého výběru a získáte 1 balení Charismy
Diamond One ZDARMA

Cena balíčku

6650,-

5320,-

Filtek Supreme
Flowable

Světlem tuhnoucí,
rentgenokontrastrní zatékový
nanokompozit s nízkou
viskozitou.

Indikace: Výplně III. a V. třídy,
podložkový materiál,
vyblovování podsekřivin,
pečetění fisur, atd.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3
opákní, B1, B2, C2, D2, W - bílý,
XW – extra bílý.



4x Supreme =
25% SLEVA

**Kupte 4 balení (1 balení: 2x2g) a získáte
SLEVU 25%**

2x2g stříkačky

~~1814,-~~

1360,-

Filtek Bulk Fill
Flowable

Zatékavý výplňový materiál se
snadnou a rychlou aplikací.
4 mm hloubka polymerace –
redukuje potřebu vrstvení.
Zatékavá viskozita zajišťuje
snadnou adaptaci - méně práce
s nástroji.

Až o 50 % vyšší pevnost.

Odstíny: A1, A2, A3,
Univerzální



4x Bulk Fill =
25% SLEVA

**Kupte 4 balení (1 balení: 2x2g nebo 15
kompulí) a získáte SLEVU 25%**

15 kompulí á 0,2g

~~1978,-~~

1483,-

2x2g stříkačky

~~2149,-~~

1611,-

Scotchbond Universal
Plus adhesivum

Scotchbond™ Universal Plus
je první rentgen kontrastrní,
univerzální adhezivum pro
všechny přímé a nepřímé
indikace lepení.

Zcela vyvážený systém:
adhezivum je vytvrzeno
cementem, takže není třeba
polymerace světlem.



2x
Scotchbond =
20% SLEVA

**Kupte 2 balení adhesiva (5 ml) a získáte
SLEVU 20%**

2 x 5ml

~~6888,-~~

5510,-

Filtek Universal

Vysoce estetický bulkfillový materiál pro většinu
klinických situací díky zvýšené opacitě.

Rychlá a jednoduchá aplikace v jednom kroku -
hloubka vytvrzení až 5 mm.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, D3, XW a PO.



4x Supreme =
25% SLEVA

**Kupte 4 balení (4g nebo 20 kompulí) a
získáte SLEVU 25%**

20 kompulí á 0,2g

~~2062,-~~

1546,-

Stříkačka 4g

~~2062,-~~

1546,-

Relyx U200 Clicker

Samoadhezivní univerzální pryskyřičný cement
v ručně míchatelné verzi ve formě pasta/pasta
v disperzeru Clicker.

Silná adheze, vynikající síla vazby k dentinu,
sklovině a náhradám, odolnost proti
diskoloracím.



2x Clicker =
20% SLEVA

**Kupte 2x balení Relyx U200 Clicker a
získáte SLEVU 20%**

Relyx U200 Clicker

~~4844,-~~

3875,-

Relyx U200 Automix

Samoadhezivní univerzální
pryskyřičný cement v ručně
míchatelné verzi ve formě
pasta/pasta v disperzeru Clicker.

Silná adheze, vynikající síla vazby k
dentinu, sklovině a náhradám,
odolnost proti diskoloracím.



2x Automix =
20% SLEVA

**Kupte 2x balení Relyx U200 Automix a
získáte SLEVU 20%**

Relyx U200 Automix

~~3426,-~~

2740,-

Adstringentní pasta

Pasta pro dočasnou retrakci
marginální gingivy a vysušení sulků
u zdravého periodontia.

Ideální před otiskováním či
preparací tříd II. a V.



sleva více než:


20%

100ks kompulí

~~8173,-~~

6535,-

Sof-Lex



sleva více než:

20%

50ks

~~634,-~~

507,-

All-Bond Universal

Spojuje spolehlivost
totálního leptání, pohodlí
samoleptání flexibilitu
selektivního leptání.
Garantuje univerzální
kompatibilitu s chemicky,
světlem i duálně tuhnoucími
kompozitními pryskyřicemi
a cementy.
Využijete jej při všech
přímých i nepřímých
bondovacích technikách.



4ml

~~2420,-~~

2190,-

MaxCem Elite

Dvousložkový, samoleptací,
duálně tuhnoucí kompozitní
fixační cement typu pasta-pasta v
duální stříkačce.

Pro fixaci keramických,
kompozitních a kovových náhrad.

Odstíny: bílý, opákní, čirý a žlutý.

Standard kit obsahuje: 5 x 5 g
stříkaček (2x čirá, bílá, bílá
opákní, žlutá) a kanyly



sleva více než:

30%

Standard Kit

~~6579,-~~

4599,-

Refill 2 x 5g

~~3404,-~~

2385,-

TheraCal LC

vylepšená vazba a zapečetění na hluboký vlhký dentin
nulová rozpustnost
výrazné uvolňování vápníku a alkalické pH stimuluje tvorbu hydroxy-
apatitu a formaci sekundárního dentinového můstku izolujícího
pulpu



Zkušební balení obsahuje 1 g materiálu ve stříkačce, 15
aplikačních kanyl 19G

~~3600,-~~

3240,-

Základní balení obsahuje 4 x 1 g materiálu ve stříkačce, 15
aplikačních kanyl 22G, 50 kanyl 19G.

~~1150,-~~

1035,-

TheraBase Ca

Samoadhezivní báze/podložka uvolňující vápník.
S využitím technologie THERA se TheraBaseCa chemicky váže na strukturu
zubu a uvolňuje a dobíjí ionty vápníku.
Uvolňování vápníku v TheraBase vytváří alkalické pH, které podporuje
vitalitu zubní dřeviny.

Jedná se o duálně vytvrzovaný materiál, který polymeruje i v hlubokých
výplních, kam světlo nedosáhne. TheraBase je pevnější a odolnější než jiné
podložkové materiály, skloionomery a pryskyřiční modifikované
skloionomery.

Je radioopákní, což umožňuje snadnou identifikaci na rentgenových
snímcích a poskytuje rychlou a efektivní diagnostiku.

8g + 15
kanyl~~4060,-~~

3648,-

Pero a pistole na guttaperču Woodpecker

Fi-P: Pero pro rozehtávání a kondenzaci gutaperči pomocí horkého hrotu. Bezdrátové, umožňující nastavit teplotu, vhodné pro praváky i leváky, vybavené vynikajícími funkcemi a vytuněné skvělými vlastnostmi.

- Zahřívání pouze 0,2 vteřiny
- 0,35 mm předtvarovaná špička koncovky
- 4 pracovní teploty



Fi-P	12690,-	11988,-
Fi-G	18490,-	16988,-

Fi-G: Pistole pro rozehtání a aplikaci tekuté gutaperči tenkou kanylou. Přináší bezdrátový, vertikální design a ovládání jedním tlačítkem, čímž usnadňuje proces obturace.

- Rychlé zahřátí během 15ti vteřin
- 0,5 mm injekční jehla
- Oboustranný displej - pro leváky i praváky.
- Jehla lze nastavit v 360o úhlu

Obturační systém: FiP + Fi-G	24990,-	23588,-
Guttaperčové tyčinky pro Fi-G 100ks	599,-	569,-

MTA Flow

MTAFlow – unikátní mineral trioxid aggregate cement na opravy. Snadno a rychle namícháte správnou hladkou konzistenci pro každou proceduru. Nyní můžete velmi přesně dávkovat až k apexu pomocí kanyly Navi Tip 29ga, ošetříte i místa jinak obtížně dosažitelná. MTAFlow je bioaktivní, podporuje hojení.

sleva více než: 25%

MTA Flow Kit: 8-10 aplikací
1 × MTA Flow prášek (2g)
1 × MTA Flow gel (2ml)
1 × odměrky s 2 odměrnými konci
1 × míchací podložka
20 × kanyla Black Micro
10 × stříkačka Skini
10 × uzávěr Luer Lock



MTA Flow kit	5200,-	3945,-
--------------	--------	--------

MTA Flow WHITE

Opravný mineral-trioxid- aggregate cement pro endodontická ošetření nad klinickou linií. Nezabarvuje. Vhodný zejména do estetické zóny.

sleva více než: 25%

Kit: 8-10 aplikací
1 × MTAFlow White prášek (2g)
1 × MTAFlow White gel (2ml)
1 × odměrka s 2 odměrnými konci
20 × kanyla Black Micro
10 × stříkačka Skini
10 × uzávěr Luer Lock
1 × průvodec technikou míchání



MTA Flow White kit	5300,-	3965,-
--------------------	--------	--------

Luxator



S1, DE3 a DE5	3740,-	2805,-
Ostatní 1 kus	3330,-	2499,-

Alveogyl

Pasta pro lokální léčbu „suchého lůžka“ (alveolitis sicca) s antiseptickým účinkem.

Jedná se o jednokrokovou, samoeliminující léčbu, která rapidně omezuje bolest a poskytuje tišící efekt díky obsahu eugenolu.



10g	1460,-	1240,-
-----	--------	--------

Gelatamp

Antimikrobiální, hemostatické houbičky pro post-extrakční léčbu. Zůstává v alveolu a kompletně absorbují během 4 týdnů.



20ks	549,-	490,-
50ks	1209,-	1090,-

Luxator Titanium

Čepele potažené titanem. Ještě snadněji proniká mezi zub a alveol s minimálním poškozením měkkých tkání. Vyrží déle ostrý a není potřeba ho ostřit



DE3 – 1ks	4560,-	3420,-
-----------	--------	--------

Ultra-Etch

35% kyselina fosforečná pro ideální leptání
Unikátní samolimitující chemie: leptá jen do hl. 1,9µm – nepřeleptá!
Penetruje do nejmenších nejmenších fí sur, ale nestéká na vertikálních površích
Výrazná modrá barva: vidíte, kde leptáte



Refil 4x1,2ml stříkačka	1000,-	750,-
Intro kit 4 stříkačky	1390,-	1050,-
IndiSpence 30ml	2570,-	1930,-
Refil 20x1,2ml	2980,-	2240,-

Valo širokospektrální lampa

- Elegančně silné
- vícepásmové LED diody se spektrem vlnových délek 380 – 520 nm pro úplnou polymeraci všech dentálních materiálů
- dokonale kolimovaný svazek světelných paprsků
- dosah do každého místa v ústech
- 3 polymerační režimy: standard (1 000 mW/cm2) vysoký (1 400 mW/cm, u VALO Grand 1600mW/cm2) extra vysoký – emulace plasmového režimu (3 200 mW/cm2)
- zkrácená doba polymerace – šetří Váš čas (3 sekundy na vrstvu)
- vysoká odolnost proti poškození pádem a poškrábání
- záruka 5let



VALO Cordless LED lampa, 4 × akumulátory, nabíječka akumulátorů,	41150,-	39090,-
--	---------	---------

VALO Grand šňůrová LED lampa, napájení s univerzálními koncovkami pro nabíječku	47630,-	42870,-
---	---------	---------

Brix 3000

Dentální prostředek navržen speciálně pro atraumatické a bezbolestné odstraňování zubního kazu z dentinu. **Odstranění kazu bez vrtání!!**
Neinvasivní produkt na vodní bázi, jehož hlavní složkou je enzym PAPAN.



3ml	1797,-	1690,-
-----	--------	--------

Gutta Cut GP

Bezdrátový guttacutter v moderním ergonomickém designu. Flexibilní design hrotu pro hladký řez. Jednoduché ovládání pouze pomocí jediného tlačítka. Bezpečný - okamžitě zahřátí a schlazení řezacího hrotu během méně než 1 sekundy. K dispozici tři velikosti hrotu - velký 2,0 mm; střední 1,2 mm a malý 0,5 mm. Napájen dvěma AA bateriemi.

sleva více než: **20%**

Gutta Cut GP

4590,-

3675,-

EndoMatic endomotor

Poloha kořenového nástroje je zobrazována na displeji. Při přiblížení k apexu se chod endomotoru automaticky zpomalí a při dosažení apexu endomotor automaticky zastaví nástroj a nebo zapne opačný chod. Automatické spuštění při zasunutí nástroje do kanálku a vypnutí při jeho vytažení. Díky širokému rozsahu kroutícího momentu a volby rychlosti je kompatibilní s různými systémy kořenových nástrojů dostupných na trhu. Pracuje jak v rotačním režimu, tak recipročním. Automaticky přepíná mezi těmito režimy s ohledem na zatížení nástroje



23980,-

21990,-

Barevné stříkačky



Barevně označené stříkačky pro výplachové a jiné roztoky. Standardní luer-lock zakončení. Neobsahují latex, objem 5 ml. Barvy: červená, modrá, žlutá a bílá

5ml

519,-

414,-

Biodentine

Oblíbený bulk-fillový biokompatibilní a bioaktivní materiál pro náhradu dentinu v korunkové i kořenové části zubu.

ROZŠÍŘENÁ INDIKACE: Nyní Biodentine™ zachová pulpu, **DOKONCE při výskytu symptomů ireversibilní pulpitidy!** Schválena možnost ošetření pro ireversibilní pulpiditu!

Indikace:

v kořeni: překrytí perforací kořene a pulpální dutiny, vnitřní/vnější resorbce zubu, apexifikace, **v korunce:** hluboké/rozsáhlé kavity, trvalé dentinové výplně, přímé překrytí pulpy, pulpotomie,



15 x 0,7g

7890,-

6699,-

Endomethasone N

Oblíbená RTG kontrastní kořenová výplň bez obsahu paraformaldehydu a dexametasonu.



set

3080,-

2770,-

prášek 14g

2390,-

2150,-

28g tekutina 10ml

1030,-

930,-

Forendo Paste

Hydroxid vápenatá pasta obsahující jodoform a bázi silikonového oleje. Baktericidní - bakteriostatická - pH >12 - rentgenoktrastní - netuhnoucí. Pro dočasnou a střednědobou léčbu kořenového kanálku. Pro zabránění vzniku zánětů a pro léčbu infikovaných kořenových kanálků, abscesů, periapikálních lézí, perforací, exsudací, kořenových resorbci, traumatických zranění, stimuluje apexifikaci a apexogenezi.



2,2 g + 20 kanyl

2070,-

1870,-

FileCare EDTA

Chelatační činidlo, které redukuje napětí kořenových nástrojů a umožňuje účinnější čištění kanálků a snadnější preparaci. Odstraňuje smear vrstvu, zdokonaluje penetraci endodontických léčiv a výplňových materiálů do tubulů.



5x3ml

2645,-

2495,-

3ml

560,-

529,-

Septoject

Vynikající jehly pro karpulové stříkačky nebo intraligamentární anestezii. Rozměry: 27G - 21, 25 a 35 mm, 30G - 10, 12, 16, 21 a 25 mm.



100ks

470,-

380,-

sleva:
20%

TheraCal PT

Duálně tuhnoucí pryskyřice modifikovaná kalcium silikátem. Ošetření pulpotomie. TheraCal PT® je biokompatibilní, duálně tuhnoucí pryskyřice modifikovaná kalcium silikátem, která se používá k ošetření obnažené pulpy. TheraCal PT® udržuje vitalitu zubu tím, že funguje jako bariéra a ochrana pulpy. Schopnost TheraCalu PT® uvolňovat vápník a schopnost vytvářet alkalické pH umožňují jeho použití při preparaci hlubokých kavit. Schopnost duálního tuhnutí umožňuje okamžité umístění výplňového materiálu



4g + 15 kanyl

2650,-

2390,-

Intraligamentární pero

Celokovová stříkačka ve formě pera pro aplikaci intraligamentární anestezie.

sleva více než:
20%

5390,-

4298,-

Asa aspirační stříkačka

Celokovová aplikační stříkačka anestezie italského výrobce ASA Dental.

sleva více než:
20%

839,-

659,-

Stojánek na jehly

Ocelový stojánek na jehly pro karpulová anestetika. Použitelný také s injekčními jehlami typu Luer. Stříkačka s anestetikem je vždy bezpečně

sleva více než:
20%

1129,-

888,-

Mirafluor C pasta

Profesionální, vysoce kvalitní pasta s obsahem aminfluoridu pro každodenní použití. Aminfluorid pro účinnou ochranu před zubním kazem. Vysoce účinný aminfluorid se během několika sekund váže na zubní sklovinu a činí ji odolnější vůči zubnímu kazu. Vytváří vysoce přilnavou homogenní vrstvu na povrchu všech zubů a zaručuje tak jejich optimální, dlouhotrvající ochranu.



100ml

~~109,-~~

99,-

Mira-2-Ton

Přípravek pro zjištění plaku na zubech - kontrola kvality vyčištění zubů. Je určen jak pro profesionální, tak pro domácí použití. Obsahuje potravinářské barvivo, které reaguje na organické substance a obarvuje zubní plak. Příjemná ovocná příchut'. Zabarvení se jednoduše odstraní s prvním vyčištěním zubů.



Roztok 60ml

~~539,-~~

439,-

tablety 50ls

~~469,-~~

379,-

Mirafluor gel

Fluoridační gel pro profylaxi s 1,23% fluoridu. Zvyšuje odolnost skloviny proti kyselému prostředí. Snižuje tvorbu zubního plaku. Urychluje remineralizaci. Jahoda nebo máta

~~769,-~~

669,-

Opalescence PF 10%/16%

Noční bělení Opalescence® PF 10%**Denní bělení Opalescence® PF 16%****Příchut':** máta, bez příchutě.**Pacient Kit:** 8 x 1,2 ml bělicího gelu ve stříkačkách, 30 ml Bělicí pasta Opalescence, krabičku na nosiče, taštičku Opalescence a kartičku se vzorníkem odstínů.

Patient Kit

~~1840,-~~

1380,-

Opalescence bělicí pasta

Unikátní složení pomáhá udržet zářivé, bílé zuby. Bezpečná pro každodenní použití, vhodná pro celou rodinu. Účinné, rychlé uvolňování fluoridu. **Opalescence Cool Mind** – 4,8x větší absorpce fluoridů sklovinou. **Opalescence Senzitivity** – snižuje citlivost zubů



133g

~~250,-~~

215,-

Opalescence Go

Profesionální bělení zubů na doma - okamžitě k použití Opalescence Go 6% • Jednorázový nosič předplněný bělicím gelem s 6% peroxidu. **Pacient Kit:** 10 dolních a 10 horních nosičů a bělicí pastu 28 g. **Mini Kit:** 4 dolní a 4 horní nosiče

pacient kit - máta
nebo meloun~~2290,-~~

1950,-

Mini kit -
máta~~1210,-~~

1030,-

Prophytex

Třívrstvé roušky pro ochranu pacienta při čištění zubů AirFlow technikou.

Barvy: bílá nebo světle modrá.**Rozměr:** 60 x 54 cm.40ks, bílá
nebo modrá~~390,-~~

345,-

Woodpecker prášek Fast

Profylaxní prášek Woodpecker, používá se do Air polisheru k odstranění zubního plaku, zubního kamene. Nepoškozuje povrch zubu, je rychlý a efektivní, bezbolestné použití. Obsahuje: Hydrogenuhličitan sodný, hydrofobní oxid křemičitý, sacharinát sodný. Nepoškozuje povrch zubu, je rychlý a efektivní. Tvrdost podle Mohsovy stupnice: 2,5. Průměrná velikost částic 65 µm. Příchutě: broskev, citron, jahoda

300g

~~560,-~~

495,-



Woodpecker prášek Gentle Mini

Profylaxní prášek Woodpecker, používá se do Air polisheru k odstranění zubního plaku, zubního kamene. Nepoškozuje povrch zubu, je rychlý a efektivní, bezbolestné použití. Profylaxní prášek, používá se do Air polisheru pro subgingivální ošetření k odstranění biofilmu a zubního kamene. Obsahuje: Glycin, amorfni oxid křemičitý. Tvrdost podle Mohsovy stupnice: 2. Průměrná velikost částic 25 µm.

120g

~~560,-~~

495,-



Xyntus

JEDINÁ antivirová a antibakteriální ústní voda S PROKÁZANOU ÚČINNOSTÍ



500ml

6x500ml
(1 láhev – 249,-)~~1794,-~~

299,-

1494,-

Paroguard CHX 0,20 %

Výplachová ústní voda remineralizuje díky obsahu fluoridu (250 ppm) astringentní díky obsahu viliínu anti-kariozní díky obsahu xylitolu neobsahuje alkohol



200ml

~~279,-~~

239,-

Thienelino dětské zubní kartáčky

Zubní kartáčky, které si zamiluje každé dítě! Anatomicky tvarovaná široká rukojeť pro pohodlé neklouzavé uchopení. Veselý motiv s medvídkem Ottou je zakončen přísavkou. Tvarované štětiny kartáčku pro správné vyčištění zadních zoubků. **Dostupné v barvách:** modrá, zelená, červená a růžová.



12ks

~~160,-~~

144,-

Variotime Easy Putty

A-silikonový otiskovací materiál pro veškeré indikace.
Vynikající reprodukce detailů a dlouhá objemová stabilita
EasyPutty - k ručnímu nebo strojovému míchání.
Heavy Tray (HT) - pro koreční otisk při použití jedné otiskovací hmoty



Kupte 2 kusy Dynamix Heavy Tray a získáte 1 kus Variotime Medium Flow ZDARMA

HT - 2x 380 ml	3300,-
Medium Flow 2x50ml	880,-

Futar Easy / Easy Fast

A-silikonová otiskovací hmota pro registraci mezičelistních vztahů.
Výžaduje nižší tlak pro vytlačení - pohodlnější.
Vysoce thixotropní - zůstává na okluzi, nestéče. Vysoká finální tvrdost Shore A90.
Snadná úprava otisku pomocí skalpelu.
Easy set: 30 vteřin pracovní čas + 1:30 min. tuhnutí v ústech.
Fast Easy set: 15 vteřin pracovní čas + 45 vteřin tuhnutí v ústech.



Futar Easy nebo Futar Easy Fast 2x 50 ml + 6 kanyl	1470,-	1330,-
--	-------------------	---------------

Panasil

A silikonová otiskovací hmota.
Putty - fast nebo soft (měkkčí varianta tmelu).
Initial koreční hmota - regular, light nebo x-light.
Monophase - středně viskozni monofázová hmota.



Panasil Putty 900ml	3060,-	2440,-
Panasil Binetics 2 x 380ml	5390,-	4299,-
Panasil initial 2x 50ml	1600,-	1270,-

Hydrogum 5

Vynikající bezprašný alginát s vysokou objemovou stálostí 5 dnů. Ovocná chuť, fialová barva, antidávivá složka.



12 x 453 g (1 ks = 348 Kč)	5508,-	4176,-
453g	459,-	390,-

Tropicalgin

Nejoblíbenější alginátová otiskovací hmota. Rychlé tuhnutí - 60 sekund; barevný indikátor tuhnutí. Skvělá příchut' a vůně tropického ovoce.



12 x 453 g (1 ks = 299 Kč)	4548,-	3588,-
453g	399,-	359,-

Elite HD+

PUTTY
Fast soft: rychle tuhnoucí, pro dvoukrokovou metodu otiskování.
Normal soft: normální rychlost tuhnutí, pro metodu dvojího míchání.



Putty - 2 x 250 ml	2099,-	1889,-
Krém - 2 x 50 ml + 12 koncovek	1589,-	1399,-

Oxasil

Nový ručně míchatelný otiskovací materiál od vynálezce Optosil / Xantopren. Díky vysoce aktivnímu systému báze/aktivátor dosahuje oxasil krátké doby vytvrzování. Zajišťuje přesnou a trvalou reprodukci detailů s vynikající zpracovatelností během doby tuhnutí.



Putty / Soft Putty - 900ml	530,-	479,-
Light/Very Light 140ml	320,-	289,-
Activator Paste - 60ml	260,-	235,-
Oxasil Mucosa - 140ml	320,-	299,-

Repin

Dvosložková zinkoxid-eugenolová otiskovací hmota. Přesná reprodukce a objemová stálost. Otisky individuálních lžiček. Provizorní fixace korunek a můstků.



425g	355,-	249,-
------	------------------	--------------

Do vyprodání nadměrných zásob

sleva:

30%

Elastic Cromo

Alginátová, elastická, otiskovací hmota s fázovým barevným indikátorem a možností odlít otisku až za 120 hodin. Barevná indikace fáze tuhnutí.



450g	209,-	149,-
------	------------------	--------------

Do vyprodání nadměrných zásob

sleva:

30%

Alginate mixer MX-300

Automatická digitální míchačka alginátových otiskovacích hmot.
Šetří Váš čas - hmota namíchána za 8 sekund.
Šetří úsilí - jednotná konzistence poskytuje elasticitu a odolnost srovnatelnou se silikony.
Šetří materiál - otisk je vždy precizní a bez bublinek.
Rozměry: 205 245 x 300 mm, váha: 17 kg.



29990,-	23990,-
--------------------	----------------

ZetaPlus

Jednoduchá manipulace i míchání, vynikající zatékavost. Při vkládání do úst je měkký a velmi dobře se otiskuje.



kit	1299,-	1189,-
-----	-------------------	---------------

Jednorázové otiskovací lžice Zelinger

Výrobek je určen k jednorázovému sejmutí otisku horní nebo spodní čelisti. Velikost: I (malá), II (střední) a III (velká) pro horní a spodní čelist.



5 párů- 5x horní + 5x dolní (žluté, zelené nebo modré)	110,-	99,-
--	------------------	-------------

Euroform ocelové

Klasické euroform oblouky z nerezové oceli.
Kulaté oblouky v 5-ti průměrech: .012 / .014 / .016 / .018 / .020.
Obdélníkové oblouky v 6-ti velikostech: .016x.016 / .016x.022 / .017x.025 / .018x.025 / .019x0.25 / .021x.025.



kulaté oblouky - 100 ks **1259,-** **1070,-**
 obdélníkové oblouky - 10ks **289,-** **249,-**

Balíček pro domácí orto hygienu

Kompletní sada pomůcek pro dokonalou domácí hygienu pacientů s fixním aparátem.
Praktická taštička na zip obsahuje:
 ortodontický kartáček se dvěma konci - kartáček na čištění zubů se štětinami ve tvaru V na jednom konci a kartáček pro čištění okolí zámečků na straně druhé, cestovní ortodontický kartáček se štětinami ve tvaru V, 4 tablety pro odhalení plaku, vosk v krabičce pro úlevu bolavým měkkým tkáním, přesýpací hodiny na 3 minuty, zrcátko, malou ústní vodu Swirl.



289,- **239,-**

Ceramchen Blue/Yellow

Oblíbený chemicky tuhnoucí skloionomerní cement pro fixaci ortodontických kroužků. Mísí se s destilovanou vodou, rychle tuhne a snadno se odstraňuje. Uvolňuje fluoridy - předchází vzniku dekalifikací.
 Verze BLUE navíc díky modré barvě ulehčuje práci při odstraňování a má vanilkovou příchutí příjemnou pacientům.
Balení obsahuje: prášek, dávkovací nádobku na vodu, míchací podložku a lopatku na cement.



30g **1679,-** **1429,-**
 200g **7919,-** **6790,-**

Žvýkačky Xylitol



Sortiment, kombinace příchutí, 200x2g dražé **1069,-** **959,-**
 Máta, pepermint, skořice, ovoce, brusinky a zelený čaj, 30 dražé **129,-** **119,-**

Bonbony Xylitol



Sortiment, kombinace příchutí, 100ks **589,-** **529,-**
 Melounu, višni nebo máty, 26ks **159,-** **145,-**

XyliPOP

Xylipop dentální lízátka s obsahem xylitolu a calcium laktátu.
 Bez aspartamu, sorbitolu, laktózy a lepků.



Jahoda nebo borůvka, 6g **29,-** **25,-**
 Jahoda nebo borůvka, 50 x 6g **1209,-** **1099,-**

Zvířátka Zoo



100ks **799,-** **685,-**

Hopíci – barevné skákací kuličky



100ks, různé barvy **1139,-** **1029,-**

Autíčka a lodě



Miniaturní autíčka a lodě v různých barvách, 100ks **879,-** **749,-**

Prstýnky



100ks, různé velikosti a barvy **579,-** **499,-**

Poníci



50 poníků, různé barvy **1399,-** **1190,-**

Tooth Coin Bank

Pokladnička ve tvaru zubu



1ks **329,-** **290,-**

Tempsmart DC

Duálně tuhnoucí kompozit pro dočasné korunky a můstky bez obsahu změkčovadel. Krátký pracovní postup díky pohodlné možnosti polymerování - celkový čas jsou 3 minuty. Vysoká pevnost v lomu pro dočasné náhrady. Snadno lešitelný až do vysokého lesku a dosažení vysoké estetiky. **K dispozici:** v 48 ml kartuších (A1, A2, A3, A3.5, B1 a BW) a 10 ml stříkačkách (A1, A2, A3 a B1).



Kartuše 48ml ~~3330,-~~ **2745,-**
Stříkačka 10ml ~~1990,-~~ **1635,-**

G-CEM LinkForce

Univerzální duálně tuhnoucí adhezivní fixační cement pro všechny indikace a všechny materiály.

Starter kit: 1x8,7g G-CEM LinkForce A2 nebo TL, 20x GC Automix Tip Regular, 1x5ml G-Multi PRIMER, 1x5ml G-Premio BOND, příslušenství.



Refill A2 / Translucent; 8,7 g ~~4800,-~~ **4195,-**
Starter Kit: A2 / Translucent ~~6090,-~~ **5295,-**

G-CEM Veneer

Světlem tuhnoucí pryskyřičný cement určený pro fixaci estetických fazet.



Starter Kit: 2x G-CEM Veneer Refi I (1 ml / 1.7 g) A2 & TR, 2x Try-in Paste Refi I (2 ml / 1.5 g) A2 & TR, 5ml 5ml G-Multi PRIMER, 5ml G-Premio BOND, 45x koncovky pro G-CEM Veneer, 2x ochranný kryt stříkačky, 50x mikroštetěčky, 20x dávkovací mistička ~~7990,-~~ **6285,-**
Refill: 1,7g (A2, Translucent, Opaque, Bleach) ~~1150,-~~ **880,-**

Essentia Universal



sleva více než: **26%**

Essentia Universal – Univerzální světlem polymerující kompozit s kondenzovatelnou konzistencí

1 tuba 3,4g ~~1702,-~~ **1245,-**

Essentia

Světlem tuhnoucí, radioopákní, univerzální výplňový materiál. Pouze 7 odstínů pro všechny klinické situace.

Odstíny: LD, MD, DD, LE, DE, U a ML. K dispozici čtyři **modifikátory** (RBM, B?, WM a OM) vyvinuté pro rychlou charakterizaci vašich výplní.

Starter Kit: stříkačky: 7x2ml (1 od každého odstínu), 20 aplikačních koncovek a příslušenství.

Modifier Kit: 2x2,4ml (1 od každého odstínu)



sleva více než:

26%

1 tuba, libovolný odstín ~~1702,-~~ **1245,-**

Modifier Kit ~~5893,-~~ **4985,-**

Essentia HiFlo/LoFlo



HiFlo/LoFlo – zatékavé fotokompozity
HiFlo - vysoká zatékavost
LoFlo – nízká zatékavost

1 tuba – 3,4g ~~1702,-~~ **1475,-**

Gradia Direct



sleva více než:

44%

935,-

na A2, A3, P-A2, P-A3

Anterior Syringe: 2.7 ml v odstínech XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT, CVT

Posterior Syringe: 2.7 ml v odstínech P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT

X Syringe: 2.7 ml (5 g) v odstínech X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-AO2, X-WT

~~1779,-~~ **985,-**

Gradia Direct Flo/LoFlo



sleva více než:

28%

Flo: 2x 1,5g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry

LoFlo: 2x 1,3g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry

~~1748,-~~ **1245,-**

Gradia Core

Duálně tuhnoucí kompozit pro estetické dostavby fixaci kořenových čepů.



Kit: 1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství ~~6520,-~~ **5335,-**

Intro kit: 1x GRADIA CORE Kit (1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství); 1x GRADIA CORE Dispenser (dávkovací pistole).

Refill: kartuše 10ml, ~~6740,-~~ **5775,-**
~~3250,-~~ **2775,-**

GC Fuji IX GP 1-1



Odstín. A3

1-1 ~~3030,-~~ **2475,-**

GC Fuji IX GP 3-2



Set obsahuje: A2, A3 a B3 prášku, 2x 6,4ml tekutiny

3-2 ~~7250,-~~ **5975,-**

GC Fuji IX GP Extra 1-1



Odstín. A2, A3

1-1 ~~3210,-~~ **2755,-**

GC Fuji I kapsle



Odstín: světle žlutá

akční
cena

50 kapslí

3075,-

GC G-CEM kapsle



Odstín: A2, A03, TL, B01, sortiment

akční
cena

50 kapslí

sleva více
než:

20%

5695,-

GC Fuji Triage kapsle



Odstín: růžová, bílá

akční
cena

50 kapslí

3280,-

GC Fuji IX GP kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

akční
cena

50 kapslí

3445,-

GC Fuji IX GP FAST
kapsle

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

akční
cena

50 kapslí

sleva více
než:

20%

3495,-

GC Fuji IX GP Extra
kapsle

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

akční
cena

50 kapslí

3985,-

GC Fuji II LC
Improved kapsle

Odstín: A2, A3, B3

akční
cena

50 kapslí

4030,-

GC Fuji Plus kapsle



Odstín: A3, žlutá

akční
cena

50 kapslí

3935,-

GC Fuji Plus plv./liq.



Odstín: A3

akční
cena

1-1

3498,-

3498,-

GC Fuji II LC
Improved plv./liq.

Tekutina 6,8g

Prášek 15g

3-2 balení: 3 x 15g prášku (A2, A3,
B3) a 2 x 8g tekutiny

1675,-

1990,-

8325,-

Fuji I 1-1



Odstín: světle žlutá

akční
cena

1-1 (plv. + liq.)

3125,-

GC Fuji Triage 1-1



Odstín: růžová, bílá

akční
cena

1-1

2365,-

Dry Mouth Gel

Gel na suchá ústa



10ks sortiment: 4x máta, 2x malina, 2x pomeranč, 2x citron

3100,-

3030,-

10ks malina

3100,-

3030,-

GC Repair Kit

Balení: G-Premio BOND 5x unidose, CERAMIC PRIMER II 5x unidose, Gradia Plus OA1 (opáker pro překrytí dostaveb na bázi kovu) tuba 2 ml, technický průvodce, aplikátory a mikroštetěčky



balení

3310,-

2785,-

G-Multi Primer

Zajišťuje trvalou adhezi ke všem typům náhrad, kombinuje tři různé monomery k dosažení perfektní adheze ve všech situacích.



5ml

2210,-

1895,-

G-aenial Anterior / Posterior / Flo X

1398,-

sleva více než:

33%

na A2, A3, P-A2, P-A3

Flo X: A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 (3,6g)

2130,-

1535,-

Anterior: 2,7 ml (4,7 g) XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE**Posterior:** 2,7 ml (5,5 g) P-A1, P-A2, P-A3, P-A3,5, P-JE, P-IE

tuba

2099,-

1489,-

G-aenial Universal Injectable

898,-

na A2, A3

Odstíny: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

sleva více než:

25%

tuba 1x1ml

1202,-

940,-

G-aenial Universal Flo

sleva více než:

29%

**Odstíny:** BW, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3, JE a AE

Tuba: 3,4g

2180,-

1535,-

G-Premio Bond

5797,-

3x5ml

2295,-

1x5ml

sleva více než:

24%

3-Bottle Pack:
3x5ml

7672,-

5797,-

1 lahvička
5ml

2996,-

2295,-

G-Bond Starter Kit

Samoleptací, světlem tuhnoucí jednosložkové adhezivum 7. generace, celá aplikace během 30 s.

sleva více než:

46%



2198,-

Starter Kit: 5 ml, 50x mikrotip štětečky, mikrotip aplikátor a míchací miska

4108,-

2198,-

Cocoa Butter

Separáční médium k izolaci kovových nástrojů při zhotovování skloionomerních výplní. Výborná separace skloionomeru a kovových nástrojů, hladký povrch výplně.



10g

390,-

350,-

MI Varnish

Bioaktivní, fluoridační ochranný lak (varnish) s obsahem kalcia a fosfátu "Ochrana jediným tahem štětce".

**Intro Pack:** 10x 0,4 ml (5x jahoda, 5x máta), 20x štěteček

1029,-

795,-

Refill Pack: 35x 0,4 ml (jahoda / máta), 50x štěteček

3117,-

2595,-

Tooth Mousse

Bioaktivní, dentální ochranný krém, který obnovuje minerální rovnováhu v ústech a stimuluje produkci slin.

Příchutě: meloun, jahoda, máta, vanilka a tutti frutti.

**5+1ZDARMA**, sortiment + 1ZDARMA**10-Pack:** 10 ks sortiment nebo jedna příchut'

5786,-

2690,-

3985,-

MI Paste Plus

Stejně účinky jako GC Tooth Mouse, navíc obsahuje fluorid
Příchutě: jahoda, máta, tutti frutti, vanilka a meloun

**5-Pack:** 5 ks sortiment

3401,-

2685,-

10-Pack: 10 ks sortiment nebo jedna příchut'

6469,-

5065,-

G-aenial A'CHORD

Světlem tuhnoucí univerzální výplňový kompozit.

Nový univerzální výplňový kompozit se zjednodušeným systémem odstínů. Je určen zubním lékařům, kteří usilují o zjednodušení pracovního postupu, ale nechťejí dělat kompromisy v estetice a trvanlivosti svých prací. Tento materiál byl navržěn tak, aby pokryl 90% všech vašich přímých výplní s 5 CORE odstíny (A1, A2, A3, A3.5, A4), které pokryjí všech 16 VITA odstínů. Dále jsou k dispozici opákní, sklovinné a krčkové odstíny a dva vybělené odstíny.

Díky jedinečné kombinaci technologií zůstanou výplně dlouhodobě krásné, lesklé a beze změny.



Refill stříkačky 4 g: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, JE, AE, BW, BOW.

~~1792,-~~

1490,-

Layering kit: stříkačky (4g)
v odstínech: A2, A3, AO2, AE, JE

~~8054,-~~

6855,-

Core kit: stříkačky (4g)
v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4

~~8054,-~~

6855,-

G-Cem ONE

G-CEM ONE je skutečně univerzální, technologicky nenáročný cement s vysokou pevností vazby a vynikající schopností samotuhnutí. Díky GC Touch Cure a G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer jej lze použít pro širokou škálu indikací, včetně náročných klinických situací.

Starter kit A2/TL: stříkačka A2/TL, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive enhancing Primer

Systém Kit: stříkačky A2 a TL, 15x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive Enhancing Primer a G-Multi Primer

Twin Refill A2/TL: 2x stříkačky A2/TL, 15x GC Automix Tips Regular, 5x GC Automix Endo tips

Single Refill AO3/WO: stříkačky AO3/WO, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips

2065,-

4555,-

3065,-

1575,-

G2-BOND Universal

Všestranný 2 lahvičkový univerzální bond.

Nová patentovaná technologie GC Dual-H Technology umožňuje plynulý přechod od hydrofilních k hydrofóbním vlastnostem povrchu s aplikovaným primerem, který potom zpevní, a vznikne skutečně hydrofóbní ochranná vazební vrstva. G2-BOND Universal je okamžitě rozpoznatelný díky svým jedinečným obalům na lahvičkách 1-Primer a 2-BOND.

G2-Bond Universal Bottle Kit: 5ml 1-PRIMER, 5ml 2-BOND, 1-PRIMER kryt, 2-BOND kryt, 20x dávkovací místička, 50x aplikátor a technická karta.

1-PRIMER Refil
5ml

1-BOND Refil
5ml

4045,-

2895,-

1225,-

D-Light DUO

Bezdrátová LED polymerační lampa, která má malé rozměry a je velmi lehká. Její dvojí vlnová délka a spolehlivý výkon umožní během krátké doby efektivně polymerovat všechny dentální materiály.



Lampa + 25x Essentia
(dle výběru)

Lampa + 25x tuba G-aenial
(dle výběru)

Lampa + 25x tuba Gradia Direct
(dle výběru)

Lampa + 10x GC kapsle

33400,-

41200,-

35000,-

Cena kapslí

D-Light Pro

Vysoce výkonná LED lampa. Duální vlnová délka, tři programy, elegantní, lehký a ergonomický designem, autoklávovatelná rukojeť.



Obsah balení : rukojeť (tělo & elektronický modul), světlovod 8mm, 2x baterie, nabíječka, napájecí zdroj, EU/UK adaptory, 1x ochranný štítek očí tvrdý, 3x ochranný štítek očí měkký.

~~42190,-~~

31900,-

Capsule Mixer CM-II

Nový digitálně ovládaný vysokorychlostní míchací přístroj na kapsle. Zajišťuje nejlepší namíchání všech kapslových materiálů. Ergonomický moderní design přístroje. Speciálnímu designu míchacích vidliček pro snadné vkládání i vyjímání kapslí. Velký digitální displej usnadňuje volbu mezi manuálním a předvoleným míchacím programem...

~~21190,-~~

17995,-

Fuji TEMP LT

Fixační cement ve verzi pasta-pasta na dlouhodobá provizoria. Poskytuje dobře známé ochranné vlastnosti, které nabízejí materiály založené na skloionomerní technologii. Příjemná manipulace - nepřilís řídká konzistence s tenkou vrstvou filmu, snadné odstranění přebytků



Dočasný výplňový materiál pro standardní kavity a po endodontickém ošetření. Tuhnutí je iniciováno vodou a slinami. Snadno se odstraňuje.



dóza, 30g, bílá

~~620,-~~

560,-

Gradia štětec



10 ks, plochý
nebo kulatý

držák štětců

~~1560,-~~

1395,-

270,-

Injection Moulding Kit

Vysoce odolný výplňový kompozit s výjimečnou pevností a odolností proti opotřebení díky kombinaci ultrajemného plniva s obsahem baria a GC vylepšené technologii silanizace částic



1x kartuše EXACLEAR,
3x G-aenial Universal
Injectable (A1, A2, A3)

4370,-

3635,-

Ceramic Primer II

Adhezivum pro vytvoření silné vazby během fixace mezi všemi estetickými nepřímými náhradami a cementy na bázi pryskyřice, nebo při opravách přímých kompozitních náhrad.



3ml

2970,-

1585,-

DiaPolisher Paste



Diamantová lešticí pasta GC DiaPolisher Paste byla vyvinuta pro další vylepšení estetických výsledků kompozitních výplní zhotovených z materiálů G-aenial, Kalore, Gradia Direct nebo Gradia

2g

1490,-

1281,-

Skvělá cena na
100 kapslí odstín
A2, A3

EQUIA Forte HT



Bulkový sklohybridní výplňový systém. Posouvá sklohybrid na vyšší úroveň - pro sklohybridní materiály je použita směs částic s různou velikostí. Pevnost i manipulace byly ještě vylepšeny u EQUIA Forte HT rozvinutím inteligentní kontroly distribuce a vzájemného působení těchto skleněných částic. Pevnější a nelepivý materiál, vynikající pro bulkové výplně, i pro zatěžované výplně II. třídy.

Refill á 100 kapslí v odstínech: A2, A3

8025,-

Refill á 50 kapslí v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4,

5330,-

4195,-

sortiment.
Klinické balení obsahuje: 200 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny A2, A3, B2.

17500,-

14965,-

Promo balení obsahuje: 100 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny: A2, A2-A3, A3, A3-B2.

10440,-

8685,-

Intro balení obsahuje: 20 kapslí, 20 ks unitdase EQUIA Forte Coat a 25 jednorázových štětečků v odstínech - odstíny A2, A3, B2.

3020,-

2385,-

EQUIA Coat

Nový unikátní výplňový systém, který kombinuje novou generaci skleněných částíček (EQUIA Fil kapsle) s vysoce naplněným pryskyřičným ochranným lakem (EQUIA Coat). Spojuje rychlou a snadnou manipulaci s dokonalými fyzikálními vlastnostmi a nepřekonatelnou estetikou. Inteligentní řešení - lak je navržen tak, aby se po několika měsících rovnoměrně opotřeboval.



4ml

2470,-

1985,-

Fuji Cem Evolve



Skoionomerní cementy jsou chloubou GC díky dokonalé kvalitě, kterou prokázaly nezávislé klinické studie po celém světě.

Inovativní, čirý VPS materiál vhodný pro náročné estetické případy s vynikajícími výsledky. Vysoká úroveň transparence zajišťuje skvělou možnost vizuální kontroly a viditelnost detailů. Bezkonkurenční průsvitnost umožňuje velmi efektivní polymeraci přes silikon.



kartuše
2x51g

1990,-

1950,-

Exaclear

everStick Perio

Estetické řešení pro parodontální dlahování šetrné pro pacienty



1x8cm

2570,-

1985,-

everStick INTRO: everStick C&B
8 cm, everStick PERIO 8 cm,
silikonový nástroj StickREFIX D

3610,-

2785,-

everX Flow



Zatékavý kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny určený pro náhradu dentinu. Nejsilnější náhrada dentinu pro zpevnění velkých kavit. Vynikající odolnost proti zlomení, téměř shodná s dentinem, a to díky vysokému podílu krátkých vláken, která jsou pevně vázána na živčnou matici.

stříkačka 2ml (3,7g),
bulkový nebo
dentinový odstín,
20x koncovka

1869,-

1565,-

everX Posterior

Vlákný zesílený kompozit pro náhradu dentinu. Obsažená krátká vlákna z něj činí perfektní materiál pro zesílení všech rozsáhlých kompozitních výplní. Vlákna zabráňují vzniku a šíření prasklin - odolnost odpovídá dentinu.



15 unitipů x
0,13 ml

2487,-

2115,-

50 unitipů x
0,13 ml

7461,-

6295,-

everStick C&B

Skelní vlákna vyztužené materiály. Spolehlivé, minimálně invazivní, extra pevné, estetické. Pro minimálně invazivní kompozitní můstky vyztužené vlákny



1x8cm

2780,-

2165,-

everStick INTRO: everStick C&B
8 cm, everStick PERIO 8 cm,
silikonový nástroj StickREFIX D

3610,-

2785,-

SDI | AMALGÁMY

PERMITE

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina obsahem stříbra s 56%. Je velmi pevný, snadno leštitelný a lehce tvarovatelný.

56% STŘÍBRA



ilustrační foto

50 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4001303 EKO
Kód: SD4001404 EKO

1.490,-
~~2.284,-~~

600 mg

Kód: SD4002303 EKO
Kód: SD4002404 EKO

1.990,-
~~2.984,-~~

800 mg

Kód: SD4003303 EKO
Kód: SD4003404 EKO

2.390,-
~~3.681,-~~

500 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4011323
Kód: SD4011424

13.990,-
~~20.762,-~~

600 mg

Kód: SD4012323
Kód: SD4012424

17.990,-
~~27.039,-~~

800 mg

Kód: SD4013323
Kód: SD4013424

21.990,-
~~33.468,-~~

GS-80

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina obsahem stříbra s 40%. Vyznačuje se vysokou pevností a stabilitou v kavitě.

40% STŘÍBRA



ilustrační foto

50 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4401303 EKO
Kód: SD4401404 EKO

990,-
~~1.377,-~~

600 mg

Kód: SD4402303 EKO
Kód: SD4402404 EKO

1.290,-
~~1.916,-~~

800 mg

Kód: SD4403303 EKO
Kód: SD4403404 EKO

1.590,-
~~2.286,-~~

500 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4411323
Kód: SD4411424

8.990,-
~~12.517,-~~

600 mg

Kód: SD4412323
Kód: SD4412424

11.990,-
~~17.416,-~~

800 mg

Kód: SD4413323
Kód: SD4413424

13.990,-
~~20.784,-~~

ULTRAMAT S

Vysokorychlostní amalgamátor s jednoduchou obsluhou pro většinu typů kapslí. Ovládá se pomocí pouhých tří tlačítek, zajišťuje dokonalé a přesné protřepání.



Přednastavené časování
po 6s, 8s a 10s

Kód: SD5546058

* Cena platí při nákupu produktů SDI
v ceníkové ceně min. 17.000,- s DPH

990,-*
~~18.588,-~~

APLIKAČNÍ ŠTĚTEČKY

Jednorázové štětečky, které umožňují aplikovat materiál do těžko přístupných oblastí. Jsou rezistenční vůči rozpouštědlům, ohybné a nejsou nasákové.



Balení: 400 ks

SUPERFINE (fialová)
FINE (zelená)
MEDIUM (modrá)

Kód: SD8100122
Kód: SD8100116/17
Kód: SD8100118/19

Sortiment 400 ks (100x SUPERFINE, 200x FINE, 100x MEDIUM)

Kód: SD8100123

690,-
~~1.071,-~~

RIVA SELF CURE

Riva self cure je radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, pro ART techniku, podložky, výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.



Balení: 15 g prášek / 6.9 ml tekutina
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5,
T-A2, T-A3, T-A3.5

990,-
na A2, A3

Kód: SD8610501-23

1.090,- ~~1.242,-~~



odstíny A2, A3
45 kaps./ bal.

riva self cure
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8606202, 3
SD8606302, 3

riva self cure HV
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8630102, 3

2.490,- ~~4.160,-~~



odstíny ostatní
50 kaps./ bal.

riva self cure
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, A4,
B2, B3, sortiment,
T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8600001-13
SD8605001-08
SD8610000

riva self cure HV
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5

Kód: SD8630001-4

3.690,- ~~4.853,-~~

RIVA LIGHT CURE

Riva light cure je radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřičí modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetění fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.



1190,-
na A2, A3

Balení: 15 g prášek / 7.2 ml tekutina
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5

Kód: SD8700501-04

1.290,- ~~1.700,-~~



odstíny A2, A3
45 kaps./ bal.

riva light cure
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8700062, 3

riva light cure HV
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8730052, 3

2.490,- ~~4.112,-~~



odstíny ostatní
50 kaps./ bal.

riva light cure
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, A4, B2, B3,
B4, C2, C4, b, sortiment

Kód: SD8700001-16
SD8710000

riva light cure HV
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, B1

Kód: SD8730001-06

3.690,- ~~5.091,-~~

VYZKOUŠEJTE
PRODUKTY RIVA!

Balení: 10× Riva SC A2, 10× Riva LC A2,
10× Riva Silver, 10× Riva Luting,
10× Riva Protect bílé kapsle

3.990,- ~~5.067,-~~

RIVA SILVER

Radioopákní, stříbrem modifikovaný skloionomerní, chemicky tuhnoucí výplňový materiál. Vyznačuje se vynikající adhezí k zubu, trvalým uvolňováním fluoridu a vysokou tlakovou pevností. Díky svým vlastnostem je optimální výplňový materiál pro široké klinické použití. Riva silver má světle šedý odstín. Kapsle obsahují 18 % stříbra, prášek/tekutina obsahuje 21,6 % stříbra.



vhodné pro pacienty
se špatnou hygienou

Balení: 50× kapsle
Kód: SD8670008



Balení: 32 g prášek, 8.9 ml tekutina
Kód: SD8670508

4.990,- ~~6.275,-~~

SDI | FIXAČNÍ CEMENTY/BONDY

RIVA CEM

SKLOIONOMERNÍ

Riva cem je chemicky tuhnoucí, rentgen kontrastní, pryskyřici modifikovaný skloionomerní upevňovací cement pasta/pasta uvolňující fluoridy. Je určen k definitivnímu cementování metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátů. Je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světlem.



Balení: 8.5 g stříkačka
Kód: SD8800700

1.490,- ~~2.034,-~~

SET PP

KOMPOZITNÍ

Samoleptací samoadhezivní pryskyřici modifikovaný duálně tuhnoucí fixační cement pro finální cementování náhrad z kovu, pryskyřice a keramiky.



Balení: 2x 7 g stříkačka automix,
28x aplikační koncovka
Odstíny: A1, A2, OA3,
bílý opákní, translucent

Kód: SD8805101-05

2.490,- ~~4.917,-~~

EKO balení: 7 g stříkačka automix,
14x aplikační koncovka
Odstín: A2

Kód: SD8805102EKO

1.790,- ~~2.624,-~~

RIVA LUTING

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí skloionomerní fixační cement. Díky vynikající adhezi k zubům, vysokému uvolňování fluoridu a zatékavosti, je použitelný pro široké spektrum klinických aplikací. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Balení: 50x kapsle
Kód: SD8650008

2.790,- ~~4.102,-~~

Velké balení: 35 g prášek, 24.3 ml tekutina
Kód: SD8650508

2.390,- ~~2.701,-~~

RIVA LUTING PLUS

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí, pryskyřici modifikovaný skloionomerní cement pro fixaci korunek, můstků, inlejí a onlejí. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Balení: 50x kapsle
Kód: SD8651008

3.390,- ~~4.841,-~~

Balení: 25 g prášek, 8.95 ml tekutina
Kód: SD8651508

2.390,- ~~2.741,-~~

ZIPBOND

Zipbond Universal je jednosložkové univerzální adhezivum uvolňující fluoridy, kompatibilní s technikami samoleptání, selektivního leptání a celkového leptání. Zipbond Universal dosahuje reprodukovatelnou a spolehlivou pevnost vazby u různých zubních struktur a nepřeborného množství zubních výplní.



Balení: 50x 0.1 ml SingleDose,
50x aplikační štětečky, držák SingleDose
Kód: SD8100501

2.590,- ~~3.417,-~~

Balení: 5 ml
Kód: SD8100502

1.690,- ~~2.268,-~~

STAE

Jednosložkový adhezivní systém 5. generace na sklovinu identin.

Balení: 5 ml
Kód: SD810020

1.490,- ~~2.744,-~~



GO!

Jednosložkový, samoleptací, světlem tuhnoucí vazebný prostředek 7. generace uvolňující fluoridy, vhodný pro sklovinu a dentin.

Balení: 5 ml, 50x aplikační štěteček, míchací podložka
Kód: SD8100400

1.990,- ~~4.162,-~~



Novinka



RIVA STAR AQUA

SDI pokračuje s inovací SDF roztoků představením nové generace roztoku fluoridu stříbrného na bázi vody, Riva Star Aqua. Podobně jako Riva Star (SDF), tak i Riva Star Aqua (AgF) je dvoudílný neinvazivní patentovaný systém léčby ke znečistlivění bolesti zubů v pouhých několika kapkách. Riva Star Aqua je vodnatý roztok fluoridu stříbrného bez použití amoniaku.

Balení: 1.5 ml Riva aqua tekutina, 3 ml Riva green tekutina
Kód: SD8800530

2.590,- ~~4.321,-~~

RIVA STAR

Riva star je biofilm a eliminátor citlivosti obsahující stříbro, jodid a fluorid. Tento patentovaný systém je 2krokový a je indikován k desenzibilizaci cervikálního zubu a remineralizaci dětského zubu. Tento produkt může zmírnit bolesti zubů u pacientů s aktivními lézemi a s přecitlivělým dentinem. Využití nalezne také u pacientů, kteří mají potíže s tolerováním anestezie.



Balení: 10× Riva silver kapsle,
10× Riva green kapsle, 2× gingivální bariéra
Kód: SD8800505

1.890,- ~~3.119,-~~

Doprodej

Balení: 1.5ml Riva silver tekutina,
3ml Riva green tekutina
Kód: SD8800535

1.890,- ~~3.765,-~~

SUPER ETCH

Super Etch s obsahem 37% kyseliny fosforečné pro použití na sklovinu a dentin. Podporuje průnik a formaci přilnavé pryskyřice. Super Etch s nízkou viskozitou je vhodný pro tmely tvořené na půl gelem a na půl tekutinou. Super Etch se může pochlubit vysokou tekutostí pro dosažení větší plochy a hlubšího průniku do jamek a fisur.



Balení: 12 g stříkačka, 25× aplikační koncovka
Kód: SD8100052

1.190,- ~~1.337,-~~

Balení: 2× 31 g stříkačka, 50× aplikační koncovka
Kód: SD8100059

2.190,- ~~2.663,-~~

POLISHING PASTE

Leštící pasta SDI propůjčuje kompozitům, kompomerům, amalgámům, porcelánu, keramice a zlatým výplním zrcadlový vzhled. Aglomerované částice oxidu hlinitého z primárního krystalu vytvářejí hladké a zářivé povrchy.

Balení: 4 g stříkačka
Kód: SD8100150

549,- ~~671,-~~



MASKING AGENT

Světlem tuhnoucí opákní pryskyřice např. na maskování podkladového kovu, diskolorace zubu či prosvítajících materiálů na překrytí pulpy.



Odstín: U, DY, W
Balení: 1 g stříkačka

Kód: SD7970404, SD7970202, SD7975252

599,- ~~731,-~~

RIVA PROTECT

Riva Protect je ideálním produktem pro pacienty s velkým počtem zubních kazů. Přilne přímo na zub, posílí spodní strukturu a efektivně zub ochrání před škodlivými bakteriemi a kyselinám.



Výběr: normálně tuhnoucí / rychle tuhnoucí
Odstín: růžový, bílá
Balení: 50× kapsle,

Kód: SD8680000, SD8685000
SD8690000, SD8695000

4.290,- ~~5.545,-~~



Odstín: růžový, bílá
Balení: 15 g prášek, 9.1 ml tekutina, 10 ml conditioner

Kód: SD8680501, SD8690501

1.990,- ~~2.691,-~~