

Apron č. 1



Ochranné roušky pro pacienta vyrobené z umělé hmoty.
Dodávány v roli s perforací pro odtržení.
S výřezem pro krk a páskami pro zavázání.
Barvy: bílá, zelená, tmavě modrá, oranžová a žlutá.
Rozměr: 80 x 54 cm.

80x54 cm - 200 ks

~~510,-~~

459,-

Apron č. 3



Pacientské ochranné roušky větších rozměrů vyrobené z polyetylénu a savé měkké celulózy. (z jedné strany savé, z druhé nepropustné) S výřezem na krk a pásky pro zavázání za krkem.
Barvy: modrá, bílá, zelená, tmavě modrá, oranžová, šedá, žlutá a růžová,

80x54 cm - 60 ks

~~300,-~~

269,-

Tray papír



Speciální nebarvící papír. Používá se jako podložka do kazet a táck pod nástroje, například při sterilizaci nástrojů v autoklávu.
Rozměr archu je 28 x 18 cm.

Fialový nebo limetka, 250ks

~~260,-~~

235,-

Injekční stříkačky



2ml, 100ks, Braun

~~112,-~~

99,-

5ml, 100ks, Braun

~~176,-~~

159,-

2ml, 100ks, Chirana (modré)

~~106,-~~

96,-

Ručníky Tork



300ks

~~115,-~~

99,-

Pervin (Perlan) utěrky

Víceúčelové přířezy z netkané textilie jsou určeny pro každodenní použití za sucha i mokra. Hygienická nezávadnost, příjemný dotek, pevnost a odolnost proti oděru. Mimořádná savost.



Utěrky, 40x50cm, 200ks

~~683,-~~

617,-

Ručníky, 50x95cm, 100ks

~~782,-~~

775,-

Rukavice nitrilové GN90



Velikost S,M,
L, 200 ks
(3,15 á ks)

~~680,-~~

630,-

Rukavice latexové bez pudru



100ks

~~290,-~~

255,-

Rukavice latexové Comfort

sleva více než:

20%



100ks

~~477,-~~

380,-

KaVo Spray



Vysoce kvalitní univerzální péče,
Zajišťuje dlouhodobou životnost nástrojů KaVo,
Hnací plyn šetrný k životnímu prostředí,

~~1350,-~~

1195,-

Univerzální sprej



K ošetřování násadů a kolének, hlaviček a turbín, rovněž i vzduchových motorů. Pro dlouhou životnost. Každý den dvakrát asi na 2-3 vteřiny prostříkněte, zejména před každou sterilizací.

500ml

~~704,-~~

595,-

Safargam GT 400



Do vyprodání zásob

Ag - 43%, Cu - 25%, Sn - 32%

kapsle č. 1, 50ks

~~966,-~~

869,-

kapsle č. 2, 50ks

~~1229,-~~

1098,-

kapsle č. 3, 50ks

~~1498,-~~

1378,-

Orotol Plus

Nepěňivý bezaldehydový přípravek pro současnou dezinfekci, dezodoraci, čištění a údržbu všech zubolékařských odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu. Spektrum účinnosti: baktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, virucidní včetně HBV a HIV. Tekutý koncentrát, z 2,5 l koncentráту získáte 125 l účinného roztoku.



2,5l

~~1859,-~~

1725,-

Desinfekce rotačních nástrojů
K dezinfekci a čištění stomatologického rotačního instrumentária z oceli, tvrdokovu, diamantu, elastických leštících nástrojů, keramických brusných tělísek a kořenových nástrojů



2l

~~779,-~~

695,-

Sekudrill

Dezinfekční ubrousky pro dezinfekci a čištění ořehem povrchů zdravotnických prostředků. Sortiment 3 typů: klasik, s vůní květi nebo s vůní citrónů.



náplň 110ks

~~229,-~~

215,-

dóza 110ks

~~309,-~~

289,-

FD 350

Gigasept Instru AF

Přípravek na dezinfekci a čištění všech druhů nástrojů a pro ultrazvukové čističky. Neobsahuje aldehyd, fenol ani aktivní chlór. Má velmi dobré čisticí schopnosti, široké spektrum účinnosti a příjemně voní.



2l

~~1410,-~~

1335,-

5l

~~3160,-~~

2995,-

K dezinfekci a čištění nástrojů, pomůcek z nerez, skla, gumy a plastu. Skvělá materiálová snášenlivost, pH pracovního roztoku 8. Má vynikající čisticí účinky, výborně rozpouští krev a bílkovinné nečistoty. Určeno i pro vyšší stupeň dezinfekce termolabilních materiálů. Vhodné i pro použití v ultrazvukové lázni a v poloautomatických myčkách.



6 kg

~~4449,-~~

3395,-

1,5 kg

~~1199,-~~

1075,-

Sekusept Aktiv

K přímému použití pro rychlou dezinfekci předmětů a ploch postřikem. Vhodný pro ošetřování nerezových povrchů, stomatologická křesla a těžko dostupná místa.



5l

~~1589,-~~

1425,-

Incidin liquid

Kelímky Thienel

Papírové kelímky s PE-vrstvou o obsahu 160ml s motivem medvíka Otto. Stabilní, pevné, odolné proti promáčknutí. Ideální do dětské ruky. Barva: modrá, růžová.



100ks, 160ml

~~240,-~~

199,-

Thienelino dětské ZK

Měkké, tvarované štetiny kartáčku pro správné vyčištění zadních zoubků. Pohodlná, široká rukojeť, přísavka na konci. Barvy: modrá, zelená, červená a růžová.



12ks

~~170,-~~

156,-

Black Snake ZK

Od značky THIENELINO pro děti a dospívající od 7 let. Pohodlný pogumovaný úchop, pružný krček redukující tlak, atraktivní design. V tyrkysové barvě pro běžné čištění zubů. V červené barvě pro pacienty ortodoncie, vhodné pro fixní rovnátka.



tyrkysový, 1ks

~~32,-~~

29,-

Červený (ortho), 1ks

~~40,-~~

36,-

ORBI-Sept dezinfekce vrtáčků

Pro čištění a profylaktickou dezinfekci zubních vrtáčků a rotačních nástrojů. Vhodný také pro ultrazvukové čističky.



2,5l

~~704,-~~

654,-

ORBI-Sept dezinfekce nástrojů

Koncentrát pro přípravu dezinfekčního roztoku pro ruční čištění a profylaktickou dezinfekci termolabilních a termolabilních nástrojů ponořením do lázně.



2,5l

~~1207,-~~

1097,-

ORBI-Sept dezinfekce odsávacího zařízení

Vysoce účinný koncentrát pro čištění, dezinfekci a péči o odsávací systémy zubních souprav. Je bez aldehydu, nepění. Díky vysoké čisticí síle odstraní i odolné usazeniny. Široké spektrum působení, vysoká kompatibilita, použitelný i v systémech se separátory amalgámu. Pravidelné používání zamezuje vzniku nepříjemných pachů.



2,5l

~~882,-~~

795,-

Peak Universal Bond

Peak SE Primer

Jediný bond s chlorhexidinem (0,2%) – pomáhá zvýšit dlouhodobou pevnost bondu.

Adheze ke všem materiálům (dentinu, sklovině, kovu, keramice, kompozitům i zirkonu).

Pro přímé i nepřímé bondování, bondování kořenových čepů a endodontických ošetření.



stříkačky 4x1,2ml	2700,-	2030,-
lahvička 4ml	2270,-	1710,-
Peak SE – 4x1,2ml	2290,-	1720,-

Ultra-Etch

35% kyselina fosforečná pro ideální leptání

Unikátní samolimitující chemie: leptá jen do hl. 1,9µm – nepřeleptá!

Penetruje do nejmenších nejmenších fíků, ale nestéká na vertikálních površích

Výrazná modrá barva: vidíte, kde leptáte



Refil 4x1,2ml stříkačka	1090,-	880,-
Intro kit 4 stříkačky	1510,-	1210,-
IndiSpence 30ml	2800,-	2240,-
Refil 20x1,2ml	4030,-	3230,-

NaviTip FX 30 Ga

2 kanyly v jedné - multifunkční kanyla: současně čistí, oškrabuje stěny kanálku a vyplachuje kanálek. Pevná kanyla 30 ga dostupná v délkách 17 nebo 25 mm. 30ga (ø 0,30 mm) optimální pro: Citric Acid 20%



20x kanyla 25 mm	1930,-	1740,-
20x kanyla 17 mm	2060,-	1860,-

NaviTip kanyly 29G, 30G

Tenké rigidní kanyly z nerezové oceli s pružnou špičkou – dopraví endodontický materiál do každého kanálku. Přesné dávkování materiálu k apexu. Snadné zavedení kanyl do zakřivených kanálků.

Délky: 17 mm (bílé), 21 mm (žluté), 25 mm (modré) a 27 mm (zelené)

29G - optimální pro MTA Flow, EndoRez, UltraCal XS, File-Eze.

30G - optimální pro hypochlorid sodný, roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, roztok chlorhexidinu, UltraEtch.



20 kanyl	1830,-
50 kanyl	4020,- 3620,-

NaviTip Sideport 31G

Nejtenčí výplachová kanyla na světě.

Dostupná v délkách 21 nebo 25 mm.

Optimální pro: hypochlorid sodný, roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, roztok chlorhexidinu, Ultra-Etch.




20 kanyl	1930,-	1740,-
50 kanyl	4210,-	3790,-

NaviTip Sideport 29G

Aplikační kanyla pro nanášení UltraCal XS, MTAFlow.

1 otvor po straně brání protlačení materiálu přes apex 17, 21, 25 nebo 27 mm.



20 kanyl	1880,-	1700,-
----------	--------	--------

File-Eze EDTA

19% EDTA viskózní gel - efektivně lubrikuje nástroje pro opracování kanálků, napomáhá chelataci.

NEOBSAHUJE peroxid vodíku – vhodný při následném použití světlem tuhoucích pryskyřičných plniv (např. Endo-REZ).

Rozpuštěný ve vodě - snadno se vyplachuje.

Geniálně přesná a jednoduchá aplikace v kombinaci s NaviTip kanylou.

Balení Intro kit obsahuje:

4 x 1,2 ml File-Eze, 20 kanyl NaviTip.



IndiSpence 30ml	2820,-	2540,-
Intro kit	2210,-	1990,-
Refil – 4x1,2ml	1170,-	1060,-

EDTA 18%

Účinně odstraní smear layer, redukuje biofilm.

18% EDTA roztok - otevírá dentinové tubuly.

Přesná a cílená aplikace pomocí kanyl NaviTip.



30ml	580,-	530,-
------	-------	-------

Endo-Eze MTAFlow

Opravný mineral - trioxid - aggregate cement. Ultrajemný zrnitý prášek a proprietární gelové medium. Přesné dávkování až k apexu pomocí kanyly. Bioaktivní, podporuje hojení, obsahuje oxid bismuthu.

Kit obsahuje: 8-10 aplikací • 1x MTAFlow prášek (2 g), 1x MTAFlow gel (2 ml), 1x odměrky s 2 odměrnými konci, 1x míchací podložka, 20x kanyla Black Micro, 10x stříkačka Skini, 10x uzávěr Luer Lock,



kit	5750,-	5180,-
-----	--------	--------

Porcelain Repair Kit

Rychlé a kvalitní opravy poškozené keramiky.



Porcelain Repair Kit: 1,2 ml Porcelain Etch, 1,2 ml Ultradent Silane, 1,2 ml EtchArrest, 1,2 ml Peak Universal Bond, 1,2 ml PermaFlo Dentin Opaquer, 1,2 ml OpalDam, 20 kanyl Black Mini Brush, 20 kanyl BlackMicro, 20 kanyl Micro 20G a 20 kanyl Inspiral Brush.

Porcelain Repair Kit	6270,-	4710,-
Porcelain Etch + Silane 2x1,2ml + kanyly	1520,-	1140,-

Etching gel

Leptací gel na sklovinu a dentin v koncentraci 34 - 37% kyseliny fosforečné, umožňující snadnou, přesnou a rychlou aplikaci ze stříkačky.

Balení obsahuje: 3,5 g gelu ve stříkačce, 10 ks aplikačních kanyl.

EKON balení obsahuje: 30 g gelu se stříkačkou, 2 náhradní stříkačky a 20 ks aplikačních kanyl.



3,5g	414,-	383,-
30g – Economy balení	1386,-	1278,-

Endo-Eze MTAFlow White

Opravný mineral-trioxid - aggregate cement pro endodontická ošetření nad klinickou linií. Nezabarvuje. Vhodný zejména do estetické zóny.

Kit obsahuje: 8-10 aplikací • 1x MTAFlow White prášek (2 g), 1x MTAFlow White gel (2 ml), 1x odměrka s 2 odměrnými konci, 20x kanyla Black Micro, 10x stříkačka Skini, 10x uzávěr Luer Lock



kit	5770,-	5200,-
-----	--------	--------

Endo Clean stojánek

Stojánky na nástroje s houbičkou pro odstranění nečistot během preparace kořenového kanálku. Stojánek se naplní prostředkem pro dezinfekci kořenového kanálku. Kulaté - modrý z odolného plastu nebo hliníkový vhodný do sterilizátoru



plastový stojánek	239,-	209,-
houbičky 50ks	259,-	219,-

Endostar ReEndo set

Skvělé v odstraňování starých výplní v kořenovém kanálku. Balení obsahuje po jednom nástroji ve velikostech: č. 1 - 12/30, č. 2 - 08/30, č. 3 - 6/30 a č. 4 04/30
Délka: 23, 25 a 28mm



sada	790,-	670,-
------	-------	-------

Barevné stříkačky

Barevně označené stříkačky pro výplachové a jiné roztoky. Standardní luer-lock zakončení. Neobsahují latex, objem 5 ml a 10 ml. **Barvy:** červená, modrá, žlutá a bílá.



stříkačky 5ml, 100ks	519,-	449,-
stříkačky 10ml, 50ks	589,-	549,-

Endomethasone N

Oblíbená RTG kontrastní kořenová výplň bez obsahu paraformaldehydu a dexametasonu.



set	3390,-	2990,-
prášek 14g	2630,-	2390,-
tekutina 10ml	1140,-	1030,-

Root Canal Sealer

Radioopákní, bakteriostatický materiál pro definitivní plnění kořenových kanálků. Složení: prášek - zink-oxid, kalcium-fosfát, barium- -sulfát, tekutina - eugenol, kanadský balzám. **Sada obsahuje:** 15 g prášku a 7,5ml tekutiny.



sada	2490,-	2240,-
------	--------	--------

Calcicur

Kalcium hydroxid na přímé překrytí pulpy a dočasné plnění kořenových kanálků.



3x2,5g	3230,-	2907,-
--------	--------	--------

Parcan N

Nový 3% roztok NaOCl pro výplachy kořenových kanálků. Ideální k výplachům a čištění kořenových kanálků během a na konci instrumentace. Silný bublinkový efekt - nečistoty vyšumí, usnadní a urychlí čištění kanálku. Připravený k použití - vždy přesná koncentrace NaOCl, bezpečný a čerstvý roztok.



250ml	1000,-	900,-
-------	--------	-------

File Care EDTA

Chelatační činidlo, které redukuje napětí kořenových nástrojů a umožňuje účinnější čištění kanálků a snadnější preparaci. Odstraňuje smear vrstvu, zdokonaluje penetraci endodontických léčiv a výplňových materiálů do tubulů. Obashuje 15% EDTA a 10% urea peroxid gel.



3ml	580,-	549,-
5x3ml (1ks = 438Kč)	2645,-	2495,-

Forendo Paste

Hydroxid vápenatá pasta obsahující jodoform a bázi silikonového oleje. Baktericidní - bakteriostatická - pH >12 - rentgenkontrastní - netuhnoucí. Pro dočasnou a střednědobou léčbu kořenového kanálku. **Pro zabránění vzniku zánětů a pro léčbu infikovaných kořenových kanálků, abscesů, periapikálních lézí, perforací, exsudací, kořenových resorbci, traumatických zranění, stimuluje apexifikaci a apexogenezi.**



2,2 g + 20 kanyl	2070,-	1895,-
------------------	--------	--------

Fibre Kler 4 Tapered

Kompozitní čepy ze skelných vláken s minimálním rizikem zlomení kořene. Vysoce radioopákní, vysoká pevnost v ohybu. Kónické, ve velikostech: 1,25 mm, 1,375mm a 1,50mm. **Intro Kit obsahuje:** 15 čepů (od každé velikosti 5 ks) a 3 předvrtávače (od každé velikosti 1 ks).



Čepy 10ks	939,-	835,-
-----------	-------	-------

Biodentine

Oblíbený bulk-fillový biokompatibilní a bioaktivní materiál pro náhradu dentinu v korunkové i kořenové části zubu. **ROZŠÍŘENÁ INDIKACE:** Nyní Biodentine™ zachová pulpu, **DOKONCE při výskytu symptomů ireversibilní pulpity!** Schválena možnost ošetření pro ireversibilní pulpitu!

Indikace:
v kořeni: překrytí perforací kořene a pulpální dutiny, vnitřní/vnější resorbce zubu, apexifikace,
v korunke: hluboké/rozsáhlé kavity, trvalé dentinové výplně, přímé překrytí pulpy, pulpotomie,



15 x 0,7g	8690,-	7790,-
5 x 0,7g	3360,-	2850,-

BioRoot RCS + Parcan N

Bioaktivní sealer pro trvalé kořenové výplně. Vynikající přilnavost k dentinu a gutaperčovým čepům. Hydrofilní Antimikrobiální Skvělá zatékavost



BioRoot RCS + Parcan N	8690,-	6990,-
------------------------	--------	--------

Rubber fólie

Mimořádně pružné a elastické kofferdamové fólie.
Vyrobeny ze 100% přírodního latexu.



Silná – 36ks

~~519,-~~

469,-

Střední – 36ks

~~459,-~~

409,-

Slabá – 36ks

~~429,-~~

389,-

Kofferdamové spony



č. 206



č. 2



č. 207



č. 210



č. 5



č. 7


1ks

~~499,-~~

459,-

DC Kältespray

Mrazicí spray pro
zjišťování vitality zubů,
dosahuje teploty -45 °C.



200ml

~~130,-~~

119,-

Calasept Plus

Hydroxid vápenatý ve stříkačce s vysokým obsahem kalcia >41 % (pH 12,4).
Balení obsahuje 4x 1,5 ml a 20 elastických plastových aplikátorů.

sleva více než:

25%



4 x 1,5ml + 20 aplikátorů

~~1830,-~~

1370,-

Cognoscin mátový

Oblíbený produkt nyní s mátovou příchutí pro příjemnější pocit během ošetření.
Přípravek je určen pro orientační zkoušku vitality zubu.
Pomocí trysky je možné aplikovat sprej přímo na zub, případně na vatovou peletku, kterou následně přitisknete na vyšetřovaný zub.



SKVĚLÁ CENA

75ml

275,-

ORBI-Kalte sprej

Chladicí sprej pro lékařské použití, ochlazuje až do -45 °C.
Pomerančová příchut'



200ml

~~158,-~~

138,-

TheraCal LC

vylepšená vazba a zapečetění na hluboký vlhký dentin
nulová rozpustnost
výrazné uvolňování vápníku a alkalické pH stimuluje tvorbu hydroxyapatitu a formaci sekundárního dentinového můstku izolujícího pulpu



Zkušební balení obsahuje 1 g materiálu ve stříkačce, 15 aplikačních kanyl 19G

~~1220,-~~

1099,-

Základní balení obsahuje 4 x 1 g materiálu ve stříkačce, 15 aplikačních kanyl 22G, 50 kanyl 19G.

~~3820,-~~

3440,-

TheraCal PT

Duálně tuhnoucí pryskyřice modifikovaná kalcium silikátem. Ošetření pulpotomie. TheraCal PT® je biokompatibilní, duálně tuhnoucí pryskyřice modifikovaná kalcium silikátem, která se používá k ošetření obnažené pulpy.
TheraCal PT® udržuje vitalitu zubu tím, že funguje jako bariéra a ochrana pulpy.
Schopnost TheraCalu PT® uvolňovat vápník a schopnost vytvářet alkalické pH umožňují jeho použití při preparaci hlubokých kavit.
Schopnost duálního tuhnutí umožňuje okamžité umístění výplňového materiálu



4g + 15 kanyl

~~2810,-~~

2530,-

TheraBase

Samoadhezivní báze/podložka uvolňující vápník.
S využitím technologie THERA se TheraBaseCa chemicky váže na strukturu zubu a uvolňuje a dobíjí ionty vápníku.
Uvolňování vápníku v TheraBase vytváří alkalické pH, které podporuje vitalitu zubní dřeně.
Jedná se o duálně vytvrzovaný materiál, který polymeruje i v hlubokých výplních, kam světlo nedosáhne. TheraBase je pevnější a odolnější než jiné podložkové materiály, skloionomery a pryskyřici modifikované kované skloionomery.
Je radioopákní, což umožňuje snadnou identifikaci na rentgenových snímcích a poskytuje rychlou a efektivní diagnostiku.



8g + 15 kanyl

~~4300,-~~

3870,-

ProTaper Next

Nová generace Protaperů určená pro endo-odborníky hledající všestranný, flexibilní systém pro ošetření většiny kořenových kanálků.
Riziko poškození nástroje je výrazně nižší a ještě lépe zachovávají původní anatomii kanálků.



Kupte 3 balení ProTaper Next (3ks) podle svého výběru a získáte 1 Set X1-X3 délky 25mm ZDARMA

3ks

1953,-

ProTaper Gold

Jednoduché a plynulé opracování kořenových kanálků.
Skvělá řezná schopnost nástroje a nízké rotační tření mezi břitem a dentinem, neaktivní hrot.
Výborné mechanické vlastnosti, úžasná pružnost, zvýšená odolnost proti cyklické únavě.
Nástroje ProTaper Gold "shaping" (SX, S1 a S2) rozšiřují kořenové kanálky a jsou určeny pro techniku "brushing".
Nástroje ProTaper Gold "finishing" (F1-F5) jsou pružnější a slouží pro opracování a dokončení kořenových kanálků.



6ks

2345,-

ProTaper Ultimate

Nejnovější systém kořenových nástrojů z rodiny ProTaper.
Sekvence strojových nástrojů - 21, 25 nebo 31 cm



Kupte 3 balení ProTaper Ultimate (5ks) podle svého výběru a získáte 1 sekvenci délky 25mm ZDARMA

5ks

2143,-

Neo Spectra ST

Neo Spectra ST je univerzální výplňový materiál. Užijte si jednoduchou a snadnou manipulaci při použití viskozity dle vašeho výběru.

Odstíny: A1 (odpovídá A1, B1, C1), A2 (pro A2, B2, D2), A3 (pro A3, C2, D3, D4), A3.5 (pro A3.5, B3, B4, C3), A4 (pro A4, C4), BW (pro bělené zuby), D1 (opákní dentin), D3 (opákní dentin) a E1 (translucentní sklovina).



Kupte 3 balení a získáte odstín A2 ZDARMA

stříkačka: 3g, LV/HV

1241,-

kompule 16x0,25g, LV/HV

1655,-

stříkačka: 2x1,8g,
ST Flow

1540,-

SDR Plus

Zatékavý materiál
typu bulk-fill.
Odstíny: Universal,
A1, A2 a A3.



Kupte 3 balení a získáte odstín Universal ZDARMA

15x0,25g

1781,-

Core-Flo DC/Core-Flo
DC Lite

Duálně tuhnoucí materiál, obsahující fluorid, ideální pro dostavby, cementaci čepů a také jako materiál pro náhradu dentinu.

Core-Flo DC: aplikuje se pomocí pistole, skvěle zatéká, drží tvar, odstíny: Natural/A1 (A) a Opaque bílý (O) a kontrastním Modrém odstínu (B).

Core-Flo DC Lite: aplikuje se přímo z duální stříkačky, má samonivelační schopnost a vynikající manipulační vlastnosti, odstíny: Natural/A1 a Opaque bílý.



8g + 15kanyl DC nebo
DC lite

1950,-

1750,-

Filtek Universal

Vysoce estetický bulkfillový materiál pro většinu klinických situací díky zvýšené opacitě.

Rychlá a jednoduchá aplikace v jednom kroku - hloubka vytvrzení až 5 mm.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, D3, XW a PO.



Při koupi 4 balení Filtek Universal
získáte slevu 25%

stříkačka 4g

2062,-

kompule 20x0,2g

2062,-

Relyx Universal

Duálně tuhnoucí kompozitní cement mikromix v stříkačce.

Dostupné odstíny: fluorescentní, A1, A3 opákní, bílý opákní.

Zkušební balení obsahuje: 3,4 g Relyx™ Universal pryskyřičný cement stříkačka, 15 Relyx™ Universal Mikro míchacích kanyl, 5 prodlužovacích endo koncovek, 1,5 ml lahvička 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhezivum, 3 ml Scotchbond™ Universal leptadlo, 25 modrých aplikačních špiček a 50 oranžových mikrokartáčků.



Při koupi 2 kusů Relyx Universal

zkušební balení získáte slevu 15%

Zkušební balení

6236,-

Scotchbond
Universal Plus

Rentgen kontrastní,
univerzální adhezivum
pro všechny přímé a
nepřímé indikace lepení.



Při koupi 2 kusů Scotchbond Universal

Plus získáte slevu 15%

5ml

3444,-

2x5ml

6888,-

5855,-

Filtek Z250

Univerzální mikrohybridní světlem tuhnoucí kompozitum pro všechny rekonstrukce.

Snížená kontrakce (2 %) díky novému složení patentovaného plniva (60% plniva tvoří částice 0,6 µm).

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, Incisal a Universal Dentin.



4g

1104,-

3 + 1 ZDARMA

Filtek One

Vysoce estetický bulkfillový materiál kombinující estetiku a přirozenost v jednom.

Lepší estetický výsledek díky zvýšené opacitě.

Vysoká mechanická odolnost a skvělá leštitelnost zaručená 3M technologií nanofilního plniva.

Odstíny: A1, A2, A3, B1 a C2.



Při koupi 4 balení Filtek One získáte slevu 25%

stříkačka 4g nebo
kompule 20x0,2g

2018,-

Photac Fil Quick Aplicap

Světlem tuhnoucí skloionomerní cement pro výplně v postranním i frontálním úseku.

Rychlé a snadné použití zvláště u nespolupracujících dětí.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4, DBO a sortiment.



Při koupi 3 balení Photac Fil Quick

Aplicap získáte slevu 33%

50 kapslí

4857,-

Depural neo

Depuralizační pasta k očištění povrchu zubů po odstranění zubního kamene a před zhotovováním výplně.

Vhodná také k odstranění barevných pigmentací na povrchu zubu a při konečné úpravě kompozitních výplní.



75g

184,-

166,-

SuperPolish

Osvědčená pasta pro vysoký lesk se používá pro leštění přirozených zubů, kompozit, amalgámů, skloionomerů a zlata.



45g

420,-

388,-

CleanPolish

Čistící a leštící pasta (Clean) a pasta na vysoký lesk (Super). Vynikající na leštění přirozených zubů, amalgámů, kompozit, skloionomerů a zlata.



50g

420,-

388,-

Prophytex

Třívrstvé roušky pro ochranu pacienta při čištění zubů AirFlow technikou.

Barvy: bílá nebo světle modrá.

Rozměr: 60 x 54 cm.



40ks, bílá
nebo modrá

410,-

369,-

Xyntrus

Redukuje až 99,99 % virů a bakterií v ústech.
Účinný proti chřipkovým virům vč. H1N1, SARS-CoV-2 a také proti Herpes Simplex typu 1.
Praktické použití, nízké náklady.
Snižuje virovou nálož v ústech na dobu 3 až 5 hodin, má schopnost vázat se na různá místa v ústech, pomalu se uvolňovat a udržovat terapeutickou hladinu účinných látek.



500ml

6 x 500ml
(1ks=249)

1794,-

299,-

1494,-

CleanJoy

Profylaktická pasta pro odborné čištění a leštění zubů.
Obsahuje fluorid a xylitol, vhodná rovněž na implantáty.
Hrubosti: hrubá, střední a jemná.
Příchutě: karamel, máta nebo třešeň.
Sada obsahuje 3x100g ve 3 hrubostech ve zvolené příchuti.



sleva:

33%

100g

Sada – 3x100ml

2310,-

780,-

1550,-

Lunos prophylaktické
prášky

Účinné pro jemné ošetření, zároveň chrání citlivé zubní tkáň. Vhodné pro pravidelné opakované použití.
Abrazivní částičky trehalózy se výborně rozpouštějí ve vodě a díky tomu zvyšují komfort pacienta a šetří odsávací zařízení.

Ideální pro supragingivální čištění a odstranění povrchového zabarvení.
Zrnitost cca 65 µm
Chrání sliznici úst
K dostání s příchutěmi neutrální, pomeranč, máta a lesní plody



Prášek 4x 180g
v jedné příchuti

4119,-

3130,-

Lunos fluoridační gel

Ochrana a posílení Fluoridace je součástí profesionálního čištění zubů, která významnou měrou přispívá k ochraně před zubním kazem. Lunos® Fluoridový gel - k intenzivní profylaxi zubního kamene s fluoridem sodným. Zvlášť vhodný k použití po profesionálním čištění zubů. Chrání a zesiluje zubní sklovinu Podporuje remineralizaci Brání tvorbě nového plaku Jednoduše a rychle se nanáší Obsahuje 12 300 ppm fl uoridu



250ml

949,-

719,-

Lunos prophylaktické
pasty

SUPER SOFT

Může se používat univerzálně, také na implantáty, ortodontické aparátky a protetickou péči.
Hydroxylapatit čistí a leští jemně a podporuje remineralizaci.

2 příchutě: neutrální a pomeranč.

TWO IN ONE

Odstraňuje zabarvení a současně leští. Účinné čištění a leštění díky inovativnímu abrazivnímu systému leštících částiček.
Šetrná k zubní hmotě, RDA 28 (dodržujte pokyny v návodu k použití) Hydroxylapatit podporuje remineralizaci.

3 příchutě: neutrální, pomeranč a máta.



Two in One 100g

1119,-

Super Soft 50g

719,-

850,-

550,-

Opalescence Go

Profesionální bělení zubů na doma - okamžitě k použití Opalescence Go 6% • Jednorázový nosič předplněný bělícím gelem s 6% peroxidu.
Pacient Kit: 10 dolních a 10 horních nosičů a bělící pastu 28 g.
Mini Kit: 4 dolní a 4 horní nosiče



sleva:

25%

pacient kit - máta
nebo meloun

2500,-

1880,-


Mini kit -
máta

1320,-

990,-

Opalescence Endo

Rychlejší, bezpečné bělení nevitálních zubů.
Viskózní lepkavý gel s 35% peroxidu vodíku se zaručenou koncentrací, nestéká.
Kit obsahuje: 2 x 1,2 ml bělícího gelu ve stříkačce a 20 kanyl Black Mini.



kit

2870,-

2590,-

refil – 2x1,2ml

2620,-

2360,-

ORBI-Prophy Paste

Leštící pasty pro profesionální čištění zubů. obsahují 0,2 % fluoridu sodného
mátová příchut'
neobsahují kalafunu **Varianty:**
RDA 40, žlutá
RDA 120, růžová
RDA 170, zelená
RDA 250, modrá



95g

312,-

285,-

ORBI-Prophy Powder

Profylaktický prášek ORBI-Prophy Powder classic na bázi hydrogenuhlíčitanu sodného je klasický profylaktický prášek. Je ideální pro supragingivální čištění zubů a spolehlivě odstraňuje biofilm (plak) a silné zabarvení způsobené kouřením, velkou konzumací kávy nebo červeného vína. Skvěle odstraňuje předstupy zubního kamene i mladý zubní kámen. Neabrazivní, velikost zrn 40 µm.
Příchutě: černý rybíz, třešeň, citron, mentol



300g

807,-

736,-

ORBIS Fluoride varnish

Zubní znecitlivující lak s obsahem fluoru pro ošetření povrchů skloviny a dentinu. Přílné k vlhkým povrchům a snáží zbytky vlhkosti a slin
Ethanolová suspenze kalafuny s umělou příchutí máty a sladícím účinkem xylitolu. 1 ml laku obsahuje 50 mg fluoridu sodného, což odpovídá 22,6 mg fluoridu.
Mátová příchut'



10ml

1092,-

993,-

Kartáčky k čištění a
leštění

Rotační kartáčky pro profesionální čištění a leštění povrchu zubů. Pro jednorázové použití. Kolénkový násadec RA.



100ks,
měkký

1140,-

995,-

Kartáč na čištění vrtáčků

Pro hrubé předčištění vrtáčků.
Z mosazného drátu nebo nylonu
Délka 55 mm, šířka 25 mm



1ks

~~109,-~~

88,-

Nádobka k dezinfekci vrtáčků

3dílná nádobka z bílého plastu určená k dezinfekci
vrtáčků. Rozměry: Ø 9,5 cm, výška: 6,4 cm
Vnitřní rozměr: Ø 8,4 cm



1ks

~~180,-~~

162,-

Dezinfekční vanička

Vanička z bílého plastu vhodná pro všechny dezinfekční
prostředky, obsah asi 3 litry. Vanička je vyrobena ze čtyř
jednotlivých částí: hlavní vaničky, síta, krytu pro síto a víka
vaničky. Lze použít do teploty 75 °C.
Vnější rozměr (d×š×v): 320×215×135 mm, vnitřní rozměr
(d×š×v): 245×155×100 mm



dóza 110ks

~~1709,-~~

1538,-

Čistič Tray-Cleaner

Účinný koncentrát k šetrnému
čištění otiskovacích lžic
a nástrojů. Speciální čistič velmi
rychle uvolňuje zbytky alginátů,
eugenolu s oxidem zinečnatým,
karboxylátových a fosfátových
cementů rovněž
i termoplastických otiskovacích
hmot a vosků. Obsažené látky lze
biologicky odbourat.



1l

~~601,-~~

541,-

5l

~~2482,-~~

2234,-

Čistič plivátek

Roztok připravený k přímému
použití, pro čištění a údržbu
plivátek v ordinaci. Přípravek
má dezinfekční účinek a je
vhodný i pro použití v dřezech
a na obklady a dlaždice.
Odstraňuje zbytky krve, vodní
kámen, zabarvení
a otiskovací hmoty. Přípravek
po nanesení zanechává na
povrchu povlak, který snižuje
ulpívání nových nečistot.



750ml

~~344,-~~

309,-

ORBI-Sept dezinfekce na povrchy, bez alkoholu

Dezinfekce na povrchy bez
alkoholu pro profylaktickou
dezinfekci povrchů
neinvasivních
zdravotnických prostředků.
Mimořádně vhodná pro
použití na povrchy citlivé na
alkohol, např. akrylové sklo.



2,5l

~~692,-~~

623,-

ORBI-FlowX

Světlem tuhnoucí, snadno tekoucí mikrohybridní kompozit pro
přední a omezené zadní výplně a pro výstelky kavit a podložky.
Je založen na metakrylátových pryskyřicích a anorganických
plnivech o velikosti částic 0,05 až 1 µm. Celkový obsah plniva je
62 % hmotnostních a 47 % objemových jednotek.
Barvy A1, A2, A3, A3.5



stříkačka 2 x 2 g

~~802,-~~

722,-

ORBI-Bond SE one

Samoleptací, světlem tuhnoucí
jednosložkové adhezivum pro
přímé, světlem tuhnoucí
restaurování. Jedinou vrstvou je
docíleno trvalého spojení
nanášeného materiálu se
zubem. Díky optimalizovanému
složení se docílí velmi dobré
adheze (více než 20 MPa) na
dentinu i sklovině.
rychlý: jen 30 s pro leptání
a bonding
univerzální: vhodný pro všechny
světlem tuhnoucí kompozity



6ml

~~1574,-~~

1417,-



Leptací gel

Leptací gel na bázi 37% kyseliny fosforečné. Slouží k leptání
dentinu a sklovinu pro všechny leptací techniky. Modrozelený
leptací gel je velmi dobře viditelný a má optimální tixotropní
tokové vlastnosti.



Refill 50 ml leptací gel, 10
aplikačních stříkaček,
50 aplikačních kanyl.

~~1658,-~~

1493,-

Aplikační kanyly

Kanyly s hrotem z nerezové oceli pro přesnou aplikaci a snadné použití
tekutého světlem tuhnucího materiálu.



0,6 x 13mm



0,9 x 13mm

100ks

~~402,-~~

362,-

Štětečky nasazovací

Štětečky z nylonového vlákna vhodné pro přesnou aplikaci
leptacích a bondovacích materiálů, zubních laků a medikamentů.



bílý, 50ks

~~164,-~~

148,-



černé, 100ks

~~313,-~~

282,-

Míchací skleněné podložky

Skleněná podložka pro míchání cementu, broušená a leštěná na všech
stranách, hrany zkosené. Velká plocha pro míchání. Neklouzavý povrch,
snadno se čistí, jednostranně matované.

1ks, rozměr
70×95×6 mm,~~68,-~~

62,-

GC Fuji I kapsle



Odstín: světle žlutá

50 kapslí

4238,-

3075,-

GC G-CEM kapsle



Odstín: A2, A03, TL, B01, sortiment

50 kapslí

7853,-

sleva více
než:

20%

5695,-

GC Fuji Triage kapsle



Odstín: růžová, bílá

50 kapslí

4890,-

3680,-

GC Fuji IX GP kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

4685,-

3445,-

GC Fuji IX GP FAST kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

4757,-

3495,-

GC Fuji IX GP Extra kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

5483,-

3985,-

GC Fuji II LC
Improved kapsle

Odstín: A2, A3, B3

50 kapslí

5570,-

4030,-

GC Fuji Plus kapsle



Odstín: A3, žlutá

50 kapslí

5676,-

4075,-

GC Fuji Plus plv./liq.



Odstín: A3

1-1

4434,-

3688,-

GC Fuji II LC
Improved plv./liq.

Tekutina 6,8g

2093,-

1795,-

Prášek 15g

2450,-

2095,-

3-2 balení: 3 x 15g prášku (A2, A3,
B3) a 2 x 8g tekutiny

9871,-

8565,-

Fuji I 1-1



Odstín: světle žlutá

1-1 (plv. + liq.)

3776,-

3225,-

GC Fuji Triage 1-1



Odstín: růžová, bílá

1-1

2962,-

2565,-

Tempsmart DC

Duálně tuhnoucí kompozit pro dočasné korunky a můstky bez obsahu změkčovadel. Krátký pracovní postup díky pohodlné možnosti polymerování - celkový čas jsou 3 minuty. Vysoká pevnost v lomu pro dočasné náhrady. Snadno leštitelný až do vysokého lesku a dosažení vysoké estetiky. **K dispozici:** v 48 ml kartuších (A1, A2, A3, A3.5, B1 a BW) a 10 ml stříkačkách (A1, A2, A3 a B1).



Kartuše 48ml	3398,-	2875,-
Stříkačka 10ml	2026,-	1695,-

G-CEM LinkForce

Univerzální duálně tuhnoucí adhezivní fixační cement pro všechny indikace a všechny materiály.

Starter kit: 1x8,7g G-CEM LinkForce A2 nebo TL, 20x GC Automix Tip Regular, 1x5ml G-Multi PRIMER, 1x5ml G-Premio BOND, příslušenství.



Refill A2 / Translucent; 8,7 g	4943,-	4375,-
Starter Kit: A2 / Translucent	6263,-	5535,-

G-CEM Veneer

Světlem tuhnoucí pryskyřičný cement určený pro fixaci estetických fazet.



Starter Kit: 2x G-CEM Veneer Refi I (1 ml / 1.7 g) A2 & TR, 2x Try-in Paste Refi I (2 ml / 1.5 g) A2 & TR, 5ml 5ml G-Multi PRIMER, 5ml G-Premio BOND, 45x koncovky pro G-CEM Veneer, 2x ochranný kryt stříkačky, 50x mikroštětečků, 20x dávkovací mistička

Refill: 1,7g (A2, Translucent, Opaque, Bleach)	8148,-	6485,-
	1171,-	925,-

Essentia Universal



sleva více než: **26%**

Essentia Universal – Univerzální světlem polymerující kompozit s kondenzovatelnou konzistencí

1 tuba 3,4g	1702,-	1245,-
-------------	--------	--------

Essentia

Světlem tuhnoucí, radioopákní, univerzální výplňový materiál. Pouze 7 odstínů pro všechny klinické situace.

Odstíny: LD, MD, DD, LE, DE, U a ML. K dispozici čtyři **modifikátory** (RBM, B?, WM a OM) vyvinuté pro rychlou charakterizaci vašich výplní.

Starter Kit: stříkačky: 7x2ml (1 od každého odstínu), 20 aplikačních koncovek a příslušenství.

Modifier Kit: 2x2,4ml (1 od každého odstínu)



sleva více než:

26%

1 tuba,
libovolný odstín

Modifier Kit	5893,-	5285,-
--------------	--------	--------

Essentia HiFlo/LoFlo



HiFlo/LoFlo – zatékavé fotokompozity
HiFlo - vysoká zatékavost
LoFlo – nízká zatékavost

1 tuba – 3,4g	1702,-	1525,-
---------------	--------	--------

Gradia Direct



Anterior Syringe: 2.7 ml v odstínech XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT, CVT
Posterior Syringe: 2.7 ml v odstínech P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT
X Syringe: 2.7 ml (5 g) v odstínech X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-AO2, X-WT

1779,-	998,-
--------	-------

Gradia Direct Flo/LoFlo



Flo: 2x 1,5g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry
LoFlo: 2x 1,3g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry

1748,-	1295,-
--------	--------

Gradia Core

Duálně tuhnoucí kompozit pro estetické dostavby fixaci kořenových čepů.



Kit: 1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství

6654,-	5875,-
--------	--------

Intro kit: 1x GRADIA CORE Kit (1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství); 1x GRADIA CORE Dispenser (dávkovací pistole).

6899,-	6085,-
--------	--------

Refill: kartuše 10ml,	3319,-	2675,-
-----------------------	--------	--------

GC Fuji IX GP 1-1



Odstín. A3

1-1	2947,-	2495,-
-----	--------	--------

GC Fuji IX GP 3-2



Set obsahuje: A2, A3 a B3 prášku, 2x 6,4ml tekutiny

3-2	7048,-	6135,-
-----	--------	--------

GC Fuji IX GP Extra 1-1



Odstín. A2, A3

1-1	3276,-	2775,-
-----	--------	--------

DiaPolisher Paste



Diamantová lešticí pasta GC DiaPolisher Paste byla vyvinuta pro další vylepšení estetických výsledků kompozitních výplní zhotovených z materiálů G-aenial, Kalore, Gradia Direct nebo Gradia

2g

1490,-

1281,-

Ceramic Primer II



Adhezivum pro vytvoření silné vazby během fixace mezi všemi estetickými nepřímými náhradami a cementy na bázi pryskyřice, nebo při opravách přímých kompozitních náhrad.

3ml

2970,-

1585,-

EQUIA Coat



Nový unikátní výplňový systém, který kombinuje novou generaci skleněných částíček (EQUIA Fil kapsle) s vysoce naplněným pryskyřičným ochranným lakem (EQUIA Coat). Spojuje rychlou a snadnou manipulaci s dokonalými fyzikálními vlastnostmi a nepřekonatelnou estetikou. Inteligentní řešení - lak je navržen tak, aby se po několika měsících rovnoměrně opotřeboval.

4ml

2434,-

1985,-

EQUIA Forte HT



Bulkový sklohybridní výplňový systém. Posouvá sklohybrid na vyšší úroveň - pro sklohybridní materiály je použita směs částic s různou velikostí. Pevnost i manipulace byly ještě vylepšeny u EQUIA Forte HT rozvinutím inteligentní kontroly distribuce a vzájemného působení těchto skleněných částic. Pevnější a nelepivý materiál, vynikající pro bulkové výplně, i pro zatěžované výplně II. třídy.

Refill á 50 kapslí v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment.

5330,-

4195,-

Klinické balení obsahuje: 200 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny A2, A3, B2.

17500,-

14965,-

Promo balení obsahuje: 100 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny: A2, A2-A3, A3, A3-B2.

10440,-

8685,-

Intro balení obsahuje: 20 kapslí, 20 ks unitdase EQUIA Forte Coat a 25 jednorázových štětečků v odstínech - odstíny A2, A3, B2.

2962,-

2485,-

4ml

2574,-

2075,-

Fuji Cem Evolve



Skloionomerní cementy jsou chloubou GC díky dokonalé kvalitě, kterou prokázaly nezávislé klinické studie po celém světě.

Triple Pack: 3x 9,2g + 45x koncovka

7356,-

6575,-

Single Pack: 9,2g + 15x koncovka

2885,-

2575,-

Exaclear



Inovativní, čirý VPS materiál vhodný pro náročné estetické případy s vynikajícími výsledky. Vysoká úroveň transparence zajišťuje skvělou možnost vizuální kontroly a viditelnost detailů. Bezkonkurenční průsvitnost umožňuje velmi efektivní polymeraci přes silikon.

kartuše
2x51g

2369,-

2035,-

everStick Perio

Estetické řešení pro parodontální dlahování šetrné pro pacienty



1x8cm

2570,-

1985,-

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D

3610,-

2785,-

everX Flow



Zatékavý kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny určený pro náhradu dentinu. Nejsilnější náhrada dentinu pro zpevnění velkých kavit. Vynikající odolnost proti zlomení, téměř shodná s dentinem, a to díky vysokému podílu krátkých vláken, která jsou pevně vázána na živčnou matici.

stříkačka 2ml (3,7g),
bulkový nebo
dentinový odstín,
20x koncovka

1869,-

1665,-

everX Posterior

Vlákný zesílený kompozit pro náhradu dentinu. Obsažená krátká vlákna z něj činí perfektní materiál pro zesílení všech rozsáhlých kompozitních výplní. Vlákna zabráňují vzniku a šíření prasklin - odolnost odpovídá dentinu.



15 unitů ×
0,13 ml

2487,-

2195,-

50 unitů ×
0,13 ml

7461,-

6685,-

everStick C&B

Skelní vlákna vyztužené materiály. Spolehlivé, minimálně invazivní, extra pevné, estetické. Pro minimálně invazivní kompozitní můstky vyztužené vlákny



1x8cm

2780,-

2165,-

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D

3610,-

2785,-

G-aenial A'CHORD

Světlem tuhnoucí univerzální výplňový kompozit.
Nový univerzální výplňový kompozit se zjednodušeným systémem odstínů.
Je určen zubním lékařům, kteří usilují o zjednodušení pracovního postupu, ale nechťejí dělat kompromisy v estetice a trvanlivosti svých prací.
Tento materiál byl navržěn tak, aby pokryl 90% všech vašich přímých výplní s 5 CORE odstíny (A1, A2, A3, A3.5, A4), které pokryjí všech 16 VITA odstínů.
Dále jsou k dispozici opákní, sklovinné a krčkové odstíny a dva vybělené odstíny.
Díky jedinečné kombinaci technologií zůstanou výplně dlouhodobě krásné, lesklé a beze změny.



Refill stříkačky 4 g: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, JE, AE, BW, BOW.

1792,-

1535,-

Layering kit: stříkačky (4g)
v odstínech: A2, A3, AO2, AE, JE

8054,-

7075,-

Core kit: stříkačky (4g)
v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4

8054,-

7075,-

G-Cem ONE

G-CEM ONE je skutečně univerzální, technologicky nenáročný cement s vysokou pevností vazby a vynikající schopností samotuhnutí. Díky GC Touch Cure a G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer jej lze použít pro širokou škálu indikací, včetně náročných klinických situací.

Starter kit A2/TL: stříkačka A2/TL, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive enhancing Primer

2158,-

2075,-

Systém Kit: stříkačky A2 a TL, 15x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive Enhancing Primer a G-Multi Primer

4720,-

4575,-

Twin Refill A2/TL: 2x stříkačky A2/TL, 15x GC Automix Tips Regular, 5x GC Automix Endo tips

3555,-

3375,-

Single Refill AO3/WO: stříkačky AO3/WO, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips

1863,-

1775,-

G2-BOND Universal

Všestranný 2 lahvičkový univerzální bond.
Nová patentovaná technologie GC Dual-H Technology umožňuje plynulý přechod od hydrofilních k hydrofóbním vlastnostem povrchu s aplikovaným primerem, který potom zpevní, a vznikne skutečně hydrofóbní ochranná vazební vrstva.
G2-BOND Universal je okamžitě rozpoznatelný díky svým jedinečným obalům na lahvičkách 1-Primer a 2-BOND.

G2-Bond Universal Bottle Kit: 5ml 1-PRIMER, 5ml 2-BOND, 1-PRIMER kryt, 2-BOND kryt, 20x dávkovací místička, 50x aplikátor a technická karta.



4630,-

4285,-

1-PRIMER Refil 5ml



3391,-

3135,-

1-BOND Refil 5ml



1435,-

1315,-

D-Light DUO

Bezdrátová LED polymerační lampa, která má malé rozměry a je velmi lehká. Její dvojitá vlnová délka a spolehlivý výkon umožní během krátké doby efektivně polymerovat všechny dentální materiály.



Lampa + 25x Essentia (dle výběru)

33400,-

Lampa + 25x tuba G-aenial (dle výběru)

41200,-

Lampa + 25x tuba Gradia Direct (dle výběru)

35000,-

Lampa + 10x GC kapsle

Cena kapslí

Vysoce výkonná LED lampa. Duální vlnová délka, tři programy, elegantní, lehký a ergonomický designem, autoklávovatelná rukojeť.



Obsah balení : rukojeť (tělo & elektronický modul), světlovod 8mm, 2x baterie, nabíječka, napájecí zdroj, EU/UK adaptory, 1x ochranný štítek očí tvrdý, 3x ochranný štítek očí měkký.

42190,-

31995,-

Cavition

Dočasný výplňový materiál pro standardní kavity a po endodontickém ošetření. Tuhnutí je iniciováno vodou a slinami. Snadno se odstraňuje.



dóza, 30g, bílá

634,-

595,-

Capsule Mixer CM-II

Nový digitálně ovládaný vysokorychlostní míchací přístroj na kapsle. Zajišťuje nejlepší namíchání všech kapslových materiálů. Ergonomický moderní design přístroje. Speciálnímu designu míchacích vidliček pro snadné vkládání i vyjímání kapslí. Velký digitální displej usnadňuje volbu mezi manuálním a předvoleným míchacím programem...



21650,-

17995,-

Fuji TEMP LT

Fixační cement ve verzi pasta-pasta na dlouhodobá provizoria. Poskytuje dobře známé ochranné vlastnosti, které nabízejí materiály založené na skloionomerní technologii. Příjemná manipulace - nepřilís řídká konzistence s tenkou vrstvou filmu, snadné odstranění přebytků



2x13,3g kartuše

5200,-

4995,-

Gradia štětec



10 ks, plochý nebo kulatý

1560,-

1495,-

držák štětců, 2ks

300,-

Dry Mouth Gel

Gel na suchá ústa

10ks sortiment: 4x máta, 2x
malina, 2x pomeranč, 2x citron

3100,-

3030,-

10ks malina

3100,-

3030,-

GC Repair Kit

Balení: G-Premio BOND 5x unidose, CERAMIC PRIMER II 5x unidose, Gradia Plus OA1 (opáker pro překrytí dostaveb na bázi kovu) tuba 2 ml, technický průvodce, aplikátory a mikroštetčky



balení

3217,-

2835,-

G-Multi Primer

Zajišťuje trvalou adhezi ke všem typům náhrad, kombinuje tři různé monomery k dosažení perfektní adheze ve všech situacích.



5ml

2261,-

1985,-

G-aenial Anterior /
Posterior / Flo X**Flo X:** A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 (3,6g)

2130,-

1499,-

Anterior: 2,7 ml (4,7 g) XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE**Posterior:** 2,7 ml (5,5 g) P-A1, P-A2, P-A3, P-A3,5, P-JE, P-IE

tuba

2099,-

1489,-

G-aenial Universal
Injectable**Odstíny:** XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

tuba 1x1ml

1202,-

995,-

G-aenial Universal
Flosleva více
než:

29%

**Odstíny:** BW, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3, JE a AE

Tuba: 3,4g

2180,-

1535,-

G-Premio Bond

3-Bottle Pack:
3x5ml

7672,-

6495,-

1 lahvička
5ml

3804,-

2555,-

G-Bond Starter Kit

Samoleptací, světlem tuhnoucí jednosložkové adhezivum 7. generace, celá aplikace během 30 s.

**Starter Kit:** 5 ml, 50x mikrotip štětcečky, mikrotip aplikátor a míchací miska

4408,-

2375,-

Cocoa Butter

Separáční médium k izolaci kovových nástrojů při zhotovování skloionomerních výplní. Výborná separace skloionomeru a kovových nástrojů, hladký povrch výplně.



10g

390,-

360,-

MI Varnish

Bioaktivní, fluoridační ochranný lak (varnish) s obsahem kalcia a fosfátu "Ochrana jediným tahem štětce".

Intro Pack; 10x 0,4 ml
(5x jahoda, 5x máta),
20x štětceček

1029,-

845,-

Refill Pack; 35x 0,4 ml
(jahoda / máta), 50x
štětceček

3117,-

2775,-

Tooth Mousse

Bioaktivní, dentální ochranný krém, který obnovuje minerální rovnováhu v ústech a stimuluje produkci slin.

Příchutě: meloun, jahoda, máta, vanilka a tutti frutti.

5x sortiment

3143,-

2690,-

10-Pack: 10 ks sortiment
nebo jedna příchut'

5786,-

4675,-

MI Paste Plus

Stejně účinky jako GC Tooth Mouse, navíc obsahuje fluorid
Příchutě: jahoda, máta, tutti frutti, vanilka a meloun

**5-Pack:** 5 ks
sortiment

3401,-

2785,-

10-Pack: 10 ks sortiment
nebo jedna příchut'

6469,-

5275,-

SDI | AMALGÁMY

PERMITE

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina obsahem stříbra s 56%. Je velmi pevný, snadno leštitelný a lehce tvarovatelný.

56% STŘÍBRA

ilustrační foto



50 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4001303 EKO
Kód: SD4001404 EKO

1.490,-
~~2.284,-~~

600 mg

Kód: SD4002303 EKO
Kód: SD4002404 EKO

1.990,-
~~2.984,-~~

800 mg

Kód: SD4003303 EKO
Kód: SD4003404 EKO

2.390,-
~~3.681,-~~

500 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4011323
Kód: SD4011424

13.990,-
~~20.762,-~~

600 mg

Kód: SD4012323
Kód: SD4012424

17.990,-
~~27.039,-~~

800 mg

Kód: SD4013323
Kód: SD4013424

21.990,-
~~33.468,-~~

GS-80

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina obsahem stříbra s 40%. Vyznačuje se vysokou pevností a stabilitou v kavitě.

40% STŘÍBRA

ilustrační foto



50 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4401303 EKO
Kód: SD4401404 EKO

990,-
~~1.377,-~~

600 mg

Kód: SD4402303 EKO
Kód: SD4402404 EKO

1.290,-
~~1.916,-~~

800 mg

Kód: SD4403303 EKO
Kód: SD4403404 EKO

1.590,-
~~2.286,-~~

500 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4411323
Kód: SD4411424

8.990,-
~~12.517,-~~

600 mg

Kód: SD4412323
Kód: SD4412424

11.990,-
~~17.416,-~~

800 mg

Kód: SD4413323
Kód: SD4413424

13.990,-
~~20.784,-~~

CONDITIONER

Roztok kyseliny polyakrylové pro jemné odstranění „smear layer“ z dentinu a skloviny. Optimalizuje adhezi skloionomerních cementů k povrchu zubu.

Balení: 10 ml
Kód: SD8620001

1.190,- ~~1.379,-~~



POLISHING PASTE

Leštící pasta na amalgámy, keramiku, kompozita, kompomery a porcelán.

Balení: 4 g stříkačka
Kód: SD8100150

549,- ~~671,-~~



COAT

Světlem tuhnoucí ochranný lak pro skloionomerní výplně. Zabraňuje kontaminaci výplně slinami a vodou po dobu 24 hodin po ošetření.

Balení: 5 ml
Kód: SD8610001

1.190,- ~~1.374,-~~



MASKING AGENT

Světlem tuhnoucí opákní pryskyřice.

Odstín: U, DY, W
Balení: 1 g stříkačka
Kód: SD7970404, SD7970202, SD7975252

599,- ~~731,-~~



SDI | BĚLENÍ

POLA NIGHT 16%

Karbamid
peroxid

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou chuť, je průhledný a obsahuje unikátní prvky s dostatkem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti. Obsahuje dusičnan draselný pro snížení citlivosti. Přidaný fluorid remineralizuje povrch zubu.



Balení: 45x 1.3 g
Kód: SD7700398

4.490,- ~~6.708,-~~

Balení: 4x 1.3 g
Kód: SD7700390

Balení: 10x 1.3 g
Kód: SD770395

899,- ~~1.025,-~~ **1.990,-** ~~2.554,-~~

POLA NIGHT 10%

Karbamid
peroxid

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.

Balení: 4x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700369



1.190,- ~~1.392,-~~

Balení: 10x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700371

2.190,- ~~2.649,-~~

SOOTHE

Znecitlivující gel s obsahem 6% dusičnanu draselného a 0,1% fluoridu. Odstraňuje citlivost zubů, která vzniká při chemických nebo teplotních změnách. Lze jej využít jako doplněk před bělením zubů nebo po něm.

Balení: 1.2 ml stříkačka
Kód: SD8150002.1



349,- ~~390,-~~

Balení: 4x 1.2 ml stříkačka
Kód: SD8150002

1.190,- ~~1.440,-~~

NOVINKA!



Balení: 4x 3 g stříkačka
Kód: SD7700556

1.590,- ~~1.905,-~~

POLA FOR ALIGNERS

Karbamid
peroxid

Pola For Aligners, obsahuje bělicí gel Pola Night 10% karbamid peroxid, který byl pečlivě vybrán jako ideální bělicí prostředek pro jakékoliv ortodontické nosiče. Svou flexibilitou umožňuje pacientům bělit pár hodin mezi jídly nebo s ohledem na praktičnost přes noc. Gel s vysokou viskozitou zajišťuje snadnou a bezpečnou aplikaci do alignerů.

SDI | BĚLENÍ

POLA DAY 6%

Hydrogen
peroxid

Pola Day je pH neutrální gel s obsahem hydrogen peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení: 4x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700357

1.190,- ~~1.392,-~~

Balení: 10x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700359

2.190,- ~~2.649,-~~

POLA RAPID 6%

Hydrogen
peroxid

Pola Rapid je nové ordinační bělení s vyšší viskozitou, které lze snadno a rychle aplikovat. Bezpečně vybělí zuby za 45 min. Díky modrému zabarvení gelu má lékař stále přehled o jeho aplikaci. Při aplikaci není potřeba používat gingivální bariéru. Pola Rapid je vhodná na bělení vitálních i devitalizovaných zubů. Obsahuje dusičnan draselný, který zabraňuje následné citlivosti zubů.




Balení pro 1 pacienta: 2.8 ml stříkačka
Kód: SD7700510

1.790,- ~~2.407,-~~

NOVINKA!

Balení pro 3 pacienty: 3x 2.8 ml stříkačka
Kód: SD87700511

3.990,- ~~5.954,-~~



POLA LIGHT

Hydrogen
peroxid

Pola Light je pokročilý systém na bělení zubů, který je spojením oceněného bělicího gelu a LED náustku pro rychlejší domácí bělení. Rychle působí a zuby jsou vybělené za pouhých 5 dní. Lze dobíjet pro další bělení zubů. Systém se používá v kombinaci s gelem Pola Day. Gel zajišťuje extra hydrataci, zmírňuje přecitlivělost a remineralizuje zubní sklovinu.

Balení: 1 ks Pola Light náustek, 4x 3 g Pola Day
Kód: SD7700985

1.990,- ~~3.104,-~~

POLA LUMINATE

Hydrogen
peroxid

Rychlé a jednoduché profesionální bělení bez použití nosičů. Obsahuje 6% hydrogenperoxid. Více než 60 aplikací v jedné tubě. Uvolňuje fluoridy. Má mátovou příchut'. Pro domácí použití. Možnost bělení pouze jednoho zubu nebo celého úsměvu.



Balení: 5.5 ml
Kód: SD7700092

990,- ~~1.246,-~~

**Nové
doplňkové
balení
k Pola Light!**

Balení: 3 g stříkačka Pola Day
Kód: SD7700079.1

329,- ~~420,-~~



Balení: 50x 3 g stříkačka Pola Day
Kód: SD7700079

12.990,- ~~19.052,-~~

SDI | FIXAČNÍ CEMENTY/OSTATNÍ

SET PP

Samoleptací samoadhezivní pryskyřici modifikovaný duálně tuhnoucí fixační cement pro finální cementování náhrad z kovu, pryskyřice a keramiky.



Balení: 2x 7 g stříkačka automix,
28x aplikační koncovka
Odstíny: A1, A2, OA3,
bílý opákní, translucent

Kód: SD8805101-05

KOMPOZITNÍ

EKO balení: 7 g stříkačka automix,
14x aplikační koncovka
Odstín: A2

Kód: SD8805102EKO

2.790,- ~~4.917,-~~ **1.990,-** ~~2.624,-~~

RIVA CEM

Riva cem je chemicky tuhnoucí, rentgen kontrastní, pryskyřici modifikovaný skloionomerní upevňovací cement pasta/pasta uvolňující fluoridy. Je určen k definitivnímu cementování metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátů. Je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světlem.



Balení: 8.5 g stříkačka
Kód: SD8800700

1.640,- ~~2.034,-~~

RIVA LUTING

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí skloionomerní fixační cement. Díky vynikající adhezi k zubům, vysokému uvolňování fluoridu a zatékavosti, je použitelný pro široké spektrum klinických aplikací. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Balení: 50x kapsle
Kód: SD8650008

2.790,- ~~4.102,-~~



Velké balení: 35 g prášek, 24.3 ml tekutina
Kód: SD8650508

2.390,- ~~2.701,-~~

RIVA LUTING PLUS

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí, pryskyřici modifikovaný skloionomerní cement pro fixaci korunek, můstků, inlejí a onlejí. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Balení: 50x kapsle
Kód: SD8651008

3.490,- ~~4.841,-~~



Balení: 25 g prášek, 8.95 ml tekutina
Kód: SD8651508

1.990,- ~~2.741,-~~

RIVA STAR AQUA

Riva Star Aqua (AgF) je dvoudílný neinvazivní patentovaný systém léčby ke znečistlivění bolesti zubů v pouhých několika kapkách. Riva Star Aqua je roztok na bázi vody a fluoridu stříbrného bez použití amoniaku.

**Nová
vylepšená
receptura**



Balení: 1.5 ml Riva aqua tekutina, 3 ml Riva green tekutina
Kód: SD8800530

2.590,- ~~4.321,-~~

SUPER ETCH

Leptací gel na sklovinu a dentin s obsahem 37% kyseliny fosforečné.



Balení: 12 g stříkačka, 25x aplikační koncovka
Kód: SD8100052

1.190,- ~~1.337,-~~

Balení: 2x 31 g stříkačka, 50x aplikační koncovka
Kód: SD8100059

2.190,- ~~2.663,-~~

SDI | SKLOIONOMERNÍ CEMENTY

RIVA SELF CURE

Riva self cure je radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, pro ART techniku, podložky, výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.



Balení: 15 g prášek / 6.9 ml tekutina
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5,
T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8610501-23

1.090,- ~~1.242,-~~



odstíny A2, A3
45 kaps./ bal.

riva self cure
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8606202, 3
SD8606302, 3

riva self cure HV
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8630102, 3

2.490,- ~~4.160,-~~



odstíny ostatní
50 kaps./ bal.

riva self cure
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, A4,
B2, B3, sortiment,
T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8600001-13
SD8605001-08
SD8610000

riva self cure HV
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5

Kód: SD8630001-4

3.690,- ~~4.853,-~~

RIVA LIGHT CURE

Riva light cure je radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřici modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetění fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.



Balení: 15 g prášek / 7.2 ml tekutina
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5

Kód: SD8700501-04

1.290,- ~~1.700,-~~



odstíny A2, A3
45 kaps./ bal.

riva light cure
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8700062, 3

riva light cure HV
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8730052, 3

2.490,- ~~4.112,-~~



odstíny ostatní
50 kaps./ bal.

riva light cure
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, A4, B2, B3,
B4, C2, C4, b, sortiment

Kód: SD8700001-16
SD8710000

riva light cure HV
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, B1

Kód: SD8730001-06

3.690,- ~~5.091,-~~

RIVA PROTECT

Riva Protect je ideálním produktem pro pacienty s velkým počtem zubních kazů – přilne přímo na zub, posílí spodní strukturu a efektivně zub ochrání před škodlivými bakteriemi a kyselinami.



Výběr: normálně tuhnoucí / rychle tuhnoucí
Odstín: růžová, bílá
Balení: 50× kapsle,
Kód: SD8680000, SD8685000
SD8690000, SD8695000

4.590,- ~~5.545,-~~



Odstín: růžová, bílá
Balení: 15 g prášek, 9.1 ml tekutina, 10 ml conditioner
Kód: SD8680501, SD8690501

2.190,- ~~2.691,-~~

RIVA SILVER

Radioopákní, stříbrem modifikovaný skloionomerní, chemicky tuhnoucí výplňový materiál. Vyznačuje se vynikající adhezí k zubu, trvalým uvolňováním fluoridu a vysokou tlakovou pevností. Díky svým vlastnostem je optimální výplňový materiál pro široké klinické použití. Riva silver má světle šedý odstín. Kapsle obsahují 18 % stříbra, prášek/tekutina obsahuje 21,6 % stříbra.



vhodné pro pacienty
se špatnou hygienou

Balení: 50× kapsle
Kód: SD8670008

4.990,- ~~6.377,-~~



Balení: 32 g prášek, 8.9 ml tekutina
Kód: SD8670508

4.990,- ~~6.275,-~~

SDI | KOMPOZITNÍ VÝPLNĚ/BONDY

WAVE

Zatékavý kompozitní materiál ve 3 viskozitách, který je možné použít pro výplně všech tříd, pečetění, podložky, opravy rekonstrukcí. Široká barevná škála pro anteriorní a posteriorní rekonstrukce. Díky dlouhé aplikační kanyle je zajištěn snadný přístup i do těžko dosažitelných míst.

Balení: 1 g stříkačka, 5× aplikátor

wave - nejvíce zatékavý

Odstíny: A1, A2, OA2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, I, G, B

Kód: SD7510102 - SD7514147

wave MV - středně zatékavý

wave HV - nejméně zatékavý
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, C2, B

Kód: SD8310102 - SD8314147

Kód: SD8210102 - SD8214147



349,- ~~562,-~~

Balení: 10× 1 g stříkačka A2 nebo A3

wave - nejvíce zatékavý

Kód: SD7500012, 13

2.490,- ~~3.967,-~~

LUNA FLOW

Luna Flow nabízí vysokou radioopacitu, kontrolu nad aplikací, snadné a přesné sladění odstínů se stálostí barev, vynikající pevnost a odolnost proti oděru.



NOVINKA!

**zaváděcí
cena**

Balení: 2 g stříkačka

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,
C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB

Kód: SD8566102-122

349,- ~~717,-~~

Balení: 5× 2 g stříkačka, 20× aplikační koncovka

Odstíny: A1, A2, A3

Kód: SD8566130-32

2.490,- ~~3.156,-~~

LUNA 2

Univerzální kompozitní materiál je možné použít pro přímé výplně, onleje, inleje a fazety. Vhodný na opravy kompozitů.



NOVINKA!

**zaváděcí
cena**



Balení: 4 g stříkačka

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,
C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB

Kód: SD842001-22

790,- ~~1.580,-~~

Balení: 20× 0,25 g kompule

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,
C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB

Kód: SD8452051-72

1.090,- ~~2.180,-~~

ZIPBOND

Zipbond Universal je jednosložkové univerzální adhezivum uvolňující fluoridy, kompatibilní s technikami samoleptání, selektivního leptání a celkového leptání.



Balení: 50× 0.1 ml SingleDose,

50× aplikační štětečky, držák SingleDose

Kód: SD8100501

2.590,- ~~3.417,-~~

Balení: 5 ml

Kód: SD8100502

1.690,- ~~2.268,-~~

STAE

Jednosložkový adhezivní systém 5. generace na sklovinu identin.



Balení: 5 ml

Kód: SD8100201

1.490,- ~~2.744,-~~

GO!

Jednosložkový, samoleptací, světlem tuhnoucí vazebný prostředek 7. generace uvolňující fluoridy, vhodný pro sklovinu a dentin.



Balení: 5 ml, 50× aplikační štěteček, míchací podložka

Kód: SD8100400

1.990,- ~~4.162,-~~