

Orotol Plus

Nepěňivý bezaldehydový přípravek pro současnou dezinfekci, dezodoraci, čištění a údržbu všech zubolékařských odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu. Spektrum účinnosti: baktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, virucidní včetně HBV a HIV. Tekutý koncentrát, z 2,5 l koncentráту získáte 125 l účinného roztoku.



2,5l

~~1859,-~~

1725,-

2l

~~779,-~~

695,-

Sekudrill

Desinfekce rotačních nástrojů
K dezinfekci a čištění stomatologického rotačního instrumentária z oceli, tvrdokovu, diamantu, elastických leštících nástrojů, keramických brusných tělísek a kořenových nástrojů



Dezinfekční ubrousky pro dezinfekci a čištění ořevím povrchů zdravotnických prostředků.
Sortiment 3 typů: klasik, s vůní květi nebo s vůní citrónů.



náplň 110ks

~~229,-~~

215,-

dóza 110ks

~~309,-~~

289,-

Gigasept Instru AF

Přípravek na dezinfekci a čištění všech druhů nástrojů a pro ultrazvukové čističky. Neobsahuje aldehyd, fenol ani aktivní chlór. Má velmi dobré čisticí schopnosti, široké spektrum účinnosti a příjemnou vůni.



2l

~~1410,-~~

1335,-

5l

~~3160,-~~

2995,-

Sekusept Aktiv

K dezinfekci a čištění nástrojů, pomůcek z nerez, skla, gumy a plastu. Skvělá materiálová snášenlivost, pH pracovního roztoku 8. Má vynikající čisticí účinky, výborně rozpouští krev a bílkovinné nečistoty. Určeno i pro vyšší stupeň dezinfekce termolabilních materiálů. Vhodné i pro použití v ultrazvukové lázni a v poloautomatických myčkách.



6 kg

~~4449,-~~

3395,-

1,5 kg

~~1199,-~~

1075,-

Incidin liquid

K přímému použití pro rychlou dezinfekci předmětů a ploch postříkem. Vhodný pro ošetřování nerezových povrchů, stomatologická křesla a těžko dostupná místa.



5l

~~1589,-~~

1425,-

Kelímky Thienel

Papírové kelímky s PE-vrstvou o obsahu 160ml s motivem medvíka Otto. Stabili, pevné, odolné proti promáčknutí. Ideální do dětské ruky. Barva: modrá, růžová.



100ks, 160ml

~~240,-~~

199,-

Thienelino dětské ZK

Měkké, tvarované štětiny kartáčku pro správné vyčištění zadních zoubků. Pohodlná, široká rukojeť, přísavka na konci. Barvy: modrá, zelená, červená a růžová.



12ks

~~170,-~~

156,-

Black Snake ZK

Od značky THIENELINO pro děti a dospívající od 7 let. Pohodlný pogumovaný úchop, pružný krček redukující tlak, atraktivní design. V tyrkysové barvě pro běžné čištění zubů. V červené barvě pro pacienty ortodontie, vhodné pro fixní rovnátka.



tyrkysový, 1ks

~~32,-~~

29,-

Červený (ortho), 1ks

~~40,-~~

36,-

ORBI-Sept dezinfekce vrtáčků

Pro čištění a profylaktickou dezinfekci zubních vrtáčků a rotačních nástrojů. Vhodný také pro ultrazvukové čističky.



2,5l

~~704,-~~

654,-

ORBI-Sept dezinfekce nástrojů

Koncentrát pro přípravu dezinfekčního roztoku pro ruční čištění a profylaktickou dezinfekci termolabilních a termolabilních nástrojů ponořením do lázně.



2,5l

~~1207,-~~

1097,-

ORBI-Sept dezinfekce odsávacího zařízení

Vysoce účinný koncentrát pro čištění, dezinfekci a péči o odsávací systémy zubních souprav. Je bez aldehydu, nepění. Díky vysoké čisticí síle odstraní i odolné usazeniny. Široké spektrum působení, vysoká kompatibilita, použitelný i v systémech se separátory amalgámu. Pravidelné používání zamezuje vzniku nepříjemných pachů.



2,5l

~~882,-~~

795,-

OptiBond Gel Etchant

37% kyselina fosforečná pro leptání skloviny a dentinu.

Balení: 1x 30g stříkačka Jumbo, 2x prázdná stříkačka, 30x aplikační koncovka.



Balení 2207,- **1744,-**

OptiBond FL

Tento adhezivní systém pro dentin/sklovinu funguje jako adhezivum a liner v jednom. Jedná se o 48% sklem plněný adhezivní systém poskytující chemickou i strukturální vazbu. Jednoduché použití; žádné míchání a jen jedna světlá polymerace. **Balení kit obsahuje:** 8 ml primer, 8 ml adhezivum, 3g Gel Etchant, 10 kanyl ke Gel Etchant, 25 míchacích místiček a 50 aplikačních štětečků.



1ks 5696,- **4842,-**

OptiShade

Systém OptiShade s využitím technologie Adaptive Response Technology pokrývá všech 16 klasických odstínů VITA® pomocí pouhých 3 odstínů.

Můžete se spolehnout na prvotřídní vlastnosti při zpracování a současně získáte vysoce estetické náhrady, zjednodušíte si správu skladových zásob a ušetříte čas při výběru odstínů.



Stříkačky 4g	5265,-	3510,-
Komplety 10ks	6318,-	4212,-
Komplety 20ks	4209,-	2806,-

Vertise Flow

Samoadhezivní flow kompozitní materiál pro malé výplně třídy I. a II., liner, pečetění fisur a opravy keramiky. Vysoká síla vazby k dentinu, sklovině, kovu i keramice; vysoká odolnost vůči abrazi a radioopacita. Ideální viskozita pro snadnou manipulaci. **Odstín:** A2, A3



Stříkačky 2x2g 2699,- **2024,-**

Maxcem Elite

Dvousložkový, samolepací, duálně tuhneící kompozitní fixační cement typu pasta-pasta. Nová formule s až o 90% vyšší pevností vazby na dentin oproti předchozí verzi MaxCem Elite. Pro fixaci keramických, kompozitních a kovových náhrad. **Odstíny:** bílý, opákní, čirý a žlutý.



2 x 5g 3676,- **2389,-**

OptiDisc



velikosti: OptiDisc refill 9,6 mm: hrubý 80 ks (4197) | středně hrubý 100 ks (4181) | jemný 100 ks (4182) | velmi jemný 100 ks (4183)
OptiDisc refill 12,6 mm: hrubý 80 ks (4198) | středně hrubý 100 ks (4184) | jemný 100 ks (4185) | velmi jemný 100 ks (4186)
OptiDisc refill 15,9 mm: hrubý 80 ks (4199) | středně hrubý 100 ks (4191) | jemný 100 ks (4192) | velmi jemný 100 ks (4193)

3063,- **2042,-**

Hawe klínky

Optimálně anatomicky tvarované dřevěné klínky pro perfektní adaptaci matic k zubu. Velikosti: tyrkys, oranžové, bílé, zelené, žluté, modré, červené, bílé široké

sleva více než: **20%**



100ks 423,- **335,-**

SuperMat System

- Oblíbený matricový systém transparentních a kovových matic pro distální úsek.
- Matrice jsou tvarovány podle přirozené anatomie zubu.
- Pásky jsou uchyceny v cívkách SuperCap pro snadné nasazení a rychlé utažení matrice.
- Tvary pro moláry i premoláry.



sortiment obsahuje: 1 SuperLock napínací nástroj, 14 různých ocelových matic SuperCap a 6 různých transparentních matic SuperCap.

8400,- **6439,-**

SuperMat refill

Oblíbený matricový systém transparentních a kovových matic pro distální úsek. Pásky jsou uchyceny v cívkách SuperCap pro snadné nasazení a rychlé utažení matrice. Tvary pro moláry i premoláry. Ocelové matrice o tloušťce 0,030 nebo 0,038 mm. Transparentní matrice o tloušťce 0,050 mm. Náhradní matrice dostupné ve dvou výškách pásky: 5 mm nebo 6,3 mm.



sleva více než: **25%**

Refill 50 ks 1961,- **1468,-**

CaviWipes

sleva více než: **15%**



Kvalitní, velmi oblíbené

Dóza – 160ks 315,- **265,-**

CaviCide

sleva více než:

25%

Postřiková dezinfekce kompatibilní s většinou povrchů, baktericidní a virucidní účinnost. Používá se neředěný.



1550,- **1080,-**

KaVo Spray

Vysoce kvalitní univerzální péče, Zajišťuje dlouhodobou životnost nástrojů KaVo, Hnací plyn šetrný k životnímu prostředí,



1350,- **1195,-**

Vata buničitá dělená

Hartmann, 4x5cm,
500ks

47,-

42,-

Batist, 4x5cm
2x500ks

77,-

69,-

Vata buničitá přířezy

1kg,
Batist

184,-

166,-

500g,
Hartmann

109,-

99,-

Zubní válečky Dentalpad

Průměr 8mm
nebo 10mm

279,-

252,-

Mikroaplikátory

Regular, Fine,
Superfine á 100ks

187,-

169,-

Kompresy nesterilní

nesterilní
5x5cm

45,-

41,-

nesterilní
7,5x7,5cm

72,-

65,-

Kompresy sterilní



sterilní 5x5cm

109,-

99,-

sterilní
7,5x7,5cm

159,-

148,-

Opalescence PF 10%/16%

Noční bělení Opalescence® PF 10% = 10% karbamidu peroxidu. Doba jedné aplikace 8 - 10 hod/noc.

Denní bělení Opalescence® PF 16% = 16% karbamidu peroxidu. Doba jedné aplikace 4 - 6 hod/den

Jediný viskózní lepkavý gel s postupným uvolňováním peroxidu vodíku pro trvalé bělení

Příchuť: máta nebo bez příchutě.

Pacient Kit: 8 x 1,2 ml bělicího gelu ve stříkačkách, 30 ml Bělicí pasta Opalescence, krabičku na nosiče, taštičku Opalescence a kartičku se vzorníkem odstínů.

sleva více než:

20%



Patient Kit

2000,-

1580,-

Opalescence bělicí
pasta

Unikátní složení pomáhá udržet zářivé, bílé zuby.

Bezpečná pro každodenní použití, vhodná pro celou rodinu.

Účinné, rychlé uvolňování fluoridů

Opalescence Cool Mind – 4,8x větší absorpce fluoridů sklovinou

Opalescence Senzitivity – snižuje citlivost zubů



133g

260,-

229,-

Listerine Total Care 1l

Nejpokročilejší a kompletní ochrana.

Chrání před zubním plakem a snižuje jeho usazování.

Udržuje zdravé dásně a posiluje zuby proti zubnímu kazu.



sleva více než:

15%

1000ml

231,-

199,-

Septoject

Vynikající jehly pro karpulové stříkačky nebo intraligamentární anestezii.



Akce pouze na rozměry
Rozměry: 30G - 12, 16mm.

100ks

510,-

446,-

Stomaflex set

Stomaflex set – pouze do vyprodání zásob!!

Dále samostatně Putty, Light a Gel Catalyst.

C-silikonová hmota vhodná pro běžné použití v každodenní praxi.



set

1123,-

Mikrozyd AF liquid

Přípravek pro dezinfekci postříkem na plochy a předměty.

Účinný proti bakteriím, mykobaktériím, mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a širokému spektru virů.

Bez formaldehydu, jako účinné látky obsahuje alkohol, glutaraldehyd a kvarterní amonné soli.



5l

1280,-

1189,-

Peak Universal Bond

Peak SE Primer

Jediný bond s chlorhexidinem (0,2%) – pomáhá zvýšit dlouhodobou pevnost bondu.

Adheze ke všem materiálům (dentinu, sklovině, kovu, keramice, kompozitům i zirkonu).

Pro přímé i nepřímé bondování, bondování kořenových čepů a endodontických ošetření.



stříkačky 4x1,2ml	2700,-	2030,-
lahvička 4ml	2270,-	1710,-
Peak SE – 4x1,2ml	2290,-	1720,-

Ultra-Etch

35% kyselina fosforečná pro ideální leptání
Unikátní samolimitující chemie: leptá jen do hl. 1,9µm – nepřeleptá!

Penetruje do nejmenších nejmenších fi sur, ale nestéká na vertikálních površích

Výrazná modrá barva: vidíte, kde leptáte



Refil 4x1,2ml stříkačka	1090,-	880,-
Intro kit 4 stříkačky	1510,-	1210,-
IndiSpence 30ml	2800,-	2240,-
Refil 20x1,2ml	4030,-	3230,-

NaviTip FX 30 Ga

2 kanyly v jedné - multifunkční kanyla: současně čistí, oškrabuje stěny kanálku a vyplachuje kanálek. Pevná kanyla 30 ga dostupná v délkách 17 nebo 25 mm. 30ga (ø 0,30 mm) optimální pro: Citric Acid 20%



20x kanyla 25 mm	1930,-	1740,-
20x kanyla 17 mm	2060,-	1860,-

NaviTip kanyly 29G, 30G

Tenké rigidní kanyly z nerezové oceli s pružnou špičkou – dopraví endodontický materiál do každého kanálku. Přesné dávkování materiálu k apexu. Snadné zavedení kanyl do zakřivených kanálků.

Délky: 17 mm (bílé), 21 mm (žluté), 25 mm (modré) a 27 mm (zelené)

29G - optimální pro MTA Flow, EndoRez, UltraCal XS, File-Eze.

30G - optimální pro hypochlorid sodný, roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, roztok chlorhexidinu, UltraEtch.



20 kanyl	1830,-	1830,-
50 kanyl	4020,-	3620,-

NaviTip Sideport 31G

Nejtenčí výplachová kanyla na světě.

Dostupná v délkách 21 nebo 25 mm.


Optimální pro: hypochlorid sodný, roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, roztok chlorhexidinu, Ultra-Etch.



20 kanyl	1930,-	1740,-
50 kanyl	4210,-	3790,-

NaviTip Sideport 29G

Aplikační kanyla pro nanášení UltraCal XS, MTAFlow. 1 otvor po straně brání protlačení materiálu přes apex 17, 21, 25 nebo 27 mm.



20 kanyl	1880,-	1700,-
----------	--------	--------

File-Eze EDTA

19% EDTA viskózní gel - efektivně lubrikuje nástroje pro opracování kanálků, napomáhá chelataci.

NEOBSAHUJE peroxid vodíku – vhodný při následném použití světlem tuhoucích pryskyřičných plniv (např. Endo-REZ).

Rozpuštěný ve vodě - snadno se vyplachuje.

Geniálně přesná a jednoduchá aplikace v kombinaci s NaviTip kanylou.

Balení Intro kit obsahuje:

4 x 1,2 ml File-Eze, 20 kanyl NaviTip.



IndiSpence 30ml	2820,-	2540,-
Intro kit	2210,-	1990,-
Refil – 4x1,2ml	1170,-	1060,-

EDTA 18%

Účinně odstraní smear layer, redukuje biofilm.

18% EDTA roztok - otevírá dentinové tubuly.

Přesná a cílená aplikace pomocí kanyl NaviTip.



30ml	580,-	530,-
------	-------	-------

Endo-Eze MTAFlow

Opravný mineral - trioxid - agregate cement. Ultrajemný zrnitý prášek a proprietární gelové medium. Přesné dávkování až k apexu pomocí kanyly. Bioaktivní, podporuje hojení, obsahuje oxid bismuthu.

Kit obsahuje: 8-10 aplikací - 1x MTAFlow prášek (2 g), 1x MTAFlow gel (2 ml), 1x odměrky s 2 odměrnými konci, 1x míchací podložka, 20x kanyla Black Micro, 10x stříkačka Skini, 10x uzávěr Luer Lock,



kit	5750,-	5180,-
-----	--------	--------

Porcelain Repair Kit

Rychlé a kvalitní opravy poškozené keramiky.



Porcelain Repair Kit: 1,2 ml Porcelain Etch, 1,2 ml Ultradent Silane, 1,2 ml EtchArrest, 1,2 ml Peak Universal Bond, 1,2 ml PermaFlo Dentin Opaquer, 1,2 ml OpalDam, 20 kanyl Black Mini Brush, 20 kanyl BlackMicro, 20 kanyl Micro 20G a 20 kanyl Inspiral Brush.

Porcelain Repair Kit	6270,-	4710,-
Porcelain Etch + Silane 2x1,2ml + kanyly	1520,-	1140,-

Etching gel

Leptací gel na sklovinu a dentin v koncentraci 34 - 37% kyseliny fosforečné, umožňující snadnou, přesnou a rychlou aplikaci ze stříkačky.

Balení obsahuje: 3,5 g gelu ve stříkačce, 10 ks aplikačních kanyl.

EKON balení obsahuje: 30 g gelu se stříkačce, 2 náhradní stříkačky a 20 ks aplikačních kanyl.



3,5g	414,-	383,-
30g – Economy balení	1386,-	1278,-

Endo-Eze MTAFlow White

Opravný mineral-trioxid - agregate cement pro endodontická ošetření nad klinickou linií. Nezabarvuje. Vhodný zejména do estetické zóny.

Kit obsahuje: 8-10 aplikací • 1x MTAFlow White prášek (2 g), 1x MTAFlow White gel (2 ml), 1x odměrka s 2 odměrnými konci, 20x kanyla Black Micro, 10x stříkačka Skini, 10x uzávěr Luer Lock



kit	5770,-	5200,-
-----	--------	--------

SDI

AMALGÁMY

PERMITE

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina obsahem stříbra s 56%. Je velmi pevný, snadno leštitelný a lehce tvarovatelný.

56% STŘÍBRA

ilustrační foto



50 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4001303 EKO
Kód: SD4001404 EKO

1.490,-
~~2.284,-~~

600 mg

Kód: SD4002303 EKO
Kód: SD4002404 EKO

1.990,-
~~2.984,-~~

800 mg

Kód: SD4003303 EKO
Kód: SD4003404 EKO

2.390,-
~~3.681,-~~

500 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4011323
Kód: SD4011424

13.990,-
~~20.762,-~~

600 mg

Kód: SD4012323
Kód: SD4012424

17.990,-
~~27.039,-~~

800 mg

Kód: SD4013323
Kód: SD4013424

21.990,-
~~33.468,-~~

GS-80

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina obsahem stříbra s 40%. Vyznačuje se vysokou pevností a stabilitou v kavitě.

40% STŘÍBRA

ilustrační foto



50 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4401303 EKO
Kód: SD4401404 EKO

990,-
~~1.377,-~~

600 mg

Kód: SD4402303 EKO
Kód: SD4402404 EKO

1.290,-
~~1.916,-~~

800 mg

Kód: SD4403303 EKO
Kód: SD4403404 EKO

1.590,-
~~2.286,-~~

500 kapslí

normálně tuhnoucí
pomalu tuhnoucí

400 mg

Kód: SD4411323
Kód: SD4411424

8.990,-
~~12.517,-~~

600 mg

Kód: SD4412323
Kód: SD4412424

11.990,-
~~17.416,-~~

800 mg

Kód: SD4413323
Kód: SD4413424

13.990,-
~~20.784,-~~

CONDITIONER

Roztok kyseliny polyakrylové pro jemné odstranění „smear layer“ z dentinu a skloviny. Optimalizuje adhezi skloionomerních cementů k povrchu zubu.



Balení: 10 ml
Kód: SD8620001

1.190,- ~~1.379,-~~

POLISHING PASTE

Leštící pasta na amalgámy, keramiku, kompozita, kromomery a porcelán.



Balení: 4 g stříkačka
Kód: SD8100150

549,- ~~671,-~~

COAT

Světlem tuhnoucí ochranný lak pro skloionomerní výplně. Zabraňuje kontaminaci výplně slinami a vodou po dobu 24 hodin po ošetření.



Balení: 5 ml
Kód: SD8610001

1.190,- ~~1.374,-~~

MASKING AGENT

Světlem tuhnoucí opákní pryskyřice.



Odstín: U, DY, W
Balení: 1 g stříkačka
Kód: SD7970404, SD7970202, SD7975252

599,- ~~731,-~~

SDI | KOMPOZITNÍ VÝPLNĚ/BONDY

WAVE

Zatékavý kompozitní materiál ve 3 viskozitách, který je možné použít pro výplně všech tříd, pečetění, podložky, opravy rekonstrukcí. Široká barevná škála pro anteriorní a posteriorní rekonstrukce. Díky dlouhé aplikační kanyle je zajištěn snadný přístup i do těžko dosažitelných míst.

Balení: 1 g stříkačka, 5× aplikátor

wave - nejvíce zatékavý

Odstíny: A1, A2, OA2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, I, G, B

Kód: SD7510102 - SD7514147

wave MV - středně zatékavý

wave HV - nejméně zatékavý

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, C2, B

Kód: SD8310102 - SD8314147

Kód: SD8210102 - SD8214147



349,- ~~562,-~~

Balení: 10× 1 g stříkačka A2 nebo A3

wave - nejvíce zatékavý

Kód: SD7500012, 13

2.490,- ~~3.967,-~~

LUNA FLOW

Luna Flow nabízí vysokou radioopacitu, kontrolu nad aplikací, snadné a přesné sladění odstínů se stálostí barev, vynikající pevnost a odolnost proti oděru.



NOVINKA!

**zaváděcí
cena**

Balení: 2 g stříkačka

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,

C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB

Kód: SD8566102-122

349,- ~~717,-~~

Balení: 5× 2 g stříkačka, 20× aplikační koncovka

Odstíny: A1, A2, A3

Kód: SD8566130-32

2.490,- ~~3.156,-~~

LUNA 2

Univerzální kompozitní materiál je možné použít pro přímé výplně, onleje, inleje a fazety. Vhodný na opravy kompozitů.



NOVINKA!

**zaváděcí
cena**



Balení: 4 g stříkačka

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,

C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB

Kód: SD842001-22

790,- ~~1.580,-~~

Balení: 20× 0,25 g kompile

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,

C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB

Kód: SD8452051-72

1.090,- ~~2.180,-~~

ZIPBOND

Zipbond Universal je jednosložkové univerzální adhezivum uvolňující fluoridy, kompatibilní s technikami samoleptání, selektivního leptání a celkového leptání.



Balení: 50× 0.1 ml SingleDose,

50× aplikační štětečky, držák SingleDose

Kód: SD8100501

2.590,- ~~3.417,-~~

Balení: 5 ml

Kód: SD8100502

1.690,- ~~2.268,-~~

STAE

Jednosložkový adhezivní systém 5. generace na sklovinu identin.



Balení: 5 ml

Kód: SD8100201

1.490,- ~~2.744,-~~

GO!

Jednosložkový, samoleptací, světlem tuhnoucí vazebný prostředek 7. generace uvolňující fluoridy, vhodný pro sklovinu a dentin.



Balení: 5 ml, 50× aplikační štěteček, míchací podložka

Kód: SD8100400

1.990,- ~~4.162,-~~

Endo Clean stojánek

Stojánky na nástroje s houbičkou pro odstranění nečistot během preparace kořenového kanálku. Stojánek se naplní prostředkem pro dezinfekci kořenového kanálku. Kulaté - modré z odolného plastu nebo hliníkový vhodný do sterilizátoru



plastový stojánek	239,-	209,-
houbičky 50ks	259,-	219,-

Endostar ReEndo set

Skvělé v odstraňování starých výplní v kořenovém kanálku. Balení obsahuje po jednom nástroji ve velikostech: č. 1 - 12/30, č. 2 - 08/30, č. 3 - 6/30 a č. 4 04/30
Délka: 23, 25 a 28mm



sada	790,-	670,-
------	------------------	--------------

Barevné stříkačky

Barevně označené stříkačky pro výplachové a jiné roztoky. Standardní luer-lock zakončení. Neobsahují latex, objem 5 ml a 10 ml. **Barvy:** červená, modrá, žlutá a bílá.



stříkačky 5ml, 100ks	519,-	449,-
stříkačky 10ml, 50ks	589,-	549,-

Endomethasone N

Oblíbená RTG kontrastní kořenová výplň bez obsahu paraformaldehydu a dexametasonu.



set	3390,-	2990,-
prášek 14g	2630,-	2390,-
tekutina 10ml	1140,-	1030,-

Root Canal Sealer


Radioopákní, bakteriostatický materiál pro definitivní plnění kořenových kanálků. Složení: prášek - zink-oxid, kalcium-fosfát, barium - -sulfát, tekutina - eugenol, kanadský balzám. **Sada obsahuje:** 15 g prášku a 7,5ml tekutiny.



sada	2490,-	2240,-
------	-------------------	---------------

Calcicur

Kalcium hydroxid na přímé překrytí pulpy a dočasné plnění kořenových kanálků.



3x2,5g	3230,-	2907,-
--------	-------------------	---------------

Parcan N

Nový 3% roztok NaOCl pro výplachy kořenových kanálků.

Ideální k výplachům a čištění kořenových kanálků během a na konci instrumentace. Silný bublinkový efekt - nečistoty vyšumí, usnadní a urychlí čištění kanálku. Připravený k použití - vždy přesná koncentrace NaOCl, bezpečný a čerstvý roztok.



250ml	1000,-	900,-
-------	-------------------	--------------

File Care EDTA

Chelatační činidlo, které redukuje napětí kořenových nástrojů a umožňuje účinnější čištění kanálků a snadnější preparaci. Odstraňuje smear vrstvu, zdokonaluje penetraci endodontických léčiv a výplňových materiálů do tubulů. Obashuje 15% EDTA a 10% urea peroxid gel.



3ml	580,-	549,-
5x3ml (1ks = 438Kč)	2645,-	2495,-

Forendo Paste

Hydroxid vápenatá pasta obsahující jodoform a bázi silikonového oleje. Baktericidní - bakteriostatická - pH >12 - rentgenkontrastní - netuhnoucí. Pro dočasnou a střednědobou léčbu kořenového kanálku. **Pro zabránění vzniku zánětů a pro léčbu infikovaných kořenových kanálků, abscesů, periapikálních lézí, perforací, exsudací, kořenových resorbí, traumatických zranění, stimuluje apexifikaci a apexogenezi.**



2,2 g + 20 kanyl	2070,-	1895,-
------------------	-------------------	---------------

Fibre Kler 4 Tapered

Kompozitní čepý ze skelných vláken s minimálním rizikem zlomení kořene. Vysoce radioopákní, vysoká pevnost v ohybu. Kónické, ve velikostech: 1,25 mm, 1,375mm a 1,50mm. **Intro Kit obsahuje:** 15 čepů (od každé velikosti 5 ks) a 3 předvrtávače (od každé velikosti 1 ks).



Čepý 10ks	939,-	835,-
-----------	------------------	--------------

Biodentine

Oblíbený bulk-filový biokompatibilní a bioaktivní materiál pro náhradu dentinu v korunkové i kořenové části zubu. **ROZŠÍŘENÁ INDIKACE:** Nyní Biodentine™ zachová pulpu, **DOKONCE při výskytu symptomů ireversibilní pulpidity!** Schválena možnost ošetření pro ireversibilní pulpiditu!

Indikace:
v kořeni: překrytí perforací kořene a pulpální dutiny, vnitřní/vnější resorbce zubu, apexifikace,
v korunce: hluboké/rozsáhlé kavity, trvalé dentinové výplně, přímé překrytí pulpy, pulpotomie,



15 x 0,7g	8690,-	7790,-
5 x 0,7g	3360,-	2850,-

BioRoot RCS + Parcan N

Bioaktivní sealer pro trvalé kořenové výplně. Vynikající přilnavost k dentinu a gutaperčovým čepům. Hydrofilní Antimikrobiální Skvělá zatékavost



BioRoot RCS + Parcan N	8690,-	6990,-
------------------------	-------------------	---------------

Rubber fólie

Mimořádně pružné a elastické kofferdamové fólie. Vyrobeny ze 100% přírodního latexu.



Silná – 36ks	519,-	469,-
Střední – 36ks	459,-	409,-
Slabá – 36ks	429,-	389,-

Kofferdamové spony



č. 206	č. 2	č. 207
č. 210	č. 5	č. 7

1ks	499,-	459,-
-----	------------------	--------------

DC Kältespray

Mrazicí spray pro zjišťování vitality zubů, dosahuje teploty -45 °C.



200ml	130,-	119,-
-------	------------------	--------------

Calasept Plus

Hydroxid vápenatý ve stříkačce s vysokým obsahem kalcia >41 % (pH 12,4). Balení obsahuje 4x 1,5 ml a 20 elastických plastových aplikátorů.

sleva více než:

25%

4 x 1,5ml + 20 aplikátorů	1830,-	1370,-
---------------------------	-------------------	---------------

Cognoscin mátový

Oblíbený produkt nyní s mátovou příchutí pro příjemnější pocit během ošetření. Přípravek je určen pro orientační zkoušku vitality zubu. Pomocí trysky je možné aplikovat sprej přímo na zub, případně na vatovou peletku, kterou následně přitisknete na vyšetřovaný zub.



SKVĚLÁ CENA

75ml	275,-	275,-
------	------------------	--------------

ORBI-Kalte sprej

Chladicí sprej pro lékařské použití, ochlazuje až do -45 °C. Pomerančová příchut'



200ml	158,-	138,-
-------	------------------	--------------

TheraCal LC

vylepšená vazba a zapečetění na hluboký vlhký dentin nulová rozpustnost výrazné uvolňování vápníku a alkalické pH stimuluje tvorbu hydroxyapatitu a formaci sekundárního dentinového můstku izolujícího pulpu



Zkušební balení obsahuje 1 g materiálu ve stříkačce, 15 aplikačních kanyl 19G	1220,-	1099,-
---	-------------------	---------------

Základní balení obsahuje 4 x 1 g materiálu ve stříkačce, 15 aplikačních kanyl 22G, 50 kanyl 19G.	3820,-	3440,-
--	-------------------	---------------

TheraCal PT

Duálně tuhnoucí pryskyřice modifikovaná kalcium silikátem. Ošetření pulpotomie. TheraCal PT® je biokompatibilní, duálně tuhnoucí pryskyřice modifikovaná kalcium silikátem, která se používá k ošetření obnažené pulpy. TheraCal PT® udržuje vitalitu zubu tím, že funguje jako bariéra a ochrana pulpy. Schopnost TheraCalu PT® uvolňovat vápník a schopnost vytvářet alkalické pH umožňují jeho použití při preparaci hlubokých kavit. Schopnost duálního tuhnutí umožňuje okamžité umístění výplňového materiálu



4g + 15 kanyl	2810,-	2530,-
---------------	-------------------	---------------

TheraBase

Samoadezivní báze/podložka uvolňující vápník. S využitím technologie THERA se TheraBaseCa chemicky váže na strukturu zubu a uvolňuje a dobíjí ionty vápníku. Uvolňování vápníku v TheraBase vytváří alkalické pH, které podporuje vitalitu zubní dřeně. Jedná se o duálně vytvrzovaný materiál, který polymeruje i v hlubokých výplních, kam světlo nedosáhne. TheraBase je pevnější a odolnější než jiné podložkové materiály, skloionomery a pryskyřiči modifí kované skloionomery. Je radioopákní, což umožňuje snadnou identifikaci na rentgenových snímcích a poskytuje rychlou a efektivní diagnostiku.



8g + 15 kanyl	4300,-	3870,-
---------------	-------------------	---------------

ProTaper Next

Nová generace Protaperů určená pro endo-odborníky hledající všestranný, flexibilní systém pro ošetření většiny kořenových kanálků. Riziko poškození nástroje je výrazně nižší a ještě lépe zachovávají původní anatomii kanálku.



Kupte 3 balení ProTaper Next (3ks) podle svého výběru a získáte 1 Set X1-X3 délky 25mm ZDARMA

3ks	1953,-	1953,-
-----	-------------------	---------------

ProTaper Gold

Jednoduché a plynulé opracování kořenových kanálků. Skvělá řezná schopnost nástroje a nízké rotační tření mezi břitem a dentinem, neaktivní hrot. Výborné mechanické vlastnosti, úžasná pružnost, zvýšená odolnost proti cyklické únavě. Nástroje ProTaper Gold "shaping" (SX, S1 a S2) rozšiřují kořenové kanálky a jsou určeny pro techniku "brushing". Nástroje ProTaper Gold "finishing" (F1-F5) jsou pružnější a slouží pro opracování a dokončení kořenových kanálků.



Kupte 3 balení ProTaper Gold (6ks) podle svého výběru a získáte 1 Set SX/F3 délky 25mm ZDARMA

6ks	2345,-	2345,-
-----	-------------------	---------------

ProTaper Ultimate

Nejnovější systém kořenových nástrojů z rodiny ProTaper. Sekvence strojových nástrojů - 21, 25 nebo 31 cm



Kupte 3 balení ProTaper Ultimate (5ks) podle svého výběru a získáte 1 sekvenci délky 25mm ZDARMA

5ks	2143,-	2143,-
-----	-------------------	---------------

RIVA SELF CURE

Riva self cure je radioopákní chemicky tuhnutí skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, pro ART techniku, podložky, výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.



Kolik stojí Váš čas?

Riva SC ve verzi FAST



Balení: 15 g prášek / 6.9 ml tekutina
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5,
T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8610501-23

1.090,- ~~1.242,-~~



riva self cure
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8606202, 3
SD8606302, 3

riva self cure HV
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8630102, 3

2.490,- ~~4.160,-~~

odstíny A2, A3
45 kaps. / bal.



riva self cure
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, A4,
B2, B3, sortiment,
T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8600001-13
SD8605001-08
SD8610000

riva self cure HV
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5

Kód: SD8630001-4

3.690,- ~~4.853,-~~

odstíny ostatní
50 kaps. / bal.

RIVA PROTECT

Riva Protect je ideálním produktem pro pacienty s velkým počtem zubních kazů – přilne přímo na zub, posílí spodní strukturu a efektivně zub ochrání před škodlivými bakteriemi a kyselinami.



Výběr: normálně tuhnutí / rychle tuhnutí
Odstín: růžová, bílá
Balení: 50× kapsle,
Kód: SD8680000, SD8685000
SD8690000, SD8695000

4.590,- ~~5.545,-~~



Odstín: růžová, bílá
Balení: 15 g prášek, 9.1 ml tekutina, 10 ml conditioner
Kód: SD8680501, SD8690501

2.190,- ~~2.691,-~~

RIVA LIGHT CURE

Riva light cure je radioopákní světlem tuhnutí pryskyřičí modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetění fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.



Balení: 15 g prášek / 7.2 ml tekutina
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5

Kód: SD8700501-04

1.290,- ~~1.700,-~~



riva light cure
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8700062, 3

riva light cure HV
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8730052, 3

2.490,- ~~4.112,-~~

odstíny A2, A3
45 kaps. / bal.



riva light cure
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, A4, B2, B3,
B4, C2, C4, b, sortiment

Kód: SD8700001-16
SD8710000

riva light cure HV
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, B1

Kód: SD8730001-06

odstíny ostatní
50 kaps. / bal.

3.690,- ~~5.091,-~~

RIVA SILVER

Radioopákní, stříbrem modifikovaný skloionomerní, chemicky tuhnutí výplňový materiál. Vyznačuje se vynikající adhezí k zubu, trvalým uvolňováním fluoridu a vysokou tlakovou pevností. Díky svým vlastnostem je optimální výplňový materiál pro široké klinické použití. Riva silver má světle šedý odstín. Kapsle obsahují 18 % stříbra, prášek/tekutina obsahuje 21,6 % stříbra.

vhodné pro pacienty
se špatnou hygienou



Balení: 50× kapsle
Kód: SD8670008

4.990,- ~~6.377,-~~



Balení: 32 g prášek, 8.9 ml tekutina
Kód: SD8670508

4.990,- ~~6.275,-~~

SDI

FIXAČNÍ CEMENTY/OSTATNÍ

SET PP

Samoleptací samoadhezivní pryskyřici modifikovaný duálně tuhnoucí fixační cement pro finální cementování náhrad z kovu, pryskyřice a keramiky.



Balení: 2x 7 g stříkačka automix,
28x aplikační koncovka
Odstíny: A1, A2, OA3,
bílý opákní, translucent

Kód: SD8805101-05

2.790,- ~~4.917,-~~

KOMPOZITNÍ

RIVA CEM

SKLOIONOMERNÍ

Riva cem je chemicky tuhnoucí, rentgen kontrastní, pryskyřici modifikovaný skloionomerní upevňovací cement pasta/pasta uvolňující fluoridy. Je určen k definitivnímu cementování metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátů. Je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světlem.



Balení: 8.5 g stříkačka
Kód: SD8800700

1.640,- ~~2.034,-~~

RIVA LUTING

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí skloionomerní fixační cement. Díky vynikající adhezi k zubům, vysokému uvolňování fluoridu a zatékavosti, je použitelný pro široké spektrum klinických aplikací. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Balení: 50x kapsle
Kód: SD8650008

2.790,- ~~4.102,-~~



Velké balení: 35 g prášek, 24.3 ml tekutina
Kód: SD8650508

2.390,- ~~2.701,-~~

RIVA LUTING PLUS

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí, pryskyřici modifikovaný skloionomerní cement pro fixaci korunek, můstků, inlejí a onlejí. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Balení: 50x kapsle
Kód: SD8651008

3.490,- ~~4.841,-~~



Balení: 25 g prášek, 8.95 ml tekutina
Kód: SD8651508

1.990,- ~~2.741,-~~

RIVA STAR AQUA

Riva Star Aqua (AgF) je dvoudílný neinvazivní patentovaný systém léčby ke znečtivění bolesti zubů v pouhých několika kapkách. Riva Star Aqua je roztok na bázi vody a fluoridu stříbrného bez použití amoniaku.

**Nová
vylepšená
receptura**



Balení: 1.5 ml Riva aqua tekutina, 3 ml Riva green tekutina
Kód: SD8800530

2.590,- ~~4.321,-~~

SUPER ETCH

Leptací gel na sklovinu a dentin s obsahem 37% kyseliny fosforečné.



Balení: 12 g stříkačka, 25x aplikační koncovka
Kód: SD8100052

1.190,- ~~1.337,-~~

Balení: 2x 31 g stříkačka, 50x aplikační koncovka
Kód: SD8100059

2.190,- ~~2.663,-~~

Neo Spectra ST

Neo Spectra ST je univerzální výplňový materiál. Užijte si jednoduchou a snadnou manipulaci při použití viskozity dle vašeho výběru.

Odstíny: A1 (odpovídá A1, B1, C1), A2 (pro A2, B2, D2), A3 (pro A3, C2, D3, D4), A3.5 (pro A3.5, B3, B4, C3), A4 (pro A4, C4), BW (pro bělené zuby), D1 (opákní dentin), D3 (opákní dentin) a E1 (translucenční sklovina).



Kupte 3 balení a získáte odstín A2 ZDARMA

stříkačka: 3g, LV/HV

1241,-

kompule 16x0,25g, LV/HV

1655,-

stříkačka: 2x1,8g,
ST Flow

1540,-

Filtek Universal

Vysoce estetický bulkfillový materiál pro většinu klinických situací díky zvýšené opacitě.

Rychlá a jednoduchá aplikace v jednom kroku - hloubka vytvrzení až 5 mm.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, D3, XW a PO.



Při koupi 4 balení Filtek Universal získáte slevu 25%

stříkačka 4g

2062,-

kompule 20x0,2g

2062,-

SDR Plus

Zatékavý materiál typu bulk-fill.
Odstíny: Universal, A1, A2 a A3.



Kupte 3 balení a získáte odstín Universal ZDARMA

15x0,25g

1781,-

Core-Flo DC/Core-Flo DC Lite

Duálně tuhnoucí materiál, obsahující fluorid, ideální pro dostavby, cementaci čepů a také jako materiál pro náhradu dentinu.
Core-Flo DC: aplikuje se pomocí pistole, skvěle zatéká, drží tvar, odstíny: Natural/A1 (A) a Opaque bílý (O) a kontrastním Modrým odstínu (B).
Core-Flo DC Lite: aplikuje se přímo z duální stříkačky, má samonivelační schopnost a vynikající manipulační vlastnosti, odstíny: Natural/A1 a Opaque bílý.



8g + 15kanyl DC nebo DC lite

1950,-

1750,-

Relyx Universal

Duálně tuhnoucí kompozitní cement mikromix v stříkačce.

Dostupné odstíny: fluorescentní, A1, A3 opákní, bílý opákní.

Zkušební balení obsahuje: 3,4 g Relyx™ Universal pryskyřičný cement stříkačka, 15 Relyx™ Universal Mikro míchacích kanyl, 5 prodlužovacích endo koncovek, 1,5 ml lahvička 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhezivum, 3 ml Scotchbond™ Universal leptadlo, 25 modrých aplikačních špiček a 50 oranžových mikrokartáčků.



Při koupi 2 kusů Relyx Universal

zkušební balení získáte slevu 15%

Zkušební balení

6236,-

Scotchbond Universal Plus

Rentgen kontrastní, univerzální adhezivum pro všechny přímé a nepřímé indikace lepení.



Při koupi 2 kusů Scotchbond Universal

Plus získáte slevu 15%

5ml

3444,-

2x5ml

6888,-

5855,-

Filtek Z250

Univerzální mikrohybridní světlem tuhnoucí kompozitum pro všechny rekonstrukce. Snížená kontrakce (2%) díky novému složení patentovaného plniva (60% plniva tvoří částice 0,6 µm).

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, Incisal a Universal Dentin.



4g

1104,-

Filtek One

Vysoce estetický bulkfillový materiál kombinující estetiku a přirozenost v jednom.

Lepší estetický výsledek díky zvýšené opacitě.

Vysoká mechanická odolnost a skvělá leštitelnost zaručená 3M technologií nanofilního plniva.

Odstíny: A1, A2, A3, B1 a C2.



Při koupi 4 balení Filtek One získáte slevu 25%

stříkačka 4g nebo kompule 20x0,2g

2018,-

Photac Fil Quick Aplicap

Světlem tuhnoucí skloionomerní cement pro výplně v postranním i frontálním úseku.

Rychlé a snadné použití zvláště u nespolupracujících dětí.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4, DBO a sortiment.



Při koupi 3 balení Photac Fil Quick

Aplicap získáte slevu 33%

50 kapslí

4857,-

Depural neo

Depuralizační pasta k očištění povrchu zubů po odstranění zubního kamene a před zhotovováním výplně. Vhodná také k odstranění barevných pigmentací na povrchu zubu a při konečné úpravě kompozitních výplní.



75g

184,-

166,-

SuperPolish

Osvědčená pasta pro vysoký lesk se používá pro leštění přirozených zubů, kompozit, amalgámů, skloionomerů a zlata.



45g

420,-

388,-

CleanPolish

Čistící a lešticí pasta (Clean) a pasta na vysoký lesk (Super). Vynikající na leštění přirozených zubů, amalgámů, kompozit, skloionomerů a zlata.



50g

420,-

388,-

Prophytex

Třívrstvé roušky pro ochranu pacienta při čištění zubů AirFlow technikou.

Barvy: bílá nebo světle modrá.

Rozměr: 60 x 54 cm.



40ks, bílá
nebo modrá

410,-

369,-

Xyntrus

Redukuje až 99,99 % virů a bakterií v ústech. Účinný proti chřipkovým virům vč. H1N1, SARS-CoV-2 a také proti Herpes Simplex typu 1. Praktické použití, nízké náklady. Snižuje virovou nálož v ústech na dobu 3 až 5 hodin, má schopnost vázat se na různá místa v ústech, pomalu se uvolňovat a udržovat terapeutickou hladinu účinných látek.



500ml

6 x 500ml
(1ks=249)

1794,-

299,-

1494,-

CleanJoy

Profylaktická pasta pro odborné čištění a leštění zubů. Obsahuje fluorid a xylitol, vhodná rovněž na implantáty. Hrubosti: hrubá, střední a jemná. Příchutě: karamel, máta nebo třešeň. Sada obsahuje 3x100g ve 3 hrubostech ve zvolené příchuti.



sleva:

33%

100g

Sada – 3x100ml

2310,-

780,-

1550,-

Lunos prophylaktické
prášky

Účinné pro jemné ošetření, zároveň chrání citlivé zubní tkáň. Vhodné pro pravidelné opakované použití. Abrazivní částičky trehalózy se výborně rozpouštějí ve vodě a díky tomu zvyšují komfort pacienta a šetří odsávací zařízení.

Ideální pro supragingivální čištění a odstranění povrchového zabarvení. Zrnitost cca 65 µm
Chrání sliznici úst
K dostání s příchutěmi neutrální, pomeranč, máta a lesní plody



Prášek 4x 180g
v jedné příchuti

4119,-

3130,-

Lunos fluoridační gel

Ochrana a posílení Fluoridace je součástí profesionálního čištění zubů, která významnou měrou přispívá k ochraně před zubním kazem. Lunos® Fluoridový gel - k intenzivní profylaxi zubního kamene s fluoridem sodným. Zvlášť vhodný k použití po profesionálním čištění zubů. Chrání a zesiluje zubní sklovinu Podporuje remineralizaci Brání tvorbě nového plaku Jednoduše a rychle se nanáší Obsahuje 12 300 ppm fl uoridu



250ml

949,-

719,-

Lunos prophylaktické
pasty

SUPER SOFT

Může se používat univerzálně, také na implantáty, ortodontické aparátky a protetickou péči. Hydroxylapatit čistí a leští jemně a podporuje remineralizaci.

2 příchutě: neutrální a pomeranč.

TWO IN ONE

Odstraňuje zabarvení a současně leští. Účinné čištění a leštění díky inovativnímu abrazivnímu systému leštících částiček.

Šetrná k zubní hmotě, RDA 28 (dodržte pokyny v návodu k použití) Hydroxylapatit podporuje remineralizaci.

3 příchutě: neutrální, pomeranč a máta.



Two in One 100g

1119,-

850,-

Super Soft 50g

719,-

550,-

Opalescence Go

Profesionální bělení zubů na doma - okamžitě k použití Opalescence Go 6% • Jednorázový nosič předplněný bělícím gelem s 6% peroxidu. **Pacient Kit:** 10 dolních a 10 horních nosičů a bělící pastu 28 g. **Mini Kit:** 4 dolní a 4 horní nosiče



sleva:

25%

pacient kit - máta
nebo meloun

2500,-

1880,-

Mini kit -
máta

1320,-

990,-

Opalescence Endo

Rychlejší, bezpečné bělení nevitálních zubů. Viskózní lepkavý gel s 35% peroxidu vodíku se zaručenou koncentrací, nestéká. **Kit obsahuje:** 2 x 1,2 ml bělícího gelu ve stříkačce a 20 kanyl Black Mini.



kit

2870,-

2590,-

refil – 2x1,2ml

2620,-

2360,-

ORBI-Prophy Paste

Leštící pasty pro profesionální čištění zubů. obsahují 0,2 % fluoridu sodného mátová příchutě neobsahují kalafunu **Varianty:** RDA 40, žlutá RDA 120, růžová RDA 170, zelená RDA 250, modrá



95g

312,-

285,-

ORBI-Prophy Powder

Profylaktický prášek ORBI-Prophy Powder classic na bázi hydrogenuhlčitanu sodného je klasický profylaktický prášek. Je ideální pro supragingivální čištění zubů a spolehlivě odstraňuje biofilm (plak) a silné zabarvení způsobené kouřením, velkou konzumací kávy nebo červeného vína. Skvěle odstraňuje předstupeň zubního kamene i mladý zubní kámen. Neabrazivní, velikost zrn 40 µm. **Příchutě:** černý rybíz, třešeň, citron, mentol



300g

807,-

736,-

ORBIS Fluoride varnish

Zubní znečlivující lak s obsahem fluoru pro ošetření povrchů sklovin a dentinu. Přílně k vlhkým povrchům a snáší zbytky vlhkosti a slin Ethanolová suspenze kalafuny s umělou příchutí máty a sladícím účinkem xylitolu. 1 ml laku obsahuje 50 mg fluoridu sodného, což odpovídá 22,6 mg fluoridu. Mátová příchutě



10ml

1092,-

993,-

Kartáčky k čištění a
leštění

Rotační kartáčky pro profesionální čištění a leštění povrchu zubů. Pro jednorázové použití. Kolénkový násadec RA.



100ks,
měkký

1140,-

995,-

SDI | BĚLENÍ

POLA DAY 6%

Pola Day je pH neutrální gel s obsahem hydrogen peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchuť a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Hydrogen peroxid

Balení: 4x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700357

1.190,- ~~1.392,-~~

Balení: 10x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700359

2.190,- ~~2.649,-~~

POLA RAPID 6%

Pola Rapid je nové ordinační bělení s vyšší viskozitou, které lze snadno a rychle aplikovat. Bezpečně vybělí zuby za 45 min. Díky modrému zabarvení gelu má lékař stále přehled o jeho aplikaci. Při aplikaci není potřeba používat gingivální bariéru. Pola Rapid je vhodná na bělení vitálních i devitalizovaných zubů. Obsahuje dusičnan draselný, který zabraňuje následné citlivosti zubů.

Hydrogen peroxid




Balení pro 1 pacienta: 2.8 ml stříkačka
Kód: SD7700510

1.790,- ~~2.407,-~~

NOVINKA!

Balení pro 3 pacienty: 3x 2.8 ml stříkačka
Kód: SD87700511

3.990,- ~~5.954,-~~



POLA LIGHT

Hydrogen peroxid

Pola Light je pokročilý systém na bělení zubů, který je spojením oceněného bělicího gelu a LED náustku pro rychlejší domácí bělení. Rychle působí a zuby jsou vybělené za pouhých 5 dní. Lze dobýt pro další bělení zubů. Systém se používá v kombinaci s gelem Pola Day. Gel zajišťuje extra hydrataci, zmírňuje přecitlivělost a remineralizuje zubní sklovinu.

Balení: 1 ks Pola Light náustek, 4x 3 g Pola Day
Kód: SD7700985

1.990,- ~~3.104,-~~

POLA LUMINATE

Rychlé a jednoduché profesionální bělení bez použití nosičů. Obsahuje 6% hydrogenperoxid. Více než 60 aplikací v jedné tubě. Uvolňuje fluoridy. Má mátovou příchuť. Pro domácí použití. Možnost bělení pouze jednoho zubu nebo celého úsměvu.

Hydrogen peroxid



Balení: 5.5 ml
Kód: SD7700092

990,- ~~1.246,-~~

Nové doplňkové balení k Pola Light!

Balení: 3 g stříkačka Pola Day
Kód: SD7700079.1

329,- ~~420,-~~



Balení: 50x 3 g stříkačka Pola Day
Kód: SD7700079

12.990,- ~~19.052,-~~

SDI | BĚLENÍ

POLA NIGHT 16%

Karbamid peroxid

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou chuť, je průhledný a obsahuje unikátní prvky s dostatkem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti. Obsahuje dusičnan draselný pro snížení citlivosti. Přidaný fluorid remineralizuje povrch zubu.



Balení: 45x 1.3 g
Kód: SD7700398

4.490,- ~~6.708,-~~

Balení: 4x 1.3 g
Kód: SD7700390

Balení: 10x 1.3 g
Kód: SD770395

899,- ~~1.025,-~~ **1.990,-** ~~2.554,-~~

POLA NIGHT 10%

Karbamid peroxid

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.

Balení: 4x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700369



1.190,- ~~1.392,-~~

Balení: 10x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700371

2.190,- ~~2.649,-~~

SOOTHE

Znecitlivující gel s obsahem 6% dusičnanu draselného a 0,1% fluoridu. Odstraňuje citlivost zubů, která vzniká při chemických nebo teplotních změnách. Lze jej využít jako doplněk před bělením zubů nebo po něm.

Balení: 1.2 ml stříkačka
Kód: SD8150002.1



349,- ~~390,-~~

Balení: 4x 1.2 ml stříkačka
Kód: SD8150002

1.190,- ~~1.440,-~~

NOVINKA!

POLA FOR ALIGNERS

Karbamid peroxid

Pola For Aligners, obsahuje bělicí gel Pola Night 10% karbamid peroxid, který byl pečlivě vybrán jako ideální bělicí prostředek pro jakékoliv ortodontické nosiče. Svou flexibilitou umožňuje pacientům bělit pár hodin mezi jídly nebo s ohledem na praktičnost přes noc. Gel s vysokou viskozitou zajišťuje snadnou a bezpečnou aplikaci do alignerů.



Balení: 4x 3 g stříkačka
Kód: SD7700556

1.590,- ~~1.905,-~~

Pero a pistole na guttaperču Woodpecker

Fi-P: Pero pro rozehtávání a kondenzaci guttaperči pomocí horkého hrotu. Bezdrátové, umožňující nastavit teplotu, vhodné pro praváky i leváky, vybavené vynikajícími funkcemi a výtuněné skvělými vlastnostmi.

- Zahřívání pouze 0,2 vteřiny
- 0,35 mm předtvarovaná špička koncovky
- 4 pracovní teploty



Fi-G: Pistole pro rozehtání a aplikaci tekuté guttaperči tenkou kanylou. Přináší bezdrátový, vertikální design a ovládání jedním tlačítkem, čímž usnaňuje proces obturace.

- Rychlé zahřátí během 15ti vteřin
- 0,5 mm injekční jehla
- Oboustranný displej - pro leváky i praváky.
- Jehla lze nastavit v 360o úhlu

Fi-P ~~12690,-~~ **11690,-**
Fi-G ~~18490,-~~ **16990,-**

Obturační systém: FiP + Fi-G

~~24990,-~~ **23590,-**
~~599,-~~ **559,-**

Guttaperčové tyčinky pro Fi-G 100ks

Gutta Cutter R1 Plus

Gutta Cutter R1 Plus
Praktická endoměrka a zkracovač guttaperčových čepů v jednom. Zajišťují čistý řez všech průměrů a délek guttaperčových čepů na trhu. Antikorozní, oboustranný řezací kotouč umožňuje řezání v obou směrech. Posuvné měřítko v délce 30 mm. Laserové značení zaručuje trvanlivost a dlouhou životnost. Vyrobeno z hliníku, autoklátovatelné.



1ks ~~1990,-~~ **1850,-**

Gutta Cut GP

Bezdrátový guttacutter v moderním ergonomic kém designu
Flexibilní design hrotu pro hladký řez.
Jednoduché ovládání pouze pomocí jediného tlačítka.
Bezpečný - okamžitě zahřátí a chlazení řezacího hrotu během méně než 1 sekundy.
K dispozici tři velikosti hrotu - velký 2,0 mm; střední 1,2 mm a malý 0,5 mm.
Napájen dvěma AA bateriemi.



1ks ~~4590,-~~ **3690,-**

Luxator



S1, DE3 a DE5

Ostatní 1 kus ~~4040,-~~ **3030,-**
~~3590,-~~ **2700,-**

Luxator Titanium

Čepule potažené titanem. Ještě snadněji proniká mezi zub a alveol s minimálním poškozením měkkých tkání. Vydrží déle ostrý a není potřeba ho ostřit



DE3 - 1ks ~~4930,-~~ **3700,-**

Hydrogum 5

Vynikající bezprašný alginát s vysokou objemovou stálostí 5 dnů. Ovočná chuť, fialová barva, antidiávičná složka.



453g ~~459,-~~ **399,-**

Orthoprint

Alginátová hmota s vanilkovou příchutí vhodná pro děti i dospělé.



500g ~~399,-~~ **359,-**

Kromopan

Alginátová otiskovací hmota s fázovým barevným indikátorem a možností odlít modelu až za 100 hodin.



450g ~~250,-~~ **225,-**

Correct Plus

A-silikonový otiskovací materiál s vynikajícími vlastnostmi a příznivou cenou.



Putty berry, 2x230ml ~~1963,-~~ **1767,-**

Repin

Dvosložková zinkoxid-eugenolová otiskovací hmota. Přesná reprodukce a objemová stálost. Otisky individuálních lžiček. Provizorní fixace korunek a můstků.



425g ~~376,-~~ **336,-**

Elastic Cromo

Alginátová, elastická, otiskovací hmota s fázovým barevným indikátorem a možností odlít otisk až za 120 hodin. Barevná indikace fázi tuhnutí.



450g ~~209,-~~ **195,-**

GC Fuji I kapsle



Odstín: světle žlutá

50 kapslí ~~4238,-~~ **3075,-**

GC G-CEM kapsle



sleva více než:

20%

Odstín: A2, AO3, TL, BO1, sortiment

50 kapslí ~~7853,-~~ **5695,-**

GC Fuji Triage kapsle



Odstín: růžová, bílá

50 kapslí ~~4890,-~~ **3680,-**

GC Fuji IX GP kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí ~~4685,-~~ **3445,-**

GC Fuji IX GP FAST kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí ~~4757,-~~ **3495,-**

GC Fuji IX GP Extra kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí ~~5483,-~~ **3985,-**

GC Fuji II LC Improved kapsle



Odstín: A2, A3, B3

50 kapslí ~~5570,-~~ **4030,-**

GC Fuji Plus kapsle



Odstín: A3, žlutá

50 kapslí ~~5676,-~~ **4075,-**

GC Fuji Plus plv./liq.



Odstín: A3

1-1 ~~4434,-~~ **3688,-**

GC Fuji II LC Improved plv./liq.



Tekutina 6,8g ~~2093,-~~ **1795,-**

Prášek 15g ~~2450,-~~ **2095,-**

3-2 balení: 3 x 15g prášku (A2, A3, B3) a 2 x 8g tekutiny ~~9871,-~~ **8565,-**

Fuji I 1-1



Odstín: světle žlutá

1-1 (plv. + liq.) ~~3776,-~~ **3225,-**

GC Fuji Triage 1-1



Odstín: růžová, bílá

1-1 ~~2962,-~~ **2565,-**

Tempsmart DC

Duálně tuhnoucí kompozit pro dočasné korunky a můstky bez obsahu změkčovadel. Krátký pracovní postup díky pohodlné možnosti polymerování - celkový čas jsou 3 minuty. Vysoká pevnost v lomu pro dočasné náhrady. Snadno lešitelný až do vysokého lesku a dosažení vysoké estetiky. **K dispozici:** v 48 ml kartuších (A1, A2, A3, A3.5, B1 a BW) a 10 ml stříkačkách (A1, A2, A3 a B1).



Kartuše 48ml	3398,-	2875,-
Stříkačka 10ml	2026,-	1695,-

G-CEM LinkForce

Univerzální duálně tuhnoucí adhezivní fixační cement pro všechny indikace a všechny materiály.

Starter kit: 1x8,7g G-CEM LinkForce A2 nebo TL, 20x GC Automix Tip Regular, 1x5ml G-Multi PRIMER, 1x5ml G-Premio BOND, příslušenství.



Refill A2 / Translucent; 8,7 g	4943,-	4375,-
Starter Kit: A2 / Translucent	6263,-	5535,-

G-CEM Veneer

Světlem tuhnoucí pryskyřičný cement určený pro fixaci estetických fazet.



Starter Kit: 2x G-CEM Veneer Refi I (1 ml / 1.7 g) A2 & TR, 2x Try-in Paste Refi I (2 ml / 1.5 g) A2 & TR, 5ml 5ml G-Multi PRIMER, 5ml G-Premio BOND, 45x koncovky pro G-CEM Veneer, 2x ochranný kryt stříkačky, 50x mikroštetěčky, 20x dávkovací mistička	8148,-	6485,-
Refill: 1,7g (A2, Translucent, Opaque, Bleach)	1171,-	925,-

Essentia Universal



sleva více než: **26%**

Essentia Universal – Univerzální světlem polymerující kompozit s kondenzovatelnou konzistencí

1 tuba 3,4g	1702,-	1245,-
-------------	-------------------	---------------

Essentia

Světlem tuhnoucí, radioopákní, univerzální výplňový materiál. Pouze 7 odstínů pro všechny klinické situace.

Odstíny: LD, MD, DD, LE, DE, U a ML. K dispozici čtyři **modifikátory** (RBM, B?, WM a OM) vyvinuté pro rychlou charakterizaci vašich výplní. **Starter Kit:** stříkačky: 7x2ml (1 od každého odstínu), 20 aplikačních koncovek a příslušenství. **Modifier Kit:** 2x2,4ml (1 od každého odstínu)

sleva více než:

26%



1 tuba, libovolný odstín	1702,-	1245,-
Modifier Kit	5893,-	5285,-

Essentia HiFlo/LoFlo



HiFlo/LoFlo – zatékavé fotokompozity
HiFlo - vysoká zatékavost
LoFlo – nízká zatékavost

1 tuba – 3,4g	1702,-	1525,-
---------------	-------------------	---------------

Gradia Direct



Anterior Syringe: 2.7 ml v odstínech XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT, CVT
Posterior Syringe: 2.7 ml v odstínech P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT
X Syringe: 2.7 ml (5 g) v odstínech X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-AO2, X-WT

	1779,-	998,-
--	-------------------	--------------

Gradia Direct Flo/LoFlo



Flo: 2x 1,5g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry
LoFlo: 2x 1,3g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry

	1748,-	1295,-
--	-------------------	---------------

Gradia Core

Duálně tuhnoucí kompozit pro estetické dostavby fixaci kořenových čepů.



Kit: 1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství

	6651,-	5875,-
--	-------------------	---------------

Intro kit: 1x GRADIA CORE Kit (1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství); 1x GRADIA CORE Dispenser (dávkovací pistole).

Refill: kartuše 10ml,	3319,-	2675,-
------------------------------	-------------------	---------------

GC Fuji IX GP 1-1



Odstín. A3

1-1	2947,-	2495,-
-----	-------------------	---------------

GC Fuji IX GP 3-2



Set obsahuje: A2, A3 a B3 prášek, 2x 6,4ml tekutiny

3-2	7048,-	6135,-
-----	-------------------	---------------

GC Fuji IX GP Extra 1-1



Odstín. A2, A3

1-1	3276,-	2775,-
-----	-------------------	---------------

DiaPolisher Paste



Diamantová lešticí pasta GC DiaPolisher Paste byla vyvinuta pro další vylepšení estetických výsledků kompozitních výplní zhotovených z materiálů G-aenial, Kalore, Gradia Direct nebo Gradia

2g ~~1490,-~~ **1281,-**

Ceramic Primer II

Adhezivum pro vytvoření silné vazby během fixace mezi všemi estetickými nepřímými náhradami a cementy na bázi pryskyřice, nebo při opravách přímých kompozitních náhrad.



3ml ~~2970,-~~ **1585,-**

EQUIA Coat

Nový unikátní výplňový systém, který kombinuje novou generaci skleněných částíček (EQUIA Fil kapsle) s vysoce naplněným pryskyřičným ochranným lakem (EQUIA Coat). Spojuje rychlou a snadnou manipulaci s dokonalými fyzikálními vlastnostmi a nepřekonatelnou estetikou. Inteligentní řešení - lak je navržen tak, aby se po několika měsících rovnoměrně opotřeboval.



4ml ~~2434,-~~ **1985,-**

EQUIA Forte HT



Bulkový sklohybridní výplňový systém. Posouvá sklohybrid na vyšší úroveň - pro sklohybridní materiály je použita směs částic s různou velikostí. Pevnost i manipulace byly ještě vylepšeny u EQUIA Forte HT rozvinutím inteligentní kontroly distribuce a vzájemného působení těchto skleněných částic. Pevnější a nelepivý materiál, vynikající pro bulkové výplně, i pro zatěžované výplně II. třídy.

Refill á 50 kapslí v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment. ~~5330,-~~ **4195,-**

Klinické balení obsahuje: 200 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny A2, A3, B2. ~~17500,-~~ **14965,-**

Promo balení obsahuje: 100 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny: A2, A2-A3, A3, A3-B2. ~~10440,-~~ **8685,-**

Intro balení obsahuje: 20 kapslí, 20 ks unitdase EQUIA Forte Coat a 25 jednorázových štětečků v odstínech - odstíny A2, A3, B2. ~~2962,-~~ **2485,-**

Bulkový sklohybridní výplňový materiál pro pacienty od 7 let a výše. Rychle tuhající, estetickou výplňový materiál s jedinečnou SKLOHYBRIDNÍ technologií s vysokou odolností proti prasklinám a opotřebení s uvolňováním fluoridu. Díky využití vlastní univerzální adhezivní technologie a vynikající smáčivosti není nutné použití kondicionéru ani bondu.



4ml ~~2574,-~~ **2075,-**

Fuji Cem Evolve



Skloionomerní cementy jsou chloubou GC díky dokonalé kvalitě, kterou prokázaly nezávislé klinické studie po celém světě.

Triple Pack: 3x 9,2g + 45x koncovka ~~7356,-~~ **6575,-**

Single Pack: 9,2g + 15x koncovka ~~2885,-~~ **2575,-**

Exaclear

Inovativní, čirý VPS materiál vhodný pro náročné estetické případy s vynikajícími výsledky. Vysoká úroveň transparence zajišťuje skvělou možnost vizuální kontroly a viditelnost detailů. Bezkonkurenční průsvitnost umožňuje velmi efektivní polymeraci přes silikon.



kartuše 2x51g ~~2369,-~~ **2035,-**

everStick Perio

Estetické řešení pro parodontální dlahování šetrné pro pacienty



1x8cm ~~2570,-~~ **1985,-**

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D ~~3610,-~~ **2785,-**

everX Flow



Zatékavý kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny určený pro náhradu dentinu. Nejsilnější náhrada dentinu pro zpevnění velkých kavít. Vynikající odolnost proti zlomení, téměř shodná s dentinem, a to díky vysokému podílu krátkých vláken, která jsou pevně vázána na živčičnou matici.

stříkačka 2ml (3,7g), bulkový nebo dentinový odstín, 20x koncovka ~~1869,-~~ **1665,-**

everX Posterior

Vlákný zesílený kompozit pro náhradu dentinu. Obsažená krátká vlákna z něj činí perfektní materiál pro zesílení všech rozsáhlých kompozitních výplní. Vlákna zabraňují vzniku a šíření prasklin - odolnost odpovídá dentinu.



15 unitipů x 0,13 ml ~~2487,-~~ **2195,-**

50 unitipů x 0,13 ml ~~7461,-~~ **6685,-**

everStick C&B

Skelnými vlákny vyztužené materiály. Spolehlivé, minimálně invazivní, extra pevné, estetické. Pro minimálně invazivní kompozitní můstky vyztužené vlákny



1x8cm ~~2780,-~~ **2165,-**

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D ~~3610,-~~ **2785,-**

G-aenial A'CHORD

Světlem tuhnoucí univerzální výplňový kompozit.
Nový univerzální výplňový kompozit se zjednodušeným systémem odstínů.
Je určen zubním lékařům, kteří usilují o zjednodušení pracovního postupu, ale nechťejí dělat kompromisy v estetice a trvanlivosti svých prací.
Tento materiál byl navržěn tak, aby pokryl 90% všech vašich přímých výplní s 5 CORE odstíny (A1, A2, A3, A3.5, A4), které pokryjí všech 16 VITA odstínů.
Dále jsou k dispozici opákní, sklovinné a krčkové odstíny a dva vybělené odstíny.
Díky jedinečné kombinaci technologií zůstanou výplně dlouhodobě krásné, lesklé a beze změny.



Refill stříkačky 4 g: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, JE, AE, BW, BOW.

1792,-

1535,-

Layering kit: stříkačky (4g)
v odstínech: A2, A3, AO2, AE, JE

8054,-

7075,-

Core kit: stříkačky (4g)
v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4

8054,-

7075,-

G-Cem ONE

G-CEM ONE je skutečně univerzální, technologicky nenáročný cement s vysokou pevností vazby a vynikající schopností samotuhnutí. Díky GC Touch Cure a G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer jej lze použít pro širokou škálu indikací, včetně náročných klinických situací.

Starter kit A2/TL: stříkačka A2/TL,
8x GC Automix Tips Regular, 2x GC
Automix Endo tips, Adhesive
enhancing Primer

2158,-

2075,-

Systém Kit: stříkačky A2 a TL,
15x GC Automix Tips Regular, 2x GC
Automix Endo tips, Adhesive
Enhancing Primer a G-Multi Primer

4720,-

4575,-

Twin Refill A2/TL: 2x stříkačky
A2/TL, 15x GC Automix Tips
Regular, 5x GC Automix Endo tips

3555,-

3375,-

Single Refill AO3/WO: stříkačky
AO3/WO, 8x GC Automix Tips
Regular, 2x GC Automix Endo tips

1863,-

1775,-

G2-BOND Universal

Všestranný 2 lahvičkový
univerzální bond.

Nová patentovaná
technologie GC Dual-H
Technology umožňuje
plynulý přechod od
hydrofilních k
hydrofóbním
vlastnostem povrchu s
aplikovaným primerem,
který potom zpevní, a
vznikne skutečně
hydrofóbní ochranná
vazební vrstva.
G2-BOND Universal je
okamžitě rozpoznatelný
díky svým jedinečným
obalům na lahvičkách 1-
Primer a 2-BOND.

**G2-Bond Universal
Bottle Kit:** 5ml 1-
PRIMER, 5ml 2-
BOND, 1-PRIMER kryt, 2-
BOND kryt, 20x
dávkovací místička, 50x
aplikátor a technická
karta.

4630,-

4285,-

1-PRIMER Refil
5ml

3391,-

3135,-

1-BOND Refil
5ml

1435,-

1315,-

D-Light DUO

Bezdrátová LED polymerační
lampa, která má malé
rozměry a je velmi lehká. Její
dvojí vlnová délka a spolehlivý
výkon umožní během krátké
doby efektivně polymerovat
všechny dentální materiály.



Lampa + 25x Essentia
(dle výběru)

33400,-

Lampa + 25x tuba G-aenial
(dle výběru)

41200,-

Lampa + 25x tuba Gradia
Direct (dle výběru)

35000,-

Lampa + 10x GC kapsle

Cena kapslí

D-Light Pro

Vysoce výkonná LED lampa.
Duální vlnová délka, tři
programy, elegantní, lehký
a ergonomický designem,
autoklávovatelná rukojeť.



Obsah balení: rukojeť (tělo & elektronický modul), světlovod
8mm, 2x baterie, nabíječka, napájecí zdroj, EU/UK adaptory, 1x
ochranný štítek očí tvrdý, 3x ochranný štítek očí měkký.

42190,-

31995,-

Capsule Mixer CM-II

Nový digitálně
ovládaný
vysokorychlostní
míchací přístroj na
kapsle
Zajistí nejlepší
namíchání všech
kapslových materiálů.
Ergonomický moderní
design přístroje.
Speciálnímu design
míchacích vidliček pro
snadné vkládání i
vyjímání kapslí.
Velký digitální displej
usnadňuje volbu mezi
manuálním a
předvoleným míchacím
programem...



21650,-

17995,-

Fuji TEMP LT

Fixační cement ve verzi
pasta-pasta na
dlouhodobá provizoria.
Poskytuje dobře známé
ochranné vlastnosti,
které nabízejí materiály
založené na
skloionomerní
technologii.
Příjemná manipulace -
nepříliš řídká konzistence
s tenkou vrstvou filmu,
snadné odstranění
přebytků



Dočasný výplňový
materiál pro
standardní kavity a po
endodontickém
ošetření. Tuhnutí je
inicializováno vodou a
slyny. Snadno se
odstraňuje.

dóza, 30g, bílá

Cavition



634,-

595,-

Gradia štětec



10 ks, plochý
nebo kulatý

1560,-

1495,-

držák štětců, 2ks

300,-

Dry Mouth Gel

Gel na suchá ústa



10ks sortiment: 4x máta, 2x malina, 2x pomeranč, 2x citron

3100,-

3030,-

10ks malina

3100,-

3030,-

GC Repair Kit

Balení: G-Premio BOND 5x unidose, CERAMIC PRIMER II 5x unidose, Gradia Plus OA1 (opáker pro překrytí dostaveb na bázi kovu) tuba 2 ml, technický průvodce, aplikátory a mikroštetěčky



balení

3217,-

2835,-

G-Multi Primer

Zajišťuje trvalou adhezi ke všem typům náhrad, kombinuje tři různé monomery k dosažení perfektní adheze ve všech situacích.



5ml

2261,-

1985,-

G-aenial Anterior / Posterior / Flo X



Flo X: A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 (3,6g)

2130,-

1499,-

Anterior: 2,7 ml (4,7 g) XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

Posterior: 2,7 ml (5,5 g) P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE, P-IE

tuba

2099,-

1489,-

G-aenial Universal Injectable



Odstíny: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

tuba 1x1ml

1202,-

995,-

G-aenial Universal Flo

sleva více než:

29%



Odstíny: BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3, JE a AE

Tuba: 3,4g

2180,-

1535,-

G-Premio Bond



3-Bottle Pack: 3x5ml

7672,-

6495,-

1 lahvička 5ml

3804,-

2555,-

G-Bond Starter Kit

Samoleptací, světlel tuhnuoci jednosložkové adhezivum 7. generace, celá aplikace během 30 s.



Starter Kit: 5 ml, 50x mikrotip štětečky, mikrotip aplikátor a míchací miska

4108,-

2375,-

Cocoa Butter

Separáční médium k izolaci kovových nástrojů při zhotovování skloionomerních výplní. Výborná separace skloionomeru a kovových nástrojů, hladký povrch výplně.



10g

390,-

360,-

MI Varnish

Bioaktivní, fluoridační ochranný lak (varnish) s obsahem kalcia a fosfátu "Ochrana jediným tahem štětce".



Intro Pack: 10x 0,4 ml (5x jahoda, 5x máta), 20x štěteček

1029,-

845,-

Refill Pack: 35x 0,4 ml (jahoda / máta), 50x štěteček

3117,-

2775,-

Tooth Mousse

Bioaktivní, dentální ochranný krém, který obnovuje minerální rovnováhu v ústech a stimuluje produkci slin.

Příchuť: meloun, jahoda, máta, vanilka a tutti frutti.



5x sortiment

3143,-

2690,-

10-Pack: 10 ks sortiment nebo jedna příchuť

5786,-

4675,-

MI Paste Plus

Stejně účinky jako GC Tooth Mousse, navíc obsahuje fluorid

Příchuť: jahoda, máta, tutti frutti, vanilka a meloun



5-Pack: 5 ks sortiment

3401,-

2785,-

10-Pack: 10 ks sortiment nebo jedna příchuť

6469,-

5275,-