

Vata buničitá dělenáHartmann, 4x5cm,
500ks

48,-

43,-Batist, 4x5cm
2x500ks

77,-

69,-**Vata buničitá přířezy**1kg,
Batist

184,-

166,-500g,
Hartmann

115,-

103,-**Zubní válečky**č. 1-průměr 8mm,
č. 2-průměr 10mm
č. 3-průměr 12mm

220,-

189,-**Mikroaplikátory**Regular, Fine,
Superfine á 100ks

187,-

169,-**Kompresy nesterilní**nesterilní
7,5x7,5cm

72,-

65,-nesterilní
5x5cm

45,-

41,-**Kompresy sterilní**

sterilní 5x5cm

109,-

99,-sterilní
7,5x7,5cm

159,-

148,-**FibreKleer**Kompozitní čepy ze skelných vláken.
Kónické, ve velikostech: 1,25 mm, 1,375 mm a 1,50 mm.

sleva:

30%Alginátová, elasticální,
otiskovací hmota s
fázovým barevným
indikátorem a
možností odlití otisku
až za 120 hodin.
Barevná indikace fáze
tuhnutí.
Přesná reprodukce
detailů.

sleva:

30%

967,-

677,-

10 ks

450g

Elastic CromoAlgínátová, elasticální,
otiskovací hmota s
fázovým barevným
indikátorem a
možností odlití otisku
až za 120 hodin.
Barevná indikace fáze
tuhnutí.
Přesná reprodukce
detailů.

sleva:

30%

213,-

149,-**Repin**Dvou složková zinkoxid-eugenolová otiskovací hmota.
Přesná reprodukce a objemová stálost.
Otisky individuálních lžíček.
Provizorní fixace korunek a můstků.
Balení obsahuje 300 g bílé a 125 g hnědé pasty v tubách.

sleva:

30%

387,-

271,-**Breeze**Samoadhezivní pryskyřičný cement
pro tmelení fixních protetických
rekonstrukcí a kořenových čepů.
Odstíny: A2, opákní bílý a
transparentní.
Intro Kit obsahuje: 5 x 7,8 g
Automix stříkaček (3 x A2,
transparentní a opákní bílý), 40
kanyl a 40 endo-špiček.

sleva:

30%

refill - 4 ml + 12 kanyl

5946,-

4169,-

Intro kit

1358,-

950,-

60x54 cm - 80 ks

Apron č.3Pacientské přehozy
vyrobené z polyetylénové
a savé měkké celulózy.
S výřezem na krk a
pásy pro zavázání za
krkem.
Barvy: modrá, bílá,
zelená, tmavě modrá,
oranžová, žlutá a
růžová.

320,-

290,-

balení

ProphyltexTřívrstvé roušky pro
ochranu pacienta při
čištění zubů AirFlow
technikou.
Barvy: bílá, světle modrá,
šedobílá.
Rozměr: 60 x 54 cm.

410,-

369,-

Rotasept

Vysoce účinný přípravek na dezinfekci a čištění všech typů rotačních nástrojů.

sleva:

20%



2l

895,-

719,-

Incidin liquid

K přímému použití pro rychlou dezinfekci předmětů a ploch postríkem.



1l

379,-

359,-

5l

1589,-

1499,-

ORBI-Sept dezinfekce otisků

Pro dezinfekci všech dentálních otisků.



2,5l

808,-

687,-

ORBI-Sept dezinfekce vrtáčků

Pro čištění a profylaktickou dezinfekci zubních vrtáčků a rotačních nástrojů. Vhodný také pro ultrazvukové čističky.



2,5l

704,-

599,-

Aspirmatic

Aspirmatic: Přípravek ke každodennímu hygienickému ošetření odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu. Rozpouští hleny, vhodný pro všechny druhy materiálů, biologicky odbouratelný.
Aspirmatic Cleaner: Speciální přípravek k ošetření odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu podporující účinek Aspirmaticu. Používá se 1x týdně a při silném znečištění. Odstraňuje anorganické usazeniny, jako je vodní kámen.

sleva: 20%

Aspirmatic 2l

1489,-

Aspirmatic
Cleaner, 2l

1329,-



Koncentrát bez obsahu aldehydů pro dezinfekci a čištění běžného instrumentária včetně rotačních nástrojů.

Vhodný i pro ultrazvukové čističky, široké spektrum účinnosti.

Při 2% ředění získáte 125 l pracovního roztoku, při 4% ředění je expozice jen 30 min.

K dispozici i v silnější variantě Forte.



2099,-

1949,-

ID 212, 2,5l

2129,-

1989,-

Mikrozid AF ubrousky

Dezinfekční ubrousky napuštěné dezinfekčním roztokem k okamžitému použití



Náhradní balení, 150ks

340,-

299,-

Dóza 150ks

420,-

379,-

CaviWipes Dóza

sleva: 30%



160ks

315,-

220,-

ORBI-Sept dezinfekce na povrchy

Rychlá dezinfekce připravená k okamžitému použití pro profylaktickou dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků odolných proti alkoholu.

aroma: cool fresh



2,5l

723,-

615,-

Dezinfekce na povrchy bez alkoholu pro profylaktickou dezinfekci povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků. Mimořádně vhodný pro použití na povrchy citlivé na alkohol.



2,5l

699,-

594,-

ORBI-Sept dezinfekce nástrojů**ORBI-Sept dezinfekce nástrojů**

Koncentrát pro přípravu dezinfekčního roztoku pro ruční čištění a profylaktickou dezinfekci termostabilních a termolabilních nástrojů ponořením do lázně.



2,5l

1207,-

1026,-

Vysoce účinný koncentrát pro čištění, dezinfekci a péči o odsávací systémy zubních souprav. Je bez aldehydu, nepření. Díky vysoké čistící síle odstraní i odolné usazeniny. Široké spektrum působení, vysoká kompatibilita, použitelný i v systémech se separátory amalgámu. Pravidelné používání zamezuje vzniku nepříjemných pachů.



2,5l

882,-

750,-

DentinOp EDTA 17%

Roztok připravený k použití pro leptání kořenových kanálků. Účinné příroda odstraňování směr vrstvy a rozširování kanálku. Používá se také ve spojení s fixací kořenových čepů, kde se kanálek před cementováním důkladně vyčistí. Obsahuje 17% EDTA a cetrinid, antiseptický, dezinfekční prostředek, který snižuje povrchové napětí a umožňuje lepší distribuci tekutiny v kanáku.



100ml	325,-	260,-
500ml	600,-	480,-

ORBIS Fluoride varnish

ORBIS Fluoride varnish je zubní znečitlivující lak s obsahem fluoru pro ošetření povrchů skloviny a dentinu. Přilne k vlhkým povrchům a snáší zbytky vlhkosti a slin.

Příchuť: mátka



Tuba 10ml	1092,-	928,-
-----------	--------	-------

Prophy Powder classic**Výrobce ORBIS**

Profylaktický prášek ORBI-Prophy Powder classic na bázi hydrogenuhlíčitanu sodného je klasický profylaktický prášek. Je ideální pro supragingivální čištění zubů a spolehlivě odstraňuje biofilm (plak) a silně zabarvení způsobené kouřením, velkou konzumací kávy nebo červeného vína. Skvěle odstraňuje předstupeň zubního kamene i mladý zubní kámen.

- na bázi hydrogenuhlíčitanu sodného
- supragingivální aplikace
- neabrazivní
- velmi dobré čištění
- velikost zrn 40 µm
- k dispozici příchutě mentol, třešeň, citron, černý rybíz




300g	807,-	686,-
------	-------	-------

Prophy Paste Vario Polish

Leštící pasta pro profesionální čištění a leštění zubů. Částice s různou velikostí umožňují současné broušení i leštění. Přísada fluoridu sodného podporuje remineralizaci a posílení zubní skloviny.

- obsahuje 0,2 % fluoridu sodného
- mátová příchuť
- amorfni oxid krémičitý



Tuba 95g	312,-	265,-
----------	-------	-------

Hypodest**Natriumhypochlorid 3%**

Pro výplach kořenových kanálků. Dezinfekční tekutina pro výplachování a odstraňování organické tkáně v kořenových kanálcích. Připraveno k použití ve 3% aktivním chloru stabilizovaném chlornanem sodným při pH 10–11.



100ml	229,-	183,-
-------	-------	-------

Klorodest Chlorhexidine CHX 2%

2% roztok chlorhexidinu pro použití při výplachu kořenových kanálků a ošetření dásní. Pro krátkodobou dezinfekci a navlhčení preparovaného povrchu před bondováním dentinu. Lze použít také jako krátkodobou dezinfekci (5 minut) v kořenovém kanáku.

- připraven k použití
- pro krátkodobou dezinfekci
- pro opětovné navlhčení preparovaného povrchu

**ORBI-CHX free**

Ústní voda bez alkoholu se používá k profesionálnímu čištění a péči o ústa a krk. Vytváří svěží dech a díky antibakteriálnímu čisticímu účinku přispívá k udržení zdravého chrupu a ústní dutiny.

Obsahuje:
0,1 % benzalkonium chlorid
0,05 % fluorid sodný
bez alkoholu
připraveno k okamžitému použití



Láhev 5 000ml	985,-	837,-
Dávkovací pumpička		469,-

Ústní voda pro profesionální čištění a péči o ústa a krk. Vytváří svěží dech a díky antibakteriálnímu čisticímu účinku přispívá k udržení zdravého chrupu a ústní dutiny.

Obsahuje:
0,1 % benzalkonium chlorid
0,05 % fluorid sodný
bez alkoholu
připraveno k okamžitému použití



Láhev 100ml	86,-	73,-
Láhev pro pacienta, 300ml	223,-	190,-
Láhev pro ordinaci, 5 000ml	975,-	829,-
Dávkovací pumpička		469,-

Prophy Powder PERIO**Výrobce ORBIS**

Profylaktický prášek ORBI-Prophy Powder PERIO na bázi glycinu je zvláště vhodný pro pacienty s citlivými dásněmi a/nebo poškozeným povrchem zubů. Lze jej použít v supragingivální i subgingivální oblasti! Vzhledem k příjemné chuti glycinu je záměrně vynecháno přidání příchutě.

- na bázi glycinu
- supra a subgingivální aplikace
- obzvláště jemné a zdravé čištění
- velikost zrn 25 µm
- neutrální chuť



Perio, neutral, láhev 100 g,	807,-	686,-
------------------------------	-------	-------

Leštící pasty pro profesionální čištění zubů.

- obsahují 0,2 % fluoridu sodného
- mátová příchuť
- neobsahuje kalafuny



RDA 250, modrá,
RDA 170, zelená,
RDA 120, růžová,
RDA 40, žlutá,

95g	312,-	265,-
-----	-------	-------

Kartáčky k čištění a leštění

Rotační kartáčky pro profesionální čištění a leštění povrchu zubů, kolénkový násadec RA, smontovaný komplet.

- pro jednorázové použití
- 100% nylonová vlákna bez latexu
- bílý (normal): ideální pro čištění a leštění povrchů zubů
- růžový (soft): ideální pro citlivé zuby a použití u dětí
- vhodné pro čištění rovnátek
- tvar kalichu



Bílý nebo růžový, 100ks	1085,-	922,-
-------------------------	--------	-------

ORBI profylaktické leštící kalíšky

Rotační gumové kalíšky pro profesionální čištění při profylaktickém ošetření, kolénkový násadec RA, smontovaný komplet.

- pro jednorázové použití • bez latexu
- s lamelami
- modrý (měkký): pro odstranění zubního plaku a k leštění, chrání měkké tkáně zejména v oblasti sulku
- žlutý (tvrdý): k odstranění silného plaku



Modrý nebo žlutý, 24ks	352,-	299,-
------------------------	-------	-------

ORBI-Temp fixační cement NE

ORBI-Temp NE je snadno použitelný, dočasný fixační cement bez obsahu eugenolu v praktické mini-mix stříkačce. Tento cement pro jakoukoli dočasné fixaci má vynikající přilnavost a lze jej snadno odstranit. ORBI-Temp NE také obsahuje hydroxid vápenatý pro podporu udržení vitality zubů. Neovlivňuje vytvářání výplňových a fixačních materiálů na bázi pryskyřic.



stříkačka 5 ml 1120,- 952,-

Sací kanyla

Univerzální kanyly z barevného plastu pro odsávání slin, krve, sekretů a menších pevných látek jakéhokoliv druhu.

- délka 114 mm, uchycení Ø 16 mm
 - ergonomický plynulý tvar
 - nízká hlučnost
 - sterilizovatelná v autoklávu při teplotě do 134 °C
- Barvy:** šedá, fialová, limetková, žlutá, růžová, vínová



10ks 289,- 259,-

Ochranný návlek na opěrku hlavy

Ochranné návleky na opěrku hlavy ORBIS jsou ideální ochranou opěrky hlavy ordinace proti opotřebení a zároveň přinášejí barvu do ordinace. Snadná a rychlá výměna po každém pacientovi. První vrstva se skládá z přemiové celulózy a druhá vrstva z polyethylenu (PE) poskytuje maximální ochranu proti vlhkosti.



Bílý, tmavě modrý, růžový, světle modrý fialový limetkový zelený

25 x 33 cm, 500 ks 1578,- 1341,-

Rukavice bez pudru



sleva:

20%

100ks 290,- 232,-

Leptací gel (kyselina fosforečná)

Leptací gel na bázi 37% kyseliny fosforečné. Slouží k leptání dentinu a skloviny pro všechny leptací techniky. Modrozelený leptací gel je velmi dobře viditelný a má optimální tixotropní tokové vlastnosti.



Refill 50 ml leptací gel, 10 aplikačních stříkaček, 50 aplikáčních kanyl 1658,- 1409,-

Aplikační kanyly, Ø 0,7 mm, 25 ks, 248,- 211,-

Leptací gel na keramiku (kyselina fluorovodíková)

Leptací gel na bázi kyseliny fluorovodíkové (5% hmotnostních jednotek). Slouží k vytvoření retenčního povrchu na keramických pracích, jako jsou inlay, onlay, nebo korunky. Významně zvyšuje adhezi připravované keramiky. Červené zbarvení zaručuje dobré rozpoznání a vymezení rozhraní keramiky. Upozornění: Leptací gel na keramiku je určen pouze pro extraorální aplikaci!



6ml 1094,- 930,-

Rubber Dam fólie

Mimořádně pružná a elasticke kofferdamové fólie.
Vyrobeny ze 100% přírodního latexu.



silná - 36 ks 559,- 499,-

tenká - 36 ks 459,- 409,-

střední - 36 ks 499,- 459,-



1ks 519,- 465,-

Kofferdamové spony



Cleanic

Cleanic profylaktická pasta

Možnost výběru: Máta s fluoridem (3380); Zelené jablko, s fluoridem, bez mentolu (3382); Light s fluoridem, (3384); Máta bez fluoridu (3183); Berry Burst s fluoridem (3386)

sleva:

50%

při koupě
3 kusů



100g, při nákupu tří kusů 674,- 337,-

Xyntrus



Redukuje až 99,99 % virů a bakterií v ústech.
Účinný proti chřipkovým virům vč. H1N1, SARS-CoV-2 a také proti Herpes Simplex typu 1.
Praktické použití, nízké náklady.
Snižuje virovou nálož v ústech na dobu 3 až 5 hodin, má schopnost vázat se na různá místa v ústech, pomalu se uvolňovat a udržovat terapeutickou hladinu účinných látak.

lahev 500 ml mint 299,- 259,-

Rukavice nitrilové

Skvělá cena



Cena za kus: 1,10Kč

200ks 220,-

KaVo sprej



1ks 1236,- 1095,-

Optishade

Systém OptiShade s využitím technologie Adaptive Response Technology pokrývá všechn 16 klasických odstínů VITA® pomocí pouhých 3 odstínů.
Odstín: dark, medium, light



sleva:

50%

Stříkačka 4g

1807,-

904,-**Gel Etchant OptiBond**

sleva:

50%při koupě
2 kusů

37% kyselina fosforečná pro leptání skloviny a dentinu.
Balení: 1x 30g stříkačka Jumbo, 2x prázdná stříkačka, 30x aplikační koncovka.

Cena za jeden kus
při koupě dvou kusů

2272,-

1136,-

cena za všechny tři produkty

7840,-

1 + 1 + 1
sleva**50%****Neo Spectra ST**

Neo Spectra ST je univerzální výplňový materiál. Užijte si jednoduchou a snadnou manipulaci při použití viskozity dle vašeho výběru.

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, A4**Viskozita:** LV, HV

Kupte 3 balení Neo Spectra ST dle Vašeho výběru a získáte balení odstín A2 ZDARMA

LV / HV / Effects stříkačka, 3 g

1273,-

LV / HV / Effects kompulse, 16x 0,25 g

1698,-

ST Flow stříkačky, 2x 1,8 g

1580,-**ProTaper NEXT**

Všeobecný endodontický systém pro ošetření většiny kořenových kanálků.



Kupte 3 blistry (á3ks) ProTaper Next a získáte set (X1-X3) ZDARMA

1 blistr (3ks)

2010,-**Photac-Fil Q Aplicap**

Světlém tuhnoucí skloionomerní cement pro výplně v postranním i frontálním úseku.

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C4, DBO a sortiment.

sleva více než:

30%

do vyprodání skladových zásob



50ks

5124,-

3578,-

20ks

2131,-

1478,-

5ml

3634,-

2404,-**Scotchbond Universal Plus**

sleva více než:

30%

do vyprodání skladových zásob

Rentgen kontrastní, univerzální adhezivum pro všechny přímé a nepřímé indikace lepení.

3085,-**Gel Etchant OptiBond**
OptiBond FL Adhesive
OptiBond FL Primer1 + 1 + 1
sleva**50%**

cena za všechny tři produkty

7840,-

3920,-**Maxcem Elite Standard Kit**sleva: **50%**

dvousložkový, samoleptací, duálně tuhnoucí kompozitní fixační cement typu pasta-pasta.

Standardní kit obsahuje: 5 x 5 g stříkaček (2x čirá, bílá, bílá opakní, žlutá) a kanyly.

Standard Kit

7318,-


3659,-**ProTaper Gold**

Jednoduché a plynulé opracování kořenových kanálků.
Skvělá řezná schopnost nástroje a nízké rotační tření mezi břitem a dentinem, neaktivní hrot.

Výborné mechanické vlastnosti, úžasná pružnost, zvýšená odolnost proti cyklické únavě.

Nástroje ProTaper Gold "shaping" (SX, S1 a S2) rozšiřují kořenové kanálky a jsou určeny pro techniku "brushing".

Nástroje ProTaper Gold "finishing" (F1-F5) jsou pružnější a slouží pro opracování a dokončení kořenových kanálků.



Kupte 3 blistry ProTaper Gold a získáte set (SX/F3) ZDARMA

1 blister (6ks)

2404,-**AH Plus Bioceramic Sealer**

Odlišuje se od jiných sealerů tím, že rychle tuhne, je velmi odolný vůči resorpci a vykazuje vyšší radioopacitu oproti jiným přípravkům na trhu.

Starter kit obsahuje: stříkačka AH Plus Bioceramic Sealer 3 g, 20 kanyl 24G



1x AH Plus BIOCERAMIC SEALER starter kit + 1x Protaper Ultimate sekvence nástrojů 25 mm, 5 ks ZDARMA

Starter kit + Protaper

5891,-

3747,-

Stříkačka 3g

3074,-

2890,-

Kanyly 20ks

929,-

929,-**Filtek Supreme Flow**

Světlém tuhnoucí, rentgenokontrastní zatékavý nanokompozit s nízkou viskozitou.

Využívá stejnou nanotechnologii jako univerzální kompozit Filtek Ultimate, díky níž vyniká výbornými estetickými vlastnostmi, zachováním naleštění a nízkou abrazí.

Odstín: A1, A2, A3, A3.5

sleva více než:

30%

do vyprodání skladových zásob

Stříkačky 2x2g

23990,-

21990,-

Admira Fusion 5

Univerzální nanohybridní výplňový materiál (ormocer) se zjednodušeným systémem odstínů.
Inovativní, čistě keramický výplňový materiál ORMOCER® Admira Fusion. Nyní je možné pokrýt všechny klasické odstíny VITA® pouhými 5 odstíny Cluster Shades.

Balení set ve stříkačkách obsahuje:
5x 3 g (A1, A2, A3, A3.5, A4) a vzorník odstínů.



stříkačka 3 g
nebo komplety
15x 0,0,2g

2280,-

2140,-

Set ve stříkačkách
nebo v komplích

11400,-

9120,-

Kapsovaný amalgam



Složení: Ag - 43%, Sn - 25%, Cu - 30%

č.1/2 - 50 kapslí

960,-

795,-

č.1 - 50 kapslí

1290,-

1060,-

č.2 - 50 kapslí

1650,-

1370,-

č.3 - 50 kapslí

2070,-

1720,-

FenderMate

Speciální klínkové matrice pro zajištění dokonalého bodu kontaktu u výplní II. třídy.

Snadné zavádění - stejně jako klínek.

Pevná adaptace cervikálních okrajů - žádné přesahy výplně přes kavitu!

Flexibilní křídélka využívají tlak pro udržení separace a cervikální adaptaci.

K dispozici ve dvou tloušťkách - střední (tmavé) a úzká (světlé), provedení levé (zelené) nebo pravé (modré).



sleva:

25%

Sada 4x18ks

6290,-

4720,-

Refill 18ks

1830,-

1380,-

Flexi Snap

Leštící disky, se kterými dosáhnete excelentního lesku bez zbytečně velkého odebrání hmoty.

Dostupné ve dvou průměrech: 12 mm nebo 8 mm.

Hrubosti: extra jemné (bílé) pro leštění do vysokého lesku, jemné (červené) pro předleštění, střední (modré) pro vyhlazení a hrubé (zelené) pro úpravu.



Sada 8x20ks +
2 mandrelly

1509,-

1290,-

Refill 50ks

459,-

390,-


Edvarda Beneše 70, Plzeň, www.westmedical.cz, email: plzen@westmedical.cz

Admira Fusion

Nanohybridní výplňový materiál na bázi keramiky.

K dispozici v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA1, OA2, OA3, BL, 2x Incizální mixed, GA3.25 a GA5.

Sady obsahují: stříkačky 5x 3 g nebo komplety 75x 0,2 g (A2, A3, GA3.25, A3.5, Admira Fusion X-tra Univerzální odstín), Futurabond U SingelDose 20x a vzorník odstínů.



stříkačka 3 g
nebo komplety
15x 0,0,2g

2280,-

2140,-

Set ve stříkačkách
nebo v komplích

11290,-

7890,-

Admira Fusion Flow

Zatékavý světlem tuhnoucí nanohybridní výplňový materiál typu ORMCER

Sada stříkaček: 5x 2g (A1, A2, A3, A3.5, WO), vzorník odstínů.



stříkačka 2 x 2 g

2610,-

2479,-

sada 5 x 2g

6830,-

4770,-

Amalgám reducer

Nástroje pro dokončení a vyhlazení amalgámových výplní bez poškození skloviny.



12ks 1ks-47Kč

669,-

569,-

Diamantové pásky perforované

Diamantové pásky s perforací pro anatomickou konturaci approximálních oblastí. Rychlá interdentální separace pomocí rezácí pilky na hraně pásky.

3 hrubosti: super jemné - žluté, jemné - červené a střední - modré



10ks

1590,-

1350,-


Fender Wedge

Speciální plastové klínky s integrovaným ocelovým plíškem.

Chrání přilehlý Zub během preparace - téměř ve 2/3 případů dochází k poškození při preparaci kavit II. třídy!

Snadno se vkládají, lehce vklouznou a zůstanou na místě.

Dostupné ve 4 velikostech klínu: XS (fialové), S (oranžové), M (zelené) a L (žluté).



Sada - 4x 36 ks

3960,-

2970,-

Refill - 36 ks

1160,-

870,-

Diamantové pásky s pilkou

Diamantové pásky a separační pilka v jednom pro anatomickou konturaci approximálních oblastí. Vhodné na kompozitní, skloionomerní i amalgámové výplní.

2 hrubosti: jemné (30 µm - červené) a superjemné (15 µm - žluté)



10ks

1590,-

1350,-

myWedge

Interproximální klínky vyrobené z hi-tech plastového materiálu. Jeho inovativní dutý tvar písmene V umožňuje stlačení a přizpůsobení se interproximální anatomii zubů.

Zabraňuje poškození papily a zároveň vede a formuje matricový pásek podle anatomie krčkové oblasti zuba.



set 100ks

1660,-

830,-


Composite finishing kit

Sada pro dokončování a leštění kompozitních výplní do vysokého lesku.

Sada obsahuje:

- 6 nástrojů TopGloss do kolénka - diamantové nástroje pro leštění pomocí zvýšeného tlaku bez leštící pasty.

- 6 dokončovacích vrtáček do turbínky - nástroj TC135UF-014 je opatřen tupou špičkou, aby nemohlo dojít k poškození měkkých tkání




Order No. 1905050

sada

2279,-

1939,-



sleva: 15%

MTA Flow

Mineral trioxid aggregate cement na opravy, snadno a rychle hladká konzistence pro každou proceduru. Nyní můžete velmi přesně dávkovat až k apexu pomocí kanyly Navi Tip 29ga, osetříte i místa jinak obtížně dosažitelná. MTAFlow je bioaktivní, podporuje hojení¹. Obsahuje oxid bismuthu

MTA Flow White: opravný mineral-trioxid- aggregate cement pro endodontická ošetření nad klinickou linií.

Nezabarvuje. Vhodný zejména do estetické zóny

Kit: 8-10 aplikací
 1x MTAFlow prášek (2g)
 1x MTAFlow gel (2ml)
 1x odměrky s 2 odměrnými konci
 1x míchací podložka
 20x kanya Black Micro
 10x stříkačka Skinny
 10x uzávěr Luer Lock



kit

5750,-

4895,-

kit

5770,-

4930,-

Biodentine

Dodáván v kapslích pro ruční aplikaci. Míchání probíhá v běžné třepačce kasplí.



15x 0,7 g

8690,-

7790,-

5x 0,7 g

3360,-

2990,-

Proč použít Biodentine?

- zachovává vitalitu pulpy
- umožňuje ošetření klinických chyb (via falsa, perforace cavum pulpae)
- pro definitivní náhradu dentinu

Indikace v kořeni:

- překrytí perforací kořene a pulpální dutiny, vnitřní/ vnější resorpce zuba, apexifi kace.
- v korunce: hluboké/rozsáhlé kavity, trvalé dentinové výplně, přímé překrytí pulpy, pulpotionie, ireversibilní pulpitida

Aplikauje se pomocí kleští přímo z kapsle s tenkou kanyly. Míchá se v Biodentine míchačce, která je součástí starter packu.

Starter pack obsahuje: 2x 10 ks

Biodentine XP (200 a 500), aplikační kleště a míchací přístroj



Starter kit

27990,-

6490,-

200, 10ks

7190,-

500, 10ks

8390,-

7550,-

TheraCal PT

TheraCal PT® je biokompatibilní, duálně tuhnoucí pryskyřice modifikovaná kalcium silikátem, která se používá k ošetření obnažené pulpy. TheraCal PT® udržuje vitalitu zuba tím, že funguje jako bariéra a ochrana pulpy. Schopnost TheraCal PT® uvolňovat vápník a schopnost vytvářet alkalické pH umožňují jeho použití při preparaci hlubokých kavit. Schopnost duálního tuhnutí umožňuje okamžité umístění výplňového materiálu.



TheraCal PT 4g + 15 kanyl

2810,-

2530,-

TheraCal LC

Světlém tuhnoucím, pryskyřicím modifikovaným linerem na bázi křemičitanu vápenatého pro přímé a nepřímé překrytí pulpy. Ideální, unikátně stabilní a odolná náhrada hydroxidu vápenatého a skloionomeru.

Zkušební balení obsahuje: 1 g materiálu ve stříkačce a 15 aplikacích kanyl 19G.

Základní balení obsahuje: 4 x 1 g materiálu a 50 kanyl 19G.

TheraCal LC
4x1g + 50kanyl

3820,-

3440,-

TheraCal LC 1g + 15 kanyl

1220,-

1099,-

TheraBase je samoadhezivní báze/liner s duálním tuhnutím, uvolňující vápník.

S využitím technologie THERA se TheraBaseCa chemicky váže na strukturu zuba a uvolňuje a dobílí ionty vápníku. Uvolňování vápníku v TheraBase vytváří alkalické pH, které podporuje vitalitu zubní dřeně. Jedná se o duálně vytváraný materiál, který polymeruje i v hlubokých výplních, kam světlo nedosáhne.

TheraBase je pevnější a odolnější než jiné podložkové materiály, skloionomery a pryskyřici modifikované skloionomery. Navíc je radioopákní, což umožňuje snadnou identifikaci na rentgenových snímcích a poskytuje rychlou a efektivní diagnostiku.



8g + 15 kanyl

4300,-

3870,-

BioRoot RCS

Bioaktivní sealer pro trvalé kořenové výplně.
Vynikající přilnavost k dentinu a gutaperčovým čepům.

Hydrofilní

Antimikrobiální

Skvělá zatékavost



prášek - 15 g + tekutina - 35 ks

7690,-

6990,-



Woodpecker Gutta Cutter R1 Plus

Praktická endomérka a zkracovač gutaperčových čepů v jednom. Zajistí čistý řez všech průměrů a délek gutaperčových čepů na trhu. Antikorozní, oboustranný řezací kotouč umožňuje řezání v obou směrech.

1990,-

1850,-

8490,-

7290,-

Woodpecker DTE Apexlokátor III Plus - DPEX III

Multifrekvenční apexlokátor s přesnými výsledky měření i ve znečištěném kořenovém kanáku. Přesnější - citlivější - stabilnější - s odolnějšími sponami. Spolehlivé výsledky bez ohledu na typ zuba.

Měření probíhá v reálném čase na rozdíl od pouhého RTG snímku. Zobrazování na ostrém a dobré čitelném barevném displeji. Zvuková signalizace usnadňuje orientaci, možnost regulace hlasitosti. Provoz na baterii, váha 385 g.



Charisma Classic A1, A2, A3, A3.5

Mikrohybridní kompozitum s plnivem Microglass II. generace pro výplň třídy I až V.

Pohodlný výběr odstínů a vynikající leštělivosť.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5



4g

665,-

598,-

Tetric Prime

Tetric Prime je kompozitní materiál s krémovou konzistencí (lze snadno tvarovat) pro výplň III. třídy, IV. třídy a V. třídy.

Snížená lepivost Tetric Prime usnadňuje vytváření anatomických struktur.

Má jen 12 odstínů - Universální: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2 a C2.

Dentinové: A2D a A3.5D. Translucentní T a Bělený BLL.



stříkačka - 3 g, A2, A3

1799,-

1599,-

stříkačka - 3 g, A2, A3

1919,-

1899,-

Parasorb Cone

Vstřebatelné kolagenové houby a kuželky BEZ antibiotické ochrany.

Ošetření alveolu po extrakci bez kostního defektu a bez známek infekce.

Hemostyptikum po extrakcích zubů a jiných dentálních základních.

VLASTNOSTI kolagenové houby a kuželky:

- Mohou díky houbovitě strukturovanému pojmuti velké množství tekutiny
- Rychlá integrace do okolní tkáně
- Rychlé a bezpečné zastavení krvácení



Patient Kit

1599,-

1429,-



44420,-

Charisma Bulk Flow ONE

První jednoodstínový bulk fill flow kompozit

pro každodenní použití.

Nízká kontrakce, vysoká pevnost v ohybu a odolnost proti opotřebení zajišťují dlouhou životnost náhrad, které vydrží zátěž v distálním úseku.

Balení: 1x 2 g + 5 kanyl



sleva:

25%

1x 2 g + 5 kanyl

950,-

720,-

825,-

Tetric EvoCeram

Nanohybridní kompozitum.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3, T, bleach I, L, M a XL, Dentin A2, A3.5, A4 a B2



stříkačka - 3 g, A2, A3

1799,-

1599,-

stříkačka - 3 g, A2, A3

1919,-

1899,-

Root Canal Sealer

Radioopákní, bakteriostatický materiál pro definitivní plnění kořenových kanálků.

- Použití na plnění s gutaperčovými čepy i bez čepů.
- Po ztuhnutí jemně expanduje a tím zajistí dokonalý uzávěr.
- Pokud je třeba, dá se po ztuhnutí lehce odstranit rotačními i ručními nástroji.
- Výborně zateká do kořenových kanálků.
- Je resorbovatelný v kořenech dočasných zubů.



Balení obsahuje
15 g prášku a 7,5 ml tekutiny.

2540,-

2290,-

Efektivní, biokompatibilní medicínský nástroj pro spolehlivou post-extrakční léčbu bez komplikací.

Vyroben z pěnové želatiny a jemně rozptýleného (koloidního) stříbra.

Rychlá hemostáze, stabilizuje krevní koagulaci.

Postupná a kompletní resorbce - zůstává v alveolu a je kompletně absorbován během 4 týdnů.

Efektivní a dlouhodobá účinnost proti širokému spektru bakterii.

Indikace - léčba alveolu a kavít po extrakci, apikální amputaci, maxilární sinusové perforaci a dalších chirurgických základních.

Ideální také pro zabránění infekce rány, sekundárního krvácení a formaci sekundární kavity.

sleva:

20%



Balení: 14x7x7mm, 50ks

1539,-

1231,-

VALO bezdrátová LED lampa - černá

VALO bezdrátová LED lampa

Nejnovější LED technologie pro práci bez přehřívání, vysoký výkon pro konstantní kvalitní polymeraci.

Stejné pracovní režimy a výkony jako VALO (Standard 1 000 mW/cm², Vysoký výkon 1 400 mW/cm², Extra výkon 3 200 mW/cm²).

4 LED diody v širokém spektru vlnových délek (390 - 480nm).

Polymerace všech světlem tuhnoucích dentálních materiálů.

Odolnost proti poškození (tělo lampy z hliníkové slitiny používané v leteckém průmyslu, safirovou čočku a teflonový povlak).

Štíhlý design-dosáhněte kdekoli do jakkoli malých úst.

Balení obsahuje: VALO Cordless LED lampu, 4 akumulátory, nabíječku akumulátorů, napájecí zdroj, držáček na lampu, ochranný štít a 50 ochranných návleků.



44420,-

37790,-

Charisma Opal

Univerzální kompozit pro výplň

ve frontálním i laterálním úsek.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1,

B2, B3, BL, C2, CO, OD, OL a OM.

sleva:

17%



4g

990,-

825,-

Ultra-Etch

35% kyselina fosforečná pro ideální leptání

Unikátní samolimitující chemie: leptá jen do hl. 1,9µm – nepreleptá!

Penetruje do nejmenších nejmenších fi sur, ale nestéká na vertikálních površích

Výrazná modrá barva: vidíte, kde leptáte

sleva:

25%



Refil 4x1,2ml

1090,-

820,-

stříkačka

1510,-

1140,-

Intro kit 4

2800,-

2100,-

stříkačky

3250,-

2440,-

Gelatamp

Efektivní, biokompatibilní medicínský nástroj pro spolehlivou post-extrakční léčbu bez komplikací.

Vyroben z pěnové želatiny a jemně rozptýleného (koloidního) stříbra.

Rychlá hemostáze, stabilizuje krevní koagulaci.

Postupná a kompletní resorbce - zůstává v alveolu a je kompletně absorbován během 4 týdnů.

Efektivní a dlouhodobá účinnost proti širokému spektru bakterii.

Indikace - léčba alveolu a kavít po extrakci, apikální amputaci, maxilární sinusové perforaci a dalších chirurgických základních.

Ideální také pro zabránění infekce rány, sekundárního krvácení a formaci sekundární kavity.

sleva:

20%



Balení: 14x7x7mm, 50ks

1539,-

1231,-

O-Light II - WOODpecker

Výkonná polymerační lampa s režimem pro 1 vteřinovou polymeraci.

Konstantní výkon, 3600 polymerace, ergonomická.

Čočka 10 mm - dokonalá polymerace v distálním úseku.

Široké polymerační spektrum 385 - 515 nm, spolehlivá polymerace všech materiálů.

3 pracovní režimy:

P1 Normal: 1.000- 1.200mW/cm² na 5,10,15 nebo 20s

P2 High: 1.800- 2.000mW/cm² na 3 nebo 5 sekund

P3 Turbo: 2.700- 3.000mW/cm² na 1 nebo 3 sekundy



7990,-

7190,-

Endostar K-File**Endostar H-File****Endostar K-Reamer**

Pilníky Endostar K-File jsou vhodné pro opracování tenkých kanálků. Klasické ocelové, bezpečné nástroje se 4 řeznými hranami.

sleva: 20%

200,-

6ks



Délky: 25 nebo 28mm

sleva: 20%

160,-

6ks



Délky: 25 nebo 28mm

sleva: 20%

160,-

6ks



200,-

160,-

Septoject

Tradiční jehly pro karpulové stříkačky nebo intraligamentární anestezii.

Rozměry: 27G - 21, 25 a 35 mm, 30G - 10, 12, 16, 21 a 25 mm.



100ks

510,-

459,-

Intraligamentární pero

Celokovová stříkačka ve formě pera pro aplikaci intraligamentální anestezie.



sleva: 20%

5390,-

4315,-

Nerezová kazeta s víčkem

kazeta 20 x 10 x 3 cm

629,-

víko 20 x 10 x 1 cm

549,-

Kvalitní nerezové tárky od ASA Dental

15 x 20 cm

399,-

359,-

499,-

329,-

Plastvac P7

Vakuový tvarovací přístroj Bio-Art s tradicí od roku 1979. Díky výkonnému motoru (1 400 W), jednoduchému použití a modernímu, nadčasovému designu se stane i Vaším každodenním pomocníkem.

- Pro všechny indikace - chrániče zubů, dláhy, korunky a můstky, nosiče pro bělení a fluoridaci aj.
- Odolný přístroj s perfektním zpracováním a snadným ovládáním.
- Vhodný jak pro kulaté, tak čtvercové fólie různé tloušťky.
- Umožňuje oboustranné nahřívání.
- Stolek pro model s možností tvarování na rovné ploše nebo ponoření.
- Automatický spouštěná, vestavěná vakuová pumpa s motorem o výkonu 1 400 W.



13400,-

12590,-

Nejkompaktnější přístroj pro vakuové tvarování na trhu. Zajišťuje větší přesnost procesu tvarování a nižší hlučnost. Je praktický a všeobecný, umožňuje výrobu z různých materiálů až do tloušťky 6 mm. Vhodný i pro výrobu ortodontických alignerů. Je vhodný jak pro kulaté, tak pro čtvercové fólie. Vyžaduje připojení ke kompresoru s regulovaným tlakem mezi 3 a 8 bary (43,5 až 116 psi). Hmotnost: 7,5 kg, rozměry: 27 x 24 x 27 cm.



32500,-

29990,-

Octenident

Woodpecker prášek
FastWoodpecker prášek
Gentle / Gentle Mini

Ústní voda určená k regeneraci ústní flory při zánětech zubů a sliznice.
Rychlý nástup účinku - do 30 s po aplikaci a až 24 hod působení v místě aplikace.
Bez vedlejších účinků a rezistence.
Na denní užití bez omezení.



250ml

320,-

259,-

300g

560,-

499,-

120g (Gentle
nebo Gentle mini)

560,-

499,-

Fluoride gel Clarben

60ti sekundový fluoridační gel pro ordinacní použití.
Vstřebávání fluoridu během 1 minuty!
Tixotropní - nevytíká ze lžíce.
Příchutě: jahoda, máta a třešeň.



sleva více než:

10%

Opalescence PF 16%, 10%

Noční bělení Opalescence® PF
10% = 10% karbamidu peroxidu.
Doba jedné aplikace 8 - 10 hod/noc.

Denní bělení Opalescence® PF
16% = 16% karbamidu peroxidu.
Doba jedné aplikace 4 - 6 hod/den

Jediný viskózní lepkavý gel s postupným uvolňováním peroxidu vodíku pro trvalé bělení

Příchutě: máta nebo bez příchutě.

Patient Kit: 8 x 1,2 ml bělicího gelu ve stříkačkách, 30 ml Bělicí pasta Opalescence, krabička na nosiče, taštička Opalescence a kartičku se vzorníkem odstínů.

Patient Kit

2000,-

1600,-

Euroform Nikl-Titan

- Vysoce kvalitní dráty pro ortodontické použití.
- Prokázaná kvalita, přesná úroveň síly pro efektivní posuvy zubů.
- Stejný tvar oblouků pro všechny typy drátů pro horní i dolní čelist.
- Kulaté dráty v 5-ti průměrech:**
.012 (č.1) / .014 (č.2) / .016 (č.3) / .018 (č.4) / .020 (č.5).
- Obdelníkové dráty v 6-ti velikostech:**
.016x.016 (č.1) / .016x.022 (č.2) / .017x.025 (č.3) / .018x.025 (č.4) / .019x.025 (č.5) / .020x.020 (č.6).

kulaté oblouky -
10 ks

339,-

289,-

obdelníkové
oblouky - 10ks

529,-

449,-

kulaté oblouky -
10 ks

409,-

349,-

obdelníkové
oblouky - 10ks

609,-

519,-

100ks

4500,-

3690,-

Edvarda Beneše 70, Plzeň, www.westmedical.cz, email: plzen@westmedical.cz

Futar

Futar - snadné opracování, malá elasticita, tvrdost (Shore-A 90) pracovní čas 30 s, intraorální čas tuhnutí 90 s.

Futar Fast - snadné opracování, malá elasticita, tvrdost (Shore-A 90) pracovní čas 15 s, intraorální čas tuhnutí 60 s.



2 x 50ml + 6 kanyl

1550,-

1390,-

Futar D

Futar D / Fast / Slow - rychle tuhnoucí a extra tvrdý (Shore-D 43), zádné elasticke bocení, pracovní čas 30 s / 15 s / 90 s, intraorální čas tuhnutí 60 s / 45 s / 90 s.



2 x 50ml + 6 kanyl

1550,-

1390,-

V-Posil

Hydrofilní A-silikonový otiskovací materiál.

Úvodní sada Putty Fast/Light Fast:
2 x 450 ml tmel v dóze nebo 2 x 380 ml tmel v kartuši, 2 x 50 ml krém a příslušenství.

Úvodní sada Heavy Soft Fast/Light Fast:
2 x 380 ml tmel v kartuši, 2 x 50 ml krém a příslušenství.
Úvodní sada Mono Fast/Light Fast:
2 x 380 ml tmel v kartuši, 2 x 50 ml krém a příslušenství.



V-Posil Starter Pack Putty Fast + Light Fast

5670,-

5050,-

Úvodní sada

9500,-

8440,-

Panasil

Putty - fast s celkovým časem jen 4 minut, soft měkčí varianta ideální pro parodontální případy

Krémy (Panasil Initial Contact) - tři stupně zatékavosti - regular, light a x-light.

refill - Fast/Soft -
2 x 380 m

3230,-

2890,-

krémy - 2 x 50
ml + 6 kany

1690,-

1520,-

A-Silikon classic Putty**Výrobce ORBIS**

Putty/Putty Soft: Adičně tuhnoucí otiskovací materiál, který překvapí zvláště hladkým, nelepkivým chováním při míchání a zajišťuje dostatečný otiskovací efekt s konečnou tvrdostí Shore A 60. Slouží jako předběžný otiskovací materiál pro korekční otisk (2krokový systém) a situační otisky. Putty Soft lze také použít jako základní materiál pro techniku dvojitého míchání

Putty, 2 x 380 ml kartuše

5455,-

4637,-

Putty Soft, 300 ml báze
+ 300 ml katalyzátor

1950,-

1658,-

ORBI-Bite

Materiál pro registraci skusu na bázi A-silikonu, v kartuši. Rychlá, snadná a bezpečná aplikace. ORBI-bite je stabilní, tixotropní, velmi snadno se míchá a opracovává, rozměrově stabilní.

Doba zpracování: 30 s, doba tuhnutí v ústech 60 s.**Barva:** žlutá**Mátová přichut'**2 x 50 ml (kartuše),
12 míchacích kanyl
zelených,

1157,-

983,-

Intraorální špičky žluté**Příslušenství pro registraci otisků a skusů**Intraorální špičky,
typ A, žluté, balení
96 ks

1137,-

966,-

Míchací pistole**Příslušenství pro registraci otisků a skusů Pro kartušové systémy 1:1 a 1:2**

pistole

3376,-

2870,-

Kyrety Gracey

Gracey 1-2




Gracey 3-4



Gracey 5-6




Gracey 7-8



Gracey 9-10



Gracey 11-12



Gracey 13-14



698,-

775,-

Zubní zrcátko



Kvalitní zubní zrcátko se zvýšenou odrazivostí a příjemným jasním obrazem. Speciální povrchová úprava zajišťuje, že se mírně zahřáté zrcátko nezamílzuje v ústech pacienta.

Na výběr: velikost 4 nebo 5, ploché nebo konkávní

12ks

1171,-

937,-

230,-

199,-

Otiskovací lžíce



Horní, dolní – č. 1, 2 nebo 3

LM nástroje



Držátka zrcátka - šedé

329,-

279,-



Držátka zrcátka - červené

329,-

279,-



Držátka zrcátka - modré

329,-


279,-



Williamsova sonda jednostranná

979,-

839,-



Sonda North Carolina jednostranná

979,-

839,-



Pátradlo 9 jednostranné

449,-

389,-



Pátradlo s WHO sondou 23-550B

1279,-

1089,-



Pátradlo s periodontální sondou 23-52B

1279,-

1089,-



Pátradlo s parodontální sondou 23-530B

1279,-

1089,-



Pátradlo – Sonda WHO 8-550B

1279,-

1089,-



Flexibilní pátradlo Flexplorer

679,-

579,-

Dry Mouth Gel

Gel na suchá ústa



10ks sortiment: 4x máta, 2x malina, 2x pomeranč, 2x citron

3100,-

3030,-

10ks malina

3100,-

3030,-

Balení: G-Premio BOND 5x unidose, CERAMIC PRIMER II 5x unidose, Gradia Plus OA1 (opáker pro překrytí dostaveb na bázi kovu) tuba 2 ml, technický průvodce, aplikátory a mikroštětečky



balení

3217,-

2835,-

5ml



Zajišťuje trvalou adhezi ke všem typům náhrad, kombinuje tři různé monomery k dosažení perfektní adheze ve všech situacích.

2261,-

1985,-

G-aenial Anterior / Posterior / Flo X



Flo X: A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 (3,6g)

2130,-

1499,-

Anterior: 2,7 ml (4,7 g) XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

Posterior: 2,7 ml (5,5 g) P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE, P-IE

tuba

2099,-

1489,-

tuba 1x1ml

1202,-

995,-

Tuba: 3,4g

2180,-

1535,-

G-Premio Bond



3-Bottle Pack:

3x5ml

7672,-

6495,-

1 lahvička

5ml

3804,-

2555,-

G-Bond Starter Kit

Samoleptací, světlém tuhnoucí jednosložkové adhezivum 7. generace, celá aplikace během 30 s.



Starter Kit: 5 ml, 50x mikrotip štětečky, mikrotip aplikátor a míchací miska

4108,-

2375,-

10g

390,-

360,-

MI Varnish

Bioaktivní, fluoridační ochranný lak (varnish) s obsahem kalcia a fosfátu "Ochrana jediným tahem štětcem".



Intro Pack; 10x 0,4 ml (5x jahoda, 5x máta), 20x štěteček

1029,-

845,-

Refill Pack; 35x 0,4 ml (jahoda / máta), 50x štěteček

3117,-

2775,-

Tooth Mousse

Bioaktivní, dentální ochranný krém, který obnovuje minerální rovnováhu v ústech a stimuluje produkci slin.

Příchutě: meloun, jahoda, máta, vanilka a tutti frutti.



5x sortiment

3143,-

2690,-

10-Pack: 10 ks sortiment nebo jedna příchut'

5786,-

4675,-

G-Multi Primer

Zajišťuje trvalou adhezi ke všem typům náhrad, kombinuje tři různé monomery k dosažení perfektní adheze ve všech situacích.



2261,-

1985,-

G-aenial Universal Injectables



Odstín: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

Odstín: BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3, JE a AE

2180,-

1535,-

Cocoa Butter

Separaci médium k izolaci kovových nástrojů při zhotovování skloionomerových výplní. Výborná separaci skloionomeru a kovových nástrojů, hladký povrch výplně.



390,-

360,-

MI Paste Plus

Stejně účinky jako GC Tooth Mousse, navíc obsahuje fluorid.

Příchutě: jahoda, máta, tutti frutti, vanilka a meloun



5-Pack: 5 ks sortiment

3401,-

2785,-

10-Pack: 10 ks sortiment nebo jedna příchut'

6469,-

5275,-

GC Fuji I kapsle

Odstín: světle žlutá

50 kapslí

4238,-

4169,-

GC Fuji IX GP kapsle

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

4685,-

3450,-

GC Fuji II LC Improved kapsle

Odstín: A2, A3, B3

50 kapslí

5570,-

4070,-

GC Fuji II LC Improved plv./liq.

Tekutina 6,8g

2093,-

1820,-

Prášek 15g

2450,-

2140,-

3-2 balení: 3 x 15g prášku (A2, A3, B3) a 2 x 8g tekutiny

9871,-

8600,-

GC G-CEM kapsle

Odstín: A2, AO3, TL, BO1, sortiment

50 kapslí

7853,-

5890,-

GC Fuji Triage kapsle

Odstín: růžová, bílá

50 kapslí

4890,-

3700,-

GC Fuji IX GP FAST kapsle

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

4757,-

3500,-

GC Fuji IX GP Extra kapsle

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

5483,-

4020,-

GC Fuji Plus kapsle

Odstín: A3, žlutá

50 kapslí

5676,-

4180,-

GC Fuji Plus plv./liq.

Odstín: A3

1-1

4434,-

3760,-

Fuji I 1-1

Odstín: světle žlutá

1-1 (plv. + liq.)

3776,-

3300,-

GC Fuji Triage 1-1

Odstín: růžová, bílá

1-1

2962,-

2590,-

Tempsmart DC

Duálně tuhnoucí kompozit pro dočasné korunky a můstky bez obsahu změkčovače. Krátký pracovní postup díky pohodlné možnosti polymerování - celkový čas jsou 3 minuty.
Vysoká pevnost v lomu pro dočasné náhrady.
Snadno leštěný až do vysokého lesku a dosažení vysoké estetiky.
K dispozici: v 48 ml kartuších (A1, A2, A3, A3.5, B1 a BW) a 10 ml stříkačkách (A1, A2, A3 a B1).



Kartuše 48ml 3398,-

2875,-

Stříkačka 10ml

2026,-

1695,-

Essentia Universal

Essentia Universal – Univerzální světlém polymerující kompozit s kondenzovatelnou konzistencí

1 tuba 3,4g

1702,-

1245,-

1 tuba, libovolný odstín

1702,-

1245,-

Modifier Kit

5893,-

5285,-

Gradia Direct

Anterior Syringe: 2,7 ml v odstínech XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT, CVT
Posterior Syringe: 2,7 ml v odstínech P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT
X Syringe: 2,7 ml (5 g) v odstínech X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-AO2, X-WT

1779,-

998,-

Gradia Direct Flo/LoFlo

Flo: 2x 1,5g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry
LoFlo: 2x 1,3g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry

1748,-

1295,-

GC Fuji IX GP 1-1

Odstín. A3

2947,-

2495,-

Set obsahuje: A2, A3 a B3 prášku, 2x 6,4ml tekutiny

3-2

7048,-

6135,-

G-CEM LinkForce

Univerzální duálně tuhnoucí adhezivní fixační cement pro všechny indikace a všechny materiály.

Starter kit: 1x 8,7g G-CEM LinkForce A2 nebo TL, 20x GC Automix Tip Regular, 1x 5ml G-Multi PRIMER, 1x 5ml G-Premio BOND, příslušenství.



Refill A2 / Translucent; 8,7 g

4943,-

4375,-

Starter Kit: A2 / Translucent

6263,-

5535,-

G-CEM Veneer

Světlém tuhnoucí pryskyřičný cement určený pro fixaci estetických fazet.



Starter Kit: 2x G-CEM Veneer Refi I (1 ml / 1.7 g) A2 & TR, 2x Try-in Paste Refi I (2 ml / 1.5 g) A2 & TR, 5ml 5ml G-Multi PRIMER, 5ml G-Premio BOND, 45x koncovky pro G-CEM Veneer, 2x ochranný kryt stříkačky, 50x mikroštětečků, 20x dávkovací mistička

8148,-

6485,-

Refill: 1,7g (A2, Translucent, Opaque, Bleach)

1171,-

925,-

Essentia

Světlém tuhnoucí, radioopákní, univerzální výplňový materiál. Pouze 7 odstínů pro všechny klinické situace.

Odstíny: LD, MD, DD, LE, DE, U a ML. K dispozici čtyři **modifikátory** (RBM, B?, WM a OM) vyvinuté pro rychlou charakterizaci vašich výplní.

Starter Kit: stříkačky: 7x 2ml (1 od každého odstínu), 20 aplikáčních koncovek a příslušenství.

Modifier Kit: 2x 2,4ml (1 od každého odstínu)



1 tuba, libovolný odstín

1702,-

1245,-

Modifier Kit

5893,-

5285,-

Essentia HiFlo/LoFlo

HiFlo/LoFlo – zatékavé fotokompozity
HiFlo – vysoká zatékavost
LoFlo – nízká zatékavost

1 tuba – 3,4g

1702,-

1525,-

Gradia Core

Duálně tuhnoucí kompozit pro estetické dostavby a fixaci kořenových čepů.



Kit: 1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství

6651,-

5875,-

Intro kit: 1x GRADIA CORE Kit (1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství); 1x GRADIA CORE Dispenser (dávkovací pistole).

6899,-

6085,-

Refill: kartuše 10ml

3319,-

2675,-

GC Fuji IX GP 3-2

Set obsahuje: A2, A3 a B3 prášku, 2x 6,4ml tekutiny

3-2

7048,-

6135,-

GC Fuji IX GP Extra 1-1

Odstín. A2, A3

1-1 3276,-

2775,-

DiaPolisher Paste

Diamantová leštící pasta GC DiaPolisher Paste byla vyvinuta pro další vylepšení estetických výsledků kompozitních výplní zhotovených z materiálů G-aenial, Kalore, Gradia Direct nebo Gradia

2g 1490,-

1281,-

3ml

2970,-

1585,-

4ml

2434,-

1985,-

EQUIA Forte HT

Bulkový sklohybridní výplňový systém. Posouvá sklohybrid na vyšší úroveň - pro sklohybridní materiály je použita směs částic s různou velikostí.

Pevnost i manipulace byly ještě vylepšeny u EQUIA Forte HT rozvinutím inteligentní kontroly distribuce a vzájemného působení těchto skleněných častic. Pevnější a nelepkavý materiál, vynikající pro bulkové výplně, i pro zatěžované výplně II. třídy.

Refill á 50 kapslí v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment.

5330,-

4195,-

Klinické balení obsahuje: 200 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny A2, A3, B2.

17500,-

14965,-

Promo balení obsahuje: 100 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků – odstíny: A2, A2-A3, A3, A3-B2.

10440,-

8685,-

Intro balení obsahuje: 20 kapslí, 20 ks unitdose EQUIA Forte Coat a 25 jednorázových štětečků v odstínech - odstíny A2, A3, B2.

2962,-

2485,-

Fuji Cem Evolve

Skloionomerní cementy jsou chloubou GC díky dokonalé kvalitě, kterou prokázaly nezávislé klinické studie po celém světě.

Inovativní, čirý VPS materiál vhodný pro náročné estetické případy s vynikajícími výsledky. Vysoká úroveň transparente zajišťuje skvělou možnost vizuální kontroly a viditelnost detailů. Bezkonkurenční průsvitnost umožňuje velmi efektivní polymeraci přes silikon.



Triple Pack: 3x 9,2g + 45x koncovka

7356,-

6575,-

Single Pack: 9,2g + 15x koncovka

2885,-

2575,-

kartuše 2x51g

2369,-

2035,-

everX Flow

Zátekavý kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny určený pro náhradu dentinu. Nejsilnější náhrada dentinu pro zpevnění velkých kavit. Vynikající odolnost proti zlomení, téměř shodná s dentinem, a to díky vysokému podílu krátkých vláken, která jsou pevně vázány na živěčnou matrici.

stříkačka 2ml (3,7g),
bulkový nebo
dentinový odstín,
20x koncovka

1869,-

1665,-

15 unitipů x 0,13 ml

2487,-

2195,-

50 unitipů x 0,13 ml

7461,-

6685,-

Ceramic Primer II

Adhezivum pro vytvoření silné vazby během fixace mezi všemi estetickými nepřímými náhradami a cementy na bázi pryskyřice, nebo při opravách přímých kompozitních náhrad.



3ml

2970,-

EQUIA Coat

Nový unikátní výplňový systém, který kombinuje novou generaci skleněných částeček (EQUIA Fil kapsle) s vysoko naplněným pryskyřičným ochranným lakem (EQUIA Coat). Spojuje rychlou a snadnou manipulaci s dokonalými fyzikálními vlastnostmi a neprekonatelnou estetikou. Inteligentní řešení - lak je navržen tak, aby se po několika měsících rovnomeně opotřeboval.



4ml

2434,-

1985,-

Exaclear

Estetické řešení pro parodontální dlahování šetrné pro pacienty



1x8cm

2570,-

1985,-

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D

3610,-

2785,-

everStick C&B

Skelní vlnky vyztužené materiály. Spolehlivé, minimálně invazivní, extra pevné, estetické. Pro minimálně invazivní kompozitní můstky vyztužené vlnkami



1x8cm

2780,-

2165,-

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D

3610,-

2785,-

everX Posterior

Vlákný zesílený kompozit pro náhradu dentinu. Obsažená krátká vlnka z něj činí perfektní materiál pro zesílení všech rozsáhlých kompozitních výplní. Vlnka zabráňuje vzniku a šíření prasklin - odolnost odpovídá dentinu.



15 unitipů x 0,13 ml

2487,-

2195,-

50 unitipů x 0,13 ml

7461,-

6685,-

G-aenial A'CHORD

Světlém tuhnoucí univerzální výplňový kompozit.

Nový univerzální výplňový kompozit se zjednodušeným systémem odstínů. Je určen zubním lékařům, kteří usilují o zjednodušení pracovního postupu, ale nechtějí dělat kompromisy v estetice a trvanlivosti svých prací.

Tento materiál byl navzen tak, aby pokryl 90% všech vašich přímých výplní s 5 CORE odstínů (A1, A2, A3, A3.5, A4), které pokryjí všechn 16 VITA odstínů. Dále jsou k dispozici opákní, sklovinné a krčkové odstíny a dva vybělené odstíny.

Díky jedinečné kombinaci technologií zůstanou výplně dlouhodobě krásné, lesklé a bez změny.



Refill stříkačky 4 g: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, JE, AE, BW, BOW.

1792,-

1535,-*Layering kit: stříkačky (4g)
v odstínech: A2, A3, AO2, AE, JE*

8054,-

7075,-*Core kit: stříkačky (4g)
v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4*

8054,-

7075,-**G-Cem ONE**

G-CEM ONE je skutečně univerzální, technologicky nenáročný cement s vysokou pevností vazby a vynikající schopností samotuhnutí. Díky GC Touch Cure a G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer jej lze použít pro širokou škálu indikací, včetně náročných klinických situací.

Starter kit A2/TL: stříkačka A2/TL,
8x GC Automix Tips Regular, 2x GC
Automix Endo tips, Adhesive
enhancing Primer

2158,-

2075,-Systém Kit: stříkačky A2 a TL,
15xGC Automix Tips Regular, 2x GC
Automix Endo tips, Adhesive
Enhancing Primer a G-Multi Primer

4720,-

4575,-Twin Refill A2/TL: 2x stříkačky
A2/TL, 15x GC Automix Tips
Regular, 5x GC Automix Endo tips

3555,-

3375,-Single Refill AO3/WO: stříkačky
AO3/WO, 8x GC Automix Tips
Regular, 2x GC Automix Endo tips

1863,-

1775,-**D-Light DUO**

Bezdrátová LED polymerační lampa, která má malé rozměry a je velmi lehká. Její dvojí vlnová délka a spolehlivý výkon umožní během krátké doby efektivně polymerovat všechny dentální materiály.

Vysoce výkonná LED lampa.
Duální vlnová délka, tři programy, elegantní, lehký a ergonomický designem, autoklávovatelná rukojet.Lampa + 25x Essentia (dle výběru)
Lampa + 25x tuba G-aenial (dle výběru)
Lampa + 25x tuba Gradia Direct (dle výběru)
Lampa + 10x GC kapsle**33400,-****41200,-****35000,-**

Cena kapslí

D-Light Pro

Obsah balení: rukojeť (tělo & elektronický modul), světlovod 8mm, 2x baterie, nabíječka, napájecí zdroj, EU/UK adaptér, 1x ochranný štítek očí tvrdý, 3x ochranný štítek očí měkký.

42190,-

31995,-**Capsule Mixer CM-II**

Nový digitálně ovládaný vysokorychlostní míchací přístroj na kapsle. Zajistí nejlepší namíchání všech kapslových materiálů. Ergonomický moderní design přístroje. Speciální design míchacích vidliček pro snadné vkládání i vyjmání kapslí. Velký digitální displej usnadňuje volbu mezi manuálním a předvoleným míchacím programem...



21650,-

17995,-**Fuji TEMP LT**

Fixační cement ve verzi pasta-pasta na dlouhodobá provizoria.

Poskytuje dobré známé ochranné vlastnosti, které nabízejí materiály založené na skloionomerní technologii.

Přejemná manipulace - nepříliš řídká konzistence s tenkou vrstvou filmu, snadné odstranění přebytků

Dočasný výplňový materiál pro standardní kavity a po endodontickém ošetření. Tuhnutí je inicializováno vodou a slinami. Snadno se odstraňuje.



2x13,3g kartuše

5200,-

4995,-

dóza, 30g, bílá

634,-

595,-10 ks, plochý
nebo kulatý

1560,-

1495,-

držák štětců, 2ks

300,-**Gradia štětec**10 ks, plochý
nebo kulatý

1560,-

1495,-**Caviton****595,-****300,-**

PERMITE

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina s 56% obsahem stříbra. Je velmi pevný, snadno leštiteľný a lehce tvarovateľný.

56% STŘÍBRA




Dlouhodobě
výhodná cena

GS-80

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina s 40% obsahem stříbra. Vyznačuje se vysokou pevností a stabilitou v kavité.

40% STŘÍBRA



Dlouhodobě
výhodná cena

50 kapslí

	velikost 1	velikost 2	velikost 3
normálně tuhnoucí	400 mg Kód: SD4001303	600 mg Kód: SD4002303	800 mg Kód: SD4003303
pomalu tuhnoucí	Kód: SD4001404	Kód: SD4002404	Kód: SD4003404

1.390,- **1.790,-** **2.190,-**

500 kapslí

	velikost 1	velikost 2	velikost 3
normálně tuhnoucí	400 mg Kód: SD4011323	600 mg Kód: SD4012323	800 mg Kód: SD4023303
pomalu tuhnoucí	Kód: SD4011424	Kód: SD4012424	Kód: SD4023404

12.490,- **15.990,-** **19.990,-**

50 kapslí

	velikost 1	velikost 2	velikost 3
normálně tuhnoucí	400 mg Kód: SD4401303	600 mg Kód: SD4402303	800 mg Kód: SD4403303
pomalu tuhnoucí	Kód: SD4401404	Kód: SD4402404	Kód: SD4403404

990,- **1.290,-** **1.490,-**

500 kapslí

	velikost 1	velikost 2	velikost 3
normálně tuhnoucí	400 mg Kód: SD4411323	600 mg Kód: SD4412323	800 mg Kód: SD4413323
pomalu tuhnoucí	Kód: SD4421404	Kód: SD4422404	Kód: SD4423404

7.990,- **11.490,-** **12.990,-**

POLISHING PASTE

Leštící pasta na amalgámy, keramiku, kompozita, komporomery a porcelán.



Balení: 4 g stříkačka
Kód: SD8100150

549,- ~~652,-~~

MASKING AGENT

Světlém tuhnoucí opákní pryskyřice.



Odstín: U, DY
Balení: 1 g stříkačka
Kód: SD7970404, SD7970202

599,- ~~710,-~~

SDI | FIXAČNÍ CEMENTY

RIVA CEM AUTOMIX

Riva cem automix je pryskyřicí modifikovaný, skloionomerní upevňovací cement, chemicky tuhnoucí ve formě pasta/pasta uvolňující fluoridy.



VYNIKAJÍCÍ
PEVNOST VAZBY



SNADNÉ ODSTRANĚNÍ
PŘEBYTEČNÉHO
CEMENTU VYTVRZENÍM
V REŽIMU TACK-CURE



TRVALÉ
UVOLŇOVÁNÍ
FLUORIDU



BPA
NEOBSAHUJE



Balení: 2x 4 g
Kód: SD8800703

1.890,- 3.260,-

RIVA LUTING

Radioopákní, chemicky tuhnoucí, skloionomerní fixační cement pro fixaci korunek, zámečků kovových šroubů čepů a ortodontických pásků. Díky vynikající adhezi k zubům, vysokému uvolňování fluoridu a zatékavosti je použitelný pro široké spektrum klinických aplikací. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Balení: 50x kapsle
Kód: SD8650008

3.190,- 4.026,-

Úvodní balení: 35 g prášek, 24.3 ml tekutina,
plastová odměrka, míchací podložka
Kód: SD8650508



2.190,- 2.651,-

RIVA CEM

SKLOIONOMERNÍ

Riva cem je chemicky tuhnoucí, rentgen kontrastní, pryskyřicí modifikovaný, skloionomerní upevňovací cement pasta/pasta uvolňující fluoridy. Je určen k definitivnímu cementování metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátů. Je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světem.



Balení: 8.5 g stříkačka
Kód: SD8800700

1.690,- 1.996,-

SET PP

KOMPOZITNÍ

Samoleptací, samoadhezivní, pryskyřicí modifikovaný, duálně tuhnoucí fixační cement pro finální cementování náhrad z kovu, pryskyřice a keramiky.



Balení: 2x 7 g stříkačka automix,
28x aplikacní koncovka
Odstín: A1, A2, OA3,
bílý opákní, translucent
Kód: SD8805101-05

2.490,- 4.826,-

RIVA LUTING PLUS

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí, pryskyřicí modifikovaný skloionomerní cement pro fixaci korunek, můstků, inlejí a onlejí. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.




Balení: 50x kapsle
Kód: SD8651008

3.790,- 4.751,-



Balení: 25 g prášek, 8.95 ml tekutina,
plastová odměrka, míchací podložka
Kód: SD8651508

2.190,- 2.690,-



POLA LIGHT

Hydrogen peroxid

Pola Light je pokročilý systém na bělení zubů, který je spojením oceněného bělícího gelu a LED náustku pro rychlejší domácí bělení. Rychle působí a zuby jsou vybělené za pouhých 5 dní. Lze dobíjet pro další bělení zubů. Systém se používá v kombinaci s gelem Pola Day. Gel zajišťuje extra hydrataci, zmírňuje přecitlivělost a remineralizuje zubní sklovinku.



Balení: 1 ks Pola Light náustek, 4x 3 g Pola Day
Kód: SD7700985

1.990,- ~~3.018,-~~

POLA DAY 6%

Hydrogen peroxid

Pola Day je pH neutrální gel s obsahem hydrogen peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikaci citlivosti.



Balení: 4x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700357

1.190,- ~~1.328,-~~

Balení: 10x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700359

2.190,- ~~2.526,-~~

Nové doplňkové
balení!
k Pola Light

Balení: 3 g stříkačka Pola Day
Kód: SD7700079.1

329,- ~~420,-~~



Balení: 20x 3 g stříkačka Pola Day
Kód: SD7700094

3.990,- ~~7.793,-~~

POLA LUMINATE

Hydrogen peroxid

Rychlé a jednoduché profesionální bělení bez použití nosičů. Obsahuje 6% hydrogenperoxid. Více než 60 aplikací v jedné tubě. Uvolňuje fluoridy. Má mátovou příchut'. Pro domácí použití. Možnost bělení pouze jednoho zuba nebo celého úsměvu.



Balení: 5.5 ml
Kód: SD7700092

990,- ~~1.211,-~~

POLA RAPID 6%

Hydrogen peroxid

Pola Rapid je nové ordinační bělení s vyšší viskozitou, které lze snadno a rychle aplikovat. Bezpečně vybělí zuby za 45 min. Díky modrému zabarvení gelu má lékař stále přehled o jeho aplikaci. Při aplikaci není potřeba používat gingivální bariéru. Pola Rapid je vhodná na bělení vitálních i devitalizovaných zubů. Obsahuje dusičnan draselný, který zabraňuje následné citlivosti zubů.



Novinka

Balení pro 1 pacienta: 2.8 ml stříkačka
Kód: SD7700510

1.990,- ~~2.396,-~~

Balení pro 3 pacienty: 3x 2.8 ml stříkačka
Kód: SD87700511

4.990,- ~~5.927,-~~

Novinka



Karbamid peroxid

POLA NIGHT 10% FOR ALIGNERS

Pola For Aligners, obsahuje bělící gel Pola Night 10% karbamid peroxid, který byl pečlivě vybrán jako ideální bělící prostředek pro jakékoliv ortodontické nosiče. Svou flexibilitou umožňuje pacientům bělit pár hodin mezi jídly nebo s ohledem na praktičnost přes noc. Gel s vysokou viskozitou zajišťuje snadnou a bezpečnou aplikaci do alignérů.

Balení: 4x 3 g stříkačka
Kód: SD7700556

1.090,- ~~1.852,-~~

POLA NIGHT 10%

Karbamid peroxid

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchuť a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení: 4x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700369

1.190,- ~~1.328,-~~

Balení: 10x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700371

2.190,- ~~2.526,-~~

POLA NIGHT 10%

Karbamid peroxid

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchuť a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Kód: SD7700398

4.490,- ~~6.646,-~~

Balení: 4x 1.3 g
Kód: SD7700390

Balení: 10x 1.3 g
Kód: SD770395

899,- ~~1.015,-~~ **1.990,-** ~~2.530,-~~

SOOTHE

Znecitlivující gel s obsahem 6% dusičnanu draselného a 0,1% fluoridu. Odstraňuje citlivost zubů, která vzniká při chemických nebo teplotních změnách. Lze jej využít jako doplněk před bělením zubů nebo po něm.



Balení: 1.2 ml stříkačka
Kód: SD8150002.1

349,- ~~390,-~~

Balení: 4x 1.2 ml stříkačka
Kód: SD8150002

990,- ~~1.333,-~~

RIVA SELF CURE

Riva self cure je radioopákní, chemicky tuhnoucí skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, pro ART techniku, podložky, výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.



Klik stojí Váš čas?

Riva SC ve verzi FAST



Balení: 15 g prášek / 6.9 ml tekutina
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5,
T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8610501-04
SD8610521-22

1.190,- ~~1.323,-~~

RIVA LIGHT CURE

Riva light cure je radioopákní, světlem tuhnoucí pryskyřicí modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetění fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.



Balení: 15 g prášek / 7.2 ml tekutina
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5

Kód: SD8700501-04

1.440,- ~~1.810,-~~



odstíny A2, A3
45 kaps./ bal.



odstíny ostatní
50 kaps./ bal.

riva light cure
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

riva light cure HV
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

riva light cure HV
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8700062, 3

Kód: SD8730052, 3

2.590,- ~~3.877,-~~

odstíny A2, A3
45 kaps./ bal.



odstíny ostatní
50 kaps./ bal.

riva light cure
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, A4,
B2, B3, sortiment,
T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8600001-13

Fast: SD8605001-08
SD8610000

Kód: SD8630001-4

riva light cure HV
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, A4, B2, B3,
B4, C2, C4, sortiment

Kód: SD8700001-16
SD8710000

Kód: SD8730001-06

3.790,- ~~4.997,-~~

CONDITIONER



Roztok kyseliny polyakrylové pro jemné odstranění „smear layer“ z dentinu a skloviny. Optimalizuje adhezi skloionomerních cementů k povrchu zuba.

Balení: 10 ml

Kód: SD8620001

1.190,- ~~1.353,-~~

RIVA SILVER

Radioopákní chemicky tuhnoucí stříbrem modifikovaný skloionomerní výplňový materiál. Díky vynikající adhezi k zuba a vysokému uvolňování fluoridů je doporučován pro širokou škálu klinických aplikací.



Balení: 50× kapsle
Kód: SD8670008

4.990,- ~~6.259,-~~

COAT



Světlem tuhnoucí ochranný lak pro skloionomerní výplně. Zabraňuje kontaminaci výplně slinami a vodou po dobu 24 hodin po ošetření.

Balení: 5 ml

Kód: SD8610001

1.190,- ~~1.349,-~~



Balení: 25 g prášek, 8.95 ml tekutina,
plastová odměrka, míchací podložka
Kód: SD8670508

4.990,- ~~6.159,-~~

RIVA STAR AQUA

SDI pokračuje s inovací SDF roztoků představením nové generace roztoku fluoridu stříbrného na bázi vody, Riva Star Aqua. Podobně jako Riva Star (SDF), tak i Riva Star Aqua (AgF) je dvoudílný neinvazivní patentovaný systém léčby ke znečitlivění bolesti zubů v pouhých několika kapkách. Riva Star Aqua je vodnatý roztok fluoridu stříbrného bez použití amoniaku.



Balení: 1.5 ml Riva aqua tekutina, 3 ml Riva green tekutina

Kód: SD8800530

2.290,- ~~4.153,-~~

Balení: 10x kapsle Riva silver, 10x kapsle Riva green

Kód: SD8800525

2.290,- ~~4.153,-~~

APLIKACNÍ ŠTĚTEČKY

Jednorázové štětečky, které umožňují aplikovat materiál do těžko přístupných oblastí. Jsou rezistenční vůči rozpouštědlům, ohybné a nejsou nasákavé.



SUPERFINE (fialová)
FINE (zelená)
MEDIUM (modrá)

Sortiment 400 ks (100x SUPERFINE, 200x FINE, 100x MEDIUM)
Kód: SD8100123

Balení: 400 ks

Kód: SD8100122

Kód: SD8100116/17

Kód: SD8100118/19

649,- ~~1.091,-~~



Zásobník na aplikaci štětečky:
Kód: SD8100131

499,- ~~679,-~~

SUPER ETCH

Leptací gel na sklovinu a dentin s obsahem 37% kyseliny fosforečné.



Balení: 12 g stříkačka, 25× aplikaci koncovka

Kód: SD8100052

1.190,- ~~1.300,-~~

Balení: 2× 31 g stříkačka, 50× aplikaci koncovka
Kód: SD8100059

1.990,- ~~2.589,-~~

LUNA 2

Univezální kompozitní materiál je možné použít pro přímé výplně, onleje, inleje a fazety. Vhodný na opravy kompozitů.



Balení: 4 g stříkačka
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB
Kód: SD8452001-22

890,- ~~1.727,-~~



Balení: 20× 0,25 g kompule
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB
Kód: SD8452051-72

1.190,- ~~2.294,-~~

ZIPBOND

Zipbond Universal je jednosložkové univerzální adhezivum uvolňující fluoridy, kompatibilní s technikami samoleptání, selektivního leptání a celkového leptání.



Balení: 50× 0,1 ml SingleDose,
50× aplikáční štětečky, držák SingleDose
Kód: SD8100501

2.890,- ~~3.322,-~~

Balení: 5 ml
Kód: SD8100502

1.790,- ~~2.205,-~~

LUNA FLOW / LUNA FLOW LV

Luna Flow nabízí vysokou radioopacitu, kontrolu nad aplikací, snadné a přesné sladění odstínů se stálostí barev, vynikající pevnost a odolnost proti oděru. Pro lékaře, kteří preferují více tekutosti je tu Luna Flow LV – málo viskózní varianta.



Luna Flow

Balení: 2 g stříkačka

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,

C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB

Kód: SD8566102-122



Luna Flow LV

Balení: 2 g stříkačka

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,

C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB

Kód: SD8566201-222

449,- ~~767,-~~

WAVE

Fluorid uvolňující zatékavý radioopákní kompozitní materiál ve třech viskozitách wave; wave MV; wave HV, který je možné použít pro výplně všech tříd, pečetění fisur a opravy rekonstrukcí



Balení Bulk Kit: 10× 1 g stříkačka

Odstíny: A1, A2, A3

Kód: SD7500011-13



2.490,- ~~3.857,-~~

Balení: 1 g stříkačka, 5× aplikáční kanyla
wave - nejvíce zatékavý

Odstíny: A1, A2, OA2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, I, G, B

Kód: SD7510102 - SD7514147

wave MV - středně zatékavý

wave HV - nejméně zatékavý

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1

Kód: SD8310102 - SD8311101

Kód: SD8210102 - SD8211101

349,- ~~546,-~~

STAE

Jednosložkový adhezivní systém 5. generace na sklovino i dentinu.

Balení: 5 ml

Kód: SD8100201

1.290,- ~~2.667,-~~



Jednosložkový, samoleptací, světle tuhnoucí vazebný prostředek 7. generace uvolňující fluoridy, vhodný pro sklovino a dentinu.

Balení: 5 ml, 50× aplikáční štěteček
Kód: SD8100400

1.790,- ~~4.046,-~~