

## Prophytex

Třívrstvé roušky pro ochranu pacienta při čištění zubů AirFlow technikou.  
Barvy: bílá, světle modrá, šedobílá.  
Rozměr: 60 x 54 cm.

sleva:

20%



40ks

410,-

368,-

160ks, 100ks

sleva:

20%



240,-

200,-

100ks

260,-

235,-

## Apron č.3

Pacientské bryndáky vyrobené z polyetylénu a savé měkké celulózy.  
Barvy: bílá, zelená, tmavě modrá, světle modrá, blankytná, světle oranžová, tmavě oranžová, šeríková, vínová, žlutá a růžová.  
Rozměry: 60x54 cm - 80 ks a 80x54 cm - 60 ks.



60x54 cm - 80 ks

320,-

290,-

80x54 cm - 60 ks

320,-

290,-

## CaviWipes

Dezinfekční ubrousky s nízkým obsahem alkoholu (17 %), neškodí povrchům.  
Rozměr: 17,5 x 22,5 cm, ekologické, biologicky odbouratelné.

sleva:

27%



dóza - 160 ks

315,-

229,-

## CaviCide

Postřiková dezinfekce kompatibilní s většinou povrchů, baktericidní a virucidní účinnost.

Používá se neředěný



sleva:

30%

200ml

180,-

125,-

700ml

385,-

270,-

5l

1507,-

1055,-

## Sekusept aktiv



K dezinfekci a čištění nástrojů, pomůcek z nerezu, skla, gumy a plastu, dýchacích masek a nástrojů. Účinná látka: peroxoboritan sodný, TAED (neobsahuje aldehydy).

Přípravek na dezinfekci a čištění všech typů rotačních nástrojů. Používá se neředěný, nástroje se neoplachují, vhodný i pro ultrazvukové čističky. Účinnost - fungicidní, virucidní (včetně HBV, HIV), baktericidní.



## Rotasept

Konzentrátní bez obsahu aldehydů pro dezinfekci a čištění běžného instrumentářia včetně rotačních nástrojů. Vhodný i pro ultrazvukové čističky, široké spektrum účinnosti. Při 2% ředění ziskáte 125 l pracovního roztoku, při 4% ředění je expozice jen 30 min. K dispozici i v silnější variantě Forte.



ID 212, 2,5l

2159,-

2059,-

ID 212 Forte, 2,5l

2269,-

2159,-

## ORBI-Sept dezinfekce vrtáčků



Pro čištění a profylaktickou dezinfekci zubních vrtáčků a rotačních nástrojů. Vhodný také pro ultrazvukové čističky.

2,5l

704,-

654,-

2,5l

1207,-

1097,-

2,5l

882,-

795,-

## ORBI-Sept dezinfekce nástrojů

Konzentrátní pro přípravu dezinfekčního roztoku pro ruční čištění a profylaktickou dezinfekci termostabilních a termolabilních nástrojů ponořením do lázně.



Vysoko účinný koncentrátní pro čištění, dezinfekci a péči o odsávací systémy zubních souprav. Je bez aldehydu, nepření. Díky vysoké čistící síle odstraní i odolné usazeniny. Široké spektrum působení, vysoká kompatibilita, použitelný i v systémech se separátory amalgámu. Pravidelné používání zamezuje vzniku nepříjemných pachů.



*Clean Polish*

Čisticí a leštící pasta (Clean)  
Vynikající na leštění přirozených zubů, amalgámů, kompozit, skloionomerů a zlata.

sleva:

20%



50g

420,-

336,-

sleva:

20%



50g

420,-

336,-

*Roušky papírové skládané*

Barvy: oranžová, růžová, žlutá, modrá, zelená, fialová, vínová, světle modrá, blue lagoon, limetka - 500ks

680,-

637,-

černá - 500ks

790,-

715,-

*Savky*různé barvy,  
100ks

99,-

89,-

modrá, růžová nebo limetka

50ks

220,-

198,-

*Kelímky*různé barvy,  
100ks

95,-

85,-

*Rukavice nitrilové bez pudru*

200 ks

220,-

198,-

100ks

229,-

209,-

100ks

327,-

292,-

*Zubní válečky Orbis*

Bavlněné válečky pro udržení suchého a přehledného prostředí v ústní dutině. Vyvážená směs vysoce čisté buničiny a přírodní bavlny zajišťuje dlouhotrvající sací efekt, rozměrovou stabilitu a pružnost. Baleno v sáčku, který válečky chrání před prachem a vlhkostí.  
Velikost: 1, 2 nebo 3

300g

220,-

198,-

*Ketac Molar Aplicap/ Easymix*

Oblastní RTG kontrastní skloionomerní cement v kapsách pro výplň v laterálním úseku.  
Odstín: A3



Easymix A.R.T

1536,-

Aplicap 50ks

5045,-


1398,-

4685,-

4g

668,-

628,-

*Ústenky Euronda*

modrá, růžová nebo limetka

50ks

220,-

198,-

*Valux Plus*

Hybridní světlém tuhnoucím kompozitem pro výplň ve frontálním i laterálním úseku.  
Velké množství homogenního plniva zajišťuje výbornou leštělivosť a odolnost proti abrazi.  
Chameleon efekt usnadňuje volbu odstínu.  
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5,



## Biodentine

Dodáván v kapslích pro ruční aplikaci. Míchání probíhá v běžné třepáčce kasplí.



15x 0,7 g	8990,-	7990,-
5x 0,7 g	3470,-	3130,-

**Proč použít Biodentine?**

- zachovává vitalitu pulpy
- umožňuje ošetření klinických chyb (via falsa, perforace cavum pulpa)
- pro definitivní náhradu dentinu

**Indikace v kořeni:**

- překrytí perforací kořene a pulpální dutiny, vnitřní/ vnější resorpce zuba, apexifi kace.
- v korunce: hluboké/rozsáhlé kavity, trvalé dentinové výplně, přímé překrytí pulpy, pulpotomie, ireversibilní pulpitida

Aplikauje se pomocí kleští přímo z kapsle s tenkou kanylou. Míchá se v Biodentine míchačce, která je součástí starter packu.

**Starter pack obsahuje:** 2x 10 ks Biodentine XP (200 a 500), aplikáční kleště a míchací přístroj



Starter kit	27490,-
200, 10ks	6990,-
500, 10ks	8190,-

## Endomethason N

RTG kontrastní kořenová výplň bez obsahu paraformaldehydu a dexametasonu.  
**Set obsahuje:** 14 g prášku a 10 g tekutiny.



set	3500,-	3150,-
prášek 14g	2710,-	2440,-
prášek 42g	5090,-	4590,-

## Alveogyl

Pasta pro lokální léčbu „suchého lůžka“ (alveolitis sicca) s antiseptickým účinkem.  
Jedná se o jednokrokovou, samoeliminující léčbu, která rapidně omezuje bolest a poskytuje tišící efekt díky obsahu eugenolu.

**sleva:**

15%

10g	1730,-	1490,-
-----	--------	--------

## Adseal plus

Inovovaný rentgenkontrastní materiál k plnění kořenových kanálků na bázi epoxidové pryskyřice ve velmi praktické stříkačce pro jednoduché namíchání v přesném poměru.  
Vysoká biokompatibilita, kvalitní hermetický uzávěr. Nezabarvuje zub, není rozpustný.  
**Balení obsahuje:** 13,5 g materiálu v duální stříkačce, míchací podložku, špachtli, dávkovací špičky a víčko



13,5 g + příslušenství

930,-

1999,-

Stojánky na nástroje s houbičkou pro odstranění nečistot během preparace kořenového kanálku.



stojánek plastový s houbičkou

239,-

náhradní houbičky, 50ks

259,-

199,-

239,-

Edvarda Beneše 70, Plzeň, www.westmedical.cz,

email: plzen@westmedical.cz

## Biodentine XP

Aplikauje se pomocí kleští přímo z kapsle s tenkou kanylou. Míchá se v Biodentine míchačce, která je součástí starter packu.

**Starter pack obsahuje:** 2x 10 ks Biodentine XP (200 a 500), aplikáční kleště a míchací přístroj



Starter kit	27490,-
200, 10ks	6290,-
500, 10ks	7390,-

## Forendo Paste

Hydroxid vápenatá pasta obsahující jodoform a bázi silikonového oleje. Baktericidní - bakteriostatická - pH >12 - rentgenkontrastní - netuhnoucí. Pro dočasnu a střednědobou léčbu kořenového kanálku. Pro zabránění vzniku zánětů a pro léčbu infikovaných kořenových kanálků, abscesů, periapikálních lézí, perforaci, exsudaci, kořenových resorbci, traumatických zranění, stimuluje apexifikaci a apexogenezi.



2,2 g + 20 kanyl

2050,-

1850,-

sada



2470,-

2200,-

## Septoject jehly

Tradiční jehly pro karpulové stříkačky nebo intraligamentární anestezii.

**Rozměry:** 27G - 21, 25, 35 a 42 mm, 30G - 10, 12, 16, 21 a 25 mm.



100ks

500,-

399,-

15g + 35 pipet

7890,-

**sleva:**

20%

## BioRoot RCS

Bioaktivní sealer pro trvalé kořenové výplně.

Vynikající přilnavost k dentinu a gutaperčovým čepům.

Hydrofilní - BioRoot RCS hermetický zapečetí i v přítomnosti vlhkosti.

Bioaktivní obturace - stimuluje regeneraci kosti a podporuje periapikální hojení.

Antimikrobiální - pH >11, uvolňuje hydroxid vápenatý.

Čisté minerální složení - nezabarví zuby. Bez pryskyřice = nulové smrštění - vyrobený z čistého krémicoitanu vápenatého.

Skvělá zatékavost - utěsní i všechny vedlejší kanálky.

**sleva:**

20%

## Barevné stříkačky

Barevně označené stříkačky pro výplachové a jiné roztoky.

Standardní luer-lock zakončení.

Neobsahuje latex.

Barvy: červená, modrá, žlutá a bílá.

Objem: 5 ml



5ml, 100 ks

550,-

495,-

## Endo Clean stojánek

Stojánky na nástroje s houbičkou pro odstranění nečistot během preparace kořenového kanálku.



stojánek plastový s houbičkou

239,-

náhradní houbičky, 50ks

259,-

199,-

239,-

## Neo Spectra ST

Neo Spectra ST je univerzální výplňový materiál. Užijte si jednoduchou a snadnou manipulaci při použití viskozity dle vašeho výběru.

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, A4  
Viskozita: LV, HV



Kupte 3 balení Neo Spectra ST dle Vašeho výběru a získáte balení odstín A2 ZDARMA

LV / HV / Effects stříkačka, 3 g

**1240,-**

LV / HV / Effects kompule, 16x 0,25 g

**1653,-**

## Neo Spectra ST Flow

Zatékavý výplňový materiál.

Dostupné odstíny: A1 (odpovídá A1, B1, C1), A2 (pro A2, B2, D2), A3 (pro A3, C2, D3, D4), A3.5 (pro A3.5, B3, B4, C3), A4 (pro A4, C4), BW (pro bělené zuby), D1 (opákný dentin), D3 (opákný dentin) a E1 (translucentní sklovina).



Kupte 3 balení Neo Spectra ST Flow dle Vašeho výběru a získáte balení odstín A2 ZDARMA

ST Flow stříkačky, 2x 1,8 g

**1535,-**

## Vertise Flow

Samoadhezivní flow kompozitní materiál pro malé výplně třídy I. a II., liner, pečetění fisur a opravy keramiky.

Sada obsahuje nejpoužívanější odstíny: A2, A3, A3.5 a UO.




sleva:

**30%**

## Hawe Contoured matrice

Anatomicky tvarované matrice z nerezové oceli o tloušťce 0,045 mm.



konturované matrice, 30 ks

**1003,-**

**835,-**

0,045 mm - 30 ks

## Charisma Classic

Mikrohybridní kompozitum s plnivem Microglass II. generace pro výplně třídy I až V.

Pohodlný výběr odstínů a vynikající leštělelnost.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, OA3 a OA3.5.



**665,-**

**532,-**

## Charisma Bulk Flow ONE

První jednoodstínový bulk fill flow kompozit pro každodenní použití.

Nízká kontrakce, vysoká pevnost v ohybu a odolnost proti opotřebení zajišťuje dlouhou životnost náhrad, které vydrží zátěž v distálním úseku.

Balení: 1x 2 g + 5 kanyl



sleva:

**25%**

**950,-**

**695,-**

## Filtek Z550

Univerzální mikrohybridní světlém tuhnoucí kompozitum pro všechny rekonstrukce.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, OA2 a OA3.



sleva:

**20%**

Akce platí do 15.3.2024 nebo do vyprodání zásob

4g

**1123,-**

**898,-**

## Filtek Ultimate

Univerzální výplňový nanokompozit.

Pro použití v předním i postranním úseku.

Odstíny - body / dentin / enamel / translucent a speciální.



sleva:

**20%**

Akce platí do 15.3.2024 nebo do vyprodání zásob

4g

**1718,-**

**1374,-**

## Filtek Supreme Flow

Světlém tuhnoucí, RTG kontrastní zatékavý nanokompozit s nízkou viskozitou a výbornými estetickými vlastnostmi.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3 opákní, B1, B2, C2, D2, W - bílý, XW - extra bílý.



sleva:

**20%**

Akce platí do 15.3.2024 nebo do vyprodání zásob

2x2g

**1864,-**

**1491,-**

## ProTaper NEXT

Všeobecný endodontický systém pro ošetření většiny kořenových kanálků.



Kupte 3 blistry (á3ks) ProTaper Next a získáte set (X1-X3) ZDARMA

1 blistr (3ks)

1860,-

1 blister (6ks)

2225,-

sekvence, 5 ks

1984,-

## Endostar K-File

Pilníky Endostar K-File jsou vhodné pro opracování tenkých kanálků. Klasické ocelové, bezpečné nástroje se 4 rezonymi hranami.

sleva: 20%



6ks

200,-

160,-

6ks

200,-

160,-

6ks

200,-

160,-

## MD-Chelcream

Lubrikační gel s 19% EDTA pro usnadnění ošetření kořenových kanálků. Je velmi vhodný při ošetření kalcifikovaných kanálků nebo zúžených kanálků v distálním úseku.

Šetrí kořenové nástroje a usnadňuje plnění kanálků.



MD-Chelcream 2x8g

540,-

469,-

4x 1,5 ml + 20 aplikátorů

1870,-

1399,-

250 m

1700,-

1390,-

## Endostar EP Easy Path

Nástroje používané k vytvoření kluzné cesty. Jako první pronikají úzkými, zakřivenými a často kalcifikovanými kanálky. Tenké a pružné, ale také odolné proti zalomení uvnitř kanálku díky tepelné postprodukční úpravě. Dvě délky nástrojů - 21 mm nebo 25 mm.

sleva:

30%



1060,-

740,-

set, 3 ks

1570,-

1099,-

## ProTaper Gold

Jednoduché a plynulé opracování kořenových kanálků. Skvělá řezná schopnost nástroje a nízké rotační tření mezi břitem a dentinem, neaktivní hrot. Výborné mechanické vlastnosti, úžasná pružnost, zvýšená odolnost proti cyklické únavě. Nástroje ProTaper Gold "shaping" (SX, S1 a S2) rozšiřují kořenové kanálky a jsou určeny pro techniku "brushing". Nástroje ProTaper Gold "finishing" (F1-F5) jsou pružnější a slouží pro opracování a dokončení kořenových kanálků.



Kupte 3 blistry ProTaper Gold a získáte set (SX/F3) ZDARMA

## ProTaper Ultimate

Nejnovější systém kořenových nástrojů z rodiny ProTaper. Sekvence strojových nástrojů - 21, 25 nebo 31 cm.



Kupte 3 blistry ProTaper Ultimate a získáte sekvenční 25mm ZDARMA

## Endostar H-File

Délky: 25 nebo 28mm

sleva: 20%



6ks

160,-

6ks

200,-

160,-

6ks

200,-

160,-

## Calasept Plus

Hydroxid vápenatý ve stříkačce s vysokým obsahem kalcia >41 % (pH 12,4). Balení obsahuje 4x 1,5 ml a 20 elastických plastových aplikátorů.



sleva:

25%



## Calasept CHX

2% chlorhexidin diglukonát s vynikající antimikrobní aktivitou, účinný proti gramnegativním i grampozitivním bakteriím a má vysokou míru účinnosti proti E faecalis, v lahvi opatřené uzávěrem luer lock na víčku.

250 m

1700,-

1390,-

## Endostar Revision

Nový rotační systém pro re-endotoční ošetření metodou crown-down.

Vyroben z nejkvalitnější slitiny niklu-titanu s tepelnou úpravou Azure.

Nástroje jsou extrémně flexibilní, odolné proti zlomení, zároveň velmi pevné a účinné. Balení Revision Set obsahuje: Endostar REvision nástroje 30/08, 25/06, 20/04 délky 25 mm.



sleva:


30%

740,-

1060,-

1570,-

1099,-



## NaviTip Double SidePort 31ga

Aplikační ohebná kanya 31ga(0,28mm) pro hypochlorid sodný, roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, roztok chlorhexidinu, UltraEtch 2 otvory po str.



20ks	1840,-	1660,-
50ks	4020,-	3620,-

## EDTA 18% roztok

Poslední výplachová kapalina před použitím chlorhexidinu.  
Ponechat v kanáku 30-60 sekund, pak opláchnout fyziologickým roztokem nebo sterilní vodou.



Indispense 30 ml.	550,-	495,-
-------------------	-------	-------

## Viscostat

Viskózní hemostatický koagulační gel s 20% síranu železitého  
Hloubková aktívna hemostáza během několika sekund



Indispense Kit: 30ml ViscoStat + 20 kanyl	2580,-	2070,-
Indispense: 30ml	1580,-	1270,-

sleva:  
**20%**

hemostatický viskózní gel s 25% chloridu hlinitého  
transparentní gel pro estetické zóny



Intro Kit: 4x1,2ml Viscostat Clear + 20 kanyl	1350,-	1080,-
Indispense Kit: 30ml ViscoStat Clear + 20 kanyl	2680,-	2150,-
Indispence: 30ml	1650,-	1320,-

sleva:  
**20%**

Biokompatibilní & resorbovatelné hemostatické houbičky.  
Podporují lokální hemostázu uvnitř rány po extrakci  
Zcela vstřebatelné, sterilní & biokompatibilní  
Lze je zasunout do rány & drží v poextrakčním lůžku  
Kolagen podporuje přilnavost & vzájemné shlukování krevních destiček  
Balení obsahuje 24 jednotlivé, sterilně balené houbičky v blistru.



24 houbiček	2670,-
-------------	--------

**2150,-**

## File-Eze EDTA Lubrikant

19% EDTA vískezní gel.  
Rozpuštěn ve vodě: snadno se vyplachuje.  
NEOBSAHUJE peroxid vodíku – vhodný při následném použití světlém tuhnoucím pryskyřičných plniv (např. Endo-REZ).  
Aplikace také přímo do kanáku kanyly NaviTip  
Balení obsahuje: Indispense 30 ml. Intro Kit: 4x 1,2 ml stříkačka, 20x kanya Black Mini. Refill: 4x 1,2 ml stříkačka.



intro kit	2110,-	1900,-
refill - 4x 1,2 ml	1120,-	1010,-
Indispense - 30 ml	2690,-	2420,-

Snadné zavedení  
Vynikající absorpcie  
Bezkonkurenční retrakce

**sleva: 25%**

## Ultrapak



000	640,-	480,-
00	560,-	420,-
0, 1, 2 nebo 3	510,-	390,-

## Viscostat Clear

## Hemocollagene

## MTA Flow White

Mineral trioxid aggregate cement na opravy, snadno a rychle hladká konzistence pro každou proceduru. Nyní můžete velmi přesně dávkovat až k apexu pomocí kanyly Navi Tip 29ga, ošetříte i místa jinak obtížně dosažitelná. MTAFlow je bioaktivní, podporuje hojení<sup>1</sup>. Obsahuje oxid bismuthu

**MTA Flow White:** opravný mineral-trioxid- aggregate cement pro endodontická ošetření nad klinickou linii.

Nezarbareje. Vhodný zejména do estetické zóny




Kit: 8-10 aplikací

- 1x MTAFlow prášek (2g)
- 1x MTAFlow gel (2ml)
- 1x odměrky s 2 odměrnými konci
- 1x míchací podložka
- 20x kanya Black Micro
- 10x stříkačka Skinny
- 10x uzávěr Luer Lock

kit

5600,-



Kit: 8-10 aplikací

- 1x MTAFlow White prášek (2g)
- 1x MTAFlow White gel (2ml)
- 1x odměrka s 2 odměrnými konci
- 20x kanya Black Micro
- 10x stříkačka Skinny
- 10x uzávěr Luer Lock

kit

5620,-

5060,-

## Porcelain Kit

Pro intraorální i extraorální leptání keramiky • Vytvoří optimální texturu povrchu na silikátových keramikách • Snadné kontrolované dávkování a aplikace ze stříkačky

**Porcelain Repair Kit:** 1,2 ml Porcelain Etch, 1,2 ml Ultradent Silane, 1,2 ml EtchArrest, 1,2 ml Peak Universal Bond, 1,2 ml PermaFlo Dentin Opquer, 1,2 ml OpalDam 20 x kanya Black Mini Brush 20 x kanya BlackMicro 20 ks kanyl Micro 20ga 20 x kanya Inspiral Brush



sleva:

25%

Porcelain Repair Kit

6290,-

4720,-

Porcelain Etch + Silane  
(2x1,2ml stříkačka 20x kanya)

1610,-

1210,-

stříkačky 4x1,2ml

sleva:

25%



25%

lahvička 4ml

2900,-

2180,-

2320,-

1740,-

## Relyx U200

Samoadhezivní univerzální pryskyřičný cement v AUTOMIX balení. Silná adheze, vynikající síla vazby k dentinu, sklovíně a náhradám, odolnost proti diskoloracím.

Během aplikace je hydrofilní - dobře přilne ke strukturám zuba a toleruje vlhkost při aplikaci, během polymerace se změní na hydrofobní - odolavá náročnému prostředí v ústech.

**Dostupný v odstínech:** A2 univerzální, A3 opákní a translucentní.



Akce platí do 15.3.2024 nebo do vyprodání zásob

Automix 8,5g

3520,-

2816,-

50 g + 15 g

1115,-

892,-

## Breeze

Samoadhezivní pryskyřičný cement pro snadné tmelení fixních protetických prací a kořenových čepů.

**3 odstíny:** A2, opákní bílý a transparentní.

sleva:

20%



4 ml + 12 kanyl |

1388,-

1111,-

čepy, 10 ks

967,-

791,-

vrtáček, 1ks

2007,-

1686,-

## TheraCal PT

TheraCal PT® je biokompatibilní, duálně tuhnoucí pryskyřice modifikovaná kalcium silikátem, která se používá k ošetření obnažené pulpy. TheraCal PT® udržuje vitalitu zuba tím, že funguje jako bariéra a ochrana pulpy. Schopnost TheraCal PT® uvolňovat vápník a schopnost vytvářet alkalické pH umožňují jeho použití při preparaci hlubokých kavit. Schopnost duálního tuhnutí umožňuje okamžité umístění výplňového materiálu.

TheraCal PT 4g +  
15 kanyl

2900,-

2610,-

TheraCal LC  
4x1g + 50kanyl

3940,-

3550,-

TheraCal LC 1g +  
15 kanyl

1260,-

1140,-

## Peak Universal Bond

Jediný bond s chlorhexidinem (0,2%) – pomáhá zvýšit dlouhodobou pevnost bondu.

Adheze ke všem materiálům (dentinu, sklovíně, kovu, keramice, kompozitům i zirkonu).

Pro přímé i nepřímé bondování, bondování kořenových čepů a endodontických ošetření.

sleva:

25%



25%

stříkačky 4x1,2ml

2900,-

lahvička 4ml

2320,-

2180,-

1740,-

## Peak SE Primer

Samoleptací primer zaručí vysokou bondovací sílu a marginální plnění bez mezer.

Vždy čerstvé, stabilní složení.

Unikátní primer pro bondování technikou Self-Etch.

sleva:

25%



25%



Peak SE – 4x1,2ml

1340,-

1760,-

## Core-Flo DC / DC Lite

### Core-Flo DC

Duálně tuhnoucí, radioopákní materiál, obsahující fluorid, ideální pro dostavby, cementaci čepů a také jako výplňový materiál pro nahradu dentinu.

### Core-Flo DC Lite

Má nižší viskozitu a je dodáván v duálních stříkačkách - není třeba aplikační pistole.

**Dostupné ve dvou odstínech:** Natural/A1 a opákní bílý.



8g + 15 kanyl

2020,-

1795,-

## FibreKleer

Kompozitní čepy ze skelných vláken.

Kónické, ve velikostech: 1,25 mm, 1,375 mm a 1,50 mm..



sleva:

20%

čepy, 10 ks

967,-

791,-

vrtáček, 1ks

2007,-

1686,-

## Ceramir C&B QuikCap

Ceramir® Crown & Bridge je biokeramický dentální cement určený pro konvenční trvalé cementování protetických náhrad, včetně vysokopevnostních keramických konstrukcí, např. lithium disilikátu a zirkonu.

V cementu Ceramir Crown se prolíná konvenční technologie skloionomerů s technologií Ceramir, která dává cementu jedinečné vlastnosti.

Ceramir Crown je známý svou dobrou tekutostí a snadným odstraňováním přebytků díky řízené gelové fázi.

sleva: 20%



20 x 0,17 ml

4140,-

3299,-

5 x 0,17 ml

1290,-

1029,-

## TheraBase

TheraBase je samoadhezivní báze/liner s duálním tuhnutím, uvolňující vápník.

S využitím technologie THERA se TheraBaseCa chemicky váže na strukturu zuba a uvolňuje a dobíjí ionty vápníku. Uvolňování vápníku v TheraBase vytváří alkalické pH, které podporuje vitalitu zubní dřeně. Jedná se o duálně vytváraný materiál, který polymeruje i v hlubokých výplních, kam světlo nedosáhne.

TheraBase je pevnější a odolnější než jiné podložkové materiály, skloionomery a pryskyřicí modifikované skloionomery. Navíc je radioopákní, což umožňuje snadnou identifikaci na rentgenových snímcích a poskytuje rychlou a efektivní diagnostiku.



8g + 15 kanyl

4400,-

3995,-

## TheraCal LC

Světlém tuhnoucí, pryskyřicí modifikovaný liner na bázi křemičitanu vápenatého pro přímé a nepřímé překrytí pulpy.

Ideální, unikátně stabilní a odolná náhrada hydroxidu vápenatého a skloionomerů.

**Zkušební balení obsahuje:** 1 g materiálu ve stříkačce a 15 aplikacích kanyl 19G.

**Základní balení obsahuje:** 4 x 1 g materiálu a 50 kanyl 19G.

TheraCal LC  
4x1g + 50kanyl

3940,-

3550,-

TheraCal LC 1g +  
15 kanyl

1260,-

1140,-

## Variotime Dynamix/Easy Putty

A-silikonový otiskovací materiál pro veškeré indikace.  
**Easy Putty** - k ručnímu míchání a nebo pomocí stroje **Dynamix** (putty, monophase a heavy tray).



**Kupte 2x EasyPutty nebo 1x Dynamix Putty a získáte**

**Light Flow, 2x 50 ml ZDARMA**

Dynamix, 2 x 380 ml **3100,-**

Easy putty - 2x 300 ml **439,-**

## Variotime Bite

A-silikonová otiskovací hmota na registraci skusu.



**sleva:**

**20%**

krém 2x 50 ml

**850,-**

**750,-**

## Ceradent

Tradiční modelovací plotýnkový vosk růžové barvy.  
Vhodný pro modelování bází náhrad a skusových valů u snímacích náhrad.

Balení: 1 000 g, velikost 175 x 90 mm, tloušťka 1,3 mm.



1000g

**842,-**

**635,-**

## Stomaflex

Vhodná pro běžné použití v každodenní praxi.

**Light**: tradiční korekční krém pro kombinování se Stomaflex Putty a pro otisk protézního lože v individuální lžičce.

**Putty**: základní otiskovací hmota použitelná pro obě metody otiskování.

**Katalyzátor**: univerzální katalyzátor pro putty i light.



**light - 130 g** **236,-**

**katalyzátor gel - 60 g** **278,-**

**putty - 1 300 g** **683,-**

**179,-**

**209,-**

**515,-**

## Luxátor

Vazivový nůž díky jemné ostré čepeli pronikne mezi zub a alveol bez nutnosti fyzické námahy.

Nepoužívají se jako páčidlo (mohlo by dojít k ohnutí špičky), ale jako ostrý vazivový nůž. Vynikají také pro ortodontické extrakce stálých zubů u dětských pacientů.

Celá operace minimálně poškodí tkáň, hojení je mnohem rychlejší a méně stresující pro pacienta i lékařský tým.

### Nejoblíbenější čepele:

3S rovná, šířší - 3 mm, vhodná pro apikální i interproximální užití,

2S rovná, užší - 2 mm, vhodná pro interproximální užití,

DE3 a DE5 duální čepel vhodná pro hluboko frakturnované zuby a zkažené kořeny,

3A nůž pod úhlem pro snadnější manipulaci v dostupných částech oblouku, čepel 3 mm.


3C základní nástroj pro univerzální použití, vhodný pro začátečníky, zahnutá čepel 3 mm.

**sleva:**

**25%**



Luxator



Luxator DE3/5, 1S

**3770,-**



**2830,-**

**4240,-**

**3180,-**

## KaVo sprej



**1258,-**

**1095,-**

Sprej s vůní máty je zdravotnický prostředek pro endodontický diagnostický test citlivosti a vitality zubní dřeně (pulpa dentis).  
Balení: 75 ml s vůní máty

**sleva:**

**20%**

75ml



**310,-**

## Cognoscin

Mrazící spray pro zjišťování vitality zubů, dosahuje teploty -45 °C.



200ml

**130,-**

**104,-**

## Kältespray

**sleva:**

**20%**

## Mirafluor gel

Fluoridační gel pro profylaxi s 1,23% fluoridu.  
Zvyšuje odolnost skloviny proti kyslému prostředí.  
Snižuje tvorbu zubního plaku.  
Urychluje remineralizaci.



250ml, jahoda nebo máta

799,-

719,-

300g

560,-



499,-

120g

560,-

499,-

## Xylitol Drops

Pastilky bez cukru, slazené Xylitolem.  
Působí proti vzniku zubních kazů a plaku, remineralizuje sklovinu.  
Stimuluje tvorbu slin.  
Vhodné i pro diabetiky - bez aspartamu, sorbitolu, laktózy a glutamu.  
Příchutě melounu, višní nebo máty.



Zásobník se 100 bonbony, různé druhy, 230 g

569,-



26ks, příchutě melounu, višní nebo máty.

143,-

129,-

## Hopíci – barevné skákací kuličky

100ks,  
různé barvy

1269,-

1059,-

100ks



899,-

799,-

100ks



899,-

759,-

## Náramky s jednorožcem



Balení obsahuje: 30 ks růžových náramků a 20 ks bílých náramků.

989,-

899,-

100ks, různé velikosti a barvy



## Prstýnky

## Woodpecker prášek Gentle Mini

Profylaxní prášek Woodpecker, používá se do Air polisheru k odstranění zubního plaku, zubního kamene.

Nepoškozuje povrch zuba, je rychlý a efektivní, bezbolestné použití.

Profylaxní prášek, používá se do Air polisheru pro subgingivální ošetření k odstranění biofilmu a zubního kamene.

Obsahuje: Glycin, amorfní oxid křemičitý.

Tvrdost podle Mohsovy stupnice: 2  
Průměrná velikost částic 25 µm.



120g

560,-

499,-

## Xylitol žvýkačky

Žvýkačky slazené 100% xylitolem vhodné pro děti i dospělé.

Až 100% redukce kazů díky snížení množství plaku a kyselých bakterií.

Vhodné pro diabetiky, neobsahují aspartam.

Zabraňuje pocitu suchých úst (xerostomii), redukuje přenos kazů z matky na dítě.

Obsahuje bylinný glycerín.

Neobsahuje lepek,



Příchutě: ovoce, máta, skořice, 200ks dražé



Sortiment: 200 balení s 2 dražé, kombinace příchutí



Příchutě: máta, peppermint, skořice, ovoce, brusinky, zelený čaj, meloun, jablko, jahoda – 30 dražé

129,-

109,-

779,-

699,-

999,-

## Zvířátka Farm

## Zvířátka Zoo

100ks,  
různé barvy

1269,-

1059,-

100ks



899,-

799,-

100ks



899,-

759,-

## Prstýnky

## Mara Expert Plaque Checker

Profesionální zubní pasta s indikací plaku, účinné čištění zubů díky vizualizaci plaku. Ideální pro motivaci dětí a mládeže.

Ekonomická spotřeba, kulička o velikosti hrášku je dostatečná



75ml

219,-

199,-

**BRIX3000**

Enzymatická technologie pro bezbolestné odstranění zubního kazu.  
Neinvazivní produkt na vodní bázi.  
Hlavní složkou gelu je enzym papain.  
Bezpečný pro všechny typy pacientů.



3ml

189,-

**1790,-****Xyntrus**

Antivirová a antibakteriální ústní voda proti přenosu respiračních onemocnění.  
Redukce až 99,99 % virů a bakterií v ústech.  
Vyrobeno z přírodních produktů.



500ml

299,-


**229,-**

6 x 500ml (1ks = 199Kč)

1495,-

**1194,-****Eurotherm Nikl-Titan**

Speciální oblouky, které lze zchlazením (kryosprejem) jakkoliv vytvarovat a zahřátím se vrátit do původního obloukového tvaru.  
Menší síly umožňují dřívější použití obdélníkových oblouků.  
**Kulaté oblouky ve 3 průměrech:**  
.014 / .016 / .018.  
**Obdélníkové oblouky v 5-ti velikostech:**  
.016x.022 / .017x.025 / .018x.025 / .018x.025 / .019x.025 / .020x.020.



kulaté oblouky - 10 ks

399,-

**339,-**

obdélníkové oblouky - 10 ks

599,-

**509,-****Nerezová kazeta s víckem**

kazeta 20 x 10 x 3 cm

649,-

**579,-**

víko 20 x 10 x 1 cm

599,-

**539,-****Lunos profylaktické pasty****Lunos® Leštící pasta Two in One**

Inovační řešení dva v jednom: odstraňuje zabarvení a současně leští. Šetrí čas a přitom působí šetrně a důkladně.

Použitelná pro každou potřebu ošetření v rámci profesionálního čištění.

3 příchutě: neutrální, pomeranč a máta.

**Lunos® Leštící pasta Super Soft**

Trvale šetrná jemná leštící pasta, také na zvlášť citlivé povrchy.

Může se používat univerzálně, také na implantáty, ortodontické aparátky a protetickou péči

Vytváří hladké, vysoce lesklé povrchy, nové povlaky se neusazují tak rychle

2 příchutě: neutrální a pomeranč



Two in One - 100 g

1089,-

Super Soft - 50 g

699,-



899,-

579,-

**Lunos Fluoridační gel**

Fluoridace je součást profesionálního čištění zubů, která významnou měrou přispívá ochraně před zubním kazem.

Chrání a zesiluje zubní sklovinnu.

Podporuje remineralizaci.

Brání tvorbě nového plaku.

Jednoduše a rychle se nanáší.



250ml

899,-

**749,-****Listerine Total Care**

Chrání před zubním plakem a snižuje jeho množství.  
Udržuje zdravé dásně a posiluje zuby proti zubnímu kazu.

Pomáhá chránit před zubním kamenem a udržovat zuby přirozeně bílé.

Ničí bakterie i v mezizubním prostoru a drží svěží dech po 24 hodin.



1000ml

230,-

**198,-**

6 x 1000ml (1ks = 169Kč)

1380,-

**1014,-****Opalescence Go**

Profesionální bělení zubů na doma - okamžitě k použití Opalescence Go 6%.

Jednorázový nosič předplněný bělicím gellem s 6% peroxidu.

**Pacient Kit:** 10 dolních a 10 horních nosičů a bělicí pastu 28 g.

**Mini Kit:** 4 dolní a 4 horní nosiče

**sleva:****25%**

pacient kit - máta nebo meloun

2580,-

**1940,-**

Mini kit - máta

1360,-

**1020,-****OrthoSpace kartáček**

Speciální kartáček pro ortodontické pacienty kombinující klasický kartáček se štětinami ve tvaru V a jednosvazkový kartáček.



1ks

100ks

**45,-**

4500,-

**3690,-****Otiskovací lžíce****sleva:****20%**

Horní, dolní – č. 1, 2 nebo 3



241,-

**193,-****Kvalitní nerezové tárky od ASA Dental**

15 x 20 cm

419,-

**369,-**

10 x 20 cm

369,-

**329,-**

## Apexlokátor Dpex V

- Multifrekvenční apexlokátor s přesnými výsledky měření i ve znečištěném kořenovém kanáku.
- Jasné LCD displej pro zřetelný obraz a různé barvy pro přehledné
- vykreslení polohy nástroje v kořenovém kanáku.
- Akustický signál ještě více usnadňuje orientaci v kanáku.
- Multifrekvenční technologie přináší přesné měření za všech okolností
- Přesné měření i v případě přítomnosti krve a jiného znečištění.
- Měření není ovlivněno typem zuba.
- Automatická kalibrace.



8990,-

7990,-

Fi-P

Fi-G

12690,-  
18490,-

Obturační systém: FiP + Fi-G

27590,- 24990,-

Guttaperčové tyčinky pro Fi-G 100ks

599,-

## EndoMatic

**Bezdrátový endomotor a apexlokátor v jednom pro ještě bezpečnější endodontické ošetření.**

- Poloha kořenového nástroje je zobrazována na displeji.
- Při přiblížení k apexu se chod endomotoru automaticky zpomalí a při dosažení apexu endomotor automaticky zastaví nástroj a nebo zapne opačný chod.
- Automatické spuštění při zasunutí nástroje do kanáku a vypnutí při jeho vytážení.
- Díky širokemu rozsahu kroutícího momentu a volby rychlosti je kompatibilní s různými systémy kořenových nástrojů dostupných na trhu.
- Pracuje jak v rotačním režimu, tak recipročním. Automaticky přepíná mezi těmito režimy s ohledem na zatížení nástroje.
- Odolný povrch endomotoru pro snadnou údržbu, kolénko může být autoklávováno.




23980,-

21990,-

## VALO X

Průměr čočky 12,5 mm  
Výkonné speciální LED diody (8 polymeračních, 4 pro bílé světlo)  
Rozsah vlnových délek 380–515 nm  
Pro polymeraci všech dentálních materiálů  
Dokonale kolimovaný, homogenní svazek světelných paprsků pro spolehlivou, úplnou polymeraci i v hloubce (např. dna bulkfi lů)  
Horní a spodní podsvětlené tlačítka s barevnou indikací režimu  
Štíhlé tělo z leteckého hliníku vysoko odolné proti poškození  
Ergonomický design s plochou hlavicí s výborným dosahem do všech částí úst  
Nová funkce Akcelerometr-přepínání mezi polymeračními a/ nebo diagnostickými režimy pohybem zápěstí  
Akumulátor s výdrží až 400 polymerací na 1 nabíjení  
Možnost jednoduše změnit napájení VALO X z bateriového na napájení ze sítě pomocí adaptéra (je součástí balení)



sleva:

20%

60760,-

48610,-

## Gutta Cut GP

Bezdrátový guttacutter v moderním ergonomickém designu  
• Flexibilní design hrotu pro hladký řez.  
• Jednoduché ovládání pouze pomocí jediného tlačítka.  
• Bezpečný - okamžité zahřátí a schlazení řezacího hrotu během méně než 1 sekundy.  
• K dispozici tři velikosti hrotu - velký 2,0 mm; střední 1,2 mm a malý 0,5 mm.  
• Napájen dvěma AA bateriemi.



4590,-



3690,-

## Pero a pistole na guttaperču Woodpecker

**Fi-P:** Pero pro rozehřívání a kondenzaci gutaperči pomocí horkého hrotu. Bezdrátové, umožňující nastavit teplotu, vhodné pro praváky i leváky, vybavené vynikajícími funkcemi a vytuněně skvělými vlastnostmi.

- Zahřívání pouze 0,2 vteřiny
- 0,35 mm předtváraná špička koncovky
- 4 pracovní teploty



**Fi-G:** Pistole pro rozehřívání a aplikaci tekuté gutaperči tenkou kanylovou. Přináší bezdrátový, vertikální design a ovládání jedním tlačítkem, čímž usnadňuje proces obturace.

- Rychlé zahřátí během 15ti vteřin
- 0,5 mm injekční jehla
- Oboustranný displej - pro leváky i praváky.
- Jehla lze nastavit v 360° úhlu

Obturační systém: FiP + Fi-G

27590,- 24990,-

Guttaperčové tyčinky pro Fi-G 100ks

599,-

## Endo Radar Plus

Bezdrátový endo motor se základnou pro snadné ovládání a nabíjení.

Bezuhlíkový, rychlosť: 100 - 1 200 ot./min, krouticí moment: 0,4-5,0 N.cm.

Super malinké endokolénko 6:1 pro snadný přístup v distálním úseku.

Možnost 11 uživatelsky defi novaných režimů - naprogramujete si přesně podle požadavků výrobce Vašich kořenových nástrojů.

Přednastavených více než 30 nejrozšířenějších systémů kořenových nástrojů.

Dlouhá výdrž baterie.

Vestavěný apexlokátor pro bezpečné a rychlé endodontické ošetření.

Zobrazuje polohu nástroje v kanáku v reálném čase. Automaticky nástroj zastaví nebo otočí zpět, jakmile nástroj dosáhne apexu, aby se zabránilo perforaci.

Poskytuje také funkci automatického spuštění a zastavení v případě, že se nástroj dostane do/z kanáku.



24990,-

22990,-

2 POLYMERACNÍ A 2 DIAGNOSTICKÉ REŽIMY

Polymerační režimy:

Širokospektrální LED diody

- 2 polymerační výkony: standard (1100 mW/cm², 10 sekund)

• extra vysoký pulsní (2 200 mW/cm², 5 sekund 3x puls s prodlevou)

Diagnostické režimy:

- UV světlo pro detekci fluorescenčních materiálů (např. pečetidla fi sur, výplň, indikátory plaku aj.)
- Bílé světlo pro přesnější odečet barvy zuba, výplní, protetiky, určení odstínu při bělení aj.

Externí polymerační a diagnostické čočky VALO X (jsou součástí balení - 5 ks celkem) - 5x externí čočka (polymerační bodová, polymerační ProxiBall diagnostická interproximální, diagnostická transluminační, diagnostická UV světlo)

48610,-

## Woodpecker Gutta Cutter R1 Plus

Praktická endomérka a zkracovač gutaperčových čepů v jednom. Zajistí čistý řez všech průměrů a délek gutaperčových čepů na trhu. Antikorozní, oboustranný řezací kotouč umožňuje řezání v obou směrech.



1990,-

1850,-

*Kyreta mini Gracey 1/2*

Použití pro řezáky a premoláry. Mini Gracey: delší dolní dílk a menší pracovní část.

201-202M

1489,-

1340,-

*Kyreta Gracey 11/12*

Použití pro meziální plochy premoláru a moláru.

211-212

1489,-

1340,-

*Kyreta Gracey 5/6*

Použití pro řezáky a premoláry. Zjména užitečná u approximálních ploch.

205-206

1489,-

1340,-

*LM Arte Applica*

Velmi tenké a pružné hladítko určené pro přenášení a estetické modelování kompozit. Tenká špička nástroje umožňuje modelování v úzkém prostoru nebo proti matrici.

46-49

1629,-

1466,-

*Zubní zrcátko – nemlží se*

Kvalitní zubní zrcátko se zvýšenou odrazivostí a příjemným jasným obrazem. Speciální povrchová úprava zajišťuje, že se mírně zahřáté zrcátko nezamlžuje v ústech pacienta.

Na výběr: velikost 4 nebo 5, ploché nebo konkávní

12ks

1171,-

937,-

*Prophy Powder classic*

Klasický profylaktický prášek na bázi hydrogenuhičitanu sodného.

Ideální pro supragingivální čištění zubů a spolehlivě odstraňuje plak i skvrny.

- velikost zrna cca 65 µm
- neabrazivní
- bez lepku

Příchutě: máta, citron, černý rybíz, třešeň

300g

807,-

728,-


*Mikrosrpek*

Jemná pracovní koncovka. Použití na všechny plochy, zvláště v těsných mezizubních prostorách

301-302

1489,-

1340,-

*Kyreta Gracey 7/8*

Použití pro meziální, bukální a linguální plochy premoláru a moláru.

207-208

1489,-

1340,-

*Kyreta Gracey 13/14*

Použití pro meziální plochy premoláru a moláru.

213-214

1489,-

1340,-

*LM Arte Applica Twist*

Tenké a úzké hladítko. Jeho zahnutí usnadňuje přístup do problematičtějších oblastí. Je vhodný pro modelování approximálních stěn nebo okrajů matric.

464-494

1629,-

1466,-

*ORBIS Sonda parodontální*

Sonda parodontální WHO s kulatým držátkem. Vhodná pro stanovení PS indexu.

- stupnice: 3,5 / 5,5 / 8,5 / 11,5
- s kuličkou na hrotu
- speciální biokompatibilní barevný nátěr, který nevybledne
- sterilizovatelné v autoklávu
- nerezová, super tvrdá ocel, perfektní povrchová úprava pro dlouhou životnost
- bez niklu

Vyrobeno v Německu

562,-

498,-

*Prophy Powder PERIO*

Profylaktický prášek ORBI-Prophy Powder PERIO na bázi glicinu je zvláště vhodný pro pacienty s citlivými dásněmi a/nebo poškozeným povrchem zubů. Lze jej použít v supragingivální i subgingivální oblasti! Vzhledem k příjemné chuti glicinu je záměrně vynecháno přidání příchutě.

- na bázi glicinu
- supra a subgingivální aplikace
- obzvláště jemná a zdravé čištění
- velikost zrn 25 µm
- neutrální chuť



100g

807,-

1230,-

## DiaPolisher Paste



Diamantová leštící pasta GC DiaPolisher Paste byla vyvinuta pro další vylepšení estetických výsledků kompozitních výplní zhotovených z materiálů G-aenial, Kalore, Gradia Direct nebo Gradia

2g

1500,-

1295,-

3ml

2997,-

2695,-

4ml

2465,-

1985,-

## Ceramic Primer II

Adhezivum pro vytvoření silné vazby během fixace mezi všemi estetickými nepřímými náhradami a cementy na bázi pryskyřice, nebo při opravách přímých kompozitních náhrad.



Nový unikátní výplňový systém, který kombinuje novou generaci skleněných částeček (EQUIA Fil kapsle) s vysoko naplněným pryskyřičným ochranným lakem (EQUIA Coat). Spojuje rychlou a snadnou manipulaci s dokonalými fyzikálními vlastnostmi a neprekonatelnou estetikou. Inteligentní řešení - lak je navržen tak, aby se po několika měsících rovnoměrně opotřeboval.



## EQUIA Forte HT



Bulkový sklohybridní výplňový systém. Posouvá sklohybrid na vyšší úroveň - pro sklohybridní materiály je použita směs částic s různou velikostí.

Pevnost i manipulace byly ještě vylepšeny u EQUIA Forte HT rozvinutím inteligentní kontroly distribuce a vzájemného působení těchto skleněných častic. Pevnější a nelepivý materiál, vynikající pro bulkové výplně, i pro zatěžované výplně II. třídy.

**Refill á 50 kapslí v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment.**

5330,-

4295,-

**Klinické balení obsahuje:** 200 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny A2, A3, B2.

17569,-

14965,-

**Promo balení obsahuje:** 100 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků – odstíny: A2, A2-A3, A3, A3-B2.

Skvělá cena  
10440,-

8090,-

**Intro balení obsahuje:** 20 kapslí, 20 ks unitdose EQUIA Forte Coat a 25 jednorázových štětečků v odstínech - odstíny A2, A3, B2.

2997,-

2495,-

Bulkový sklohybridní výplňový materiál pro pacienty od 7 let a výše. Rychle tuhnoucí, estetický výplňový materiál s jedinečnou SKLOHYBRIDNÍ technologií s vysokou odolností proti prasklinám a opotřebení s uvolňováním fluoridu. Díky využití vlastní univerzální adhezivní technologie a vynikající smácivosti není nutné použít kondicionér ani bondu.



## Fuji Cem Evolve



Skloionomerní cementy jsou chloubou GC díky dokonalé kvalitě, kterou prokázaly nezávislé klinické studie po celém světě.

Inovativní, čirý VPS materiál vhodný pro náročné estetické případy s vynikajícími výsledky. Vysoká úroveň transparence zajišťuje skvělou možnost vizuální kontroly a viditelnost detailů. Bezkonkurenční průsvitnost umožňuje velmi efektivní polymeraci přes silikon.



Triple Pack: 3x 9,2g + 45x koncovka

7663,-

6575,-

Single Pack: 9,2g + 15x koncovka

3006,-

2475,-

kartuše  
2x51g

2344,-

2035,-

Estetické řešení pro parodontální dlahování šetrné pro pacienty



1x8cm

2570,-

1985,-

**everStick INTRO:** everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D

3919,-

2785,-

## everX Flow



Zatékavý kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny určený pro náhradu dentinu.

Nejsilnější náhrada dentinu pro zpevnění velkých kavit.

Vynikající odolnost proti zlomění, téměř shodná s dentinem, a to díky vysokému podílu krátkých vláken, která jsou pevně vázány na živčinou matrici.

## everX Posterior

Vlákný zesílený kompozit pro náhradu dentinu. Obsažená krátká vlákná z něj činí perfektní materiál pro zesílení všech rozsáhlých kompozitních výplní. Vlákná zabraňují vzniku a šíření prasklin - odolnost odpovídá dentinu.



15 unitipů x 0,13 ml

2592,-

2235,-

50 unitipů x 0,13 ml

7775,-

6685,-

## everStick C&amp;B

Skelní vlnky vyztužené materiály. Spolehlivé, minimálně invazivní, extra pevné, estetické. Pro minimálně invazivní kompozitní můstky vyztužené vlnkou



1x8cm

2785,-

2165,-

**everStick INTRO:** everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D

3919,-

2785,-

## Tempsmart DC

Duálně tuhnoucí kompozit pro dočasné korunky a můstky bez obsahu změkčovače. Krátký pracovní postup díky pohodlné možnosti polymerování - celkový čas jsou 3 minuty.  
Vysoká pevnost v lomu pro dočasné náhrady.  
Snadno leštěný až do vysokého lesku a dosažení vysoké estetiky.  
**K dispozici:** v 48 ml kartuších (A1, A2, A3, A3.5, B1 a BW) a 10 ml stříkačkách (A1, A2, A3 a B1).



Kartuše 48ml	<b>3366,-</b>	<b>2575,-</b>
Stříkačka 10ml	<b>2005,-</b>	<b>1535,-</b>

## Essentia Universal



**Essentia Universal** – Univerzální světlém polymerující kompozit s kondenzovatelnou konzistencí

1 tuba 3,4g	<b>1772,-</b>	<b>1245,-</b>
-------------	---------------	---------------

## Gradia Direct



**Anterior Syringe:** 2,7 ml v odstínech XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT, CVT  
**Posterior Syringe:** 2,7 ml v odstínech P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT  
**X Syringe:** 2,7 ml (5 g) v odstínech X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-AO2, X-WT

<b>1854,-</b>	<b>1090,-</b>
---------------	---------------

## GC Fuji IX GP 1-1



Odstín. A3

1-1	<b>2927,-</b>	<b>2495,-</b>
-----	---------------	---------------

## G-CEM LinkForce

Univerzální duálně tuhnoucí adhezivní fixační cement pro všechny indikace a všechny materiály.

**Starter kit:** 1x8,7g G-CEM LinkForce A2 nebo TR, 20x GC Automix Tip Regular, 1x5ml G-Multi PRIMER, 1x5ml G-Premio BOND, příslušenství.



Refill A2 / Translucent; 8,7 g	<b>5183,-</b>	<b>4375,-</b>
Starter Kit: A2 / Translucent	<b>6565,-</b>	<b>5635,-</b>

## G-CEM Veneer

Světlém tuhnoucí pryskyřičný cement určený pro fixaci estetických fazet.



**Starter Kit:** 2x G-CEM Veneer Refi I (1 ml / 1.7 g) A2 & TR, 2x Try-in Paste Refi I (2 ml / 1.5 g) A2 & TR, 5ml 5ml G-Multi PRIMER, 5ml G-Premio BOND, 45x koncovky pro G-CEM Veneer, 2x ochranný kryt stříkačky, 50x mikroštětečků, 20x dávkovací mistička

**8540,-** **6575,-**

**Refill:** 1,7g (A2, Translucent, Opaque, Bleach) **1228,-** **965,-**

## Essentia

Světlém tuhnoucí, radioopákní, univerzální výplňový materiál. Pouze 7 odstínů pro všechny klinické situace.

**Odstíny:** LD, MD, DD, LE, DE, U a ML. K dispozici čtyři modifikátory (RBM, B?, WM a OM) vyvinuté pro rychlou charakterizaci vašich výplní.  
**Starter Kit:** stříkačky: 7x2ml (1 od každého odstínu), 20 aplikáčních koncovek a příslušenství.

**Modifier Kit:** 2x2,4ml (1 od každého odstínu)



1 tuba, libovolný odstín	<b>1772,-</b>	<b>1245,-</b>
Modifier Kit	<b>6142,-</b>	<b>5385,-</b>

## Essentia HiFlo/LoFlo



HiFlo/LoFlo – zatékavé fotokompozity  
HiFlo - vysoká zatékavost  
LoFlo - nízká zatékavost

1 tuba – 3,4g	<b>1772,-</b>	<b>1525,-</b>
---------------	---------------	---------------

## Gradia Core

Duálně tuhnoucí kompozit pro estetické dostavby a fixaci kořenových čepů.



**Kit:** 1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství **6931,-** **5860,-**

**Intro kit:** 1x GRADIA CORE Kit (1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství); 1x GRADIA CORE Dispenser (dávkovací pistole). **7188,-** **6185,-**

**Refill:** kartuše 10ml **3456,-** **2875,-**

## GC Fuji IX GP 3-2



Set obsahuje: A2, A3 a B3 prášku, 2x 6,4ml tekutiny

3-2	<b>7001,-</b>	<b>6135,-</b>
-----	---------------	---------------

## GC Fuji IX GP Extra 1-1



Odstín. A2, A3

1-1	<b>3254,-</b>	<b>2775,-</b>
-----	---------------	---------------

*GC Fuji I kapsle*

Odstín: světle žlutá

50 kapslí

4238,-

3155,-

*GC Fuji IX GP kapsle*

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

4654,-

3450,-

*GC Fuji II LC Improved kapsle*

Odstín: A2, A3, B3

50 kapslí

5534,-

4070,-

*GC Fuji II LC Improved plv./liq.*

Tekutina 6,8g

2077,-

1820,-

Prášek 15g

2434,-

2140,-

3-2 balení: 3 x 15g prášku (A2, A3, B3) a 2 x 8g tekutiny

9807,-

8600,-

*GC G-CEM kapsle*

Odstín: A2, AO3, TL, BO1, sortiment

50 kapslí

8228,-

5790,-

*GC Fuji IX GP FAST kapsle*

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

4727,-

3450,-

*GC Fuji Plus kapsle*

Odstín: A3, žlutá

50 kapslí

5746,-

4180,-

*Fuji I 1-1*

Odstín: světle žlutá

1-1 (plv. + liq.)

3776,-

3300,-

*GC Fuji Triage kapsle*

Odstín: růžová, bílá

50 kapslí

5095,-

3700,-

*GC Fuji IX GP Extra kapsle*

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

5446,-

3995,-

*GC Fuji Plus plv./liq.*

Odstín: A3

1-1

4491,-

3760,-

*GC Fuji Triage 1-1*

Odstín: růžová, bílá

1-1

3088,-

2590,-

## G-aenial A'CHORD

Světlém tuhnoucí univerzální výplňový kompozit.

Nový univerzální výplňový kompozit se zjednodušeným systémem odstínů.

Je určen zubním lékařům, kteří usilují o zjednodušení pracovního postupu, ale

nechtějí dělat kompromisy v estetice a trvanlivosti svých prací.

Tento materiál byl navzen tak, aby pokryl 90% všech přímých výplní s 5 CORE

odstíny (A1, A2, A3, A3.5, A4), které pokryjí všechn 16 VITA odstínů. Dále jsou k

dispozici opákní, sklovinné a krčkové odstíny a dva vybělené odstíny.

Díky jedinečné kombinaci technologií zůstanou výplně dlouhodobě krásné, lesklé a

bez změny.



Refill stříkačky 4 g: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, JE, AE, BW, BOW.

1869,-

**1585,-**

Layering kit: stříkačky (4g)  
v odstínech: A2, A3, AO2, AE, JE

8395,-

**7185,-**

Core kit: stříkačky (4g)  
v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4

8395,-

**7185,-**

## G-Cem ONE

G-CEM ONE je skutečně univerzální, technologicky nenáročný cement s vysokou pevností vazby a vynikající schopností samotuhnutí. Díky GC Touch Cure a G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer jej lze použít pro širokou škálu indikací, včetně náročných klinických situací.



Starter kit A2/TL: stříkačka A2/TL,  
8x GC Automix Tips Regular, 2x GC  
Automix Endo tips, Adhesive  
enhancing Primer

2307,-

**2075,-**

Všeestranný 2 lahvičkový  
univerzální bond.

Nová patentovaná  
technologie GC Dual-H  
Technology umožňuje  
plynulý přechod od  
hydrofilním k hydrofóbním  
vlastnostem povrchu s  
aplikovaným primerem,  
který potom zpevní, a  
vznikne skutečně  
hydrofóbní ochranná  
vazební vrstva.  
G2-BOND Universal je  
okamžitě rozpoznatelný  
díky svým jedinečným  
obalům na lahvičkách 1-  
Primer a 2-BOND.



G2-Bond Universal Bottle  
Kit: 5ml 1-PRIMER, 5ml 2-  
BOND, 1-PRIMER kryt, 2-  
BOND kryt, 20x dávkovací  
mistička, 50x aplikátor a  
technická karta.

4914,-

Systém Kit: stříkačky A2 a TL,  
15xGC Automix Tips Regular, 2x GC  
Automix Endo tips, Adhesive  
Enhancing Primer a G-Multi Primer

5041,-

**4135,-**



1-PRIMER Refill  
5ml

3599,-

**4285,-**

Twin Refill A2/TL: 2x stříkačky  
A2/TL, 15x GC Automix Tips  
Regular, 5x GC Automix Endo tips

3798,-

**3475,-**



1-BOND Refill  
5ml

1521,-

**3135,-**

Single Refill AO3/WO: stříkačky  
AO3/WO, 8x GC Automix Tips  
Regular, 2x GC Automix Endo tips

1990,-

**1775,-**

## D-Light DUO



Bezdrátová LED polymerační  
lámpa, která má malé  
rozměry a je velmi lehká. Její  
dvojí vlnová délka, tři  
programy, elegantní, lehký  
a ergonomický designem, a  
autoklávovatelná rukojet.

Vysoko výkonná LED lampa.  
Duální vlnová délka, tři  
programy, elegantní, lehký  
a ergonomický designem,



Obsah balení: rukojeť (tělo & elektronický modul), světlovovod  
8mm, 2x baterie, nabíječka, napájecí zdroj, EU/UK adaptér, 1x  
ochranný štítek očí tvrdý, 3x ochranný štítek očí měkký.

42190,-

**31955,-**

## Capsule Mixer CM-II



Nový digitálně ovládaný  
vysokorychlostní míchací  
přístroj na kapsle.  
Zajistí nejlepší namíchání  
všech kapslových  
materiálů.  
Ergonomický moderní  
design přístroje.  
Speciálnímu design  
míchacích vidliček pro  
snadné vkládání i vyjmání  
kapslí.  
Velký digitální displej  
usnadňuje volbu mezi  
manuálním a  
předvoleným míchacím  
programem...

23163,-

**17995,-**

## Fuji TEMP LT



Fixační cement ve verzi  
pasta-pasta na dlouhodobá  
provisoria.

Poskytuje dobré známé  
ochranné vlastnosti, které  
nabízejí materiály založené  
na skloionomerní  
technologii.

Přijemná manipulace -  
nepříliš řídká konzistence s  
tenkou vrstvou filmu,  
snadné odstranění přebytků

5516,-

**5216,-**

dóza, 30g, bílá

## Caviton



Dočasný výplňový  
materiál pro standardní  
kavity a po  
endodontickém ošetření.  
Tuhnutí je inicializováno  
vodou a slinami. Snadno  
se odstraňuje.

634,-

**595,-**

10 ks, plochý  
nebo kulatý

1760,-

**1495,-**

## Gradia štětec



držák štětců, 2ks

**300,-**

## Dry Mouth Gel

Gel na suchá ústa



10ks sortiment: 4x máta, 2x malina, 2x pomeranč, 2x citron

3069,-

2535,-

10ks malina

3069,-

2535,-

**Balení:** G-Premio BOND 5x unidose, CERAMIC PRIMER II 5x unidose, Gradia Plus OA1 (opáker pro překrytí dostaveb na bázi kovu) tuba 2 ml, technický průvodce, aplikátory a mikroštětečky



balení

3354,-

2855,-

5ml



## G-Multi Primer

Zajišťuje trvalou adhezi ke všem typům náhrad, kombinuje tři různé monomery k dosažení perfektní adheze ve všech situacích.

## G-aenial Anterior / Posterior / Flo X



Flo X: A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 (3,6g)

2220,-

1499,-

Anterior: 2,7 ml (4,7 g) XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

Posterior: 2,7 ml (5,5 g) P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE, P-IE

tuba

2201,-

1499,-

## G-aenial Universal Injectable



**Odstíny:** XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

tuba 1x1ml

1252,-

1075,-

Tuba: 3,4g

## G-Premio Bond

3-Bottle Pack:  
3x5ml

8147,-

6625,-

1 lahvička  
5ml

4040,-

2595,-

## G-Bond Starter Kit

Samoleptací, světlém tuhnoucí jednosložkové adhezivum 7. generace, celá aplikace během 30 s.



**Starter Kit:** 5 ml, 50x mikrotip štětečky, mikrotip aplikátor a míchací miska

4279,-

2575,-

Separaci médium k izolaci kovových nástrojů při zhotovování skloionomerových výplní. Výborná separaci skloionomeru a kovových nástrojů, hladký povrch výplně.



10g

390,-

360,-

## MI Varnish

Bioaktivní, fluoridační ochranný lak (varnish) s obsahem kalcia a fosfátu "Ochrana jediným tahem štětcem".



Intro Pack; 10x 0,4 ml (5x jahoda, 5x máta), 20x štěteček

1028,-

780,-

Refill Pack; 35x 0,4 ml (jahoda / máta), 50x štěteček

3115,-

2595,-

## Tooth Mousse

Bioaktivní, dentální ochranný krém, který obnovuje minerální rovnováhu v ústech a stimuluje produkci slin.  
Příchutě: meloun, jahoda, máta, vanilka a tutti frutti.



5x sortiment + 1 ZDARMA

3143,-

2575,-

10-Pack: 10 ks sortiment nebo jedna příchut'

5785,-

4435,-

5 + 1 ZDARMA

## MI Paste Plus

Stejně účinky jako GC Tooth Mouse, navíc obsahuje fluorid  
Příchutě: jahoda, máta, tutti fruti, vanilka a meloun



5-Pack: 5 ks sortiment + 1 ZDARMA

3399,-

2800,-

10-Pack: 10 ks sortiment nebo jedna příchut'

6468,-

4935,-

**PERMITE**

<b>Normálně tuhnoucí</b>			
	<b>50 kapslí</b>	<b>500 kapslí</b>	
<b>Velikost 1</b>	Kód: SD4001303	Kód: SD4011323 *	
400 mg	<b>1.790,-</b>	<b>12.990,-</b>	
<b>Velikost 2</b>	Kód: SD4002303	Kód: SD4012323 *	
600 mg	<b>2.290,-</b>	<b>15.990,-</b>	
<b>Velikost 3</b>	Kód: SD4003303	Kód: SD4023303	
800 mg	<b>2.690,-</b>	<b>23.990,-</b>	

<b>Pomalu tuhnoucí</b>			
	<b>50 kapslí</b>	<b>500 kapslí</b>	
	Kód: SD4001404 *	Kód: SD4011424 *	
	<b>1.790,-</b>	<b>12.990,-</b>	
	Kód: SD4002404	Kód: SD4012424 *	
	<b>2.290,-</b>	<b>15.990,-</b>	
	Kód: SD4003404 *	Kód: SD4023404 *	
	<b>2.690,-</b>	<b>23.990,-</b>	

**GS-80**

<b>Normálně tuhnoucí</b>			
	<b>50 kapslí</b>	<b>500 kapslí</b>	
<b>Velikost 1</b>	Kód: SD4411303 *	Kód: SD4411323 *	
400 mg	<b>990,-</b>	<b>7.990,-</b>	
<b>Velikost 2</b>	Kód: SD4412303 *	Kód: SD4412323 *	
600 mg	<b>1.290,-</b>	<b>11.990,-</b>	
<b>Velikost 3</b>	Kód: SD4413303 *	Kód: SD4413323 *	
800 mg	<b>1.590,-</b>	<b>13.990,-</b>	

<b>Pomalu tuhnoucí</b>			
	<b>50 kapslí</b>	<b>500 kapslí</b>	
	Kód: SD4401404 *		<b>UKONČENO</b>
	<b>1.390,-</b>		
	Kód: SD4402404	Kód: SD4422404 *	
	<b>1.790,-</b>	<b>14.990,-</b>	
	Kód: SD4403404	Kód: SD4423404	
	<b>1.990,-</b>	<b>18.990,-</b>	

\* ekonomické balení v sáčku

\* do vyprodání zásob

**PERMITE****56% STŘÍBRA**

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina s 56% obsahem stříbra. Je velmi pevný, snadno ležitelný a lehce tvarovatelný.



ilustrační foto

**GS-80****40% STŘÍBRA**

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina s 40% obsahem stříbra. Vyznačuje se vysokou pevností a stabilitou v kavité.



ilustrační foto

## POLA NIGHT 16%

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



**SDI** BONUS  
3 za 2

Balení: 10x 1.3 g stříkačka  
Kód: SD7700377

**2.490,-** ~~2.779,-~~

Balení EKO: 4x 3 g stříkačka  
Kód: SD7700390

**990,-** ~~1.117,-~~

Balení EKO: 45x 1.3 g stříkačka  
Kód: SD7700398

**4.790,-** ~~7.311,-~~

## POLA NIGHT 10%

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



navštivte naše nové  
webové stránky polasmile.cz



**SDI** BONUS  
3 za 2

Balení: 4x 1.3 g stříkačka  
Kód: SD7700369

**1.190,-** ~~1.348,-~~

Balení: 10x 1.3 g stříkačka  
Kód: SD7700371

**2.490,-** ~~2.779,-~~

## POLA NIGHT 10% FOR ALIGNERS

Pola For Aligners, obsahuje bělící gel Pola Night 10% karbamid peroxid, který byl pečlivě vybrán jako ideální bělící prostředek pro jakékoli ortodontické nosiče. Svou flexibilitou umožňuje pacientům bělit pár hodin mezi jídly nebo s ohledem na praktičnost přes noc. Gel s vysokou viskozitou zajišťuje snadnou a bezpečnou aplikaci do nosičů.

Karbamid peroxid



Balení: 4x 3 g stříkačka  
Kód: SD7700556

**1.690,-** ~~2.037,-~~

## SOOTHE

Znecitlivující gel s obsahem 6% dusičnanu draselného a 0,1% fluoridu. Odstraňuje citlivost zubů, která vzniká při chemických nebo teplotních změnách. Lze jej využít jako doplněk před bělením zubů nebo po něm.



Balení: 50x 1.2 ml stříkačka  
Kód: SD8150034

**6.990,-** ~~9.686,-~~

Balení: 4x 1.2 ml stříkačka  
Kód: SD8150002

**990,-** ~~1.467,-~~



## POLA LIGHT

Hydrogen peroxid

Pola Light je pokročilý systém na bělení zubů, který je spojením oceněného bělícího gelu a LED náustku pro rychlejší domácí bělení. Rychle působí a zuby jsou vybělené za pouhých 5 dní. Lze dobíjet pro další bělení zubů. Systém se používá v kombinaci s gelem Pola Day. Gel zajišťuje extra hydrataci, zmírňuje přecitlivělost a remineralizuje zubní sklovinku.



DENTAL ADVISOR

Balení: 1 ks Pola Light náustek, 4x 3 g stříkačka Pola Day  
Kód: SD7700985

**2.290,-** ~~3.319,-~~

## POLA LUMINATE

Hydrogen peroxid

Rychlé a jednoduché profesionální bělení bez použití nosičů. Obsahuje 6% hydrogenperoxid. Více než 60 aplikací v jedné tubě. Uvolňuje fluoridy. Má mátovou příchut. Pro domácí použití. Možnost bělení pouze jednoho zuba nebo celého úsměvu.



SDI POLA LUMINATE

6% hydrogen peroxide - Net: 0.19 fl.oz. (5.5mL) Solution

Balení: 5.5 ml  
Kód: SD7700092

**990,-** ~~1.332,-~~

Nové doplňkové  
balení!  
k Pola Light

Balení: 3 g stříkačka Pola Day  
Kód: SD7700079.1

**399,-** ~~448,-~~



Balení: 50x 3 g stříkačka Pola Day  
Kód: SD7700079

**15.990,-** ~~20.375,-~~

## POLA DAY 6%

Hydrogen peroxid

Pola Day je pH neutrální gel s obsahem hydrogen peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení: 4x 1.3 g stříkačka  
Kód: SD7700357

**1.190,-** ~~1.348,-~~

Balení: 10x 1.3 g stříkačka  
Kód: SD7700359

SDI BONUS  
3 za 2

**2.490,-** ~~2.779,-~~

## POLA RAPID 6%

Hydrogen peroxid

Pola Rapid je nové ordinační bělení s vyšší viskozitou, které lze snadno a rychle aplikovat. Bezpečně vybělí zuby za 45 min. Díky modrému zabarvení gelu má lékař stále přehled o jeho aplikaci. Při aplikaci není potřeba používat gingivální bariéru. Pola Rapid je vhodná na bělení vitálních i devitalizovaných zubů. Obsahuje dusičnan draselný, který zabraňuje následné citlivosti zubů.



Balení pro 1 pacienta: 2.8 ml stříkačka  
Kód: SD7700510

SDI BONUS  
2 za 1

**2.390,-** ~~2.636,-~~

Balení pro 3 pacienty: 3x 2.8 ml stříkačka  
Kód: SD87700511

SDI BONUS  
2 za 1

**5.990,-** ~~6.520,-~~

## RIVA SELF CURE

Riva self cure je radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, pro ART techniku, podložky, výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.



Klik stojí Váš čas?  
Riva SC ve verzi FAST



**ionglass™**  
BIOMIMETIC FORMULA

Balení: 15 g prášek / 6.9 ml tekutina  
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5,  
T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8610501-23

**1.190,-** ~~1.417,-~~



odstíny A2, A3  
45 kaps./bal.

riva self cure  
Balení: 45× kapsle  
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8606202, 3  
**SD8606302, 3**

riva self cure HV  
Balení: 45× kapsle  
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8630102, 3

**2.690,-** ~~4.183,-~~



odstíny ostatní  
50 kaps./bal.

riva self cure  
Balení: 50× kapsle  
Odstíny: A1, A3.5, A4,  
B2, B3, sortiment,  
T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8600001-13  
**SD8605001-08**  
SD8610000

riva self cure HV  
Balení: 50× kapsle  
Odstíny: A1, A3.5

Kód: SD8630001-4

**3.890,-** ~~5.103,-~~

## RIVA LIGHT CURE

Riva light cure je radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřicí modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetění fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.

**ionglass™**  
BIOMIMETIC FORMULA



Balení: 15 g prášek / 7.2 ml tekutina  
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5

Kód: SD8700501-04

**1.490,-** ~~1.939,-~~



odstíny A2, A3  
45 kaps./bal.

riva light cure  
Balení: 45× kapsle  
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8700062, 3

riva light cure HV  
Balení: 45× kapsle  
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8730052, 3

**2.690,-** ~~4.153,-~~



riva light cure  
Balení: 50× kapsle  
Odstíny: A1, A3.5, A4, B2, B3,  
B4, C2, C4, b, sortiment

Kód: SD8700001-16  
SD8710000

riva light cure HV  
Balení: 50× kapsle  
Odstíny: A1, A3.5, B1

Kód: SD8730001-06

**3.890,-** ~~5.353,-~~

## RIVA PROTECT

Riva Protect je ideálním produktem pro pacienty s velkým počtem zubních kazů – příležitostně přímo na zub, posílí spodní strukturu a efektivně zub ochrání před škodlivými bakteriemi a kyselinami.

**ionglass™**  
BIOMIMETIC FORMULA

Výběr: normálně tuhnoucí / rychle tuhnoucí  
Odstín: růžová, bílá  
Balení: 50× kapsle,  
Kód: SD8680000, SD8685000  
SD8690000, SD8695000

**3.990,-** ~~5.830,-~~



Odstín: růžová, bílá  
Balení: 15 g prášek, 9.1 ml tekutina, 10 ml conditioner  
Kód: SD8680501, SD8690501

**1.990,-** ~~2.925,-~~

## RIVA SILVER

Radioopákní, stříbrem modifikovaný skloionomerní, chemicky tuhnoucí výplňový materiál. Vyznačuje se vynikající adhezí k zubu, trvalým uvolňováním fluoridu a vysokou tlakovou pevností. Díky svým vlastnostem je optimální výplňový materiál pro široké klinické použití. Riva silver má světle šedý odstín. Kapsle obsahují 18 % stříbra, prášek/tekutina obsahuje 21,6 % stříbra.

vhodné pro pacienty  
se špatnou hygienou



**ionglass™**  
BIOMIMETIC FORMULA

Balení: 50× kapsle  
Kód: SD8670008

**5.490,-** ~~7.315,-~~



Balení: 32 g prášek, 8.9 ml tekutina  
Kód: SD8670508

**4.990,-** ~~6.298,-~~

# SDI | KOMPOZITNÍ VÝPLNĚ/BONDY

## LUNA 2

Univerzální kompozitní materiál je možné použít pro přímé výplně, onleje, inleje a fazety. Vhodný na opravy kompozitů.



VYSOKÁ PEVNOST  
V TLAČU 360 MPa



VYSOKÁ PEVNOST  
V OHYBU 130 MPa



LEŠTĚNÍM  
K DOKONALOSTI



Balení: 4 g stříkačka  
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,  
C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB  
Kód: SD8452001-22

SDI | BONUS  
2 za 1

1.640,- 1.850,-



Balení: 20x 0,25 g kompule  
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,  
C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB  
Kód: SD8452051-72

1.990,- 2.457,-

## ZIPBOND

Zipbond Universal je jednosložkové univerzální adhezivum uvolňující fluoridy, kompatibilní s technikami samoleptání, selektivního leptání a celkového leptání.

BPA  
&  
HEMA  
free



NEJDOSTUPNĚJŠÍ  
UNIVERZÁLNÍ BOND  
NA TRHU

Balení: 5 ml  
Kód: SD8100502  
1.490,- 2.363,-

## LUNA FLOW / LUNA FLOW LV

Luna Flow nabízí vysokou radioopacitu, kontrolu nad aplikací, snadné a přesné sladění odstínů se stálostí barev, vynikající pevnost a odolnost proti oděru. Pro lékaře, kteří preferují více tekutost je tu Luna Flow LV – málo viskózní varianta.

Luna Flow

Balení: 2 g stříkačka

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,

C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB

Kód: SD8566102-122



Luna Flow LV

Balení: 2 g stříkačka

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,

C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB

Kód: SD8566201-222

SDI | BONUS  
2 za 1

799,- 897,-

## WAVE

Fluorid uvolňující zatékavý radioopákní kompozitní materiál ve třech viskozitách wave; wave MV; wave HV, který je možné použít pro výplně všech tříd, pečetění fisur a opravy rekonstrukcí

Balení Bulk Kit: 10x 1 g stříkačka

Odstíny: A1, A2, A3

Kód: SD7500011-13



2.690,- 4.132,-

Balení: 1 g stříkačka, 5x aplikaciální kanylky

wave - nejvíce zatékavý

Odstíny: A1, A2, OA2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, I, G, B

Kód: SD7510102 - SD7514147

wave MV - středně zatékavý

wave HV - nejméně zatékavý



Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1

Kód: SD8310102 - SD8311101

Kód: SD8210102 - SD8211101

389,- 585,-

## STAE

Jednosložkový adhezivní systém 5. generace na sklovinku i dentinu.



BPA  
free

Balení: 5 ml

Kód: SD8100201

1.290,- 2.598,-

## GO!

Jednosložkový, samoleptačí, světle tuhnoucí vazební prostředek 7. generace uvolňující fluoridy, vhodný pro sklovinku a dentinu.



BPA  
&  
HEMA  
free

Balení: 5 ml, 50x aplikaciální štěteček

Kód: SD8100400

2.490,- 4.335,-

# SDI | FIXAČNÍ CEMENTY

## RIVA CEM AUTOMIX

### SKLOIONOMERNÍ

Riva cem automix je pryskyřicí modifikovaný, skloionomerní upevňovací cement, chemicky tuhnoucí ve formě pasta/pasta uvolňující fluoridy. Je určen k definitivnímu cementování metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátů. Je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světlem.



VYNIKAJÍCÍ  
PEVNOST VAZBY



SNADNÉ ODSTRANĚNÍ  
PŘEBYTEČNÉHO  
CEMENTU VYTVRZENÍM  
V REŽIMU TACK-CURE



TRVALÉ  
UVOLŇOVÁNÍ  
FLUORIDU



BPA  
FREE



BONUS  
2 za 1

Balení: 2x 4 g stříkačka automix  
Kód: SD8800703

**2.990,-** ~~3.175,-~~

## RIVA LUTING

Radioopákní, chemicky tuhnoucí, skloionomerní fixační cement pro fixaci korunek, zámečků kovových šroubů čepů a ortodontických pásků. Díky vynikající adhezi k zubům, vysokému uvolňování fluoridu a zatékavosti je použitelný pro široké spektrum klinických aplikací. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Balení: 50× kapsle  
Kód: SD8650008

**3.440,-** ~~4.314,-~~

Úvodní balení: 35 g prášek, 24.3 ml tekutina,  
plastová odměrka, míchací podložka  
Kód: SD8650508

**2.240,-** ~~2.839,-~~

## RIVA CEM

### SKLOIONOMERNÍ

Riva cem je chemicky tuhnoucí, rentgen kontrastní, pryskyřicí modifikovaný, skloionomerní upevňovací cement pasta/pasta uvolňující fluoridy. Je určen k definitivnímu cementování metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátů. Je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světlem.



BONUS  
2 za 1

Balení: 8.5 g stříkačka  
Kód: SD8800700

**1.790,-** ~~1.945,-~~

## SET PP

### KOMPOZITNÍ

Samoleptací, samoadhezivní, pryskyřicí modifikovaný, duálně tuhnoucí fixační cement pro finální cementování náhrad z kovu, pryskyřice a keramiky.



Biomimetic formula



Balení: 2x 7 g stříkačka automix,  
28x aplikáční koncovka

Odstín: A1, A2, OA3,  
bílý opákní, translucent  
Kód: SD8805101-05

**2.790,-** ~~4.700,-~~



## RIVA LUTING PLUS

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí, pryskyřicí modifikovaný skloionomerní cement pro fixaci korunek, můstků, inlejí a onlejí. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Balení: 50× kapsle  
Kód: SD8651008

**3.990,-** ~~5.090,-~~



Balení: 25 g prášek, 8.95 ml tekutina,  
plastová odměrka, míchací podložka  
Kód: SD8651508

**2.290,-** ~~2.881,-~~

**SDI**

# BONUS od 1. 1.- 31. 3. 2024

Akce SDI BONUS jsou určeny konečným uživatelům (ordinacím).  
Při nákupu produktů z této strany v akčních cenách obdržíte bonusový produkt od výrobce.

**2 za 1**

## Luna 2

(barva dle výběru)

Při nákupu Luna 2 (4 g stříkačka, dle vlastního výběru) obdržíte druhé balení Luna 2 (4 g stříkačka, odstín A2).

**2 za 1**

## Luna Flow

(barva dle výběru)

Při nákupu Luna Flow (2 g stříkačka, dle vlastního výběru) obdržíte druhé balení Luna Flow (2 g stříkačka, odstín A2).

**2 za 1**

## Riva Star Aqua

Při nákupu Riva Star Aqua tekutina/tekutina obdržíte druhé balení Riva Star Aqua tekutina/tekutina.



## Riva Kapsle Ultramat S

Při nákupu 6 balení Riva kapsle dle vlastního výběru obdržíte amalgamátor Ultramat S.



## Riva Cem

Při nákupu Riva Cem (8,5 g stříkačka) obdržíte druhé balení Riva Cem (8,5 g stříkačka).

**2 za 1**

## Riva Cem Automix

Při nákupu Riva Cem Automix (2× 4 g stříkačka) obdržíte druhé balení Riva Cem Automix (2× 4 g stříkačka).

**3 za 2**

## Pola Night 10% / 16%

Při nákupu 2 balení Pola Night 10% (10× 1,3 g stříkačka) nebo Pola Night 16% (10× 1,3 g stříkačka) obdržíte třetí balení Pola Night 10% nebo Pola Night 16%.

**3 za 2**

## Pola Day 6%

Při nákupu 2 balení Pola Day 6% (10× 1,3 g stříkačka) obdržíte třetí balení Pola Night 10% nebo Pola Night 16% (10× 1,3 g stříkačka).

**2 za 1**

## Pola Rapid 6%

Při nákupu balení Pola Rapid 6% (2,8 ml stříkačka) obdržíte druhé balení Pola Rapid 6% (2,8 ml stříkačka).

Při nákupu balení Pola Rapid 6% (3× 2,8 ml stříkačka) obdržíte druhé balení Pola Rapid 6% (3× 2,8 ml stříkačka).

Plášt z chromu

Plášt z titanu

## Eco line HE21KL



Turbínka připojení na KaVo, Sirona, NSK, W&H.  
Standartní hlavička: 12,5 x 14,3 mm  
Výkon: 24 W; 4bodový sprej; hlučnost 62 dB;  
celulární optika; tlačítkové upínání; váha 63 g;  
záruční doba: 18 měsíců

**12 675,-**

19 065,-

## Eco line HE22KL



Turbínka připojení na KaVo, NSK, W&H.  
Mini hlavička: 10,8 x 12,5 mm  
Výkon: 16 W; 3bodový sprej; hlučnost 62 dB;  
celulární optika; tlačítkové upínání; váha 63 g;  
záruční doba: 18 měsíců

**12 675,-**

19 065,-

## Eco Line LE11L



Kolénko s převodem 1:1; 1bodový sprej;  
celulární optika; váha 80 g; povrchový materiál: chrom;  
záruční doba: 24 měsíců

**12 675,-**

19 065,-

## Eco Line LE15L



Kolénko s převodem 1:5; 3bodový sprej;  
celulární optika; váha 80 g; povrchový materiál: chrom;  
záruční doba: 24 měsíců

**17 999,-**

27 073

## Eco Line LE54L



Kolénko s převodem 5,4:1; 1bodový sprej;  
celulární optika; váha 81 g; povrchový materiál: chrom;  
záruční doba: 24 měsíců

**14 490,-**

21 795

## Prime line HP21KL



Turbínka připojení na KaVo, Sirona, NSK, W&H.  
Standartní hlavička: 12,5 x 14,3 mm  
Výkon: 25 W; 4bodový sprej; hlučnost 55 dB;  
celulární optika; tlačítkové upínání; váha 69 g;  
záruční doba: 24 měsíců

**17 999,-**

23 948,-

## Prime line HP22KL



Turbínka připojení na KaVo, NSK, W&H.  
Standartní hlavička: 10,8 x 12,5 mm  
Výkon: 18 W; 3bodový sprej; hlučnost 60 dB;  
celulární optika; tlačítkové upínání; váha 67 g;  
záruční doba: 24 měsíců

**17 999,-**

23 948,-

## Prime line LP11L



Kolénko s převodem 1:1; 1bodový sprej;  
celulární optika; váha 78 g; povrchový materiál: titan;  
záruční doba: 24 měsíců

**17 817,-**

24 051,-

## Prime line LP15L



Kolénko s převodem 1:5; 3bodový sprej;  
celulární optika; váha 80 g; povrchový materiál: titan;  
záruční doba: 24 měsíců

**24 049,-**

32 464,-

## Prime line LP54L




Kolénko s převodem 5,4:1; 1bodový sprej;  
celulární optika; váha 78 g; povrchový materiál: titan;  
záruční doba: 24 měsíců

**17 999,-**

25 198,-

805  
(010)

Obrácený kužel



Velikost průměr 1/10 mm	008	009	010	012	014	016	018	021	023
Délka v mm	1,0	1,0	1,0	1,2	1,6	1,6	1,6	1,9	2,5


REF

■ 805-	008	009	010	012	014	016	018	021	023	M-FG
■ 805-					014	016	018	021		SC-FG
■ 805-				012	014	016	018	021		C-FG
■ 805-					014					F-FG

805-

010 012 014 016


M-RA

806  
(019)Kužel,  
s násadcem

Velikost průměr 1/10 mm	009	010	012	014	016	018	
Délka v mm	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	

REF

■ 806-	009	010	012	014	016	018	M-FG
■ 806-				014	016	018	SC-FG
■ 806-		010	012	014	016	018	C-FG

807L  
(226)Obrácený kužel,  
dlouhý

Velikost průměr 1/10 mm	018	
Délka v mm	7,0	

REF

■ 807L-	018	M-FG
---------	-----	------

808  
(014)

Obrácený kužel




Velikost průměr 1/10 mm	018	023
Délka v mm	0,7	0,8

REF

■ 808-	018	023	M-FG
■ 808-		018	C-FG

813  
(032)

Diabolo



Velikost průměr 1/10 mm	010	012	014	016	018	
Délka v mm	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0	

REF

■ 813-	010	012	014	016	018	M-FG
■ 813-				018		SC-FG
■ 813-		012	014	016	018	C-FG

813L  
(523)

Diabolo dlouho




Velikost průměr 1/10 mm	014	016
Délka v mm	3,0	3,0

REF

■ 813L-	014	016	M-FG
■ 813L-	014	016	C-FG

815  
(040)

Kolečko



Velikost průměr 1/10 mm	012	016	018	023	027	042
Délka v mm	0,5	0,7	0,7	0,8	1,0	1,5

REF

■ 815-	012	016	018	027	M-FG
■ 815-			018	023	C-FG

v březnu a dubnu

-10%

na uvedené ceny vrtáčků a  
diamantů firmy NTI


## Objednací čísla:

Chci obrácený kuželík – velikost 016 hrubost zelený – do červeného kolénka

805 - 016 C - FG

805-016C-FG

nebo zavolejte a domluvíme se




Velikost průměr 1/10 mm	010	012	014	016	018	021	023
Délka v mm	3,0	3,5	3,5	4,0	5,0	5,0	6,0

REF	807-	010	012	014	016	018	021	023	M-FG
■ 807-				016	018				SC-FG
■ 807-		012	014	016	018	021			C-FG

811  
(038)

Dvojitý kužel



Velikost průměr 1/10 mm	033	037	047
Délka v mm	4,4	7,0	7,0

REF

■ 811-	033	037	047	M-FG
■ 811-	033	037	047	SC-FG
■ 811-	033	037	047	C-FG

817  
(041)

Kolečko



Velikost průměr 1/10 mm	047
Délka v mm	0,5

REF

■ 817-	047	M-FG
■ 817-	047	C-FG

818  
(042)</div




REF	368-	010	016	018	023	M-FG
■	368-		016	018	023	SC-FG
■	368-		016	018	023	C-FG
■	368-	010	016	018	023	F-FG
■	368-	010	016	018	023	SF-FG
□	368-		016	018	023	UF-FG

368- 016 M-RA

v březnu a dubnu

**-10%**!

na uvedené ceny



REF	379-	012	014	016	018	023	029	M-FG
■	379-		014	016	018	023	029	SC-FG
■	379-		012	014	016	018	023	C-FG
■	379-	012	014	016	018	023	029	F-FG
■	379-	012	014	016	018	023	029	SF-FG
□	379-		016	018	023	029		UF-FG



REF	369-	025	M-FG
■	369-	025	C-FG
■	369-	025	F-FG
■	369-	025	SF-FG




REF	370-	023	C-FG
■	370-	023	F-FG
■	370-	023	SF-FG



REF	390-	016	M-FG
■	390-	016	C-FG
■	390-	016	F-FG
■	390-	016	SF-FG




REF	392-	016	M-FG
■	392-	016	F-FG
■	392-	016	SF-FG



REF	801-	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	029	035	042	M-FG
■	801-				012	014	016	018	021	023	025	029	035	035		SC-FG
■	801-				012	014	016	018	021	023	025	029	035	042		C-FG
■	801-	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	029	035		F-FG
■	801-				012	014	016	018	021	023	025	029	035			SF-FG

801- 010 012 014 016 018 021 023 025 029 035 042 M-RA




REF	392A-	016	M-FG
■	392A-	016	F-FG

v březnu a dubnu


**-10%**!

na uvedené ceny



REF	801L-	010	012	014	016	023	029	035	M-FG
■	801L-		014	016	023	029			SC-FG
■	801L-	010	012	014	016	023	029	035	C-FG

801L- 010 012 014 016 023 029 035 C-FG



REF	802-	008	009	010	012	014	016	018	023	M-FG
■	802-				014	016	018			SC-FG
■	802-				012	014	016	018	023	C-FG
■	802-				014	016	018			F-FG

**H132**  
**(699) TDF**kónický, špičatý;  
bezpečnostní špička

Velikost průměr 1/10 mm

Délka v mm

 5

217,-

008

3,0

 H132- REF 008(8) -FG H132- 008(8) -FG H132- 008(8) -FG**H135**  
**(166) TDF**kónický, špičatý;  
bezpečnostní špička

Velikost průměr 1/10 mm

Délka v mm

 5

014

9,0

 H135- 014(8) -FG H135F- 014(16) -FG H135UF- 014(30) -FG**H375R**  
**(198)**

Kužel, kulatý

Velikost průměr 1/10 mm

Délka v mm

 5

249,-

012

8,0

014

8,0

016

8,0

018

8,0

023


8,0

 H375R- US. No. 7653 7664 7675 7686 H375R- 012(12) 014(12) 016(12) 018(12) 023(12) -FG**H46**  
**(254)**

Plamen

Velikost průměr 1/10 mm

Délka v mm

 5

249,-

012

3,5

014

3,5

018

3,8

 H46- US. No. 7102 7104 7106 H46- 012(12) 014(12) 018(12) -FG**H133**  
**(159) TDF**kónický, špičatý;  
bezpečnostní špička

Velikost průměr 1/10 mm

Délka v mm

 5

REF 010

4,2

 H133- 010(8) -FG 217,- H133F- 010(16) -FG 249,- H133UF- 014(30) -FG 342,-**H134**  
**(164) TDF**kónický, špičatý;  
bezpečnostní špička

Velikost průměr 1/10 mm

Délka v mm

 5

REF 014

6,0

 H134- 014(8) -FG 217,- H134F- 014(16) -FG 249,- H134UF- 014(30) -FG 342,-**H246**  
**(495)**

Plamen

Velikost průměr 1/10 mm

Délka v mm

 5

249,-

009

3,6

010

3,6

012

3,7

217,-

249,-

342,-

**H246L**  
**(496)**

Plamen

Velikost průměr 1/10 mm

Délka v mm

 5

012

5,4

 H246L- 012(12) -FG

v březnu a dubnu

-10%

na uvedené ceny

**H282**  
**(288)**

Torpédo

Velikost průměr 1/10 mm

Délka v mm

 5

249,-

010

6,0

012


6,0

 H282- 010(8) -FG H282- 010(8) 012(10) -RA**H46**  
**(254)**

Plamen

Velikost průměr 1/10 mm

Délka v mm

 5

249,-

012

3,5

014

3,5

018


3,8

 H46- US. No. 7102 7104 7106 H46- 012(12) 014(12) 018(12) -FG**H379**  
**(277)**

Vajíčko

Velikost průměr 1/10 mm

Délka v mm

 5

REF 012

3,1

014

3,5

018

4,2

 H379- 012(12) 014(12) 018(12) 023(12) -FG 249,- H379F- 023(20) -FG 325,- H379UF- 014(30) 018(30) 023(30) -FG 342,- H379- 018(12) 023(12) -RA 249,-

## Tvrdochovový vrtáček

107,-

205,-

**H1**  
(001)  

Kulatý



Velikost průměr 1/10 mm

005 006 008 010 012 014 016 018 021 023 027

Délka v mm

5

REF

US. No.	1/4	1/2	1	2	3	4	5	6	7	8	10	
<b>H1-</b>	<b>005</b>	<b>006</b>	<b>008</b>	<b>010</b>	<b>014</b>		<b>018</b>		<b>023</b>		<b>-FG</b>	
<b>H1-</b>		<b>006</b>	<b>008</b>	<b>010</b>	<b>012</b>	<b>014</b>	<b>016</b>	<b>018</b>	<b>021</b>	<b>023</b>	<b>027</b>	<b>-RA</b>

134,-

**H1S**  
(001)  

Okrouhlý, s dobrou řezivostí



Velikost průměr 1/10 mm

006 007 008 009 010 012 014 016 018 021 023 025 027 029

Délka v mm

5

REF

US. No.	1/2S	1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S	9S	10S				
<b>H1S-</b>	<b>006</b>	<b>007</b>	<b>008</b>	<b>009</b>	<b>010</b>	<b>012</b>	<b>014</b>	<b>016</b>	<b>018</b>	<b>021</b>	<b>023</b>	<b>-FG</b>			
<b>H1S-</b>					<b>010</b>	<b>012</b>	<b>014</b>	<b>016</b>	<b>018</b>	<b>021</b>	<b>023</b>	<b>025</b>	<b>027</b>	<b>029</b>	<b>-RA</b>

134,-

**H1SX**  
(001) 

Kulatý, křížový břit



Velikost průměr 1/10 mm

010 012 014 016 018 021 023

Délka v mm

5

REF

US. No.	2SX	3SX	4SX	5SX	6SX	7SX	8SX	
<b>H1SX-</b>	<b>010</b>	<b>012</b>	<b>014</b>	<b>016</b>	<b>018</b>	<b>021</b>	<b>023</b>	<b>-RA</b>

134,-

**H1SXN**  
(001) 

Kulatý, s úzkým dříkem



Velikost průměr 1/10 mm

010 012 014 016 018 021 023

Délka v mm

5

REF

US. No.	2SXN	3SXN	4SXN	5SXN	6SXN	7SXN	8SXN	
<b>H1SXN-</b>	<b>010</b>	<b>012</b>	<b>014</b>	<b>016</b>	<b>018</b>	<b>021</b>	<b>023</b>	<b>-RA</b>

134,-

**H2**  
(010) 

Obrácený kužel



107,-

Velikost průměr 1/10 mm

008 010 012 014 016 018

Délka v mm

0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,7

5

REF

US. No.	34	35	36	37	38	39	
<b>H2-</b>	<b>008</b>	<b>010</b>		<b>014</b>			<b>-FG</b>
<b>H2-</b>		<b>010</b>	<b>012</b>	<b>014</b>	<b>016</b>	<b>018</b>	<b>-RA</b>

**H1SF**  
(004) 

Kulatý



217,-

Velikost průměr 1/10 mm

014 016 018

Délka v mm

5 REF

H1SF- 014 016 018 -RA

opt. 1.500 - 2.000 rpm





**820  
(043)**  
Kolečko



218,-



**822  
(237)**  
Hruška



83,-



**825  
(304)**  
Čočka



83,- 100,- 123,- 218,- 284,-

Velikost průměr 1/10 mm  
Délka v mm

040  
2,0

Velikost průměr 1/10 mm  
Délka v mm

008 009 010 012  
2,0 2,0 2,0 3,0

Velikost průměr 1/10 mm  
Délka v mm

018 023 025 040 050  
0,8 0,9 0,9 1,5 1,5

REF 820- 040 M-FG

REF 822- 008 009 010 012 M-FG

REF 825- 018 023 025 040 050 M-FG

■ 822-  
■ 822-  
■ 822-  
■ 822-■ 822-  
■ 822-  
■ 822-  
■ 822-■ 825-  
■ 825-  
■ 825-  
■ 825-

**828  
(054)**  
Značkovač hloubky



402,-

Velikost průměr 1/10 mm  
Délka v mm

026 030  
1,0 1,0

Velikost průměr 1/10 mm  
Délka v mm

008 009 010 012 014 016 018 021  
2,5 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 5,1

Velikost průměr 1/10 mm  
Délka v mm

018 023 025 040 050 M-FG  
SC-FG C-FG F-FG SF-FG

REF 828- 026 030 M-FG

REF 830- 008 009 010 012 014 016 018 021 M-FG

Hloubka řezu T mm 0,5 0,7

■ 830-  
■ 830-  
■ 830-  
■ 830-  
■ 830-■ 830-  
■ 830-  
■ 830-  
■ 830-  
■ 830-

**830L  
(239)**  
Hruška, dlouhý



83,-

100,- 123,-

Velikost průměr 1/10 mm  
Délka v mm

010 012 014 016 018 021 025  
4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 7,0

Velikost průměr 1/10 mm  
Délka v mm

008 009 010 012 014 016 018 021  
5,9 3,5 3,5

Velikost průměr 1/10 mm  
Délka v mm

018 021 031 M-FG  
SC-FG C-FG F-FG SF-FG

REF 830L- 010 012 014 016 018 021 025 M-FG

REF 833- 018 021 031 M-FG

■ 830L-  
■ 830L-  
■ 830L-  
■ 830L-  
■ 830L-■ 833-  
■ 833-  
■ 833-  
■ 833-

**834  
(552)**  
Značkovač hloubky



284,-

402,-

Velikost průměr 1/10 mm  
Délka v mm

016 021  
6,0 6,0

Velikost průměr 1/10 mm  
Délka v mm

018 021  
8,0 8,0

Velikost průměr 1/10 mm  
Délka v mm

018 021 031 M-FG  
SC-FG C-FG F-FG SF-FG

REF 834- 016 021 M-FG

REF 868A- 018 021 M-FG

■ 834-  
■ 834-  
■ 834-  
■ 834-■ 868A-  
■ 868A-  
■ 868A-

**834A  
(242)**  
Značkovač hloubky



402,-



**MADC**  
Značkovač  
hloubky



by Dr Mark J. Caldwell

402,-

Velikost průměr 1/10 mm  
Délka v mm

031  
3,5

Velikost průměr 1/10 mm  
Délka v mm

009 009 009 009  
0,3 0,4 0,5 0,6

Velikost průměr 1/10 mm  
Délka v mm

009 009 009 009  
0,8 1,0 1,5 2,0

REF 834A- 031 M-FG

REF MADCO3- 009 M-FG

■ 834A-  
■ MADCO3-  
■ MADCO4-■ MADCO3-  
■ MADCO4-  
■ MADCO5-

M-FG

v březnu a dubnu

-10%



na uvedené ceny



## Preparace z keramiky




VKP



402,-

**834RL  
(301)**

Značkovač hloubky



Velikost průměr 1/10 mm

027


Délka v mm

8,0

REF 834RL- 027 M-FG

Hloubka řezu T mm

0,8



**MADC**  
Značkovač  
hloubky



Velikost průměr 1/10 mm

009

Délka v mm

0,8

REF MADCO6- 009 M-FG

Hloubka řezu T mm

0,6

REF MADCO7- 009 M-FG

Hloubka řezu T mm

0,8

REF MADCO8- 009 M-FG

Hloubka řezu T mm

0,9

REF MADCO9- 009 M-FG

Hloubka řezu T mm

1,0

REF MADCO10- 009 M-FG

Hloubka řezu T mm

1,5

REF MADCO11- 009 M-FG

Hloubka řezu T mm


2,0

REF MADCO12- 009 M-FG



**835**  
**(107)**

Válec



83,-

100,-

Velikost průměr 1/10 mm	007	008	009	010	012	014	016	018	
Délka v mm	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	

REF

■ 835-	007	008	009	010	012	014	016	018	M-FG
■ 835-				010	012	014	016		SC-FG
■ 835-				009	010	012	014	016	C-FG
■ 835-				010	012	014			F-FG

835-


010 012 014 016

M-RA



**836**  
**(110)**

Válec



83,-

100,-


Velikost průměr 1/10 mm	008	010	012	014	016	018	027	
Délka v mm	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	

■ 836-	008	010	012	014	016	018		M-FG
■ 836-			012	014	016		027	SC-FG
■ 836-			010	012	014	016	018	C-FG
■ 836-			010	012				F-FG



**837**  
**(111)**

Válec



83,-

100,-


Velikost průměr 1/10 mm	010	012	014	016	018	
Délka v mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	

■ 837-	010	012	014	016	018	M-FG
■ 837-		012	014	016	018	SC-FG
■ 837-	010	012	014	016	018	C-FG
■ 837-		012	014			F-FG



**837L**  
**(112)**

Válec, dlouhý



83,-


100,-

Velikost průměr 1/10 mm	010	012	014	016	018	
Délka v mm	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	

■ 837L-	010	012	014	016	018	M-FG
■ 837L-		014	016			SC-FG
■ 837L-	010	012	014	016	018	C-FG
■ 837L-		012				F-FG



**835KR**  
**(156)**

Válec,  
hrana okrouhlá

83,-

100,-

Velikost průměr 1/10 mm

008 010 012 014 016 018

Délka v mm

3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

REF

■ 835KR-	008	010	012	014	016	018	M-FG
■ 835KR-				014			SC-FG
■ 835KR-			010	012	014	016	018
■ 835KR-			012	014			F-FG

835-

010 012 014 016 018

M-FG

835KR-

012 014

SC-FG

835KR-

010 012 014 016 018

C-FG

835KR-

012 014

F-FG


835KR-

012 014

M-RA



**836KR**  
**(157)**

Válec,  
hrana okrouhlá

83,-

100,-

Velikost průměr 1/10 mm

008 010 012 014 016 018

Délka v mm

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

REF

■ 836KR-	008	010	012	014	016	M-FG
■ 836KR-				014		SC-FG
■ 836KR-			010	012	014	016
■ 836KR-		008	010	012	014	F-FG

836KR-

010 012 014 016 018

M-FG

836KR-

012 014

SC-FG

836KR-

010 012 014 016 018

C-FG


836KR-

010 012 014 016

F-FG



**837KR**  
**(158)**

Válec,  
hrana okrouhlá

83,-

100,-

Velikost průměr 1/10 mm

010 012 014 016 018

Délka v mm

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

REF

■ 837KR-	010	012	014	016	018	M-FG
■ 837KR-		012	014	016	018	SC-FG
■ 837KR-	010	012	014	016	018	C-FG
■ 837KR-	010	012	014	016		F-FG

837KR-

010 012 014 016 018

M-FG

837KR-

012 014

SC-FG

837KR-

010 012 014

C-FG

837KR-

010

## Tvrdochovový vrtáček

**H7**  
(232)   
Hruška



86,-

Velikost průměr 1/10 mm	008	010	
Délka v mm	1,6	1,7	
 5			
US. No.	330	331	

H7- 008 010 -FG

**H21**  
(107)   
Válec



107,-

Velikost průměr 1/10 mm	009	010	012	014	016	
Délka v mm	4,2	4,2	4,2	4,4	4,4	
 5						
US. No.	56	57	58	59	60	

H21- 009 010 012 -FG

H21- 010 012 014 016 -RA

**H21R**  
(137)   
Válec kulatý



86,-

Velikost průměr 1/10 mm	012	012	
Délka v mm	4,2	4,2	
 5			
US. No.	1157	1158	

H21R- 010 012 -FG

**H31**  
(107)   
Válec



86,-

Velikost průměr 1/10 mm	010	012	
Délka v mm	4,2	4,2	
 5			
US. No.	557	558	

H31- 010 012 -FG

H31- 010 -RA

v březnu a dubnu


-10%



na uvedené ceny

## Ortodoncie

**H22GK**  
(217)   
Hladká hlavička GK



345,-

Velikost průměr 1/10 mm	016	
Délka v mm	4,7	
 5		
H22GK- 016 -FG		

opt. 160.000 rpm

**H22AGK**  
(217)   
Bezpečnostní zkosená



345,-

Velikost průměr 1/10 mm	016	
Délka v mm	4,7	
 5		
H22AGK- 016 -FG		

H22AGK- 016 -RA






**H22ALGK**  
(219)   
345,-



Velikost průměr 1/10 mm	016	
Délka v mm	8,0	
 5		
H22ALGK- 016 -FG		

H22ALGK- 016 -RA

## finírky



<b>839</b> (150)	<b>83,-</b>				<b>100,-</b>
S čelním řezem					
Velikost průměr 1/10 mm	010	012	014	016	M-FG
Délka v mm	0,1	0,1	0,1	0,1	
<b>REF</b>					
<b>839-</b>	<b>010</b>	<b>012</b>	<b>014</b>	<b>016</b>	<b>M-FG</b>
<b>■</b>	<b>839-</b>	<b>010</b>	<b>012</b>	<b>014</b>	<b>F-FG</b>

<b>840</b> (722)	<b>83,-</b>				<b>100,-</b>
S čelním řezem					
Velikost průměr 1/10 mm	010	012	014	016	
Délka v mm	0,1	0,1	0,1	0,1	
<b>REF</b>					
<b>840-</b>	<b>010</b>	<b>012</b>	<b>014</b>	<b>016</b>	<b>M-FG</b>
<b>■</b>	<b>840-</b>	<b>010</b>	<b>012</b>	<b>014</b>	<b>F-FG</b>

v březnu a dubnu  
**-10%**  
na uvedené ceny !

<b>842</b> (113)	<b>100,-</b>	<b>123,-</b>	<b>218,-</b>		
Válec					
Velikost průměr 1/10 mm	012	014	018		
Délka v mm	12,0	12,0	12,0		
<b>REF</b>					
<b>842-</b>	<b>012</b>	<b>014</b>			<b>M-FG</b>
<b>■</b>	<b>842-</b>	<b>012</b>	<b>014</b>		<b>SC-FG</b>
<b>■</b>	<b>842-</b>	<b>012</b>	<b>014</b>	<b>018</b>	<b>C-FG</b>

Instruments diamantés à double granulosité

**844**

(199)   
Kónus, kulatý

Velikost průměr 1/10 mm

Délka v mm



**284,-**

**REF**

**844-** 014 016 F/C-FG

⌚ opt. 70.000 - 140.000 rpm



**845KR**  
(544)

Kónus,  
hrana okrouhlá

Velikost průměr 1/10 mm

Délka v mm

**83,-**

**123,-**

**161,-**

**REF**

**845KR-** 016 018 025 M-FG

**■** **845KR-** 016 SC-FG

**■** **845KR-** 016 018 025 C-FG

**■** **845KR-** 016 018 025 F-FG

**■** **845KR-** 025 SF-FG

<b>845</b> (170)	<b>83,-</b>					
Kónus						
Velikost průměr 1/10 mm	009	010	012	014	016	
Délka v mm	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
<b>REF</b>						
<b>845-</b>	<b>009</b>	<b>010</b>	<b>012</b>	<b>014</b>	<b>016</b>	<b>M-FG</b>
<b>■</b>	<b>845-</b>	<b>012</b>	<b>014</b>	<b>016</b>		<b>C-FG</b>
<b>■</b>	<b>845-</b>	<b>010</b>	<b>012</b>			<b>M-RA</b>

v březnu a dubnu

**-10%**

na uvedené ceny



**846**  
(171)

Kónus

Velikost průměr 1/10 mm

Délka v mm

**83,-**

**100,-**

**123,-**

**REF**

**846-** 012 014 016 M-FG

**■** **846-** 012 014 016 025 C-FG

**■** **846-** 012 016 025 F-FG

<b>846KR</b> (545)	<b>83,-</b>				<b>123,-</b>
Okrouhlá hrana					
Velikost průměr 1/10 mm	016	018			
Délka v mm	6,0	5,5			
<b>REF</b>					
<b>846KR-</b>	<b>016</b>	<b>018</b>			<b>M-FG</b>
<b>■</b>	<b>846KR-</b>	<b>016</b>			<b>SC-FG</b>
<b>■</b>	<b>846KR-</b>	<b>016</b>			<b>C-FG</b>
<b>■</b>	<b>846KR-</b>	<b>016</b>	<b>018</b>		<b>F-FG</b>



**847**  
(172)

Kónus, plochý

Velikost průměr 1/10 mm

Délka v mm

**83,-**

**100,-**

**123,-**

**REF**

**847-** 010 012 014 016 018 023 M-FG

**■** **847-** 012 014 016 018 023 SC-FG

**■** **847-** 010 012 014 016 018 023 C-FG

**■** **847-** 010 012 014 016 F-FG

**■** **847-** 010 SF-FG



**847KR**  
(546)  
Kónus,  
hrana okrouhlá

Velikost průměr 1/10 mm	016	018	023	
Délka v mm	8,0	8,0	8,0	

REF

■ 847KR-	016	018	023	M-FG
■ 847KR-	016	018		SC-FG
■ 847KR-	016	018	023	C-FG
■ 847KR-	016	018	023	F-FG



**848L**  
(174)  
Kónus, dlouhý

Velikost průměr 1/10 mm	012	014	016	018	021	
Délka v mm	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	

REF

■ 848L-	012	014	016	018	021	M-FG
■ 848L-		014	016	018		SC-FG
■ 848L-		014	016	018		C-FG
■ 848L-		014				F-FG



**850**  
(199)  
Kónus, kulatý

Velikost průměr 1/10 mm	010	012	014	016	018	023	031	
Délka v mm	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	

REF

■ 850-	010	012	014	016	018	023	031	M-FG
■ 850-			014	016	018	023		SC-FG
■ 850-	010	012	014	016	018	023	031	C-FG
■ 850-	010	012	014	016	018	023		F-FG
■ 850-	010	012	014	016	018			SF-FG

850-

012

M-RA



**850KR**  
(553)  
Kónus, hrana  
okrouhlá

Velikost průměr 1/10 mm	014	018	
Délka v mm	10,0	10,0	

REF

■ 850KR-	014	018	M-FG
■ 850KR-	014	018	SC-FG
■ 850KR-	014	018	C-FG

83,-  
100,-



**852**  
(164)  
Kónus, špičatý

Velikost průměr 1/10 mm	010	012	023	
Délka v mm	4,0	6,0	6,0	

REF

■ 852-	010	012	023	M-FG
■ 852-			023	SC-FG
■ 852-		012	023	C-FG
■ 852-	010	012		F-FG
■ 852-	010	012		SF-FG
■ 852-		012		UF-FG

83,-  
123,-



**848**  
(173)  
Kónus, plochý

Velikost průměr 1/10 mm	010	012	014	016	018	023	
Délka v mm	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	

REF

■ 848-	016	018	023	SC-FG
■ 848-	010	012	014	016
■ 848-	010	012	014	018
■ 848-	010	012	014	016

83,-  
100,-  
123,-

v březnu a dubnu

-10%

!

na uvedené ceny



**849**  
(196)  
Kónus, kulatý

Velikost průměr 1/10 mm	009	010	012	014	016	025	
Délka v mm	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	

REF

■ 849-	009	010	012		025	M-FG	
■ 849-						SC-FG	
■ 849-	009	010	012	014	016	025	C-FG
■ 849-	009	010	012				F-FG
■ 849-				010			SF-FG

83,-  
100,-  
123,-

**850L**  
(200)  
Kónus, dlouhý,  
okrouhlý

Velikost průměr 1/10 mm	012	014	016	018	
Délka v mm	11,5	11,5	11,5	11,5	

REF

■ 850L-	012	014	016	018	M-FG
■ 850L-		014	016	018	SC-FG
■ 850L-	012	014	016	018	C-FG
■ 850L-	012	014	016		F-FG
■ 850L-	012	014			SF-FG

100,-  
123,-  
161,-

**852**  
(164)  
Kónus, špičatý

Velikost průměr 1/10 mm	010	012	023	
Délka v mm	4,0	6,0	6,0	

REF

■ 852-	010	012	023	M-FG
■ 852-			023	SC-FG
■ 852-		012	023	C-FG
■ 852-	010	012		F-FG
■ 852-	010	012		SF-FG

## Nástroj na separaci korunek

## MF-Cut Multifunkční řezné nástroje

**H31RMF**  
(137)

Válec okrouhlý

119,-

**H7MF**  
(232)

Hruška

119,-

**H245MF**  
(234)

Hruška

119,-

Velikost průměr 1/10 mm

010 012

Délka v mm

4,2 4,2

5 REF

US. No. 1557MF 1558MF

**H31RMF-** 010 012 -FG

opt. 60.000 rpm

Velikost průměr 1/10 mm

008

Délka v mm

1,6

5 REF

US. No. 330MF

**H7MF-** 008 -FG

opt. 60.000 rpm

Velikost průměr 1/10 mm

008

Délka v mm

2,8

5 REF

US. No. 245MF

**H245MF-** 008 -FG

opt. 60.000 rpm

**H31MF**  
(107)

Válec

119,-

**H34**

Válec okrouhlý

174,-

**H34L**

Válec okrouhlý, dlouhý

174,-

Velikost průměr 1/10 mm

010

Délka v mm

4,2

5 REF

US. No. 557MF

**H31MF-** 010 -FG

opt. 60.000 rpm

Velikost průměr 1/10 mm

010 012

Délka v mm

2,1 2,1

5 REF

H34- 010 012 -FG

25 H34- 010 012 -SET

opt. 120.000 rpm

Velikost průměr 1/10 mm

010 012

Délka v mm


3,5 3,5

5 REF

H34L- 010 012 -FG

25 H34L- 010 012 -SET

opt. 120.000 rpm

**G5114-RA**Nástroj na  
separaci korunek

985,-

Velikost průměr 1/10 mm

008

Délka v mm

0,5

1 REF

G5114-RA

max. 10.000 rpm

**H4KMK**

Válec okrouhlý

174,-

Velikost průměr 1/10 mm

010 012

Délka v mm

2,1 2,1

5 REF

H4KMK- 010 012 -FG

opt. 120.000 rpm

**H4KMKL**

Válec okrouhlý, dlouhý

174,-

Velikost průměr 1/10 mm

012

Délka v mm

3,5

5 REF

H4KMKL- 012 -FG

25 H4KMKL- 012 -SET

opt. 120.000 rpm

v březnu a dubnu

-10%





na uvedené ceny



① 1. Použití diamantového brousku na separaci keramiky.

② 2. Řez kovu nástrojem H34



## FG TURBO - Diamantové nástroje

<b>856</b> <b>(198)</b>		<b>162,-</b>		<b>218,-</b>			
Kónus, kulatý							
Velikost průměr 1/10 mm	012	014	016	018	025		
Délka v mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0		
<b>REF</b>	<b>856-</b>	<b>016</b>				<b>TC-FG</b>	
	<b>856-</b>	<b>012</b>	<b>014</b>	<b>016</b>	<b>018</b>	<b>025</b>	<b>TSC-FG</b>

<b>862</b> <b>(249)</b>		<b>162,-</b>				
Plamen						
Velikost průměr 1/10 mm	012	014				
Délka v mm	8,0	8,0				
<b>REF</b>	<b>862-</b>	<b>012</b>	<b>014</b>			<b>TSC-FG</b>

<b>863</b> <b>(250)</b>		<b>162,-</b>				
Plamen						
Velikost průměr 1/10 mm	012	014	016			
Délka v mm	10,0	10,0	10,0			
<b>REF</b>	<b>863-</b>	<b>012</b>	<b>014</b>	<b>016</b>		<b>TSC-FG</b>

<b>878</b> <b>(289)</b>		<b>162,-</b>				
Torpédo						
Velikost průměr 1/10 mm	012	014				
Délka v mm	8,0	8,0				
<b>REF</b>	<b>878-</b>	<b>012</b>	<b>014</b>			<b>TSC-FG</b>
	<b>878-</b>	<b>012</b>	<b>014</b>	<b>016</b>		<b>TSC-FG</b>

<b>878K</b> <b>(298)</b>		<b>162,-</b>				
Torpédo, kónické						
Velikost průměr 1/10 mm	014	016				
Délka v mm	8,0	8,0				
<b>REF</b>	<b>878K-</b>	<b>014</b>	<b>016</b>			<b>TSC-FG</b>

<b>879L</b> <b>(291)</b>		<b>162,-</b>				
Torpédo, dlouhé						
Velikost průměr 1/10 mm	012	014				
Délka v mm	12,0	12,0				
<b>REF</b>	<b>879L-</b>	<b>012</b>	<b>014</b>			<b>TSC-FG</b>

<b>879</b> <b>(290)</b>		<b>162,-</b>				
Torpédo						
Velikost průměr 1/10 mm	012	014	016			
Délka v mm	10,0	10,0	10,0			
<b>REF</b>	<b>879-</b>	<b>014</b>	<b>016</b>			<b>TC-FG</b>
	<b>879-</b>	<b>012</b>	<b>014</b>	<b>016</b>		<b>TSC-FG</b>

<b>879K</b> <b>(299)</b>		<b>162,-</b>				
Torpédo, kónické						
Velikost průměr 1/10 mm	014	016	018			
Délka v mm	10,0	10,0	10,0			
<b>REF</b>	<b>879K-</b>	<b>014</b>	<b>016</b>	<b>018</b>		<b>TC-FG</b>
	<b>879K-</b>	<b>014</b>	<b>016</b>	<b>018</b>		<b>TSC-FG</b>

<b>881</b> <b>(141)</b>		<b>162,-</b>				
Válec, kulatý						
Velikost průměr 1/10 mm	012	014				
Délka v mm	8,0	8,0				
<b>REF</b>	<b>881-</b>	<b>012</b>	<b>014</b>			<b>TC-FG</b>

<b>882</b> <b>(142)</b>		<b>162,-</b>				
Válec, kulatý						
Velikost průměr 1/10 mm	012	014				
Délka v mm	10,0	10,0				
<b>REF</b>	<b>882-</b>	<b>012</b>	<b>014</b>			<b>TC-FG</b>
	<b>882-</b>	<b>012</b>	<b>014</b>			<b>TSC-FG</b>

<b>885</b> <b>(130)</b>		<b>162,-</b>				
Válec, špičatý						
Velikost průměr 1/10 mm	012					
Délka v mm	8,0					
<b>REF</b>	<b>885-</b>	<b>012</b>				<b>TSC-FG</b>


<b>886</b> <b>(131)</b>		<b>162,-</b>				
Válec, špičatý						
Velikost průměr 1/10 mm	012	014				
Délka v mm	10,0	10,0				
<b>REF</b>	<b>886-</b>	<b>012</b>	<b>014</b>			<b>TSC-FG</b>

TSC – turbo, černý proužek

TC – turbo, zelený proužek



**855**  
(197)  
Kónus, kulatý



83,- | 100,- | 123,-


Velikost průměr 1/10 mm	012	014	016	018	025	
Délka v mm	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	

REF

855-	012	014		025	M-FG	
■	855-	012	014	016	018	025 SC-FG
■	855-	012	014		025	C-FG
■	855-	012	014			F-FG
■	855-		014			SF-FG



**856L**  
(199)  
Kónus, okrouhlý,  
dlouhý



83,-

100,-


Velikost průměr 1/10 mm	014	016	018	020	
Délka v mm	9,0	9,0	9,0	9,0	

REF

856L-	014	016	018	020	M-FG
■	856L-	014	016	018	020 SC-FG
■	856L-	014	016	018	020 C-FG
■	856L-	014	016	018	F-FG
■	856L-	014	016	018	SF-FG



**858**  
(165)  
Kónus, špičatý



83,-

100,-


Velikost průměr 1/10 mm	010	012	014	016	018	
Délka v mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	

REF

858-	010	012	014	016	018	M-FG
■	858-		014	016	018	SC-FG
■	858-	010	012	014	016	018 C-FG
■	858-	010	012	014	016	018 F-FG
■	858-	010	012	014	016	SF-FG
□	858-		014			UF-FG



**859**  
(166)  
Kónus, špičatý



83,-

100,-

123,-


Velikost průměr 1/10 mm	010	012	014	016	018	021	
Délka v mm	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	

REF

859-	010	012	014	016	018	021	M-FG
■	859-			018			SC-FG
■	859-	010	012	014	016	018	021 C-FG
■	859-	010	012	014	016	018	F-FG
■	859-	010	012	014	016	018	SF-FG
□	859-	010	012	014	016		UF-FG



**856**  
(198)  
Kónus, kulatý



83,-

100,-

123,-

161,-


Velikost průměr 1/10 mm	009	010	012	014	016	018	021	025	
Délka v mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	

REF

856-	009	010	012	014	016	018	021	025	033	SC-FG
■	856-									C-FG
■	856-									F-FG
■	856-	009	010	012	014	016	018	021	025	SF-FG
■	856-	009	010	012	014	016	018	021		



**857**  
(220)  
Kónus, okrouhlý,  
ochranná špička



83,-

100,-

Velikost průměr 1/10 mm	012	014	016	
Délka v mm	10,0	10,0	10,0	

REF

857-	012	014	016	M-FG
■	857-		014	SC-FG
■	857-	012	014	016 C-FG
■	857-	012	014	F-FG
■	857-	012		SF-FG


v březnu a dubnu

-10%

na uvedené ceny



**859L**  
(167)  
Kónus, špičatý  
dlouhý



100,-

123,-

Velikost průměr 1/10 mm	010	014	016	018	
Délka v mm	11,5	11,5	11,5	11,5	

REF

859L-	010	014	016	M-FG
■	859L-		016	018 SC-FG
■	859L-	014	016	018 C-FG
■	859L-	010	014	016 F-FG
■	859L-	010	014	016 SF-FG
□	859L-	010		UF-FG




**860**  
(247)  
Plamen



83,-

100,-

Velikost průměr 1/10 mm	010	012	014	016	
Dél					



REF	861-	012	014	M-FG
■	861-	012	014	C-FG
■	861-	012	014	F-FG
■	861-	012	014	SF-FG
□	861-	012	014	UF-FG



REF	862-	009	010	012	014	016	018	021	M-FG
■	862-			012	014	016	018		SC-FG
■	862-		010	012	014	016	018		C-FG
■	862-	009	010	012	014	016			F-FG
■	862-	009	010	012	014	016			SF-FG
□	862-		010	012	014	016			UF-FG



REF	863SE-	012	M-FG
■	863SE-	012	M-FG

v březnu a dubnu

-10%

na uvedené ceny



REF	863-	010	012	014	016	018	M-FG
■	863-		012	014	016	018	021 SC-FG
■	863-		012	014	016	018	021 C-FG
■	863-	010	012	014	016	018	F-FG
■	863-	010	012	014	016		SF-FG
□	863-		012				UF-FG



REF	863L-	016	M-FG
■	863L-	016	C-FG



REF	864-	012	014	016	018	M-FG
■	864-			016	018	SC-FG
■	864-		014	016	018	C-FG
■	864-	012	014	016		F-FG
■	864-	012	014	016		SF-FG



REF	869-	014	016	SC-FG
■	869-			



REF	874-	009	M-FG
■	874-	009	M-FG



REF	875-	009	010	M-FG
■	875-	009	010	M-FG



REF	876-	009	M-FG
■	876-	009	F-FG



REF	876K-	012	M-FG
■	876K-	012	M-FG



REF	877-	009	010	012	M-FG
■	877-				
■	877-				
■	877-				



REF	877K-	012	014	016	018	M-FG
■	877K-					
■	877K-					
■	877K-					
■	877K-					

## FG TURBO - Diamantové nástroje

**379**  
(277)

Vajíčko

**162,-****811**  
(038)

Obrácený kužel

**218,-****822**  
(237)

Hruška

**162,-****836**  
(110)

Válec

**162,-**

Velikost průměr 1/10 mm

023

Délka v mm

4,5

■ REF  
■ 379- 023 TSC-FG

Velikost průměr 1/10 mm

033

Délka v mm

4,2

■ REF  
■ 811- 033 TC-FG  
■ 811- 033 TSC-FG

Velikost průměr 1/10 mm

012

Délka v mm

3,0

■ REF  
■ 822- 012 TSC-FG

Velikost průměr 1/10 mm


012

Délka v mm

6,0

■ REF  
■ 836- 012 TSC-FG**830L**  
(239)

Hruška, dlouhá

**162,-**

Velikost průměr 1/10 mm

012

014

016

018

Délka v mm

4,0


5,0

5,0

5,0

■ REF  
■ 830L- 012 014 TC-FG  
■ 830L- 012 014 016 018 TSC-FG**837**  
(111)

Válec

**162,-**

Velikost průměr 1/10 mm

012

014

016

Délka v mm


8,0

8,0

8,0

■ REF  
■ 837- 012 014 016 TSC-FG**837KR**  
(158)

Válec, hrana okrouhlá

**162,-**

Velikost průměr 1/10 mm


014

Délka v mm

8,0

■ REF  
■ 837KR- 014 016 TSC-FG**846KR**  
(545)

Kónus, hrana okrouhlá

**162,-**

Velikost průměr 1/10 mm


016

Délka v mm

6,0

■ REF  
■ 846KR- 016 TSC-FG**847**  
(172)

Kónus

**162,-**

Velikost průměr 1/10 mm


014

Délka v mm

8,0

■ REF  
■ 847- 014 016 TSC-FG**847KR**  
(546)

Kónus, hrana okrouhlá

**162,-**

Velikost průměr 1/10 mm


016

Délka v mm

8,0

■ REF  
■ 847KR- 016 TSC-FG**848**  
(173)

Kónus, plochý

**162,-**

Velikost průměr 1/10 mm

016

Délka v mm

10,0

■ REF  
■ 848- 016 TC-FG  
■ 848- 016 018 TSC-FG**850**  
(199)

Kónus, kulatý

**162,-**

Velikost průměr 1/10 mm

012

014

016

018

Délka v mm

10,0

10,0

10,0

10,0

■ REF  
■ 850- 012 014 016 018 TC-FG  
■ 850- 014 016 018 TSC-FG**855**  
(197)

Kónus, kulatý

**162,-**

Velikost průměr 1/10 mm


014

Délka v mm

6,0

■ REF  
■ 855- 014 025 TSC-FG**859**  
(166)

Kónus, špičatý

**162,-**

Velikost průměr 1/10 mm

018

Délka v mm

10,0

■ REF  
■ 859- 018 TSC-FG


TSC – turbo, černý proužek

TC – turbo, zelený proužek





**878**  
(289)  
Torpédo




Velikost průměr 1/10 mm	008	009	010	012	014	016	018	
Délka v mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	

REF

■	878-	008	009	010	012	014	016	018	M-FG
■	878-				012	014	016	018	SC-FG
■	878-			010	012	014	016	018	C-FG
■	878-	008	009	010	012	014	016		F-FG
■	878-			010	012	014			SF-FG



**879**  
(290)  
Torpédo



Velikost průměr 1/10 mm	010	012	014	016	018	
Délka v mm	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	

REF


■	879-	010	012	014	016	018	M-FG
■	879-		012	014	016	018	SC-FG
■	879-	010	012	014	016	018	C-FG
■	879-	010	012	014	016	018	F-FG
■	879-		012	014	016		SF-FG

v březnu a dubnu

-10%

na uvedené  
ceny !

**878K**  
(298)  
Torpédo, kónické




Velikost průměr 1/10 mm	012	014	016	018	021	
Délka v mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	

REF

■	878K-	012	014	016	018	021	M-FG
■	878K-		012	014	016	018	021
■	878K-	012	014	016	018	021	023
■	878K-	012	014	016	018	021	C-FG



**879K**  
(299)  
Torpédo, kónické



Velikost průměr 1/10 mm	012	014	016	018	021	
Délka v mm	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	

REF

■	879K-	012	014	016	018	021	M-FG
■	879K-		012	014	016	018	021
■	879K-	012	014	016	018	021	023
■	879K-	012	014	016	018		F-FG
■	879K-	012	014	016			SF-FG




**879L**  
(291)  
Dlouhé



Velikost průměr 1/10 mm	012	014	
Délka v mm	12,0	12,0	



**880**  
(140)  
Válec, kulatý




Velikost průměr 1/10 mm	010	012	014	016	
Délka v mm	6,0	6,0	6,0	6,0	

REF

■	880-	010	012	014	016	M-FG
■	880-			014		SC-FG
■	880-	012	014	016		C-FG
■	880-	012	014			F-FG



**881KS**  
(146)  
Válec KS




Velikost průměr 1/10 mm	012	014	015	016	
Délka v mm	7,0	8,0	8,0	8,0	

REF

■	881KS-	012	014	015	016	SC-FG
■	881KS-					



**881**  
(141)  
Válec, kulatý



Velikost průměr 1/10 mm	010	012	014	016	018	
Délka v mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	



**882**  
(142)  
Válec, kulatý



Velikost průměr 1/10 mm	010	012	014	
Délka v mm	10,0	10,0	10,0	

REF

■	882-	010	012	014	M-FG
■	882-			014	SC-FG
■	882-	010	012	014	C-FG
■	882-	010	012	014	F-FG
■	882-	010	012		SF-FG



**883**  
(539)  
Plamen



Velikost průměr 1/10 mm	010		
Délka v mm	3,0		

REF

■	883-	010	M-FG
■	883-	010	C-FG
■	883-	010	F-FG

<b>884</b> (129)	<b>83,-</b>		
Válec, špičatý			
Velikost průměr 1/10 mm	010	012	
Délka v mm	6,0	6,0	
<b>REF</b>			
884-	010	M-FG	
■	884-	012	C-FG
■	884-	012	F-FG

<b>885</b> (130)	<b>83,-</b>					
Válec, špičatý						
Velikost průměr 1/10 mm	008	010	012			
Délka v mm	8,0	8,0	8,0			
<b>REF</b>						
885-	008	010	012	014	M-FG	
■	885-		012	014	018	SC-FG
■	885-		012	014	016	C-FG
■	885-		010	012	014	F-FG

v březnu a dubnu

**-10%**

na uvedené ceny

<b>886</b> (131)	<b>83,-</b>					
Válec, špičatý						
Velikost průměr 1/10 mm	010	012	014			
Délka v mm	10,0	10,0	10,0			
<b>REF</b>						
886-	010	012	014	016	M-FG	
■	886-		012	014	016	SC-FG
■	886-		012	014	016	C-FG
■	886-		010	012	014	F-FG

<b>888</b> (496)	<b>83,-</b>		
Plamen			
Velikost průměr 1/10 mm	012		
Délka v mm	8,0		
<b>REF</b>			
888-	012	M-FG	
■	888-		C-FG
■	888-		F-FG
■	888-		SF-FG

<b>889</b> (540)	<b>83,-</b>		
Plamen			
Velikost průměr 1/10 mm	009	010	
Délka v mm	3,5	4,0	
<b>REF</b>			
889-	009	010	M-FG
■	889-		010 SC-FG
■	889-		009 010 C-FG
■	889-		009 010 F-FG
■	889-		009 010 SF-FG

<b>898</b> (213)	<b>100,-</b>		
Plamen			
Velikost průměr 1/10 mm	016		
Délka v mm	10,5		
<b>REF</b>			
898-	016	M-FG	
■	898-		C-FG
■	898-		F-FG

<b>899</b> (033)	<b>100,-</b>					
Palatinální						
Velikost průměr 1/10 mm	021	027				
Délka v mm	6,5	7,0				
<b>REF</b>						
899-	021	027	031	M-FG		
■	899-		021	027	031	SC-FG
■	899-		021	027	031	C-FG
■	899-		021	027	031	F-FG

<b>909</b> (068)	<b>100,-</b>				
Kroužek					
Velikost průměr 1/10 mm	027	037			
Délka v mm	1,0	1,0			
<b>REF</b>					
909-	027	037	040	M-FG	
■	909-			040 SC-FG	
■	909-		037	040	C-FG

<b>970</b> (463)	<b>223,-</b>		
Okluzní plochy			
Velikost průměr 1/10 mm	023		
Délka v mm	1,6		
<b>REF</b>			
970-	023	M-FGM	
■	970-		F-FGM

<b>980</b> (463)	<b>223,-</b>		
Okluzní plochy			
Velikost průměr 1/10 mm	027		
Délka v mm	1,6		
<b>REF</b>			
980-	027	M-FGM	
■	980-		F-FGM

<b>985</b> (463)	<b>223,-</b>		
Okluzní plochy			
Velikost průměr 1/10 mm	031		
Délka v mm	1,7		
<b>REF</b>			
985-	031	F-FGM	
■	985-		

<b>972</b> (270)	<b>100,-</b>		
Granáty kulatý			
Velikost průměr 1/10 mm	020		
Délka v mm	4,0		
<b>REF</b>			
972-	020	F-FGL	
■	972-		SF-FGL


FGM – zkrácený do turbínky (16,5mm)

FGL – prodloužený do turbínky (26mm)

**998**  
(508)



Kónus okrouhlý, s čepem



284,-

342,-

VKP  
**998**

342,-

Velikost průměr 1/10 mm	016	021	023	026	
Délka v mm	9,0	9,0	9,0	9,0	
	REF				
998-				026 M-FG	
■	998-	016	021	023	SC-FG
■	998-	016	021	023	026 F-FG
Hloubka řezu T mm	0,4	0,6	0,7	0,8	



998-021SC-FG

⌚ max. F Všechny velikosti (průměr) = 40.000 min<sup>-1</sup>

⌚ max. 016SC = 450.000 min<sup>-1</sup>

⌚ max. 021SC, 023SC = 300.000 min<sup>-1</sup>

⌚ max. 026M = 160.000 min<sup>-1</sup>



878KSE-022C-FG



878KSE-022F-FG

v březnu a dubnu

-10%

na uvedené ceny

**EC**  
EasyChamfer

### Easy Chamfer


Optimální schůdková preparace – rychle – jednoduše – perfektně.

EasyChamfer




**878KSE**

Torpédo, kónické



295,-



295,-



295,-

Velikost průměr 1/10 mm	019	022	
Délka v mm	8,0	8,0	

REF	878KSE-	019	022	C-FG
REF	878KSE-	019	022	F-FG

⌚ opt. -019C

55.000 - 160.000 rpm

⌚ opt. -022C

40.000 - 120.000 rpm

⌚ opt. -...F

10.000 - 20.000 rpm



879KSE

Torpédo, kónické

Velikost průměr 1/10 mm	021	024	
Délka v mm	10,0	10,0	

REF	879KSE-	021	024	C-FG
REF	879KSE-	021	024	F-FG

⌚ opt. -021C -024C 40.000 - 120.000 rpm

⌚ opt. -...F 10.000 - 20.000 rpm



879LSE

Torpédo, dlouhé

Velikost průměr 1/10 mm	014	
Délka v mm	12,0	


REF	879LSE-	014	C-FG
REF	879LSE-	014	F-FG

⌚ opt. 40.000 - 85.000 rpm


⌚ opt. 10.000 - 20.000 rpm

**878SE**  
(255)

Torpédo



295,-



295,-

Velikost průměr 1/10 mm	012	015	
Délka v mm	8,0	8,0	

REF	878SE-	012	015	C-FG
REF	878SE-	012	015	F-FG

⌚ opt. 012C 40.000 - 85.000 rpm

⌚ opt. 015C 70.000 - 140.000 rpm

⌚ opt. -...F 10.000 - 20.000 rpm



879SE

(256)

Torpédo


Velikost průměr 1/10 mm	012	015	
Délka v mm	10,0	10,0	

REF	879SE-	012	015	C-FG
REF	879SE-	012	015	F-FG


⌚ opt. 012C 40.000 - 85.000 rpm

⌚ opt. 015C 70.000 - 140.000 rpm

⌚ opt. -...F 10.000 - 20.000 rpm



879SE-012F-FG



879SE-012C-FG