

Gutaperčové čepy kalibrované, kónicita .02



Kón.: .02, 120ks, sada nebo jednotlivé velikosti

~~199,-~~ **179,-**

Gutaperčové čepy kalibrované, kónicita .04 nebo .06



Kón.: .04, .06, 60ks, sada nebo jednotlivé velikosti

~~259,-~~ **229,-**

Gutaperčové čepy kalibrované Pro-R



Speciální milimetrově značené gutaperčové čepy pro použití s nástrojem Reciproc

60ks, sada nebo jednotlivé velikosti

~~259,-~~ **229,-**

Papírové čepy kalibrované, kónicita .02



Kón.: .02, 200ks, sada nebo jednotlivé velikosti

~~150,-~~ **134,-**

Papírové čepy kalibrované, kónicita .04 nebo .06



Kón.: .04, .06, 100ks, sada nebo jednotlivé velikosti

~~204,-~~ **185,-**

Papírové čepy kalibrované Pro-R



100ks, sada nebo jednotlivé velikosti

~~204,-~~ **185,-**

Opalescence PF 16%, 10%

Noční bělení Opalescence® PF 10% = 10% karbamidu peroxidu. Doba jedné aplikace 8 - 10 hod./noc.

Denní bělení Opalescence® PF 16% = 16% karbamidu peroxidu. Doba jedné aplikace 4 - 6 hod/den

Jediný viskózní lepkavý gel s postupným uvolňováním peroxidu vodíku pro trvalé bělení

Příchuť: máta nebo bez příchutě.

Pacient Kit: 8 x 1,2 ml bělicího gelu ve stříkačkách, 30 ml Bělicí pasta Opalescence, krabičku na nosiče, taštičku Opalescence a kartičku se vzorníkem odstínů.

sleva: **20%**



Patient Kit

~~2080,-~~ **1660,-**

Opalescence bělicí pasta

Unikátní složení pomáhá udržet zářivé, bílé zuby. Bezpečná pro každodenní použití, vhodná pro celou rodinu.

Účinné, rychlé uvolňování fluoridu

Opalescence Cool Mint – 4,8x větší absorpce fluoridů sklovinou

Opalescence Sensitive – snižuje citlivost zubů

sleva: **15%**



Sensitive

~~260,-~~

220,-

Cool Mint

~~260,-~~

220,-

Opalescence Go

Profesionální bělení zubů na doma - okamžitě k použití Opalescence Go 6%

Jednorázový nosič předplněný bělicím gelem s 6% peroxidu.

Pacient Kit: 10 dolních a 10 horních nosičů a bělicí pastu 28 g.

Mini Kit: 4 dolní a 4 horní nosiče

sleva:

15%



pacient kit - máta nebo meloun

~~2580,-~~

2190,-

Mini kit - máta

~~1360,-~~

1160,-

Injekční stříkačky



2ml, 100ks, Braun

~~117,-~~

106,-

5ml, 100ks, Braun

~~176,-~~

159,-

2ml, 100ks, Chirana (modré)

~~136,-~~

112,-

Ručníky Tork



300ks

~~119,-~~

99,-

Pervin (Perlan) utěrky

Víceúčelové přířezy z netkané textilie jsou určeny pro každodenní použití za sucha i mokra. Hygienická nezávadnost, příjemný dotek, pevnost a odolnost proti oděru. Mimořádná savost.



Utěrky, 40x50cm, 200ks

~~683,-~~

637,-

Ručníky, 50x95cm, 100ks

~~782,-~~

745,-

Helix Test



Tento test je určen pro zkoušku průniku páry v tzv. malých sterilizátorech s procesem typu B o objemu komory 10-60 l. Sestává ze zkušební tělíska Helix a proužku s indikátorem. Zkušební tělísko je tvořeno kapilárou otevřenou na jednom konci a její druhý konec ústí do uzavřené komůrky s indikátorem.


100ks + nosič

1995,-

1795,-

Sterilizační sáčky a role

Role a sáčky pro parní sterilizaci s interním a externím indikátorem sterilizace.



role 50 mm × 200 m	449,-	379,-
role 75 mm × 200 m	659,-	549,-
role 100 mm × 200 m	899,-	749,-
role 150 mm × 200 m	1299,-	1109,-
role 200 mm × 200 m	1739,-	1479,-
role 250 mm × 200 m	2199,-	1839,-
role 300 mm × 200 m	2599,-	2159,-
sáčky 60 × 100 mm, 200 ks	239,-	209,-
sáčky 90 × 250 mm, 200 ks	429,-	359,-
sáčky 140 × 260 mm, 200 ks	725,-	609,-

Orotol Plus

Nepěnlivý bezaldehydový přípravek pro současnou dezinfekci, dezodoraci, čištění a údržbu všech zubolékařských odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu.



2,5l

1919,-

1775,-

Gigasept Instru AF

Přípravek na dezinfekci a čištění všech druhů nástrojů a je obzvláště vhodný pro ultrazvukové čističky. Neobsahuje aldehyd, fenol ani aktivní chlór. Má velmi dobré čisticí schopnosti, široké spektrum účinnosti a příjemné voní.



2l

1430,-

1355,-

5l

3160,-

2995,-

ID 212 / ID 212 Forte

Koncentrát bez obsahu aldehydů pro dezinfekci a čištění běžného instrumentária včetně rotačních nástrojů. Vhodný i pro ultrazvukové čističky, široké spektrum účinnosti. Při 2% ředění získáte 125 l pracovního roztoku, při 4% ředění je expozice jen 30 min. K dispozici i v silnější variantě Forte.



ID 212, 2,5l

2159,-

2059,-

ID 212 Forte, 2,5l

2269,-

2155,-

Zeta 7 solution na otisky

Bezaldehydový dezinfekční přípravek na otisky s širokým spektrem účinnosti.

- Nemá vliv na rozměrovou stálost silikonů, alginátů ani polyeterů, kompatibilní se všemi sádrami.
- Účinnost - baktericidní (*S. aureus*, *P. aeruginosa*, *E. Hirae*), fungicidní (*C. albicans*), virucidní (včetně HIV, HBV, HCV - Poliovirus, Adenovirus, Parvovirus a M. Terra).
- Solution - nesmírně ekonomická dezinfekce, z jednoho kanystru připravíte 100 l dezinfekčního roztoku.



1l

1429,-

1298,-

Mikrozid AF Liquid

Přípravek pro dezinfekci postřikem na plochy a předměty. Účinný proti bakteriím, mykobaktériím, mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a širokému spektru virů.



1l

270,-

255,-

5l

1150,-

1075,-

Mikrozid AF ubrousky

Dezinfekční ubrousky napuštěné dezinfekčním roztokem k okamžitému použití



Náhradní balení, 150ks

340,-

295,-

Dóza 150ks

420,-

375,-

DENTASEPT Special
Rotative

Náhrada za sekudrill

Dezinfekční a čisticí prostředek pro vrtáčky, rotační a ostatní stomatologické instrumentarium před sterilizací. Připraven k okamžitému použití



2l

1009,-

998,-

750ml

609,-

575,-

MD 550

Čistí, dezodoruje a dezinfikuje plivátka, není potřeba ředit. Bezproblémové odstranění zbytků, jako jsou vápenaté usazeniny, krev nebo detektory plaku.



2,5l

1729,-

1645,-

MD 555 cleaner

Vysoce účinný speciální koncentrát k důkladnému čištění odsávacího zařízení a odlučovače amalgámu. Rozpuští pevně usazené a ztvrdlé nánosy. Obzvláště vhodný při používání práškovaců a pro čištění odpadního potrubí, pro problematickou vodu, stejně jako pro vodovodní potrubí se špatným spádem.



ORBI-Sept dezinfekce otisků

Pro dezinfekci
všech dentálních
otisků.



Rychlá dezinfekce
připravená k
okamžitému použití pro
profylaktickou
dezinfekci povrchů
zdravotnických
prostředků odolných
proti alkoholu.

aroma: cool fresh

ORBI-Sept dezinfekce na povrchy



ORBI-Sept dezinfekce na povrchy bez alkoholu

Dezinfekce na povrchy
bez alkoholu pro
profylaktickou
dezinfekci povrchů
neinvasivních
zdravotnických
prostředků.
Mimořádně vhodný pro
použití na povrchy
citlivé na alkohol.



2,5l

808,-

687,-

2,5l

723,-

615,-

2,5l

699,-

594,-

ORBI-Sept dezinfekce vrtáčků

Pro čištění a profylaktickou
dezinfekci zubních vrtáčků a
rotačních nástrojů. Vhodný
také pro ultrazvukové
čističky.



Ještě lepší cena

Koncentrát pro přípravu
dezinfekčního roztoku pro
ruční čištění a
profylaktickou dezinfekci
termostabilních a
termolabilních nástrojů
ponořením do lázně.

ORBI-Sept dezinfekce nástrojů



Ještě lepší cena

Vysoce účinný koncentrát
pro čištění, dezinfekci a péči
o odsávací systémy zubních
souprav. Je bez aldehydu,
nepění. Díky vysoké čistící
síle odstraní i odolné
usazeniny. Široké spektrum
působení, vysoká
kompatibilita, použitelný i v
systémech se separátory
amalgámu. Pravidelné
používání zamezuje vzniku
nepříjemných pachů.



Ještě lepší cena

2,5l

704,-

599,-

2,5l

1207,-

1026,-

2,5l

882,-

750,-

LM Arte Applica



Velmi tenké a pružné hladítko určené pro přenášení a estetické modelování kompozit.
Tenká špička nástroje umožňuje modelování v úzkém prostoru nebo proti matici.

46-49

1699,-

1445,-

LM Arte Fissura



Modelovací nástroj s extrémně ostrými špičatými hroty. Kónický hrot je ideální pro tvarování okluzních ploch
zadních zubů za použití jediného nástroje. Jemná koncovka ve tvaru sondy je optimální pro modelování fisur
a také pro vrstvení některých kompozitních materiálů a tmelů.

481-487

1699,-

1445,-

LM Arte Applica Twist



Tenké a úzké hladítko. Jeho zahnutí usnadňuje přístup do problematictějších oblastí. Je vhodný pro modelování
aproximálních stěn nebo okrajů matic.

464-494

1699,-

1445,-

LM Arte Eccesso



Nástroj určený k odstranění kompozitních a bondingových přebytků. Tento jemný, ale zároveň pevný nástroj,
má optimální délku, tloušťku a šířku čepele. Je ideální pro odstraňování přebytků z předních krčků a
mezizubních oblastí molárů.

307-308

1699,-

1445,-

LM Arte Condensa



Dlouhé a kulaté cpátko speciálně konstruované pro modelování kompozit. Má tenkou i silnou koncovku, což
umožňuje neomezený přístup do kavity různé velikosti.

488-489

1699,-

1445,-

LM Arte Modella



Velmi tenké i široké hladítko, které je ideální pro kompozitní modelování zejména na velkých plochách, jako jsou
vestibulární stěny frontálních zubů. Široká čepel umožňuje vyrovnat povrch velmi efektivně. Díky extrémně tenkému
hrotu je velmi ostrá a přesná pro všechny estetické potřeby a malé detaily

442-443

1699,-

1445,-

DentinOp EDTA 17%

Roztok připravený k použití pro leptání kořenových kanálků. Účinné při odstraňování smear vrstvy a rozšiřování kanálků. Používá se také ve spojení s fixací kořenových čepů, kde se kanálek před cementováním důkladně vyčistí. Obsahuje 17% EDTA a cetrimid, antiseptický, dezinfekční prostředek, který snižuje povrchové napětí a umožňuje lepší distribuci tekutiny v kanálku.



100ml	325,-	260,-
500ml	600,-	480,-

Hypodest
Natriumhypochlorid 3%

Pro výplach kořenových kanálků. Dezinfekční tekutina pro vyplachování a odstraňování organické tkáně v kořenových kanálkách. Připraveno k použití ve 3% aktivním chloru stabilizovaném chlornanem sodným při pH 10–11.



100ml	229,-	183,-
-------	-------	-------

Klorodest Chlorhexidine
CHX 2%

2% roztok chlorhexidinu pro použití při výplachu kořenových kanálků a ošetření dásní. Pro krátkodobou dezinfekci a navlhčení preparovaného povrchu před bondováním dentinu. Lze použít také jako krátkodobou dezinfekci (5 minut) v kořenovém kanálku.

- připraven k použití
- pro krátkodobou dezinfekci
- pro opětovné navlhčení preparovaného povrchu



1l	690,-	552,-
----	-------	-------

ORBIS Fluoride varnish

ORBIS Fluoride varnish je zubní znečistlivující lak s obsahem fluoru pro ošetření povrchů skloviny a dentinu. Přílné k vlhkým povrchům a snáší zbytky vlhkosti a slin.

Příchuť: máta



Tuba 10ml	1092,-	928,-
-----------	--------	-------

ORBI-CHX free

Ústní voda bez alkoholu se používá k profesionálnímu čištění a péči o oblast úst a krku. Ústní voda vytváří svěží dech a díky antibakteriálnímu čisticímu účinku přispívá k dlouhodobé péči o zuby a dutinu ústní a k jejich udržení ve zdraví.

Obsahuje: 0,12 % Chlorhexidingluconat



Láhev 5 000ml	985,-	837,-
Dávkovací pumpička		469,-

ORBI-FRESH bez alkoholu

Ústní voda pro profesionální čištění a péči o ústa a krk. Vytváří svěží dech a díky antibakteriálnímu čisticímu účinku přispívá k udržení zdravého chrupu a ústní dutiny.

Obsahuje:

0,1 % benzalkonium chlorid
0,05 % fluorid sodný
bez alkoholu
připraveno k okamžitému použití



Láhev 100ml	86,-	73,-
Láhev pro pacienta, 300ml	223,-	190,-
Láhev pro ordinaci, 5 000ml	975,-	829,-
Dávkovací pumpička		469,-

Prophy Powder classic

Výrobce ORBIS

Profylaktický prášek ORBI-Prophy Powder classic na bázi hydrogenuhlíčitanu sodného je klasický profylaktický prášek. Je ideální pro supragingivální čištění zubů a spolehlivě odstraňuje biofilm (plak) a silné zabarvení způsobené kouřením, velkou konzumací kávy nebo červeného vína. Skvěle odstraňuje předstupeň zubního kamene i mladý zubní kámen.

- na bázi hydrogenuhlíčitanu sodného
- supragingivální aplikace
- neabrazivní
- velmi dobré čištění
- velikost zrn 40 µm
- k dispozici příchutě mentol, třešeň, citron, černý rybíz



300g	807,-	686,-
------	-------	-------

Prophy Powder PERIO

Výrobce ORBIS

Profylaktický prášek ORBI-Prophy Powder PERIO na bázi glycinu je zvláště vhodný pro pacienty s citlivými dásněmi a/nebo poškozeným povrchem zubů. Lze jej použít v supragingivální i subgingivální oblasti! Vzhledem k příjemné chuti glycinu je záměrně vnecháno přidání příchutě.

- na bázi glycinu
- supra a subgingivální aplikace
- obzvláště jemné a zdravé čištění
- velikost zrn 25 µm
- neutrální chuť



Perio, neutral, láhev 100g,	807,-	686,-
-----------------------------	-------	-------

Prophy Paste,
profylaktická pasta

Lešticí pasty pro profesionální čištění zubů.

- obsahují 0,2 % fluoridu sodného
- mátová příchut'
- neobsahuje kalafunu

RDA 250, modrá,
RDA 170, zelená,
RDA 120, růžová,
RDA 40, žlutá,



95g	312,-	265,-
-----	-------	-------

Prophy Paste Vario Polish

Lešticí pasta pro profesionální čištění a leštění zubů. Částice s různou velikostí umožňují současné broušení i leštění. Přísada fluoridu sodného podporuje remineralizaci a posílení zubní skloviny.

- obsahuje 0,2 % fluoridu sodného
- mátová příchut'
- amorfni oxid křemičitý



Tuba 95g	312,-	265,-
----------	-------	-------

Kartáčky k čištění
a leštění

Rotační kartáčky pro profesionální čištění a leštění povrchu zubů, kolénkový násadec RA, smontovaný komplet.

- pro jednorázové použití
- 100% nylonová vlákna bez latexu
- bílý (normal): ideální pro čištění a leštění povrchů zubů
- růžový (soft): ideální pro citlivé zuby a použití u dětí
- vhodné pro čištění rovnátek
- tvar kalichu



Bílý nebo růžový, 100ks	1085,-	922,-
----------------------------	--------	-------

ORBI profylaktické
lešticí kalíšky

Rotační gumové kalíšky pro profesionální čištění při profylaktickém ošetření, kolénkový násadec RA, smontovaný komplet.

- pro jednorázové použití • bez latexu
- s lamelami
- modrý (měkký): pro odstranění zubního plaku a k leštění, chrání měkké tkáně zejména v oblasti sulku
- žlutý (tvrdý): k odstranění silného plaku



Modrý nebo žlutý, 24ks	352,-	299,-
---------------------------	-------	-------

Mirafleur gel

Fluoridační gel pro profylaxi s 1,23% fluoridu.
Zvyšuje odolnost skloviny proti kyselému prostředí.
Snižuje tvorbu zubního plaku.
Urychluje remineralizaci.



250ml, jahoda nebo máta

799,-

719,-

300g

Woodpecker prášek

Fast

Profylaxní prášek Woodpecker, používá se do Air polisheru k odstranění zubního plaku, zubního kamene.

Nepoškozuje povrch zubu, je rychlý a efektivní, bezbolestné použití.

Obsahuje: Hydrogenuhličitan sodný, hydrofobní oxid křemičitý, sacharinát sodný.

Nepoškozuje povrch zubu, je rychlý a efektivní.

Tvrdość podle Mohsovy stupnice: 2,5
Průměrná velikost částic 65 µm
Příchutě: bruskev, citron, jahoda



560,-

499,-

Woodpecker prášek

Gentle Mini

Profylaxní prášek Woodpecker, používá se do Air polisheru k odstranění zubního plaku, zubního kamene.

Nepoškozuje povrch zubu, je rychlý a efektivní, bezbolestné použití.

Profylaxní prášek, používá se do Air polisheru pro subgingivální ošetření k odstranění biofilmu a zubního kamene.

Obsahuje: Glycin, amorfni oxid křemičitý.

Tvrdość podle Mohsovy stupnice: 2
Průměrná velikost částic 25 µm.



120g

560,-

499,-

Xylitol Drops

Pastilky bez cukru, slazeno Xylitolem

Působí proti vzniku zubních kazů a plaku, remineralizuje sklovinu.

Stimulují tvorbu slin.

Vhodné i pro diabetiky - bez aspartamu, sorbitolu, laktózy a glutanu.

Příchutě melounu, višňi nebo máty.



Zásobník se 100 bonbony, různé druhy, 230 g

639,-

569,-



26ks, příchutě melounu, višňi nebo máty.

159,-

143,-

Xylitol žvýkačky

Žvýkačky slazené 100% xylitolem vhodné pro děti i dospělé.

Až 100% redukce kazů díky snížení množství plaku a kyselých bakterií.

Vhodné pro diabetiky, neobsahují aspartam.

Zabraňují pocitu suchých úst (xerostomie), redukují přenos kazů z matky na dítě.

Obsahují bylinný glycerin.

Neobsahují lepek,



Příchutě: máta, pepermint, skořice, ovoce, brusinky, zelený čaj, meloun, jablko, jahoda - 30 dražé

129,-

109,-



Příchutě: ovoce, máta, skořice, 200ks dražé

779,-

699,-



Sortiment: 200 balení s 2 dražé, kombinace příchutí

1139,-

999,-

Hopíci – barevné skákací kuličky



100ks, různé barvy

1269,-

1059,-

100ks

Zvířátka Farm



899,-

799,-

Zvířátka Zoo



100ks

899,-

759,-

Náramky s jednorožcem



Balení obsahuje: 30 ks růžových náramků a 20 ks bílých náramků.

989,-

899,-

100ks, různé velikosti a barvy

Prstýnky



789,-

699,-

75ml

Mara Expert Plaque Checker

Profesionální zubní pasta s indikací plaku, účinné čištění zubů díky vizualizaci plaku. ideální pro motivaci dětí a mládeže.

Ekonomická spotřeba, kulička o velikosti hrášku je dostatečná



219,-

199,-

Brix 3000

Dentální prostředek navržen speciálně pro atraumatické a bezbolestné odstraňování zubního kazu z dentinu.

Odstranění kazu bez vrtání!!

Neinvazivní produkt na vodní bázi, jehož hlavní složkou je enzym PAPAN.



3ml

1895,-

1790,-

Black Snake

Od značky THIENELINO pro děti a dospívající od 7 let.

Pohodlný pogumovaný úchop, pružný krček redukující tlak, atraktivní design.

V tyrkysové barvě pro běžné čištění zubů.

V červené barvě pro pacienty ortodontie, vhodné pro fixní rovnátka.



Tyrkysový, 1ks

32,-

29,-

Červený (Ortho), 1 ks

40,-

36,-

Thienelino dětské ZK

Měkké, tvarované štětiny kartáčku pro správné vyčištění zadních zoubků. Pohodlná, široká rukojeť, přísavka na konci. Barvy: modrá, zelená, červená a růžová.



12ks

170,-

156,-

Prophytex

Třívrstvé roušky pro ochranu pacienta při čištění zubů AirFlow technikou.

Barvy: bílá nebo světle modrá.

Rozměr: 60 x 54 cm.



40ks, bílá nebo modrá

410,-

365,-

Prophy pasta Gelato

Pasta s obsahem fluoridů pro profesionální čištění zubů. Tvořena směsí jedinečných čistících a leštících činidel. Maximalizuje odstranění skvrn při minimální ztrátě skloviny.

Napomáhá udržet účinnou úroveň fluoridů. Posiluje zubní sklovinu a zajišťuje prevenci zubních kazů.

Dvě vynikající příchutě - dvě hrubosti: mátová - středně hrubá (70-90 mikronů) a višňová - hrubá (100-125 mikronů).



340 g

850,-

760,-

Prophy Pasta CCS

sleva více než:

25%

CCS: Pofylaktické leštící pasty obsahující fluorid.

Abrázivní účinek na zabarvených površích a místech se silnou vrstvou plaku.

Hrúbosti: modrá (hrubá - RDA 250, 125 mikronů), červená (jemná - RDA 120, 20 mikronů)

Pofylaktické leštící pasty obsahující fluorid.

Obsahuje znečistivující složky pro odstranění hypercitlivosti



CCS tuby - 96 g

740,-

547,-

Smart Prophy kartáčky

Nylonové leštící kartáčky dostupné ve třech tvrdostech s barevným kódováním. Tvrdosti: měkké (růžové), střední (fialové) a tvrdé (modré).

sleva více než:

20%



10ks

250,-

195,-

Fluoride gel Clarben

60ti sekundový fluoridační gel pro ordinaci použití. Vstřebávání fluoridu během 1 minuty! Tixotropní - nevytéká ze lžice. Příchutě: jahoda, máta a třešeň.



500g

720,-

675,-


Fluorizační lžičky

Lžičky z měkkého plastu pro aplikaci fluoridových gelů.

Anatomicky tvarované s držadlem pro snadnou manipulaci.

Lžička je oboustranná pro horní i dolní čelist současně.

3 velikosti: S, M, a L.



50ks

359,-

339,-

Lunos profylaktické pasty

Lunos® Leštící pasta Two in One

Inovační řešení dva v jednom: odstraňuje zabarvení a současně leští. Šetří čas a přitom působí šetrně a důkladně.

Použitelná pro každou potřebu ošetření v rámci profesionálního čištění.

3 příchutě: neutrální, pomeranč a máta.

Lunos® Leštící pasta Super Soft

Trvale šetrná jemná leštící pasta, také na zvlášť citlivé povrchy.

Může se používat univerzálně, také na implantáty, ortodontické aparátky a protetickou péči

Vytváří hladké, vysoce lesklé povrchy, nové povlaky se neusazují tak rychle

2 příchutě: neutrální a pomeranč



Two in One - 100 g

1089,-

895,-

Super Soft - 50 g

699,-

575,-

Lunos Prophy prášek Gentle Clean

Pro supragingivální čištění a odstranění povrchového zabarvení.

Zrnitost cca 65 µm

Chrání sliznici úst

K dostání s příchutěmi neutrální, pomeranč, máta a lesní plody



4x180g

4119,-

3378,-

Prophy Pasta HAp

Profylaktická pasta bez fluoridů a parabenů

Obsahuje hydroxyapatit, který účinně blokuje

otevřené dentinové tubuly na obnaženém povrchu dentinu

Okamžitá úleva od

přecitlivělosti.

Jemná mátová chuť.



sleva více než:

25%

60g

860,-

640,-

Endostar Paste Fillers

Lentule 25/25L

Endostar plniče se používají k zavádění pastových materiálů - jako jsou cementy, sealery do kořenových kanálků.

Pracovní část má kónický tvar a tvoří ji volně svinutá spirála z tenkého drátu. Zlatá barva rukojeti umožňuje snadno odlišit lentuli spirály od ostatních nástrojů.

Balení obsahuje: 4 ks nástrojů.

Variace: s pružinkou, bez pružinky.



bez pružinky

320,-

290,-

s pružinkou

440,-

395,-

Nabízí efektivní a snadné použití, rychlé a bezpečné opracování kanálku.

Jsou velmi flexibilní - sledují i nejkřivější cestu kanálkem a minimalizují tím riziko perforace nebo via falsa.

Díky upravené struktuře slitiny niklu a titanu je možné nástroje před vložením do kanálku předem natvarovat.

V autoklávu se pak nástroje narovnají do své původní podoby.



sada, 3ks

1060,-

refill, 6ks

1570,-

1390,-

Endoměrka EndoSizer

Přesné měření pracovní délky endonástrojů i papírových a gutaperčových čepů.

Vyrobena z odolného polykarbonátu, autoklávovatelná.

Umožňuje také umístění endostoperu na nástroj

Má i samostatnou měрку pro měření a odřezání

gutaperčových čepů.



sleva:

50%

1ks

390,-

195,-

Endostar K-File

Pilníky Endostar K-File jsou vhodné pro opracování tenkých kanálků

Klasické ocelové, bezpečné nástroje se 4 řeznými hranami.



sleva:

20%

6ks

200,-

160,-

Endostar H-File

Délky: 25 nebo 28mm

sleva:

20%

6ks

200,-

160,-

Endostar K-Reamer

Délky: 25 nebo 28mm

sleva:

20%

6ks

200,-

160,-

Forendo Paste

Hydroxid vápenatá pasta obsahující jodoform a bázi silikonového oleje. Baktericidní - bakteriostatická - pH >12 - rentgenkontrastní - netuhnoucí. Pro dočasnou a střednědobou léčbu kořenového kanálku. **Pro zabránění vzniku zánětů a pro léčbu infikovaných kořenových kanálků, abscesů, periapikálních lézí, perforací, exsudací, kořenových resorbci, traumatických zranění, stimuluje apexifikaci a apexogenezi.**



2,2 g + 20 kanyl

2110,-

1878,-

Parcan N

3% roztok NaOCl pro výplachy kořenových kanálků během a na konci instrumentace.

sleva:

20%

250ml

900,-

790,-



Adseal Plus

Inovovaný rentgenkontrastní materiál k plnění kořenových kanálků na bázi epoxidové pryskyřice ve velmi praktické stříkačce pro jednoduché namíchání v přesném poměru.

Vysoká biokompatibilita, kvalitní hermetický uzávěr.

Nezabarvuje zub, není rozpustný.

Balení obsahuje: 13,5 g materiálu v duální stříkačce, míchací podložku, špachtli, dávkovací špičky a víčko



13,5 g + příslušenství

930,-

869,-

BioRoot RCS

Bioaktivní sealer pro trvalé kořenové výplně.

Vynikající přilnavost k dentinu a gutaperčovým čepům.

Hydrofilní - BioRoot RCS

hermetický zapečetí i v přítomnosti vlhkosti.

Bioaktivní obturace - stimuluje regeneraci kosti a podporuje periapikální hojení

Skvělá zatékavost - utěsní i všechny vedlejší kanálky.

Balení obsahuje: 15g prášku a 35 ks pipet s tekutinou.



sleva:

20%

balení

7890,-

6320,-

Biodentine XP

Oblíbený bulk-filový biokompatibilní a bioaktivní materiál pro náhradu dentinu v korunkové i kořenové části zubu. V kapslích pro pohodlnou aplikaci.

Indikace:

v kořeni: překrytí perforací kořene a pulpální dutiny, vnitřní/vnější resorbce zubu, apexifikace, v korunce: hluboké/rozsáhlé kavity, trvalé dentinové výplně, přímé překrytí pulpy, pulpotomie, ošetření klinických chyb: via falsa, perforace cavuum pulpaie.

Starter pack obsahuje: 2x 10 ks Biodentine XP (200 a 500), aplikační kleště a míchací přístroj



Starter kit

27490,-

200, 10ks

6990,-

6290,-

500, 10ks

8190,-

7390,-

Root Canal Sealer

Radioopákní, bakteriostatický materiál pro definitivní plnění kořenových kanálků.

Použití na plnění s gutaperčovými čepi i bez čepů.

Po ztuhnutí jemně expanduje a tím zajistí dokonalý uzávěr.



425g

2550,-

2198,-

Viscostat

Viskózní hemostatický koagulační gel s 20% síranu železitého
Hloubková aktivní hemostáza během několika sekund



Indispense Kit: 30ml
ViscoStat + 20 kanyl ~~2580,-~~ **2330,-**
Indispence:
30ml ~~1580,-~~ **1430,-**

Viscostat Clear

hemostatický viskózní gel s 25% chloridu hlinitého
transparentní gel pro estetické zóny



Intro Kit: 4x1,2ml
Viscostat Clear + 20 kanyl ~~1350,-~~ **1220,-**
Indispense Kit: 30ml
ViscoStat Clear + 20 kanyl ~~2680,-~~ **2420,-**
Indispence:
30ml ~~1650,-~~ **1490,-**

FibreKleer

Kompozitní čepy ze skelných vláken.
Kónické, ve velikostech: 1,25 mm, 1,375 mm a 1,50 mm..



čepy, 10 ks ~~989,-~~ **857,-**

Relyx Universal

Duálně tuhnutí kompozitní cement.
Dostupné odstíny: fluorescentní, A1, A3 opákní, bílý opákní.
Doplňkové balení obsahuje: 3,4 g materiálu ve zvoleném odstínu, 15 míchacích kanyl a 5 prodlužovacích endo koncovek.



sleva více než:
20%

Doplňkové balení,
3,4 g + kanyly ~~5777,-~~ **4598,-**

RelyX Fiber Post

Kompozitní čepy se skelnými vlákny a s vyšší odolností proti únavě materiálu.
Svou elasticitou se podobají dentině a proto je zde v porovnání s rigidními kovovými a keramickými čepy nižší riziko kořenových fraktur.
S použitím cementu RelyX Unicem vytvoří komplexní systém a zajistí vynikající klinické výsledky bez potřeby leptání, primování a bondování.
Velikosti čepů: bílé vel. 0, žluté vel. 1, červené vel. 2 a modré vel. 3 a k nim odpovídající předvrtávače.

sleva více než:
20%



10ks ~~4493,-~~ **3578,-**

OptiShade

Kompozitní výplňový materiál.
Dostupné odstíny:
light - odpovídá: A1, B1, B2, C1 a D2,
medium - odpovídá: A2, A3, C2, D3 a D4,
dark - odpovídá: A3.5, A4, B3, B4, C3 a C4,
bleach white - pro bělené zuby,
universal opaque.

sleva:

33%



stříkačka - 4 g ~~1848,-~~ **1232,-**
kompule - 10 ks (dark, b-white, u-opaque) ~~1478,-~~ **986,-**
kompule - 20 ks ~~2218,-~~ **1479,-**

MaxCem Elite

Dvousložkový, samoleptací, duálně tuhnutí kompozitní fixační cement typu pasta-pasta.
Odstíny: bílý, opákní, čirý a žlutý

sleva:
33%



Refil 2 x 5g ~~3872,-~~ **2904,-**

Kanyly aplikační

Kanyly s hrotem z nerezové oceli pro přesnou aplikaci a snadné použití tekutého světlem tuhajícího materiálu. Ohnutá kovová jehla (45.°) umožňuje optimální přístup do dutiny.



0,6x13 mm, 100 ks ~~483,-~~ **435,-**
0,9x13 mm, 100 ks ~~483,-~~ **435,-**

Kenda

Lešticí systém pro kompozita, kompomery a skloionomery.
Technika 3 kroků: bílá - opracování, zelená - leštění, růžová - vysoký lesk.
Balení: 12ks - sortiment



12ks, sada nebo refil ~~529,-~~ **490,-**

Amalgám reducer

Nástroje pro dokončení a vyhlazení amalgámových výplní bez poškození skloviny.



12ks 1ks-47Kč ~~699,-~~ **594,-**

Scotchbond Universal Plus

Rentgen kontrastní, univerzální adhezivum pro všechny přímé a nepřímé indikace lepení.

sleva více než:
20%



5ml ~~3734,-~~ **2975,-**

Diamantové pásky s pilkou


Diamantové pásky a separační pilka v jednom pro anatomickou konturaci aproximálních oblastí. Opakovaně použitelné, lze autoklávnovat.
2 hrubosti: jemné (30 µm - červené) a superjemné (15 µm - žluté)



10ks červené nebo žluté ~~1690,-~~ **1425,-**

FenderMate

Speciální klínkové matrice pro zajištění dokonalého bodu kontaktu u výplně II. třídy. Snadné zavádění - stejně jako klínek. Pevná adaptace cervikálních okrajů - žádné přesahy výplně přes kavitu! Flexibilní křídélka využívají tlak pro udržení separace a cervikální adaptaci. K dispozici ve dvou tloušťkách - střední (tmavé) a úzká (světlé), provedení levé (zelené) nebo pravé (modré). Sada obsahuje 18 ks od každého provedení. FenderMate D-Coat: materiál v tmavé matné barvě pro lepší přehled díky vynikajícímu kontrastu.



sleva: 25%

sada 4 x 18ks	6090,-	4570,-
refill - 18ks	1780,-	1340,-
refill - 18ks	1780,-	1290,-

FenderWedge

Speciální plastové klínky s integrovaným ocelovým plíškem. Chrání přilehlý zub během preparace - téměř ve 2/3 případů dochází k poškození při preparaci kavít II. třídy! Dostupné ve 4 velikostech klínku: XS (fialové), S (oranžové), M (zelené) a L (žluté). Sada obsahuje: 50 ks od každé velikosti.



sleva: 25%

sada 4 x 36ks	3840,-	2875,-
refill 36ks	1130,-	845,-

FenderPrimary

Unikátní kombinace preparačního štítu (FenderWedge) a sekční matrice (FenderMate) pro výplně II. třídy dětských zubů. Zajišťuje rychlou, jednoduchou a bezpečnou opravu mléčného zubu. Speciální tvar špičky umožňuje stlačení gingivy bez poškození a snižuje tak riziko krvácení. Před výplní je možné klínek a plátek ohnout a tak adaptovat podle tvaru zubu. K dispozici ve dvou velikostech - dlouhé (L) a krátké (S).



sleva: 25%

refill 18ks	960,-	720,-
-------------	-------	-------

Charisma Classic

Mikrohybridní kompozitum pro monochromatické rekonstrukce. Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, OA3 a OA3.5.



Stříkačka 4g	700,-	645,-
--------------	-------	-------

Charisma Bulk Flow ONE

Jednodstínný bulk fill flow kompozit pro každodenní použití. Nízká kontrakce, vysoká pevnost v ohybu a odolnost proti opotřebení zajišťují dlouhou životnost náhrad, které vydrží zátěž v distálním úseku. V balení ke každé stříkačce dostanete 5 aplikačních kanyl.



sleva: 25%

10 x 2g + 50 kanyl	8300,-	6220,-
2g + 5 kanyl	990,-	740,-

Charisma Flow

Světlem polymerující mikrohybridní radioopákní kompozit. Charisma Flow je ideální tekutý doplněk k Charisma Classic. Indikován pro rozsáhlé pečeti fisur, výplně I., II., III. a V. třídy, drobné opravy tvaru a odstínu skloviny, dlahování zubu a jako podložka do kavity I. a II. třídy. Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, OA2, OA4 a baseliner.



1,8g	590,-	565,-
------	-------	-------

Charisma Opal

Univerzální kompozit pro výplně ve frontálním i laterálním úseku. Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, BL, C2, CO, OD, OL a OM.



sleva více než: 17%

stříkačka - 4 g	1050,-	865,-
-----------------	--------	-------

Charisma Diamond ONE

Kompozitní materiál pro výplně pomocí jediného odstínu, neviditelně splyne s restaurovaným zubem.



sleva více než: 20%

stříkačka - 4 g	1300,-	998,-
-----------------	--------	-------

Filtek One

Bulk-fillový materiál s lepšími estetickými výsledky díky zvýšené opacitě. Rychlá a jednoduchá aplikace, až 5 mm v jednom kroku. Odstíny: A1, A2, A3, B1 a C2.



sleva více než: 20%

stříkačka - 4 g	2188,-	1735,-
-----------------	--------	--------

Duo Link Universal

Duálně tuhnutí cement pro xaci všech nepřímých náhrad. Světelná polymerace pro okamžité dokončení, chemická pro úplné dotužení pod náhradami nebo v kanálku. Po 1 minutě z gumovatí - snadné odstranění přebytků. Výrazně viditelný na rentgenových snímcích. Ideální pro všechny CAD/CAM náhrady. Dostupný v univerzálním odstínu.



8g + 15 kanyl a špiček	2360,-	2120,-
------------------------	--------	--------

TheraCem CA

Duálně tuhnutí, samo-adhesivní, THERApeutický xací cement v neutrálním odstínu. Obsahuje ionty kalcia, které trvale uvolňuje a podporuje tak regeneraci tkání. Unikátní změna pH - přechod z kyselého (nutný pro adhezi) do zásaditého (antibakteriální) pH během několika minut. Obsahuje MDP monomery, díky kterým dosahuje extra silné vazby zirkonu k většině materiálů a to i bez leptání a primerů. Indikován na xaci korunek, můstků, inlejí, onlejí a čepů.



8 g + 15 kanyl a špiček	3180,-	2860,-
-------------------------	--------	--------

Z-PRIME plus

Jednosložkový primer, který se používá ke zvýšení adheze mezi nepřímými náhradami a pryskyřičnými cementy. Vysoká pevnost vazby na zirkoniové, aluminium oxidové a kovové náhrady. Kompatibilní se světlem aktivovanými i duálně tuhnutími pryskyřičnými cementy. Pohodlné dávkování z jedné lahvičky. Univerzálnost a dlouhodobá vazba s mnoha různými materiály. Výrazně zvyšuje pevnost vazby jiných pryskyřičných cementů.



lavička 4 ml	2880,-	2590,-
--------------	--------	--------

Speedex

C-silikonová otkovaci hmota vhodná pro obě metody otkování.

Povrchově aktivován, velmi dobře zatéká a vykreslí i jemné detaily. Snap Set tuhnutí, možná regulace rychlosti tuhnutí.



light body/ medium body - 140 ml

~~479,-~~

359,-

putty - 910 ml

~~1189,-~~

995,-

Aktivátor 60ml

~~689,-~~

519,-

Variotime Bite

A-silikonová otkovaci hmota na registraci skusu. Nabízí vynikající přesnost pro dokonalou registraci skusu. Vysoká konečná tvrdost - více než 94 Shore A. Výrazně thixotropní, rychle tuhne a snadno se upravuje bez rizika prasknutí.



sleva více než:

20%

Bite - 2x 50 ml

~~900,-~~

705,-

Variotime Easy Putty

A-silikonový otkovaci materiál pro veškeré indikace. Vynikající reprodukce detailů a dlouhá objemová stabilita. Umožňuje variabilní pracovní čas pro přípravu materiálu (1 - 2,5 minuty) při zachování vždy stejné krátké doby tuhnutí (2,5 minuty). Putty - k ručnímu míchání, putty. Heavy Tray je určen pro korekční otisk.



Kupte 2 x Variotime Easy Putty a získáte 1x Variotime Flow (light nebo medium dle Vašeho výběru) ZDARMA

Easy putty - 2x 300 ml

1500,-

ZetaPlus

Alginátová, elastická, otkovaci hmota s fázovým barevným indikátorem a možností odlítní otisku až za 120 hodin. Barevná indikace fází tuhnutí. Přesná reprodukce detailů.



~~1199,-~~

1069,-

intro kit

Tropicalgin

Alginátová otkovaci hmota s ovocnou příchutí a barevným indikátorem tuhnutí.



453g

~~369,-~~

290,-

12x 453 g (1 ks = 274 Kč)

~~4428,-~~

3288,-

Hydrogum 5

Bezprašný alginát s vysokou objemovou stálostí 5 dnů. Ovocná chuť, fialová barva, antidávivá složka.



453g

~~429,-~~

360,-

Alginate mixer MX-300

Automatická digitální míchačka alginátových otkovacích hmot. Nově v elegantním černém odstínu. Hmota namíchaná za 8 sekund. **Rozměry:** 205 x 245 x 300 mm, váha: 17 kg.



~~29990,-~~

24590,-

Klíčky dřevěné Hawe

Optimálně anatomicky tvarované dřevěné klíčky pro perfektní adaptaci matric k zubu. Barevné kódování usnadňuje identifikaci velikosti. Velikosti: tyrkysová, oranžová, bílá, zelená, žlutá, modrá, červená, bílá široké a sortiment.



100ks

~~479,-~~

314,-

Aplikační štětečky SDI

Super cena



Superfine (fialové)
Fine (zelená)
Medium (modrá)

Sortiment: 100x Fine tmavě zelená, 100x Fine světle zelená, 100x Super Fine fialová, 100x Medium světle modrá

400ks

~~1010,-~~

599,-

Adhesor N



Odstíny: 1 - bílá, 2 - žlutá

80g plv + 55g liq.

~~330,-~~

298,-

Adhesor Carbofine



80g plv + 40g liq.

~~414,-~~

385,-

Ketac Cem Radioopákní

Skoionomerní upevňovací cement pro inleje, onleje, korunky a můstky, prefabrikované interpulární čepy, ortodontické aparáty a dlahy. Extrémně tenká síla vrstvy, rentgenoktrastnost, uvolňování fluoridů do okolních zubních tkání, chemická vazba na zubní tkáně, vysoká okrajová integrata a nízká rozpustnost.



33 g prášku, 12 ml tekutiny

~~2730,-~~

2495,-

3 x 33 g prášku, 3 x 12 ml tekutiny

~~4558,-~~

4098,-

PlastVac P7

Ekonomický přístroj pro vakuové tvarování fólií s vestavěnou vývěvou pro tvorbu vakuu.

Vhodný pro všechny indikace, vyrobíte s ním: chrániče zubů, matrice pro kompozitní pryskyřice, dočasné korunky a můstky, ortodontické šablony a dlahy, individuální fluoridační lžičky, chirurgické šablony, skusové dlahy, ochrany při bruxismu, nosiče pro bělení a další.

Odolný přístroj s perfektním zpracováním a snadným ovládním.

Vhodný jak pro kulaté, tak čtvercové fólie různé tloušťky.

Umožňuje oboustranné nahřívání.

Stolek pro model nabízí možnost tvarování na rovné ploše bez perel a s perlami pro ponoření modelu.

Automaticky spouštěná, vestavěná vakuová pumpa s motorem o výkonu 1 400 W-Hmotnost: 5,4 kg, Rozměry: 24 x 27 x 19 cm.



13900,-

12970,-

1ks

1870,-

1790,-

Tvarovací nůžky Ultradent

Ultra-Trim



Tvarované nerezové nůžky pro úpravu nosičů na bělení.

Používají se pro přesné vystřihování nosičů v oblasti interdentalní papily. Jemné ozubené ostří, pružina proti únavě prstů.

Splint



Fólie pro výrobu bělicích forem, pro výrobu tenkých dlah, pro ortodontické použití. Průhledná, tenká fólie s pryskyřičnou materiálovou adhezí, pokud je přehřátá, lehce bublá.

.020 (0,5 mm) - 25 ks (1 ks = 40 Kč)

1050,-

998,-

.040 (1,0 mm) - 50 ks (1 ks = 47 Kč)

2500,-

2375,-

.060 (1,5 mm) - 50 ks (1 ks = 60 Kč)

3150,-

2992,-

.080 (2,0 mm) - 50 ks (1 ks = 78 Kč)

4100,-

3895,-

Fólie Hard Crystal

Kvalitní fólie od brazilského výrobce Bio-Art balené v unikátní smršťovací fólii.

Indikace: dlahy proti bruxismu, ortodontické alignery, prostorové retainery, chirurgické šablony a další.



126 x 126 mm, 1,0 mm, 5 ks

160,-

126 x 126 mm, 3,0 mm, 2 ks

150,-

Coping

Fólie pro výrobu forem na korunky, můstky, bělicí formy, pro dublování modelů a nepřímé bondování. Tenké, opakní fólie z PolyPro materiálu o nízké tavicí teplotě s vynikající tvarovatelností za tepla. Rozměry: 125 x 125 mm.



.030 (0,75 mm) - 50 ks

1250,-

1188,-

.040 (1,0 mm) - 25 ks

1475,-

1398,-

Soft E.V.A. fólie

Fólie pro výrobu bělicích forem, pro výrobu fluoridových lžiček a tenkých, měkkých ochranných dlah proti bruxismu.

Fólie je lehce tvarovatelná, měkká, průhledná a upravitelná.

Rozměry: 125 x 125 mm



.040 (1,0mm), 25ks

1350,-

1283,-

.060 (1,5mm), 25ks

2000,-

1898,-

.080 (2,0mm), 25ks

2450,-

2328,-

.120 (3,0mm), 25ks

2750,-


2613,-

Euroform Nikl-Titan

Nikl-titanové oblouky pro ortodontické použití.

Kulaté oblouky v průměrech: .012 / .014 / .016 / .018 / .020.

Obdélníkové oblouky ve velikostech: .016x.016 / .016x.022 / .017x.025 / .019x.025 / .020x.020.



kulaté oblouky - 10 ks

329,-

280,-

obdélníkové oblouky - 10 ks

519,-

440,-

Function Appliance Box

Výjimečně pevné a odolné krabičky pro protézky o hloubce 3,82 cm.

Dostupné barvy

• Barvy běžné:

černá, modrá, zelená, oranžová, růžová, fialová, červená a žlutá.

• Barvy perleťové (se třpytkami):

černá, modrá, růžová, fialová a červená.



1ks

55,-

49,-

Mouthguard boxes

Kompaktní krabičky o hloubce 2,55 cm se snadným zavíráním. Každá krabička má štítek pro jméno a adresu pacienta. Vzduchové dírký pro zlepšení hygieny.

Barvy běžné: černá, modrá, zelená, oranžová, růžová, fialová, červená a žlutá.

Barvy perleťové: neónová zelená, černá, modrá, růžová, fialová a červená.



blue/ yellow - 200 g

34,-

29,-

Vosk pro pacienty v krabičce

Vosk pro dočasné uvolnění od bolesti způsobené orto aparátem. Každá krabička obsahuje 5 proužků, balení obsahuje 100 krabiček.



100 krabiček á 5 kusů

2649,-

2250,-

Ortho kartáček na cesty

Speciální ortodontický kartáček se štětinami ve tvaru V.

Zajistí dokonalou hygienu všech pacientů s fixními rovnátky kdykoliv mimo domov.

Díky praktickému pouzdru jsou štětiny chráněny před deformací a nečistotami.



1ks

40,-

100ks

4000,-

2900,-

GC Fuji I kapsle



Odstín: světle žlutá

50 kapslí

4238,-

3155,-

GC G-CEM kapsle



Odstín: A2, AO3, TL, BO1, sortiment

50 kapslí

8228,-

5790,-

GC Fuji Triage kapsle



Odstín: růžová, bílá

50 kapslí

5095,-

3700,-

GC Fuji IX GP kapsle

Nyní jen:
3.165,-

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

4654,-

3450,-

GC Fuji IX GP FAST kapsle

Nyní jen:
3.198,-

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

4727,-

3450,-

GC Fuji IX GP Extra kapsle

Nyní jen:
3.698,-

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

5446,-

3995,-

GC Fuji II LC Improved kapsle



Odstín: A2, A3, B3

50 kapslí

5534,-

4070,-

GC Fuji Plus kapsle



Odstín: A3, žlutá

50 kapslí

5746,-

4180,-

GC Fuji Plus plv./liq.

Nyní jen:
3.398,-

Odstín: A3

1-1

4491,-

3760,-

GC Fuji II LC Improved plv./liq.



Tekutina 6,8g

2077,-

1820,-

Prášek 15g

2434,-

2140,-

3-2 balení: 3 x 15g prášku (A2, A3, B3) a 2 x 8g tekutiny

9807,-

8600,-

Fuji I 1-1



Odstín: světle žlutá

1-1 (plv. + liq.)

3776,-

3300,-

GC Fuji Triage 1-1



Odstín: růžová, bílá

1-1

3088,-

2590,-

Tempsmart DC

Duálně tuhnutí kompozit pro dočasné korunky a můstky bez obsahu změkčovadel. Krátký pracovní postup díky pohodlné možnosti polymerování - celkový čas jsou 3 minuty. Vysoká pevnost v lomu pro dočasné náhrady. Snadno leštitelný až do vysokého lesku a dosažení vysoké estetiky. **K dispozici:** v 48 ml kartuších (A1, A2, A3, A3.5, B1 a BW) a 10 ml stříkačkách (A1, A2, A3 a B1).



Kartuše 48ml	3366,-	2575,-
Stříkačka 10ml	2005,-	1535,-

G-CEM LinkForce

Univerzální duálně tuhnutí adhezivní fixační cement pro všechny indikace a všechny materiály.

Starter kit: 1x8,7g G-CEM LinkForce A2 nebo TL, 20x GC Automix Tip Regular, 1x5ml G-Multi PRIMER, 1x5ml G-Premio BOND, příslušenství.



Refill A2 / Translucent; 8,7 g	5183,-	4375,-
Starter Kit: A2 / Translucent	6565,-	5635,-

G-CEM Veneer

Světlem tuhnutí pryskyřičný cement určený pro fixaci estetických fazet.



Starter Kit: 2x G-CEM Veneer Refi I (1 ml / 1.7 g) A2 & TR, 2x Try-in Paste Refi I (2 ml / 1.5 g) A2 & TR, 5ml 5ml G-Multi PRIMER, 5ml G-Premio BOND, 45x koncovky pro G-CEM Veneer, 2x ochranný kryt stříkačky, 50x mikroštětečky, 20x dávkovací miska	8540,-	6575,-
Refill: 1,7g (A2, Translucent, Opaque, Bleach)	1228,-	965,-

Essentia Universal



Nyní jen:
1.158,-

Essentia Universal – Univerzální světlem polymerující kompozit s kondenzovatelnou konzistencí

1 tuba 3,4g	1772,-	1245,-
-------------	-------------------	---------------

Essentia

Světlem tuhnutí, radioopákní, univerzální výplňový materiál. Pouze 7 odstínů pro všechny klinické situace.

Odstíny: LD, MD, DD, LE, DE, U a ML. K dispozici čtyři **modifikátory** (RBM, B?, WM a OM) vyvinuté pro rychlou charakterizaci vašich výplní.

Starter Kit: stříkačky: 7x2ml (1 od každého odstínu), 20 aplikačních koncovek a příslušenství.

Modifier Kit: 2x2,4ml (1 od každého odstínu)



1 tuba, libovolný odstín	1772,-	1245,-
Modifier Kit	6142,-	5385,-

Essentia HiFlo/LoFlo



HiFlo/LoFlo – zatékavé fotokompozity
HiFlo - vysoká zatékavost
LoFlo – nízká zatékavost

1 tuba – 3,4g	1772,-	1525,-
---------------	-------------------	---------------

Gradia Direct



Nyní jen:
998,-

Anterior Syringe: 2.7 ml v odstínech XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT, CVT
Posterior Syringe: 2.7 ml v odstínech P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT
X Syringe: 2.7 ml (5 g) v odstínech X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-AO2, X-WT

	1854,-	1090,-
--	-------------------	---------------

Gradia Direct Flo/LoFlo



Nyní jen:
1.189,-

Flo: 2x 1,5g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry
LoFlo: 2x 1,3g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry

	1820,-	1295,-
--	-------------------	---------------

Gradia Core

Duálně tuhnutí kompozit pro estetické dostavby a fixaci kořenových čepů.



Kit: 1x kartuše 10ml (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství

Intro kit: 1x GRADIA CORE Kit (1x kartuše 10ml (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství); 1x GRADIA CORE Dispenser (dávkovací pistole).

	6931,-	5860,-
Refill: kartuše 10ml,	3456,-	2875,-

GC Fuji IX GP 1-1



Odstín. A3		
1-1	2927,-	2495,-

GC Fuji IX GP 3-2



Set obsahuje: A2, A3 a B3 prášku, 2x 6,4ml tekutiny

3-2	7001,-	6135,-
-----	-------------------	---------------

GC Fuji IX GP Extra 1-1



Odstín. A2, A3		
1-1	3254,-	2775,-

DiaPolisher Paste



Diamantová lešticí pasta GC DiaPolisher Paste byla vyvinuta pro další vylepšení estetických výsledků kompozitních výplní zhotovených z materiálů G-aenial, Kalore, Gradia Direct nebo Gradia

2g ~~1500,-~~ **1295,-**

Ceramic Primer II

Adhezivum pro vytvoření silné vazby během fixace mezi všemi estetickými nepřímými náhradami a cementy na bázi pryskyřice, nebo při opravách přímých kompozitních náhrad.



3ml ~~2997,-~~ **2695,-**

EQUIA Coat

Nový unikátní výplňový systém, který kombinuje novou generaci skleněných částic (EQUIA Fil kapsle) s vysoce naplněným pryskyřičným ochranným lakem (EQUIA Coat). Spojuje rychlou a snadnou manipulaci s dokonalými fyzikálními vlastnostmi a nepřekonatelnou estetikou. Inteligentní řešení - lak je navržen tak, aby se po několika měsících rovnoměrně opotřeboval.



4ml ~~2465,-~~ **1985,-**

EQUIA Forte HT



Refill á 50 kapslí v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment.

~~5330,-~~ **4295,-**

Klinické balení obsahuje: 200 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny A2, A3, B2.

~~17569,-~~ **14965,-**

Promo balení obsahuje: 100 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny: A2, A2-A3, A3, A3-B2.

~~10440,-~~ **8090,-** Skvělá cena

Intro balení obsahuje: 20 kapslí, 20 ks unitdosa EQUIA Forte Coat a 25 jednorázových štětečků v odstínech - odstíny A2, A3, B2.

~~2997,-~~ **2495,-**

EQUIA Forte Coat

Bulkový sklohybridní výplňový materiál pro pacienty od 7 let a výše. Rychle tuhající, estetický výplňový materiál s jedinečnou SKLOHYBRIDNÍ technologií s vysokou odolností proti prasklinám a opotřebením s uvolňováním fluoridu. Díky využití vlastní univerzální adhezivní technologie a vynikající smáčivosti není nutné použití kondicionéru ani bondu.



4ml ~~2607,-~~ **2075,-**

Fuji Cem Evolve



Skoionomerní cementy jsou chloubovou GC díky dokonalé kvalitě, kterou prokázaly nezávislé klinické studie po celém světě.

Triple Pack: 3x 9,2g + 45x koncovka ~~7663,-~~ **6575,-**

Single Pack: 9,2g + 15x koncovka ~~3006,-~~ **2475,-**

Exaclear

Inovativní, čirý VPS materiál vhodný pro náročné estetické případy s vynikajícími výsledky. Vysoká úroveň transparence zajišťuje skvělou možnost vizuální kontroly a viditelnost detailů. Bezkonkurenční průsvitnost umožňuje velmi efektivní polymeraci přes silikon.



kartuše 2x51g ~~2344,-~~ **2035,-**

everStick Perio

Estetické řešení pro parodontální dlahování šetrné pro pacienty



1x8cm ~~2570,-~~ **1985,-**

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D ~~3919,-~~ **2785,-**

everX Flow



Zatékavý kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny určený pro náhradu dentinu. Nejsilnější náhrada dentinu pro zpevnění velkých kavit. Vynikající odolnost proti zlomení, téměř shodná s dentinem, a to díky vysokému podílu krátkých vláken, která jsou pevně vázána na živčinnou matici.

stříkačka 2ml (3,7g), **bulkový nebo dentinový odstín,** 20x koncovka ~~1947,-~~ **1685,-**

everX Posterior

Vlákný zesílený kompozit pro náhradu dentinu. Obsažená krátká vlákna z něj činí perfektní materiál pro zesílení všech rozsáhlých kompozitních výplní. Vlákna zabraňují vzniku a šíření prasklin - odolnost odpovídá dentinu.



15 unitipů x 0,13 ml ~~2592,-~~ **2235,-**

50 unitipů x 0,13 ml ~~7775,-~~ **6685,-**

everStick C&B

Skelnými vlákny vyztužené materiály. Spolehlivé, minimálně invazivní, extra pevné, estetické. Pro minimálně invazivní kompozitní můstky vyztužené vlákny



1x8cm ~~2785,-~~ **2165,-**

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D ~~3919,-~~ **2785,-**

Compo-Art - nástroje pro estetické výplně



Ultralehké držátko se silikonovým držátkem a hliníkovým jádrem



Superflexibilní hladítko pro nanášení a modelování kompozitního materiálu, DR.400.011

~~758,-~~

679,-



Superflexibilní vyhnuté hladítko pro nanášení a modelování kompozitu v těžko dostupných místech, DR.400.021

~~758,-~~

679,-



Kulatý spátko pro modelování kompozitu, DR.400.031

~~758,-~~

679,-



Superflexibilní hladítko pro nanášení a modelování kompozitního materiálu, DR.400.041

~~758,-~~

679,-



Ostrý špičatý nástroj pro výplně trhlin, drážek a jamek vytvářejících ideální okluzní anatomii, DR.400.051

~~758,-~~

679,-



Ostrý nástroj pro odstranění přebytečného kompozitního a spojovacího materiálu, DR.400.061

~~758,-~~

679,-



Nástroj pro stanovení vertikální a horizontální tloušťky kompozitních vrstev na předních výplních, DR.400.071

~~758,-~~

679,-



Nástroje pro stanovení vertikální a horizontální tloušťky kompozitních vrstev na zadních výplních, DR.400.081

~~758,-~~

679,-



Sada nástrojů Compo-Art pro estetické výplně 8 + kazetový zásobník MIDI, DR.400.100

~~7881,-~~

7093,-

Nabídka instrumentů

Platná od 1. 3. 2024 do vyprodání skladových zásob.

KAVO

Dental Excellence



SLEVA
47 %

~~47505 Kč~~
24990 Kč

EXPERTmatic E25 L 1:5

Světelné úhlové kolénko 1:5 v novém designu. Povrch EXPERTgrip, malá hlavička, keramická ložiska, výměnný vodní mikrofiltr, 3bodový sprej, 25 000 Lux osvětlení a retenční síla kleštiny 30N.



SLEVA
49 %

~~41292 Kč~~
20990 Kč

EXPERTtorque E680 L

Malá hlavička a nastavení úhlů (100° a 19°) dělají z této turbínky ergonomicky velmi zdařilý nástroj. Verze L s osvětlením, keramická ložiska, retrakční ventil, 4bodový sprej, až 29 W výkonu, výměnný vodní mikrofiltr.



SLEVA
47 %

~~34638 Kč~~
18490 Kč

EXPERTmatic E20 L 1:1

Kolénko s vynikajícím poměrem kvality a ceny. Povrch EXPERTgrip, malá hlavička, 1bodový sprej, keramická ložiska, 25 000 Lux osvětlení.



SLEVA
46 %

~~27590 Kč~~
14990 Kč

SMARTtorque S619 L

Bezpečná a výkonná turbínka s vynikajícím poměrem kvality a ceny. Zvýšený výkon na 26 W, keramická ložiska, 4bodový sprej, retrakční ventil, hluchnost 65 dB(A), 25 000 Lux osvětlení.



SLEVA
32 %

~~22054 Kč~~
14990 Kč

EXPERTmatic E10 C 1:1

Rovný chirurgický násadec 1:1, povrch EXPERTgrip, oddělené vedení vzduchu a vody, maximální síla kleštiny zabrání protáčení vrtáčků, vhodné pro vrtáčky do rovných násadců i úhlových násadců.



SLEVA
44 %

~~8935 Kč~~
4990 Kč

MULTiflex 460 LE

Rychlospojka MULTiflex s žárovkou bez regulace vody, světlovod 25 000 lux, standardní připojení MIDWEST, zpětný ventil k odstranění retrakce, omyvatelná.

URČENO POUZE ODBORNÍKŮM VE ZDRAVOTNICTVÍ.

Více informací o produktech, včetně návodu k použití zdravotnických prostředků, je dostupných na webových stránkách nebo na vyžádání u firmy West Medical s.r.o.



WEST MEDICAL s.r.o.
Edvarda Beneše 70
326 00 Plzeň

tel. 777 222 242
email: plzen@westmedical.cz

G-aenial A'CHORD

Světlem tuhnoucí univerzální výplňový kompozit.

Nový univerzální výplňový kompozit se zjednodušeným systémem odstínů.

Je určen zubním lékařům, kteří usilují o zjednodušení pracovního postupu, ale nechťejí dělat kompromisy v estetice a trvanlivosti svých prací.

Tento materiál byl navržen tak, aby pokryl 90% všech vašich přímých výplní s 5 CORE odstíny (A1, A2, A3, A3.5, A4), které pokryjí všech 16 VITA odstínů. Dále jsou k dispozici opákní, sklovinné a krčkové odstíny a dva vybělené odstíny.

Díky jedinečné kombinaci technologií zůstanou výplně dlouhodobě krásné, lesklé a beze změny.



Refill stříkačky 4 g: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, JE, AE, BW, BOW.

~~1869,-~~

1585,-

Layering kit: stříkačky (4g)
v odstínech: A2, A3, AO2, AE, JE

~~8395,-~~

7185,-

Core kit: stříkačky (4g)
v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4

~~8395,-~~

7185,-

G-Cem ONE

G-CEM ONE je skutečně univerzální, technologicky nenáročný cement s vysokou pevností vazby a vynikající schopností samotuhnutí. Díky GC Touch Cure a G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer jej lze použít pro širokou škálu indikací, včetně náročných klinických situací.

Starter kit A2/TL: stříkačka A2/TL, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive enhancing Primer

~~2307,-~~

2075,-

Systém Kit: stříkačky A2 a TL, 15x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive Enhancing Primer a G-Multi Primer

~~5041,-~~

4135,-

Twin Refill A2/TL: 2x stříkačky A2/TL, 15x GC Automix Tips Regular, 5x GC Automix Endo tips

~~3798,-~~

3475,-

Single Refill AO3/WO: stříkačky AO3/WO, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips

~~1990,-~~

1775,-



Všestranný 2 lahvičkový univerzální bond. Nová patentovaná technologie GC Dual-H Technology umožňuje plynulý přechod od hydrofilních k hydrofóbním vlastnostem povrchu s aplikovaným primerem, který potom zpevní, a vznikne skutečně hydrofóbní ochranná vazební vrstva. G2-BOND Universal je okamžitě rozpoznatelný díky svým jedinečným obalům na lahvičkách 1-Primer a 2-BOND.

G2-BOND Universal



G2-Bond Universal Bottle Kit: 5ml 1-PRIMER, 5ml 2-BOND, 1-PRIMER kryt, 2-BOND kryt, 20x dávkovací mistička, 50x aplikátor a technická karta.

~~4914,-~~

4285,-



1-PRIMER Refil
5ml

~~3599,-~~

3135,-



1-BOND Refil
5ml

~~1521,-~~

1315,-

D-Light DUO

Bezdrátová LED polymerační lampa, která má malé rozměry a je velmi lehká. Její dvojitá vlnová délka a spolehlivý výkon umožní během krátké doby efektivně polymerovat všechny dentální materiály.



Lampa + 25x Essentia (dle výběru)

~~33400,-~~

Lampa + 25x tuba G-aenial (dle výběru)

~~41200,-~~

Lampa + 25x tuba Gradia Direct (dle výběru)

~~35000,-~~

Lampa + 10x GC kapsle

Cena kapslí

D-Light Pro

Vysoce výkonná LED lampa. Duální vlnová délka, tři programy, elegantní, lehký a ergonomický designem, autoklávovatelná rukojeť.



Obsah balení: rukojeť (tělo & elektronický modul), světlovod 8mm, 2x baterie, nabíječka, napájecí zdroj, EU/UK adaptory, 1x ochranný štítek očí tvrdý, 3x ochranný štítek očí měkký.

~~42190,-~~

31955,-

Capsule Mixer CM-II

Nový digitálně ovládaný vysokorychlostní míchací přístroj na kapsle. Zajistí nejlepší namíchání všech kapslových materiálů. Ergonomický moderní design přístroje. Speciálnímu designu míchacích vidliček pro snadné vkládání i vyjímání kapslí. Velký digitální displej usnadňuje volbu mezi manuálním a předvoleným míchacím programem...

~~23163,-~~

17995,-

Fuji TEMP LT

Fixační cement ve verzi pasta-pasta na dlouhodobá provizoria.

Poskytuje dobře známé ochranné vlastnosti, které nabízejí materiály založené na skloionomerní technologii.

Příjemná manipulace - nepřilíží řídká konzistence s tenkou vrstvou filmu, snadné odstranění přebytků



2x13,3g kartuše

~~5516,-~~

5216,-

dóza, 30g, bílá

Cavition

Dočasný výplňový materiál pro standardní kavity a po endodontickém ošetření. Tuhnutí je inicializováno vodou a slinami. Snadno se odstraňuje.

~~634,-~~

595,-

Gradia štětec



10 ks, ploché
nebo kulaté

~~1760,-~~

1495,-

300,-

držák štětců, 2ks

Dry Mouth Gel

Gel na suchá ústa



10ks sortiment: 4x máta, 2x malina, 2x pomeranč, 2x citron

~~3069,-~~ **2535,-**

10ks malina

~~3069,-~~ **2535,-**

GC Repair Kit

Balení: G-Premio BOND 5x unidose, CERAMIC PRIMER II 5x unidose, Gradia Plus OA1 (opáker pro překrytí dostaveb na bázi kovu) tuba 2 ml, technický průvodce, aplikátory a mikroštetěčky



balení

~~3354,-~~

2855,-

G-Multi Primer

Zajišťuje trvalou adhezi ke všem typům náhrad, kombinuje tři různé monomery k dosažení perfektní adheze ve všech situacích.



5ml

~~2241,-~~

1995,-

G-aenial Anterior / Posterior / Flo X



**Nyní jen:
1.376,-**

Flo X: A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 (3,6g)

~~2220,-~~

1499,-

Anterior: 2,7 ml (4,7 g) XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

Posterior: 2,7 ml (5,5 g) P-A1, P-A2, P-A3, P-A3,5, P-JE, P-IE

tuba

~~2201,-~~

1499,-

G-aenial Universal Injectable



**Nyní jen:
979,-**

Odstíny: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

tuba 1x1ml

~~1252,-~~

1075,-

G-aenial Universal Flo

**Nyní jen:
1.438,-**



Odstíny: BW, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3, JE a AE

Tuba: 3,4g

~~2271,-~~

1575,-

G-Premio Bond



**Nyní jen:
5.997,-
na 3x5ml**

**Nyní jen:
2396,-
na 5ml**

3-Bottle Pack:
3x5ml

~~8147,-~~

6625,-

1 lahvička
5ml

~~4040,-~~

2595,-

G-Bond Starter Kit

Samoleptací, světlem tuhnoucí jednosložkové adhezivum 7. generace, celá aplikace během 30 s.



**Nyní jen:
2.367,-**

Starter Kit: 5 ml, 50x mikrotip štětečky, mikrotip aplikátor a míchací miska

~~4279,-~~

2575,-

Cocoa Butter

Separáční médium k izolaci kovových nástrojů při zhotovování skloionomerních výplní. Výborná separace skloionomeru a kovových nástrojů, hladký povrch výplně.



10g

~~390,-~~

360,-

MI Varnish

Bioaktivní, fluoridační ochranný lak (varnish) s obsahem kalcia a fosfátu "Ochrana jediným tahem štětce".



Intro Pack: 10x 0,4 ml (5x jahoda, 5x máta), 20x štěteček

~~1028,-~~

780,-

Refill Pack: 35x 0,4 ml (jahoda / máta), 50x štěteček

~~3115,-~~

2595,-

Tooth Mousse

Bioaktivní, dentální ochranný krém, který obnovuje minerální rovnováhu v ústech a stimuluje produkci slin.
Příchuť: meloun, jahoda, máta, vanilka a tutti frutti.



5 + 1 ZDARMA

5x sortiment + 1 ZDARMA

~~3143,-~~

2575,-

10-Pack: 10 ks sortiment nebo jedna příchuť

~~5785,-~~

4435,-

MI Paste Plus

Stejně účinky jako GC Tooth Mouse, navíc obsahuje fluorid
Příchuť: jahoda, máta, tutti frutti, vanilka a meloun



5 + 1 ZDARMA

5-Pack: 5 ks sortiment + 1 ZDARMA

~~3399,-~~

2800,-

10-Pack: 10 ks sortiment nebo jedna příchuť

~~6468,-~~

4935,-

PERMITE

Normálně tuhnoucí

	50 kapslí	500 kapslí
Velikost 1 400 mg	Kód: SD4001303 1.790,-	Kód: SD4011323 * 12.990,-
Velikost 2 600 mg	Kód: SD4002303 2.290,-	Kód: SD4012323 * 15.990,-
Velikost 3 800 mg	Kód: SD4003303 2.690,-	Kód: SD4023303 23.990,-

Pomalů tuhnoucí

	50 kapslí	500 kapslí
	Kód: SD4001404 * 1.790,-	Kód: SD4011424 * 12.990,-
	Kód: SD4002404 2.290,-	Kód: SD4012424 * 15.990,-
	Kód: SD4003404 * 2.690,-	Kód: SD4023404 * 23.990,-

GS-80

Normálně tuhnoucí

	50 kapslí	500 kapslí
Velikost 1 400 mg	Kód: SD4411303 * 990,-	Kód: SD4411323 * 7.990,-
Velikost 2 600 mg	Kód: SD4412303 * 1.290,-	Kód: SD4412323 * 11.990,-
Velikost 3 800 mg	Kód: SD4413303 * 1.590,-	Kód: SD4413323 * 13.990,-

Pomalů tuhnoucí

	50 kapslí	500 kapslí
	Kód: SD4401404 * 1.390,-	UKONČENO
	Kód: SD4402404 1.790,-	Kód: SD4422404 * 14.990,-
	Kód: SD4403404 1.990,-	Kód: SD4423404 18.990,-

* ekonomické balení v sáčku

* do vyprodání zásob

PERMITE

56% STŘÍBRA

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina s 56% obsahem stříbra. Je velmi pevný, snadno leštitelný a lehce tvarovatelný.



ilustrační foto

GS-80

40% STŘÍBRA

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina s 40% obsahem stříbra. Vyznačuje se vysokou pevností a stabilitou v kavitě.



ilustrační foto

POLA NIGHT 16%

Karbamid peroxid

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchuť a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení EKO: 4x 3 g stříkačka
Kód: SD7700390

990,- ~~1.117,-~~

Balení: 10x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700377

Balení EKO: 45x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700398

2.490,- ~~2.779,-~~ **4.790,-** ~~7.311,-~~

POLA NIGHT 10%

Karbamid peroxid

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchuť a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



navštivte naše nové
webové stránky polasmile.cz



Balení: 4x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700369

1.190,- ~~1.348,-~~

Balení: 10x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700371

2.490,- ~~2.779,-~~

POLA NIGHT 10% FOR ALIGNERS

Pola For Aligners, obsahuje bělicí gel Pola Night 10% karbamid peroxid, který byl pečlivě vybrán jako ideální bělicí prostředek pro jakékoliv ortodontické nosiče. Svou flexibilitou umožňuje pacientům bělit pár hodin mezi jídly nebo s ohledem na praktičnost přes noc. Gel s vysokou viskozitou zajišťuje snadnou a bezpečnou aplikaci do nosičů.

Karbamid peroxid



Balení: 4x 3 g stříkačka
Kód: SD7700556

1.690,- ~~2.037,-~~

SOOTHE

Znecitlivující gel s obsahem 6% dusičnanu draselného a 0,1% fluoridu. Odstraňuje citlivost zubů, která vzniká při chemických nebo teplotních změnách. Lze jej využít jako doplněk před bělením zubů nebo po něm.




Balení: 50x 1.2 ml stříkačka
Kód: SD8150034

6.990,- ~~9.686,-~~

Balení: 4x 1.2 ml stříkačka
Kód: SD8150002

990,- ~~1.467,-~~



POLA LIGHT

Hydrogen peroxid

Pola Light je pokročilý systém na bělení zubů, který je spojením oceněného bělicího gelu a LED náustku pro rychlejší domácí bělení. Rychle působí a zuby jsou vybělené za pouhých 5 dní. Lze dobíjet pro další bělení zubů. Systém se používá v kombinaci s gelem Pola Day. Gel zajišťuje extra hydrataci, zmírňuje přecitlivělost a remineralizuje zubní sklovinu.



DA DENTAL ADVISOR

Balení: 1 ks Pola Light náustek, 4x 3 g stříkačka Pola Day
Kód: SD7700985

2.290,- ~~3.319,-~~

POLA LUMINATE

Hydrogen peroxid

Rychlé a jednoduché profesionální bělení bez použití nosičů. Obsahuje 6% hydrogenperoxid. Více než 60 aplikací v jedné tubě. Uvolňuje fluoridy. Má mátovou příchuť. Pro domácí použití. Možnost bělení pouze jednoho zubu nebo celého úsměvu.



Balení: 5.5 ml
Kód: SD7700092

990,- ~~1.332,-~~

Nově doplňkové balení!
k Pola Light

Balení: 3 g stříkačka Pola Day
Kód: SD7700079.1

399,- ~~448,-~~



Balení: 50x 3 g stříkačka Pola Day
Kód: SD7700079

15.990,- ~~20.375,-~~

POLA DAY 6%

Hydrogen peroxid

Pola Day je pH neutrální gel s obsahem hydrogen peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchuť a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení: 4x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700357

1.190,- ~~1.348,-~~

Balení: 10x 1.3 g stříkačka
Kód: SD7700359

2.490,- ~~2.779,-~~

POLA RAPID 6%

Hydrogen peroxid

Pola Rapid je nové ordinační bělení s vyšší viskozitou, které lze snadno a rychle aplikovat. Bezpečně vybělí zuby za 45 min. Díky modrému zabarvení gelu má lékař stále přehled o jeho aplikaci. Při aplikaci není potřeba používat gingivální bariéru. Pola Rapid je vhodná na bělení vitálních i devitalizovaných zubů. Obsahuje dusičnan draselný, který zabraňuje následné citlivosti zubů.



Balení pro 1 pacienta: 2.8 ml stříkačka
Kód: SD7700510

2.390,- ~~2.636,-~~

Balení pro 3 pacienty: 3x 2.8 ml stříkačka
Kód: SD87700511

5.990,- ~~6.520,-~~

RIVA SELF CURE

Riva self cure je radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, pro ART techniku, podložky, výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.



Nyní jen:
899,-
na A2,A3

Balení: 15 g prášek / 6.9 ml tekutina
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5,
T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8610501-23

1.190,- ~~1.417,-~~

RIVA LIGHT CURE

Riva light cure je radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřičí modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetění fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.



Nyní jen:
1190,-
na A2,A3

Balení: 15 g prášek / 7.2 ml tekutina
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5

Kód: SD8700501-04

1.490,- ~~1.939,-~~



riva self cure
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8606202, 3
SD8606302, 3

Nyní jen:
2290,-

2.690,- ~~4.183,-~~

odstíny A2, A3
45 kaps./ bal.



riva light cure
Balení: 45× kapsle
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8700062, 3

Nyní jen:
2290,-

2.690,- ~~4.153,-~~

odstíny A2, A3
45 kaps./ bal.



riva self cure
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, A4,
B2, B3, sortiment,
T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8600001-13
SD8605001-08
SD8610000

riva self cure HV
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5

Kód: SD8630001-4

3.890,- ~~5.403,-~~

odstíny ostatní
50 kaps./ bal.



riva light cure
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, A4, B2, B3,
B4, C2, C4, b, sortiment

Kód: SD8700001-16
SD8710000

riva light cure HV
Balení: 50× kapsle
Odstíny: A1, A3.5, B1

Kód: SD8730001-06

3.890,- ~~5.353,-~~

odstíny ostatní
50 kaps./ bal.

RIVA PROTECT

Riva Protect je ideálním produktem pro pacienty s velkým počtem zubních kazů – přilne přímo na zub, posílí spodní strukturu a efektivně zub ochrání před škodlivými bakteriemi a kyselinám.



Výběr: normálně tuhnoucí / rychle tuhnoucí
Odstín: růžová, bílá
Balení: 50× kapsle,
Kód: SD8680000, SD8685000
SD8690000, SD8695000

3.990,- ~~5.830,-~~

Odstín: růžová, bílá
Balení: 15 g prášek, 9.1 ml tekutina, 10 ml conditioner
Kód: SD8680501, SD8690501

1.990,- ~~2.925,-~~



RIVA SILVER

Radioopákní, stříbrem modifikovaný skloionomerní, chemicky tuhnoucí výplňový materiál. Vyznačuje se vynikající adhezí k zubu, trvalým uvolňováním fluoridu a vysokou tlakovou pevností. Díky svým vlastnostem je optimální výplňový materiál pro široké klinické použití. Riva silver má světle šedý odstín. Kapsle obsahují 18 % stříbra, prášek/tekutina obsahuje 21,6 % stříbra.

vhodné pro pacienty
se špatnou hygienou



Balení: 50× kapsle
Kód: SD8670008

5.490,- ~~7.315,-~~

Balení: 32 g prášek, 8.9 ml tekutina
Kód: SD8670508

4.990,- ~~6.298,-~~



SDI | FIXAČNÍ CEMENTY

RIVA CEM AUTOMIX

SKLOIONOMERNÍ

Riva cem automix je pryskyřici modifikovaný, skloionomerní upevňovací cement, chemicky tuhnoucí ve formě pasta/pasta uvolňující fluoridy. Je určen k definitivnímu cementování metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátů. Je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světlem.



VYNIKAJÍCÍ
PEVNOST VAZBY



SNADNÉ ODSTRANĚNÍ
PŘEBYTEČNÉHO
CEMENTU VYTVRZENÍM
V REŽIMU TACK-CURE



TRVALÉ
UVOLŇOVÁNÍ
FLUORIDU



BPA
FREE

ionglass™
BIOMIMETIC FORMULA



NOVINKA

Balení: 2x 4 g stříkačka automix
Kód: SD8800703

2.990,- ~~3.175,-~~

RIVA CEM

SKLOIONOMERNÍ

Riva cem je chemicky tuhnoucí, rentgen kontrastní, pryskyřici modifikovaný, skloionomerní upevňovací cement pasta/pasta uvolňující fluoridy. Je určen k definitivnímu cementování metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátů. Je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světlem.

ionglass™
BIOMIMETIC FORMULA



Balení: 8.5 g stříkačka
Kód: SD8800700

1.790,- ~~1.945,-~~

SET PP

KOMPOZITNÍ

Samoleptací, samoadhezivní, pryskyřici modifikovaný, duálně tuhnoucí fixační cement pro finální cementování náhrad z kovu, pryskyřice a keramiky.

ionglass™
BIOMIMETIC FORMULA



Balení: 2x 7 g stříkačka automix,
28x aplikační koncovka
Odstín: A1, A2, OA3,
bílý opákní, translucent
Kód: SD8805101-05

2.790,- ~~4.700,-~~

RIVA LUTING

Radioopákní, chemicky tuhnoucí, skloionomerní fixační cement pro fixaci korunek, zámečků kovových šroubů čepů a ortodontických pásek. Díky vynikající adhezi k zubům, vysokému uvolňování fluoridu a zatékavosti je použitelný pro široké spektrum klinických aplikací. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.

ionglass™
BIOMIMETIC FORMULA



Balení: 50x kapsle
Kód: SD8650008

3.440,- ~~4.314,-~~

Úvodní balení: 35 g prášek, 24.3 ml tekutina,
plastová odměrka, míchací podložka
Kód: SD8650508

2.240,- ~~2.839,-~~

RIVA LUTING PLUS

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí, pryskyřici modifikovaný skloionomerní cement pro fixaci korunek, můstků, inlejí a onlejí. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.

ionglass™
BIOMIMETIC FORMULA



Balení: 50x kapsle
Kód: SD8651008

3.990,- ~~5.090,-~~



Balení: 25 g prášek, 8.95 ml tekutina,
plastová odměrka, míchací podložka
Kód: SD8651508

2.290,- ~~2.881,-~~

SDI | KOMPOZITNÍ VÝPLNĚ/BONDY

LUNA 2

Univerzální kompozitní materiál je možné použít pro přímé výplně, onleje, inleje a fazety. Vhodný na opravy kompozitů.



**VYSOKÁ PEVNOST
V TLAKU 360 MPA**



**VYSOKÁ PEVNOST
V OHYBU 130 MPA**



**LEŠTĚNÍM
K DOKONALOSTI**



**BPA
&
HEMA
free**



Balení: 4 g stříkačka
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,
C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB
Kód: SD8452001-22

1.640,- ~~1.850,-~~



Balení: 20x 0,25 g kompole
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,
C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB
Kód: SD8452051-72

1.990,- ~~2.457,-~~

LUNA FLOW / LUNA FLOW LV

Luna Flow nabízí vysokou radioopacitu, kontrolu nad aplikací, snadné a přesné sladění odstínů se stálostí barev, vynikající pevnost a odolnost proti oděru. Pro lékaře, kteří preferují více tekutosti je tu Luna Flow LV – málo viskózní varianta.

Luna Flow
Balení: 2 g stříkačka
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,
C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB
Kód: SD8566102-122



Luna Flow LV
Balení: 2 g stříkačka
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,
C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB
Kód: SD8566201-222

799,- ~~897,-~~

WAVE

Fluorid uvolňující zatékavý radioopákní kompozitní materiál ve třech viskozitách wave; wave MV; wave HV, který je možné použít pro výplně všech tříd, pečetění fisur a opravy rekonstrukcí

Balení Bulk Kit: 10x 1 g stříkačka
Odstíny: A1, A2, A3
Kód: SD7500011-13



2.690,- ~~4.132,-~~

Balení: 1 g stříkačka, 5x aplikační kanyla
wave - nejvíce zatékavý

Odstíny: A1, A2, OA2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, I, G, B

Kód: SD7510102 - SD7514147

wave MV - středně zatékavý

wave HV - nejméně zatékavý

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1

Kód: SD8310102 - SD8311101

Kód: SD8210102 - SD8211101



389,- ~~585,-~~

ZIPBOND

Zipbond Universal je jednosložkové univerzální adhezivum uvolňující fluoridy, kompatibilní s technikami samoleptání, selektivního leptání a celkového leptání.



**BPA
&
HEMA
free**



**NEJDOSTUPNĚJŠÍ
UNIVERZÁLNÍ BOND
NA TRHU**

Balení: 5 ml
Kód: SD8100502

1.490,- ~~2.363,-~~

STAE

Jednosložkový adhezivní systém 5. generace na sklovinu i dentin.



**BPA
free**

Balení: 5 ml
Kód: SD8100201

1.290,- ~~2.598,-~~

GO!

Jednosložkový, samoleptací, světlem tuhnutí vazebný prostředek 7. generace uvolňující fluoridy, vhodný pro sklovinu a dentin.



**BPA
&
HEMA
free**

Balení: 5 ml, 50x aplikační štěteček
Kód: SD8100400

2.490,- ~~4.335,-~~