

Rukavice nitrilové bez  
pudru200 ks ~~220,-~~ **198,-**Rukavice latexové  
bez pudru100ks ~~229,-~~ **209,-**

## Rukavice Comfort

100ks ~~327,-~~ **292,-**Roušky papírové  
skládané

Barvy: oranžová, růžová,  
žlutá, modrá, zelená,  
fialová, vínová, světle  
modrá, blue lagoon,  
limetka - 500ks

~~680,-~~ **637,-**  
~~790,-~~ **715,-**

černá - 500ks

## Savky



různé barvy,  
100ks ~~99,-~~ **89,-**

## Kelímky



různé barvy,  
100ks ~~95,-~~ **85,-**

## Parasorb Cone

Vstřebatelné kolagenové kuželky pro ošetření zubního lůžka po  
extrakci:

- bezpečné a rychlé zastavení krvácení;
- zabránění atrofie alveolárního hřebenu;

10ks ~~1599,-~~ **1449,-**

## Surgispon

Sterilní hemostatické  
vstřebatelné želatinové  
houbičky pro účinné a rychlé  
stavění krvácení.  
Surgispon je netoxický,  
hypoalergenní

1x1x1cm, 32ks ~~399,-~~ **369,-**

## Hemocollagen

Hemocollagene je indikován k lokální hemostáze pro dentální použití v  
případech, kdy je kontrola krvácení jinými konvenčními prostředky  
neúčinná nebo nepraktická. Podporuje vzájemné shlukování krevních  
destiček a pomáhá přirozené regeneraci tkání. Kolagenové houbičky jsou  
biokompatibilní a přirozeně vstřebatelné.

1x1x1cm, 32ks ~~399,-~~ **369,-**

## AH Plus

Dvosložkový RTG kontrastní materiál typu pasta-pasta na bázi epoxy-  
amidové pryskyřice určený jako výplň (sealer) kořenových kanálků

Balení Jet obsahuje: 15g v automix stříkačce, 20 míchacích kanyl 20  
aplikačních kanyl a 2 balení gutaperčových čepů.

AH Plus 2 x 4 ml ~~4125,-~~ **3788,-**AH Plus Jet ~~3861,-~~ **3525,-**

10g

## Alveogyl

Pasta pro lokální léčbu  
„suchého lůžka“  
(alveolitis sicca) s  
antiseptickým účinkem.  
Jedná se o  
jednokrokovou,  
samoeliminující léčbu,  
která rapidně omezuje  
bolest a poskytuje tišící  
efekt díky obsahu  
eugenolu.

~~1730,-~~ **1575,-**

## Relyx Temp NE

Provizorní upevňovací cement na bázi zinku oxidu bez obsahu eugenolu.  
Má extrémně tenkou tloušťku vrstvy pro přesně padnoucí provizorní  
náhrady.

Snadno se odstraňuje, protože zbytky cementu zůstávají z větší části v  
provizoriu.

Balení: 2 tuby - 30 g ~~1135,-~~ **1035,-**

báze, 13 g katalyzátor

## Helix Test




Tento test je určen pro zkoušku průniku páry v tzv. malých sterilizátorech s procesem typu B o objemu komory 10-60 l. Sestává ze zkušební tělíska Helix a proužku s indikátorem. Zkušební tělísko je tvořeno kapilárou otevřenou na jednom konci a její druhý konec ústí do uzavřené komůrky s indikátorem.

100ks + nosič

1995,-

1795,-

Role a sáčky pro parní sterilizaci s interním a externím indikátorem sterilizace.



role 50 mm × 200 m	449,-	379,-
role 75 mm × 200 m	659,-	549,-
role 100 mm × 200 m	899,-	749,-
role 150 mm × 200 m	1299,-	1109,-
role 200 mm × 200 m	1739,-	1479,-
role 250 mm × 200 m	2199,-	1839,-
role 300 mm × 200 m	2599,-	2159,-
sáčky 60 × 100 mm, 200 ks	239,-	209,-
sáčky 90 × 250 mm, 200 ks	429,-	359,-
sáčky 140 × 260 mm, 200 ks	725,-	609,-

## Orotol Plus

Nepěňivý bezaldehydový přípravek pro současnou dezinfekci, dezodoraci, čištění a údržbu všech zubolékařských odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu.



2,5l

1919,-

1775,-

## Gigasept Instru AF

Přípravek na dezinfekci a čištění všech druhů nástrojů a je obzvláště vhodný pro ultrazvukové čističky. Neobsahuje aldehyd, fenol ani aktivní chlór. Má velmi dobré čistící schopnosti, široké spektrum účinnosti a příjemné voní.



2l

1430,-

1355,-

5l

3160,-

2995,-

## ID 212 / ID 212 Forte

Koncentrát bez obsahu aldehydů pro dezinfekci a čištění běžného instrumentária včetně rotačních nástrojů. Vhodný i pro ultrazvukové čističky, široké spektrum účinnosti. Při 2% ředění získáte 125 l pracovního roztoku, při 4% ředění je expozice jen 30 min. K dispozici i v silnější variantě Forte.



ID 212, 2,5l

2159,-

2059,-

ID 212 Forte, 2,5l

2269,-

2155,-

## ORBI-Sept



na vrtáčky

704,-

654,-

na nástroje

1207,-

1097,-

odsávacího zařízení

882,-

795,-

## Mikrozid AF Liquid

Přípravek pro dezinfekci postřikem na plochy a předměty. Účinný proti bakteriím, mykobaktériím, mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a širokému spektru virů.



1l

270,-

255,-

5l

1150,-

1075,-

## Mikrozid AF ubrousky

Dezinfekční ubrousky napuštěné dezinfekčním roztokem k okamžitému použití



Náhradní balení, 150ks

340,-

295,-

Dóza 150ks

420,-

375,-

## Ústenky Euronda



modrá, růžová nebo limetka

50ks

220,-

198,-

750ml

609,-

575,-

## MD 550



Vysoce účinný speciální koncentrát k důkladnému čištění odsávacího zařízení a odlučovače amalgámu. Rozpuští pevně usazené a ztvrdlé nánosy. Obzvláště vhodný při používání práškovaců a pro čištění odpadního potrubí, pro problematickou vodu, stejně jako pro vodovodní potrubí se špatným spádem.

2,5l

1729,-

1645,-

## MD 555 cleaner





## 801 (001)




střední	801-															M-FGM
hrubý	801-															C-FGM
střední	801-	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	029	035	042	M-FG
super hrubý	801-					012	014	016	018	021	023	025	029	035		SC-FG
hrubý	801-					012	014	016	018	021	023	025	029	035	042	C-FG
jemný	801-	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	029	035		F-FG
velmi jemný	801-					012	014	016	018	021	023	025	029	035		SF-FG
střední	801-				010	012	014	016	018		023					M-FGXL
super hrubý	801-						014	016	018		023		029			SC-FGXL
hrubý	801-						014	016	018		023					C-FGXL
cena 1 ks			83 Kč	83 Kč	83 Kč	83 Kč	83 Kč	83 Kč	83 Kč	100 Kč	100 Kč	123 Kč	123 Kč	161 Kč	161 Kč	
střední	801-				010	012	014	016	018	021	023	025	029	035	042	M-RA
cena 1 ks					83 Kč	83 Kč	83 Kč	83 Kč	83 Kč	101 Kč	101 Kč	145 Kč	178 Kč	207 Kč	207 Kč	

## 830 (238)




střední	830-	008	009	010	012	014	016	018	021	M-FG
super hrubý	830-				012	014	016	018		SC-FG
hrubý	830-			010	012	014	016	018	021	C-FG
jemný	830-	008	009	010	012	014		018	021	F-FG
velmi jemný	830-	008			012					SF-FG
cena 1 ks		83 Kč	83 Kč	83 Kč	83 Kč	83 Kč	83 Kč	83 Kč	83 Kč	

## 822 (237)




střední	822-	008	009	010	012	M-FG
super hrubý	822-				012	SC-FG
hrubý	822-	008	009	010	012	C-FG
jemný	822-			010	012	F-FG
cena 1 ks		83 Kč	83 Kč	83 Kč	83 Kč	

## 805 (010)



střední	805-	008	009	010	012	014	016	018	021	023	M-FG
super hrubý	805-					014	016	018	021		SC-FG
hrubý	805-				012	014	016	018	021		C-FG
jemný	805-					014					F-FG
cena 1 ks		83 Kč	83 Kč	83 Kč	83 Kč	83 Kč	83 Kč	83 Kč	83 Kč	100 Kč	
střední	805-			010	012	014	016				M-RA
cena 1 ks				83 Kč	83 Kč	83 Kč	83 Kč				

## 801L (697)



střední	801L-	010	012	014	016	023	029	035	M-FG
super hrubý	801L-			014	016	023	029		SC-FG
hrubý	801L-	010	012	014	016	023	029	035	C-FG
cena 1 ks		83 Kč	83 Kč	83 Kč	83 Kč	100 Kč	123 Kč	161 Kč	

## 859 (166)



střední	859-					016			M-FGM
střední	859-	010	012	014	016	018	021		M-FG
super hrubý	859-					018			SC-FG
hrubý	859-	010	012	014	016	018	021		C-FG
jemný	859-	010	012	014	016	018			F-FG
velmi jemný	859-	010	012	014	016	018			SF-FG
ultra jemný	859-	010	012	014	016				UF-FG
cena 1 ks		83 Kč	83 Kč	83 Kč	100 Kč	100 Kč	123 Kč		
střední	859-		012		016				M-RA
cena 1 ks			178 Kč		178 Kč				

## Vrtáčky MF Cut / baleno po 5 ks



**H31RMF-010-FG** **119 Kč/ks**  
 ø 010 L 4,2 mm



**H31RMF-012-FG** **119 Kč/ks**  
 ø 012 L 4,2 mm



**H245MF-008-FG** **119 Kč/ks**  
 ø 008 L 2,8 mm

## Vrtáčky TC / baleno po 5 ks



**H7-008-FG** ø 008 L 1,6 mm **86 Kč/ks**  
**H7-010-FG** ø 010 L 1,7 mm **86 Kč/ks**



	RA	RAL		
<b>HISX-010</b>	-RA		ø 010	<b>134 Kč/ks</b>
<b>HISX-012</b>	-RA	-RAL	ø 012	<b>134 Kč/ks</b>
<b>HISX-014</b>	-RA	-RAL	ø 014	<b>134 Kč/ks</b>
<b>HISX-016</b>	-RA	-RAL	ø 016	<b>134 Kč/ks</b>
<b>HISX-018</b>	-RA	-RAL	ø 018	<b>134 Kč/ks</b>
<b>HISX-021</b>	-RA	-RAL	ø 021	<b>134 Kč/ks</b>
<b>HISX-023</b>	-RA	-RAL	ø 023	<b>134 Kč/ks</b>

## Crown cutter / baleno po 1 ks



**G5114-RA (370)** **985 Kč/ks**  
 ø 080 L 0,5 mm



## Viscostat

Viskózní hemostatický koagulační gel s 20% síranu železitého  
Hlubková aktivní hemostáza během několika sekund



Indispense Kit: 30ml  
ViscoStat + 20 kanyl ~~2580,-~~ **2330,-**

Indispence:  
30ml ~~1580,-~~ **1430,-**

## Viscostat Clear

hemostatický viskózní gel s 25% chloridu hlinitého  
transparentní gel pro estetické zóny



Intro Kit: 4x1,2ml  
Viscostat Clear + 20 kanyl ~~1350,-~~ **1220,-**

Indispense Kit: 30ml  
ViscoStat Clear + 20 kanyl ~~2680,-~~ **2420,-**

Indispence:  
30ml ~~1650,-~~ **1490,-**

## FibreKleer

Kompozitní čepy ze skelných vláken.  
Kónické, ve velikostech: 1,25 mm, 1,375 mm a 1,50 mm..



čepy, 10 ks ~~989,-~~ **857,-**

## Relyx Universal

Duálně tuhnutí kompozitní cement.  
**Dostupné odstíny:** fluorescentní, A1, A3 opákní, bílý opákní.  
Doplňkové balení obsahuje: 3,4 g materiálu ve zvoleném odstínu, 15 míchacích kanyl a 5 prodlužovacích endo koncovek.



sleva více než:

**20%**

Doplňkové balení,  
3,4 g + kanyly ~~5777,-~~ **4598,-**

## RelyX Fiber Post

Kompozitní čepy se skelnými vlákny a s vyšší odolností proti únavě materiálu.  
Svou elasticitou se podobají dentině a proto je zde v porovnání s rigidními kovovými a keramickými čepy nižší riziko kořenových fraktur.  
S použitím cementu RelyX Unicem vytvoří komplexní systém a zajistí vynikající klinické výsledky bez potřeby leptání, primování a bondování.  
**Velikosti čepů:** bílé vel. 0, žluté vel. 1, červené vel. 2 a modré vel. 3 a k nim odpovídající předvrtávače.

sleva více než:

**20%**

10ks ~~4493,-~~ **3578,-**

## OptiShade

Kompozitní výplňový materiál.

**Dostupné odstíny:**

light - odpovídá: A1, B1, B2, C1 a D2,  
medium - odpovídá: A2, A3, C2, D3 a D4,  
dark - odpovídá: A3.5, A4, B3, B4, C3 a C4,  
bleach white - pro bělené zuby,  
universal opaque.

sleva:

**33%**



stříkačka - 4 g ~~1848,-~~ **1232,-**

kompule - 10 ks (dark,  
b-white, u-opaque) ~~1478,-~~ **986,-**

kompule - 20 ks ~~2218,-~~ **1479,-**

## MaxCem Elite

Dvousložkový, samoleptací, duálně tuhnutí kompozitní fixační cement typu pasta-pasta.  
**Odstíny:** bílý, opákní, čirý a žlutý

sleva:

**33%**



Refil 2 x 5g ~~3872,-~~ **2904,-**

## Klíčky dřevěné Hawe

Optimálně anatomicky tvarované dřevěné klíčky pro perfektní adaptaci matric k zubu.  
Barevné kódování usnadňuje identifikaci velikosti.  
Velikosti: tyrkysově, oranžově, bílé, zelené, žluté, modré, červené, bílé široké a sortiment.



100ks ~~479,-~~ **314,-**

## Kenda

Lešticí systém pro kompozita, kompomery a skloionomery.  
Technika 3 kroků: bílá - opracování, zelená - leštění, růžová - vysoký lesk.  
**Balení: 12ks - sortiment**



12ks, sada  
nebo refil ~~529,-~~ **490,-**

## Amalgám reducer

Nástroje pro dokončení a vyhlazení amalgámových výplní bez poškození skloviny.



0932 0933 0935 0939

12ks 1ks-47Kč ~~699,-~~ **594,-**

## Scotchbond Universal Plus

Rentgen kontrastní,  
univerzální adhezivum pro všechny přímé a nepřímé indikace lepení.

sleva více než:

**20%**



5ml ~~3734,-~~ **2975,-**

## Diamantové pásky s pilkou

Diamantové pásky a separační pilka v jednom pro anatomickou konturaci aproximálních oblastí.  
Opakovaně použitelné, lze autoklávat.


**2 hrubosti:** jemné (30 µm - červené) a superjemné (15 µm - žluté)



10ks červené nebo žluté ~~1690,-~~ **1425,-**



## Dřevěné klínky Polydentia



100ks	410,-	349,-
200ks (pouze pink)	720,-	610,-
1000ks	3230,-	2745,-

## OptiBond

Adhezivní systém pro dentin/sklovinu, funguje jako adhezivum a liner v jednom. Jednoduché použití; žádné míchání a jen jedna světelná polymerace.

**Balení kit obsahuje:** 8 ml primer, 8 ml adhezivum, 3g Gel Etchant, 10 kanyl ke Gel Etchant, 25 míchacích místiček a 50 aplikačních štětečků.



Primer -8ml	2843,-	1990,-
Adhesive -8ml	2843,-	1990,-
kit	5999,-	5190,-

## Otiskovací lžice



sleva: 20%

Horní, dolní – č. 1, 2 nebo 3 241,- 193,-

## Breeze

Samoadhezivní pryskyřičný cement pro snadné tmelení fixních protetických prací a kořenových čepů.

**3 odstíny:** A2, opákní bílý a transparentní.



4 ml + 12 kanyl | 1388,- 1248,-

## Build-It

Skelnými vlákny vyztužený dostavbový kompozitní materiál, ideální pro dostavby vitálních i endodonticky ošetřených zubů a pro fixaci čepů se skelnými vlákny.

Plnění skelnými vlákny zajišťuje vysokou pevnost v tlaku.

**Odstíny:** A2, A3



4ml + 5kanyl | 940,- 846,-

## Etching gel

Leptací gel na sklovinu a dentin



3,5g 414,- 379,-

Ekonomické balení: 30g 1388,- 1278,-

## Safargam GT 400



Ag – 43%, Cu – 25%, Sn – 32%

kapsle č. 1, 50ks	1137,-	1037,-
kapsle č. 2, 50ks	1424,-	1298,-
kapsle č. 3, 50ks	1748,-	1598,-

## Vertise Flow

Samoadhezivní flow kompozitní materiál pro malé výplně I. a II. třídy, liner, pečetění fisur a opravy keramiky.

sleva:

15%



Odstíny: A2, A3, 2x2g 2843,- 2417,-

## Tetric Prime

Tetric Prime je kompozitní materiál s krémovou konzistencí (lze snadno tvarovat) pro výplně III. třídy, IV. třídy a V. třídy.

Snižovaná lepivost Tetric Prime usnadňuje vytváření anatomických struktur.

**Má jen 12 odstínů** - Universální: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2 a C2.

Dentinové: A2D a A3.5D. Translucentní T a Bělený BLL.

stříkačka - 3 g, A2, A3 1919,- 1749,-  
stříkačka - 3 g, ostatní odstíny 1919,- 1869,-

## KaVo Spray

Vysoce kvalitní univerzální péče, Zajišťuje dlouhodobou životnost nástrojů KaVo, Hnací plyn šetrný k životnímu prostředí,



1350,- 1195,-

## Kalte sprej pomeranč

Chladicí sprej pro lékařské použití, ochlazuje až do -45 °C, okamžitě se odpařuje a nezanechává stopy.



200ml 158,- 143,-

## Cognoscin

Sprej s vůní máty je zdravotnický prostředek pro endodontický diagnostický test citlivosti a vitality zubní dřeně (pulpa dentis).

Balení: 75 ml s vůní máty




sleva: 20%

75ml 310,- 248,-



## FenderMate

Speciální klínkové matrice pro zajištění dokonalého bodu kontaktu u výplní II. třídy. Snadné zavádění - stejně jako klínek. Pevná adaptace cervikálních okrajů - žádné přesahy výplně přes kavitu! Flexibilní křídélka využívají tlak pro udržení separace a cervikální adaptaci. K dispozici ve dvou tloušťkách - střední (tmavé) a úzká (světlé), provedení levé (zelené) nebo pravé (modré). Sada obsahuje 18 ks od každého provedení. FenderMate D-Coat: materiál v tmavé matné barvě pro lepší přehled díky vynikajícímu kontrastu.



sleva: 25%

sada 4 x 18ks	6090,-	4570,-
refill - 18ks	1780,-	1340,-
refill - 18ks	1780,-	1290,-

## FenderWedge

Speciální plastové klínky s integrovaným ocelovým plíškem. Chrání přilehlý zub během preparace - téměř ve 2/3 případů dochází k poškození při preparaci kavít II. třídy! Dostupné ve 4 velikostech klínku: XS (fialové), S (oranžové), M (zelené) a L (žluté).

Sada obsahuje: 50 ks od každé velikosti.



sleva: 25%

sada 4 x 36ks	3840,-	2875,-
refill 36ks	1130,-	845,-

## FenderPrimary

Unikátní kombinace preparačního štítu (FenderWedge) a sekční matrice (FenderMate) pro výplně II. třídy dětských zubů. Zajišťuje rychlou, jednoduchou a bezpečnou opravu mléčného zubu. Speciální tvar špičky umožňuje stlačení gingivy bez poškození a snižuje tak riziko krvácení. Před výplní je možné klínek a plátek ohnout a tak adaptovat podle tvaru zubu.

K dispozici ve dvou velikostech - dlouhé (L) a krátké (S).



sleva: 25%

refill 18ks	960,-	720,-
-------------	-------	-------

## Charisma Classic

Mikrohybridní kompozitum pro monochromatické rekonstrukce. Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, OA3 a OA3.5.



Stříkačka 4g	700,-	645,-
--------------	-------	-------

## Charisma Bulk Flow ONE

Jednodstínový bulk fill flow kompozit pro každodenní použití. Nízká kontrakce, vysoká pevnost v ohybu a odolnost proti opotřebení zajišťují dlouhou životnost náhrad, které vydrží zátěž v distálním úseku. V balení ke každé stříkačce dostanete 5 aplikačních kanyl.



sleva: 25%

10 x 2g + 50 kanyl	8300,-	6220,-
2g + 5 kanyl	990,-	740,-

## Charisma Flow

Světlem polymerující mikrohybridní radioopákní kompozit. Charisma Flow je ideální tekutý doplněk k Charisma Classic. Indikován pro rozsáhlé pečetení fisur, výplně I., II., III. a V. třídy, drobné opravy tvaru a odstínu skloviny, dlahování zubu a jako podložka do kavity I. a II. třídy.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, OA2, OA4 a baseliner.



1,8g	590,-	565,-
------	-------	-------

## Charisma Opal

Univerzální kompozit pro výplně ve frontálním i laterálním úseku. Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, BL, C2, CO, OD, OL a OM.



sleva více než: 17%

stříkačka - 4 g	1050,-	865,-
-----------------	--------	-------

## Charisma Diamond ONE

Kompozitní materiál pro výplně pomocí jediného odstínu, neviditelně splyne s restaurovaným zubem.



sleva více než: 20%

stříkačka - 4 g	1300,-	998,-
-----------------	--------	-------

## Luna / Luna 2

Univerzální kompozitní materiál k použití pro přímé výplně, onleje, inleje a fazety. Vhodný pro opravy kompozitů.



VÝPRODEJ

Luna 2 A1 exp.: 24-12	1890,-	890,-
Luna A3.5 exp.: 24-07	1890,-	450,-

## Duo Link Universal

Duálně tuhnutí cement pro xaci všech nepřímých náhrad. Světelná polymerace pro okamžité dokončení, chemická pro úplné dotužení pod náhradami nebo v kanálku. Po 1 minutě z gumovatí - snadné odstranění přebytků. Výrazně viditelný na rentgenových snímcích. Ideální pro všechny CAD/CAM náhrady. Dostupný v univerzálním odstínu.



8g + 15 kanyl a špiček	2360,-	2120,-
------------------------	--------	--------

## TheraCem CA

Duálně tuhnutí, samo-adhesivní, THERApeutický xacní cement v neutrálním odstínu. Obsahuje ionty kalcia, které trvale uvolňuje a podporuje tak regeneraci tkání. Unikátní změna pH - přechod z kyselého (nutný pro adhezi) do zásaditého (antibakteriální) pH během několika minut. Obsahuje MDP monomery, díky kterým dosahuje extra silné vazby zirkonu k většině materiálů a to i bez leptání a primerů. Indikován na xaci korunek, můstků, inlejí, onlejí a čepů.



8g + 15 kanyl a špiček	3180,-	2860,-
------------------------	--------	--------

## Z-PRIME plus

Jednosložkový primer, který se používá ke zvýšení adheze mezi nepřímými náhradami a pryskyřičnými cementy. Vysoká pevnost vazby na zirkoniové, aluminium oxidové a kovové náhrady. Kompatibilní se světlem aktivovanými i duálně tuhnutími pryskyřičnými cementy. Pohodlné dávkování z jedné lahvičky. Univerzálnost a dlouhodobá vazba s mnoha různými materiály. Výrazně zvyšuje pevnost vazby jiných pryskyřičných cementů.



lavička 4 ml	2880,-	2590,-
--------------	--------	--------



## Endostar Paste Fillers

## Lentule 25/25L

Endostar plniče se používají k zavádění pastových materiálů - jako jsou cementy, sealery do kořenových kanálků.

Pracovní část má kónický tvar a tvoří ji volně svinutá spirála z tenkého drátu. Zlatá barva rukojeti umožňuje snadno odlišit lentuli spirály od ostatních nástrojů.

**Balení obsahuje:** 4 ks nástrojů.

**Variace:** s pružinkou, bez pružinky.



bez pružinky

~~320,-~~

**290,-**

s pružinkou

~~440,-~~

**395,-**

Nabízí efektivní a snadné použití, rychlé a bezpečné opracování kanálku.

Jsou velmi flexibilní - sledují i nejkřivější cestu kanálkem a minimalizují tím riziko perforace nebo via falsa.

Díky upravené struktuře slitiny niklu a titanu je možné nástroje před vložením do kanálku předem natvarovat.

V autoklávu se pak nástroje narovnají do své původní podoby.



sada, 3ks

~~1570,-~~

**1060,-**

refill, 6ks

~~1570,-~~

**1390,-**

## Endoměrka EndoSizer

Přesné měření pracovní délky endonástrojů i papírových a gutaperčových čepů.

Vyrobena z odolného polykarbonátu, autoklávovatelná.

Umožňuje také umístění endostoperu na nástroji

Má i samostatnou měрку pro měření a odřezání gutaperčových čepů.



sleva:

**50%**

1ks

~~390,-~~

**195,-**

## Endostar K-File

Pilníky Endostar K-File jsou vhodné pro opracování tenkých kanálků

Klasické ocelové, bezpečné nástroje se 4 řeznými hranami.



sleva:

**20%**

6ks

~~200,-~~

**160,-**

## Endostar H-File

Délky: 25 nebo 28mm

sleva:

**20%**

6ks

~~200,-~~

**160,-**

## Endostar K-Reamer

Délky: 25 nebo 28mm

sleva:

**20%**

6ks

~~200,-~~

**160,-**

## Forendo Paste

Hydroxid vápenatá pasta obsahující jodoform a bázi silikonového oleje. Baktericidní - bakteriostatická - pH >12 - rentgenkontrastní - netuhnoucí. Pro dočasnou a střednědobou léčbu kořenového kanálku. **Pro zabránění vzniku zánětů a pro léčbu infikovaných kořenových kanálků, abscesů, periapikálních lézí, perforací, exsudací, kořenových resorbci, traumatických zranění, stimuluje apexifikaci a apexogenezi.**



2,2 g + 20 kanyl

~~2110,-~~

**1878,-**

## Parcan N

3% roztok NaOCl pro výplachy kořenových kanálků během a na konci instrumentace.

sleva:

**20%**

250ml

~~900,-~~

**790,-**



## Adseal Plus

Inovovaný rentgenkontrastní materiál k plnění kořenových kanálků na bázi epoxidové pryskyřice ve velmi praktické stříkačce pro jednoduché namíchání v přesném poměru.

Vysoká biokompatibilita, kvalitní hermetický uzávěr.

Nezabarvuje zub, není rozpustný.

**Balení obsahuje:** 13,5 g materiálu v duální stříkačce, míchací podložku, špachtli, dávkovací špičky a víčko



13,5 g + příslušenství

~~930,-~~

**869,-**

## BioRoot RCS

Bioaktivní sealer pro trvalé kořenové výplně.

Vynikající přilnavost k dentinu a gutaperčovým čepům.

**Hydrofilní** - BioRoot RCS hermeticky zapečetí i v přítomnosti vlhkosti.

**Bioaktivní obturace** - stimuluje regeneraci kosti a podporuje periapikální hojení

**Skvělá zatékavost** - utěsní i všechny vedlejší kanálky.

**Balení obsahuje:** 15g prášku a 35 ks pipet s tekutinou.



sleva:

**20%**

balení

~~7890,-~~

**6320,-**

## Biodentine XP

Oblíbený bulk-filový biokompatibilní a bioaktivní materiál pro náhradu dentinu v korunkové i kořenové části zubu. V kapslích pro pohodlnou aplikaci.

**Indikace:**

v kořeni: překrytí perforací kořene a pulpální dutiny, vnitřní/vnější resorbce zubu, apexifikace, v korunce: hluboké/rozsáhlé kavity, trvalé dentinové výplně, přímé překrytí pulpy, pulpotomie,

ošetření klinických chyb: via falsa, perforace cavuum pulpaie.

**Starter pack obsahuje:** 2x 10 ks Biodentine XP (200 a 500), aplikační kleště a míchací přístroj



Starter kit

~~27490,-~~

**27490,-**

200, 10ks

~~6990,-~~

**6290,-**

500, 10ks

~~8190,-~~

**7390,-**

## ALL-Bond Universal

Spojuje spolehlivost totálního leptání, pohodlí samoleptání

flexibilitu selektivního leptání.

Garantuje univerzální kompatibilitu s chemicky,

světlem i duálně tuhnucími kompozitními pryskyřicemi a cementy.

Využijete jej při všech přímých i nepřímých bondovacích technikách.

**Kit obsahuje:** 6 ml All-Bond Universal, 5 g Select HV leptadla a příslušenství.



Kit

~~4360,-~~

**3488,-**

sleva:

**20%**



## Speedex

C-silikonová otiskovací hmota vhodná pro obě metody otiskování.

Povrchově aktivován, velmi dobře zatéká a vykreslí i jemné detaily. Snap Set tuhnutí, možná regulace rychlosti tuhnutí.



light body/ medium body - 140 ml

~~479,-~~

**359,-**

putty - 910 ml

~~1189,-~~

**995,-**

Aktivátor 60ml

~~689,-~~

**519,-**

## Variotime Bite

A-silikonová otiskovací hmota na registraci skusu.

Nabízí vynikající přesnost pro dokonalou registraci skusu. Vysoká konečná tvrdost - více než 94 Shore A. Výrazně thixotropní, rychle tuhne a snadno se upravuje bez rizika prasknutí.



sleva více než:

**20%**

Bite - 2x 50 ml

~~900,-~~

**705,-**

## Variotime Easy Putty

A-silikonový otiskovací materiál pro veškeré indikace. Vynikající reprodukce detailů a dlouhá objemová stabilita. Umožňuje variabilní pracovní čas pro přípravu materiálu (1 - 2,5 minuty) při zachování vždy stejné krátké doby tuhnutí (2,5 minuty). Putty - k ručnímu míchání, putty. Heavy Tray je určen pro korekční otisk.



**Kupte 2 x Variotime Easy Putty a získáte 1x Variotime Flow (light nebo medium dle Vašeho výběru) ZDARMA**

Easy putty - 2x 300 ml

**1500,-**

## ZetaPlus

Alginátová, elastická, otiskovací hmota s fázovým barevným indikátorem a možností odlítní otisku až za 120 hodin. Barevná indikace fází tuhnutí. Přesná reprodukce detailů.



intro kit

~~1199,-~~

**1069,-**

## Tropicalgin

Alginátová otiskovací hmota s ovocnou příchutí a barevným indikátorem tuhnutí.



453g

~~369,-~~

**290,-**

12x 453 g (1 ks = 274 Kč)

~~4428,-~~

**3288,-**

## Hydrogum 5

Bezprašný alginát s vysokou objemovou stálostí 5 dnů. Ovocná chuť, fialová barva, antidávivá složka.



453g

~~429,-~~

**360,-**

## Alginate mixer MX-300

Automatická digitální míchačka alginátových otiskovacích hmot. Nově v elegantním černém odstínu. Hmota namíchaná za 8 sekund. **Rozměry:** 205 x 245 x 300 mm, váha: 17 kg.



~~29990,-~~

**24590,-**

## Clean Polish

Čistící a leštící pasta (Clean). Vynikající na leštění přirozených zubů, amalgámů, kompozit, skloionomerů a zlata.



50g

~~420,-~~

**378,-**

## Super Polish

Pasta na vysoký lesk (Super). Vynikající na leštění přirozených zubů, amalgámů, kompozit, skloionomerů a zlata.



50g

~~420,-~~

**378,-**

## Opalescence PF 16%, 10%

**Noční bělení Opalescence® PF 10%** = 10% karbamidu peroxidu. Doba jedné aplikace 8 - 10 hod/noc.

**Denní bělení Opalescence® PF 16%** = 16% karbamidu peroxidu. Doba jedné aplikace 4 - 6 hod/den

Jediný viskózní lepkavý gel s postupným uvolňováním peroxidu vodíku pro trvalé bělení

**Příchuť:** máta nebo bez příchutě. **Pacient Kit:** 8 x 1,2 ml bělicího gelu ve stříkačkách, 30 ml bělicí pasta Opalescence, krabičku na nosiče, taštičku Opalescence a kartičku se vzorníkem odstínů.



sleva:

**20%**

~~2080,-~~

**1660,-**

## Opalescence bělicí pasta

Unikátní složení pomáhá udržet zářivé, bílé zuby. Bezpečná pro každodenní použití, vhodná pro celou rodinu.

Účinné, rychlé uvolňování fluoridu

**Opalescence Cool Mind** – 4,8x větší absorpce fluoridů sklovinou

**Opalescence Sensitive** – snižuje citlivost zubů

sleva:

**15%**



Sensitive

~~285,-~~

**243,-**

Cool Mint

~~265,-~~

**220,-**

## Opalescence Go

Profesionální bělení zubů na doma - okamžitě k použití Opalescence Go 6% Jednorázový nosič předplněný bělicím gelem s 6% peroxidu.

**Pacient Kit:** 10 dolních a 10 horních nosičů a bělicí pasta 28 g.

**Mini Kit:** 4 dolní a 4 horní nosiče

sleva:

**15%**



pacient kit - máta nebo meloun

~~2580,-~~

**2190,-**

Mini kit - máta

~~1360,-~~

**1160,-**

**PlastVac P7**

*Ekonomický přístroj pro vakuové tvarování fólií s vestavěnou vývěvou pro tvorbu vakuu.*  
 Vhodný pro všechny indikace, vyrobíte s ním: chrániče zubů, matrice pro kompozitní pryskyřice, dočasné korunky a můstky, ortodontické šablony a dlahy, individuální fluoridační lžičky, chirurgické šablony, skusové dlahy, ochrany při bruxismu, nosiče pro bělení a další.  
 Odolný přístroj s perfektním zpracováním a snadným ovládáním.  
 Vhodný jak pro kulaté, tak čtvercové fólie různé tloušťky.  
 Umožňuje oboustranné nahřívání.  
 Stolek pro model nabízí možnost tvarování na rovné ploše bez perel a s perlami pro ponoření modelu.  
 Automaticky spouštěná, vestavěná vakuová pumpa s motorem o výkonu 1 400 W-  
 Hmotnost: 5,4 kg, Rozměry: 24 x 27 x 19 cm.



~~13900,-~~

**12970,-**

**Aplikační štětečky SDI**



Superfine (fialové)  
 Fine (zelené)  
 Medium (modré)

**Sortiment:** 100x Fine tmavě zelené, 100x Fine světle zelené, 100x Super Fine fialové, 100x Medium světle modré

400ks

~~1090,-~~

**699,-**

**Splint**



Fólie pro výrobu bělicích forem, pro výrobu tenkých dlah, pro ortodontické použití. Průhledná, tenká fólie s pryskyřičnou materiálou adhesí, pokud je přehřátá, lehce bublá.

.020 (0,5 mm) - 25 ks (1 ks = 40 Kč)

~~1050,-~~

**998,-**

.040 (1,0 mm) - 50 ks (1 ks = 47 Kč)

~~2500,-~~

**2375,-**

.060 (1,5 mm) - 50 ks (1 ks = 60 Kč)

~~3150,-~~

**2992,-**

.080 (2,0 mm) - 50 ks (1 ks = 78 Kč)

~~4100,-~~

**3895,-**

**Fólie Hard Crystal**

Kvalitní fólie od brazilského výrobce Bio-Art balené v unikátní smršťovací fólii.  
 Indikace: dlahy proti bruxismu, ortodontické alignery, prostorové retainery, chirurgické šablony a další.



126 x 126 mm, 1,0 mm, 5 ks

~~160,-~~

126 x 126 mm, 3,0 mm, 2 ks

**150,-**

**Coping**

Fólie pro výrobu forem na korunky, můstky, bělicí formy, pro dublování modelů a nepřímé bondování. Tenké, opákní fólie z PolyPro materiálu o nízké tavicí teplotě s vynikající tvarovatelností za tepla.  
 Rozměry: 125 x 125 mm.



.030 (0,75 mm) - 50 ks

~~1250,-~~

**1188,-**

.040 (1,0 mm) - 25 ks

~~1475,-~~

**1398,-**

**Soft E.V.A. fólie**

Fólie pro výrobu bělicích forem, pro výrobu fluoridových lžiček a tenkých, měkkých ochranných dlah proti bruxismu. Fólie je lehce tvarovatelná, měkká, průhledná a upravitelná.  
 Rozměry: 125 x 125 mm



.040 (1,0mm), 25ks

~~1350,-~~

**1283,-**

.060 (1,5mm), 25ks

~~2000,-~~

**1898,-**

.080 (2,0mm), 25ks

~~2450,-~~

**2328,-**


.120 (3,0mm), 25ks

~~2750,-~~

**2613,-**

**Euroform Nikl-Titan**

Nikl-titanové oblouky pro ortodontické použití.  
**Kulaté oblouky v průměrech:** .012 / .014 / .016 / .018 / .020.  
**Obdélníkové oblouky ve velikostech:** .016x.016 / .016x.022 / .017x.025 / .019x.025 / .020x.020.



kulaté oblouky - 10 ks

~~329,-~~

**280,-**

obdélníkové oblouky - 10 ks

~~519,-~~

**440,-**

**Function Appliance Box**

Výjimečně pevné a odolné krabičky pro protézky o hloubce 3,82 cm.  
**Dostupné barvy**  
 • **Barvy běžné:** černá, modrá, zelená, oranžová, růžová, fialová, červená a žlutá.  
 • **Barvy perleťové (se třpytkami):** černá, modrá, růžová, fialová a červená.



1ks

~~55,-~~

**49,-**

**Mouthguard boxes**

Kompaktní krabičky o hloubce 2,55 cm se snadným zavíráním. Každá krabička má štítek pro jméno a adresu pacienta. Vzduchové dírký pro zlepšení hygieny.  
 Barvy běžné: černá, modrá, zelená, oranžová, růžová, fialová, červená a žlutá.  
 Barvy perleťové: neónová zelená, černá, modrá, růžová, fialová a červená.



blue/ yellow - 200 g

~~34,-~~

**29,-**

**Vosk pro pacienty v krabičce**

Vosk pro dočasné uvolnění od bolesti způsobené orto aparátem. Každá krabička obsahuje 5 proužků, balení obsahuje 100 krabiček.



100 krabiček á 5 kusů

~~2649,-~~

**2250,-**

**Ortho kartáček na cesty**

Speciální ortodontický kartáček se štětinkami ve tvaru V. Zajistí dokonalou hygienu všech pacientů s fixními rovnátky kdykoliv mimo domov. Díky praktickému pouzdru jsou štětiny chráněny před deformací a nečistotami.

sleva:

**28%**



1ks

~~40,-~~

100ks

~~4000,-~~

**2900,-**



## Brix 3000

Dentální prostředek navržen speciálně pro atraumatické a bezbolestné odstraňování zubního kazu z dentinu.

**Odstranění kazu bez vrtání!!**

Neinvazivní produkt na vodní bázi, jehož hlavní složkou je enzym PAPAN.



3ml

1895,-

1790,-

## Black Snake

Od značky THIENELINO pro děti a dospívající od 7 let.

Pohodlný pogumovaný úchop, pružný krček redukuje tlak, atraktivní design.

V tyrkysové barvě pro běžné čištění zubů.

V červené barvě pro pacienty ortodontie, vhodné pro fixní rovnátka.



Tyrkysový, 1ks

32,-

29,-

Červený (Ortho), 1 ks

40,-

36,-

## Thienelino dětské ZK

Měkké, tvarované štětiny kartáčku pro správné vyčištění zadních zoubků. Pohodlná, široká rukojeť, přísavka na konci. Barvy: modrá, zelená, červená a růžová.



12ks

170,-

156,-

## Prophytex

Třívrstvé roušky pro ochranu pacienta při čištění zubů AirFlow technikou.

Barvy: bílá nebo světle modrá.

Rozměr: 60 x 54 cm.



40ks, bílá nebo modrá

410,-

365,-

## Prophy pasta Gelato

Pasta s obsahem fluoridů pro profesionální čištění zubů. Tvořena směsí jedinečných čistících a leštících činidel. Maximalizuje odstranění skvrn při minimální ztrátě skloviny.

Napomáhá udržet účinnou úroveň fluoridů. Posiluje zubní sklovinu a zajišťuje prevenci zubních kazů.

Dvě vynikající příchutě - dvě hrubosti: mátová - středně hrubá (70-90 mikronů) a višňová - hrubá (100-125 mikronů).



340 g

850,-

760,-

## Prophy Pasta CCS

sleva více než:

25%

CCS: Pofylaktické leštící pasty obsahující fluorid.

Abrázivní účinek na zabarvených površích a místech se silnou vrstvou plaku.

Hrúbosti: modrá (hrubá - RDA 250, 125 mikronů), červená (jemná - RDA 120, 20 mikronů)

Pofylaktické leštící pasty obsahující fluorid.

Obsahuje znečistivující složky pro odstranění hypercitlivosti



CCS tuby - 96 g

740,-

547,-

## Smart Prophy kartáčky

Nylonové leštící kartáčky dostupné ve třech tvrdostech s barevným kódováním. Tvrdosti: měkké (růžové), střední (fialové) a tvrdé (modré).

sleva více než:

20%



10ks

250,-

195,-

## Fluoride gel Clarben

60ti sekundový fluoridační gel pro ordinaci použití. Vstřebávání fluoridu během 1 minuty! Tixotropní - nevytéká ze lžice. Příchutě: jahoda, máta a třešeň.



500g

720,-

675,-


## Fluorizační lžičky

Lžičky z měkkého plastu pro aplikaci fluoridových gelů.

Anatomicky tvarované s držadlem pro snadnou manipulaci.

Lžička je oboustranná pro horní i dolní čelist současně.

3 velikosti: S, M, a L.



50ks

359,-

339,-

## Lunos profylaktické pasty

**Lunos® Leštící pasta Two in One**

Inovační řešení dva v jednom: odstraňuje zabarvení a současně leští. Šetří čas a přitom působí šetrně a důkladně.

Použitelná pro každou potřebu ošetření v rámci profesionálního čištění.

3 příchutě: neutrální, pomeranč a máta.

**Lunos® Leštící pasta Super Soft**

Trvale šetrná jemná leštící pasta, také na zvlášť citlivé povrchy.

Může se používat univerzálně, také na implantáty, ortodontické aparátky a protetikou péči

Vytváří hladké, vysoce lesklé povrchy, nové povlaky se neusazují tak rychle

2 příchutě: neutrální a pomeranč



Two in One - 100 g

1089,-

895,-

Super Soft - 50 g

699,-

575,-

## Lunos Prophy prášek Gentle Clean

Pro supragingivální čištění a odstranění povrchového zabarvení.

Zrnitost cca 65 µm

Chrání sliznici úst

K dostání s příchutěmi neutrální, pomeranč, máta a lesní plody



4x180g

4119,-

3378,-

## Prophy Pasta HAp

Profylaktická pasta bez fluoridů a parabenů

Obsahuje hydroxyapatit, který účinně blokuje

otevřené dentinové tubuly na obnaženém povrchu dentinu

Okamžitá úleva od přecitlivělosti.

Jemná mátová chuť.



sleva více než:

25%

60g

860,-

640,-



## DXPclave 24 litrů

DXP

VÝKONNÝ A SPOLEHLIVÝ AUTOKLÁV TŘÍDY B S NEREZOVOU KOMOROU O KAPACITĚ 24 L (5 TÁČŮ, NÁPLŇ AŽ 7 KG MATERIÁLU).

Intuitivní obsluha a ovládání pomocí dotykového displeje usnadňuje práci. Rychlé vytváření páry a zlepšený proces sušení poskytuje nejlepší výkon a nejrychlejší pracovní cykly ve své kategorii. Záznam dat na USB nebo vestavěnou tiskárnu. Autokláv je navržen pro dosažení velmi rychlých sterilizačních cyklů. DXPclave patří do třídy B a jeho nejrychlejší cyklus trvá pouze 40 minut včetně sušení při běžném využití kapacity (náplň 2 kg).

Jeho výkon je srovnatelný s high-end přístroji díky:

- nové technologii generování páry, která zajišťuje extrémně efektivní výměnu tepla
- komorovému a hydraulickému oběhu s velmi rychlým spouštěním a výkonnou vakuovou fází
- táčům navrženým pro efektivní předávání tepla

Garancí rychlosti a výkonnosti při práci je rovněž velká kapacita komory přístroje. Optimalizaci použitelného místa pro každý cyklus zajišťují specializované táčky. Díky tomu je možné naplnit komoru až do 7 kg maximální kapacity, která je nejvyšší ve své kategorii.



DXPclave nabízí nejnovější a nejefektivnější parní technologii pro pohodlnou práci a nejlepší výsledky každého profesionála. Je tichý a uživatelsky příznivý, vyniká zejména kapacitou, vzhledem, spolehlivostí a efektivitou.

**115 990 Kč**

## EndoArt Apex Locator

Vysoce přesný apexlokátor



incidental

**ENDOART®**  
FINAL TOUCH

- model: Wispex
- rozměry (d × š × v):  
94 × 60 × 13 mm
- hmotnost: 85 g

RD124

**9 990 Kč**

- Pokročilá multifrekvenční technologie
- Nastavitelná referenční poloha
- Automatická kalibrace
- Výkonná baterie: 950 mAh
- Barevný LCD displej: 2,8"

## Rubydent polymerační lampa

Univerzální lampa pro efektivní a kvalitní vytvrzení

- Ergonomický design
- Hlava z nerezové oceli
- Otočná o 360 stupňů
- Průměr světelné koncovky 10 mm
- Vytvrzení 2mm vrstvy za 1 s
- Baterie s kapacitou až 1300 10s cyklů

Model: MaxCure7 Power

Vlnová délka světla: 385-515 nm

Intenzita světla: 1000-2500 mW/cm<sup>2</sup>

Baterie: 2600 mA

Vstup napájení:

100-240 V AC 50/60 Hz

Zdroj: 5 V DC/1A

Barevné varianty: bílá, černá

incidental  
**ruby dent**

Balení

1 ks v balení

**6 900 Kč**





## Mirafleur gel

Fluoridační gel pro profylaxi s 1,23% fluoridu.  
Zvyšuje odolnost skloviny proti kyselému prostředí.  
Snižuje tvorbu zubního plaku.  
Urychluje remineralizaci.



250ml, jahoda nebo máta

799,-

719,-

300g

Woodpecker prášek  
Fast

Profylaxní prášek Woodpecker, používá se do Air polisheru k odstranění zubního plaku, zubního kamene.  
Nepoškozuje povrch zubu, je rychlý a efektivní, bezbolestné použití.  
Obsahuje: Hydrogenuhličitan sodný, hydrofobní oxid křemičitý, sacharinát sodný.  
Nepoškozuje povrch zubu, je rychlý a efektivní.  
Tvrdość podle Mohsovy stupnice: 2,5  
Průměrná velikost částic 65 µm  
Příchutě: bruskev, citron, jahoda



560,-

499,-

Woodpecker prášek  
Gentle Mini

Profylaxní prášek Woodpecker, používá se do Air polisheru k odstranění zubního plaku, zubního kamene.  
Nepoškozuje povrch zubu, je rychlý a efektivní, bezbolestné použití.  
Profylaxní prášek, používá se do Air polisheru pro subgingivální ošetření k odstranění biofilmu a zubního kamene.  
Obsahuje: Glycin, amorfni oxid křemičitý.  
Tvrdość podle Mohsovy stupnice: 2  
Průměrná velikost částic 25 µm.



120g

560,-

499,-

## Xylitol Drops

Pastilky bez cukru, slazeno Xylitolem  
Působí proti vzniku zubních kazů a plaku, remineralizuje sklovinu.  
Stimulují tvorbu slin.  
Vhodné i pro diabetiky - bez aspartamu, sorbitolu, laktózy a glutanu.  
Příchutě melounu, višňi nebo máty.



Zásobník se 100 bonbony, různé druhy, 230 g

639,-

569,-

159,-

143,-



26ks, příchutě melounu, višňi nebo máty.

## Xylitol žvýkačky

Žvýkačky slazené 100% xylitolem vhodné pro děti i dospělé.  
Až 100% redukce kazů díky snížení množství plaku a kyselých bakterií.  
Vhodné pro diabetiky, neobsahují aspartam.  
Zabraňují pocitu suchých úst (xerostomie), redukují přenos kazů z matky na dítě.  
Obsahují bylinný glycerin.  
Neobsahují lepek,



Příchutě: máta, pepermint, skořice, ovoce, brusinky, zelený čaj, meloun, jablko, jahoda - 30 dražé

129,-

109,-



Příchutě: ovoce, máta, skořice, 200ks dražé

779,-

699,-



Sortiment: 200 balení s 2 dražé, kombinace příchutí

1139,-

999,-

Hopíci – barevné  
skákové kuličky

100ks,  
různé barvy

1269,-

1059,-

100ks

## Zvířátka Farm



899,-

799,-

## Zvířátka Zoo



100ks

899,-

759,-

## Náramky s jednorožcem



Balení obsahuje: 30 ks růžových náramků a 20 ks bílých náramků.

989,-

899,-

100ks, různé velikosti a barvy

## Prstýnky



789,-

699,-

75ml

Mara Expert Plaque  
Checker

Profesionální zubní pasta s indikací plaku, účinné čištění zubů díky vizualizaci plaku. ideální pro motivaci dětí a mládeže.  
Ekonomická spotřeba, kulička o velikosti hrášku je dostatečná



219,-

199,-



# Sekční matricový systém



## Pro výplně kavity třídy II

Uživatelsky přívětivý sekční matricový systém s předtvarovanými maticemi je ideální pro dosažení přirozených, těsných a anatomicky správných kontur a kontaktů.



## Matrice

- předtvarovaná matrice kopíruje zub a nabízí optimální kontakt
- tloušťka 0,045 mm
- s perforovaným páskem pro snadné vkládání a vyjímání

## Kroužky

- odolné a elastické
- drží klínek pevně na místě
- vyrobeno z niki-titanového kovu a polyamidového plastu
- inovativní design pro delší životnost
- snadná montáž

## Klíčky

- tvarované, pro anatomické umístění mezi zuby
- vyrobeno z polypropylenu
- s otvorem pro snadné vkládání a vyjímání klínku

Matrice 4,5 mm, balení 100 ks, 305799	<del>2767 Kč</del>	<b>2490 Kč</b>
Matrice 5,5 mm, balení 100 ks, 305800	<del>2767 Kč</del>	<b>2490 Kč</b>
Matrice 6,5 mm, balení 100 ks, 305801	<del>2767 Kč</del>	<b>2490 Kč</b>
Kroužek univerzální, balení 2 ks, 305802	<del>7359 Kč</del>	<b>6590 Kč</b>
Kroužek úzký, balení 2 ks, 305803	<del>7359 Kč</del>	<b>6590 Kč</b>
Kroužek univerzální 1 ks, kroužek úzký 1 ks, 305804	<del>7359 Kč</del>	<b>6590 Kč</b>
Klíčky small, žluté, balení 100 ks, 305796	<del>981 Kč</del>	<b>880 Kč</b>
Klíčky medium, modré, balení 100 ks, 305797	<del>981 Kč</del>	<b>880 Kč</b>
Klíčky large, oranžové, balení 100 ks, 305798	<del>981 Kč</del>	<b>880 Kč</b>

## Kofferdam, bez latexu

Bezlatexová, flexibilní, odolná kofferdamová blána s vysokou pevností proti roztržení, pro udržení suchého pracovního pole. 20 listů balených ve vakuovém obalu pro delší zachování elastických, flexibilních vlastností.

- bez latexu
- bez pudru
- barva: světle modrá
- tloušťka: střední
- velikost 15 × 15 cm



Balení 20 listů, 283942

~~1023 Kč~~ **920 Kč**

## Kofferdam, s latexem

Pružná, odolná kofferdamová blána vyrobená z latexu s vysokou pevností proti roztržení, pro udržení suchého pracovního pole. 36 listů balených ve vakuovém obalu pro delší zachování elastických, flexibilních vlastností.

- s latexem
- lehce pudrovaný
- barva: tmavě zelená
- tloušťka: střední (0,18–0,23 mm)
- velikost 15 × 15 cm



Balení 36 listů, 283943

~~764 Kč~~ **689 Kč**

## Endo-box černý

Pro snadné ukládání a čištění kořenových nástrojů.

- sterilizovatelný v autoklávu
- barva: černá
- kompatibilní s vložkou z pěnové hmoty ORBIS obj. č. 190501.



1 ks, 266930

~~335 Kč~~ **299 Kč**

## Vložka z pěnové hmoty

Tyto vložky z jemné pěnové hmoty jsou ideální pro běžné stojánky na kořenové nástroje, jako jsou ORBIS Endo-box, Clean Stand, Interim Stand, Twin Bloc apod.



Výška 1 cm/Ø 5 cm, např. pro Clean Stand, 25 ks, 190500

~~224 Kč~~ **199 Kč**

Výška 0,5 cm/Ø 5 cm, např. pro ORBIS Endo-box a Interim Stand, 50 ks, 190501

~~224 Kč~~ **199 Kč**



## GC Fuji I kapsle



Odstín: světle žlutá

50 kapslí

4238,-

3155,-

## GC G-CEM kapsle



Odstín: A2, AO3, TL, BO1, sortiment

50 kapslí

8228,-

5790,-

## GC Fuji Triage kapsle



Odstín: růžová, bílá

50 kapslí

5095,-

3700,-

## GC Fuji IX GP kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

4654,-

3450,-

## GC Fuji IX GP FAST kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

4727,-

3450,-

## GC Fuji IX GP Extra kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

5446,-

3995,-

## GC Fuji II LC Improved kapsle



Odstín: A2, A3, B3

50 kapslí

5534,-

4070,-

## GC Fuji Plus kapsle



Odstín: A3, žlutá

50 kapslí

5746,-

4180,-

## GC Fuji Plus plv./liq.



Odstín: A3

1-1

4491,-

3760,-

## GC Fuji II LC Improved plv./liq.



Tekutina 6,8g

2077,-

1820,-

Prášek 15g

2434,-

2140,-

3-2 balení: 3 x 15g prášku (A2, A3, B3) a 2 x 8g tekutiny

9807,-

8600,-

## Fuji I 1-1



Odstín: světle žlutá

1-1 (plv. + liq.)

3776,-

3300,-

## GC Fuji Triage 1-1



Odstín: růžová, bílá

1-1

3088,-

2590,-

## Tempsmart DC

Duálně tuhnutí kompozit pro dočasné korunky a můstky bez obsahu změkčovadel. Krátký pracovní postup díky pohodlné možnosti polymerování - celkový čas jsou 3 minuty. Vysoká pevnost v lomu pro dočasné náhrady. Snadno leštitelný až do vysokého lesku a dosažení vysoké estetiky. **K dispozici:** v 48 ml kartuších (A1, A2, A3, A3.5, B1 a BW) a 10 ml stříkačkách (A1, A2, A3 a B1).



Kartuše 48ml ~~3366,-~~ **2575,-**  
Stříkačka 10ml ~~2005,-~~ **1535,-**

## G-CEM LinkForce

Univerzální duálně tuhnutí adhezivní fixační cement pro všechny indikace a všechny materiály.

**Starter kit:** 1x8,7g G-CEM LinkForce A2 nebo TL, 20x GC Automix Tip Regular, 1x5ml G-Multi PRIMER, 1x5ml G-Premio BOND, příslušenství.



Refill A2 /  
Translucent; 8,7 g ~~5183,-~~ **4375,-**  
Starter Kit: A2 / Translucent ~~6565,-~~ **5635,-**

## G-CEM Veneer

Světlem tuhnutí pryskyřičný cement určený pro fixaci estetických fazet.



**Starter Kit:** 2x G-CEM Veneer Refi I (1 ml / 1.7 g) A2 & TR, 2x Try-in Paste Refi I (2 ml / 1.5 g) A2 & TR, 5ml 5ml G-Multi PRIMER, 5ml G-Premio BOND, 45x koncovky pro G-CEM Veneer, 2x ochranný kryt stříkačky, 50x mikroštětečky, 20x dávkovací mistička ~~8540,-~~ **6575,-**  
Refill: 1,7g (A2, Translucent, Opaque, Bleach) ~~1228,-~~ **965,-**

## Essentia Universal



**Essentia Universal** – Univerzální světlem polymerující kompozit s kondenzovatelnou konzistencí

1 tuba 3,4g ~~1772,-~~ **1245,-**

## Essentia

Světlem tuhnutí, radioopákní, univerzální výplňový materiál. Pouze 7 odstínů pro všechny klinické situace.

**Odstíny:** LD, MD, DD, LE, DE, U a ML. K dispozici čtyři **modifikátory** (RBM, B?, WM a OM) vyvinuté pro rychlou charakterizaci vašich výplní.

**Starter Kit:** stříkačky: 7x2ml (1 od každého odstínu), 20 aplikačních koncovek a příslušenství.

**Modifier Kit:** 2x2,4ml (1 od každého odstínu)



1 tuba, libovolný odstín ~~1772,-~~ **1245,-**  
Modifier Kit ~~6142,-~~ **5385,-**

## Essentia HiFlo/LoFlo



HiFlo/LoFlo – zatékavé fotokompozity  
HiFlo - vysoká zatékavost  
LoFlo – nízká zatékavost

1 tuba – 3,4g ~~1772,-~~ **1525,-**

## Gradia Direct



**Anterior Syringe;** 2.7 ml v odstínech XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT, CVT  
**Posterior Syringe;** 2.7 ml v odstínech P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT  
**X Syringe;** 2.7 ml (5 g) v odstínech X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-AO2, X-WT

~~1854,-~~ **1090,-**

## Gradia Direct Flo/LoFlo



**Flo:** 2x 1,5g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry  
**LoFlo:** 2x 1,3g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry

~~1820,-~~ **1295,-**

## Gradia Core

Duálně tuhnutí kompozit pro estetické dostavby a fixaci kořenových čepů.



**Kit:** 1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství ~~6931,-~~ **5860,-**

**Intro kit:** 1x GRADIA CORE Kit (1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství); 1x GRADIA CORE Dispenser (dávkovací pistole) ~~7188,-~~ **6185,-**

Refill: kartuše 10ml, ~~3456,-~~ **2875,-**

## GC Fuji IX GP 1-1



Odstín. A3

1-1 ~~2927,-~~ **2495,-**

## GC Fuji IX GP 3-2



Set obsahuje: A2, A3 a B3 prášku, 2x 6,4ml tekutiny

3-2 ~~7001,-~~ **6135,-**

## GC Fuji IX GP Extra 1-1



Odstín. A2, A3

1-1 ~~3254,-~~ **2775,-**



## DiaPolisher Paste



Diamantová lešticí pasta GC DiaPolisher Paste byla vyvinuta pro další vylepšení estetických výsledků kompozitních výplní zhotovených z materiálů G-aenial, Kalore, Gradia Direct nebo Gradia

2g ~~1500,-~~ **1295,-**

## Ceramic Primer II

Adhezivum pro vytvoření silné vazby během fixace mezi všemi estetickými nepřímými náhradami a cementy na bázi pryskyřice, nebo při opravách přímých kompozitních náhrad.



3ml ~~2997,-~~ **2695,-**

## EQUIA Coat

Nový unikátní výplňový systém, který kombinuje novou generaci skleněných částeček (EQUIA Fil kapsle) s vysoce naplněným pryskyřičným ochranným lakem (EQUIA Coat). Spojuje rychlou a snadnou manipulaci s dokonalými fyzikálními vlastnostmi a nepřekonatelnou estetikou. Inteligentní řešení - lak je navržen tak, aby se po několika měsících rovnoměrně opotřeboval.



4ml ~~2465,-~~ **1985,-**

## EQUIA Forte HT



Refill á 50 kapslí v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment.

~~5330,-~~ **4295,-**

Klinické balení obsahuje: 200 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny A2, A3, B2.

~~17569,-~~ **14965,-**

Promo balení obsahuje: 100 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny: A2, A2-A3, A3, A3-B2.

~~10440,-~~ **8090,-** Skvělá cena

Intro balení obsahuje: 20 kapslí, 20 ks unitdosa EQUIA Forte Coat a 25 jednorázových štětečků v odstínech - odstíny A2, A3, B2.

~~2997,-~~ **2495,-**

## EQUIA Forte Coat

Bulkový sklohybridní výplňový materiál pro pacienty od 7 let a výše. Rychle tuhající, estetický výplňový materiál s jedinečnou SKLOHYBRIDNÍ technologií s vysokou odolností proti prasklinám a opotřebením s uvolňováním fluoridu. Díky využití vlastní univerzální adhezivní technologie a vynikající smáčivosti není nutné použití kondicionéru ani bondu.



4ml ~~2607,-~~ **2075,-**

## Fuji Cem Evolve



Skoionomerní cementy jsou chloubov GC díky dokonalé kvalitě, kterou prokázaly nezávislé klinické studie po celém světě.

Triple Pack: 3x 9,2g + 45x koncovka ~~7663,-~~ **6575,-**

Single Pack: 9,2g + 15x koncovka ~~3006,-~~ **2475,-**

## Exaclear

Inovativní, čirý VPS materiál vhodný pro náročné estetické případy s vynikajícími výsledky. Vysoká úroveň transparence zajišťuje skvělou možnost vizuální kontroly a viditelnost detailů. Bezkonkurenční průsvitnost umožňuje velmi efektivní polymeraci přes silikon.



kartuše 2x51g ~~2344,-~~ **2035,-**

## everStick Perio

Estetické řešení pro parodontální dlahování šetrné pro pacienty



1x8cm ~~2570,-~~ **1985,-**

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D ~~3919,-~~ **2785,-**

## everX Flow



Zatékavý kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny určený pro náhradu dentinu. Nejsilnější náhrada dentinu pro zpevnění velkých kavit. Vynikající odolnost proti zlomění, téměř shodná s dentinem, a to díky vysokému podílu krátkých vláken, která jsou pevně vázána na živčinnou matici.

stříkačka 2ml (3,7g), **bulkový nebo dentinový odstín,** 20x koncovka ~~1947,-~~ **1685,-**

## everX Posterior

Vlákný zesílený kompozit pro náhradu dentinu. Obsažená krátká vlákna z něj činí perfektní materiál pro zesílení všech rozsáhlých kompozitních výplní. Vlákna zabraňují vzniku a šíření prasklin - odolnost odpovídá dentinu.



15 unitipů x 0,13 ml ~~2592,-~~ **2235,-**

50 unitipů x 0,13 ml ~~7775,-~~ **6685,-**

## everStick C&amp;B

Skelnými vlákny vyztužené materiály. Spolehlivé, minimálně invazivní, extra pevné, estetické. Pro minimálně invazivní kompozitní můstky vyztužené vlákny



1x8cm ~~2785,-~~ **2165,-**

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D ~~3919,-~~ **2785,-**



## Dry Mouth Gel

Gel na suchá ústa



10ks sortiment: 4x máta, 2x malina, 2x pomeranč, 2x citron

~~3069,-~~ **2535,-**

10ks malina

~~3069,-~~ **2535,-**

## GC Repair Kit

**Balení:** G-Premio BOND 5x unidose, CERAMIC PRIMER II 5x unidose, Gradia Plus OA1 (opáker pro překrytí dostaveb na bázi kovu) tuba 2 ml, technický průvodce, aplikátory a mikroštetěčky



balení

~~3354,-~~

**2855,-**

## G-Multi Primer

Zajišťuje trvalou adhezi ke všem typům náhrad, kombinuje tři různé monomery k dosažení perfektní adheze ve všech situacích.



5ml

~~2241,-~~

**1995,-**

## G-aenial Anterior / Posterior / Flo X



**Flo X:** A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 (3,6g)

~~2220,-~~

**1499,-**

**Anterior:** 2,7 ml (4,7 g) XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

**Posterior:** 2,7 ml (5,5 g) P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE, P-IE

tuba

~~2201,-~~

**1499,-**

## G-aenial Universal Injectable



**Odstíny:** XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

tuba 1x1ml

~~1252,-~~

**1075,-**

## G-aenial Universal Flo



**Odstíny:** BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3, JE a AE

Tuba: 3,4g

~~2271,-~~

**1575,-**

## G-Premio Bond



3-Bottle Pack:  
3x5ml

~~8147,-~~

**6625,-**

1 lahvička  
5ml

~~4040,-~~

**2595,-**

## G-Bond Starter Kit

Samoleptací, světlem tuhnucí jednosložkové adhezivum 7. generace, celá aplikace během 30 s.



**Starter Kit:** 5 ml, 50x mikrotip štětečky, mikrotip aplikátor a míchací miska

~~4279,-~~

**2575,-**

10g

~~390,-~~

**360,-**

## Cocoa Butter

Separáční médium k izolaci kovových nástrojů při zhotovování skloionomerních výplní. Výborná separace skloionomeru a kovových nástrojů, hladký povrch výplně.



## MI Varnish

Bioaktivní, fluoridační ochranný lak (varnish) s obsahem kalcia a fosfátu "Ochrana jediným tahem štětce".



**Intro Pack:** 10x 0,4 ml (5x jahoda, 5x máta), 20x štěteček

~~1028,-~~

**780,-**

**Refill Pack:** 35x 0,4 ml (jahoda / máta), 50x štěteček

~~3115,-~~

**2595,-**

## Tooth Mousse

Bioaktivní, dentální ochranný krém, který obnovuje minerální rovnováhu v ústech a stimuluje produkci slin.  
**Příchuť:** meloun, jahoda, máta, vanilka a tutti frutti.



5x sortiment + 1 ZDARMA

~~3143,-~~

**2575,-**

**10-Pack:** 10 ks sortiment nebo jedna příchuť

~~5785,-~~

**4435,-**

## MI Paste Plus

Stejně účinky jako GC Tooth Mouse, navíc obsahuje fluorid  
**Příchuť:** jahoda, máta, tutti frutti, vanilka a meloun



**5-Pack:** 5 ks sortiment + 1 ZDARMA

~~3399,-~~

**2800,-**

**10-Pack:** 10 ks sortiment nebo jedna příchuť

~~6468,-~~


**4935,-**



**SDI****BONUS** od 1. 5. – 30. 6. 2024

Akce SDI BONUS jsou určeny konečným uživatelům (ordinacím).

Při nákupu produktů z této strany v akčních cenách obdržíte bonusový produkt od výrobce.

**2 za 1****Luna 2**

(barva dle výběru)

Při nákupu Luna 2 (4 g stříkačka, dle vlastního výběru) obdržíte druhé balení Luna 2 (4 g stříkačka, odstín A2).

**2 za 1****Luna Flow**

(barva dle výběru)


Při nákupu Luna Flow (2 g stříkačka, dle vlastního výběru) obdržíte druhé balení Luna Flow (2 g stříkačka, odstín A2).

**2 za 1****Riva Star Aqua**

Při nákupu Riva Star Aqua tekutina/tekutina obdržíte druhé balení Riva Star Aqua tekutina/tekutina.

**Riva Kapsle Ultramat S**

Při nákupu 6 balení Riva kapsle dle vlastního výběru obdržíte amalgamátor Ultramat S.

**2 za 1****Aura Bulk Fill**

Při nákupu Aura Bulk Fill (4 g stříkačka) obdržíte druhé balení Aura Bulk Fill (4 g stříkačka).

**2 za 1****Riva Cem Automix**

Při nákupu Riva Cem Automix (2 x 4 g stříkačka) obdržíte druhé balení Riva Cem Automix (2 x 4 g stříkačka).

**3 za 2****Pola Night 10% / 16%**

Při nákupu 2 balení Pola Night 10% (10 x 1,3 g stříkačka) nebo Pola Night 16% (10 x 1,3 g stříkačka) obdržíte třetí balení Pola Night 10% nebo Pola Night 16%.

**3 za 2****Pola Day 6%**

Při nákupu 2 balení Pola Day 6% (10 x 1,3 g stříkačka) obdržíte třetí balení Pola Night 10% nebo Pola Night 16% (10 x 1,3 g stříkačka).

**2 za 1****Pola Rapid 6%**

Při nákupu balení Pola Rapid 6% (2,8 ml stříkačka) obdržíte druhé balení Pola Rapid 6% (2,8 ml stříkačka).

Při nákupu balení Pola Rapid 6% (3 x 2,8 ml stříkačka) obdržíte druhé balení Pola Rapid 6% (3 x 2,8 ml stříkačka).



# SDI | FIXAČNÍ CEMENTY

## RIVA CEM AUTOMIX

SKLOIONOMERNÍ

Riva cem automix je pryskyřici modifikovaný, skloionomerní upevňovací cement, chemicky tuhnoucí ve formě pasta/pasta uvolňující fluoridy. Je určen k definitivnímu cementování metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátů. Je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světlem.



VYNIKAJÍCÍ  
PEVNOST VAZBY



SNADNÉ ODŠTRANĚNÍ  
PŘEBYTEČNÉHO  
CEMENTU VYTVRZENÍM  
V REŽIMU TACK-CURE



TRVALÉ  
UVOLŇOVÁNÍ  
FLUORIDU



ionglass™  
BIOMIMETIC FORMULA



SDI BONUS  
2 za 1

Balení: 2x 4 g stříkačka automix,  
16x aplikační koncovky  
Kód: SD8800703

2.990,- ~~3.175,-~~

## SET PP

KOMPOZITNÍ

Samoleptací samoadhezivní pryskyřici modifikovaný duálně tuhnoucí fixační cement pro finální cementování náhrad z kovu, pryskyřice a keramiky.



VYNIKAJÍCÍ  
PEVNOST VAZBY



SNADNÉ ODŠTRANĚNÍ  
PŘEBYTEČNÉHO  
CEMENTU VYTVRZENÍM  
V REŽIMU TACK-CURE



TRVALÉ  
UVOLŇOVÁNÍ  
FLUORIDU



ionglass™  
BIOMIMETIC FORMULA



Balení: 2x 7 g stříkačka automix,  
28x aplikační koncovka  
Odstín: A1, A2, OA3,  
bílý opákní, translucent  
Kód: SD8805101-05

2.790,- ~~4.700,-~~

## RIVA LUTING

SKLOIONOMERNÍ

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí skloionomerní fixační cement. Díky vynikající adhezi k zubům, vysokému uvolňování fluoridu a zatékavosti, je použitelný pro široké spektrum klinických aplikací. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



ionglass™  
BIOMIMETIC FORMULA

Balení: 50x kapsle  
Kód: SD8650008

2.990,- ~~4.314,-~~



Velké balení: 35 g prášek, 24.3 ml tekutina  
Kód: SD8650508

1.990,- ~~2.839,-~~

## RIVA LUTING PLUS

SKLOIONOMERNÍ

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí, pryskyřici modifikovaný skloionomerní cement pro fixaci korunek, můstků, inlejí a onlejí. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



ionglass™  
BIOMIMETIC FORMULA

Balení: 50x kapsle  
Kód: SD8651008

3.690,- ~~5.090,-~~



Balení: 25 g prášek, 8.95 ml tekutina  
Kód: SD8651508

1.990,- ~~2.881,-~~



## PERMITE

## Normálně tuhnoucí

	50 kapslí	500 kapslí
<b>Velikost 1</b> 400 mg	Kód: SD4001303 <b>1.990,-</b>	Kód: SD4011323 * <b>14.990,-</b>
<b>Velikost 2</b> 600 mg	Kód: SD4002303 <b>2.490,-</b>	Kód: SD4012323 * <b>17.990,-</b>
<b>Velikost 3</b> 800 mg	Kód: SD4003303 <b>2.990,-</b>	Kód: SD4023303 <b>25.990,-</b>

## Pomalu tuhnoucí

	50 kapslí	500 kapslí
	Kód: SD4001404 * <b>1.990,-</b>	Kód: SD4011424 * <b>14.990,-</b>
	Kód: SD4002404 <b>2.490,-</b>	Kód: SD4012424 * <b>17.990,-</b>
	Kód: SD4003404 * <b>2.990,-</b>	Kód: SD4023404 * <b>25.990,-</b>

## GS-80

## Normálně tuhnoucí

	50 kapslí	500 kapslí
<b>Velikost 1</b> 400 mg	Kód: SD4411303 * <b>1.090,-</b>	Kód: SD4411323 * <b>8.990,-</b>
<b>Velikost 2</b> 600 mg	Kód: SD4412303 * <b>1.390,-</b>	Kód: SD4412323 * <b>12.990,-</b>
<b>Velikost 3</b> 800 mg	Kód: SD4413303 * <b>1.790,-</b>	Kód: SD4413323 * <b>14.990,-</b>

## Pomalu tuhnoucí

	50 kapslí	500 kapslí
	<b>UKONČENO</b>	<b>UKONČENO</b>
	Kód: SD4402404 <b>1.990,-</b>	<b>UKONČENO</b>
	Kód: SD4403404 <b>2.290,-</b>	<b>UKONČENO</b>

\* ekonomické balení v sáčku

\* do vyprodání zásob

## PERMITE

56% STŘÍBRA

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina s 56% obsahem stříbra. Je velmi pevný, snadno leštitelný a lehce tvarovatelný.



ilustrační foto

## GS-80

40% STŘÍBRA

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina s 40% obsahem stříbra. Vyznačuje se vysokou pevností a stabilitou v kavitě.



ilustrační foto






DA DENTAL ADVISOR

## POLA LIGHT

Hydrogen peroxid

Pola Light je pokročilý systém na bělení zubů, který je spojením oceněného bělicího gelu a LED náustku pro rychlejší domácí bělení. Rychle působí a zuby jsou vybělené za pouhých 5 dní. Lze dobíjet pro další bělení zubů. Systém se používá v kombinaci s gelem Pola Day. Gel zajišťuje extra hydrataci, zmírňuje přecitlivělost a remineralizuje zubní sklovinu.



Balení: 1 ks Pola Light náustek, 4x 3 g stříkačka Pola Day  
Kód: SD7700985

**2.290,-** ~~3.319,-~~

Balení: 3 g stříkačka Pola Day  
Kód: SD7700079.1

**399,-** ~~420,-~~

Balení: 50x 3 g stříkačka Pola Day  
Kód: SD7700079

**15.990,-** ~~20.375,-~~

Doplňkové balení  
k Pola Light



## POLA RAPID 6%

Hydrogen peroxid

Pola Rapid je nové ordinační bělení s vyšší viskozitou, které lze snadno a rychle aplikovat. Bezpečně vybělí zuby za 45 min. Díky modrému zabarvení gelu má lékař stále přehled o jeho aplikaci. Při aplikaci není potřeba používat gingivální bariéru. Pola Rapid je vhodná na bělení vitálních i devitalizovaných zubů. Obsahuje dusičnan draselný, který zabraňuje následné citlivosti zubů.



Balení pro 1 pacienta: 2.8 ml stříkačka  
Kód: SD7700510

**SDI BONUS 2 za 1 2.390,-** ~~2.636,-~~

Balení pro 3 pacienty: 3x 2.8 ml stříkačka  
Kód: SD87700511

**SDI BONUS 2 za 1 5.990,-** ~~6.520,-~~

## POLA DAY 6%

Hydrogen peroxid

Pola Day je pH neutrální gel s obsahem hydrogen peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou chuť a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení: 4x 1.3 g stříkačka  
Kód: SD7700357

**1.190,-** ~~1.348,-~~

Balení: 10x 1.3 g stříkačka  
Kód: SD7700359

**SDI BONUS 3 za 2 2.490,-** ~~2.779,-~~



## POLA NIGHT 16%

Karbamid peroxid

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchuť a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení EKO: 4x 3 g stříkačka  
Kód: SD7700390

**990,-** ~~1.117,-~~

SDI BONUS  
3 za 2

Balení: 10x 1.3 g stříkačka  
Kód: SD7700377

Balení EKO: 45x 1.3 g stříkačka  
Kód: SD7700398

**2.490,-** ~~2.779,-~~ **4.790,-** ~~7.311,-~~

## POLA NIGHT 10%

Karbamid peroxid

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchuť a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



navštivte naše nové  
webové stránky [polasmile.cz](http://polasmile.cz)



Balení: 4x 1.3 g stříkačka  
Kód: SD7700369

**1.190,-** ~~1.348,-~~

SDI BONUS  
3 za 2

Balení: 10x 1.3 g stříkačka  
Kód: SD7700371

**2.490,-** ~~2.779,-~~

## POLA NIGHT 10% FOR ALIGNERS

Pola For Aligners, obsahuje bělicí gel Pola Night 10% karbamid peroxid, který byl pečlivě vybrán jako ideální bělicí prostředek pro jakékoliv ortodontické nosiče. Svou flexibilitou umožňuje pacientům bělit pár hodin mezi jídly nebo s ohledem na praktičnost přes noc. Gel s vysokou viskozitou zajišťuje snadnou a bezpečnou aplikaci do nosičů.

Karbamid peroxid



Balení: 4x 3 g stříkačka  
Kód: SD7700556

**1.690,-** ~~2.037,-~~

## SOOTHE

Znecitlivující gel s obsahem 6% dusičnanu draselného a 0,1% fluoridu. Odstraňuje citlivost zubů, která vzniká při chemických nebo teplotních změnách. Lze jej využít jako doplněk před bělením zubů nebo po něm.



Balení: 50x 1.2 ml stříkačka  
Kód: SD8150034

**5.990,-** ~~8.966,-~~

Balení: 4x 1.2 ml stříkačka  
Kód: SD8150002

**890,-** ~~1.359,-~~



## RIVA SELF CURE

Riva self cure je radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, pro ART techniku, podložky, výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.



**Kolik stojí Váš čas?**  
Riva SC ve verzi FAST



Balení: 15 g prášek / 6.9 ml tekutina  
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5,  
T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8610501-23

**BPA  
&  
HEMA  
free**



**1.190,-** ~~1.417,-~~



**odstíny A2, A3**  
45 kaps./ bal.

**riva self cure**  
Balení: 45× kapsle  
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8606202, 3  
SD8606302, 3

**riva self cure HV**  
Balení: 45× kapsle  
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8630102, 3

**2.690,-** ~~4.183,-~~



**odstíny ostatní**  
50 kaps./ bal.

**riva self cure**  
Balení: 50× kapsle  
Odstíny: A1, A3.5, A4,  
B2, B3, sortiment,  
T-A2, T-A3, T-A3.5

Kód: SD8600001-13  
SD8605001-08  
SD8610000

**riva self cure HV**  
Balení: 50× kapsle  
Odstíny: A1, A3.5

Kód: SD8630001-4

**4.190,-** ~~5.103,-~~

## RIVA LIGHT CURE

Riva light cure je radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřičí modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetění fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů. Riva HV je materiál s vysokou viskozitou.

**BPA  
&  
HEMA  
free**



Balení: 15 g prášek / 7.2 ml tekutina  
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5

Kód: SD8700501-04



**1.490,-** ~~1.939,-~~



**odstíny A2, A3**  
45 kaps./ bal.

**riva light cure**  
Balení: 45× kapsle  
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8700062, 3

**riva light cure HV**  
Balení: 45× kapsle  
Odstíny: A2, A3

Kód: SD8730052, 3

**2.690,-** ~~4.153,-~~



**odstíny ostatní**  
50 kaps./ bal.

**riva light cure**  
Balení: 50× kapsle  
Odstíny: A1, A3.5, A4, B2, B3,  
B4, C2, C4, b, sortiment

Kód: SD8700001-16  
SD8710000

**riva light cure HV**  
Balení: 50× kapsle  
Odstíny: A1, A3.5, B1

Kód: SD8730001-06

**4.190,-** ~~5.353,-~~

## RIVA PROTECT

Riva Protect je ideálním produktem pro pacienty s velkým počtem zubních kazů – přilne přímo na zub, posílí spodní strukturu a efektivně zub ochrání před škodlivými bakteriemi a kyselinám.

**BPA  
&  
HEMA  
free**



Výběr: normálně tuhnoucí / rychle tuhnoucí  
Odstín: růžová, bílá  
Balení: 50× kapsle,

Kód: SD8680000, SD8685000  
SD8690000, SD8695000

**4.190,-** ~~5.830,-~~



Odstín: růžová, bílá  
Balení: 15 g prášek, 9.1 ml tekutina, 10 ml conditioner  
Kód: SD8680501, SD8690501

**2.190,-** ~~2.925,-~~

## RIVA SILVER

Radioopákní, stříbrem modifikovaný skloionomerní, chemicky tuhnoucí výplňový materiál. Vyznačuje se vynikající adhezí k zubu, trvalým uvolňováním fluoridu a vysokou tlakovou pevností. Díky svým vlastnostem je optimální výplňový materiál pro široké klinické použití. Riva silver má světle šedý odstín. Kapsle obsahují 18 % stříbra, prášek/tekutina obsahuje 21,6 % stříbra.

**vhodné pro pacienty  
se špatnou hygienou**

**BPA  
&  
HEMA  
free**



Balení: 50× kapsle  
Kód: SD8670008

**5.990,-** ~~7.315,-~~



Balení: 32 g prášek, 8.9 ml tekutina  
Kód: SD8670508

**5.490,-** ~~6.298,-~~



# SDI | KOMPOZITNÍ VÝPLNĚ

## LUNA 2

Univezální kompozitní materiál je možné použít pro přímé výplně, onleje, inleje a fazety. Vhodný na opravy kompozitů.



VYSOKÁ PEVNOST  
V TLAKU 360 MPA



VYSOKÁ PEVNOST  
V OHYBU 130 MPA



LEŠTĚNÍM  
K DOKONALOSTI



BPA  
&  
HEMA  
free



DA DENTAL  
ADVISOR



Balení: 4 g stříkačka  
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,  
C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB  
Kód: SD8452001-22

SDI BONUS  
2 za 1

1.640,- ~~1.850,-~~



Balení: 20x 0,25 g kompile  
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,  
C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB  
Kód: SD8452051-72

1.990,- ~~2.457,-~~

## LUNA FLOW / LUNA FLOW LV

Luna Flow nabízí vysokou radioopacitu, kontrolu nad aplikací, snadné a přesné sladění odstínů se stálostí barev, vynikající pevnost a odolnost proti oděru. Pro lékaře, kteří preferují více tekutosti je tu Luna Flow LV – málo viskózní varianta.



VYSOKÁ PEVNOST  
V TLAKU 421 MPA



VYSOKÁ PEVNOST  
V OHYBU 128 MPA



LEŠTĚNÍM  
K DOKONALOSTI



Luna Flow  
Balení: 2 g stříkačka  
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,  
C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB  
Kód: SD8566102-122

SDI BONUS  
2 za 1

799,- ~~897,-~~

Luna Flow LV  
Balení: 2 g stříkačka  
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2,  
C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB  
Kód: SD8566201-222

## AURA BULK FILL

Výplňový materiál určený pro zhotovování výplní v postranním úseku. Nízké polymerační napětí umožňuje polymeraci až 5 mm vrstvy. Materiál je v jedné univerzální barvě a vyznačuje pevností a jednoduchou manipulací.



DA DENTAL  
ADVISOR



SDI BONUS  
2 za 1

2.190,- ~~2.459,-~~

Balení: 5 ml  
Kód: SD8560012

## WAVE

Fluorid uvolňující zatékový radioopákní kompozitní materiál ve třech viskozitách wave; wave MV; wave HV, který je možné použít pro výplně všech tříd, pečetění fisur a opravy rekonstrukcí



Balení Bulk Kit: 10x 1 g stříkačka  
Odstíny: A1, A2, A3  
Kód: SD7500011-13

2.690,- ~~4.132,-~~

Balení: 1 g stříkačka, 5x aplikační kanyla  
wave - nejvíce zatékový

Odstíny: A1, A2, OA2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, I, G, B  
Kód: SD7510102 - SD7514147

wave MV - středně zatékový  
wave HV - nejméně zatékový

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1  
Kód: SD8310102 - SD8311101  
Kód: SD8210102 - SD8211101



399,- ~~585,-~~