

Orotol Plus

Nepěnlivý bezaldehydový přípravek pro současnou dezinfekci, dezodoraci, čištění a údržbu všech zubolékařských odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu.



2,5l

~~1959,-~~

1839,-

MD 555 cleaner

Vysoce účinný speciální koncentrát k důkladnému čištění odsávacího zařízení a odlučovače amalgámu. Rozpouští pevně usazené a ztvrdlé nánosy. Obzvláště vhodný při používání práškovačů a pro čištění odpadního potrubí, pro problematickou vodu, stejně jako pro vodovodní potrubí se špatným spádem.



2,5l

~~1849,-~~

1755,-

ID 212 / ID 212 Forte

Koncentrát bez obsahu aldehydů pro dezinfekci a čištění běžného instrumentária včetně rotačních nástrojů. Vhodný i pro ultrazvukové čističky, široké spektrum účinnosti. Při 2% ředění získáte 125 l pracovního roztoku, při 4% ředění je expozice jen 30 min. K dispozici i v silnější variantě Forte.



ID 212, 2,5l

~~2239,-~~

2135,-

ID 212 Forte, 2,5l

~~2339,-~~

2235,-

Rotasept

Přípravek na dezinfekci a čištění všech typů rotačních nástrojů. Používá se neředěný, nástroje se neoplachují, vhodný i pro ultrazvukové čističky. Účinnost - fungicidní, virucidní (včetně HBV, HIV), baktericidní.



2l

sleva
více než:

25%

~~850,-~~

633,-

Aspirmatic

Aspirmatic
Přípravek pro každodenní hygienické ošetření odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu. Rozpouští hleny, vhodný pro všechny druhy materiálů, biologicky odbouratelný. Doba působení je 30 minut.
Aspirmatic Cleaner
Speciální přípravek podporující účinek Aspirmaticu k použití 1x týdně. Odstraňuje anorganické usazeniny, jako je vodní kámen apod. Doba působení je 1–2 hodiny.



Aspirmatic, 2 l

~~1490,-~~

1385,-

Aspirmatic Cleaner, 2 l

~~1290,-~~

1185,-

Gigasept Instru AF

Přípravek na dezinfekci a čištění všech druhů nástrojů a je obzvláště vhodný pro zvukové čističky. Neobsahuje aldehyd, fenol ani aktivní chlór. Má velmi dobré čisticí schopnosti, široké spektrum účinnosti a příjemně voní.



2l

~~1430,-~~

1355,-

5l

~~3160,-~~

2995,-

Sekusept aktiv

K dezinfekci a čištění nástrojů, pomůcek z nerez, skla, gumy a plastu, dýchacích masek a nástrojů. Účinná látka: peroxoboritan sodný, TAED (neobsahuje aldehydy).



1,5kg

~~1259,-~~

1195,-

6kg

~~4659,-~~

4495,-

Zeta 1 Ultra

Bezaldehydový a bezfenolový dezinfekční a čistící roztok ve formě koncentrátu na nástroje. Široké spektrum účinnosti - baktericidní, fungicidní, mykobaktericidní (vč. TBC) a virucidní (vč. HIV, HBV, HCV). Ideální pro chirurgické a rotační nástroje, vhodné také pro jemné nástroje jako jsou skalpely, kleště, jehelce, vrtáčky, zrcátka, sondy apod. Přípravuje se jako 2% širokospektrální. Vhodné také do ultrazvukové čističky – při 35°C po dobu 30 minut.



1l

~~889,-~~

795,-

BIO savky spirálové

sleva více než:

20%



- Tvarovatelná spirálová savka s držákem jazyka.
- Použitím PE na biologické bázi, vyrobeného z cukrové třtiny.

100ks

~~410,-~~

323,-

Mikrozyd AF Liquid

Přípravek pro dezinfekci postříkem na plochy a předměty. Účinný proti bakteriím, mykobaktériím, mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a širokému spektru virů.



1l

~~270,-~~

255,-

5l

~~1150,-~~

1085,-

Mikrozyd AF ubrousky

Dezinfekční ubrousky napuštěné dezinfekčním roztokem k okamžitému použití



Náhradní
balení, 150ks

~~320,-~~

285,-

Savky flexibilní



- Bezlatexové savky s měkkým zakončením.
- Dodávány transparentní nebo bílé s modrou či bílou koncovkou.
 - Délka: 155 mm.

100ks

~~189,-~~

143,-

Apron č.1

Ochranné roušky pro pacienta vyrobené z umělé hmoty.
Dodávané v roli s perforací pro odtržení.

S výřezem pro krk a páskami pro zavázání.

Barvy: modrá (1), bílá (2), zelená (3), tmavě modrá (4), oranžová (6)
a žlutá (8).

Rozměr: 80 x 54 cm.



200ks

540,-

485,-

Apron č.3

Pacientské bryndáky vyrobené z polyetylénu a savé měkké celulózy.

Barvy: bílá, zelená, tmavě modrá, světle modrá, blankytná, světle
oranžová, tmavě oranžová, šedíková, vínová, žlutá a růžová.

Rozměry: 60x54 cm - 80 ks a 80x54 cm - 60 ks.



60x54 cm - 80 ks

320,-

285,-

80x54 cm - 60 ks

320,-

285,-

Ústenky Euronda



modrá, růžová nebo limetka

50ks

220,-

198,-

Roušky papírové
skládané

Barvy: oranžová, růžová,
žlutá, modrá, zelená,
fialová, vínová, světle
modrá, blue lagoon,
limetka - 500ks

680,-

637,-

černá - 500ks

790,-

715,-

Savky



různé barvy,
100ks

99,-

89,-

Kelímky



různé barvy,
100ks

95,-

79,-

Breeze

Samoadhezivní pryskyřičný cement pro
snadné tmelení fixních protetických prací a
kořenových čepů.

3 odstíny: A2, opákní bílý a transparentní.



4 ml + 12 kanyl

1444,-

1298,-

FibreKleer

Kompozitní čepy ze skelných vláken.

Kónické, ve velikostech: 1,25 mm, 1,375 mm a 1,50 mm..



čepy, 10 ks

1028,-

925,-

Ketac Molar
Aplicap/ Easymix

Oblíbený RTG kontrastní skloionomerní cement v kapslích pro
výplně v laterálním úseku.

Odstín: A3



Easymix A.R.T

1677,-

1509,-

Aplicap 50ks

5510,-

4959,-

Safargam GT 400



**Jediné kulaté kapsle –
vhodné i do starších
třepaček**

Ag – 43%, Cu – 25%, Sn – 32%

kapsle č. 1, 50ks

1247,-

1122,-

kapsle č. 2, 50ks

1549,-

1395,-

kapsle č. 3, 50ks

1904,-

1714,-

Provizorní upevňovací cement
na bázi zink oxidu bez obsahu
eugenolu.

Má extrémně tenkou tloušťku
vrstvy pro přesně padnoucí
provizorní náhrady.
Snadno se odstraňuje, protože
zbytky cementu zůstávají z
větší části v provizoriu.

Konečnou tvrdost lze snížit
přidáním vazelíny.



30g + 13g

1175,-

1057,-

CaviWipes

Dezinfekční ubrousky s nízkým
obsahem alkoholu (17 %),
neškodí povrchům.
Rozměr: 17,5 x 22,5 cm,
ekologické, biologicky
odbouratelné.



dóza - 160 ks

319,-

287,-

Express XT Penta

Vinyl polysiloxovaný otiskovací materiál pro techniku korekčního otisku (dvojí otiskování) i pro sendvičovou techniku (dvojí míchání, jedno otiskování). Materiál pro automatické míchání.

•**Express XT Penta H:** Hustší a viskóznější. Pro pevné otisky, odolné proti deformaci. (Varianta: Penta H – normálně tuhnoucí, Penta H Quick – rychle tuhnoucí)
•**Express XT Penta Putty:** Měkčí, tvarovatelná. Pro detailní otisky jako základní vrstva.



1x300ml báze, 1x60ml
katalyzátor

1826,-

Variotime Bite

A-silikonová
otiskovací hmota na
registraci skusu.
Nabízí vynikající
přesnost pro
dokonalou registraci
skusu.

Vysoká konečná
tvrdost - více než 94
Shore A.
Výrazně thixotropní,
rychle tuhne a snadno
se upravuje bez rizika
prasknutí.



Bite - 2x 50 ml

1000,-

898,-

Variotime Easy Putty

A-silikonový otiskovací materiál
pro veškeré indikace. Vynikající
reprodukce detailů a dlouhá
objemová stabilita. Umožňuje
variabilní pracovní čas pro
přípravu materiálu (1 - 2,5
minuty) při zachování vždy stejně
krátké doby tuhnutí (2,5 minuty).
Putty - k ručnímu míchání, putty.
Heavy Tray je určen pro korekční
otisk.



Kupte 2 balení Variotime Easy Putty
získáte 1 balení Variotime Bite ZDARMA

Easy putty - 2x 300 ml

1600,-

Speedex

C-silikonová otiskovací hmota
vhodná pro obě metody
otiskování.

Povrchově aktivován, velmi
dobře zatéká a vykreslí i
jemné detaily. Snap Set
tuhnutí, možná regulace
rychlosti tuhnutí.



set

1619,-

1457,-

light body/ medium
body - 140 ml

489,-

439,-

putty - 910 ml

1209,-

1088,-

Aktivátor
60ml

709,-

638,-

Stomaflex



C-silikonová hmota vhodná pro běžné použití v každodenní praxi.

Putty

710,-

639,-

Light

243,-

219,-

Katalyzátor

289,-

259,-

ZetaPlus

Jednoduchá manipulace i
míchání, vynikající
zatékavost.

Při vkládání do úst je
měkký a velmi dobře se
otiskuje.

Po zatuhnutí má
jedinečnou finální tvrdost,
čímž je zabráněno zborcení
stěh otisku.

Pracovní čas a dobu
tuhnutí si můžete
regulovat množstvím
katalyzátoru.



Sada

1219,-

1097,-

Ypeen

Oblíbená alginátová
otiskovací hmota rychle
tuhnoucí v ústech, s
optimální manipulační
dobou.



450g

222,-

198,-

Elastic Cromo

Alginátová, elastická,
otiskovací hmota s fázovým
barevným indikátorem a
možností odlít otisk až za
120 hodin.
Barevná indikace fází tuhnutí.



450g

216,-

194,-

Repin



425g

392,-

353,-

Hydrogum 5



Bezprašný
alginát s vysokou
objemovou
stálostí 5 dnů.
Ovocná chuť,
fialová barva,
antidávivá
složka.

453g

429,-

386,-

Orthoprint

Alginátová hmota s
vanilkovou příchutí
vhodná pro děti i dospělé.
Extra rychlé tuhnutí (45
vteřin).
Ideální pro ortodoncii,
díky super rychlé práci a
antidávivé složce.
Žlutá barva, vysoce
elastická.



500g

379,-

339,-

Ceradent

Tradiční modelovací plotýnkový vosk růžové barvy.
Vhodný pro modelování bází náhrad a skusových valů u
snímacích náhrad.
V tuhém stavu je dostatečně odolný a pevný.



1000g

876,-

789,-

Luna 2

Univerzální kompozitní materiál je možné použít pro přímé výplně, onleje, inleje a fazety. Vhodný na opravy kompozitů.



Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2

4 g stříkačka

2078,-

1090,-

Luna Flow

Luna Flow nabízí vysokou radioopacitu, kontrolu nad aplikací, snadné a přesné sladění odstínů se stálostí barev, vynikající pevnost a odolnost proti oděru. Pro lékaře, kteří preferují více tekutosti je tu Luna Flow LV – málo viskózní varianta.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB



2 g stříkačka

988,-

499,-

Aura Easy

Výplňový kompozitní materiál pro frontální a distální úsek chrupu.



20x 0.25 g kompule

Odstíny: AE2, AE3, AE4

3387,-

2490,-

Wave

Fluorid uvolňující zatékový radioopákní kompozitní materiál ve třech viskozitách wave, wave MV, wave HV, který je možné použít pro výplně všech tříd, pečetění fi sur a opravy rekonstrukci.

Balení Bulk Kit: 10x 1 g stříkačka

Odstíny: A2, A3

wave - nejvíce zatékový

Odstíny: A1, A2, OA2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, G, B

wave MV - středně zatékový wave HV - nejméně zatékový

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1



1 g stříkačka, 5x aplikační kanyla

644,-

449,-

Balení Bulk Kit

4554,-

3490,-

Set PP

Samoleptací samoadhezivní **kompozitní** pryskyřici modifikovaný duálně tuhnoucí fixační cement pro finální cementování náhrad z kovu, pryskyřice a keramiky.



2x 7 g stříkačka automix, 28x aplikační koncovka

Odstín: A2

5177,-

3290,-

Aura Bulk Fill

Výplňový materiál určený pro zhotovování výplní v postranním úseku. Nízké polymerační napětí umožňuje polymeraci až 5 mm vrstvy. Materiál je v jedné univerzální barvě a vyznačuje pevností a jednoduchou manipulací.



4 g stříkačka

2710,-

1390,-

Stela

ALTERNATIVA NEJEN K AMALGÁMU

Stela Kapsle Intro Kit

Balení: 10x kapsle, 5 ml Primer, 15x aplikační štětečky Superfine

3419,-

1690,-

Stela Automix Intro Kit

Balení: 8 g stříkačka automix, 5 ml primer, 15x míchací špička, 15x aplikační štětečky Superfine

5667,-

3190,-

Stela Primer

Balení: 5 ml Primer

1558,-

1190,-

Stela Kapsle

Balení: 50x kapsle velikost 3

6850,-

4490,-

Stela Automix stříkačka

Balení: 8 g stříkačka automix

4560,-

2990,-

Stela koncovky

Balení: 50 ks

1747,-

1490,-



Radii-Cal CX

Kolimovaný paprsek polymerační lampy Radii-Cal CX zajišťuje stejnoměrné vytvrzení ve všech hloubkách výplně. Tím je zajištěno rychlé a predikovatelné vytvrzení všech zubních výplní. Je optimalizována na klíčovou vlnovou délku 440-480 nm, která maximalizuje aktivaci monomerů kafrcinonu. Tím je zajištěna účinná polymerizace světlem vytvrditelných výplňových materiálů.



24.292,-

19990,-

Permite

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina s 56% obsahem stříbra. Je velmi pevný, snadno leštitelný a lehce tvarovatelný.



50ks, 400mg (vel. 1)

2390,-

50ks, 600mg (vel. 2)

3090,-

50ks, 800mg (vel. 3)

3590,-

500ks, 400mg (vel. 1)

18990,-

500ks, 600mg (vel. 2)

22990,-

500ks, 800mg (vel. 3)

31990,-

GS 80

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina s 40% obsahem stříbra. Vyznačuje se vysokou pevností a stabilitou v kavitě.



50ks, 400mg (vel. 1)

1390,-

50ks, 600mg (vel. 2)

1790,-

50ks, 800mg (vel. 3)

2290,-

500ks, 400mg (vel. 1)

10990,-

500ks, 600mg (vel. 2)

15990,-

500ks, 800mg (vel. 3)

19990,-

Aplikační štětečky

Ohebné aplikátory, které jsou rezistentní vůči kyselému prostředí a rozpouštědlům. Flexibilní násadka umožňuje aplikaci i v těžko přístupných místech. Používají se pro nanášení malých množství tekutin, jako např. bondů, pečidel, leptadel, linerů apod.



Sortiment balení: 100× Fine tmavě zelené, 100× Fine světle zelené, 100× Super Fine fialové, 100× Medium světle modré

400 ks
Superfine (fialová)
Fine (zelená)
Medium (modrá)

~~1202,-~~

699,-

Stae

Jednosložkový adhezivní systém 5. generace na sklovinu i dentin. Obsahuje radikální resinový systém, který výrazně snižuje velikost spáry a smršťování. Rozpouštědlo je směs acetonu a vody a účinkuje na suchém i vlhkém povrchu. Stae účinně a homogenně proniká hybridní vrstvou a zajišťuje vynikající vazbu k zubu. Stae je vhodný pro bondování kompozitů, kompoerů a porcelánu.



5ml

~~3091,-~~

1490,-

Zipbond

Zipbond Universal je jednosložkové univerzální adhezivum uvolňující fl uoridy, kompatibilní s technikami samoleptání, selektivního leptání a celkového leptání.



5ml

~~2555,-~~

1490,-

Riva LC light cure
prášek + tekutina

Radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřici modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetení fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů.



Balení: 1x15g prášek, 1x7,2 ml tekutina, odstíny: A2, A3

~~2137,-~~

1690,-

Riva SC self cure
prášek + tekutina

Radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní výplňový materiál s vysokou viskozitou, která je čtyřikrát vyšší než u Riva SC. Používá se jako náhrada dentinu, ART techniku, pro podložky, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů.



Balení: 1x15g prášek, 1x7,2 ml tekutina, odstíny: A2, A3

~~1562,-~~

1390,-

Riva Luting

Ideální radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní fixační cement. Díky vynikající adhezi k zubům, vysokému uvolňování fluoridu a zatékavosti, je použitelný pro široké spektrum klinických aplikací. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Kapsle, 50ks

~~4754,-~~

3990,-

35g prášek + 24,3ml tekutina

~~3130,-~~

2490,-

Riva LC light cure
kapsle

Radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřici modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetení fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů.



Odstíny: A2, A3, 45x kapsle,, tvrdost: normal nebo HV (tvrdá)

~~4575,-~~

2990,-

Odstíny: A1, A3.5, A4, C4, sortiment, 50x kapsle

~~5463,-~~

3990,-

Riva SC self cure
kapsle

Radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní výplňový materiál s vysokou viskozitou, která je čtyřikrát vyšší než u Riva SC. Používá se jako náhrada dentinu, ART techniku, pro podložky, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů.



Odstíny: A2, A3, 45x kapsle,, tvrdost: normal nebo HV (tvrdá)

~~4608,-~~

2990,-

Riva Luting Plus

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí, pryskyřici modifikovaný skloionomerní cement pro fixaci korunek, můstků a onlejí. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Kapsle, 50ks

~~5610,-~~

4490,-

25g prášek + 8,95ml tekutina

~~3176,-~~

2490,-

Riva Cem Automix

Riva cem automix je pryskyřici modifi kovaný, skloionomerní fi xační cement, chemicky tuhnoucí ve formě pasta/pasta uvolňující fl uoridy. Je určen k defi nitivnímu cementování metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátů. Je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světlem.



2x 4 g stříkačka automix, 16x aplikační koncovky

~~3434,-~~

2290,-

Riva Protect

Riva Protect je ideálním produktem pro pacienty s velkým počtem zubních kazů – přilne přímo na zub, posílí spodní strukturu a efektivně zub ochrání před škodlivými bakteriemi a kyselinami



Kapsle, 50ks

~~6426,-~~

5490,-

15 g prášek, 9.1 ml tekutina, 10 ml conditioner

~~3224,-~~

2990,-

Riva Silver

Radioopákní, stříbrem modifikovaný skloionomerní, chemicky tuhnoucí výplňový materiál. Vyznačuje se vynikající adhezí k zubu, trvalým uvolňováním fluoridu a vysokou tlakovou pevností. Díky svým vlastnostem je optimální výplňový materiál pro široké klinické použití. Riva silver má světle šedý odstín. Kapsle obsahují 18 % stříbra, prášek/tekutina obsahuje 21,6 % stříbra.



Kapsle, 50ks

~~8062,-~~

6490,-

32 g prášek, 8.9 ml tekutina

~~6942,-~~

5490,-

Cognoscin

Sprej s vůní máty je zdravotnický prostředek pro endodontický diagnostický test citlivosti a vitality zubní dřeně



sleva: 25%


75ml

~~312,-~~

235,-

Calcicur

Okamžitě aplikovatelný kalcium hydroxid na přímé překrytí pulpy a dočasné plnění kořenových kanálků. Obsahuje 45% hydroxidu vápenatého v dobře resorbovatelné formě



2 ml / 2,5g

~~1340,-~~

1198,-

3 x 2,5g

~~3530,-~~

3178,-

Depural neo

Depuralizační pasta k očištění povrchu zubů po odstranění zubního kamene a před zhotovováním výplně. Vhodná také k odstranění barevných pigmentací na povrchu zubu a při konečné úpravě kompozitních výplní.



75g

~~191,-~~

172,-

Tokuso Rebase II Fast kit

Rychle tuhnoucí, rebazovací materiál pro tvrdé rebaze protéz přímo v ústech pacienta. Od namíchání do konečného vytvrzení jen 5,5 min.



Balení obsahuje 80 g prášku, 48 g Resin Hardneru, 50 ml tekutiny, 15 ml adhesiva.

~~4699,-~~

4229,-

80 g prášku a 55 g tekutiny

~~344,-~~

309,-



Adhesor, zinkfosfátový cement, se používá jako podložkový materiál pod amalgamové a kompozitní výplně, dočasný výplňový materiál, pro fixace korunek a můstků a plnění kořenových kanálků.

Adhesor Carbofine

Adhesor Carbofine, zinkpolykarboxylátový cement se používá jako podložkový cement pro fixaci korunek. Působí dlouhodobě v ošetřovaném zubu.



80 g prášku a 40 g tekutiny

~~431,-~~

388,-

ANA 2000 Duett

Oblíbený smíšený amalgám obsahující sférické i disperzní částice s vysokým obsahem mědi..



sleva: 15%

Složení: Ag 43,1 %, Sn 30,8 %, Cu 26,1 %.

balení

~~10.370,-~~

8815,-

Úvodní balení: 33 g prášku, 12 ml tekutiny a příslušenství.

~~2982,-~~

2684,-

Klinické balení: 3 x 33 g prášku, 3 x 12 ml tekutiny a příslušenství

~~4979,-~~

4481,-



Skleionomerní, fixační cement pro inleje, onleje, korunky, můstky, kořenové čepy, dlahy a ortodontické brekety. Extrémně silná chemická vazba na zubní tkáň. RTG kontrastní.

Septoject

Vynikající, specificky tvarované jehly pro karpulové stříkačky nebo intraligamentální anestezii.

- Excelentní a bezbolestný průnik do tkáně díky vysoce kvalitní trojitě zkosené jehle s leštěným a silikonem ošetřeným hrotem.



30G, délky: 12mm, 16mm, 25mm

balení: 100ks

~~520,-~~

468,-

Super Polish

Osvědčená pasta pro vysoký lesk se používá pro leštění přirozených zubů, kompozit, amalgámů, skloionomerů a zlata.



45g

~~375,-~~

337,-



50g

~~437,-~~

389,-

Clean Polish

Čistící a leštící pasta (Clean) a pasta na vysoký lesk (Super). Vynikající na leštění přirozených zubů, amalgámů, kompozit, skloionomerů a zlata.

Listerine Total Care

- chrání před zubním povlakem a snižuje jeho obsah
- udržuje zdravé dásně
- posiluje zuby proti zubnímu kazu
- pomáhá chránit před zubním kamenem a udržovat zuby přirozeně bílé
- ničí bakterie i v mezizubním prostoru
- udržuje svěží dech po 24 hodin



1000ml

~~250,-~~

197,-

sleva více než:

20%

Dry Mouth Gel

Gel na suchá ústa

sleva
více než:

25%



nyní jen:

2.378,-

10ks sortiment: 4x máta, 2x
malina, 2x pomeranč, 2x citron~~3208,-~~

2575,-

10ks malina

~~3208,-~~

2575,-

GC Repair Kit

Balení: G-Premio BOND 5x unidose, CERAMIC PRIMER II 5x unidose, Gradia Plus OA1 (opáker pro překrytí dostaveb na bázi kovu) tuba 2 ml, technický průvodce, aplikátory a mikroštetčky

sleva
více než:

25%



nyní jen:

2.598,-

balení

~~3484,-~~

2875,-

G-Multi Primer

Zajišťuje trvalou adhezi ke všem typům náhrad, kombinuje tři různé monomery k dosažení perfektní adheze ve všech situacích.



nyní jen:

1.798,-

5ml

~~2328,-~~

1995,-

G-aenial Anterior /
Posterior / Flo X

nyní jen:

1.429,-

sleva až:

38%

**Flo X:** A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 (3,6g)~~2307,-~~

1565,-

Anterior: 2,7 ml (4,7 g) XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE**Posterior:** 2,7 ml (5,5 g) P-A1, P-A2, P-A3, P-A3,5, P-JE, P-IE

tuba

~~2289,-~~

1535,-

G-aenial Universal
Injectablesleva
více než:

24%

nyní jen:

985,-
na tubu**Odstíny:** XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

Unitip 10x0,16ml

~~1960,-~~

1685,-

tuba 1x1ml

~~1300,-~~

1075,-

G-aenial Universal
Flosleva
více než:

38%

nyní jen:

1.457,-

**Odstíny:** BW, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3, JE a AE

Tuba: 3,4g

~~2359,-~~

1585,-

G-Premio Bond

sleva až:

38%

nyní jen:

6.275,-
na 3x5ml

nyní jen:

2.478,-
na 5ml3-Bottle Pack:
3x5ml~~8464,-~~

6375,-

1 lahvička
5ml~~4040,-~~

2685,-

G-Bond Starter Kit

Samoleptací, světlem tuhnoucí jednosložkové adhezivum 7. generace, celá aplikace během 30 s.

nyní jen:

2.467,-

sleva
více než:

44%

**Starter Kit:** 5 ml, 50x mikrotip štětcečky, mikrotip aplikátor a míchací miska~~4445,-~~

2675,-

Cocoa Butter

Separáční médium k izolaci kovových nástrojů při zhotovování skloionomerních výplní. Výborná separace skloionomeru a kovových nástrojů, hladký povrch výplně.



10g

~~408,-~~

360,-

MI Varnish

Bioaktivní, fluoridační ochranný lak (varnish) s obsahem kalcia a fosfátu "Ochrana jediným tahem štětce".

nyní jen:

727,-
na Intro

nyní jen:

2.398,-
na RefillIntro Pack; 10x 0,4 ml
(5x jahoda, 5x máta),
20x štětceček~~1074,-~~

780,-

Refill Pack; 35x 0,4 ml
(jahoda / máta), 50x
štětceček~~3254,-~~

2595,-

Tooth Mousse

Bioaktivní, dentální ochranný krém, který obnovuje minerální rovnováhu v ústech a stimuluje produkci slin.

Příchuť: meloun, jahoda, máta, vanilka a tutti frutti.

nyní jen:

2464,-
na 5-Pack

nyní jen:

4245,-
na 10-Pack

sleva až:

38%

5x sortiment + 1 ZDARMA

~~4014,-~~

2575,-

10-Pack: 10 ks sortiment
nebo jedna příchuť~~6045,-~~

4465,-

MI Paste Plus

Stejně účinky jako GC Tooth Mouse, navíc obsahuje fluorid
Příchuť: jahoda, máta, tutti frutti, vanilka a meloun



nyní jen:

2.595,-
na 5-Pack

nyní jen:

4776,-
na 10-Pack

sleva až:

40%

5-Pack: 5 ks sortiment + 1
ZDARMA~~4380,-~~

2800,-

10-Pack: 10 ks sortiment
nebo jedna příchuť~~6759,-~~

4975,-

Pola Rapid 6%

Pola Rapid je nové ordinační bělení s vyšší viskozitou, které lze snadno a rychle aplikovat. Bezpečně vybělí zuby za 45 min. Díky modrému zabarvení gelu má lékař stále přehled o jeho aplikaci. Při aplikaci není potřeba používat gingivální bariéru. Pola Rapid je vhodná na bělení vitálních i devitalizovaných zubů. Obsahuje dusičnan draselný, který zabraňuje následné citlivosti zubů.

Účinná látka: hydrogen peroxid



Balení pro 1 pacienta:
2.8 ml stříkačka

~~2848,-~~

1590,-

Balení pro 3 pacienty:
3x 2.8 ml stříkačka

~~7045,-~~

3690,-

Pola Day 6%

Pola Day je pH neutrální gel s obsahem hydrogen peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.

Účinná látka: hydrogen peroxid



Balení: 4x 1.3 g stříkačka

~~1456,-~~

1290,-

Balení: 10x 1.3 g stříkačka

~~3002,-~~

2690,-

Pola Luminate 6%

Jednoduchý nástroj pro udržení jasného, bílého úsměvu mezi návštěvami lékaře. Rychleschnoucí gel s nízkou viskozitou umožňuje vytvoření tenkého filmu na povrchu zubu s minimální dobou schnutí.



Balení: 5.5 ml

~~1440,-~~

1140,-

Pola Light

Pola Light je pokročilý systém na bělení zubů, který je spojením oceněného bělicího gelu a LED náustku pro rychlejší domácí bělení. Rychle působí a zuby jsou vybělené za pouhých 5 dní. Lze dobíjet pro další bělení zubů. Systém se používá v kombinaci s gelem Pola Day. Gel zajišťuje extra hydrataci, zmírňuje přecitlivělost a remineralizuje zubní sklovinu.

Účinná látka: hydrogen peroxid



Balení: 1 ks Pola Light náustek,
4x 3 g stříkačka Pola Day

~~3522,-~~

2790,-

Balení: 3 g stříkačka Pola Day

~~485,-~~

399,-

Balení: 50x 3 g stříkačka
Pola Day

~~22018,-~~

14990,-

Pola Night 16%

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení EKO: 4x 3 g stříkačka

~~1207,-~~

990,-

Balení: 10x 1.3 g stříkačka

~~3002,-~~

2690,-

Balení EKO: 45x 1.3 g
stříkačka

~~7901,-~~

5990,-

Pola Night 10%

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení: 4x 1.3 g stříkačka

~~1456,-~~

1290,-

Balení: 10x 1.3 g stříkačka

~~3002,-~~

2690,-

Super Etch

Leptací gel na sklovinu a dentin s obsahem 37% kyseliny fosforečné.



Balení: 12 g stříkačka, 25x
aplikační koncovka

~~1301,-~~

990,-

Balení: 2x 31 g stříkačka,
50x aplikační koncovka

~~2721,-~~

1990,-

Riva Coat

Světlem tuhnoucí ochranný lak pro skloionomerní výplně. .



5 ml

~~1592,-~~

1290,-

Riva Conditioner

Roztok kyseliny polyakrylové pro jemné odstranění „smear layer“ z dentinu a skloviny.




10 ml

~~1641,-~~

1290,-

Hawe Contoured matrice

Anatomicky tvarované matrice z nerezové oceli o tloušťce 0,045 mm.



konturované
matrice, 30 ks

~~1044,-~~

975,-

Hawe matrice

0,045 mm - 30 ks

~~528,-~~

488,-

0,038 mm - 30 ks

~~259,-~~

233,-

0,030 mm - 30 ks

~~270,-~~

248,-



Matrice Striproll

Transparentní Striproll rovné páskové matrice pro kompozitní výplně. Velmi tenké a přesto odolné. Varianta oblíbených matic **Striproll modré**- transparentní modrá barva. Zajišťují lepší kontrast mezi matricí a strukturou zubu. Délka 15 m, šířky: 6 mm, 8 mm nebo 10 mm.



15m

~~438,-~~

398,-

RubyCal



Kalciumhydroxidová pasta s BaSO₄ (síranem barnatým), vhodná ihned k použití. Pasta je radioopákní. Může být použita jako liner nebo dočasná výplň. Výsoce radioopákní, snadno odstranitelný, vysoké pH > 12, snadná manipulace.

2 × 2 g stříkačka,
RD8037

~~790 Kč~~

711 Kč



RubyFlow



Tekoucí světlem tuhnoucí radioopákní kompozit. Nízké smrštění, nízké opotřebení, leštitelnost do vysokého lesku, krásné estetické náhrady, velmi nízká drsnost povrchu, výborná manipulace, nelepkavý, velmi dobrá okrajová adaptace.

Varianty

1 × 2 g stříkačka A2, RD5535

1 × 2 g stříkačka A3, RD5536

~~420 Kč~~

378 Kč



RubyCal LC



Světlem tuhnoucí, rentgen kontrastní liner na pryskyřičné bázi tekuté konzistence. Je vyztužený sklem a uvolňuje fluoridy. Kompatibilní se všemi komerčně dostupnými dostavbovými materiály a cementy. Přímé a nepřímé uzavírání buničiny, vytvrzování světlem, jednosložkový.

2 × 2 g stříkačka,
RD8052

~~790 Kč~~

711 Kč



RubyEtch



Leptací gel obsahující 37 % kyseliny fosforečné. Dodává se ve 3 ml stříkačkách s velmi tenkou aplikační jehlou, aplikuje se velmi snadno a bezpečně pouze na místa, která chceme naleptat. Snadno omyvatelný, modře zbarvený, perfektní povrchová retence.

3 ml stříkačka,
RD5683

~~249 Kč~~

225 Kč



RubyEdta



EDTA Gel je 17 % EDTA s 10 % peroxidem karbamidu ve vodě rozpustném gelu. Používá se jako chemické a mechanické chelatační činidlo při preparaci kořenových kanálků. Snadno se aplikuje, antibakteriální účinek, snižuje poškození filu (pilníku).

2 × 3 ml stříkačka,
RD8069

~~290 Kč~~

261 Kč



RubyMark artikulační papír podkova



Citlivý artikulační papír pro jednoduché značení ve variantě podkova. Nelepkavý, hladký povrch, oboustranné použití.

80μ, modrá/červená,
72 ks, RD9613

~~319 Kč~~

287 Kč



RubyMark artikulační papír rovný



Citlivý artikulační papír pro jednoduché značení. Nelepkavý, hladký povrch, oboustranné použití.

Varianty

40μ, červená/červená, 144 ks, RD9600

40μ, červená/modrá, 144 ks, RD9602

80μ, červená/modrá, 144 ks, RD9604

~~249 Kč~~

224 Kč



RubyMark artikulační papír rovný 200 μ



Citlivý artikulační papír se speciálním flísovým povrchem pro snadné značení. Nelepkavý, hladký povrch, nejpřesnější kontrola okluze.

Varianty

200μ, modrá, 300 ks, RD9607

200μ, červená, 300 ks, RD9606



~~530 Kč~~

489 Kč

DiaPolisher Paste

nyní jen:
1.278,-

Diamantová lešticí pasta GC DiaPolisher Paste byla vyvinuta pro další vylepšení estetických výsledků kompozitních výplní zhotovených z materiálů G-aenial, Kalore, Gradia Direct nebo Gradia

2g

~~1566,-~~**1350,-**

Ceramic Primer II

Adhezivum pro vytvoření silné vazby během fixace mezi všemi estetickými nepřímými náhradami a cementy na bázi pryskyřice, nebo při opravách přímých kompozitních náhrad.

nyní jen:
2.667,-

3ml

~~3148,-~~**2833,-**

EQUIA Coat

Nový unikátní výplňový systém, který kombinuje novou generaci skleněných částic (EQUIA Fil kapsle) s vysoce naplněným pryskyřičným ochranným lakem (EQUIA Coat). Spojuje rychlou a snadnou manipulaci s dokonalými fyzikálními vlastnostmi a nepřekonatelnou estetikou. Inteligentní řešení - lak je navržen tak, aby se po několika měsících rovnoměrně opotřeboval.

nyní jen:
1.798,-

4ml

~~2564~~**1985,-**

EQUIA Forte HT

Refill á 50 kapslí v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment.

4330,-

nyní jen:

3.998,-

Klinické balení obsahuje: 200 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny A2, A3, B2.

15400,-

nyní jen:

14988,-

Promo balení obsahuje: 100 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny: A2, A2-A3, A3, A3-B2.

8560,-

nyní jen:

7.878,-

Intro balení obsahuje: 20 kapslí, 20 ks unitdase EQUIA Forte Coat a 25 jednorázových štětečků v odstínech - odstíny A2, A3, B2.

2550,-

nyní jen:

2.276,-

EQUIA Forte Coat

Bulkový sklohybridní výplňový materiál pro pacienty od 7 let a výše. Rychle tuhnaoucí, estetický výplňový materiál s jedinečnou SKLOHYBRIDNÍ technologií s vysokou odolností proti prasklinám a opotřebení s uvolňováním fluoridu. Díky využití vlastní univerzální adhezivní technologie a vynikající smáčivosti není nutné použití kondicionéru ani bondu.

nyní jen:
1.898,-

4ml

~~2710,-~~**2075,-**

Fuji Cem Evolve

nyní jen:
5.987,-
na Triplenyní jen:
2.367,-
na Single

Skloionomerní cementy jsou chloubou GC díky dokonalé kvalitě, kterou prokázaly nezávislé klinické studie po celém světě.

Triple Pack: 3x 9,2g + 45x koncovka

~~7962,-~~**6575,-**

Single Pack: 9,2g + 15x koncovka

~~3124,-~~**2575,-**

Exaclear

Inovativní, čirý VPS materiál vhodný pro náročné estetické případy s vynikajícími výsledky. Vysoká úroveň transparence zajišťuje skvělou možnost vizuální kontroly a viditelnost detailů. Bezkonkurenční průsvitnost umožňuje velmi efektivní polymeraci přes silikon.

nyní jen:
1.898,-

kartuše
2x51g

~~2425,-~~**2075,-**

everStick Perio

Estetické řešení pro parodontální dlahování šetrné pro pacienty

nyní jen:
1.797,-
1x8cmnyní jen:
2.507,-
na Intro

1x8cm

~~2894,-~~**1985,-**

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D

~~4073,-~~**2785,-**

everX Flow

Zatékavý kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny určený pro náhradu dentinu. Nejsilnější náhrada dentinu pro zpevnění velkých kavít. Vynikající odolnost proti zlomení, téměř shodná s dentinem, a to díky vysokému podílu krátkých vláken, která jsou pevně vázána na živčinnou matici.

nyní jen:
1.499,-

stříkačka 2ml (3,7g),
bulkový nebo
dentinový odstín,
20x koncovka

~~1996,-~~**1685,-**

everX Posterior

Vlákný zesílený kompozit pro náhradu dentinu. Obsažená krátká vlákna z něj činí perfektní materiál pro zesílení všech rozsáhlých kompozitních výplní. Vlákna zabraňují vzniku a šíření prasklin - odolnost odpovídá dentinu.

nyní jen:
2.098,-
15 Unitipůnyní jen:
6.278,-
50 unitipů

15 unitipů x
0,13 ml

~~2694,-~~**2275,-**

50 unitipů x
0,13 ml

~~8086,-~~**6785,-**

everStick C&B

Skelní vlákna vyztužené materiály. Spolehlivé, minimálně invazivní, extra pevné, estetické. Pro minimálně invazivní kompozitní můstky vyztužené vlákny

nyní jen:
1.977,-
1x8cmnyní jen:
2.507,-
na Intro

1x8cm

~~3133,-~~**2165,-**

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D

~~4073,-~~**2785,-**

Tempsmart DC

Duálně tuhnoucí kompozit pro dočasné korunky a můstky bez obsahu změkčovadel. Krátký pracovní postup díky pohodlné možnosti polymerování - celkový čas jsou 3 minuty. Vysoká pevnost v lomu pro dočasné náhrady. Snadno leštitelný až do vysokého lesku a dosažení vysoké estetiky. **K dispozici:** v 48 ml kartuších (A1, A2, A3, A3.5, B1 a BW) a 10 ml stříkačkách (A1, A2, A3 a B1).



Kartuše 48ml

3496,-

2845,-

Stříkačka 10ml

2085,-

1685,-

G-CEM LinkForce

Univerzální duálně tuhnoucí adhezivní fixační cement pro všechny indikace a všechny materiály.

Starter kit: 1x8,7g G-CEM LinkForce A2 nebo TL, 20x GC Automix Tip Regular, 1x5ml G-Multi PRIMER, 1x5ml G-Premio BOND, příslušenství.

Refill A2 /
Translucent; 8,7 g

5386,-

4475,-

Starter Kit: A2 / Translucent

6822,-

5685,-

G-CEM Veneer

Světlem tuhnoucí pryskyřičný cement určený pro fixaci estetických fazet.

sleva
více než:

26%

Starter Kit: 2x G-CEM Veneer Refi I (1 ml / 1.7 g) A2 & TR, 2x Try-in Paste Refi I (2 ml / 1.5 g) A2 & TR, 5ml 5ml G-Multi PRIMER, 5ml G-Premio BOND, 45x koncovky pro G-CEM Veneer, 2x ochranný kryt stříkačky, 50x mikroštětečky, 20x dávkovací mistička

8872,-

6575,-

Refill: 1,7g (A2, Translucent, Opaque, Bleach)

1276,-

960,-

Essentia Universal



nyní jen:

1.158,-

Essentia Universal – Univerzální světlem polymerující kompozit s kondenzovatelnou konzistencí

1 tuba 3,4g

1842,-

1255,-

Essentia

Světlem tuhnoucí, radioopákní, univerzální výplňový materiál. Pouze 7 odstínů pro všechny klinické situace.

Odstíny: LD, MD, DD, LE, DE, U a ML. K dispozici čtyři **modifikátory** (RBM, B?, WM a OM) vyvinuté pro rychlou charakterizaci vašich výplní.

Starter Kit: stříkačky: 7x2ml (1 od každého odstínu), 20 aplikačních koncovek a příslušenství.

Modifier Kit: 2x2,4ml (1 od každého odstínu)



nyní jen:

1.158,-
na tubu

nyní jen:

4.989,-
na kit1 tuba,
libovolný odstín

1842,-

1255,-

Modifier Kit

6381,-

5485,-

Essentia HiFlo/LoFlo



nyní jen:

1.457,-

HiFlo/LoFlo – zatékavé
fotokompozity
HiFlo - vysoká zatékavost
LoFlo - nízká zatékavost

1 tuba – 3,4g

1842,-

1585,-

Gradia Direct

sleva
více než:

46%

nyní jen:

1.038,-

Anterior Syringe: 2.7 ml v odstínech XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT, CVT

Posterior Syringe: 2.7 ml v odstínech P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT

X Syringe: 2.7 ml (5 g) v odstínech X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-AO2, X-WT

1926,-

1135,-

Gradia Direct Flo/LoFlo

sleva
více než:

33%

nyní jen:

1.249,-

Flo: 2x 1,5g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry

LoFlo: 2x 1,3g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry

1890,-

1365,-

Gradia Core

Duálně tuhnoucí kompozit pro estetické dostavby a fixaci kořenových čepů.

nyní jen:

5.498,-
na kit

nyní jen:

2.796,-
na refill

nyní jen:

5.785,-
na Intro kit

Kit: 1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství

7200,-

6000,-

Intro kit: 1x GRADIA CORE Kit (1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství); 1x GRADIA CORE Dispenser (dávkovací pistole).

7469,-

6250,-

Refill: kartuše 10ml,

3593,-

2995,-

GC Fuji IX GP 1-1

sleva
více než:

23%

nyní jen:

2.278,-

Odstín. A3

1-1

2986,-

2495,-

GC Fuji IX GP 3-2

nyní jen:

5.557,-

sleva
více než:

22%

Set obsahuje: A2, A3 a B3
prášku, 2x 6,4ml tekutiny

3-2

7140,-

6125,-

GC Fuji IX GP Extra

1-1

nyní jen:

2.498,-

sleva
více než:

25%

Odstín. A2, A3

1-1

3351,-

2775,-

Nabídka instrumentů

Platná od 1. 3. 2024 do vyprodání skladových zásob.

KAVO
Dental Excellence



SLEVA
47 %

~~47 505 Kč~~

24 990 Kč

EXPERTmatic E25 L 1:5

Světelné úhlové kolénko 1:5 v novém designu. Povrch EXPERTgrip, malá hlavička, keramická ložiska, výměnný vodní mikrofiltr, 3bodový sprej, 25 000 Lux osvětlení a retenční síla kleštiny 30N.



SLEVA
47 %

~~34 638 Kč~~

18 490 Kč

EXPERTmatic E20 L 1:1

Kolénko s vynikajícím poměrem kvality a ceny. Povrch EXPERTgrip, malá hlavička, 1bodový sprej, keramická ložiska, 25 000 Lux osvětlení.



SLEVA
32 %

~~22 054 Kč~~

14 990 Kč

EXPERTmatic E10 C 1:1

Rovný chirurgický násadec 1:1, povrch EXPERTgrip, oddělené vedení vzduchu a vody, maximální síla kleštiny zabrání protáčení vrtáček, vhodné pro vrtáčky do rovných násadců i úhlových násadců.



SLEVA
49 %

~~41 292 Kč~~

20 990 Kč

EXPERTtorque E680 L

Malá hlavička a nastavení úhlů (100° a 19°) dělají z této turbíny ergonomicky velmi zdařilý nástroj. Verze L s osvětlením, keramická ložiska, retrakční ventil, 4bodový sprej, až 29 W výkonu, výměnný vodní mikrofiltr.



SLEVA
46 %

~~27 590 Kč~~

14 990 Kč

SMARTtorque S619 L

Bezpečná a výkonná turbínka s vynikajícím poměrem kvality a ceny. Zvýšený výkon na 26 W, keramická ložiska, 4bodový sprej, retrakční ventil, hlučnost 65 dB(A), 25 000 Lux osvětlení.



SLEVA
44 %

~~8 935 Kč~~

4 990 Kč

MULTiflex 460 LE

Rychlospojka MULTiflex s žárovkou bez regulace vody, světlovod 25 000 lux, standardní připojení MIDWEST, zpětný ventil k odstranění retrakce, omyvatelná.

URČENO POUZE ODBORNÍKŮM VE ZDRAVOTNICTVÍ.

Více informací o produktech, včetně návodu k použití zdravotnických prostředků, je dostupných na webových stránkách nebo na vyžádání u firmy West Medical s.r.o.



WEST MEDICAL s.r.o.
Edvarda Beneše 70
326 00 Plzeň

tel. 777 222 242
email: plzen@westmedical.cz

PlastVac P7

Ekonomický přístroj pro vakuové tvarování fólií s vestavěnou vývěvou pro tvorbu vakua.
Vhodný pro všechny indikace, vyrobíte s ním: chrániče zubů, matrice pro kompozitní pryskyřice, dočasné korunky a můstky, ortodontické šablony a dlahy, individuální fluoridační lžičky, chirurgické šablony, skusové dlahy, ochrany při bruxismu, nosiče pro bělení a další.
Odolný přístroj s perfektním zpracováním a snadným ovládáním.
Vhodný jak pro kulaté, tak čtvercové fólie různé tloušťky.
Umožňuje oboustranné nahřívání.
Stolek pro model nabízí možnost tvarování na rovné ploše bez perel a s perlami pro ponoření modelu.
Automaticky spouštěná, vestavěná vakuová pumpa s motorem o výkonu 1 400 W-Hmotnost: 5,4 kg, Rozměry: 24 x 27 x 19 cm.

~~13900,-~~

12970,-

1ks

Function Appliance Box

Výjimečně pevné a odolné krabičky pro protézy o hloubce 3,82 cm.

Dostupné barvy

• Barvy běžné:

černá, modrá, zelená, oranžová, růžová, fialová, červená a žlutá.

• Barvy perleťové (se třpytkami):

černá, modrá, růžová, fialová a červená.

~~59,-~~

49,-

Splint



Fólie pro výrobu bělicích forem, pro výrobu tenkých dlah, pro ortodontické použití.
Průhledná, tenká fólie s pryskyřičnou materiállovou adhesí, pokud je přehřátá, lehce bublá.

.020 (0,5 mm) - 25 ks (1 ks = 40 Kč)

~~1220,-~~

1125,-

.040 (1,0 mm) - 50 ks (1 ks = 47 Kč)

~~2700,-~~

2500,-

.060 (1,5 mm) - 50 ks (1 ks = 60 Kč)

~~3500,-~~

3250,-

.080 (2,0 mm) - 50 ks (1 ks = 78 Kč)

~~4380,-~~

4050,-

Soft E.V.A. fólie



Fólie pro výrobu bělicích forem, pro výrobu fluoridových lžiček a tenkých, měkkých ochranných dlah proti bruxismu.
Fólie je lehce tvarovatelná, měkká, průhledná a upravitelná.
Rozměry: 125 x 125 mm

.040 (1,0mm), 25ks

~~1450,-~~

1345,-

.060 (1,5mm), 25ks

~~2450,-~~

2269,-

.080 (2,0mm), 25ks

~~2610,-~~

2419,-

.120 (3,0mm), 25ks

~~2960,-~~

2745,-

Ortho kartáček na cesty

Speciální ortodontický kartáček se štětinami ve tvaru V.
Zajistí dokonalou hygienu všech pacientů s fixními rovnátky kdykoliv mimo domov.
Díky praktickému pouzdru jsou štětiny chráněny před deformací a nečistotami.



1ks

~~40,-~~

36,-

100ks

~~3640,-~~

3099,-

OrthoSpace kartáček

Speciální kartáček kombinující 2 v 1 za super cenu.
Jeden konec kartáčku má štětiny do tvaru V.
Druhý konec tvoří polyamidová vlákna tvarovaná do špičky pro čištění pod dráty a kolem zámků bez rizika poranění měkkých tkání



1ks

~~45,-~~

40,-


100ks

~~4050,-~~

3490,-

Separační gumičky

Vysoce elastické gumičky zajistí jemnou permanentní sílu, která vytvoří interproximální prostor před umístěním molárových kroužků.
Barva: modrá



80ks

~~199,-~~

165,-


960ks

~~1179,-~~

999,-

Eurotherm Nikl-Titan

Speciální oblouky, které lze zchlazením (kryosprejem) jakkoliv vytvarovat a zahřátím se vrátí do původního obloukového tvaru.
Menší síly umožňují dřívější použití obdélníkových oblouků.
Kulaté oblouky ve 3 průměrech:
.014 / .016 / .018.
Obdélníkové oblouky v 5-ti velikostech: .016x.022 / .017x.025 / .018x.025 / .019x0.25 / .020x.020.



kulaté oblouky - 10 ks

~~399,-~~

335,-

obdélníkové oblouky - 10 ks

~~519,-~~

495,-

Xylitol Drops

Pastilky bez cukru, slazeno Xylitolem
Působí proti vzniku zubních kazů a plaku, remineralizuje sklovinu.
Stimulují tvorbu slin.
Vhodné i pro diabetiky - bez aspartamu, sorbitolu, laktózy a glutanu.
Příchuť melounu, višni nebo máty.



Zásobník se 100 bonbony, různé druhy, 230 g



26ks, příchuť melounu, višni nebo máty.

~~639,-~~

569,-

~~159,-~~

143,-

Xylitol žvýkačky

Žvýkačky slazené 100% xylitolem vhodné pro děti i dospělé.
Až 100% redukce kazů díky snížení množství plaku a kyselých bakterií.
Vhodné pro diabetiky, neobsahují aspartam.
Obsahují bylinný glycerin.
Neobsahují lepek,



Příchuť: máta, pepermint, skořice, ovoce, brusinky, zelený čaj, meloun, jablko, jahoda – 30 dražé



Příchuť: ovoce, máta, skořice, 200ks dražé

~~129,-~~

115,-

~~779,-~~

699,-



Sortiment: 200 balení s 2 dražé, kombinace příchutí

~~1139,-~~

999,-

Xylitol lízátka

Lízátka s obsahem xylitolu a calcium laktátu.
• Příjemná osvěžující ovocná chuť.
• Příchuť: jahoda nebo borůvka.



1ks

~~29,-~~

26,-

50ks

~~1329,-~~

1195,-

GC Fuji I kapsle



Odstín: světle žlutá

50 kapslí

nyní jen:
2.895,-~~4587,-~~**3188,-**

GC G-CEM kapsle



Odstín: A2, AO3, TL, BO1, sortiment

50 kapslí

nyní jen:
5.498,-~~8549,-~~**5990,-**

GC Fuji Triage kapsle



Odstín: růžová, bílá

50 kapslí

nyní jen:
3.388,-sleva
více než:**36%**~~5295,-~~**3675,-**

GC Fuji IX GP kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

nyní jen:
3.188,-sleva
více než:**32%**~~4748,-~~**3425,-**

GC Fuji IX GP FAST kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

nyní jen:
3.245,-sleva
více než:**32%**~~4820,-~~**3465,-**

GC Fuji IX GP Extra kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

nyní jen:
3.687,-sleva
více než:**34%**~~5610,-~~**3985,-**GC Fuji II LC
Improved kapsle

Odstín: A2, A3, B3

50 kapslí

nyní jen:
3.665,-sleva
více než:**35%**~~5646,-~~**4045,-**

GC Fuji Plus kapsle



Odstín: A3, žlutá

50 kapslí

nyní jen:
3.779,-sleva
více než:**36%**~~5969,-~~**4180,-**

GC Fuji Plus plv./liq.



Odstín: A3

1-1

nyní jen:
3.459,-

sleva:

25%~~4666,-~~**3734,-**GC Fuji II LC
Improved plv./liq.

Tekutina 6,8g

~~2120,-~~**1820,-**

Prášek 15g

~~2483,-~~**2140,-**

3-2 balení: 3 x 15g prášku (A2, A3, B3) a 2 x 8g tekutiny

~~10003,-~~**8600,-**

Fuji I 1-1



Odstín: světle žlutá

1-1 (plv. + liq.)

~~4088,-~~nyní jen:
3.069,-**3350,-**

GC Fuji Triage 1-1



Odstín: růžová, bílá

1-1

~~3208,-~~nyní jen:
2.338,-**2597,-**

Tekutá adheziva

Pro nanesení na otiskovací lžiči. Roztok vytvoří tenkou adhezivní vrstvu, která drží otiskovací hmotu pevně na lžiči.



Alginat, 30ml	236,-	213,-
Polyeter, 30ml	236,-	213,-
Silikon, 10ml	236,-	213,-

Kartáč na čištění
vrtáčků

Pro hrubé předčištění vrtáčků. Z mosazného drátu nebo nylonu. Délka 55 mm, šířka 25 mm.



Kartáč nylonový, bílý, 1 ks	105,-	95,-
Kartáč z mosazného drátu, 1 ks,	74,-	67,-

Kanyly aplikační

Kanyly s hrotem z nerezové oceli pro přesnou aplikaci a snadné použití tekutého světlem tuhnoucího materiálu. Ohnutá kovová jehla (45.°) umožňuje optimální přístup do dutiny.

Pro aplikaci běžně používaných leptacích gelů, těsnících materiálů a kompozitů

Vhodný pro všechny standardní Luer Lock stříkačky



0,6x13 mm, 100 ks	483,-	435,-
0,9x13 mm, 100 ks	483,-	435,-

Zubní zrcátko – nemlží se



Kvalitní zubní zrcátko se zvýšenou odrazivostí a příjemným obrazem. Speciální povrchová úprava zajišťuje, že se mírně zahřáté zrcátko nezamlžuje v ústech pacienta.

Na výběr: velikost 4 nebo 5, ploché nebo konkávní

12ks	1352,-	1217,-
------	--------	--------

Lopatka na algináty
světle modrá

Z ohebného plastu
• barva: světle modrá
• délka 190 mm

1 ks	69,-	62,-
------	------	------

Keramický skalpel

Keramický rotační nástroj do turbíny

- Slouží k chirurgii měkkých tkání a je alternativou klasického skalpelu nebo elektrochirurgie.
- Pracovní část je vyrobena ze speciální keramiky.
- Odděluje tkáň za současné koagulace (minimální krvácení).



sleva:

25%

1 ks	2099,-	1574,-
------	--------	--------

Surgispon

Sterilní hemostatické vstřebatelné želatinové houbičky pro účinné a rychlé stavění krvácení. Surgispon je netoxický, hypoalergenní. Při implantaci "in vivo" je beze zbytku absorbován během 3-4 týdnů, bez zapouzdření.



Kostky 32ks á 1 x 1cm	399,-	375,-
-----------------------	-------	-------

Gelatamp

Vyroben z pěnové želatiny a jemně rozptýleného (koloidního) stříbra - antibakteriální. Rychlá hemostáze, stabilizuje krevní koaguláty.

Postupná a kompletní resorbce - zůstává v alveolu a je kompletně absorbován během 4 týdnů.

Indikace - léčba alveolu a kavit po extrakci, apikální amputaci, maxilární sinusové perforaci a dalších chirurgických zákrocích.



20 ks	689,-	619,-
50 ks	1589,-	1429,-

Resorba Parasorb Cone

Vstřebatelné kolagenové houby a kuželky BEZ antibiotecké ochrany. Ošetření alveolu po extrakci bez kostního defektu a bez známek infekce.

Hemostyptikum po extrakcích zubů a jiných dentálních zákrocích.



12 mm x16 mm, 10ks	1690,-	1590,-
--------------------	--------	--------

Chemický indikátor
účinnosti DHI

Chemické indikátorové papírky pro kontrolu účinnosti v horkovzdušných sterilizátorech.

Třída 4, dle ISO 11140-1, odpovídající vyhlášce

200ks	1199,-	1139,-
-------	--------	--------

Páska lepící s
indikátorem pro HS

Lepící páska s indikátorem pro horkovzdušnou sterilizaci. Vhodná pro procesový test a pro označování dóz při sterilizaci.

Indikační obrazec změní při sterilizaci barvu ze zelené na hnědou.

Třída A sterilizace.

Role: 19 mm x 50 m.



19 mm x 50 m	1190,-	1070,-
--------------	--------	--------

Helix Test

Testy průniku páry (Bowie-Dick test) pro malé parní sterilizátory od firmy Medistock.

Test je nutné provádět denně před každou sterilizací.



100ks + nosič	1995,-	1795,-
---------------	--------	--------

Čistič Tray-Cleaner

Účinný koncentrát k šetrnému čištění otiskovacích lžic a nástrojů. Speciální čistič velmi rychle uvolňuje zbytky alginátů, eugenolu s oxidem zinečnatým, karboxylátových a fosfátových cementů rovněž i termoplastických otiskovacích hmot a vosků.



1l

680,-

612,-

Čistič plivátek

Roztok připravený k přímému použití, pro čištění a údržbu plivátek v ordinaci. Přípravek má dezinfekční účinek a je vhodný i pro použití v dřezech a na obklady a dlaždice. Odstraňuje zbytky krve, vodní kámen, zabarvení a otiskovací hmoty. Přípravek po nanesení zanechává na povrchu povlak, který snižuje ulpívání nových nečistot.



750ml

409,-

368,-

ORBI-Sept IMDD
dezinfekce otisků- prášek

Dezinfekční koncentrát v práškové formě k ředění ve vodě. Slouží k ruční dezinfekci invazivních i neinvazivních zdravotnických prostředků metodou ponorné lázně. Patří sem zubní protězy, zubní otisky ze silikonu, polyetheru a alginátu. Bez aldehydů (na bázi aktivního kyslíku) Testovaná materiálová kompatibilita a rozměrová stálost pro otisky Široká mikrobiologická účinnost s krátkou dobou expozice (10 min.) Rychle rozpustný ve vodě.



Dóza 700g

1206,-

1086,-

ORBI-Sept dezinfekce
nástrojů Plus

Koncentrát pro každodenní dezinfekci nástrojů. Splňuje požadavky na kompletní virucidní ochranu a je zdravotnickým produktem, který splňuje nejvyšší standardy dezinfekčního výkonu a materiálové kompatibility pro všechny (chirurgické) nástroje v zubních ordinacích.



1l

613,-

552,-

ORBI-Sept čistič sání

ORBI-Sept čistič sání je nízkopěnný čistící koncentrát pro čištění dentálních odsávacích systémů včetně jejich odtokových potrubí. Pro týdenní použití. Při pravidelném používání brání usazeninám a ucpání nebo existující usazeniny rozpustí.



2,5l

771,-

698,-

ORBI-Sept dezinfekce
na povrchy, koncentrát

Bezaldehydový dezinfekční koncentrát pro dezinfekci a čištění povrchů a velkých ploch. Bez alkoholu.



2,5l

829,-

746,-

ORBI-Sept dezinfekce
otisků

Pro dezinfekci všech dentálních otisků.



2,5l

822,-

740,-

ORBI-Sept dezinfekce
na povrchy

Rychlá dezinfekce připravená k okamžitému použití pro profylaktickou dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků odolných proti alkoholu.

aroma: cool fresh



2,5l

723,-

651,-

ORBI-Sept dezinfekce
na povrchy bez alkoholu

Dezinfekce na povrchy bez alkoholu pro profylaktickou dezinfekci povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků. Mimořádně vhodný pro použití na povrchy citlivé na alkohol.



2,5l

762,-

686,-

ORBI-Sept dezinfekce
vrtáčků

Pro čištění a profylaktickou dezinfekci zubních vrtáčků a rotačních nástrojů. Vhodný také pro ultrazvukové čističky.



2,5l

704,-

634,-

ORBI-Sept dezinfekce
nástrojů

Koncentrát pro přípravu dezinfekčního roztoku pro ruční čištění a profylaktickou dezinfekci termolabilních a termolabilních nástrojů ponořením do lázně.



2,5l

1290,-

1161,-

ORBI-Sept dezinfekce
odsávacího zařízení

Vysoce účinný koncentrát pro čištění, dezinfekci a péči o odsávací systémy zubních souprav. Je bez aldehydu, nepění. Díky vysoké čistící síle odstraní i odolné usazeniny. Široké spektrum působení, vysoká kompatibilita, použitelný i v systémech se separátory amalgámu. Pravidelné používání zamezuje vzniku nepříjemných pachů.



2,5l

982,-

884,-

Prophy Pasta CCS

sleva více než:

25%

CCS: Profylaktické leštící pasty obsahující fluorid.
Abrazivní účinek na zabarvených površích a místech se silnou vrstvou plaku.
Hrubosti: modrá (hrubá - RDA 250, 125 mikronů), červená (jemná - RDA 120, 20 mikronů)
Profylaktické leštící pasty obsahující fluorid.
Obsahuje znečistlivující složky pro odstranění hypercitivity



CCS tuby - 96 g

780,-

575,-

Prophy Pasta HAp

Profylaktická pasta bez fluoridů a parabenů
Obsahuje hydroxyapatit, který účinně blokuje otevřené dentinové tubuly na obnaženém povrchu dentinu
Okamžitá úleva od přecitlivělosti.
Jemná mátová chuť.



60g

890,-

sleva více než:

25%

655,-

Prophy Pasta PRO Lila

Univerzální profylaktická pasta - čistí, leští, odstraňuje citlivost.
• Stejná pasta účinně odstraní pigmenty (RDA 20) a postupně se zjemní pro vynikající leštitelnost (RDA 5).
• Díky obsahu fluoridu 0,1% podporuje prevenci před zubním kazem.
• Obsahuje znečistlivující složky pro odstranění hypercitivity, optimální po scalingu.
• Optimální konzistence pro nízkou spotřebu - homogenní, při použití se neroztřikuje.
• Jemná mátová příchutě, neutrální pH (5-6).



84g

920,-

sleva více než:

25%

675,-

Prophytex

Třívrstvé roušky pro ochranu pacienta při čištění zubů AirFlow technikou.
Barvy: bílá nebo světle modrá.
Rozměr: 60 x 54 cm.

40ks, bílá
nebo modrá

410,-

365,-

Prophy pasta Gelato

Pasta s obsahem fluoridů pro profesionální čištění zubů.
Tvořena směsí jedinečných čistících a leštících činidel.
Maximalizuje odstranění skvrn při minimální ztrátě skloviny.
Napomáhá udržet účinnou úroveň fluoridů.
Posiluje zubní sklovinu a zajišťuje prevenci zubních kazů.
Dvě vynikající příchutě - dvě hrubosti: mátová - středně hrubá (70-90 mikronů) a višňová - hrubá (100-125 mikronů).



340 g

795,-

745,-

Lunos profylaktické pasty

Lunos® Leštící pasta Two in One

Inovační řešení dva v jednom: odstraňuje zabarvení a současně leští. Šetří čas a přitom působí šetrně a důkladně.
Použitelná pro každou potřebu ošetření v rámci profesionálního čištění.
3 příchutě: neutrální, pomeranč a máta.

Lunos® Leštící pasta Super Soft

Trvale šetrná jemná leštící pasta, také na zvláště citlivé povrchy.
Může se používat univerzálně, také na implantáty, ortodontické aparátky a protetickou péči
Vytváří hladké, vysoce lesklé povrchy, nové povlaky se neusazují tak rychle
2 příchutě: neutrální a pomeranč



Two in One - 100 g



Super Soft - 50 g

1229,-

799,-

845,-

555,-

Smart Prophy kartáčky

Nylonové leštící kartáčky dostupné ve třech tvrdostech s barevným kódováním.
Tvrdosti: měkké (růžové), střední (fialové) a tvrdé (modré).

sleva více než:

20%



10ks

250,-

195,-

Fluoride gel Clarben

60ti sekundový fluoridační gel pro ordinace použití.
Vstřebávání fluoridu během 1 minuty!
Tixotropní - nevytéká ze lžice.
Příchutě: jahoda, máta a třešeň.




500g

770,-

685,-

Fluorizační lžičky

Lžičky z měkkého plastu pro aplikaci fluoridových gelů.
Anatomicky tvarované s držadlem pro snadnou manipulaci.
Lžička je oboustranná pro horní i dolní čelist současně.
3 velikosti: S, M, a L.



50ks

359,-

329,-

Prášek classic ABC
FAST

Profylaktický prášek k odstranění zubního plaku a zubního kamene.
• **Fast** obsahuje hydrogenuhličitán sodný, hydrofobní oxid křemičitý, sacharinát sodný.
• **Příchutě** broskev, citron, jahoda.



FAST - 300 g, broskev

560,-

498,-

Prášek subgingival ABC
GENTLE MINI

Profylaxní prášek, používá se do Air polisheru pro subgingivální ošetření k odstranění biofilmu a zubního kamene.
• Obsahuje: Glycin, amorfni oxid křemičitý.
• Šetrný glycerinový prášek nezpůsobuje žádné poškození měkkých tkání, jeho použití je bezbolestné.



Gentle Mini 25 µm - 120 g

560,-

498,-

Prášek supragingival ABC
GENTLE

Profylaxní prášek, používá se do Air polisheru pro supragingivální ošetření k odstranění biofilmu a zubního kamene.
• Obsahuje: Glycin, amorfni oxid křemičitý.
• Balení: 120g, 65 µm



Gentle 65 µm - 120 g

560,-

498,-

Leptací gel 70g (výroba Etching gelu zrušena)

**Skvělá náhrada za
Etching gel Ekonomy
30ml (zrušená výroba)**

Leptací gel na bázi 37% kyseliny fosforečné. Slouží k leptání dentinu a skloviny pro všechny leptací techniky. Modrozelený leptací gel je velmi dobře viditelný a má optimální tixotropní tokové vlastnosti.

Balení obsahuje: Leptací gel 70g + 10 stříkaček + 50kanyl



Leptací gel na bázi 37% kyseliny fosforečné. Slouží k leptání dentinu a skloviny pro všechny leptací techniky. Modrozelený leptací gel je velmi dobře viditelný a má optimální tixotropní tokové vlastnosti.

Náhrada za Etching gel.



2 x 1,4 g stříkačky, 3aplikační kanyly

~~380,-~~

342,-

9 x 1,4 ml stříkačky, 25 aplikačních kanyl

~~1226,-~~

1098,-

Sterilizační sáčky a role

**Role a sáčky pro parní sterilizaci s
interním a externím indikátorem
sterilizace.**



role 50 mm × 200 m	419,-	379,-
role 75 mm × 200 m	609,-	549,-
role 100 mm × 200 m	829,-	749,-
role 150 mm × 200 m	1229,-	1109,-
role 200 mm × 200 m	1639,-	1479,-
role 250 mm × 200 m	2039,-	1839,-
role 300 mm × 200 m	2399,-	2159,-
sáčky 60 × 100 mm, 200 ks	229,-	209,-
sáčky 90 × 250 mm, 200 ks	399,-	359,-
sáčky 140 × 260 mm, 200 ks	669,-	609,-

Opalescence Boost

**PROFESIONÁLNÍ ORDINAČNÍ BĚLENÍ K LÉČBĚ
MEDICÍNSKÝCH ZMĚN ODSTÍNŮ ZUBŮ**

Bělící gel s **40% peroxidu vodíku**.

• Pouze na **2x20 min** při jedné návštěvě.

• **pH 6,9** po smíchání – šetrný ke sklovině.

Balení: Pacient kit (pro 1 pacienta), Intro kit (pro 2 pacienty), refill.



Pacient kit

~~3750,-~~

3380,-

Intro kit

~~6850,-~~

6170,-

**Antivirová a
antibakteriální
ústní voda proti
přenosu
respiračních
onemocnění**

- Redukuje až 99,99 % virů a bakterií v ústech.
- Praktické použití, nízké náklady.
- Snižuje virovou nálož v ústech na dobu 3 až 5 hodin.



500ml

~~299,-~~

269,-

Opalescence PF 16%

**Noční bělení Opalescence® PF
10% = 10% karbamidu peroxidu.**
Doba jedné aplikace 8 - 10 hod/noc.

**Denní bělení Opalescence® PF
16% = 16% karbamidu peroxidu.**
Doba jedné aplikace 4 - 6 hod/den

Jediný viskózní lepkavý gel s postupným uvolňováním peroxidu vodíku pro trvalé bělení

Příchuť: máta nebo bez příchutě.

Pacient Kit: 8 x 1,2 ml bělicího gelu ve stříkačkách, 30 ml Bělící pasta Opalescence, krabičku na nosiče, taštičku Opalescence a kartičku se vzorníkem odstínů.

sleva:

30%



Patient Kit

~~2620,-~~

1834,-

Opalescence bělicí pasta

Unikátní složení pomáhá udržet zářivé, bílé zuby.
Bezpečná pro každodenní použití, vhodná pro celou rodinu.

Účinné, rychlé uvolňování fluoridu

Opalescence Cool Mind – 4,8x větší absorpce fluoridů sklovinou

Opalescence Sensitive – snižuje citlivost zubů

sleva:

20%



Sensitive

~~305,-~~

245,-

Cool Mint

~~285,-~~

229,-

Opalescence Go

Profesionální bělení zubů na doma - okamžitě k použití Opalescence Go 6%

Jednorázový nosič předplněný bělicím gelem s 6% peroxidu.

Pacient Kit: 10 dolních a 10 horních nosičů a bělicí pastu 28 g.

Mini Kit: 4 dolní a 4 horní nosiče

sleva:

20%



pacient kit - máta
nebo meloun

~~2390,-~~

1920,-

Mini kit - máta

~~1170,-~~

940,-

Rukavice nitrilové bez pudru



200 ks

~~220,-~~

198,-

Rukavice latexové bez pudru



100ks

~~229,-~~

209,-

Rukavice Comfort



100ks

~~327,-~~

292,-

Filtek Ultimate

Univerzální výplňový nanokompozit s výbornou zpracovatelností.
Dostupné v body/dentin/enamel odstínech: A1-B/D/E, A2-B/D/E, A3-B/D/E, A3.5-B, A4-B/D, A6-B, B1-B/E, B2-B/E, B3-B/D, B5-B, C1-B, C2-B, C3-B, C4-D, D2-B/E, D3-B, W-B/D/E, XW-E/B, A-T, B-T a C-T.

sleva
více než:

20%

4g

~~1877,-~~

1498,-

Scotchbond Universal
Plus adhezivum

Rentgen kontrastní, univerzální adhezivum pro všechny přímé a nepřímé indikace lepení.

sleva
více než:

20%

5ml

~~3865,-~~

3095,-

KaVo Spray

Vysoce kvalitní univerzální péče,
Zajišťuje dlouhodobou životnost nástrojů KaVo,
Hnací plyn šetrný k životnímu prostředí,



500ml

~~1090,-~~

990,-

Filtek Z250

Univerzální mikrohybridní světlem tuhnoucí kompozitum pro všechny rekonstrukce. **Odstíny:** A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, D3, I a UD.



sleva více než:

20%

4g

~~1239,-~~

995,-

Filtek ONE

Vysoce estetický bulkfillový materiál kombinující estetiku a přirozenost v jednom.

Odstíny: A1, A2, A3, B1 a C2.sleva
více než:

20%

4g

~~2264,-~~

1812,-

Protemp 4

Bis-akrylátové kompozitum pro výrobu přesných provizorních inlejí, korunek a můstků.

- Přináší velkou úsporu času - už žádný lak ani kondicionér - stačí setřít alkoholem!
- Vynikající pevnost a odolnost, dlouhá životnost i pro dlouhodobá provizoria.
- Vysoká estetika, hladký povrch brání vzniku plaku, barevná stálost a fluorescence.
- Snadná manipulace díky menší inhibiční vrstvě.
- Dostupný v barvách: A1, A2, A3, A3,5 a B3.



50 ml + 16 kanyl

~~3616,-~~

2893,-

Charisma Classic

Mikrohybridní kompozitum pro monochromatické rekonstrukce.
Odstíny: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, OA3 a OA3,5.

sleva více než:

20%



stříkačka 4g

~~720,-~~

572,-

Charisma Opal

Univerzální kompozit pro výplně ve frontálním i laterálním úsek.
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, BL, C2, CO, OD, OL a OM.



sleva více než:

17%

stříkačka - 4 g

~~1100,-~~

899,-

Charisma Bulk Flow ONE

Jednodstínný bulk fill flow kompozit pro každodenní použití.
Nízká kontrakce, vysoká pevnost v ohybu a odolnost proti opotřebení zajišťují dlouhou životnost náhrad, které vydrží zátěž v distálním úseku.
V balení ke každé stříkačce dostanete 5 aplikačních kanyl.

sleva více než:

25%



2 g + 5 kanyl

~~1050,-~~

789,-

Neo Spectra ST

Neo Spectra ST je univerzální výplňový materiál. Užijte si jednoduchou a snadnou manipulaci při použití viskozity dle vašeho výběru.

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, A4
Viskozita: LV, HV

Kupte 3 balení Neo Spectry ST dle Vašeho výběru a získáte balení odstín A2 ZDARMA

LV / HV / Effects stříkačka, 3 g

1259,-

LV / HV / Effects kompule, 16x 0,25 g

1678,-

Neo Spectra ST Flow

Zatékavý výplňový materiál.

Dostupné odstíny: A1 (odpovídá A1, B1, C1), A2 (pro A2, B2, D2), A3 (pro A3, C2, D3, D4), A3.5 (pro A3.5, B3, B4, C3), A4 (pro A4, C4), BW (pro bělené zuby), D1 (opákní dentin), D3 (opákní dentin) a E1 (translucentní sklovina).

Kupte 3 balení Neo Spectry ST Flow dle Vašeho výběru a získáte balení odstín A2 ZDARMA

ST Flow stříkačky, 2x 1,8 g

1562,-

SDR Plus

Zatékavý materiál typu bulk-fill.
Odstíny: Universal, A1, A2 a A3.



Kupte 3 balení SDR Plus dle Vašeho výběru a získáte balení odstín Universal ZDARMA

15x 0,25 g

1807,-

DentinOp EDTA 17%

Roztok připravený k použití pro leptání kořenových kanálků. Účinné při odstraňování smear vrstvy a rozšiřování kanálků. Používá se také ve spojení s fixací kořenových čepů, kde se kanálek před cementováním důkladně vyčistí. Obsahuje 17 % EDTA a cetrimid, antiseptický, dezinfekční prostředek, který snižuje povrchové napětí a umožňuje lepší distribuci tekutiny v kanálku.



100ml	325,-	293,-
500ml	610,-	549,-

Hypodest
Natriumhypochlorid 3%

Pro výplach kořenových kanálků. Dezinfekční tekutina pro vyplachování a odstraňování organické tkáně v kořenových kanálkách. Připraveno k použití ve 3% aktivním chloru stabilizovaném chlornanem sodným při pH 10–11.



100ml	236,-	213,-
-------	-------	-------

Klorodest Chlorhexidine
CHX 2%

2% roztok chlorhexidinu pro použití při výplachu kořenových kanálků a ošetření dásní. Pro krátkodobou dezinfekci a navlhčení preparovaného povrchu před bondováním dentinu. Lze použít také jako krátkodobou dezinfekci (5 minut) v kořenovém kanálku.

- připraven k použití
- pro krátkodobou dezinfekci
- pro opětné navlhčení preparovaného povrchu



1l	724,-	652,-
----	-------	-------

ORBIS Fluoride varnish

ORBIS Fluoride varnish je zubní znečistlivující lak s obsahem fluoru pro ošetření povrchů skloviny a dentinu. Přílné k vlhkým povrchům a snáší zbytky vlhkosti a slin.

Příchuť: máta



Tuba 10ml	1137,-	1024,-
-----------	--------	--------

ORBI-CHX free

Ústní voda bez alkoholu se používá k profesionálnímu čištění a péči o oblast úst a krku. Ústní voda vytváří svěží dech a díky antibakteriálnímu čisticímu účinku přispívá k dlouhodobé péči o zuby a dutinu ústní a k jejich udržení ve zdraví.

Obsahuje: 0,12 % Chlorhexidingluconat



Láhev 5 000ml	1071,-	964,-
Dávkovací pumpička	596,-	536,-

ORBI-FRESH bez alkoholu

Ústní voda pro profesionální čištění a péči o ústa a krk. Vytváří svěží dech a díky antibakteriálnímu čisticímu účinku přispívá k udržení zdravého chrupu a ústní dutiny.

Obsahuje:

0,1 % benzalkonium chlorid
0,05 % fluorid sodný
bez alkoholu
připraveno k okamžitému použití



Láhev 100ml	86,-	77,-
Láhev pro ordinaci, 5 000ml	1061,-	955,-
Dávkovací pumpička	596,-	536,-

Prophy Powder classic

Výrobce ORBIS

Profylaktický prášek ORBI-Prophy Powder classic na bázi hydrogenuhlčitanu sodného je klasický profylaktický prášek. Je ideální pro supragingivální čištění zubů a spolehlivě odstraňuje biofilm (plak) a silné zabarvení způsobené kouřením, velkou konzumací kávy nebo červeného vína. Skvěle odstraňuje předstupu zubního kamene i mladý zubní kámen.

- na bázi hydrogenuhlčitanu sodného
- supragingivální aplikace
- neabrazivní
- velmi dobré čištění
- velikost zrn 40 µm
- k dispozici příchutě mentol, třešeň, citron, černý rybíz



300g	807,-	726,-
------	-------	-------

ORBIS Prophy Paste Vario
Polish bez fluoridu

Čisticí a lešticí pasta pro profesionální čištění zubů s multivrstevnými částicemi, umožňujícími abrazi a lešticí efekt.

- amorfní oxid křemičitý
- samosnížení z 220 na 40 RDA
- pro profesionální čištění zubů a profylaxi



Modrá barva, mátová příchuť Tuba, 95 g	312,-	281,-
---	-------	-------

Prophy Paste,
profylaktická pasta

Lešticí pasty pro profesionální čištění zubů.

- obsahují 0,2 % fluoridu sodného
- mátová příchuť
- neobsahuje kalafunu

RDA 250, modrá,
RDA 170, zelená,
RDA 120, růžová,
RDA 40, žlutá,



95g	312,-	281,-
-----	-------	-------

Prophy Paste Vario Polish

Lešticí pasta pro profesionální čištění a leštění zubů. Částice s různou velikostí umožňují současné broušení i leštění. Přísada fluoridu sodného podporuje remineralizaci a posílení zubní skloviny.

- obsahuje 0,2 % fluoridu sodného
- mátová příchuť
- amorfní oxid křemičitý



Tuba 95g	312,-	281,-
----------	-------	-------

Kartáčky k čištění
a leštění

Rotační kartáčky pro profesionální čištění a leštění povrchu zubů, kolénkový násadec RA, smontovaný komplet.

- pro jednorázové použití
- 100% nylonová vlákna bez latexu
- bílý (normal): ideální pro čištění a leštění povrchů zubů
- růžový (soft): ideální pro citlivé zuby a použití u dětí
- vhodné pro čištění rovnátek
- tvar kalichu



Bílý nebo růžový, 100ks	1085,-	977,-
----------------------------	--------	-------

ORBI profylaktické
lešticí kalíšky

Rotační gumové kalíšky pro profesionální čištění při profylaktickém ošetření, kolénkový násadec RA, smontovaný komplet.

- pro jednorázové použití • bez latexu
- s lamelami
- modrý (měkký): pro odstranění zubního plaku a leštění, chrání měkké tkáně zejména v oblasti sulku
- žlutý (tvrdý): k odstranění silného plaku



Modrý nebo žlutý, 24ks	352,-	317,-
---------------------------	-------	-------

ORBIS Ochranný
krém na ruce

Jemný krém pro péči o ruce a tělo. Chrání, hydratuje, regeneruje a pečuje o suchou, podrážděnou a drsnou pokožku rukou. Pro každodenní použití po častém mytí rukou a hygienické dezinfekci. Zvláště se doporučuje pro zdravotnický personál a osoby vystavené vysoušení pokožky v důsledku častého mytí a nošení rukavic.

- poskytuje hedvábnou hladkost
- rychle se vstřebává
- dermatologicky testováno
- s vitamínem E, glycerinem a olivovým olejem
- bez parabenů



100ml, tuba

69,-

62,-

ORBI-Touch Care
Cream krém na ruce

Krém pro kvalitní ochranu a komplexní péči o pokožku s dlouhotrvajícím účinkem a pocitem vláčné a hladké pokožky i při použití malého množství. Emulze zklidňující pokožku má přemašťovací a hydratační účinek. Zvláště vhodné pro suchou pokožku, při častém mytí rukou a nošení rukavic.

- zajišťuje hladkou a dobře ošetřovanou pokožku
- rychle se vstřebává
- s neutrální, velmi příjemnou vůní
- opětovné promaštění a zvlhčení
- emulze typu olej ve vodě
- pro vícenásobné denní použití
- bez barviv



100ml, tuba

177,-

159,-

ORBI-Touch mycí krém
na ruce

Jemný mycí krém pro důkladné a šetrné mytí pokožky rukou. Účinné látky jsou šetrné k pokožce a zároveň ji zvlhčují, takže ani při častém mytí pokožka ne - vysychá. S vitamíny, hodnota PH 6,5

Láhev s dávkovačem
500ml

188,-

170,-

Euroláhev 1l

323,-

291,-

ORBI-Touch gel pro
dezinfekci rukou

Gelový dezinfekční prostředek s alkoholem pro hygienickou dezinfekci rukou. Působí proti škodlivým orga - nismům. Neutrální vůně.

Láhev s
dávkovačem
500ml

327,-

294,-

ORBI-Sept vlhčené
ubrousky bez alkoholu

Vlhčené ubrousky bez alkoholu pro povrchovou dezinfekci zdravotnických prostředků a pro rychlou dezinfekci povrchů.



100ks

145,-

131,-

ORBI-Sept alkoholové
vlhčené ubrousky

Vlhčené ubrousky s alkoholem připravené k použití pro profylaktickou po - vrchovou dezinfekci zdravotnických prostředků odolných vůči alkoholu



100ks

184,-

166,-

Zubní válečky Orbis

Bavlněné válečky pro udržení suchého a přehledného prostředí v ústní dutině. Vyvážená směs vysoce čisté buničiny a přírodní bavlny zajišťuje dlouhotrvající sací efekt, rozměrovou stabilitu a pružnost. Baleno v sáčku, který válečky chrání před prachem a vlhkostí. Velikost: 1, 2 nebo 3



300g

198,-

177,-

Zásobník na vatové
válečky

Plastový zásobník pro hygienické skladování a vyjímání bavlněných válečků. Vyrobeno z vysoce kvalitního akrylového skla, nelze sterilizovat.

- vnější rozměry: (š×v×h): 5×11×11 cm



1ks

434,-

390,-

Vatové kuličky

Vatové kuličky s vysokou absorpcí pro sušení a aplikaci léčiv.

- Měkké, rozměrově stálé.
- běleno bez požití chlóru
- v uzavíratelné dóze



Ø 3,0 mm, dóza 2,5 g

340,-

306,-

Ø 4,0 mm, dóza 4 g

438,-

394,-

Ø 5,5 mm, dóza 4 g

326,-

293,-

Ø 7,0 mm, dóza 10 g

368,-

331,-

Ochranné obaly

Ochranné obaly pro digitální rentgenové snímače a paměťové folie. Optimalizované pro toto použití, nezkrslují snímek. Chrání personál a pacienty před křížovou kontaminací.

Vhodné pro všechny běžně používané senzory a folie, vysoká průsvitnost, měkká folie šetrná k pacientovi, snadná manipulace, snadné otevírání, samolepící.

Ochranný obal, velikost 0,
22 × 35 mm, balení 300 ks

1364,-

1228,-

Ochranný obal, velikost 1,
24 × 40 mm, balení 300 ks

1364,-

1228,-

Ochranný obal, velikost 2,
31 × 41 mm, balení 300 ks

1364,-

1228,-

Obal rentgenového senzoru, střední, velikost 1, pro senzor 1,2 × 3 cm,
balení 500 ks

661,-

595,-

Obal rentgenového senzoru, velký, velikost 2, pro senzor 2,3 × 4 cm,
balení 500 ks

661,-

595,-

Interdental Brush -
mezizubní kartáčky

Růžový, Ø 0,4,
Oranžový, Ø 0,45,
Červený, Ø 0,5,
Modrý, Ø 0,6,
Žlutý, Ø 0,7,
Zelený, Ø 0,8,
Fialový, Ø 1,1,
Šedý, Ø 1,3,
Černý, Ø 1,5,



balení 8 ks v blisteru

64,-

58,-

Biodentine

Dodáván v kapslích pro ruční aplikaci. Míchání probíhá v běžné třepačce kaspí..



15x 0,7 g

9490,-

8455,-

5x 0,7 g

3680,-

2975,-

Proč použít Biodentine?

- zachovává vitalitu pulpy
- umožňuje ošetření klinických chyb (via falsa, perforace cavum pulpae)
- pro definitivní náhradu dentinu

Indikace v kořeni:

- překrytí perforací kořene a pulpální dutiny, vnitřní/ vnější resorpce zubu, apexifi kace.
- v korunce: hluboké/rozsáhlé kavity, trvalé dentinové výplně, přímé překrytí pulpy, pulpotomie, ireversibilní pulpitida

Biodentine XP

Aplikuje se pomocí kleští přímo z kapsle s tenkou kanylou. Míchá se v Biodentine míchačce, která je součástí starter packu.

Starter pack obsahuje: 2x 10 ks Biodentine XP (200 a 500), aplikační kleště a míchací přístroj



Starter kit

29890,-

27490,-

200, 10ks

7490,-

6750,-

500, 10ks

8790,-

7990,-

Endomethason N

RTG kontrastní kořenová výplň bez obsahu paraformaldehydu a dexametasonu.

Set obsahuje: 14 g prášku a 10 g tekutiny.



set

3710,-

3450,-

prášek 14g

2870,-

2670,-

prášek 42g

5390,-

4990,-

BioRoot Flow

NOVÝ biokeramický tmel na kořenové kanálky v injekční stříkačce, díky kterému je obturace snadná a úspěšná při plnění za studena i za tepla.

- Stříkačka připravená k použití
- Optimální tloušťka a tekutost
- Bioaktivní a biokompatibilní materiál

Indikace

Trvalá výplň kořenových kanálků v kombinaci s gutaperčovými body v případě zanícené nebo nekrotické dřeně nebo po retreatmentovém zákroku.



stříkačka, 2g

4800,-

4299,-

AH Plus Jet

- Oblíbený sealer pro přímou aplikaci výplňového materiálu pomocí přiložených kanyl do kořenového kanálku.
- Stříkačka pro přímou intraorální aplikaci, nabízející přesnější, praktičtější a rychlejší plnění.
- Balení obsahuje: 1x duální stříkačku á 15 g, 20 míchacích kanyl, 20 aplikačních kanyl a 2 balení gutaperčových čepů.



2 x 15g

6058,-

5790,-

sada

4076,-

3875,-

Dia-Root Bio Sealer

Biokeramický sealer na bázi MTA, nesmršťuje se, vysoké pH 12 pro antibakteriální účinek.

Používá se k definitivnímu zaplnění kořenového kanálku a je vhodný pro všechny techniky s použitím gutaperčových čepů.




Stříkačka, 2g

1999,-

1530,-

Calcipast



Pasta s hydroxidem vápenatým

SLOŽENÍ: hydroxid vápenatý (16%), síran barnatý (15%), hydroxylapatit (13%), propylenglykol

POUŽITÍ: Výrobek CALCIPAST se používá při zubním ošetření jako materiál pro dočasnou výplň kořenového kanálku. Navíc lze výrobek CALCIPAST použít jako dočasnou výplň hlubokých kavit při přímém a nepřímém překrytí pulpy.

2,1g

810,-

765,-

MegaPack 4x2,1g

2460,-

2335,-

Endo-Solution EDTA 17 %

Slouží k vysoušení kořenových kanálků (17% tekutá EDTA).



200ml

780,-

735,-

Adseal plus

Inovovaný rentgenkontrastní materiál k plnění kořenových kanálků na bázi epoxidové pryskyřice ve velmi praktické stříkačce pro jednoduché namíchání v přesném poměru.

Vysoká biokompatibilita, kvalitní hermetický uzávěr. Nezabarvuje zub, není rozpustný.

Balení obsahuje: 13,5 g materiálu v duální stříkačce, míchací podložku, špachtli, dávkovací špičky a víčko



13,5 g + příslušenství

930,-

865,-

Endo Clean stojánek

Stojánky na nástroje s houbičkou pro odstranění nečistot během preparace kořenového kanálku.



stojánek plastový s houbičkou

259,-

215,-

náhradní houbičky, 50ks

309,-

255,-

Chloraxid 2,0% nebo 5,25%

2% nebo 5, 25 % roztok chlornanu sodného.

- Při mechanickém rozšiřování kanálku odstraňuje devitalizované pozůstatky pulpy.
- Čistí kanálek, odstraňuje popreparační vrstvu a obnažuje vstupy do kořenových kanálků.
- Zabraňuje změně barvy zubu, která se může objevit po výplni nevypláchnutého kořenového kanálku.



Chloraxid 2,0%, 400ml

350,-

325,-

Chloraxid 5,25%, 400ml

370,-

345,-

G-aenial A'CHORD

Světlem tuhnoucí univerzální výplňový kompozit.

Nový univerzální výplňový kompozit se zjednodušeným systémem odstínů.

Je určen zubním lékařům, kteří usilují o zjednodušení pracovního postupu, ale nechťejí dělat kompromisy v estetice a trvanlivosti svých prací.

Tento materiál byl navržěn tak, aby pokryl 90% všech vašich přímých výplní s 5 CORE odstínů (A1, A2, A3, A3.5, A4), které pokryjí všech 16 VITA odstínů. Dále jsou k dispozici opákní, sklovinné a krčkové odstíny a dva vybělené odstíny.

Díky jedinečné kombinaci technologií zůstanou výplně dlouhodobě krásné, lesklé a beze změny.



Refill Unitip 15x0,16ml: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, JE, AE, BW, BOW.

~~2081,-~~

1695,-

Layering kit: Unitip

v odstínech: A2, A3, AO2, AE, JE

~~9356,-~~

7985,-

Core kit: Unitip

v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4

~~9356,-~~

7985,-

Refill stříkačky 4 g: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, JE, AE, BW, BOW.

~~1941,-~~

1585,-

Layering kit: stříkačky (4g)

v odstínech: A2, A3, AO2, AE, JE

~~8721,-~~

7400,-

Core kit: stříkačky (4g)

v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4

~~8721,-~~

7400,-

G-Cem ONE

G-CEM ONE je skutečně univerzální, technologicky nenáročný cement s vysokou pevností vazby a vynikající schopností samotuhnutí. Díky GC Touch Cure a G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer jej lze použít pro širokou škálu indikací, včetně náročných klinických situací.



Starter kit A2/TL: stříkačka A2/TL, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive enhancing Primer

~~2398,-~~

2075,-

Systém Kit: stříkačky A2 a TL, 15xGC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive Enhancing Primer a G-Multi Primer

~~5238,-~~

4400,-

Twin Refill A2/TL: 2x stříkačky A2/TL, 15x GC Automix Tips Regular, 5x GC Automix Endo tips

~~3946,-~~

3475,-

Single Refill AO3/WO: stříkačky AO3/WO, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips

~~2068,-~~

1775,-

G2-BOND Universal

Všestranný 2 lahvičkový univerzální bond. Nová patentovaná technologie GC Dual-H Technology umožňuje plynulý přechod od hydrofilních k hydrofóbním vlastnostem povrchu s aplikovaným primerem, který potom zpevní, a vznikne skutečně hydrofóbní ochranná vazební vrstva. G2-BOND Universal je okamžitě rozpoznatelný díky svým jedinečným obalům na lahvičkách 1-Primer a 2-BOND.



G2-Bond Universal Bottle Kit: 5ml 1-PRIMER, 5ml 2-BOND, 1-PRIMER kryt, 2-BOND kryt, 20x dávkovací mistička, 50x aplikátor a technická karta.

4385,-



1-PRIMER Refil
5ml

~~3780,-~~

3195,-



1-BOND Refil
5ml

~~1597,-~~

1325,-

Tri Plaque ID Gel

Jedinečný gelový indikátor plaku ve třech barevných odstínech k rozpoznání nového, zralého a kyselinotvorného biofilmu. Tento unikátní gel rovněž dokáže přesně vyznačit místa největšího působení bakterií, a to odhalením kyselého pH.



40g

~~1751,-~~

1450,-

D-Light Pro

Vysoce výkonná LED lampa. Duální vlnová délka, tři programy, elegantní, lehký a ergonomický designem, autoklávovatelná rukojeť.



Obsah balení : rukojeť (tělo & elektronický modul), světlovod 8mm, 2x baterie, nabíječka, napájecí zdroj, EU/UK adaptory, 1x ochranný štítek očí tvrdý, 3x ochranný štítek očí měkký.

~~46346,-~~

33895,-

Capsule Mixer CM-II

Nový digitálně ovládaný vysokorychlostní míchací přístroj na kapsle. Zajistí nejlepší namíchání všech kapslových materiálů. Ergonomický moderní design přístroje. Speciálnímu designu míchacích vidliček pro snadné vkládání i vyjímání kapslí. Velký digitální displej usnadňuje volbu mezi manuálním a předvoleným míchacím programem...

~~24205,-~~

19435,-

Fuji TEMP LT

Fixační cement ve verzi pasta-pasta na dlouhodobá provizoria. Poskytuje dobře známé ochranné vlastnosti, které nabízejí materiály založené na skloionomerní technologii. Příjemná manipulace - nepřilíží řídká konzistence s tenkou vrstvou filmu, snadné odstranění přebytků



2x13,3g kartuše

~~5730,-~~

5395,-

dóza, 30g, bílá

Cavition

Dočasný výplňový materiál pro standardní kavity a po endodontickém ošetření. Tuhnutí je inicializováno vodou a slinami. Snadno se odstraňuje.

~~659,-~~

619,-

Gradia štětec



10 ks, plochý
nebo kulatý

~~1833,-~~

1495,-

300,-

držák štětců, 2ks

MaxCem Elite

Dvousložkový, samoleptací, duálně tuhnoucí kompozitní fixační cement typu pasta-pasta.

Odstíny: bílý, opákní, čirý a žlutý

sleva:

25%



refill - 2x 5 g

4027,-

2618,-

OptiDisc



sleva více než:

50%

velikosti: **OptiDisc refill 9,6 mm:** hrubý 80 ks (4197) | středně hrubý 100 ks (4181) | jemný 100 ks (4182) | velmi jemný 100 ks (4183)
OptiDisc refill 12,6 mm: hrubý 80 ks (4198) | středně hrubý 100 ks (4184) | jemný 100 ks (4185) | velmi jemný 100 ks (4186)
OptiDisc refill 15,9 mm: hrubý 80 ks (4199) | středně hrubý 100 ks (4191) | jemný 100 ks (4192) | velmi jemný 100 ks (4193)

Refill: 80ks/100ks

1063,-

532,-

Tetric PowerFill

Světlem tuhnoucí bulkfill kompozit pro přímé výplně v distálním úseku.
Odstíny: IVA, IVB, IVW.



Kupte 3 ks PowerFlow a získáte 1x TetricPowerFill Refill 2g, odstín dle vlastního výběru ZDARMA

stříkačka IVA - 3 g

1859,-

stříkačka IVB, IVW - 3 g

1979,-

SonicFill 3

Materiál pro zhotovování kompozitních výplní v laterálním úseku.

• Odstíny: A1, A2, A3 a B1.

sleva:

29%



kompule - 20 x 0,25g

3920,-

2800,-

Vertise Flow

Samoadhezivní flow kompozitní materiál pro malé výplně třídy I. a II., liner, pečetění fisur a opravy keramiky.

Odstíny: A2, A3.



sleva

více než:

33%

Refil 2x2g

2957,-

1975,-

Tetric Prime

Tetric Prime je kompozitní materiál s krémovou konzistencí (lze snadno tvarovat) pro výplně III. třídy, IV. třídy a V. třídy.
Snížená lepivost Tetric Prime usnadňuje vytváření anatomických struktur.

Má jen 12 odstínů – Universální: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2 a C2.

Dentinové: A2D a A3.5D. Translucentní T a Bělený BLL.



Kupte 3 ks Tetric Prime Refill a získáte 1x Tetric EvoFlow Refill, 2g, odstín dle vlastního výběru ZDARMA

Stříkačka 3g, A2, A3

1799,-

Stříkačka 3g, ostatní barvy

1979,-

FenderWedge

Speciální plastové klínky s integrovaným ocelovým plíškem.
Chrání přilehlý zub během preparace - téměř ve 2/3 případů dochází k poškození při preparaci kavit II. třídy!
Dostupné ve 4 velikostech klínku: XS (fialové), S (oranžové), M (zelené) a L (žluté).

Sada obsahuje: 50 ks od každé velikosti.



sleva:

25%

sada 4 x 36ks

4010,-

3010,-

refill 36ks

1180,-

890,-

FenderPrimary

Unikátní kombinace preparačního štítu (FenderWedge) a sekční matrice (FenderMate) pro výplně II. třídy dětských zubů.

Zajišťuje rychlou, jednoduchou a bezpečnou opravu mléčného zubu. Speciální tvar špičky umožňuje stlačení gingivy bez poškození a snižuje tak riziko krvácení. Před výplní je možné klínek a plátek ohnout a tak adaptovat podle tvaru zubu.

K dispozici ve dvou velikostech - dlouhé (L) a krátké (S).



sleva:

25%

sada 2 x 18ks

1730,-

1300,-

refill 18ks

1000,-

750,-

FenderMate

Speciální klínkové matrice pro zajištění dokonalého bodu kontaktu u výplní II. třídy.

Snadné zavádění - stejně jako klínek.

Pevná adaptace cervikálních okrajů - žádné přesahy výplně přes kavitu!

Flexibilní křídélka využívají tlak pro udržení separace a cervikální adaptaci.

K dispozici ve dvou tloušťkách - střední (tmavé) a úzká (světlé), provedení levé (zelené) nebo pravé (modré).

Sada obsahuje 18 ks od každého provedení.

FenderMate D-Coat: materiál v tmavé matné barvě pro lepší přehled díky vynikajícímu kontrastu.



sleva:

25%

sada 4 x 18ks

6390,-

4800,-

refill - 18ks

1850,-

1390,-

Refill D-Coat - 18ks

1790,-

1350,-

Ultrapak

Snadné zavedení
Vynikající absorpce
Bezkonkurenční retrakce

sleva:

25%



000

740,-

600,-

00

650,-

520,-

0, 1, 2 nebo 3

600,-

480,-

ViscoStat/Viscostat Clear

ViscoStat

- viskózní hemostatický koagulační gel s 20% síranu železitého
- hloubková aktivní hemostáza během několika sekund pro středně silné krvácení



ViscoStat Clear

- transparentní gel pro slabé krvácení v estetických zónách
- nezabarvuje tkáň, zůstává v sulku, nezanechává rezidua,
- nestéká

Indispace: 30ml
ViscoStat

1950,-

1760,-

Indispace: 30ml
ViscoStat Clear

2020,-

1820,-

MetaFix matrice

Matrice pro II. třídu - MO/OD/MOD kompozitních výplní v laterálním úseku chrupu, vhodné i pro oblast krčku a u hlubokých kavit

- Kruhový pásek matrice o síle 0,038 m.
- Velikosti - malé, střední a velké.



sleva více

33%

50ks

2402,-

1598,-