

Apron č.1

Ochranné roušky pro pacienta vyrobené z umělé hmoty.
Dodávané v roli s perforací pro odtržení.

S výřezem pro krk a páskami pro zavázání.

Barvy: modrá (1), bílá (2), zelená (3), tmavě modrá (4), oranžová (6)
a žlutá (8).

Rozměr: 80 x 54 cm.



200ks

540,-

485,-

Apron č.3

Pacientské bryndáky vyrobené z polyetylénu a savé měkké celulózy.

Barvy: bílá, zelená, tmavě modrá, světle modrá, blankytná, světle
oranžová, tmavě oranžová, šedivá, vínová, žlutá a růžová.

Rozměry: 60x54 cm - 80 ks a 80x54 cm - 60 ks.



60x54 cm - 80 ks

320,-

285,-

80x54 cm - 60 ks

320,-

285,-

Ústenky Euronda



modrá, růžová nebo limetka

50ks

220,-

198,-

Roušky papírové
skládané

Barvy: oranžová, růžová,
žlutá, modrá, zelená,
fialová, vínová, světle
modrá, blue lagoon,
limetka - 500ks

680,-

637,-

černá - 500ks

720,-

680,-

Savky



různé barvy,
100ks

99,-

89,-

Kelímky



různé barvy,
100ks

88,-

79,-

Safargam GT 400



Ag – 43%, Cu – 25%, Sn – 32%

kapsle č. 1, 50ks

1325,-

1193,-

kapsle č. 2, 50ks

1693,-

1498,-

kapsle č. 3, 50ks

2194,-

1975,-

Adhesor

Adhesor, zinkfosfátový cement, se používá jako podložkový materiál pod
amalgamové a kompozitní výplně, dočasný výplňový materiál, pro
fixace korunek a můstků a plnění kořenových kanálků.



80 g prášku a 55 g
tekutiny

344,-

309,-

Leptací gel
(Etching)

Leptací gel na bázi 37% kyseliny fosforečné. Slouží k leptání dentinu a
skloviny pro všechny leptací techniky. Modrozelený leptací gel je velmi
dobře viditelný a má optimální tixotropní tokové vlastnosti.

Náhrada za Etching gel.



2 x 1,4 g stříkačky,
3aplikační kanyly

342,-

308,-

70g + 10 stříkaček
+ 50kanyl

1658,-

1499,-

Breeze

Samoadhezivní pryskyřičný cement pro
snadné tmelení fixních protetických prací a
kořenových čepů.

3 odstíny: A2, opákní bílý a transparentní.



4 ml + 12 kanyl |

1444,-

1298,-

čepy, 10 ks

1028,-

925,-

4 ml+5 kanyl

940,-

834,-

FibreKleer

Kompozitní čepy ze skelných vláken.

Kónické, ve velikostech: 1,25 mm, 1,375 mm a 1,50 mm..



Build-It

Skelnými vlákny vyztužený dostavbový materiál

Zatéká tam, kde potřebujete a lze jej vrstvit aniž by stékal

Vysoká pevnost v ohybu

Duálně tuhnoucí

Odstíny: A2 (2), A3 (3), opákní bílý (8), modrý (1) a zlatý (2).



Tempsmart DC

Duálně tuhnutí kompozit pro dočasné korunky a můstky bez obsahu změkčovadel. Krátký pracovní postup díky pohodlné možnosti polymerování v celkový čas jsou 3 minuty. Vysoká pevnost v lomu pro dočasné náhrady. Snadno leštitelný až do vysokého lesku a dosažení vysoké estetiky. **K dispozici:** v 48 ml kartuších (A1, A2, A3, A3.5, B1 a BW) a 10 ml stříkačkách (A1, A2, A3 a B1).



Kartuše 48ml

3568,-

2845,-

Stříkačka 10ml

2126,-

1685,-

G-CEM LinkForce

Univerzální duálně tuhnutí adhezivní fixační cement pro všechny indikace a všechny materiály.

Starter kit: 1x8,7g G-CEM LinkForce A2 nebo TL, 20x GC Automix Tip Regular, 1x5ml G-Multi PRIMER, 1x5ml G-Premio BOND, příslušenství.

Refill A2 /
Translucent; 8,7 g

5549,-

4475,-

Starter Kit: A2 / Translucent

7028,-

5685,-

G-CEM Veneer

Světlem tuhnutí pryskyřičný cement určený pro fixaci estetických fazet.



sleva až:

21%

Starter Kit: 2x G-CEM Veneer Refi I (1 ml / 1.7 g) A2 & TR, 2x Try-in Paste Refi I (2 ml / 1.5 g) A2 & TR, 5ml 5ml G-Multi PRIMER, 5ml G-Premio BOND, 45x koncovky pro G-CEM Veneer, 2x ochranný kryt stříkačky, 50x mikrošpičkové, 20x dávkovací mistička

7345,-

Refill: 1,7g (A2, Translucent, Opaque, Bleach)

9142,-

1035,-

Essentia Universal



nyní jen:

1.158,-

Essentia Universal – Univerzální světlem polymerující kompozit s kondenzovatelnou konzistencí

1 tuba 3,4g

1899,-

1255,-

Essentia

Světlem tuhnutí, radioopákní, univerzální výplňový materiál. Pouze 7 odstínů pro všechny klinické situace.

Odstíny: LD, MD, DD, LE, DE, U a ML. K dispozici čtyři **modifikátory** (RBM, B?, WM a OM) vyvinuté pro rychlou charakterizaci vašich výplní. **Starter Kit:** stříkačky: 7x2ml (1 od každého odstínu), 20 aplikačních koncovek a příslušenství.

Modifier Kit: 2x2,4ml (1 od každého odstínu)



nyní jen:

1.158,-
na tubu

nyní jen:

4.989,-
na kit1 tuba,
libovolný odstín

1899,-

1255,-

Modifier Kit

6574,-

5485,-

Essentia HiFlo/LoFlo



nyní jen:

1.457,-

HiFlo/LoFlo – zatékavé fotokompozity
HiFlo – vysoká zatékavost
LoFlo – nízká zatékavost

1 tuba – 3,4g

1899,-

1585,-

Gradia Direct

sleva
více než:

46%

nyní jen:

1.038,-

Anterior Syringe; 2.7 ml v odstínech XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT, CVT

Posterior Syringe; 2.7 ml v odstínech P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT

X Syringe; 2.7 ml (5 g) v odstínech X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-AO2, X-WT

1987,-

1135,-

Gradia Direct Flo/LoFlo

sleva
více než:

33%

nyní jen:

1.249,-

Flo: 2x 1,5g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry

LoFlo: 2x 1,3g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry

1947,-

1365,-

Gradia Core

Duálně tuhnutí kompozit pro estetické dostavby a fixaci kořenových čepů.



nyní jen:

5.498,-
na kit

nyní jen:

2.796,-
na refill

nyní jen:

5.785,-
na Intro kit

Kit: 1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství

7418,-

6000,-

Intro kit: 1x GRADIA CORE Kit (1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství); 1x GRADIA CORE Dispenser (dávkovací pistole).

7696,-

6250,-

Refill: kartuše 10ml,

3701,-

2995,-

GC Fuji IX GP 1-1

sleva
více než:

23%

nyní jen:

2.278,-

Odstín. A3

1-1

3015,-

2495,-

GC Fuji IX GP 3-2

nyní jen:

5.557,-

sleva
více než:

22%

Set obsahuje: A2, A3 a B3 prášku, 2x 6,4ml tekutiny

3-2

7212,-

6125,-

GC Fuji IX GP Extra 1-1

sleva
více než:

25%

nyní jen:

2.498,-

Odstín. A2, A3

1-1

3387,-

2775,-

Dry Mouth Gel

Gel na suchá ústa

nyní jen:
2.478,-10ks sortiment: 4x máta, 2x
malina, 2x pomeranč, 2x citron~~3275,-~~**2675,-**

10ks malina

~~3275,-~~**2675,-**

GC Repair Kit

Balení: G-Premio BOND 5x unidose, CERAMIC PRIMER II 5x unidose, Gradia Plus OA1 (opáker pro překrytí dostaveb na bázi kovu) tuba 2 ml, technický průvodce, aplikátory a mikroštětkysleva
více než:**25%**nyní jen:
2.598,-

balení

~~3556,-~~**2875,-**

G-Multi Primer

Zajišťuje trvalou adhezi ke všem typům náhrad, kombinuje tři různé monomery k dosažení perfektní adheze ve všech situacích.



nyní jen:

1.798,-

5ml

~~2401,-~~**1995,-**G-aenial Anterior /
Posterior / Flo Xnyní jen:
1.429,-

sleva až:

38%**Flo X:** A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 (3,6g)~~2356,-~~**1565,-****Anterior:** 2,7 ml (4,7 g) XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE**Posterior:** 2,7 ml (5,5 g) P-A1, P-A2, P-A3, P-A3,5, P-JE, P-IE

tuba

~~2338,-~~**1535,-**G-aenial Universal
Injectablesleva
více než:**24%**nyní jen:
**985,-
na tubu****Odstíny:** XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

Unitip 10x0,16ml

~~1999,-~~**1685,-**

tuba 1x1ml

~~1328,-~~**1075,-**G-aenial Universal
Flosleva
více než:**38%**nyní jen:
1.457,-**Odstíny:** BW, A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3, JE a AE

Tuba: 3,4g

~~2407,-~~**1585,-**

G-Premio Bond

sleva až:

42%nyní jen:
**6.475,-
na 3x5ml**nyní jen:
**2.478,-
na 5ml**3-Bottle Pack:
3x5ml~~8634,-~~**6565,-**1 lahvička
5ml~~4282,-~~**2685,-**

G-Bond Starter Kit

Samoleptací, světlel tuhnoucí jednosložkové adhezivum 7. generace, celá aplikace během 30 s.



nyní jen:

2.467,-sleva
více než:**44%****Starter Kit:** 5 ml, 50x
mikrotip štětečky, mikrotip
aplikátor a míchací miska~~4536,-~~**2675,-**

Cocoa Butter

Separační médium k izolaci kovových nástrojů při zhotovování skloionomerních výplní. Výborná separace skloionomeru a kovových nástrojů, hladký povrch výplně.



nyní jen:

336,-

10g

~~423,-~~**360,-**

MI Varnish

Bioaktivní, fluoridační ochranný lak (varnish) s obsahem kalcia a fosfátu "Ochrana jediným tahem štětce".

sleva
více než:**21%**Intro Pack; 10x 0,4 ml
(5x jahoda, 5x máta),
20x štěteček~~1098,-~~**835,-**Refill Pack; 35x 0,4 ml
(jahoda / máta), 50x
štěteček~~3320,-~~**2595,-**

Tooth Mousse

Bioaktivní, dentální ochranný krém, který obnovuje minerální rovnováhu v ústech a stimuluje produkci slin.

Příchuť: meloun, jahoda, máta, vanilka a tutti frutti.

sleva až:

33%

5x sortiment + 1 ZDARMA

~~4014,-~~**2675,-****10-Pack:** 10 ks sortiment
nebo jedna příchuť~~6166,-~~**4615,-**

MI Paste Plus

Stejné účinky jako GC Tooth Mousse, navíc obsahuje fluorid
Příchuť: jahoda, máta, tutti frutti, vanilka a meloun

sleva až:

34%**5-Pack:** 5 ks sortiment + 1
ZDARMA~~4380,-~~**2892,-****10-Pack:** 10 ks sortiment
nebo jedna příchuť~~6895,-~~**5175,-**

DiaPolisher Paste

nyní jen:
1.278,-

Diamantová lešticí pasta GC DiaPolisher Paste byla vyvinuta pro další vylepšení estetických výsledků kompozitních výplní zhotovených z materiálů G-aenial, Kalore, Gradia Direct nebo Gradia

2g

~~1615,-~~**1350,-**

Ceramic Primer II

Adhezivum pro vytvoření silné vazby během fixace mezi všemi estetickými nepřímými náhradami a cementy na bázi pryskyřice, nebo při opravách přímých kompozitních náhrad.

nyní jen:
2.517,-

3ml

~~3245,-~~**2675,-**

EQUIA Coat

Nový unikátní výplňový systém, který kombinuje novou generaci skleněných částíček (EQUIA Fil kapsle) s vysoce naplněným pryskyřičným ochranným lakem (EQUIA Coat). Spojuje rychlou a snadnou manipulaci s dokonalými fyzikálními vlastnostmi a nepřekonatelnou estetikou. Inteligentní řešení - lak je navržen tak, aby se...

nyní jen:
1.798,-

4ml

~~2613~~**1985,-**

EQUIA Forte HT



Refill á 50 kapslí v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment.

Klinické balení obsahuje: 200 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny A2, A3, B2.

Promo balení obsahuje: 100 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny: A2, A2-A3, A3, A3-B2.

Intro balení obsahuje: 20 kapslí, 20 ks unitdase EQUIA Forte Coat a 25 jednorázových štětečků v odstínech - odstíny A2, A3, B2.

nyní jen:
4098,-
na A2 a A3
4330,-~~5643,-~~**15400,-**~~18622,-~~nyní jen:
14988,-nyní jen:
8.078,-~~11004,-~~nyní jen:
2.276,-~~2550,-~~
~~3178,-~~

EQUIA Forte Coat

Bulkový sklohybridní výplňový materiál pro pacienty od 7 let a výše. Rychle tuhající, estetický výplňový materiál s jedinečnou SKLOHYBRIDNÍ technologií s vysokou odolností proti prasklinám a opotřebení s uvolňováním fluoridu. Díky využití vlastní univerzální adhezivní technologie a vynikající smáčivosti není nutné použití kondicionéru ani bondu.

nyní jen:
1.898,-

4ml

~~2764,-~~**2075,-**

Fuji Cem Evolve

nyní jen:
4.987,-
na Triplenyní jen:
2.367,-
na Single

Skleionomerní cementy jsou chloubou GC díky dokonalé kvalitě, kterou prokázaly nezávislé klinické studie po celém světě.

Triple Pack: 3x 9,2g + 45x koncovka

~~7962,-~~**5435,-**

Single Pack: 9,2g + 15x koncovka

~~3124,-~~**2575,-**

Exaclear

Inovativní, čirý VPS materiál vhodný pro náročné estetické případy s vynikajícími výsledky. Vysoká úroveň transparence zajišťuje skvělou možnost vizuální kontroly a viditelnost detailů. Bezkonkurenční průsvitnost umožňuje velmi efektivní polymeraci přes silikon.

nyní jen:
1.898,-

kartuše
2x51g

~~2501,-~~**2075,-**

everStick Perio

Estetické řešení pro parodontální dlahování šetrné pro pacienty

nyní jen:
1.797,-
1x8cmnyní jen:
2.507,-
na Intro

1x8cm

~~2954,-~~**1985,-**

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D

~~4155,-~~**2785,-**

everX Flow

Zatékavý kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny určený pro náhradu dentinu. Nejsilnější náhrada dentinu pro zpevnění velkých kavít. Vynikající odolnost proti zlomení, téměř shodná s dentinem, a to díky vysokému podílu krátkých vláken, která jsou pevně vázána na živčnou matici.

nyní jen:
1.499,-

stříkačka 2ml (3,7g),
bulkový nebo
dentinový odstín,
20x koncovka

~~2038,-~~**1685,-**

everX Posterior

Vlákny zesílený kompozit pro náhradu dentinu. Obsažená krátká vlákna z něj činí perfektní materiál pro zesílení všech rozsáhlých kompozitních výplní. Vlákna zabraňují vzniku a šíření prasklin - odolnost odpovídá dentinu.



15 unitipů x
0,13 ml

~~2749,-~~**2275,-**

50 unitipů x
0,13 ml

~~8249,-~~**6785,-**nyní jen:
2.098,-
15 Unitipůnyní jen:
6.278,-
50 unitipů

everStick C&B

Skelnými vlákny vyztužené materiály. Spolehlivé, minimálně invazivní, extra pevné, estetické. Pro minimálně invazivní kompozitní můstky vyztužené vlákny

nyní jen:
1.977,-
1x8cmnyní jen:
2.507,-
na Intro

1x8cm

~~3196,-~~**2165,-**

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D

~~4155,-~~**2785,-**

GC Fuji I kapsle



Odstín: světle žlutá

50 kapslí

4636,-

nyní jen:
2.895,-

3188,-

GC G-CEM kapsle



Odstín: A2, AO3, TL, BO1, sortiment

50 kapslí

8806,-

nyní jen:
5.498,-

5990,-

GC Fuji Triage kapsle



Odstín: růžová, bílá

50 kapslí

5404,-

nyní jen:
3.388,-

sleva více než:

36%

3675,-

GC Fuji IX GP kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

4796,-

nyní jen:
3.188,-

sleva více než:

32%

3425,-

GC Fuji IX GP FAST kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

4869,-

nyní jen:
3.245,-sleva
více než:

28%

3465,-

GC Fuji IX GP Extra kapsle



Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

5667,-

nyní jen:
3.687,-sleva
více než:

34%

3985,-

GC Fuji II LC
Improved kapsle

Odstín: A2, A3, B3

50 kapslí

5703,-

nyní jen:
3.665,-sleva
více než:

35%

4045,-

GC Fuji Plus kapsle



Odstín: A3, žlutá

50 kapslí

6030,-

nyní jen:
3.779,-sleva
více než:

36%

4180,-

GC Fuji Plus plv./liq.



Odstín: A3

1-1

4714,-

nyní jen:
3.459,-

sleva:

25%

3734,-

GC Fuji II LC
Improved plv./liq.

Tekutina 6,8g

2144,-

Prášek 15g

2510,-

3-2 balení: 3 x 15g prášku (A2, A3, B3) a 2 x 8g tekutiny

10106,-

nyní jen:
7898,-

1820,-

2140,-

8600,-

Fuji I 1-1



Odstín: světle žlutá

1-1 (plv. + liq.)

4131,-

nyní jen:
3.069,-

3350,-

GC Fuji Triage 1-1



Odstín: růžová, bílá

1-1

3275,-

nyní jen:
2.338,-

2597,-

Aplikační štětečky

Ohebné aplikátory, které jsou rezistentní vůči kyselému prostředí a rozpouštědlům. Flexibilní násadka umožňuje aplikaci i v těžko přístupných místech. Používají se pro nanášení malých množství tekutin, jako např. bondů, pečidel, leptadel, linerů apod.



Sortiment balení: 100× Fine tmavě zelené, 100× Fine světle zelené, 100× Super Fine fialové, 100× Medium světle modré

400 ks

Superfine (fialová)

Fine (zelená)

Medium (modrá)

1202,-

699,-

Stae

Jednosložkový adhezivní systém 5. generace na sklovinu i dentin. Obsahuje radikální resinový systém, který výrazně snižuje velikost spáry a smršťování. Rozpouštědlo je směs acetonu a vody a účinkuje na suchém i vlhkém povrchu. Stae účinně a homogenně proniká hybridní vrstvou a zajišťuje vynikající vazbu k zubu. Stae je vhodný pro bondování kompozitů, kompomerů a porcelánu.



5ml

3091,-

1490,-

Zipbond

Zipbond Universal je jednosložkové univerzální adhezivum uvolňující fl uoridy, kompatibilní s technikami samoleptání, selektivního leptání a celkového leptání.



5ml

2555,-

1490,-

Riva LC light cure
prášek + tekutina

Radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřici modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetení fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů.



Balení: 1x15g prášek, 1x7,2 ml tekutina, odstíny: A2, A3

2137,-

1690,-

Riva SC self cure
prášek + tekutina

Radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní výplňový materiál s vysokou viskozitou, která je čtyřikrát vyšší než u Riva SC. Používá se jako náhrada dentinu, ART techniku, pro podložky, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů.



Balení: 1x15g prášek, 1x7,2 ml tekutina, odstíny: A2, A3

1562,-

1390,-

Riva Luting

Ideální radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní fixační cement. Díky vynikající adhezi k zubům, vysokému uvolňování fluoridu a zatékavosti, je použitelný pro široké spektrum klinických aplikací. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Kapsle, 50ks

4754,-

3990,-

35g prášek + 24,3ml tekutina

3130,-

2490,-

Riva LC light cure
kapsle

Radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřici modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetení fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů.



Odstíny: A2, A3, 45x kapsle,, tvrdost: normal nebo HV (tvrdá)

4575,-

2990,-

Odstíny: A1, A3.5, A4, C4, sortiment, 50x kapsle

5463,-

3990,-

Riva Cem Automix

Riva cem automix je pryskyřici modifi kovaný, skloionomerní fi xační cement, chemicky tuhnoucí ve formě pasta/pasta uvolňující fl uoridy. Je určen k defi nitivnímu cementování metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátů. Je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světlem.



2x 4 g stříkačka automix, 16x aplikační koncovky

3434,-

2290,-

Riva Protect

Riva Protect je ideálním produktem pro pacienty s velkým počtem zubních kazů – přilne přímo na zub, posílí spodní strukturu a efektivně zub ochrání před škodlivými bakteriemi a kyselinami



Kapsle, 50ks

6426,-

5490,-

15 g prášek, 9.1 ml tekutina, 10 ml conditioner

3224,-

2990,-

Riva Silver

Radioopákní, stříbrem modifikovaný skloionomerní, chemicky tuhnoucí výplňový materiál. Vyznačuje se vynikající adhezí k zubu, trvalým uvolňováním fluoridu a vysokou tlakovou pevností. Díky svým vlastnostem je optimální výplňový materiál pro široké klinické použití. Riva silver má světle šedý odstín. Kapsle obsahují 18 % stříbra, prášek/tekutina obsahuje 21,6 % stříbra.



Kapsle, 50ks

8062,-

6490,-

32 g prášek, 8.9 ml tekutina

6942,-

5490,-

Pola Rapid 6%

Pola Rapid je nové ordinační bělení s vyšší viskozitou, které lze snadno a rychle aplikovat. Bezpečně vybělí zuby za 45 min. Díky modrému zabarvení gelu má lékař stále přehled o jeho aplikaci. Při aplikaci není potřeba používat gingivální bariéru. Pola Rapid je vhodná na bělení vitálních i devitalizovaných zubů. Obsahuje dusičnan draselný, který zabraňuje následné citlivosti zubů.

Účinná látka: hydrogen peroxid



Balení pro 1 pacienta:
2.8 ml stříkačka

2848,-

1590,-

Balení pro 3 pacienty:
3x 2.8 ml stříkačka

7045,-

3690,-

Pola Day 6%

Pola Pola Day je pH neutrální gel s obsahem hydrogen peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.

Účinná látka: hydrogen peroxid



Balení: 4x 1.3 g stříkačka

1456,-

1290,-

Balení: 10x 1.3 g stříkačka

3002,-

2690,-

Pola Luminate 6%

Jednoduchý nástroj pro udržení jasného, bílého úsměvu mezi návštěvami lékaře. Rychleschnoucí gel s nízkou viskozitou umožňuje vytvoření tenkého filmu na povrchu zubu s minimální dobou schnutí.



Balení: 5.5 ml

1440,-

1140,-

Pola Light

Pola Light je pokročilý systém na bělení zubů, který je spojením oceněného bělicího gelu a LED náustku pro rychlejší domácí bělení. Rychle působí a zuby jsou vybělené za pouhých 5 dní. Lze dobíjet pro další bělení zubů. Systém se používá v kombinaci s gelem Pola Day. Gel zajišťuje extra hydrataci, zmírňuje přecitlivělost a remineralizuje zubní sklovinu.

Účinná látka: hydrogen peroxid



Balení: 1 ks Pola Light náustek,
4x 3 g stříkačka Pola Day

3522,-

2790,-

Balení: 3 g stříkačka Pola Day

485,-

399,-

Balení: 50x 3 g stříkačka
Pola Day

22018,-

14990,-

Pola Night 16%

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení EKO: 4x 3 g stříkačka

1207,-

990,-

Balení: 10x 1.3 g stříkačka

3002,-

2690,-

Balení EKO: 45x 1.3 g
stříkačka

7901,-

5990,-

Pola Night 10%

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení: 4x 1.3 g stříkačka

1456,-

1290,-

Balení: 10x 1.3 g stříkačka

3002,-

2690,-

Super Etch

Leptací gel na sklovinu a dentin s obsahem 37% kyseliny fosforečné.



Balení: 12 g stříkačka, 25x
aplikační koncovka

1301,-

990,-

Balení: 2x 31 g stříkačka,
50x aplikační koncovka

2721,-

1990,-

Riva Coat

Světlem tuhnoucí ochranný lak pro skloionomerní výplně. .



5 ml

1592,-

1290,-

Riva Conditioner

Roztok kyseliny polyakrylové pro jemné odstranění „smear layer“ z dentinu a skloviny.



10 ml

1641,-

1290,-

Opalescence PF 16%

Noční bělení Opalescence® PF 10% = 10% karbamidu peroxidu. Doba jedné aplikace 8 - 10 hod/noc.

Denní bělení Opalescence® PF 16% = 16% karbamidu peroxidu. Doba jedné aplikace 4 - 6 hod/den

Jediný viskózní lepkavý gel s postupným uvolňováním peroxidu vodíku pro trvalé bělení

Příchut': máta nebo bez příchutě.

Pacient Kit: 8 x 1,2 ml bělicího gelu ve stříkačkách, 30 ml Bělicí pasta Opalescence, krabičku na nosiče, taštičku Opalescence a kartičku se vzorníkem odstínů.



Patient Kit

2620,-

2360,-

Opalescence bělicí pasta

Unikátní složení pomáhá udržet zářivé, bílé zuby. Bezpečná pro každodenní použití, vhodná pro celou rodinu.

Účinné, rychlé uvolňování fluoridu

Opalescence Cool Mind – 4,8x větší absorpce fluoridů sklovinou

Opalescence Sensitive – snižuje citlivost zubů



Sensitive

305,-

274,-

Cool Mint

285,-

257,-

Opalescence Go

Profesionální bělení zubů doma - okamžitě k použití Opalescence Go 6%

Jednorázový nosič předplněný bělicím gelem s 6% peroxidu.

Pacient Kit: 10 dolních a 10 horních nosičů a bělicí pastu 28 g.

Mini Kit: 4 dolní a 4 horní nosiče



pacient kit - máta
nebo meloun

2390,-

2151,-

Mini kit - máta

1170,-

1053,-

G-aenial A'CHORD

Světlem tuhnoucí univerzální výplňový kompozit.

Nový univerzální výplňový kompozit se zjednodušeným systémem odstínů.

Je určen zubním lékařům, kteří usilují o zjednodušení pracovního postupu, ale nechťejí dělat kompromisy v estetice a trvanlivosti svých prací.

Tento materiál byl navržěn tak, aby pokryl 90% všech vašich přímých výplní s 5 CORE odstínů (A1, A2, A3, A3.5, A4), které pokryjí všech 16 VITA odstínů. Dále jsou k dispozici opákní, sklovinné a krčkové odstíny a dva vybělené odstíny.

Díky jedinečné kombinaci technologií zůstanou výplně dlouhodobě krásné, lesklé a beze změny.



Refill Unitip 15x0,16ml: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, JE, AE, BW, BOW.

~~2123,-~~

1750,-

Layering kit: Unitip

v odstínech: A2, A3, AO2, AE, JE

~~9544,-~~

7985,-

Core kit: Unitip

v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4

~~9544,-~~

7985,-

Refill stříkačky 4 g: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, JE, AE, BW, BOW.

~~1981,-~~

1630,-

Layering kit: stříkačky (4g)

v odstínech: A2, A3, AO2, AE, JE

~~8897,-~~

7400,-

Core kit: stříkačky (4g)

v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4

~~8897,-~~

7400,-

G-Cem ONE

G-CEM ONE je skutečně univerzální, technologicky nenáročný cement s vysokou pevností vazby a vynikající schopností samotuhnutí. Díky GC Touch Cure a G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer jej lze použít pro širokou škálu indikací, včetně náročných klinických situací.



Starter kit A2/TL: stříkačka A2/TL, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive enhancing Primer

~~2567,-~~

2200,-

Systém Kit: stříkačky A2 a TL, 15xGC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive Enhancing Primer a G-Multi Primer

~~5606,-~~

4600,-

Twin Refill A2/TL: 2x stříkačky A2/TL, 15x GC Automix Tips Regular, 5x GC Automix Endo tips

~~4225,-~~

3475,-

Single Refill AO3/WO: stříkačky AO3/WO, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips

~~2214,-~~

1775,-

Všestranný 2 lahvičkový univerzální bond.

Nová patentovaná

technologie GC Dual-H

Technology umožňuje

plynulý přechod od

hydrofilních k hydrofóbním

vlastnostem povrchu s

aplikovaným primerem,

který potom zpevní, a

vznikne skutečně

hydrofóbní ochranná

vazební vrstva.

G2-BOND Universal je

okamžitě rozpoznatelný

díky svým jedinečným

obalům na lahvičkách 1-

Primer a 2-BOND.



G2-Bond Universal Bottle

Kit: 5ml 1-PRIMER, 5ml 2-

BOND, 1-PRIMER kryt, 2-

BOND kryt, 20× dávkovací

mistička, 50× aplikátor a

technická karta.

~~5265,-~~

4385,-



1-PRIMER Refil
5ml

~~3856,-~~

3195,-



1-BOND Refil
5ml

~~1630,-~~

1325,-

Tri Plaque ID Gel

Jedinečný gelový indikátor plaku ve třech barevných odstínech k rozpoznání nového, zralého a kyselinotvorného biofilmu. Tento unikátní gel rovněž dokáže přesně vyznačit místa největšího působení bakterií, a to odhalením kyselého pH.



40g

~~1787,-~~

1450,-

D-Light Pro

Vysoce výkonná LED lampa. Duální vlnová délka, tři programy, elegantní, lehký a ergonomický designem, autoklávovatelná rukojeť.



Obsah balení : rukojeť (tělo & elektronický modul), světlovod 8mm, 2x baterie, nabíječka, napájecí zdroj, EU/UK adaptory, 1x ochranný štítek očí tvrdý, 3x ochranný štítek očí měkký.

~~47273,-~~

33895,-

Capsule Mixer CM-II

Nový digitálně ovládaný vysokorychlostní míchací přístroj na kapsle. Zajistí nejlepší namíchání všech kapslových materiálů.

Ergonomický moderní design přístroje.

Speciálnímu designu míchacích vidliček pro snadné vkládání i vyjímání kapslí.

Velký digitální displej usnadňuje volbu mezi manuálním a

předvoleným míchacím programem...

~~24692,-~~

19435,-

Fuji TEMP LT

Fixační cement ve verzi pasta-pasta na dlouhodobá provizoria.

Poskytuje dobře známé ochranné vlastnosti, které nabízejí materiály založené na skloionomerní technologii.

Příjemná manipulace - nepřiliš řídká konzistence s tenkou vrstvou filmu, snadné odstranění přebytků



2x13,3g kartuše

~~5845,-~~

5395,-

dóza, 30g, bílá

Cavition

Dočasný výplňový materiál pro standardní kavity a po endodontickém ošetření. Tuhnutí je iniciováno vodou a slinami. Snadno se odstraňuje.

~~680,-~~

639,-

Gradia štětec



10 ks, plochý
nebo kulatý

~~1888,-~~

1495,-

držák štětce, 2ks

~~379,-~~

330,-

DentinOp EDTA 17%

Roztok připravený k použití pro leptání kořenových kanálků. Účinné při odstraňování smear vrstvy a rozšiřování kanálků. Používá se také ve spojení s fixací kořenových čepů, kde se kanálek před cementováním důkladně vyčistí. Obsahuje 17 % EDTA a cetrimid, antiseptický, dezinfekční prostředek, který snižuje povrchové napětí a umožňuje lepší distribuci tekutiny v kanálku.



100ml 325,- 290,-

500ml 610,- 549,-

Hypodest
Natriumhypochlorid 3%

Pro výplach kořenových kanálků. Dezinfekční tekutina pro vyplachování a odstraňování organické tkáně v kořenových kanálcích. Připraveno k použití ve 3% aktivním chloru stabilizovaném chlornanem sodným při pH 10–11.



100ml 236,- 213,-

Klorodest Chlorhexidine
CHX 2%

2% roztok chlorhexidinu pro použití při výplachu kořenových kanálků a ošetření dásní. Pro krátkodobou dezinfekci a navlhčení preparovaného povrchu před bondováním dentinu. Lze použít také jako krátkodobou dezinfekci (5 minut) v kořenovém kanálku.

- připraven k použití
- pro krátkodobou dezinfekci
- pro opětné navlhčení preparovaného povrchu



1l 724,- 652,-

ORBIS Fluoride varnish

ORBIS Fluoride varnish je zubní znečistlivující lak s obsahem fluoru pro ošetření povrchů skloviny a dentinu. Přílné k vlhkým povrchům a snáší zbytky vlhkosti a slin.

Příchuť: máta



Tuba 10ml 1137,- 1024,-

ORBI-CHX free

Ústní voda bez alkoholu se používá k profesionálnímu čištění a péči o oblast úst a krku. Ústní voda vytváří svěží dech a díky antibakteriálnímu čisticímu účinku přispívá k dlouhodobé péči o zuby a dutinu ústní a k jejich udržení ve zdraví.

Obsahuje: 0,12 % Chlorhexidingluconat

Láhev 5 000ml 1071,- 964,-
Dávkovací pumpička 469,-

ORBI-FRESH bez alkoholu

Ústní voda pro profesionální čištění a péči o ústa a krk. Vytváří svěží dech a díky antibakteriálnímu čisticímu účinku přispívá k udržení zdravého chrupu a ústní dutiny.

Obsahuje:
0,1 % benzalkonium chlorid
0,05 % fluorid sodný
bez alkoholu
připraveno k okamžitému použití

Láhev pro ordinaci, 5 000ml 975,- 955,-
Dávkovací pumpička 469,-

Prophy Powder classic

Výrobce ORBIS

Profylaktický prášek ORBI-Prophy Powder classic na bázi hydrogenuhlčitanu sodného je klasický profylaktický prášek. Je ideální pro supragingivální čištění zubů a spolehlivě odstraňuje biofilm (plak) a silné zabarvení způsobené kouřením, velkou konzumací kávy nebo červeného vína. Skvěle odstraňuje předstupu zubního kamene i mladý zubní kámen.

- na bázi hydrogenuhlčitanu sodného
- supragingivální aplikace
- neabrazivní
- velmi dobré čištění
- velikost zrn 40 µm
- k dispozici příchutě mentol, třešeň, citron, černý rybíz



300g 807,- 727,-

Prophy Powder PERIO

Výrobce ORBIS

Profylaktický prášek ORBI-Prophy Powder PERIO na bázi glycinu je zvláště vhodný pro pacienty s citlivými dásněmi a/nebo poškozeným povrchem zubů. Lze jej použít v supragingivální i subgingivální oblasti! Vzhledem k příjemné chuti glycinu je záměrně vynecháno přidání příchutě.

- na bázi glycinu
- supra a subgingivální aplikace
- obzvláště jemné a zdravé čištění
- velikost zrn 25 µm
- neutrální chuť



Perio, neutral, láhev 100 g, 807,- 727,-

Prophy Paste,
profylaktická pasta

Lešticí pasty pro profesionální čištění zubů.

- obsahují 0,2 % fluoridu sodného
- mátová příchut'
- neobsahuje kalafunu

RDA 250, modrá,
RDA 170, zelená,
RDA 120, růžová,
RDA 40, žlutá,



95g 312,- 281,-

Prophy Paste Vario Polish

Lešticí pasta pro profesionální čištění a leštění zubů. Částice s různou velikostí umožňují současné broušení i leštění. Přísada fluoridu sodného podporuje remineralizaci a posílení zubní skloviny.

- obsahuje 0,2 % fluoridu sodného
- mátová příchut'
- amorfni oxid křemičitý



Tuba 95g 312,- 281,-

Kartáčky k čištění
a leštění

Rotační kartáčky pro profesionální čištění a leštění povrchu zubů, kolénkový násadec RA, smontovaný komplet.

- pro jednorázové použití
- 100% nylonová vlákna bez latexu
- bílý (normal): ideální pro čištění a leštění povrchů zubů
- růžový (soft): ideální pro citlivé zuby a použití u dětí
- vhodné pro čištění rovnátek
- tvar kalichu



Bílý nebo růžový, 100ks 1085,- 972,-

ORBI profylaktické
lešticí kalíšky

Rotační gumové kalíšky pro profesionální čištění při profylaktickém ošetření, kolénkový násadec RA, smontovaný komplet.

- pro jednorázové použití • bez latexu
- s lamelami
- modrý (měkký): pro odstranění zubního plaku a k leštění, chrání měkké tkáně zejména v oblasti sulku
- žlutý (tvrdý): k odstranění silného plaku



Modrý nebo žlutý, 24ks 352,- 322,-

Tetric Plus Fill

Zjednodušený univerzální kompozit, který splňuje všechny požadavky na kvalitní univerzální kompozit a zároveň nabízí vyšší efektivitu a jednoduchost.

- S kompozitem Tetric plus postačí 4 odstíny pro pokrytí všech klasických odstínů VITA a bělených odstínů. Zjednodušený univerzální kompozit nabízí estetiku vhodnou pro všechny třídy kavit.
- Tetric plus kombinuje tloušťku vrstvy až 4 mm s univerzálním rozsahem použití. Snadná volba odstínu a konzistentní doba polymerace usnadňují pracovní postup při ošetření.



Gluma Bond Universal

- GLUMA Bond Universal je účinná díky snadné manipulaci a spolehlivé pevnosti vazby.
- Díky exkluzivnímu kapátku si můžete být jisti, že nanesete právě tolik bondu, kolik potřebujete.
- S bondem GLUMA Bond Universal fixujete efektivně a hospodárně a máte jistotu, že jste vytvořili potřebný předpoklad pro dlouhotrvající náhradu.
- Pro jakoukoli techniku lepení: totální leptání, selektivní leptání a samoleptání.



sleva více než:

20%

A2, A3 – 3g 1989,- 1798,-
A3.5, Bleach – 2g 1399,- 1289,-

A2, A3 – 2g 1329,- 1198,-
A3.5, Bleach – 1,5g 1059,- 975,-

4g 1950,- 1548,-

Tetric PowerFill

Světlem tuhnoucí bulkfill kompozit pro přímé výplně v distálním úseku. Odstíny: IVA, IVB, IVW.



Kupte 3 ks PowerFill a získáte 1x TetricPowerFlow Refill 2g, odstín dle vlastního výběru ZDARMA

Stříkačka 3g, A2, A3

1799,-

Stříkačka 3g, ostatní barvy

1979,-

Coltosol F

- Jednosložkový, provizorní výplňový cement tuhnoucí ve vlhkém prostředí.
- Bez eugenolu, s obsahem fluoridů.



sleva více než:

25%

stříkačka IVA - 3 g 1859,- 1979,-
stříkačka IVB, IVW - 3 g 1979,-

38g 429,- 319,-
3x38g 1219,- 911,-

Ultrapak

Snadné zavedení
Vynikající absorpce
Bezkonkurenční retrakce



000 740,- 689,-
00 650,- 595,-
0, 1, 2 nebo 3 600,- 550,-

ViscoStat/Viscostat Clear

ViscoStat

- viskózní hemostatický koagulační gel s 20% síranu železitého
- hloubková aktivní hemostáza během několika sekund pro středně silné krvácení



ViscoStat Clear

- transparentní gel pro slabé krvácení v estetických zónách
- nezabarvuje tkáň, zůstává v sulku, nezanechává rezidua,
- nestéká



Indispace: 30ml ViscoStat 1950,- 1760,-
Indispace: 30ml ViscoStat Clear 2020,- 1820,-

Surgispon

Sterilní hemostatické vstřebatelné želatinové houbičky pro účinné a rychlé stavění krvácení. Surgispon je netoxický, hypoalergenní. Při implantaci "in vivo" je beze zbytku absorbován během 3-4 týdnů, bez zapouzdření.



Kostky 32ks á 1 x 1cm 399,- 375,-

Depural neo

Depuralizační pasta k očištění povrchu zubů po odstranění zubního kamene a před zhotovováním výplně. Vhodná také k odstranění barevných pigmentací na povrchu zubu a při konečné úpravě kompozitních výplní.



75g 191,- 172,-

Fiber Force – Fast Splint

Systém skelných vláken předem impregnovaných pryskyřicí. Neobsahují kov - biokompatibilní. Translucentní - téměř neviditelné. Nevyžadují zvláštní instrumentarium. Odstíny: bílý nebo růžový.



sleva více než:

20%

Na výběr: pásek bílý - 0,5 x 150 mm, 2 ks
splétaný copánek - ø 2,2 x 150 mm, 2 ks
UD vlákno - ø 2,2 x 150 mm, 2 ks

2500,- 1985,-


Core Flo DC/ Core Flo DC Lite

Oblíbený duálně tuhnoucí dostavbový materiál pro cementaci čepů a také jako výplňový materiál pro náhradu dentinu. Core Flo DC – odstíny: Natural/A1 a Opákní bílý a kontrastní modrý odstín Core Flo DC Lite – nižší viskozita -odstíny: Natural/A1 a Opákní bílý



8g + 15 kanyl 2060,- 1850,-

MTA Flow White



Mineral trioxid aggregate cement na opravy, snadno a rychle hladká konzistence pro každou proceduru. Nyní můžete velmi přesně dávkovat až k apexu pomocí kanyly Navi Tip 29ga, ošetříte i místa jinak obtížně dosažitelná. MTAFlow je bioaktivní, podporuje hojení¹. Obsahuje oxid bismuthu **MTA Flow White**: opravný mineral-trioxid- aggregate cement pro endodontická ošetření nad klinickou linií. Nezabarvuje. Vhodný zejména do estetické zóny

Kit: 8-10 aplikací
1× MTAFlow White prášek (2g)
1× MTAFlow White gel (2ml)
1× odměrka s 2 odměrnými konci
20× kanyla Black Micro
10× stříkačka Skini
10× uzávěr Luer Lock



6580,-

5930,-

100ks

419,-

375,-

Calcipast

- Pasta s hydroxidem vápenatým.
- Výrobek CALCIPAST se používá při zubním ošetření jako materiál pro dočasnou výplň kořenového kanálku.
- Navíc jej lze použít jako dočasnou výplň hlubokých kavit při přímém a nepřímém překrytí pulpy.
- Má remineralizační účinky na zubní tkáň díky vysokému obsahu hydroxidu vápenatého. Zlepšuje obnovu poškozených periapikálních tkání.
- pH 12,5.



Calcipast 2,1g

830,-

590,-

Calcipast Megapack, 4 x 2,1g

2530,-

2040,-

Inovovaný rentgenkontrastní materiál k plnění kořenových kanálků na bázi epoxidové pryskyřice ve velmi praktické stříkačce pro jednoduché namíchání v přesném poměru. Vysoká biokompatibilita, kvalitní hermetický uzávěr. Nezabarvuje zub, není rozpustný. **Balení obsahuje:** 13,5 g materiálu v duální stříkačce, míchací podložku, špachtli, dávkovací špičky a víčko



13,5 g + příslušenství

930,-

869,-

Set 3ks

1060,-

795,-

Adseal Plus

Endostar Revision

sleva: 25%

Nový rotační systém pro re-endo ošetření metodou crown-down. Vyroben z nejkvalitnější slitiny nikl-titanu s tepelnou úpravou Azure. Nástroje jsou extrémně flexibilní, odolné proti zlomení, zároveň velmi pevné a účinné. **Balení Revision Set obsahuje:** Endostar REvision nástroje 30/08, 25/06, 20/04 délky 25 mm.



BioRoot Flow

NOVÝ biokeramický tmel na bázi čistého tricalcium fosfátu na kořenové kanálky v injekční stříkačce, díky kterému je obturace snadná a úspěšná při plnění za studena i za tepla.

- Stříkačka připravená k použití.
- Optimální tloušťka a tekutost.
- Studené a teplé techniky.
- Pracovní čas >60 min.
- Doba tuhnutí 5 - 6 hod.
- Antibakteriální pH 11,5.
- Vysoké uvolňování vápníku. 1718 mg/l



stříkačka 2g

4800,-

4299,-

- Chemicky tuhnoucí kalcium hydroxid na přímé a nepřímé překrytí pulpy.
- Rychle tuhne, je RTG kontrastní.
- Dodává se v tubách nebo v tlakovém balení, které šetří materiál a čas.
- Stimuluje vytváření terciálního dentinu, je odolný proti kyselinám a má nízkou rozpustnost
- Odstíny: dentine a ivory.



24g

1052,-

947,-

Dycal

Cavit

Provizorní výplňový materiál, se zvýšenou adhezí a různými stupni tvrdosti. Cavit (červený): vysoce pevný, pro výplně okluzně zatížených kavit. Cavit-W (modrý): se sníženou pevností ale vyšší adhesí. Cavit-G (zelený): nejměkčí, odstranitelný vrtáčkem,



28g

628,-

569,-

EndoMatic

Bezdrátový endomotor a apexlokátor v jednom pro ještě bezpečnější endodontické ošetření.

- Poloha kořenového nástroje je zobrazována na displeji.
- Při přiblížení k apexu se chod endomotoru automaticky zpomalí a při dosažení apexu endomotor automaticky zastaví nástroj a nebo zapne opačný chod.
- Automatické spuštění při zasunutí nástroje do kanálku a vypnutí při jeho vytažení.
- Díky širokému rozsahu kroutícího momentu a volby rychlosti je kompatibilní s různými systémy kořenových nástrojů dostupných na trhu.
- Pracuje jak v rotačním režimu, tak recipročním. Automaticky přepíná mezi těmito režimy s ohledem na zatížení nástroje.
- Odolný povrch endomotoru pro snadnou údržbu, kolénko může být autoklávnáno.



24990,-

21990,-

Endo Radar Plus

Bezdrátový endo motor se základnou pro snadné ovládání a nabíjení.

Bezuhlíkový, rychlost: 100 - 1 200 ot./min, krouticí moment: 0,4-5,0 N.cm. Super malé endokolénko 6:1 pro snadný přístup v distálním úseku. Možnost 11 uživatelsky definovaných režimů - naprogramujete si přesně podle požadavků výrobce Vašich kořenových nástrojů. Přednastavených více než 30 nejrozšířenějších systémů kořenových nástrojů. Dlouhá výdrž baterie.

Vestavěný apexlokátor pro bezpečné a rychlé endodontické ošetření. Zobrazuje polohu nástroje v kanálku v reálném čase. Automaticky nástroj zastaví nebo otočí zpět, jakmile nástroj dosáhne apexu, aby se zabránilo perforaci. Poskytuje také funkci automatického spuštění a zastavení v případě, že se nástroj dostane do/z kanálku.



23990,-

20990,-

Apexlokátor Dpex V

- Multifrekvenční apexlokátor s přesnými výsledky měření i ve znečištěném kořenovém kanálku.
- Jasný LCD displej pro zřetelný obraz a různé barvy pro přehledné vykreslení polohy nástroje v kořenovém kanálku.
- Akustický signál ještě více usnadňuje orientaci v kanálku.
- Multifrekvenční technologie přináší přesné měření za všech okolností
- Přesné měření i v případě přítomnosti krve a jiného znečištění.
- Měření není ovlivněno typem zubu.
- Automatická kalibrace.



8990,-

7990,-

MaxCem Elite

Dvousložkový, samoleptací, duálně tuhnoucí kompozitní fixační cement typu pasta-pasta.

Odstíny: bílý, opákní, čirý a žlutý

sleva:

25%



refill - 2x 5 g

4027,-

3020,-

OptiDisc



sleva více než:

25%

velikosti: **OptiDisc refill 9,6 mm:** hrubý 80 ks (4197) | středně hrubý 100 ks (4181) | jemný 100 ks (4182) | velmi jemný 100 ks (4183)
OptiDisc refill 12,6 mm: hrubý 80 ks (4198) | středně hrubý 100 ks (4184) | jemný 100 ks (4185) | velmi jemný 100 ks (4186)
OptiDisc refill 15,9 mm: hrubý 80 ks (4199) | středně hrubý 100 ks (4191) | jemný 100 ks (4192) | velmi jemný 100 ks (4193)

Refill: 80ks/100ks

1063,-

797,-

Cleanic

Cleanic profylaktická pasta

sleva:

25%

Možnost výběru: Máta s fluoridem (3380); Zelené jablko, s fluoridem, bez mentolu (3382); Light s fluoridem, (3384); Máta bez fluoridu (3183); Berry Burst s fluoridem (3386)



100g

736,-

589,-

OptiShade

sleva
více než:

25%

Systém OptiShade s využitím technologie Adaptive Response Technology pokrývá všech 16 klasických odstínů VITA® pomocí pouhých 3 odstínů.

Můžete se spolehnout na prvotřídní vlastnosti při zpracování a současně získáte vysoce estetické náhrady, zjednodušíte si správu skladových zásob a ušetříte čas při výběru odstínů.



Stříkačky 4g

1922,-

1435,-

Kompule 10ks

1537,-

1145,-

Kompule 20ks

2307,-

1722,-

Samoadhezivní flow kompozitní materiál pro malé výplně třídy I. a II., liner, pečetění fisur a opravy keramiky.

Odstíny: A2, A3.



Refil 2x2g

2957,-

sleva
více než:

33%

1975,-

OptiBond Gel Etchant

37% kyselina fosforečná pro leptání skloviny a dentinu.

Balení: 1x 30g stříkačka Jumbo, 2x prázdná stříkačka, 30x aplikační koncovka.



Balení

2298,-

sleva
více než:

25%

1709,-

Charisma Classic

Mikrohybridní kompozitum pro monochromatické rekonstrukce.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, OA3 a OA3.5.

sleva více než:

20%



stříkačka 4g

720,-

574,-

Charisma Opal

Univerzální kompozit pro výplně ve frontálním i laterálním úsek.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, BL, C2, CO, OD, OL a OM.



stříkačka - 4 g

1100,-

995,-

Charisma Bulk Flow ONE

Jednodstínnový bulk fill flow kompozit pro každodenní použití.

Nízká kontrakce, vysoká pevnost v ohybu a odolnost proti opotřebení zajišťují dlouhou životnost náhrad, které vydrží zátěž v distálním úseku. V balení ke každé stříkačce dostanete 5 aplikačních kanyl.

sleva více než:

25%



2 g + 5 kanyl

1050,-

785,-

Neo Spectra ST

Neo Spectra ST je univerzální výplňový materiál. Užijte si jednoduchou a snadnou manipulaci při použití viskozity dle vašeho výběru.

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, A4

Viskozita: LV, HV



Kupte 3 balení Neo Spectry ST dle Vašeho výběru a získáte balení odstín A2 ZDARMA

LV / HV / Effects stříkačka, 3 g

1259,-

LV / HV / Effects kompule, 16x 0,25 g

1678,-

Neo Spectra ST Flow

Zatékavý výplňový materiál.

Dostupné odstíny: A1 (odpovídá A1, B1, C1), A2 (pro A2, B2, D2), A3 (pro A3, C2, D3, D4), A3.5 (pro A3.5, B3, B4, C3), A4 (pro A4, C4), BW (pro bělené zuby), D1 (opákní dentin), D3 (opákní dentin) a E1 (translucentní sklovina).



Kupte 3 balení Neo Spectry ST Flow dle Vašeho výběru a získáte balení odstín A2 ZDARMA

ST Flow stříkačky, 2x 1,8 g

1562,-

SDR Plus

Zatékavý materiál typu bulk-fill.

Odstíny: Universal, A1, A2 a A3.



Kupte 3 balení SDR Plus dle Vašeho výběru a získáte balení odstín Universal ZDARMA

15x 0,25 g

1807,-

Aquasil Ultra+

- A-silikonový materiál s vynikajícími hydrofilními vlastnostmi.
- Výborná rozměrová přesnost a stabilita s vysokou odolností vůči roztržení a trvalé deformaci.
- Vhodný pro všechny otkovovací techniky a indikace.
- K dispozici ve formě tmelu pro ruční (Soft Putty/Putty) a strojové míchání (Soft Putty).
- Krémy k dispozici ve dvou viskozitách LV a XLV a ve dvou rychlostech tuhnutí (standardní a rychlé).



Kupte balení Aquasil Ultra+ Soft Putty a získáte krém LV RS 2x50ml ZDARMA

2x250ml Soft Putty + LV 50ml

3433,-

Variotime Dynamix
Putty/Heavy Tray

Variotime je inovativní A-silikon, který garantuje výborné výsledky a je variabilní při zhotovování otisku. Vyzkoušejte vyjimečnou kombinaci přesnosti a adaptability při samotném otkování.

- Umožňuje variabilní pracovní čas pro přípravu materiálu (1 - 2,5 minuty) při zachování vždy stejně krátké doby tuhnutí (2,5 minuty).



2x380ml

3600,-

2880,-

Variotime Easy Putty

A-silikonový otkovovací materiál pro veškeré indikace. Vynikající reprodukce detailů a dlouhá objemová stabilita. Umožňuje variabilní pracovní čas pro přípravu materiálu (1 - 2,5 minuty) při zachování vždy stejně krátké doby tuhnutí (2,5 minuty). Putty - k ručnímu míchání, putty. Heavy Tray je určen pro korekční otisk.



Kupte 2 balení Variotime Easy Putty 2x300ml získáte 1 balení Variotime Flow ZDARMA

Easy putty - 2x 300 ml

1600,-

Occlufast rock

- Thixotropní, rychle tuhnoucí (60 sekund), vysoce přesný (20 µm).
- A-silikon pro registraci skusu



2 x 50ml +
12 kanyl

1449,-

1245,-

Elite HD+

- Má vynikající objemovou stabilitu, pevnost v tlaku a 3-letou záruku kvality.
- Žlutá barva, 2 rychlosti tuhnutí:
- Fast soft: rychle tuhnoucí, pro dvoukrokovou metodu otkování.
- Normal soft: normální rychlost tuhnutí, pro metodu dvojího míchání.



Putty Soft normál
– 2 x 50ml

1949,-

1788,-

Regular krém – 2 x 50ml

1479,-

1365,-

Express XT Penta

Vinyl polysiloxovaný otkovovací materiál pro techniku korekčního otisku (dvojit otiskování) i pro sendvičovou techniku (dvojit míchání, jedno otkování). Materiál pro automatické míchání.

- **Express XT Penta H:** Hustší a viskóznější. Pro pevné otisky, odolné proti deformaci. (Varianta: Penta H – normálně tuhnoucí, Penta H Quick – rychle tuhnoucí)
- **Express XT Penta Putty:** Měkčí, tvarovatelná. Pro detailní otisky jako základní vrstva.

sleva více než:

20%



1x300ml báze, 1x60ml
katalyzátor

1826,-

1449,-

Speedex

C-silikonová otkovovací hmota vhodná pro obě metody otkování.

Povrchově aktivován, velmi dobře zatéká a vykreslí i jemné detaily. Snap Set tuhnutí, možná regulace rychlosti tuhnutí.



set

1619,-

1457,-

light body/ medium
body - 140 ml

489,-

439,-

putty - 910 ml

1209,-

1088,-

Aktivátor
60ml

709,-

638,-

ZetaPlus

Jednoduchá manipulace i míchání, vynikající zatékavost. Při vkládání do úst je měkký a velmi dobře se otkuje. Po zatuhnutí má jedinečnou finální tvrdost, čímž je zabráněno zborcení stěn otisku. Pracovní čas a dobu tuhnutí si můžete regulovat množstvím katalyzátoru.



Sada

1219,-

1093,-

Express XT Light

Standardně tuhnoucí krémy jsou vhodné pro rozsáhlé preparace. Rychle tuhnoucí krémy jsou ideální pro malé preparace.

- **Light body** - zvýšená zatékavost, standardně tuhnoucí (1:00 + 3:30), fialová barva.
- **Light body Quick** - zvýšená zatékavost, rychle tuhnoucí (0:40 + 2:30), růžová barva.
- **Regular body** - standardně zatékavý, standardně tuhnoucí (1:00 + 3:30), tyrkysová barva.
- **Regular body Quick** - standardně zatékavý, rychle tuhnoucí (0:40 + 2:30), žlutá barva.

sleva více než:

20%



2x50ml

1490,-

1172,-

Hydrogum 5



Bezprašný alginát s vysokou objemovou stálostí 5 dnů. Ovocná chuť, fialová barva, antitativní složka.

453g

429,-

365,-

Tropicalgin

Alginátová otkovací hmota s ovocnou příchutí a barevným indikátorem tuhnutí.

sleva více než:

23%



453g

379,-

285,-

Orthoprint

- Alginátová hmota s vanilkovou příchutí vhodná pro děti i dospělé.
- Extra rychlé tuhnutí (45 vteřin).
- Ideální pro ortodoncii, díky super rychlé práci a antitativní složce.
- Žlutá barva, vysoce elastická.



500g

379,-

339,-

Relyx Universal

Duálně tuhnoucí kompozitní cement.

Dostupné odstíny: fluorescentní, A1, A3 opákní, bílý opákní.

Doplňkové balení obsahuje: 3,4 g materiálu ve zvoleném odstínu, 15 míchacích kanyl a 5 prodlužovacích endo koncovek.



sleva více než:

20%

Doplňkové balení, 3,4 g
+ kanyly

~~5980,-~~

4765,-

Scotchbond Universal
Plus

Rentgen kontrastní,
univerzální adhezivum pro
všechny přímé a nepřímé
indikace lepení.



sleva více než:

20%

5ml

~~3865,-~~

3075,-

Clinpro Clear Fluoride
lízátka L-Pop

3M™ Clinpro™ Clear Fluoride Treatment
je čirý přípravek na vodní bázi bez
obsahu rosinu (kalafuny), který je
připraven k aplikaci a poskytuje ochranu
povrchu skloviny a dentinu.
Toto řešení ve formě lízátek je
připravené k použití a umožňuje
efektivní absorpci fluoridu s minimální
dobou kontaktu pouhých 15 minut, což
usnadňuje vašim pacientům rozhodnout
se pro toto ošetření.

Příchutě: máta, vodní meloun, bez
příchutě.



sleva více než:

20%

lízátka L-Pop 50ks

~~4213,-~~

3355,-

lízátka L-Pop 100ks

~~7617,-~~

6075,-

Filtek Z550

Univerzální mikrohybridní světlem tuhnoucí
kompozitum pro všechny rekonstrukce.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2,
D3, OA2 a OA3.



sleva více než:

20%

4g

~~1226,-~~

972,-

Filtek Supreme Flow

Světlem tuhnoucí, RTG
kontrastní zatékavý
nanokompozit s nízkou
viskozitou a výbornými
estetickými vlastnostmi.
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5,
A4, A3 opákní, B1, B2, C2,
D2, W - bílý, XW – extra bílý.



sleva více než:

20%

2x 2 g

~~2035,-~~

1615,-

Filtek Bulk Fill Flowable

Zatékavý výplňový materiál se snadnou a
rychlou aplikací.
4 mm hloubka polymerace – redukuje potřebu
vrstvení.
Zatékavá viskozita zajišťuje snadnou adaptaci
– méně práce s nástroji.
Až o 50 % vyšší pevnost.

Odstíny: A1, A2, A3, Univerzální.



sleva více než:

20%



stříkačka 2 x 2g

~~2411,-~~

1915,-


kompule 15x 0,2 g

~~2220,-~~

1773,-

FenderMate

Speciální klínkové matrice pro zajištění
dokonalého bodu kontaktu u výplní II. třídy.
Snadné zavádění - stejně jako klínek.
Pevná adaptace cervikálních okrajů - žádné
přesahy výplně přes kavitu!
Flexibilní křídélka využívají tlak pro udržení
separace a cervikální adaptaci.
K dispozici ve dvou tloušťkách - střední
(tmavé) a úzká (světlé), provedení levé
(zelené) nebo pravé (modré).
Sada obsahuje 18 ks od každého provedení.
FenderMate D-Coat: materiál v tmavé
matné barvě pro lepší přehled díky
vynikajícímu kontrastu.

sleva
více než:

25%

sada 4 x 18ks

~~6390,-~~

4795,-

refill - 18ks

~~1880,-~~

1385,-

CoForm matrice

Transparentní růžkové
matrice z tenkého
celuloidového plastu.
Ideální pro zhotovení
kompozitních výplní v okolí
složitých incisálních okrajů a
fraktur
Sada 64 ks obsahuje: 8 x 8 ks
nejpoužívanějších mesálních
(M) a distálních (D) matric pro
horní frontální zuby č. 11, 12,
21 a 22.



sada komplet - 128 ks

~~4940,-~~

3940,-

refill - 8 ks

~~370,-~~

330,-

sada - 64 ks

~~2660,-~~

2130,-

Filtek Easy Match
Universal

Zjednodušený systém výběru odstínů,
který je navržen tak, aby od začátku
zefektivnil rekonstrukce použitím
jednoho odstínu – a zároveň poskytl
potřebnou flexibilitu, abyste našli
vhodný odstín pro většinu pacientů.
Jeho body opacita znamená, že pro
estetické frontální výplně
nepotřebujete opáker, a získává
průsvitnost podobnou sklovině tam,
kde ji potřebujete: na fazetě a na
incizální hraně
Dostupné odstíny: Bright, Natural,
Warm.



kompule 20x0,2g

~~2314,-~~

1850,-

stříkačka 4g

~~2314,-~~

1850,-

FenderPrimary

Unikátní kombinace preparačního štítu (FenderWedge) a sekční matrice
(FenderMate) pro výplně II. třídy dětských zubů.
Zajišťuje rychlou, jednoduchou a bezpečnou opravu mléčného zubu.
Speciální tvar špičky umožňuje stlačení gingivy bez poškození a snižuje
tak riziko krvácení. Před výplní je možné klínek a plátek ohnout a tak
adaptovat podle tvaru zubu.
K dispozici ve dvou velikostech - dlouhé (L) a krátké (S).

sleva více
než:

25%

sada 2 x 18ks

~~1730,-~~

1295,-

refill 18ks

~~1000,-~~

747,-

FenderWedge

Speciální plastové klínky s integrovaným ocelovým plíškem.
Chrání přilehlý zub během preparace - téměř ve 2/3 případů dochází k
poškození při preparaci kavit II. třídy!
Dostupné ve 4 velikostech klínku: XS (fialové), S (oranžové), M (zelené) a
L (žluté).
Sada obsahuje: 50 ks od každé velikosti.



sleva více než:

25%

sada 4 x 36ks

~~4010,-~~

2990,-

refill 36ks

~~1180,-~~

879,-

Kvalitní nerezové tácky
od ASA Dentalsleva více
než:

20%

15 x 20 cm

~~429,-~~

337,-

10 x 20 cm

~~389,-~~

305,-

NaviTip Double
SidePort 31ga

Nejtenčí, nejflexibilnější a nejšetrnější výplachové kanyly s bočními otvory.

- Díky dvěma protilehlým otvorům v různé výšce a uzavřenému konci kanyly nehrozí protlačení skrze apex.
- Dostupné ve dvou délkách - 21 mm a 27 mm.

sleva:

20%



20ks

2120,-

1700,-

50ks

4530,-

3630,-

NaviTip 29ga, 30ga

Silné rigidní kanyly s měkkými zaoblenými konci, které usnadňují pohyb v zakřiveném kanálku. Kontrolovaná aplikace přípravků až k apexu. Vyrobené z nerezové oceli. **Dostupné ve dvou průměrech:** 30G (0,31 mm) a 29G (0,33 mm).

Délky: 17 mm (bílé), 21 mm (žluté), 25 mm (modré) a 27 mm (zelené). **29G je určeno k aplikaci pastových materiálů:** EndoREZ, UltraCal XS a MTAflow

30G je určeno pro dávkování roztoků, gelů: File-Eze, 18% roztok Ultradent EDTA, 20% roztok Ultradent Citric Acid.

sleva:

20%



20ks

1860,-

1490,-

50ks

4150,-

3320,-

NaviTip FX 30ga

2 kanyly v jedné - multifunkční kanyla: současně čistí, oškrabuje stěny kanálku a vyplachuje kanálek. Pevná kanyla 30 ga dostupná v délkách 17 nebo 25 mm. 30ga (ø 0,30 mm) optimální pro: Citric Acid 20%



20x kanyla 17 mm

2160,-

1730,-

20x kanyla 25 mm

2160,-

1730,-

NaviTip SidePort 29ga

Aplikační kanyla pro nanášení UltraCal XS, MTAFlow, MTAFlow White

1 otvor po straně brání protlačení materiálu přes apex 17, 21, 25 nebo 27 mm 29ga (0,28mm)

sleva:

20%



20 kanyl

1990,-

1600,-

Alveogyl

sleva více než:

15%



Ideální prevence suchého lůžka
Rychlé zmírnění bolesti
Chrání před infekcí

10g

1850,-

1560,-

Endomethason N

RTG kontrastní kořenová výplň bez obsahu paraformaldehydu a dexametasonu.

Set obsahuje: 14 g prášku a 10 g tekutiny.

sleva více než:

20%



set

3710,-

2963,-

prášek 14g

2870,-

2285,-

prášek 42g

5390,-

4310,-

ProTaper Next

Nová generace Protaperů určená pro endo-odborníky hledající všestranný, flexibilní systém pro ošetření většiny kořenových kanálků. Riziko poškození nástroje je výrazně nižší a ještě lépe zachovávají původní anatomii kanálků.



Kupte 3 balení ProTaper Next (5ks) podle svého výběru a získáte 1 Set X1-X3 délky 25mm ZDARMA

5ks

2176,-

TheraCal PT

TheraCal PT® je biokompatibilní, duálně tuhnoucí pryskyřice modifikovaná kalcium silikátem, která se používá k ošetření obnažené pulpy. TheraCal PT® udržuje vitalitu zubu tím, že funguje jako bariéra a ochrana pulpy. Schopnost TheraCalu PT® uvolňovat vápník a schopnost vytvářet alkalické pH umožňují jeho použití při preparaci hlubokých kavít. Schopnost duálního tuhnutí umožňuje okamžité umístění výplňového materiálu.



TheraCal PT 4g +
15 kanyl

2960,-

2660,-

TheraCal LC

Světlem tuhnoucí, pryskyřičí modifikovaný liner na bázi křemičitanu vápenatého pro přímé a nepřímé překrytí pulpy. Ideální, unikátně stabilní a odolná náhrada hydroxidu vápenatého a skloionomerů.

Zkušební balení obsahuje: 1 g materiálu ve stříkačce a 15 aplikačních kanyl 19G.

Základní balení obsahuje: 4 x 1 g materiálu a 50 kanyl 19G.



TheraCal LC
4x1g + 50kanyl

4020,-

3585,-

TheraCal LC 1g +
15 kanyl

1280,-

1140,-

TheraBase

TheraBase je samoadhezivní báze/liner s duálním tuhnutím, uvolňující vápník.

S využitím technologie THERA se TheraBaseCa chemicky váže na strukturu zubu a uvolňuje a dobíjí ionty vápníku. Uvolňování vápníku v TheraBase vytváří alkalické pH, které podporuje vitalitu zubní dřně. Jedná se o duálně vytvrzovaný materiál, který polymeruje i v hlubokých výplních, kam světlo nedosáhne.

TheraBase je pevnější a odolnější než jiné podložkové materiály, skloionomery a pryskyřičí modifikované skloionomery. Navíc je radioopákní, což umožňuje snadnou identifikaci na rentgenových snímcích a poskytuje rychlou a efektivní diagnostiku.



8g + 15 kanyl

4530,-

4070,-

Biodentine

Dodáván v kapslích pro ruční aplikaci. Míchání probíhá v běžné třepačce kaspí..



15x 0,7 g

9490,-

7590,-

5x 0,7 g

3680,-

2950,-

Proč použít Biodentine?

- zachovává vitalitu pulpy
- umožňuje ošetření klinických chyb (via falsa, perforace cavum pulpae)
- pro definitivní náhradu dentinu

Indikace v kořeni:

- překrytí perforací kořene a pulpální dutiny, vnitřní/ vnější resorpce zubu, apexifí kace.
- v koruni: hluboké/rozsáhlé kavity, trvalé dentinové výplně, přímé překrytí pulpy, pulpotomie, ireversibilní pulpitida

Biodentine XP

Aplikuje se pomocí kleští přímo z kapsle s tenkou kanylou. Míchá se v Biodentine míchačce, která je součástí starter packu.

Starter pack obsahuje: 2x 10 ks Biodentine XP (200 a 500), aplikační kleště a míchací přístroj



Starter kit

29890,-

27490,-

500, 10ks

8790,-

7990,-

ORBIS Ochranný
krém na ruce

Jemný krém pro péči o ruce a tělo. Chrání, hydratuje, regeneruje a pečuje o suchou, podrážděnou a drsnou pokožku rukou. Pro každodenní použití po častém mytí rukou a hygienické dezinfekci. Zvláště se doporučuje pro zdravotnický personál a osoby vystavené vysoušení pokožky v důsledku častého mytí a nošení rukavic.

- poskytuje hedvábnou hladkost
- rychle se vstřebává
- dermatologicky testováno
- s vitamínem E, glycerinem a olivovým olejem
- bez parabenů



100ml, tuba

69,-

62,-

ORBI-Touch Care
Cream krém na ruce

Krém pro kvalitní ochranu a komplexní péči o pokožku s dlouhotrvajícím účinkem a pocitem vláčné a hladké pokožky i při použití malého množství. Emulze zklidňující pokožku má přemašťovací a hydratační účinek. Zvláště vhodné pro suchou pokožku, při častém mytí rukou a nošení rukavic.

- zajišťuje hladkou a dobře ošetřovanou pokožku
- rychle se vstřebává
- s neutrální, velmi příjemnou vůní
- opětovné promaštění a zvlhčení
- emulze typu olej ve vodě
- pro vícenásobné denní použití
- bez barviv



100ml, tuba

177,-

159,-

ORBI-Touch mycí krém
na ruce

Jemný mycí krém pro důkladné a šetrné mytí pokožky rukou. Účinné látky jsou šetrné k pokožce a zároveň ji zvlhčují, takže ani při častém mytí pokožka ne - vysychá. S vitamíny, hodnota PH 6,5

Láhev s dávkovačem
500ml

188,-

170,-

Euroláhev 1l

323,-

291,-

ORBI-Touch gel pro
dezinfekci rukou

Gelový dezinfekční prostředek s alkoholem pro hygienickou dezinfekci rukou. Působí proti škodlivým orga - nismům. Neutrální vůně.

Láhev s
dávkovačem
500ml

327,-

294,-

ORBI-Sept vlhčené
ubrousky bez alkoholu

Vlhčené ubrousky bez alkoholu pro povrchovou dezinfekci zdravotnických prostředků a pro rychlou dezinfekci povrchů.



100ks

145,-

131,-

ORBI-Sept alkoholové
vlhčené ubrousky

Vlhčené ubrousky s alkoholem připravené k použití pro profylaktickou po - vrchovou dezinfekci zdravotnických prostředků odolných vůči alkoholu



100ks

184,-

166,-

Zubní válečky Orbis

Bavlněné válečky pro udržení suchého a přehledného prostředí v ústní dutině. Vyvážená směs vysoce čisté buničiny a přírodní bavlny zajišťuje dlouhotrvající sací efekt, rozměrovou stabilitu a pružnost. Baleno v sáčku, který válečky chrání před prachem a vlhkostí. Velikost: 1, 2 nebo 3



300g

198,-

177,-

Zásobník na vatové
válečky

Plastový zásobník pro hygienické skladování a vyjímání bavlněných válečků. Vyrobeno z vysoce kvalitního akrylového skla, nelze sterilizovat.

- vnější rozměry: (š×v×h): 5×11×11 cm



1ks

434,-

390,-

Vatové kuličky

Vatové kuličky s vysokou absorpcí pro sušení a aplikaci léčiv.

Měkké, rozměrově stálé.

- běleno bez požití chlóru
- v uzavíratelné dóze



Ø 3,0 mm, dóza 2,5 g

340,-

306,-

Ø 4,0 mm, dóza 4 g

438,-

394,-

Ø 5,5 mm, dóza 4 g

326,-

293,-

Ø 7,0 mm, dóza 10 g

368,-

331,-

Ochranné obaly

Ochranné obaly pro digitální rentgenové snímače a paměťové folie. Optimalizované pro toto použití, nezkrslují snímek. Chrání personál a pacienty před křížovou kontaminací.

Vhodné pro všechny běžně používané senzory a folie, vysoká průsvitnost, měkká folie šetrná k pacientovi, snadná manipulace, snadné otevírání, samolepící.

Ochranný obal, velikost 0,
22 × 35 mm, balení 300 ks

1364,-

1228,-

Ochranný obal, velikost 1,
24 × 40 mm, balení 300 ks

1364,-

1228,-

Ochranný obal, velikost 2,
31 × 41 mm, balení 300 ks

1364,-

1228,-

Obal rentgenového senzoru, střední, velikost 1, pro senzor 1,2 × 3 cm,
balení 500 ks

661,-

595,-

Obal rentgenového senzoru, velký, velikost 2, pro senzor 2,3 × 4 cm,
balení 500 ks

661,-

595,-



Růžový, Ø 0,4,
Oranžový, Ø 0,45,
Červený, Ø 0,5,
Modrý, Ø 0,6,
Žlutý, Ø 0,7,
Zelený, Ø 0,8,
Fialový, Ø 1,1,
Šedý, Ø 1,3,
Černý, Ø 1,5,



balení 8 ks v blisteru

64,-

58,-

Čistič Tray-Cleaner



Účinný koncentrát k šetrnému čištění otiskovacích lžic a nástrojů. Speciální čistič velmi rychle uvolňuje zbytky alginátů, eugenolu s oxidem zinečnatým, karboxylátových a fosfátových cementů rovněž i termoplastických otiskovacích hmot a vosků.

1l

680,-

612,-

Čistič plivátek



Roztok připravený k přímému použití, pro čištění a údržbu plivátek v ordinaci. Přípravek má dezinfekční účinek a je vhodný i pro použití v dřezech a na obklady a dlaždice. Odstraňuje zbytky krve, vodní kámen, zabarvení a otiskovací hmoty. Přípravek po nanesení zanechává na povrchu povlak, který snižuje ulpívání nových nečistot.

750ml

409,-

368,-

ORBI-Sept IMDD
dezinfekce otisků- prášek

Dezinfekční koncentrát v práškové formě k ředění ve vodě. Slouží k ruční dezinfekci invazivních i neinvazivních zdravotnických prostředků metodou ponorné lázně. Patří sem zubní protézy, zubní otisky ze silikonu, polyetheru a alginátu. Bez aldehydů (na bázi aktivního kyslíku) Testovaná materiálová kompatibilita a rozměrová stálost pro otisky Široká mikrobiologická účinnost s krátkou dobou expozice (10 min.) Rychle rozpustný ve vodě.

Dóza 700g

1206,-

1086,-

ORBI-Sept dezinfekce
nástrojů Plus

Koncentrát pro každodenní dezinfekci nástrojů. Splňuje požadavky na kompletní virucidní ochranu a je zdravotnickým produktem, který splňuje nejvyšší standardy dezinfekčního výkonu a materiálové kompatibility pro všechny (chirurgické) nástroje v zubních ordinacích.

1l

613,-

552,-

ORBI-Sept čistič sání



ORBI-Sept čistič sání je nízko pěnivý čisticí koncentrát pro čištění dentálních odsávacích systémů včetně jejich odtokových potrubí. Pro týdenní použití. Při pravidelném používání brání usazeninám a ucpání nebo existující usazeniny rozpustí.

2,5l

771,-

698,-

ORBI-Sept dezinfekce
na povrchy, koncentrát

Bezaldehýdový desinfekční koncentrát pro dezinfekci a čištění povrchů a vel - kých ploch. Bez alkoholu.

2,5l

829,-

746,-

Zeta 1 Ultra

dezinfekce na nástroje



- Bezaldehýdový a befenolový desinfekční a čistící roztok ve formě koncentrátu na nástroje.
- Široké spektrum účinnosti - baktericidní, fungicidní, mykobaktericidní (vč. TBC) a virucidní (vč. HIV, HBV, HCV).
- Ideální pro chirurgické a rotační nástroje, vhodné také pro jemné nástroje jako jsou skalpely, kleště, jehelce, vrtáčky, zrcátka, sondy apod.

1l

889,-

799,-

dezinfekce na otisky



- Bezaldehýdový desinfekční přípravek na otisky s širokým spektrem účinnosti.
- Nemá vliv na rozměrovou stálost silikonů, alginátů ani polyeterů, kompatibilní se všemi sádkami.
- **Solution** - nesmírně ekonomická dezinfekce, z jednoho kanystru připravíte 100 l dezinfekčního roztoku.
- **Spray** - připraven k okamžitému použití – příjemná citrónová vůně.

Spray 750ml

479,-

398,-

Solution 1l

1449,-

1298,-

Zeta 4 Wash



- Čistí všechny omyvatelné povrchy jako jsou umyvadla, kachličky a podlahy v nemocnicích, klinikách, dentálních ordinacích a laboratořích.
- Obsahuje speciální činidla, která čistí do hloubky bez poškození materiálů.
- Také vhodné pro gumové, dřevěné, porcelánové, keramické, smaltované a kovové povrchy.
- Nepěnivý, nefermentující a 90% ekologicky odbouratelný.
- Ze 3-litrového balení získáte 85 l čistícího roztoku

3l

1119,-

999,-

Zeta 3 Foam



Bezaldehýdový, širokospektrální dezinfekční prostředek ve formě pěny. Kompatibilní se všemi materiály vhodný zejména k dezinfekci citlivých povrchů Expozice: 1 min, účinnost: baktericidní, fungicidní, TBC, virucidní (HIV, HBV, HCV). Nedráždivá citrónová vůně.

3l

1899,-

1699,-

100ks + nosič

1995,-

1685,-

13490,-

12990,-

Helix Test

Testy průniku páry (Bowie-Dick test) pro malé parní sterilizátory od firmy Medistock.

Test je nutné provádět denně před každou sterilizací.



sleva více než

15%

BioStamp svářečka

Moderní a snadno ovladatelný přístroj pro pečetení sterilizačních rolí pro parní autoklávy.

- Splňuje požadavky a kvalitativní standardy nejnáročnějších uživatelů.
- Svářečka je vybavena ohřevem svářecí kazety, pákou s přítlačecím mechanismem a automatickou časovou kontrolou.
- Zajišťuje rovnoměrný ohřev, účinné přilnutí a zabráňuje spálení papíru.



Xyntrus



- Antivirová a antibakteriální ústní voda proti přenosu respiračních onemocnění.
- Redukce až 99,99 % virů a bakterií v ústech.
- Vyrobeno z přírodních produktů.

500ml

~~299,-~~

269,-

Fluoride gel Clarben

60ti sekundový fluoridační gel pro ordinární použití. Vstřebávání fluoridu během 1 minuty! Tixotropní - nevytéká ze lžice. Příchutě: jahoda, máta a třešeň.

sleva více než:

15%




500g

~~699,-~~

595,-

Fluorizační lžiče

Lžičky z měkkého plastu pro aplikaci fluoridových gelů. Anatomicky tvarované s držadlem pro snadnou manipulaci. Lžička je oboustranná pro horní i dolní čelist současně. 3 velikosti: S, M, a L.



50ks

~~359,-~~

329,-

Prášek classic ABC FAST

Profylaktický prášek k odstranění zubního plaku a zubního kamene.

- **Fast** obsahuje hydrogenuhličitan sodný, hydrofobní oxid křemičitý, sacharinát sodný.
- **Příchutě** broskev, citron, jahoda.



FAST - 300 g, broskev

~~560,-~~

498,-

Prášek subgingival ABC GENTLE MINI

Profylaxní prášek, používá se do Air polisheru pro subgingivální ošetření k odstranění biofilmu a zubního kamene.

- Obsahuje: Glycin, amorfni oxid křemičitý.
- Šetrný glycerinový prášek nezpůsobuje žádné poškození měkkých tkání, jeho použití je bezbolestné.



Gentle Mini 25 µm - 120 g

~~560,-~~

498,-

Prášek supragingival GENTLE

Profylaxní prášek, používá se do Air polisheru pro supragingivální ošetření k odstranění biofilmu a zubního kamene.

- Obsahuje: Glycin, amorfni oxid křemičitý.
- Balení: 120g, 65 µm



Gentle 65 µm - 120 g

~~560,-~~

498,-

Xylitol žvýkačky

Žvýkačky slazené 100% xylitolem vhodné pro děti i dospělé. Až 100% redukce kazů díky snížení množství plaku a kyselých bakterií. Vhodné pro diabetiky, neobsahují aspartam. Obsahují bylinný glycerin. Neobsahují lepek,



Příchutě: máta, pepermint, skořice, ovoce, brusinky, zelený čaj, meloun, jablko, jahoda – 30 dražé

~~129,-~~

118,-

Xylitol bonbony

Bonbony pro péči o ústní dutinu se 100% přírodním Xylitolem

- Působí proti vzniku zubních kazů a plaku, remineralizuje sklovinu.
- Stimulují tvorbu slin.
- Vhodné i pro diabetiky - bez aspartamu, sorbitolu, laktózy a glutanu.
- Příchutě melounu, višně nebo máty.



26ks

~~159,-~~

145,-



Black Snake - kartáček

Zubní kartáčky od značky THIENELINO pro děti a dospívající od 7 let.

- Pohodlný pogumovaný úchop, pružný krček redukující tlak, atraktivní design.
- **V tyrkysové barvě** pro běžné čištění zubů.
- **V červené barvě** pro pacienty ortodoncie, vhodné pro fixní rovnátka.



Tyrkysový, 1ks

~~32,-~~

29,-

Červený, 1ks

~~40,-~~

36,-

Mouthguard boxes

Kompaktní krabičky o hloubce 2,55 cm se snadným zavíráním. Každá krabička má štítek pro jméno a adresu pacienta. Vzduchové dírký pro zlepšení hygieny.

Barvy běžné: černá, modrá, zelená, oranžová, růžová, fialová, červená a žlutá.

Barvy perleťové: neónová zelená, černá, modrá, růžová, fialová a červená.



1ks

~~38,-~~

30,-

Balíček pro domácí orto hygienu

Balíček obsahuje:

- ortodontický kartáček se dvěma konci - kartáček na čištění zubů se štětinami ve tvaru V na jednom konci a kartáček pro čištění okolí zámečků na straně druhé,
- cestovní ortodontický kartáček se štětinami ve tvaru V,
- 4 tablety pro odhalení plaku,
- vosk v krabičce pro úlevu bolavým měkkým tkáním,
- přesýpací hodiny na 3 minuty,
- zrcátko,
- malou ústní vodu Swirl.



1 balíček

~~319,-~~

289,-

10 balíčků

~~3190,-~~

2390,-

OrthoSpace kartáček

Speciální kartáček kombinující 2 v 1 za super cenu. Jeden konec kartáčku má štětiny do tvaru V. Druhý konec tvoří polyamidová vlákna tvarovaná do špičky pro čištění pod dráty a kolem zámků bez rizika poranění měkkých tkání



Tyrkysový, 1ks

~~45,-~~

40,-

100ks

~~4050,-~~

3490,-

Hygotip XL Bio

Široké savky Hygo Tip XL Bio s průměrem 16 mm nabízí vysoký sací výkon. Jejich robustní konstrukce funguje jako držák jazyka a umožňuje odtažení tváře. Speciálně navržené ventilační drážky na přípojce zabraňují jejímu přichycení k měkkým tkáním (nezpůsobují pacientovi nepohodlí). Hrot Hygo Tip XL Bio je částečně vyroben z bezfosilního zeleného PE. Jsou určeny na jedno použití..



sleva více než:

20%

Hygotip XL Bio, 10ks

350,-

277,-

Hygosurge

- Zahnutá úzká savka, která se připojuje pomocí Hygovacu.
- Chirurgická savka s průměre koncovky 3,6 mm.
- Využijete při všech situacích, kdy se potýkáte s nedostatkem prostoru, při zhotovování kořenových výplní, implantátech atd.
- Autoklárovatelné v parním sterilizátoru.



sleva více než:

20%

Hygosurge, 25ks

600,-

475,-

Hygosurge XL

- Stejná savka jako Hygosurge s tím rozdílem, že verze XL se připojuje přímo na savku bez použití Hygovacu.
- Délka savky 165 mm, průměr koncovky 3,6 mm (bez Microtipu)
- Autoklárovatelné v parním sterilizátoru.



Hygosurge XL – 25ks

660,-

529,-

Surfanios Premium

Přípravek k dezinfekci a čištění podlah a povrchů. Parfémován jemnou citrusovou vůní. Bez aldehydu. Účinný již od 0,25% koncentrace. Široká antimikrobiální účinnost již od 5 minut.



1l

459,-

413,-

Headrest

- Krycí přehozy (papír/PE-fólie) pro opěradla zubních souprav.
- Rozměr 28 x 25 cm, balené v roli á 100 ks.
- V široké škále barev: bílá, zelená, tmavě modrá, světle modrá, blankytná, světle oranžová, tmavě oranžová, šedá, vinová, žlutá, šedá a růžová.



100ks

260,-

235,-

Terralin Protect

Tekutý koncentrát pro dezinfekci a čištění ploch a povrchů s decentní parfemací. Účinnost proti: Bakterie (vč. Tb a MRSA), plísňé, Viry (např. Hepatitis-B-Viry, HCV, HIV, RotaViry, Adenoviry). Účinné látky: alkoholy, kvartéramonné sloučeniny, amfoterní glycidderiváty a neionogenní tenzidy. Poskytuje spolehlivou ochranu, bez aldehydů



2l

980,-

892,-

Aspirmatic

Aspirmatic

- Přípravek pro každodenní hygienické ošetření odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu.
- Rozpouští hleny, vhodný pro všechny druhy materiálů, biologicky odbouratelný.
- Doba působení je 30 minut.
- Speciální přípravek podporující účinek Asprimaticu k použití 1x týdně.
- Odstraňuje anorganické usazeniny, jako je vodní kámen apod.
- Doba působení je 1–2 hodiny.



sleva více než

15%

na Aspirmatic

Aspirmatic 2l

1540,-

1289,-

Aspirmatic Cleaner, 2l

1330,-

1199,-

Mikrozyd Universal Liquid

- Nízkoalkoholová, rychlá dezinfekce citlivých povrchů, dermatologicky testován k okamžitému použití.
- Vhodný i pro chytré telefony a tablety či obrazovky.
- Přípravek může být použit bez rukavic v závislosti od epidemiologické situaci a bezpečnosti práce.
- Účinnost: Baktericidní, omezeně virucidní, levurocidní, tuberkulocidní



1l s rozprašovačem

360,-

325,-

Mikrozyd AF ubrousky

- Alkoholová dezinfekce - zdravotnický prostředek pro všechny oblasti se zvýšeným rizikem infekce.
- Rychlý účinek, neatírá se – pouze zasychá, nezanechává žádné stopy, příjemně voní.
- Účinnost: bakterie (vč. Tb), mikroskopické houby, viry HBV, HIV, HCV, Adeno-viry, Rota-viry, Papova-viry, Polio-viry.



Náhradní ubrousky, 150ks

330,-

299,-

Dóza, 150ks

400,-

349,-

Sekusept aktiv

- K dezinfekci a čištění nástrojů, pomůcek z nerez, skla, gumy a plastu, dýchacích masek a nástrojů.
- Účinná látka: peroxoboritan sodný, TAED (neobsahuje aldehydy).



1,5kg

1259,-

1199,-

6kg

4659,-

4499,-

ID 212

ID 212:

- Koncentrát bez obsahu aldehydů pro dezinfekci a čištění běžného instrumentária včetně rotačních nástrojů.
- Vhodný i pro ultrazvukové čističky, široké spektrum účinnosti.
- Při 2% ředění získáte 125l pracovního roztoku, při 4% ředění je expozice jen 30 min.

ID 212 Forte Plus:

- Bezaldehydový koncentrát k dezinfekci a čištění všeobecného i chirurgického instrumentaria a rotačních nástrojů citlivých na alkalie nebo alkohol.
- Účinnou složkou jsou alkylaminy a kvartérní amoniové sloučeniny.
- Je vhodný pro ultrazvuk, s vysokou materiálovou snášenlivostí, biologicky lehce odbouratelný.



ID 212 – 2,5l

2239,-

2139,-

ID 212 Forte – 2,5l

2339,-

2239,-

Perform

Dezinfekce a čištění lékařských přístrojů a lék. inventáře na základě aktivního kyslíku.



900g

1100,-

999,-

Luna 2

Univerzální kompozitní materiál je možné použít pro přímé výplně, onleje, inleje a fazety. Vhodný na opravy kompozitů.



Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2

4 g stříkačka

~~2078,-~~

1090,-

2 g stříkačka

~~988,-~~

499,-

Luna Flow

Luna Flow nabízí vysokou radioopacitu, kontrolu nad aplikací, snadné a přesné sladění odstínů se stálostí barev, vynikající pevnost a odolnost proti oděru. Pro lékaře, kteří preferují více tekutosti je tu Luna Flow LV – málo viskózní varianta.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB



Aura Easy

Výplňový kompozitní materiál pro frontální a distální úsek chrupu.



20x 0.25 g kompule
Odstíny: AE2, AE3, AE4

~~3387,-~~

2490,-

Wave

Fluorid uvolňující zatékavý radioopákní kompozitní materiál ve třech viskozitách wave, wave MV, wave HV, který je možné použít pro výplně všech tříd, pečetění fi sur a opravy rekonstrukci.

Balení Bulk Kit: 10x 1 g stříkačka

Odstíny: A2, A3

wave - nejvíce zatékavý

Odstíny: A1, A2, OA2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, G, B

wave MV - středně zatékavý wave HV - nejméně zatékavý

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1



1 g stříkačka, 5x
aplikační kanyla

~~644,-~~

449,-

Balení Bulk Kit

~~4554,-~~

3490,-

Set PP

Samoleptací samoadhezivní **kompozitní** pryskyřici modifikovaný duálně tuhnoucí fixační cement pro finální cementování náhrad z kovu, pryskyřice a keramiky.



2x 7 g stříkačka automix,
28x aplikační koncovka

Odstín: A2

~~5177,-~~

3290,-

Aura Bulk Fill

Výplňový materiál určený pro zhotovování výplní v postranním úseku. Nízké polymerační napětí umožňuje polymeraci až 5 mm vrstvy. Materiál je v jedné univerzální barvě a vyznačuje pevností a jednoduchou manipulací.



4 g stříkačka

~~2710,-~~

1390,-

Stela

ALTERNATIVA NEJEN K AMALGÁMU

Stela Kapsle Intro Kit

Balení: 10x kapsle, 5 ml Primer,
15x aplikační štětečky Superfine

~~3419,-~~

1690,-

Stela Automix Intro Kit

Balení: 8 g stříkačka automix, 5 ml primer, 15x
míchací špička, 15x aplikační štětečky Superfine

~~5667,-~~

3190,-

Stela Primer

Balení: 5 ml Primer

~~1558,-~~

1190,-

Stela Kapsle

Balení: 50x kapsle velikost 3

~~6850,-~~

4490,-

Stela Automix stříkačka

Balení: 8 g stříkačka automix

~~4560,-~~

2990,-

Stela koncovky

Balení: 50 ks

~~1747,-~~

1490,-

Permite

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina s 56% obsahem stříbra. Je velmi pevný, snadno leštitelný a lehce tvarovatelný.



50ks, 400mg (vel. 1)

2390,-

50ks, 600mg (vel. 2)

3090,-

50ks, 800mg (vel. 3)

3590,-

500ks, 400mg (vel. 1)

18990,-

500ks, 600mg (vel. 2)

22990,-

500ks, 800mg (vel. 3)

31990,-

GS 80

Vysoce kvalitní non-gama 2 amalgámová slitina s 40% obsahem stříbra. Vyznačuje se vysokou pevností a stabilitou v kavitě.



50ks, 400mg (vel. 1)

1390,-

50ks, 600mg (vel. 2)

1790,-

50ks, 800mg (vel. 3)

2290,-

500ks, 400mg (vel. 1)

10990,-

500ks, 600mg (vel. 2)

15990,-

500ks, 800mg (vel. 3)

19990,-