

Gutaperčové čepy kalibrované, kónicita .02




Kón.: .02, 120ks, sada nebo
jednotlivé velikosti

239,-

216,-

Gutaperčové čepy kalibrované, kónicita .04 nebo .06



Kón.: .04, .06, 60ks,
sada nebo
jednotlivé velikosti

317,-

285,-

Gutaperčové čepy kalibrované Pro-R



Speciální
milimetrově
značené
gutaperčové
čepy pro
použití s
nástrojem
Reciproc

60ks, sada nebo
jednotlivé velikosti

317,-

285,-

Papírové čepy kalibrované, kónicita .02



Kón.: .02, 200ks, sada
nebo jednotlivé velikosti

160,-

144,-

Papírové čepy kalibrované, kónicita .04 nebo .06




Kón.: .04, .06,
100ks, sada nebo
jednotlivé velikosti

218,-

196,-

Papírové čepy kalibrované Pro-R



100ks, sada nebo
jednotlivé velikosti

218,-

196,-

Injekční stříkačky



2ml, 100ks, Braun

119,-

108,-

5ml, 100ks, Braun

176,-

159,-

2ml, 100ks, Chirana
(modré)

136,-

112,-

Ručníky Tork



300ks

119,-

107,-

Pervin (Perlan) utěrky

Víceúčelové přířezy z
netkané textilie jsou
určeny pro
každodenní použití za
sucha i mokra.
Hygienická
nezávadnost,
příjemný dotek,
pevnost a odolnost
proti oděru.
Mimořádná savost.



Utěrky, 40x50cm,
200ks

683,-

637,-

Ručníky, 50x95cm,
100ks

804,-

724,-

Rukavice nitrilové bez pudru



200 ks

220,-

198,-

Rukavice latexové bez pudru



100ks

229,-

209,-

Rukavice Comfort



100ks

327,-

292,-

ID 212

ID 213

FD 322

- Koncentrát bez obsahu aldehydů pro dezinfekci a čištění běžného instrumentária včetně rotačních nástrojů.
- Vhodný i pro ultrazvukové čističky, široké spektrum účinnosti.
- Při 2% ředění získáte 125 l pracovního roztoku, při 4% ředění je expozice jen 30 min.



2,5l 2239,- 1998,-

- Bezaldehydový koncentrát k dezinfekci a čištění všeobecného i chirurgického instrumentária a rotačních nástrojů citlivých na alkalie nebo alkohol.
- Je vhodný pro ultrazvuk, s vysokou materiálovou snášenlivostí, biologicky je lehce odbouratelný.
- Spektrum účinnosti: baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní, virucidní (opouzdřené viry, neopouzdřené adenoviry, HBV, HIV).



2,5l 2439,- 2195,-

- Roztok bez obsahu aldehydů k přímému použití pro dezinfekci a intenzivní samočištění předmětů.
- Velmi rychlý – doba expozice jen 1 minutu, pro HBV, HCV a HIV jen 30 sekund!
- Má vynikající materiálovou kompatibilitu, extra rychle zasychá, nezanechává rezidua.
- Účinná látka: alkohol a kvarterní amoniové sloučeniny.
- Účinnost: baktericidní, tuberkulocidní, ungicidní, HBV, HCV, HIV.



2,5l 1689,- 1520,-

Gigasept Instru AF

Aspirmatic

FD 350 dóza

- Přípravek na dezinfekci a čištění všech druhů nástrojů a pro ultrazvukové čističky.
- Neobsahuje aldehyd, fenol ani aktivní chlór.
 - Má velmi dobré čisticí schopnosti, široké spektrum účinnosti a příjemně voní.



2l 1470,- 1320,-
5l 3260,- 2988,-

- Přípravek ke každodennímu hygienickému ošetření odsávacích zařízení a odlučovačů amalgámu.
- Neobsahuje fenol, aldehydy ani chlór, příjemně voní.
 - Deklarovaná účinnost proti bakteriím, mikroskopickým houbám, virům (HBV, HIV, HVC).
 - Rozpouští hleny, vhodný pro všechny druhy materiálů, biologicky odbouratelný.



2l 1540,- 1398,-

- Dezinfekční ubrousky pro dezinfekci a čištění otřením povrchů zdravotnických prostředků.
- Vhodné např. pro podložky hlavy, držadla operačních světel, násadce a kolénka, obaly intraorálních snímků.
- Ubrousky lze jednotlivě odtrhnout a ihned použít. Doba expozice jen 1 minutu.
- Sortiment vůní: klasik, s vůní květin nebo s vůní citrónů.



Dóza, 110ks; 329,- 297,-

Sekusept aktiv

Desam OX

Mikrozid AF ubrousky JUMBO

- K dezinfekci a čištění nástrojů, pomůcek z nerez, skla, gumy a plastu, dýchacích masek a nástrojů.
- Účinná látka: peroxoboritan sodný, TAED (neobsahuje aldehydy).



1,5kg 1259,- 1199,-
6kg 4659,- 4499,-

- Koncentrovaný dezinfekční přípravek využívajícího kombinovaného účinku aktivního kyslíku a kvartérních amoniálních solí pro dezinfekci ploch a povrchů.
- Vhodný pro jednofázovou dezinfekci a mytí omyvatelných ploch a předmětů.
- Neobsahuje aldehydy, chlór a další těkavé látky. Účinné látky jsou peroxid vodíku, kombinace kvartérních amoniálních solí.

sleva více než:

20%



1l 344,- 235,-

- Ubrousky -napuštěné dezinfekčním roztokem okamžitému použití.
- Rozměry ubrousků: Jumbo 20 x 27 cm.



dóza JUMBO - 220 ks 500,- 450,-
náhradní JUMBO - 220 ks 380,- 345,-

CaviCide

Splint folie

PlastVac P7

- Dezinfekce neporézních, tvrdých povrchů.
- Používá se neředěný.
- Jeho hlavním způsobem použití je nástřik aerosolu sprejem, ale je možné použít jej k otírání povrchů tampóny.



5l 1567,- 1411,-

- Fólie pro výrobu nosičů na bělení, tenkých dlah a pro ortodontické použití.
- Průhledná, tenká fólie s pryskyřičnou materiálovou adhezí.
 - Rozměry: 125 x 125 mm, k dispozici v tloušťkách: 1 mm a 1,5 mm.
 - Pracovní postup: Zahřejte, dokud se fólie neprohne o 12 mm.
 - Vytvarujte vakuem a nůžkami upravte.



.040 (1,0 mm) 50 ks 3000,- 2700,-
.060 (1,5 mm) 50 ks 3900,- 3500,-

- Vakuový tvarovací přístroj Bio-Art s tradicí od roku 1979. Díky výkonnému motoru (1 400 W), jednoduchému použití a modernímu, nadčasovému designu se stane i Vaším každodenním pomocníkem. Pro všechny indikace - chrániče zubů, dlahy, korunky a můstky, nosiče pro bělení a fluoridaci aj.
- Odolný přístroj s perfektním zpracováním a snadným ovládáním.
 - Vhodný jak pro kulaté, tak čtvercové fólie různé tloušťky.
 - Umožňuje oboustranné nahřívání.



13.900,- 12.900,-

Vertise Flow

Transparentní růžkové matrice z tenkého celuloidového plastu. Ideální pro zhotovení kompozitních výplní v okolí složitých incisálních okrajů a fraktur.

Sada: 8 x 8 ks nejpoužívanějších mesialních (M) a distálních (D) matric pro horní frontální zuby č. 11, 12, 21 a 22.



sleva více než:

25%

2 x 2g

~~2957,-~~

2218,-

Maxcem Elite

Konturovací a dokončovací pásky v roli vyrobené z flexibilního polyesteru potaženého aluminium oxidovými částicemi.

- Ideální pro aproximální povrchy kompozitních oprav.
- **Hrubosti:** zelená - jemná 30 µm, modrá - střední 40 µm a bílá - hrubá 60 µm.
- Šířka pásky: 4 mm, délka: 10 m.



sleva více než:

25%

2 x 5g

~~4027,-~~

3005,-

Gluma Universal Bond

GLUMA Bond Universal je účinná díky snadné manipulaci a spolehlivé pevnosti vazby.

- Díky exkluzivnímu kapátku si můžete být jisti, že nanese te právě tolik bondu, kolik potřebujete.
- S bondem GLUMA Bond Universal fixujete efektivně a hospodárně a máte jistotu, že jste vytvořili potřebný předpoklad pro dlouhotrvající náhradu.
- Pro jakoukoli techniku lepení: totální leptání, selektivní leptání a samoleptání.
- Pro všechny dentální materiály

sleva více než:

20%

Gluma Bond
Universal 4 ml~~1950,-~~

1545,-



Charisma Classic

Mikrohybridní kompozitum pro monochromatické rekonstrukce.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, OA3 a OA3.5.



stříkačka 4g

~~720,-~~

648,-

Charisma Opal

Univerzální kompozit pro výplně ve frontálním i laterálním úsek.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, BL, C2, CO, OD, OL a OM.



sleva více než:

18%

stříkačka - 4 g

~~1100,-~~

895,-

Charisma Bulk Flow ONE

Jednoodstínový bulk fill flow kompozit pro každodenní použití.

Nízká kontrakce, vysoká pevnost v ohybu a odolnost proti opotřebení zajišťují dlouhou životnost náhrad, které vydrží zátěž v distálním úseku. V balení ke každé stříkačce dostanete 5 aplikačních kanyl.

sleva více než:

20%

2 g + 5 kanyl

~~1050,-~~

835,-



Single Bond Universal

Efektivně použijete ve všech aplikačních technikách, ať již preferujete techniku Total-Etch, Self-Etch či Selective-Etch.

- Pro všechny adhezivní techniky, pro všechny povrchy (suchý i vlhký leptaný dentin, sklovina), pro všechny adhezivní indikace.



5ml

~~3304,-~~

2895,-

Filtek Supreme Flowable Restorative

Světlem tuhnoucí, rentgenokontrastní zatékavý nanokompozit s nízkou viskozitou.

- Využívá stejnou nanotechnologii jako univerzální kompozit Filtek Ultimate, díky níž vyniká výbornými estetickými vlastnostmi, zachováním naleštěné a nízkou abrazí.
- Indikace: Výplně III. a V. třídy, podložkový materiál, vyblokování podsekřivin, pečetění fisur, atd.
- Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, A3 opákní, B1, B2, C2, D2, W - bílý, XW - extra bílý.

2x 2 g Filtek
Supreme Flow~~2035,-~~

1795,-

Filtek Bulk Fill Flowable Restorative

Bulk-fillový materiál (až 5 mm) se zvýšenou opacitou pro estetické výplně.

Odstíny: A1, A2, A3, B1 a C2.



stříkačka - 4 g

~~2264,-~~

1998,-

Filtek Ultimate

- Univerzální výplňový nanokompozit s výbornou zpracovatelností.
- Snáze použitelný systém odstínů - body / dentin / enamel / translucent a speciální.
- Vynikající lesk, vylepšená fluorescence, stálost naleštění, lepší odolnost proti abrazi.
- Vysoká pevnost pro použití v předním i postranním úseku.



stříkačka - 4 g

~~1877,-~~

1688,-

5ml

~~3865,-~~

3475,-

Scotchbond Universal Plus

Rentgen kontrastní, univerzální adhezivum pro všechny přímé a nepřímé indikace lepení.



Protemp 4 Garant

Bis-akrylátové kompozitum pro výrobu provizorních inlejí, korunek a můstků.

- Dostupný v barvách: A1, A2, A3, A3.5 a B3



50 ml + 16 kanyl

~~3616,-~~

2955,-

Biodentine

Dodáván v kapslích pro ruční aplikaci. Míchání probíhá v běžné třepačce kaspí..



15x 0,7 g

9490,-

8090,-

5x 0,7 g

3680,-

3250,-

Endostar E3 Azure

Nabízí efektivní a snadné použití, rychlé a bezpečné opracování kanálku.

- Jsou velmi flexibilní - sledují i nejkřivější cestu kanálkem a minimalizují tím riziko perforace nebo via falsa.

**2 + 1
ZDARMA**

3ks

1140,-

6ks

1680,-

WaveOne Gold

- ROTAČNÍ NÁSTROJE WAVE ONE GOLD - Jedinečný rotační pohyb nástroje je odvozen z konceptu a techniky vyvážené síly a je určen k řezání při pohybu proti směru hodinových ručiček.
- WAVEONE GOLD - Nová NiTi slitina gold má o 50 % vyšší rezistenci proti unavě materiálu.
- U většiny klinických případů postačí použití jednoho nástroje.
- K dostání ve 4 velikostech a 3 délkách (21, 25 a 31 mm)

**4 + 1****ZDARMA**

3ks

1870,-

Hemocollagene

Sterilní houbičky s kolagenem k zastavení krvácení po chirurgických zákrocích.
Kompletně vstřebatelné, pro přirozenou regeneraci tkání.
Možno implantovat a uložit do lůžka.
Kolagen zvyšuje přilnavost trombocytů a agregaci.
Balené jednotlivě v sterilních blistrech.
Rozměr: 15x15x8 mm.



24ks

2850,-

2450,-

Astringedent X

Vodný, 12,7% roztok obsahující ekvivalentní množství síranu železitého a hydroxysíranu železitého, používaný při velmi obtížném zastavitelném krvácení.

Astringedent X
IndiSpense 30 ml

1950,-

1760,-

Septoject jehly

Tradiční jehly pro karpulové stříkačky nebo intraligamentární anestezii.
Rozměry: 27G - 21, 25, 35 a 42 mm, 30G - 10, 12, 16, 21 a 25 mm.



100ks

520,-

438,-

Ultrapak

Snadné zavedení
Vynikající absorpce
Bezkonkurenční retrakce



000

760,-

690,-

00

670,-

610,-

0, 1, 2 nebo 3

620,-

560,-

Viscostat

Viskózní hemostatický koagulační gel s 20% síranu železitého
Hlubková aktivní hemostáza během několika sekund

Indispense Kit: 30ml
ViscoStat + 20 kanyl

2840,-

2560,-

Indispence:
30ml

2010,-

1810,-

Viscostat Clear

hemostatický viskózní gel s 25% chloridu hlinitého
transparentní gel pro estetické zóny

Intro Kit: 4x1,2ml
Viscostat Clear + 20 kanyl

1200,-

1080,-

Indispense Kit: 30ml
ViscoStat Clear + 20 kanyl

3280,-

2960,-

Indispence:
30ml

2310,-

2080,-

Ultra-Etch

Samolimitující leptadlo pro minimalizaci citlivosti.
Leptadlo s 35% kyselinou fosforečnou
samolimitující chemie leptá jen do hl. 1,9µm
penetruje do nejmenších fisur, ale nestéká na vertikálních površích
neobsahuje polymery, nezanechává rezidua



sleva:

20%

Indispense 30 ml

2950,-

2360,-

4x 1,2 ml + 20x kanyla

1760,-

1410,-

20x 1,2 ml + 40x kanyla

4460,-

3570,-

Peak Universal Bond

Jediný bond s chlorhexidinem (0,2%) – pomáhá zvýšit dlouhodobou pevnost bondu.
Adheze ke všem materiálům (dentinu, sklovině, kovu, keramice, kompozitům i zirkonu).
Pro přímé i nepřímé bondování, bondování kořenových čepů a endodontických ošetření.



stříkačky 4x1,2ml

3560,-

2670,-

lahvička 4ml

2630,-

1980,-

Peak SE Primer

Samoleptací primer zaručí vysokou bondovací sílu a marginální plnění bez mezer.
Vždy čerstvé, stabilní složení.
Unikátní primer pro bondování technikou Self-Etch.

sleva:

25%



Peak SE – 4x1,2ml

2940,-

2210,-

ORBI-Sept dezinfekce
otisků

Pro dezinfekci
všech dentálních
otisků.

ORBI-Sept dezinfekce
na povrchy

Rychlá dezinfekce
připravená k
okamžitému použití pro
profylaktickou
dezinfekci povrchů
zdravotnických
prostředků odolných
proti alkoholu.

aroma: cool fresh

ORBI-Sept dezinfekce
na povrchy bez alkoholu

Dezinfekce na povrchy
bez alkoholu pro
profylaktickou
dezinfekci povrchů
neinvazivních
zdravotnických
prostředků.
Mimořádně vhodný pro
použití na povrchy
citlivé na alkohol.



2,5l

882,-

794,-

2,5l

723,-

615,-

2,5l

762,-

686,-

ORBI-Sept dezinfekce
vrtáčků

Pro čištění a profylaktickou
dezinfekci zubních vrtáčků a
rotačních nástrojů. Vhodný
také pro ultrazvukové
čističky.



2,5l

704,-

654,-

ORBI-Sept dezinfekce
nástrojů

Koncentrát pro přípravu
dezinfekčního roztoku pro
ruční čištění a
profylaktickou dezinfekci
termostabilních a
termolabilních nástrojů
ponořením do lázně.



2,5l

1290,-

1161,-

ORBI-Sept dezinfekce
odsávacího zařízení

Vysoce účinný koncentrát
pro čištění, dezinfekci a péči
o odsávací systémy zubních
souprav. Je bez aldehydu,
nepění. Díky vysoké čisticí
síle odstraní i odolné
usazeniny. Široké spektrum
působení, vysoká
kompatibilita, použitelný i v
systémech se separátory
amalgámu. Pravidelné
používání zamezuje vzniku
nepříjemných pachů.



2,5l

982,-

884,-

Leptací gel

Skvělá náhrada za
Etching gel Ekonomy
30ml (zrušená výroba)

Leptací gel na bázi 37% kyseliny fosforečné. Slouží k leptání
dentinu a skloviny pro všechny leptací techniky. Modrozelený
leptací gel je velmi dobře viditelný a má optimální tixotropní
tokové vlastnosti.

Balení obsahuje: Leptací gel 70g + 10 stříkaček + 50kanyl



2x1,4ml

380,-

342,-

70g (50g)

1658,-

1499,-

Gelatamp

Efektivní, biokompatibilní
medicínský nástroj pro spolehlivou
post-extrakční léčbu bez
komplikací.

Vyroben z pěnové želatiny a jemně
rozptýleného (koloidního) stříbra.
Rychlá hemostáze, stabilizuje
krevní koaguláty.
Efektivní a dlouhodobá účinnost
proti širokému spektru bakterií.



50ks

1589,-

1438,-

Štětceček nasazovací

Štětcečky z nylonového vlákna vhodné pro přesnou aplikaci
leptacích a bondovacích materiálů, zubních laků a medikamentů.
Pro nasazení do držátka.



Štětiny bílé, jemné



Štětiny černé, jemné



Štětiny černé, střední

100ks

313,-

280,-

Orbi Tips držátko bílé



Držátko pro jednoduché a optimální využití aplikátorů ORBI-Tips.

10ks

153,-

138,-

Kanyly aplikační

Kanyly s hrotem z nerezové oceli pro přesnou aplikaci a snadné
použití tekutého světle tuhnoucího materiálu. Ohnutá kovová
jehla (45.°) umožňuje optimální přístup do dutiny.
Pro aplikaci běžně používaných leptacích gelů, těsnících materiálů
a kompozitů
Vhodný pro všechny standardní Luer Lock stříkačky



0,6x13 mm, 100 ks

483,-

435,-

0,9x13 mm, 100 ks

483,-

435,-

Panasil initial contact

Velmi přesná korekční otiskovací hmota na bázi A-silikonů.
Balení: 2x50ml a 6nebo 8 kanyl
Varianty regular (6 kanyl), light nebo x-light (8, kanyl)



2x50ml

1660,-

1495,-

Elite HD+ Putty Soft

Vysoce kvalitní A-silikon, měkký tmel pro všechny metody otiskování.
• Má vynikající objemovou stabilitu, pevnost v tlaku a 3-letou záruku kvality.
• Žlutá barva, 2 rychlosti tuhnutí:
Fast soft: rychle tuhnoucí, pro dvoukrokovou metodu otiskování.
Normal soft: normální rychlost tuhnutí, pro metodu dvojího míchání.



2x250ml

1949,-

1749,-

Elite HD+ krémy

Korekční hmota pro Elite H-D+ putty pro dokonalou reprodukci detailů.

- Monophase: pro jednorázové otisky s jedním typem materiálu.
- Regular: pro jednokrokové otiskování v individuální lžici, ideální pro fixní protetiku nebo částečné i totální snímání náhrady, běžná stékavost, modrá barva.
- Light: pro dvoukrokovou metodu otiskování, zvýšená zatékavost, zelená barva.
- SuperLight: pro dvoukrokovou metodu otiskování, ideální pro fixní protetiku, extrémně zatékavá, fialová barva.



2 x 50 ml

1479,-

1195,-

Panasil Putty

Panasil Putty: Špičková A-silikonová základní otiskovací hmota (tmel).
Panasil Putty fast: Verze Fast pro rychlé zhotovení otisku.
Panasil Putty soft: Měkčí varianta základní otiskovací hmoty s nízkou finální tvrdostí je ideální pro parodontální případy.



900g

3160,-

2850,-

Express XT Penta

Vinyl polysiloxovaný otiskovací materiál pro techniku korekčního otisku (dvojí otiskování) i pro sendvičovou techniku (dvojí míchání, jedno otiskování). Materiál pro automatické míchání.

• **Express XT Penta H:** Hustší a viskóznější. Pro pevné otisky, odolné proti deformaci. (Varianta: **Penta H** – normálně tuhnoucí, **Penta H Quick** – rychle tuhnoucí)




1x300ml báze, 1x60ml katalyzátor

1826,-

1643,-

Tenatex Eco

Pružný a výborně tvarovatelný měkký růžový plotýnkový vosk.
Skvělý především na stavění zubů.
Lze krásně zahladit a šetrí tak čas při konečné úpravě.
Primární teplota pro změkčení: 36 - 42 °C.
Velikost - 187 x 88 mm, tloušťka - 1,5 mm.



500g

429,-

389,-

Míchací kanyly a špičky



Intraorální špičky
žluté, 50ks

430,-

320,-

Míchací kanyly žluté
nebo zelené, 50ks

790,-

630,-

Dynamické koncovky

3M (solventum),
50ks

1904,-

1790,-

Kulzer, 50ks

2200,-

2095,-

Kettenbach, 45ks

1610,-

1450,-

Repin



- Dvousložková zinkoxid-eugenolová otiskovací hmota.
- Přesná reprodukce a objemová stálost.
- Otisky individuálních lžiček.

balení

392,-

353,-

Occlufast rock

Velmi ekonomický A-silikon pro registraci skusu.
• Vysoká tvrdost 95 škály Shore-A.
• Thixotropní, rychle tuhnoucí (60 sek.), vysoce přesný (2 µm).
• Snadno se odstraňují přebytky, maximálně objemově stabilní, fialová barva.

- Balení 2 x 50 ml + 12 míchacích kanyl.

sleva více než:

25%



2x50ml

1449,-

1075,-

Universal Tray Adhesive

Prostředek pro zajištění dokonalé adheze otiskovacích hmot k otiskovacím lžicím.
Vhodný pro C-silikonové a A-silikonové otiskovací hmoty.



10ml

449,-

396,-

Pistole na kartuše

Univerzální aplikační pistole pro všechny nové typy kartuší (kulaté zakončení).

- Pistole 1:1 je pro všechny typy A-silikonových otiskovacích a rebazovacích hmot s poměrem báze:katalyzátor 1:1

sleva více než:

25%



Pistole na kartuše

1990,-

1482,-

Alligat Chroma fast

Bezprašná, rychle tuhnoucí alginátová otiskovací hmota s barevným indikátorem tuhnutí.



453g

375,-

345,-

Míchací podložky

Podložky pro míchání otiskovacích hmot.



11x19 cm, 20 ks

149,-

129,-

ImpressPLUS-5
Alginate Fast Set

Vysoce přesný alginát s pětidenní rozměrovou stabilitou, který umožňuje pokaždé zhotovit rychlý a precizní otisk.



450g

359,-

299,-

Elastic Cromo

Alginátová, elastická, otiskovací hmota s fázovým barevným indikátorem a možností odlití otisku až za 120 hodin. Barevná indikace fází tuhnutí.



450g

216,-

195,-

Hydrogum 5

Vynikající bezprašný alginát s vysokou objemovou stálostí. Velmi vhodný pro ordinace, které nemají laboratoř v bezprostřední blízkosti. Ovocná chuť, fialová barva, antidiávná složka.



453g

429,-

345,-

Tropicalgin

Oblíbený bezprašný alginát s barevným indikátorem fází tuhnutí. Po ztuhnutí je rigidní, má vlastnosti blízké silikonům - kresba jemných detailů, pevnost, odolnost proti prasklínkám.



sleva:

30%

453

379,-

265,-

Alginate Mixer MX-300
náhradní míchací miska

Náhradní míchací miska k Alginate Mixeru MX-300.

1ks

420,-

330,-

Míchací miska
zelená Zhermack

Silikonová miska pro míchání otiskovacích hmot. Speciální materiál i ergonomický tvar zaručují rychlé a snadné míchání. Plastové špachtle v zářivých barvách pro míchání alginátových hmot.



1ks

279,-

245,-

Míchací špachtle

Silikonová miska pro míchání otiskovacích hmot. Speciální materiál i ergonomický tvar zaručují rychlé a snadné míchání. Plastové špachtle v zářivých barvách pro míchání alginátových hmot.



6ks, různé barvy

419,-

357,-

Alginate Mixer MX-300 černý

Automatická digitální míchačka alginátových otiskovacích hmot.

- Šetří Váš čas - hmota namíchaná za 8 sekund.
- Šetří úsilí - jednotná konzistence poskytuje elasticitu a odolnost srovnatelnou se silikonem.
- Šetří materiál - otisk je vždy precizní a bez bublinek.
- Balení obsahuje: míchací přístroj, 4 míchací nádoby s víčkem, plastovou špachtli, čisticí tyčinku, magnetický košík pro uložení příslušenství a skvělou dávkovací láhev na vodu.
- Rozměry: 205 x 245 x 300 mm, váha: 17 kg.



29900,-

24900,-

Pentamix Lite

Automatický míchací přístroj, který je snadno přenosný mezi ordinacemi díky své lehkosti a integrovanému madlu.

- Pouze pro 3M otiskovací hmoty.
- Některé součástky uvnitř přístroje jsou plastové, proto je lehčí a určen k přenášení.
- Jeden z nejlehčích přístrojů na trhu - hmotnost jen 6,7 kg.
- Kompaktní konstrukce - vztýčením na výšku šetří cenný prostor - 39,5 cm x 26,5 cm x 30,5 cm.
- Homogenní namíchání bez bublin a přesná reprodukce detailů.



30829,-

24990,-

Pentamix 3

- Automatický míchací přístroj optimalizovaný pro praváky i leváky, s možností nástěnného provedení (možnost zakoupení závěsného zařízení na stěnu).
- Kompatibilní i s konkurenčními otiskovacími materiály.
- Veškeré součástky uvnitř přístroje jsou kovové a zajišťují dlouhou životnost přístroje.
- Jeden z nejmenších přístrojů na trhu - ušetříte cenný pracovní prostor - 28,3 cm x 22,5 cm x 28 cm, hmotnost 9,8 kg.
- Snadná výměna kartuší a míchacích kanyl.
- Hygienické dávkování všech typu otiskovacích hmot a vysoká kvalita namíchání.



51508,-

43790,-

Aplikační štětečky

Ohebné aplikátory, které jsou rezistentní vůči kyselému prostředí a rozpouštědlům. Flexibilní násadka umožňuje aplikaci i v těžko přístupných místech. Používají se pro nanášení malých množství tekutin, jako např. bondů, pečidel, leptadel, linerů apod.

Sortiment balení: 100× Fine tmavě zelené, 100× Fine světle zelené, 100× Super Fine fialové, 100× Medium světle modré

400 ks
Superfine (fialová)
Fine (zelená)
Medium (modrá)



sleva
více než:

29%

1152,-

549,-

Stae

Jednosložkový adhezivní systém 5. generace na sklovinu i dentin. Obsahuje radikální resinový systém, který výrazně snižuje velikost spáry a smršťování. Rozpouštědlo je směs acetonu a vody a účinkuje na suchém i vlhkém povrchu. Stae účinně a homogenně proniká hybridní vrstvou a zajišťuje vynikající vazbu k zubu. Stae je vhodný pro bondování kompozitů, kompoerů a porcelánu.



5ml

3199,-

1490,-

5ml

Zipbond

Zipbond Universal je jednosložkové univerzální adhezivum uvolňující fl uoridy, kompatibilní s technikami samoleptání, selektivního leptání a celkového leptání.



2645,-

1390,-

Riva LC light cure
prášek + tekutina

Radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřici modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetení fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů.



Balení: 1x15g prášek, 1x7,2 ml tekutina, odstíny: A2, A3

2212,-

1690,-

Riva SC self cure
prášek + tekutina

Radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní výplňový materiál s vysokou viskozitou, která je čtyřikrát vyšší než u Riva SC. Používá se jako náhrada dentinu, ART techniku, pro podložky, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů.



Balení: 1x15g prášek, 1x7,2 ml tekutina, odstíny: A2, A3

1617,-

1290,-

Riva Luting

Ideální radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní fixační cement. Díky vynikající adhezi k zubům, vysokému uvolňování fluoridu a zatékavosti, je použitelný pro široké spektrum klinických aplikací. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Kapsle, 50ks

4921,-

3990,-

35g prášek + 24,3ml tekutina

3239,-

2590,-

Riva LC light cure
kapsle

Radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřici modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetení fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů.



Odstíny: A2, A3, 45x kapsle,, tvrdost: normal nebo HV (tvrdá)

4575,-

2990,-

Odstíny: A1, A3.5, A4, C4, sortiment, 50x kapsle

5654,-

3890,-

Riva SC self cure
kapsle

Radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní výplňový materiál s vysokou viskozitou, která je čtyřikrát vyšší než u Riva SC. Používá se jako náhrada dentinu, ART techniku, pro podložky, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů.



Odstíny: A2, A3, 45x kapsle,, tvrdost: normal nebo HV (tvrdá)

4608,-

2990,-

Riva Luting Plus

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí, pryskyřici modifikovaný skloionomerní cement pro fixaci korunek, můstků a onlejí. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Kapsle, 50ks

5806,-

4490,-

25g prášek + 8,95ml tekutina

3288,-

2490,-

Riva Cem Automix

Riva cem automix je pryskyřici modifi kovaný, skloionomerní fi xační cement, chemicky tuhnoucí ve formě pasta/pasta uvolňující fl uoridy. Je určen k defi nitivnímu cementování metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátů. Je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světlem.



2x 4 g stříkačka automix, 16x aplikační koncovky

3554,-

2390,-

Riva Protect

Riva Protect je ideálním produktem pro pacienty s velkým počtem zubních kazů – přilne přímo na zub, posílí spodní strukturu a efektivně zub ochrání před škodlivými bakteriemi a kyselinami



Kapsle, 50ks

6651,-

4988,-

Riva Silver

Radioopákní, stříbrem modifikovaný skloionomerní, chemicky tuhnoucí výplňový materiál. Vyznačuje se vynikající adhezí k zubu, trvalým uvolňováním fluoridu a vysokou tlakovou pevností. Díky svým vlastnostem je optimální výplňový materiál pro široké klinické použití. Riva silver má světle šedý odstín. Kapsle obsahují 18 % stříbra, prášek/tekutina obsahuje 21,6 % stříbra.



Kapsle, 50ks

8344,-

6490,-

32 g prášek, 8.9 ml tekutina

7185,-

5590,-

Luna 2

Univezální kompozitní materiál je možné použít pro přímé výplně, onleje, inleje a fazety. Vhodný na opravy kompozitů.



Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2

4 g stříkačka

2150,-

990,-

Luna Flow

Luna Flow nabízí vysokou radioopacitu, kontrolu nad aplikací, snadné a přesné sladění odstínů se stálostí barev, vynikající pevnost a odolnost proti oděru. Pro lékaře, kteří preferují více tekutosti je tu Luna Flow LV – málo viskózní varianta.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB



2 g stříkačka

1023,-

499,-

Riva Coat

Světlem tuhnoucí ochranný lak pro skloionomerní výplně. .



5 ml

1648,-

1390,-

Wave

Fluorid uvolňující zatékavý radioopákní kompozitní materiál ve třech viskozitách wave, wave MV, wave HV, který je možné použít pro výplně všech tříd, pečetení fi sur a opravy rekonstrukci.

Balení Bulk Kit: 10× 1 g stříkačka

Odstíny: A2, A3

wave - nejvíce zatékavý

Odstíny: A1, A2, OA2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, G, B

wave MV - středně zatékavý wave HV - nejméně zatékavý

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1



1 g stříkačka, 5× aplikační kanyla

677,-

449,-

Balení Bulk Kit

4782,-

3390,-

Set PP

Samoleptací samoadhezivní **kompozitní** pryskyřici modifikovaný duálně tuhnoucí fixační cement pro finální cementování náhrad z kovu, pryskyřice a keramiky.



2× 7 g stříkačka automix,

28× aplikační koncovka

Odstín: A2

5359,-

3390,-

Aura Bulk Fill

Výplňový materiál určený pro zhotovování výplní v postranním úseku. Nízké polymerační napětí umožňuje polymeraci až 5 mm vrstvy. Materiál je v jedné univerzální barvě a vyznačuje pevností a jednoduchou manipulací.



4 g stříkačka

2710,-

1490,-

Stela

A Stela je inovativní vysoce účinný, chemicky tuhnoucí kompozit. Stela poskytuje neomezenou hloubku vytvrzení a polymeraci s nízkým napětím a rozhraním beze spár. Není třeba provádět leptání kyselinou ani vytvrzení světlem..



ALTERNATIVA NEJEN K AMALGÁMU

Stela Kapsle Intro Kit

Balení: 10× kapsle, 5 ml Primer, 15× aplikační štětečky Superfine

3539,-

1690,-

Stela Automix Intro Kit

Balení: 8 g stříkačka automix, 5 ml primer, 15× míchací špička, 15× aplikační štětečky Superfine

5865,-

3190,-

Stela Primer

Balení: 5 ml Primer

1613,-

1140,-

Stela Kapsle

Balení: 50× kapsle velikost 3

7089,-

4290,-

Stela Automix stříkačka

Balení: 8 g stříkačka automix

4720,-

2890,-

Radii-Cal CX

Kolimovaný paprsek polymerační lampy Radii-Cal CX zajišťuje stejnoměrné vytvrzení ve všech hloubkách výplně. Tím je zajištěno rychlé a predikovatelné vytvrzení všech zubních výplní. Je optimalizována na klíčovou vlnovou délku 440-480 nm, která maximalizuje aktivaci monomerů kafarchinonu. Tím je zajištěna účinná polymerizace světlem vytvrditelných výplňových materiálů.



25.142,-

15.990,-

VALO X

Průměr čočky 12,5 mm

Výkonné speciální LED diody (8 polymeračních, 4 pro bílé světlo)

Rozsah vlnových délek 380–515 nm

Pro polymeraci všech dentálních materiálů

Dokonale kolimovaný, homogenní svazek světelných paprsků pro spolehlivou, úplnou polymeraci i v hloubce (např. dna bulkfi lů)


Horní a spodní podsvětlené tlačítko s barevnou indikací režimu

Štíhlejší tělo z leteckého hliníku vysoce odolné proti poškození

Ergonomický design s plochou hlavičkou s výborným dosahem do všech částí út Nová funkce Akcelerometr-přepínání mezi polymeračními a/ nebo diagnostickými režimy pohybem zápěstí

Akumulátory s výdrží až 400 polymerací na 1 nabití

Možnost jednoduše změnit napájení VALO X z bateriového na napájení ze sítě pomocí adaptéru (je součástí balení)



sleva více než:

10%

66810,-

59.990,-

2 POLYMERACNÍ A 2 DIAGNOSTICKÉ REŽIMY

Polymerační režimy:

širokospektrální LED diody

• 2 polymerační výkony: standard (1100 mW/cm2 , 10 sekund)

• extra vysoký pulsní (2 200 mW/cm2 , 5 sekund 3× puls s prodlevou)

Diagnostické režimy:

• UV světlo pro detekci fl uorescenčních materiálů (např. pečetidla fi sur, výplně, indikátory plaku aj.)

• Bílé světlo pro přesnější odečet barvy zubu, výplní, protetiky, určení odstínu při bělení aj.

Externí polymerační a diagnostické čočky VALO X (jsou součástí balení - 5 ks celkem) - 5× externí čočka (polymerační bodová, polymerační ProxiBall diagnostická interproximální, diagnostická transluminační, diagnostická UV světlo)

Variotime

A-silikonový otiskovací materiál pro veškeré indikace.

- Vynikající reprodukce detailů a dlouhá objemová stabilita.
- Umožňuje variabilní pracovní čas pro přípravu materiálu (1 - 2,5 minuty) při zachování vždy stejně krátké doby tuhnutí (2,5 minuty).
- Nabízí široké spektrum viskozit krémů
- - medium flow, light flow a extra light flow.

sleva:

20%

při koupi 2ks



2x 50 ml

~~1000,-~~

795,-

Variotime Bite

A-silikonová otiskovací hmota na registraci skusu.

Nabízí vynikající přesnost pro dokonalou registraci skusu.

Vysoká konečná tvrdost - více než 94 Shore A.

Výrazně thixotropní, rychle tuhne a snadno se upravuje bez rizika prasknutí.

sleva:

20%

při koupi 2ks



2x 50 ml

~~1000,-~~

795,-

Variotime Easy Putty

Tento silikonový materiál nabízí snadnou manipulaci díky své měkké a přizpůsobivé konzistenci, což usnadňuje modelování a přesné přizpůsobení v otiskovací lžici. Variotime Easy Putty se často používá v kombinaci s materiály s nižší viskozitou (jako je Variotime Light)



**Kupte 2x Variotime Easy Putty a získáte
1x Variotime Medium Flow ZDARMA**

Variotime Easy Putty
2x300ml

1600,-

Speedex

• C-silikonová otiskovací hmota vhodná pro obě metody otiskování.

- Povrchově aktivován, velmi dobře zatéká a vykreslí i jemné detaily.
- Snap Set tuhnutí, možná regulace rychlosti tuhnutí.



set

~~1619,-~~

1458,-

ZetaPlus



Indurent gel - 60 ml

~~459,-~~

365,-

Intro kit

~~1219,-~~

1095,-

Otiskovací lžice Medin

Horní, dolní, velikosti
1, 2, 3 nebo 4~~241,-~~

198,-

Zeta 7 solution

Bezaldehydový dezinfekční přípravek na otisky s širokým spektrem účinnosti.

- Nemá vliv na rozměrovou stálost silikonů, alginátů ani polyeterů, kompatibilní se všemi sádkami.
- Solution - nesmírně ekonomická dezinfekce, z jednoho kanystru připravíte 100 l dezinfekčního roztoku.
- Spray - připraven k okamžitému použití – příjemná citrónová vůně.



Solution 1l

~~1449,-~~

1299,-

Spray 750ml

~~479,-~~

399,-

Stomaflex



Putty

~~710,-~~

639,-

Light

~~245,-~~

221,-

Gel Catalyst

~~289,-~~

261,-

Otiskovací lžice
plastové

5 párů, S, M nebo L

~~108,-~~

98,-

Air-Flow

Profylaktický prášek k odstranění zubního plaku a zubního kamene.

Fast obsahuje hydrogenuhličitan sodný, hydrofobní oxid křemičitý, sacharinát sodný. **Příchutě:** broskev, citron, jahoda. Prášek AIR FLOW® CLASSIC na bázi bikarbonátu sodného byl vylepšen novou recepturou na: CLASSIC COMFORT. Velikost částic byla snížena o téměř 40 % z 65 µm na 40 µm pro maximální komfort pacienta. Je příjemný, má příjemnou příchutí a je stejně účinný při odstraňování biofilmu, skvrn, silných pigmentací a čerstvě kalcifikovaného zubního kamene. Díky zmenšené velikosti částic a různým příchutím je profylaxe prostě příjemnější.



Máta, 300g

~~980,-~~

882,-

ORBI-Prophy Powder

Přípravek ORBI-Prophy Powder standard je vyrobený z hydrogenuhličitanu sodného a je určený pro supragingivální léčbu.

- velikost zrna cca 65 µm
- neabrazivní
- bez lepků



300g, máta

~~807,-~~

727,-

Depural neo



- Depuralizační pasta k očištění povrchu zubů po odstranění zubního kamene a před zhotovením výplně.
- Vhodná také k odstranění barevných pigmentací na povrchu zubu a při konečné úpravě kompozitních výplní.

75G

~~191,-~~

172,-

Xyntrus



- Antivirová a antibakteriální ústní voda proti přenosu respiračních onemocnění.
- Redukce až 99,99 % virů a bakterií v ústech.
- Vyrobeno z přírodních produktů.

500 ml 299,- 269,-
6x 500 ml (149,- za kus) 1794,- 1495,-

Fluoride gel Clarben

60ti sekundový fluoridační gel pro ordinární použití. Vstřebávání fluoridu během 1 minuty! Tixotropní - nevytéká ze lžice. Příchutě: jahoda, máta a třešeň.

sleva více než:

15%



500g 699,- 595,-

Flexible Scaler

Pro interdentální hygienu k odstraňování plaku, zubního kamene a ke zprůchodnění mezizubních kontaktů, ke snadnému zavádění dentální nitě, matricových pásků, kofferdamu, leštění apod.

- Velmi účinné díky několika mikrometrickým břitům u každé dírky.
- Nepoškozuji sklovinu.
- Lze je sterilizovat, vyrobeny z nerez chirurgické oceli.



2m 1799,- 1670,-

Prášek classic ABC FAST

Profylaktický prášek k odstranění zubního plaku a zubního kamene.

- **Fast** obsahuje hydrogenuhličitan sodný, hydrofobní oxid křemičitý, sacharinát sodný.
- **Příchutě** broskev, citron, jahoda.



FAST - 300 g 560,- 498,-

Prášek subgingival ABC GENTLE MINI

Profylaxní prášek, používá se do Air polisheru pro subgingivální ošetření k odstranění biofilmu a zubního kamene.

- Obsahuje: Glycin, amorfni oxid křemičitý.
- Šetrný glycerinový prášek nezpůsobuje žádné poškození měkkých tkání, jeho použití je bezbolestné.



Gentle Mini 25 µm - 120 g 560,- 498,-

Prášek supragingival GENTLE

Profylaxní prášek, používá se do

- Air polisheru pro supragingivální ošetření k odstranění biofilmu a zubního kamene.
- Obsahuje: Glycin, amorfni oxid křemičitý.
- Balení: 120g, 65 µm



Gentle 65 µm - 120 g 560,- 498,-

Opalescence PF 16%

Noční bělení Opalescence® PF 10% = 10% karbamidu peroxidu. Doba jedné aplikace 8 - 10 hod/noc.

Denní bělení Opalescence® PF 16% = 16% karbamidu peroxidu. Doba jedné aplikace 4 - 6 hod/den

Jediný viskózní lepkavý gel s postupným uvolňováním peroxidu vodíku pro trvalé bělení

Příchutě: máta nebo bez příchutě. **Pacient Kit:** 8 x 1,2 ml bělicího gelu ve stříkačkách, 30 ml Bělící pasta Opalescence, krabičku na nosiče, taštičku Opalescence a kartičku se vzorníkem odstínů.



sleva:

25%

Patient Kit 2670,- 1999,-

Opalescence bělicí pasta

Unikátní složení pomáhá udržet zářivé, bílé zuby. Bezpečná pro každodenní použití, vhodná pro celou rodinu.

Účinné, rychlé uvolňování fluoridu **Opalescence Cool Mind** – 4,8x větší absorpce fluoridů sklovinou

Opalescence Sensitive – snižuje citlivost zubů

sleva:

15%



Sensitive 305,- 259,-

Cool Mint 285,- 239,-

Opalescence Go

Profesionální bělení zubů na doma - okamžitě k použití Opalescence Go 6%

Jednorázový nosič předplněný bělicím gelem s 6% peroxidu.

Pacient Kit: 10 dolních a 10 horních nosičů a bělicí pastu 28 g.

Mini Kit: 4 dolní a 4 horní nosiče



sleva:

15%

pacient kit - máta nebo meloun 2510,- 2140,-

Mini kit - máta 1190,- 1020,-

Profisil

NOVINKA:

NOVÝ ROZMĚR PREVENCE

S FLUORIDOVÝM LAKEM PROFISIL Profisil® fluoridový lak obsahuje 5 % fluoridu sodného (22 600 ppm) ve

slizničnému gelu s příjemnou chutí. Unikátní gelový základ bezpečně přilne k povrchu zubu na několik hodin a uvolňuje fluoridové ionty po dobu až 24 hodin.

Snadno se aplikuje a zároveň poskytuje optimální přilnavost k zubu. Hydrofilní vlastnost Profisilu podporuje uvolňování fluoridu.



Profisil 50 x 0,5ml - máta/ovoce/ bez příchutě 2300,- 2090,-

Combi Pack 30 x 0,5 ml 1540,- 1390,-

Intro pack 6 x 0,5 ml 330,- 299,-

Prophy pasta Eco+

DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB:

Pasta bez obsahu fluoridů pro profesionální čištění zubů.

- Maximalizuje odstranění skvrn při minimální ztrátě skloviny.
- Obsahuje pouze přírodní aroma.
- Je thixotropní - omezuje rozstřikování.
- **Dvě hrubosti ve dvou příchutích:** mátová - středně hrubá, pomerančová - hrubá.

sleva:

15%



300g 495,- 299,-

KaVo Spray

Vysoce kvalitní univerzální péče, Zajišťuje dlouhodobou životnost nástrojů KaVo, Hnací plyn šetrný k životnímu prostředí,



500ml 1258,- 999,-

Pola Rapid 6%

Pola Rapid je nové ordinační bělení s vyšší viskozitou, které lze snadno a rychle aplikovat. Bezpečně vybělí zuby za 45 min. Díky modrému zabarvení gelu má lékař stále přehled o jeho aplikaci. Při aplikaci není potřeba používat gingivální bariéru. Pola Rapid je vhodná na bělení vitálních i devitalizovaných zubů. Obsahuje dusičnan draselný, který zabraňuje následné citlivosti zubů.

Účinná látka: hydrogen peroxid



Balení pro 1 pacienta:
2.8 ml stříkačka

~~2848,-~~

1490,-

Balení pro 3 pacienty:
3x 2.8 ml stříkačka

~~7045,-~~

3490,-

Pola Day 6%

Pola Day je pH neutrální gel s obsahem hydrogen peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.

Účinná látka: hydrogen peroxid



Balení: 4x 1.3 g stříkačka

~~1456,-~~

1090,-

Balení: 10x 1.3 g stříkačka

~~3002,-~~

2490,-

Pola Luminare 6%

Jednoduchý nástroj pro udržení jasného, bílého úsměvu mezi návštěvami lékaře. Rychleschnoucí gel s nízkou viskozitou umožňuje vytvoření tenkého filmu na povrchu zubu s minimální dobou schnutí.



Balení: 5.5 ml

~~1440,-~~

1250,-

Pola Light

Pola Light je pokročilý systém na bělení zubů, který je spojením oceněného bělicího gelu a LED náustku pro rychlejší domácí bělení. Rychle působí a zuby jsou vybělené za pouhých 5 dní. Lze dobýt pro další bělení zubů. Systém se používá v kombinaci s gelem Pola Day. Gel zajišťuje extra hydrataci, zmírňuje přecitlivělost a remineralizuje zubní sklovinu.

Účinná látka: hydrogen peroxid



Balení: 1 ks Pola Light náustek,
4x 3 g stříkačka Pola Day

~~3645,-~~

2490,-

Balení: 3 g stříkačka Pola Day

~~485,-~~

419,-

Balení: 50x 3 g stříkačka
Pola Day

~~22018,-~~

17990,-

Pola Night 16%

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení EKO: 4x 3 g stříkačka

~~1207,-~~

1090,-

Balení: 10x 1.3 g stříkačka

~~3002,-~~

2490,-

Balení EKO: 45x 1.3 g
stříkačka

~~7901,-~~

5490,-

Pola Night 10%

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení: 4x 1.3 g stříkačka

~~1456,-~~

1090,-

Balení: 10x 1.3 g stříkačka

~~3002,-~~

2490,-

Whiteness Perfect 16%

Systém pro bělení zubů Whiteness Perfect je gel na bázi 16% peroxidu vodíku. 5x oceněný Dental Advsisor jako nejlepší gel pro domácí bělení na americkém trhu.

Nízká sensitivita: obsahuje fluorid sodný a dusičnan draselný
Excelentní viskozita: snadná aplikace a manipulace
pH blízké neutrální hodnotě

3 g stříkačka vystačí na 9 aplikací

Vysoký obsah vody udržuje zuby hydratované

Doba aplikace: 3 až 4 hodiny



Kit obsahuje: 5 kusů stříkačka gelu (3g), 2x fólie na nosiče,
krabička na nosiče, aplikační kanyly

3g, 1 stříkačka

AKCE: 1x Kit + stříkačka 3g

~~1820,-~~

ZDARMA

AKCE: 2x Kit + 3x stříkačka 3g

~~3970,-~~

ZDARMA

AKCE: 3x Kit + 1x Kit (5x3g)

~~5960,-~~

ZDARMA

330,-

1490,-

2980,-

4470,-

Whiteness HP 6%
automix

Výhradně pro bělení vitálních zubů v ordinaci.
Doporučeno používat v kombinaci s domácím bělením pod dohledem lékaře (kombinovaná bělicí technika).

1 ks dvojité stříkačka 4 g,
4 mixovací koncovky,
4 štetěčkové koncovky



balení

~~1460,-~~

1358,-

Cleanic

Cleanic profylaktická pasta

Možnost výběru: Máta s fluoridem (3380);
Zelené jablko, s fluoridem, bez mentolu (3382);
Light s fluoridem, (3384); Máta bez fluoridu (3183); Berry Burst s fluoridem (3386)

sleva:

25%



100g

~~743,-~~

557,-

CleanPolish

Čistící a leštící pasta (Clean) a pasta na vysoký lesk (Super).

• Vynikající na leštění přirozených zubů, amalgámů, kompozit, skloionomerů a zlata.



45g

~~437,-~~

393,-

SuperPolish

Osvědčená pasta pro vysoký lesk se používá pro leštění přirozených zubů, kompozit, amalgámů, skloionomerů a zlata.



45g

~~437,-~~

393,-

Tempsmart DC

Duálně tuhnoucí kompozit pro dočasné korunky a můstky bez obsahu změkčovadel. Krátký pracovní postup díky pohodlné možnosti polymerování - celkový čas jsou 3 minuty. Vysoká pevnost v lomu pro dočasné náhrady. Snadno leštitelný až do vysokého lesku a dosažení vysoké estetiky. **K dispozici:** v 48 ml kartuších (A1, A2, A3, A3.5, B1 a BW) a 10 ml stříkačkách (A1, A2, A3 a B1).



Kartuše 48ml

~~3568,-~~

2845,-

G-CEM LinkForce

Univerzální duálně tuhnoucí adhezivní fixační cement pro všechny indikace a všechny materiály.

Starter kit: 1x8,7g G-CEM LinkForce A2 nebo TL, 20x GC Automix Tip Regular, 1x5ml G-Multi PRIMER, 1x5ml G-Premio BOND, příslušenství.

Refill A2 /
Translucent; 8,7 g~~5549,-~~

4475,-

Starter Kit: A2 / Translucent

~~7028,-~~

5685,-

G-CEM Veneer

Světlem tuhnoucí pryskyřičný cement určený pro fixaci estetických fazet.



sleva až:

21%

Starter Kit: 2x G-CEM Veneer Refi I (1 ml / 1.7 g) A2 & TR, 2x Try-in Paste Refi I (2 ml / 1.5 g) A2 & TR, 5ml 5ml G-Multi PRIMER, 5ml G-Premio BOND, 45x koncovky pro G-CEM Veneer, 2x ochranný kryt stříkačky, 50x mikrošpičkové, 20x dávkovací mistička

~~9142,-~~

7345,-

Refill: 1,7g (A2, Translucent, Opaque, Bleach)

~~1315,-~~

1035,-

Essentia Universal



Essentia Universal – Univerzální světlem polymerující kompozit s kondenzovatelnou konzistencí

1 tuba 3,4g

~~1899,-~~

1255,-

Essentia

Světlem tuhnoucí, radioopákní, univerzální výplňový materiál. Pouze 7 odstínů pro všechny klinické situace.

Odstíny: LD, MD, DD, LE, DE, U a ML. K dispozici čtyři **modifikátory** (RBM, B?, WM a OM) vyvinuté pro rychlou charakterizaci vašich výplní.

Starter Kit: stříkačky: 7x2ml (1 od každého odstínu), 20 aplikačních koncovek a příslušenství.

Modifier Kit: 2x2,4ml (1 od každého odstínu)

1 tuba,
libovolný odstín~~1899,-~~

1255,-

Modifier Kit

~~6574,-~~

5485,-

Essentia HiFlo/LoFlo



HiFlo/LoFlo – zatékavé fotokompozity
HiFlo - vysoká zatékavost
LoFlo – nízká zatékavost

1 tuba – 3,4g

~~1899,-~~

1585,-

Gradia Direct

sleva
více než:

42%

Anterior Syringe; 2.7 ml v odstínech XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT, CVT
Posterior Syringe; 2.7 ml v odstínech P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT

~~1987,-~~

1135,-

X Syringe; 2.7 ml (5 g) v odstínech X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-AO2, X-WT

~~1987,-~~

1375,-

Gradia Direct Flo/LoFlo

sleva
více než:

29%

Flo: 2x 1,5g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry
LoFlo: 2x 1,3g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry

~~1947,-~~

1365,-

Gradia Core

Duálně tuhnoucí kompozit pro estetické dostavby a fixaci kořenových čepů.



Kit: 1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství

~~7418,-~~

6000,-

Intro kit: 1x GRADIA CORE Kit (1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství); 1x GRADIA CORE Dispenser (dávkovací pistole).

~~7696,-~~

6250,-

Refill: kartuše 10ml,

~~3701,-~~

2995,-

GC Fuji IX GP 1-1

sleva
více než:

17%

Odstín. A3

1-1

~~3015,-~~

2475,-

GC Fuji IX GP 3-2

sleva
více než:

15%

Set obsahuje: A2, A3 a B3 prášku, 2x 6,4ml tekutiny

3-2

~~7212,-~~

6125,-

GC Fuji IX GP Extra 1-1



sleva více než:

18%

Odstín. A2, A3

1-1

~~3387,-~~

2775,-

DiaPolisher Paste



Diamantová lešticí pasta GC DiaPolisher Paste byla vyvinuta pro další vylepšení estetických výsledků kompozitních výplní zhotovených z materiálů G-aenial, Kalore, Gradia Direct nebo Gradia

2g

1615,-

1350,-

3ml

3245,-

2675,-

Ceramic Primer II



Adhezivum pro vytvoření silné vazby během fixace mezi všemi estetickými nepřímými náhradami a cementy na bázi pryskyřice, nebo při opravách přímých kompozitních náhrad.

Nový unikátní výplňový systém, který kombinuje novou generaci skleněných částíček (EQUIA Fil kapsle) s vysoce naplněným pryskyřičným ochranným lakem (EQUIA Coat). Spojuje rychlou a snadnou manipulaci s dokonalými fyzikálními vlastnostmi a nepřekonatelnou estetikou. Inteligentní řešení - lak je navržen tak, aby se po několika měsících rovnoměrně opotřeboval.

4ml

2613

1985,-



EQUIA Forte HT



Bulkový sklohybridní výplňový systém. Posouvá sklohybrid na vyšší úroveň - pro sklohybridní materiály je použita směs částic s různou velikostí. Pevnost i manipulace byly ještě vylepšeny u EQUIA Forte HT rozvinutím inteligentní kontroly distribuce a vzájemného působení těchto skleněných částic. Pevnější a nelepivý materiál, vynikající pro bulkové výplně, i pro zatěžované výplně II. třídy.

Refill á 50 kapslí v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment.

5643,-

4330,-

Klinické balení obsahuje: 200 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny A2, A3, B2.

18622,-

15400,-

Promo balení obsahuje: 100 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny: A2, A2-A3, A3, A3-B2.

11004,-

8750,-

Intro balení obsahuje: 20 kapslí, 20 ks unitdase EQUIA Forte Coat a 25 jednorázových štětečků v odstínech - odstíny A2, A3, B2.

3178,-

2550,-

Bulkový sklohybridní výplňový materiál pro pacienty od 7 let a výše. Rychle tuhnaoucí, estetický výplňový materiál s jedinečnou SKLOHYBRIDNÍ technologií s vysokou odolností proti prasklinám a opotřebení s uvolňováním fluoridu. Díky využití vlastní univerzální adhezivní technologie a vynikající smáčivosti není nutné použití kondicionéru ani bondu.



4ml

2764,-

2075,-

Fuji Cem Evolve



Skloionomerní cementy jsou chloubou GC díky dokonalé kvalitě, kterou prokázaly nezávislé klinické studie po celém světě.

Inovativní, čirý VPS materiál vhodný pro náročné estetické případy s vynikajícími výsledky. Vysoká úroveň transparence zajišťuje skvělou možnost vizuální kontroly a viditelnost detailů. Bezkonkurenční průsvitnost umožňuje velmi efektivní polymeraci přes silikon.



kartuše
2x51g

2501,-

2075,-

Estetické řešení pro parodontální dlahování šetrné pro pacienty



1x8cm

2954,-

1985,-

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D

4155,-

2785,-

everX Flow

Zatékavý kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny určený pro náhradu dentinu. Nejsilnější náhrada dentinu pro zpevnění velkých kavit. Vynikající odolnost proti zlomění, téměř shodná s dentinem, a to díky vysokému podílu krátkých vláken, která jsou pevně vázána na živčinnou matici.

Vlákny zesílený kompozit pro náhradu dentinu. Obsažená krátká vlákna z něj činí perfektní materiál pro zesílení všech rozsáhlých kompozitních výplní. Vlákna zabraňují vzniku a šíření prasklin - odolnost odpovídá dentinu.



15 unitipů x
0,13 ml

2749,-

2275,-

50 unitipů x
0,13 ml

8249,-

6785,-

everStick C&B

Skelnými vlákny vyztužené materiály. Spolehlivé, minimálně invazivní, extra pevné, estetické. Pro minimálně invazivní kompozitní můstky vyztužené vlákny



1x8cm

3196,-

2165,-

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D

4155,-

2785,-

Dry Mouth Gel

Gel na suchá ústa

10ks sortiment: 4x máta, 2x
malina, 2x pomeranč, 2x citron~~3275,-~~

2675,-

10ks malina

~~3275,-~~

2675,-

GC Repair Kit

Balení: G-Premio BOND 5x unidose, CERAMIC PRIMER II 5x unidose, Gradia Plus OA1 (opáker pro překrytí dostaveb na bázi kovu) tuba 2 ml, technický průvodce, aplikátory a mikroštetčky



balení

~~3556,-~~sleva
více než:

19%

2875,-

G-Multi Primer

Zajišťuje trvalou adhezi ke všem typům náhrad, kombinuje tři různé monomery k dosažení perfektní adheze ve všech situacích.



5ml

~~2401,-~~

1995,-

G-aenial Anterior /
Posterior / Flo X

sleva více než:

34%

Flo X: A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 (3,6g)~~2356,-~~

1565,-

Anterior: 2,7 ml (4,7 g) XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE**Posterior:** 2,7 ml (5,5 g) P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE, P-IE

tuba

~~2338,-~~

1535,-

G-aenial Universal
Injectablesleva
více než:

15%

Odstíny: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

Unitip 10x0,16ml

~~1999,-~~

1685,-

tuba 1x1ml

~~1328,-~~

1075,-

G-aenial Universal
Flo

sleva více než:

34%

**Odstíny:** BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3, JE a AE

Tuba: 3,4g

~~2407,-~~

1585,-

G-Premio Bond

sleva
více než:

26%

nyní jen:

6.375,-
na 3x5ml3-Bottle Pack:
3x5ml~~8634,-~~

6565,-

1 lahvička
5ml~~4282,-~~

2685,-

G-Bond Starter Kit

Samoleptací, světlel tuhnuocí jednosložkové adhezivum 7. generace, celá aplikace během 30 s.



Starter Kit: 5 ml, 50x mikrotip štětcečky, mikrotip aplikátor a míchací miska

~~4536,-~~sleva
více než:

41%

2675,-

Cocoa Butter

Separací médium k izolaci kovových nástrojů při zhotovování skloionomerních výplní. Výborná separace skloionomeru a kovových nástrojů, hladký povrch výplně.



10g

~~576,-~~

430,-

MI Varnish

Bioaktivní, fluoridační ochranný lak (varnish) s obsahem kalcia a fosfátu "Ochrana jediným tahem štětce".

sleva
více než:

21%

Intro Pack; 10x 0,4 ml
(5x jahoda, 5x máta),
20x štětceček~~1098,-~~

835,-

Refill Pack; 35x 0,4 ml
(jahoda / máta), 50x
štětceček~~3320,-~~

2595,-

Tooth Mousse

Bioaktivní, dentální ochranný krém, který obnovuje minerální rovnováhu v ústech a stimuluje produkci slin.

Příchuť: meloun, jahoda, máta, vanilka a tutti frutti.



5x sortiment + 1 ZDARMA

~~4014,-~~

2675,-

10-Pack: 10 ks sortiment
nebo jedna příchuť~~6166,-~~

4615,-

MI Paste Plus

Stejné účinky jako GC Tooth Mouse, navíc obsahuje fluorid
Příchuť: jahoda, máta, tutti frutti, vanilka a meloun

**5-Pack:** 5 ks sortiment + 1
ZDARMA~~4380,-~~

2892,-

10-Pack: 10 ks sortiment
nebo jedna příchuť~~6895,-~~

5175,-

GC Fuji I kapsle



Odstín: světle žlutá

50 kapslí

4636,-

3288,-

GC G-CEM kapsle



Odstín: A2, AO3, TL, BO1, sortiment

50 kapslí

8806,-

5990,-

GC Fuji Triage kapsle



Odstín: růžová, bílá

50 kapslí

5404,-

3675,-

GC Fuji IX GP kapsle



sleva více než:

29%

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

4796,-

3425,-

GC Fuji IX GP FAST kapsle

sleva
více než:

28%

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

4869,-

3465,-

GC Fuji IX GP Extra kapsle

sleva
více než:

29%

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

5667,-

3985,-

GC Fuji II LC
Improved kapslesleva
více než:

29%

Odstín: A2, A3, B3

50 kapslí

5703,-

4045,-

GC Fuji Plus kapsle

sleva
více než:

30%

Odstín: A3, žlutá

50 kapslí

6030,-

4180,-

GC Fuji Plus plv./liq.

sleva více
než:

20%

Odstín: A3

1-1

4714,-

3734,-

GC Fuji II LC
Improved plv./liq.

Tekutina 6,8g

2144,-

1820,-

Prášek 15g

2510,-

2140,-

3-2 balení: 3 x 15g prášku (A2, A3, B3) a 2 x 8g tekutiny

10106,-

8600,-

Fuji I 1-1



Odstín: světle žlutá

1-1 (plv. + liq.)

4131,-

3350,-

GC Fuji Triage 1-1



Odstín: růžová, bílá

1-1

3275,-

2597,-