

ORBI-Sept čistič sání

ORBI-Sept čistič sání je nízkopěňivý čisticí koncentrát pro čištění dentálních odsávacích systémů včetně jejich odtokových potrubí. Pro týdenní použití. Při pravidelném používání brání usazeninám a ucpání nebo existující usazeniny rozpustí.



nyní jen:
656,-

2,5l

~~771,-~~**698,-**Latexové náprstníky
nesterilní

Jemně pudrované náprstníky z čistého latexu. jednorázové nesterilní pro ochranu prstu, sondy nebo senzoru při různých lékařských vyšetřeních. Velikost: M, L, XL



100ks

~~89,-~~**84,-**

Senzor návleky

- Jemné přesto odolné návleky.
- Zajistí dokonalou hygienu RVG senzorů.
- Měkký materiál a ergonomické provedení zvýší pohodlí pacienta.
- velikost: 42 x 200 mm.

42 x 200 mm
- 500 ks~~299,-~~**245,-**ORBI-Sept dezinfekce
otisků

Pro dezinfekci všech dentálních otisků.

nyní jen:
699,-



2,5l

~~822,-~~**740,-**ORBI-Sept dezinfekce
na povrchy

Rychlá dezinfekce připravená k okamžitému použití pro profylaktickou dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků odolných proti alkoholu.

aroma: cool fresh



2,5l

~~723,-~~**651,-**ORBI-Sept dezinfekce
na povrchy bez alkoholu

Dezinfekce na povrchy bez alkoholu pro profylaktickou dezinfekci povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků. Mimořádně vhodný pro použití na povrchy citlivé na alkohol.

nyní jen:
648,-



2,5l

~~762,-~~**686,-**ORBI-Sept dezinfekce
vrtáčků

Pro čištění a profylaktickou dezinfekci zubních vrtáčků a rotačních nástrojů. Vhodný také pro ultrazvukové čističky.

nyní jen:
593,-



2,5l

~~704,-~~**634,-**ORBI-Sept dezinfekce
nástrojů

Koncentrát pro přípravu dezinfekčního roztoku pro ruční čištění a profylaktickou dezinfekci termostabilních a termolabilních nástrojů ponořením do lázně.

nyní jen:
1.068,-



2,5l

~~1290,-~~**1161,-**ORBI-Sept dezinfekce
odsávacího zařízení

Vysoce účinný koncentrát pro čištění, dezinfekci a péči o odsávací systémy zubních souprav. Je bez aldehydu, nepění. Díky vysoké čisticí síle odstraní i odolné usazeniny. Široké spektrum působení, vysoká kompatibilita, použitelný i v systémech se separátory amalgámu. Pravidelné používání zamezuje vzniku nepříjemných pachů.

nyní jen:
799,-



2,5l

~~982,-~~**884,-**

Green & Clean SK

- Dezinfekční pěna pro povrchy citlivé na alkohol.
- Vhodné na plochy a povrchy lékařských přístrojů, např. kožené a koženkové potahy, rukojeti stomatologických jednotek.
- Remanentní účinky brání okamžitému opakovanému osídlení vzduchem se pohybujícími choroboplodnými zárodky - zůstává aktivní ještě 30 minut od aplikace a v této době ještě stále ničí bakterie, které přijdou do styku s ošetřovaným povrchem.
- Rychlá doba působení - pouze 1 minuta.
- Spektrum účinnosti - HBV, HIV, HCV, baktericidní, fungicidní.
- Bez obsahu aldehydů, fenolů a fostátů.

sleva více než:

33%

750 ml + rozprašovač

~~729,-~~**659,-**

5l

~~2139,-~~**1422,-**

Green & Clean SD

- Green&Clean SD je hotový dezinfekční přípravek ve spreji určený k rychlé dezinfekci větších povrchů zdravotnických prostředků odolných vůči alkoholu. V ordinaci představuje praktické řešení pro situace, kdy je potřeba zajistit spolehlivou a rychlou dezinfekci ošetřovacích ploch a dalších exponovaných povrchů v krátkém čase a bez nutnosti další přípravy.

sleva více než:

33%

5l

~~2479,-~~**1641,-**

CaviCide

sleva více než:

20%

- Postřiková dezinfekce povrchů na bázi alkoholu.
- Kompatibilní s většinou povrchů, baktericidní a virucidní účinnost.
- Používá se neředěný



700 ml

~~417,-~~**327,-**

5l

~~1630,-~~**1376,-**

Apron č.1

Ochranné roušky pro pacienta vyrobené z umělé hmoty.

Dodávány v roli s perforací pro odtržení.

S výřezem pro krk a páskami pro zavázání.

Barvy: modrá (1), bílá (2), zelená (3), tmavě modrá (4), oranžová (6) a žlutá (8).

Rozměr: 80 x 54 cm.



200ks ~~560,-~~ **495,-**

Ústenky Euronda



modrá, růžová nebo limetka

50ks ~~220,-~~ **198,-**

Apron č.3

Pacientské bryndáky vyrobené z polyetylénu a savé měkké celulózy.

Barvy: bílá, zelená, tmavě modrá, světle modrá, blankytná, světle oranžová, tmavě oranžová, šedá, vínová, žlutá a růžová.

Rozměry: 60x54 cm - 80 ks a 80x54 cm - 60 ks.



60x54 cm - 80 ks ~~330,-~~ **297,-**
80x54 cm - 60 ks ~~330,-~~ **297,-**

Roušky papírové
skládané

Barvy: oranžová, růžová, žlutá, modrá, zelená, fialová, vínová, světle modrá, blue lagoon, limetka - 500ks

~~710,-~~ **639,-**

černá - 500ks ~~750,-~~ **675,-**

Savky

sleva více než:

14%



různé barvy, 100ks ~~105,-~~ **88,-**

Kelímky



různé barvy, 100ks ~~95,-~~ **84,-**

CaviWipes

Pohodlné, k okamžitému použití připravené ubrousky se středně silnou schopností dezinfekce k čištění a dezinfekci povrchů zdravotnických zařízení dezinfekčním roztokem CaviCide.

- Neobsahují fenoly, bělidla ani jiné toxické chemikálie.
- Vyrobeny z netkané textilie s texturou, která účinně odstraňuje nečistoty a usnadňuje tak proces dezinfekce.




Dóza, 160ks ~~319,-~~ **287,-**

Calcicur

Okamžitě aplikovatelný kalcium hydroxid na přímé překrytí pulpy a dočasné plnění kořenových kanálků.

- Obsahuje 45% hydroxidu vápenatého v dobře resorbovatelné formě (pH 12), což zvláště podporuje tvorbu sekundárního dentinu.
- Aplikační stříkačka 1 x 2 ml s kanylkou.



Stříkačka 2,5g ~~1340,-~~ **1206,-**

Stříkačka 3 x 2,5g ~~3530,-~~ **3177,-**

Forendo pasta

Pasta hydroxidu vápenatého s jodoformem na bázi silikonového oleje.

Pro dočasnou a přechodnou terapii kořenových kanálků. Forendo pasta je silnou antibakteriální látkou pro rutinní použití mezi návštěvami v ordinaci pro dezinfekci kořenových kanálků a pro komplikované případy, kdy je indikována rozšířená hydroxid vápenatá terapie.

Indikace:

Ošetření abscesů a periapikálních lézí
Ošetřuje traumatická poranění, resorpce kořene, fraktury a perforace
Ošetřuje hnis, krvácení, exsudace aj.
Stimuluje apexifikaci a apexogenezi.



2,2 g + 20 kanyl ~~2110,-~~ **1899,-**

Rukavice nitrilové bez
pudru

200 ks ~~250,-~~ **220,-**

Rukavice latexové bez
pudru

100ks ~~229,-~~ **209,-**

Rukavice Comfort



100ks ~~327,-~~ **292,-**

Brousky diamantované / baleno po 10 ks



801 (001)



Rund
Round
Rond



Größe/Size/taille ø 1/10 mm		007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	029	035	042
Länge-Length in mm - longueur															
Shank	ISO REF														
FGM	806 313 001 524... 801- ... M- FGM					012	014		018						
FGM	806 313 001 534... 801- ... C- FGM										023				
FG	806 314 001 524... 801- ... M- FG	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	029	035	042
FG	806 314 001 544... 801- ... SC- FG					012	014	016	018	021	023	025	029	035	
FG	806 314 001 534... 801- ... C- FG					012	014	016	018	021	023	025	029	035	042
FG	806 314 001 514... 801- ... F- FG	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	029	035	
FG	806 314 001 504... 801- ... SF- FG					012	014	016	018	021	023	025	029	035	
FGXL	806 316 001 524... 801- ... M- FGXL				010	012	014	016	018		023				
FGXL	806 316 001 544... 801- ... SC- FGXL						014	016	018		023		029		
FGXL	806 316 001 534... 801- ... C- FGXL						014	016	018		023				
cena 1 ks		83,-	83,-	83,-	83,-	83,-	83,-	83,-	83,-	101,-	101,-	135,-	135,-	175,-	175,-
RA	806 204 001 524... 801- ... M- RA				010	012	014	016	018	021	023		029		
cena 1 ks					83,-	83,-	83,-	83,-	83,-	101,-	101,-		135,-		

830 (238)



Birne
Pear
Poire



Größe/Size/taille ø 1/10 mm		008	009	010	012	014	016	018	021
Länge-Length in mm - longueur		2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	5,1
Shank	ISO REF								
FG	806 314 238 524... 830- ... M- FG	008	009	010	012	014	016	018	021
FG	806 314 238 544... 830- ... SC- FG				012	014	016	018	021
FG	806 314 238 534... 830- ... C- FG			010	012	014	016	018	021
FG	806 314 238 514... 830- ... F- FG	008	009	010	012	014		018	021
FG	806 314 238 504... 830- ... SF- FG	008			012				
cena 1 ks		83,-	83,-	83,-	83,-	83,-	83,-	83,-	101,-

822 (237)



Birne
Pear
Poire



Größe/Size/taille ø 1/10 mm		008	009	010	012
Länge-Length in mm - longueur		2,0	2,0	2,0	3,0
Shank	ISO REF				
FG	806 314 237 524... 822- ... M- FG	008	009	010	012
FG	806 314 237 544... 822- ... SC- FG				012
FG	806 314 237 534... 822- ... C- FG	008	009	010	012
FG	806 314 237 514... 822- ... F- FG			010	012
cena 1 ks		83,-	83,-	83,-	83,-

805 (010)



Umgekehrter Kegel
Inverted Cone
Cône renversé



Größe/Size/taille ø 1/10 mm		008	009	010	012	014	016	018	021	023
Länge-Length in mm - longueur		1,0	1,0	1,0	1,2	1,6	1,6	1,6	1,9	2,5
Shank	ISO REF									
FGM	806 313 010 524... 805- ... M- FGM				012	014				
FG	806 314 010 524... 805- ... M- FG	008	009	010	012	014	016	018	021	023
FG	806 314 010 544... 805- ... SC- FG				014	016	018	021		
FG	806 314 010 534... 805- ... C- FG			012	014	016	018	021	023	
FG	806 314 010 514... 805- ... F- FG				014	016				
RA	806 204 010 524... 805- ... M- RA			010	012	014	016			
cena 1 ks		83,-	83,-	83,-	83,-	83,-	83,-	83,-	101,-	101,-

801L (697)



Rund, lang
Long Round
Rond, long




Größe/Size/taille ø 1/10 mm		012	014	016	023	029	035
Länge-Length in mm - longueur							
Shank	ISO REF						
FG	806 314 697 524... 801L- ... M- FG	012	014	016	023	029	035
FG	806 314 697 544... 801L- ... SC- FG		014	016	023	029	
FG	806 314 697 534... 801L- ... C- FG	012	014	016	023	029	035
cena 1 ks		83,-	83,-	83,-	101,-	135,-	175,-

859 (166)



Konus, spitz
Needle
Cône pointu



Größe/Size/taille ø 1/10 mm		010	012	014	016	018	021
Länge-Length in mm - longueur		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Winkel/Angle/Angle α		1,6°	2,3°	2,9°	3,5°	3,9°	5,0°
Shank	ISO REF						
FGM	806 313 166 524... 859- ... M- FGM				016		
FG	806 314 166 524... 859- ... M- FG	010	012	014	016	018	021
FG	806 314 166 544... 859- ... SC- FG				018		
FG	806 314 166 534... 859- ... C- FG	010	012	014	016	018	021
FG	806 314 166 514... 859- ... F- FG	010	012	014	016	018	
FG	806 314 166 504... 859- ... SF- FG	010	012	014	016	018	
FG	806 314 166 494... 859- ... UF- FG	010	012	014	016		
cena 1 ks		83,-	83,-	83,-	101,-	101,-	135,-

862 (249)



Flamme
Flame
Flamme



Größe/Size/taille ø 1/10 mm		009	010	012	014	016	018	021
Länge-Length in mm - longueur		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Shank	ISO REF							
FGM	806 313 249 524... 862- ... M- FGM					016		
FGM	806 313 249 534... 862- ... C- FGM				010	012	014	
FG	806 314 249 524... 862- ... M- FG	009	010	012	014	016	018	021
FG	806 314 249 544... 862- ... SC- FG			012	014	016	018	
FG	806 314 249 534... 862- ... C- FG	010	012	014	016	018		
FG	806 314 249 514... 862- ... F- FG	009	010	012	014	016		
FG	806 314 249 504... 862- ... SF- FG	009	010	012	014	016		
FG	806 314 249 494... 862- ... UF- FG	010			014			
cena 1 ks		83,-	83,-	83,-	83,-	101,-	101,-	135,-

H1S (001)

Rund, schnittfreudig
Round, fast cutting
Rond, puissant



Größe/Size/taille \varnothing 1/10 mm	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029
Länge-Length in mm - longueur														

Shank	ISO	REF	5											
-------	-----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

US. No.	1/25	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105				
---------	------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	--	--	--	--

FG	500 314 001 003...	H1S- ... -FG	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023		
----	--------------------	--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

FGXL	500 316 001 003...	H1S- ... -FGXL					010	012	014	016	018	021	023		
------	--------------------	----------------	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

cena 1 ks			119,-	119,-	119,-	119,-	119,-	119,-	119,-	119,-	119,-	119,-	119,-		
-----------	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

RA	500 204 001 003...	H1S- ... -RA					010	012	014	016	018	021	023	025	027	029
----	--------------------	--------------	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

RAL	500 205 001 003...	H1S- ... -RAL						012	014	016	018	021	023			
-----	--------------------	---------------	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

cena 1 ks							134,-	134,-	134,-	134,-	134,-	134,-	134,-	249,-	249,-	249,-
-----------	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

H15X (001)

Rund, Kreuzverzahnung
Round, Cross Cut, fast cutting
Rond, Denture croisée



Größe/Size/taille \varnothing 1/10 mm	010	012	014	016	018	021	023
Länge-Length in mm - longueur							

Shank	ISO	REF	5				
-------	-----	-----	---	--	--	--	--

US. No.	25X	35X	45X	55X	65X	75X	85X
---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

RA	500 204 001 190...	H15X- ... -RA	010	012	014	016	018	021	023
----	--------------------	---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

RAL	500 205 001 190...	H15X- ... -RAL		012	014	016	018	021	023
-----	--------------------	----------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----

cena 1 ks			134,-	134,-	134,-	134,-	134,-	134,-	134,-
-----------	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

H7 (232)

Birne
Pear
Poire



Größe/Size/taille \varnothing 1/10 mm	008	010
Länge-Length in mm - longueur	1,6	1,7

Shank	ISO	REF	5		
-------	-----	-----	---	--	--

US. No.	330	331
---------	-----	-----

FG	500 314 232 001...	H7- ... -FG	008	010
----	--------------------	-------------	-----	-----

cena 1 ks			90,-	90,-
-----------	--	--	------	------

H2 (010)

Umgekehrter Kegel
Inverted Cone
Cône renversé



Größe/Size/taille \varnothing 1/10 mm	006	008	010	012	014	016	018
Länge-Length in mm - longueur	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,7

Shank	ISO	REF	5				
-------	-----	-----	---	--	--	--	--

US. No.	33 1/2	34	35	36	37	38	39
---------	--------	----	----	----	----	----	----

FG	500 314 010 001...	H2- ... -FG	006	008	010		014
----	--------------------	-------------	-----	-----	-----	--	-----

cena 1 ks			90,-	90,-	90,-		90,-
-----------	--	--	------	------	------	--	------

H31R (137)

Zylinder rund
Round End Cylinder
Cylindre rond



Größe/Size/taille \varnothing 1/10 mm	010	012
Länge-Length in mm - longueur	4,2	4,2

Shank	ISO	REF	5		
-------	-----	-----	---	--	--

US. No.	1557	1558
---------	------	------

FG	500 314 137 007...	H31R- ... -FG	010	012
----	--------------------	---------------	-----	-----

cena 1 ks			119,-	119,-
-----------	--	--	-------	-------

Vrtáčky MF Cut / baleno po 5 ks

H31RMF (137)

Zylinder, rund
Round End Cylinder
Cylindre rond



Größe/Size/taille \varnothing 1/10 mm	010	012
Länge-Length in mm - longueur	4,2	4,2

Shank	ISO	REF	5		
-------	-----	-----	---	--	--

US. No.	1557MF	1558MF
---------	--------	--------

FG	500 314 137 008...	H31RMF- ... -FG	010	012
----	--------------------	-----------------	-----	-----

cena 1 ks			119,-	119,-
-----------	--	--	-------	-------

NOVINKA

H7MF (232)

Birne
Pear
Poire



Größe/Size/taille \varnothing 1/10 mm	008
Länge-Length in mm - longueur	1,6

Shank	ISO	REF	5
-------	-----	-----	---

US. No.	330MF
---------	-------

FG	500 314 232 008...	H7MF- ... -FG	008
----	--------------------	---------------	-----

cena 1 ks		119,-
-----------	--	-------

Crown Cutter / balení 1 ks

G5114-RA (370)

Kronenaufschneider
Crown Cutter
Coupe couronne



Größe/Size/taille \varnothing 1/10 mm	080
Länge-Length in mm - longueur	0,5

Shank	ISO	1	REF
-------	-----	---	-----

RA	807 204 370 523 080	G5114-RA
----	---------------------	----------

cena 1 ks		985,-
-----------	--	-------

Luna 2

Univerzální kompozitní materiál je možné použít pro přímé výplně, onleje, inleje a fazety. Vhodný na opravy kompozitů.



Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2

4 g stříkačka

~~2150,-~~

990,-

Luna Flow

Luna Flow nabízí vysokou radioopacitu, kontrolu nad aplikací, snadné a přesné sladění odstínů se stálostí barev, vynikající pevnost a odolnost proti oděru. Pro lékaře, kteří preferují více tekutosti je tu Luna Flow LV – málo viskózní varianta.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB



2 g stříkačka

~~1023,-~~

499,-

Riva Coat

Světlem tuhnoucí ochranný lak pro skloionomerní výplně.



5 ml

~~1648,-~~

1390,-

Wave

Fluorid uvolňující zatékavý radioopákní kompozitní materiál ve třech viskozitách wave, wave MV, wave HV, který je možné použít pro výplně všech tříd, pečetění fi sur a opravy rekonstrukci.

Balení Bulk Kit: 10x 1 g stříkačka

Odstíny: A2, A3

wave - nejvíce zatékavý

Odstíny: A1, A2, OA2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, G, B

wave MV - středně zatékavý wave HV - nejméně zatékavý

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1



1 g stříkačka, 5x aplikační kanyla

~~677,-~~

449,-

Balení Bulk Kit

~~4782,-~~

3390,-

Set PP

Samoleptací samoadhezivní kompozitní pryskyřici modifikovaný duálně tuhnoucí fixační cement pro finální cementování náhrad z kovu, pryskyřice a keramiky.



2x 7 g stříkačka automix, 28x aplikační koncovka

Odstín: A2

~~5359,-~~

3390,-

Aura Bulk Fill

Výplňový materiál určený pro zhotovování výplní v postranním úseku. Nízké polymerační napětí umožňuje polymeraci až 5 mm vrstvy. Materiál je v jedné univerzální barvě a vyznačuje pevností a jednoduchou manipulací.



4 g stříkačka

~~2710,-~~

1490,-

Stela

ALTERNATIVA NEJEN K AMALGÁMU

Stela Kapsle Intro Kit
Balení: 10x kapsle, 5 ml Primer, 15x aplikační štětečky Superfine

~~3539,-~~

1690,-

Stela Automix Intro Kit
Balení: 8 g stříkačka automix, 5 ml primer, 15x míchací špička, 15x aplikační štětečky Superfine

~~5865,-~~

3190,-

Stela Primer
Balení: 5 ml Primer

~~1613,-~~

1140,-

Stela Kapsle
Balení: 50x kapsle velikost 3

~~7089,-~~

4290,-

Stela Automix stříkačka
Balení: 8 g stříkačka automix

~~4720,-~~

2890,-

A Stela je inovativní vysoce účinný, chemicky tuhnoucí kompozit. Stela poskytuje neomezenou hloubku vytvrzení a polymeraci s nízkým napětím a rozhraním beze spár. Není třeba provádět leptání kyselinou ani vytvrzení světlem..



Radii-Cal CX

Kolimovaný paprsek polymerační lampy Radii-Cal CX zajišťuje stejnoměrné vytvrzení ve všech hloubkách výplně. Tím je zajištěno rychlé a predikovatelné vytvrzení všech zubních výplní. Je optimalizována na klíčovou vlnovou délku 440-480 nm, která maximalizuje aktivaci monomerů kafrcinonu. Tím je zajištěna účinná polymerizace světlem vytvrditelných výplňových materiálů.




~~25.142,-~~

15.990,-

VALO X

sleva více než:

20%



~~66810,-~~

53350,-

Průměr čočky 12,5 mm

Výkonné speciální LED diody (8 polymeračních, 4 pro bílé světlo)

Rozsah vlnových délek 380–515 nm

Pro polymeraci všech dentálních materiálů

Dokonalé kolimovaný, homogenní svazek světelných paprsků pro spolehlivou, úplnou polymeraci i v hloubce (např. dna bulkfi lů)

Horní a spodní podsvětlené tlačítko s barevnou indikací režimu

Štíhlejší tělo z leteckého hliníku vysoce odolné proti poškození

Ergonomický design s plochou hlavičkou s výborným dosahem do všech částí úst
Nová funkce Akcelerometr-přepínání mezi polymeračními a/ nebo diagnostickými režimy pohybem zápěstí

Akumulátory s výdrží až 400 polymerací na 1 nabití

Možnost jednoduše změnit napájení VALO X z bateriového na napájení ze sítě pomocí adaptéru (je součástí balení)

2 POLYMERACNÍ A 2 DIAGNOSTICKÉ REŽIMY

Polymerační režimy:

širokospektrální LED diody

• 2 polymerační výkony: standard (1100 mW/cm², 10 sekund)

• extra vysoký pulsní (2 200 mW/cm², 5 sekund 3x puls s prodlevou)

Diagnostické režimy:

• UV světlo pro detekci fluorescenčních materiálů (např. pečetidla fi sur, výplně, indikátory plaku aj.)

• Bílé světlo pro přesnější odečet barvy zubu, výplní, protetiky, určené odstínu při bělení aj.

Externí polymerační a diagnostické čočky VALO X (jsou součástí balení - 5 ks celkem) - 5x externí čočka (polymerační bodová, polymerační ProxiBall diagnostická interproximální, diagnostická transluminační, diagnostická UV světlo)

Kleště horní

doba dodání kleští: 2 – 3 týdny




Fig. 1



Fig. 7



Fig. 18




Fig. 17

sleva: **25%**

1441,-

1153,-

Kleště dolní

Kleště na kořeny



Fig. 4



Fig. 13



Fig. 22



Fig. 33A

sleva: **25%**

1441,-

1153,-

Kleště na osmičky

Kleště na kořeny




Fig. 79




Fig. 67A




Fig. 46L




Fig. 51A

sleva: **25%**

1441,-

1153,-

Jehelce Mathieu



~~1015,-~~ **832,-**



~~1151,-~~ **961,-**

Jehelce Mathieu-Kocher



~~1015,-~~ **832,-**



~~1171,-~~ **961,-**

Držák matric



~~462,-~~ **385,-**



~~462,-~~ **385,-**

Páky

dobu dodání nástrojů: 2 – 3 týdny



~~578,-~~ **498,-**

Zubní zrcátko

Kvalitní zubní zrcátko se zvýšenou odrazivostí a příjemným jasným obrazem. Speciální povrchová úprava zajišťuje, že se mírně zahřáté zrcátko nezamlžuje v ústech pacienta.
Na výběr: velikost 4 nebo 5, ploché nebo konkávní



12ks

~~1171,-~~

937,-

Sonda zubní dlouhá




Držátko zubního zrcátka



Parosonda



Sonda zubní krátká



Compo-Art - nástroje pro estetické výplně



Ultralehké držátko se silikonovým držátkem a hliníkovým jádrem



Superflexibilní hladítko pro nanášení a modelování kompozitního materiálu, DR.400.011

~~854,-~~ **769,-**



Superflexibilní vyhnuté hladítko pro nanášení a modelování kompozitu v těžko dostupných místech, DR.400.021

~~854,-~~ **769,-**



Kulatý spátko pro modelování kompozitu, DR.400.031

~~854,-~~ **769,-**



Superflexibilní hladítko pro nanášení a modelování kompozitního materiálu, DR.400.041

~~854,-~~ **769,-**



Ostrý špičatý nástroj pro výplně trhlin, drážek a jamek vytvářejících ideální okluzní anatomii, DR.400.051

~~854,-~~ **769,-**



Ostrý nástroj pro odstranění přebytečného kompozitního a spojovacího materiálu, DR.400.061

~~854,-~~ **769,-**



Nástroj pro stanovení vertikální a horizontální tloušťky kompozitních vrstev na předních výplních, DR.400.071

~~854,-~~ **679,-**



Nástroje pro stanovení vertikální a horizontální tloušťky kompozitních vrstev na zadních výplních, DR.400.081

~~854,-~~ **769,-**



Sada nástrojů Compo-Art pro estetické výplně 8 + kazetový zásobník MIDI, DR.400.100

~~8069,-~~ **7293,-**

Zvířátka Zoo

sleva více než:

15%



100ks

939,-

794,-

Perlové náramky
s jednorožcem

sleva více než:

15%

30 ks růžových a 20 ks
bílých náramků.

1019,-

865,-

Miratoi razítka pro děti



Perfektní dárek pro všechny malé pacienty.

Samonamáčečí razítka s integrovaným inkoustovým polštářkem.
Pět motivů pro holky i kluky: dva různé jednorožci, žirafa, krab a lev.

60ks

1229,-

1139,-

Samolepky



sleva více než:

15%

50
archů

1409,-

1198,-

Prstýnky



sleva více než:

15%

100ks

859,-

725,-

Zvířátka Farm

- Děti si mohou vybrat z celé škály velmi zdařile ztvárněných domácích zvířat.
- Ideální jako odměna pro dětské pacienty v ordinacích.



sleva více než:

15%

100ks

939,-

794,-

Chemický indikátor
účinnosti DHIChemické indikátorové papírky pro kontrolu účinnosti v
horkovzdušných sterilizátorech.

Třída 4, dle ISO 11140-1, odpovídající vyhlášce

200ks

1199,-

1139,-

19 mm x 50 m

1190,-

1070,-

Páska lepící s
indikátorem pro HSLepící páska s indikátorem pro horkovzdušnou sterilizaci. Vhodná
pro procesový test a pro označování dóz při sterilizaci.Indikační obrazec změní při sterilizaci barvu ze zelené na hnědou.
Třída A sterilizace.

Role: 19 mm x 50 m.



Helix Test

Testy průniku páry (Bowie-Dick test) pro malé parní sterilizátory
od firmy Medistock.

Test je nutné provádět denně před každou sterilizací.



100ks + nosič

1795,-

1585,-

Sterilizační sáčky a role

Role a sáčky pro parní sterilizaci s interním a externím
indikátorem sterilizace.

role 50 mm x 200 m

419,-

379,-

role 75 mm x 200 m

609,-

549,-

role 100 mm x 200 m

829,-

749,-

role 150 mm x 200 m

1229,-

1109,-

role 200 mm x 200 m

1639,-

1479,-

role 250 mm x 200 m

2039,-

1839,-

role 300 mm x 200 m

2399,-

2159,-

sáčky 60 x 100 mm, 200 ks

229,-

209,-

sáčky 90 x 250 mm, 200 ks

399,-

359,-

sáčky 140 x 260 mm, 200 ks

669,-

609,-

Steribox nádobka

- Sterilizační box pro malé předměty.
- Praktický pro brusky, diamanty atd.
- Víčko s otvorem.
- Vyjímatelný koš pro snadné opláchnutí obsahu.



259,-

229,-

PlastVac P7

Ekonomický přístroj pro vakuové tvarování fólií s vestavěnou vývěvou pro tvorbu vakuu.
 Vhodný pro všechny indikace, vyrobíte s ním: chrániče zubů, matrice pro kompozitní pryskyřice, dočasné korunky a můstky, ortodontické šablony a dlahy, individuální fluoridační lžičky, chirurgické šablony, skusové dlahy, ochrany při bruxismu, nosiče pro bělení a další.
 Odolný přístroj s perfektním zpracováním a snadným ovládáním.
 Vhodný jak pro kulaté, tak čtvercové fólie různé tloušťky.
 Umožňuje oboustranné nahřívání.
 Stolek pro model nabízí možnost tvarování na rovné ploše bez perel a s perlami pro ponoření modelu.
 Automaticky spouštěná, vestavěná vakuová pumpa s motorem o výkonu 1 400 W-
 Hmotnost: 5,4 kg, Rozměry: 24 x 27 x 19 cm.



~~13990,-~~

12970,- 1ks

Function Appliance Box

Výjimečně pevná a odolná krabička pro protézy o hloubce 3,82 cm.
Dostupné barvy
 • **Barvy běžné:** černá, modrá, zelená, oranžová, růžová, fialová, červená a žlutá.
 • **Barvy perletové (se třípytkami):** černá, modrá, růžová, fialová a červená.



~~62,-~~

53,-

Splint



Fólie pro výrobu bělicích forem, pro výrobu tenkých dlah, pro ortodontické použití. Průhledná, tenká fólie s pryskyřičnou materiálovou adhesí, pokud je přehřátá, lehce bublá.

Soft E.V.A. fólie



Fólie pro výrobu bělicích forem, pro výrobu fluoridových lžiček a tenkých, měkkých ochranných dlah proti bruxismu. Fólie je lehce tvarovatelná, měkká, průhledná a upravitelná. Rozměry: 125 x 125 mm

Ortho kartáček na cesty

Speciální ortodontický kartáček se štětinami ve tvaru V. Zajistí dokonalou hygienu všech pacientů s fixními rovnátky kdykoliv mimo domov. Díky praktickému pouzdru jsou štětiny chráněny před deformací a nečistotami.



1ks

~~40,-~~

35,-

.040 (1,0 mm) - 50 ks (1 ks = 52,50 Kč)	2820,-	2625,-
.060 (1,5 mm) - 50 ks (1 ks = 68 Kč)	3640,-	3395,-
.080 (2,0 mm) - 50 ks (1 ks = 88 Kč)	4730,-	4395,-

.040 (1,0mm), 25ks	1450,-	1345,-
.060 (1,5mm), 25ks	2560,-	2375,-
.080 (2,0mm), 25ks	2710,-	2495,-
.120 (3,0mm), 25ks	3070,-	2845,-

OrthoSpace kartáček


Speciální kartáček kombinující 2 v 1 za super cenu. Jeden konec kartáčku má štětiny do tvaru V. Druhý konec tvoří polyamidová vlákna tvarovaná do špičky pro čištění pod dráty a kolem zámků bez rizika poranění měkkých tkání



1ks	45,-	40,-
100ks	4050,-	3490,-

Separační gumičky


Vysoce elastické gumičky zajistí jemnou permanentní sílu, která vytvoří interproximální prostor před umístěním molárových kroužků. Barva: modrá



80ks	199,-	165,-
------	------------------	--------------

Euroform ocelové

Klasické euroform oblouky z nerezové oceli.
 • **Kulaté oblouky** v 5-ti průměrech: .012 / .014 / .016 / .018 / .020.
 • **Obdelníkové oblouky** v 6-ti velikostech: .016x.016 / .016x.022 / .017x.025 / .018x.025 / .019x0.25 / .021x.025.



Kulaté 100ks	1359,-	1155,-
Obdelníkové 100ks	309,-	260,-

Xylitol Drops

Pastilky bez cukru se sladidly
 • slazeno xylitolem
 • zachovává mineralizaci zubů1 • bez aspartamu, sorbitolu, laktózy
 • bezlepkový
 • osvěžující chuť
Příchutě: meloun, višně nebo máta



Meloun, višně nebo máta, 26ks	159,-	143,-
Zásobník se 100 bombony, různé druhy, 230 g	659,-	595,-

XyliPOP

Lízátko bez cukru se sladidly
 • s xylitolem a laktátem vápenatým
 • přispívá k mineralizaci zubů1
 • neobsahují aspartam, sorbitol a laktózu
 • bezlepkové
 • skvělé také pro dospělé
 • osvěžující ovocná chuť
Příchutě: borůvka nebo jahoda



6g, borůvka nebo jahoda	29,-	26,-
50 x 6g, borůvka nebo jahoda	1329,-	1199,-

Xylitol žvýkačky

Xylitolové žvýkačky bez cukru
 • 100 % slazené xylitolem
 • neobsahují aspartam ani sorbitol • přispívají k mineralizaci zubů2
 • snižují tvorbu plaku3
 • snižují riziko zubního kazu u dětí
Příchutě: máta, pepermint, skořice, ovoce, brusinky, zelený čaj nebo meloun



30 dražé, 30g	129,-	115,-
Sortiment (200 balení s 2 dražé/400 g)	1139,-	1029,-

Cention Forte

chemicky tuhnoucí, rtg kontrastní výplňový materiál s možností doplňkové fotopolymerace, který uvolňuje bioaktivní fluoridové, kalciové a hydroxidové ionty. Jedná se o unikátní typ kompozitu, tzv. Alkasit



Exkluzivně
-15%

Refill A2, 50x0,3g

4879,-

4147,-

Cention Primer

samoleptací, samotuhnoucí primer na zubní strukturu. Je speciálně vytvořen pro použití s Cention Forte. Cention Primer lze aplikovat pouze přiloženými aplikátory, které jsou napuštěné aktivátorem. V případě potřeby lze aplikátory doobjednat samostatně



Exkluzivně
-15%

6g+ 50 aplikátorů

2559,-

2175,-

Cention Forte Kit

Cention Forte +
Cention Primer

Exkluzivně
-15%

A2 50x0,3g + Primer 6g

6108,-

5192,-

OptraGate

- Rozvěrač rtů a tváří napomáhá udržení suchého pracovního pole.
- Rty jsou zcela zakryty a tím dobře chráněny.
- Trojrozměrná pružnost (3D) umožňuje veškeré pohyby čelistmi a je pohodlná pro pacienty.
- Bez obsahu latexu z extra měkkého materiálu.



Exkluzivně
-15%

Junior, 80ks

4459,-

3790,-

Regular, 80ks

4169,-

3544,-

OptraGate 2

Vylepšený originál Rozvěrač rtů a tváří pro uvolněné a účinné ošetření a pro každodenní použití
Snadný přístup do dutiny ústní a lepší viditelnost
Evoluční vývoj OptraGate 2 zachovává všechny cenné vlastnosti původního produktu a ještě více zvyšuje komfort nošení pro pacienta. Kromě toho testy uživatelů ukázaly, že design OptraGate 2 vede ke snadnějšímu nasazení ve srovnání se současnou verzí OptraGate.



Exkluzivně
-15%

Velikosti: střední (M) a
malý (S) nebo sada
obsahuje 40 ks S a 40 ks M.

4169,-

3544,-

Well-Root ST

Biokeramický sealer pro plnění metodou centrálního čepu.
- calcium-silikátová pasta připravená v praktické stříkačce
- práce beze zbytků, nevyžadující mícháním
- vytvrzení do 2,5h postupným přijímáním vlhkosti z dentinových tubulů a periapexu, podobně jako u MTA
- vysoká zatékavost
- časová úspora díky snadné odstranitelnosti přebytků z cavum pulpaie
- oproti jiným calcium silikátovým materiálům má zvýšenou odolnost proti působení tepla při zkracování GTP čepu
- biokompatibilita: bez eugenolu, bez pryskyřic
- výborná radiopacita díky obsahu ZrO2
- vystačí na 150-250 kořenových kanálků



Exkluzivně
-15%

Stříkačka 2g

3195,-

2716,-

Tetric EvoCeram

Univerzální kompozitní materiál, který poskytuje dokonalou rovnováhu technologie kompozitních materiálů v moderním balení.
Pro vysoký obsah keramického plniva lze tento materiál označit jako plastickou keramiku.
Skvělý chameleon-efekt poskytuje přirozené výplně, které splývají s okolím.

Exkluzivně
-15%



Odstín: A2, A3, A2 dentin

1899,-

1614,-

Odstín: A1, A3.5, A3.5 dentin, B2

2030,-

1726,-

Odstín: Bleach, T

2139,-

1818,-

Tetric EvoFlow

Tixotropní konzistence pro precizní adaptaci.
• Ideální pro minimálně invazivní výplně a jako liner.
• Přirozené splynutí odstínu.
• Snadná aplikace i v místech s omezeným přístupem.
• Vemni dobrou leštitelnost a RTG kontrastnost.
• Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B3, T, bělený - XL, L a M, dentin - A2, A3,5 a B2.



Exkluzivně
-15%

A2, A3, A2 dentin – 2g

1289,-

1096,-

ostatní odstíny – 2g

1369,-

1164,-

B3 -2g

1469,-

1249,-

Tetric Prime

Výborná modelovatelnost a stabilita tvaru.
• Snadné konturování díky nízké lepivosti.
• Do frontálního i distálního úseku.
• Vysoká pevnost v ohybu.
• Hladký, vysoce lesklý povrch po vyleštění.
• Má jen 12 odstínů - Univerzální: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2 a C2.



Exkluzivně
-15%

A2, A3 – 3g

1830,-

1555,-

ostatní odstíny – 3g

1989,-

1692,-

C2 -3g

2199,-

1869,-

Tetric PowerFill

Snadno tvarovatelné nano-hybridní kompozitum vhodné pro techniku zhotovování výplní po velkých dávkách materiálu. Umožňuje novou míru dosažitelné efektivity u výplní distálních zubů: jedna výplň, jeden materiál, jedna vrstva.

- Odstíny: IVA, IVB, IVW.



Exkluzivně
-15%

stříkačka IVA - 3 g

1929,-

1640,-

stříkačka IVB, IVW - 3 g

2059

1750,-

Evetric System Kit

Světlem tuhnoucí, rentgen kontrastní nanohybridní kompozitum pro výplňové ošetření.
Velmi přirozený vzhled díky translucenci dentinových a sklovinných odstínů a působivém chameleon efektu u distálních i frontálních zubů.
Indikace: výplně kavit I. – V. třídy, výplně v dočasném chrupu, rozsáhlé pečeti fisur, přímé fazety a dlahování.



Exkluzivně
-15%

4 x 3.5 g v barvách:
(2x A2 a 2x A3) a 6 g
Evetric Bond.

3759,-

3195,-

Evetric

Světlem tuhnoucí, rentgen kontrastní nanohybridní kompozitum pro výplňové ošetření.
Velmi přirozený vzhled díky translucenci dentinových a sklovinných odstínů a působivém chameleon efektu u distálních i frontálních zubů.
Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A3.5D, B2, B2D, B3, C2 a T.



Exkluzivně
-15%

A2, A3 – 3,5g

699,-

594,-

ostatní odstíny – 3,5g

749

636,-

C2, B3 -3,5g

799,-

679,-

DiaPolisher Paste



Diamantová lešticí pasta GC DiaPolisher Paste byla vyvinuta pro další vylepšení estetických výsledků kompozitních výplní zhotovených z materiálů G-aenial, Kalore, Gradia Direct nebo Gradia

2g

~~1615,-~~

1350,-

Ceramic Primer II

Adhezivum pro vytvoření silné vazby během fixace mezi všemi estetickými nepřímými náhradami a cementy na bázi pryskyřice, nebo při opravách přímých kompozitních náhrad.



3ml

~~3245,-~~

2675,-

EQUIA Coat

Nový unikátní výplňový systém, který kombinuje novou generaci skleněných částeček (EQUIA Fil kapsle) s vysoce naplněným pryskyřičným ochranným lakem (EQUIA Coat). Spojuje rychlou a snadnou manipulaci s dokonalými fyzikálními vlastnostmi a nepřekonatelnou estetikou. Inteligentní řešení - lak je navržen tak, aby se po několika měsících rovnoměrně opotřeboval.



4ml

~~2613~~

1985,-

EQUIA Forte HT



Refill á 50 kapslí v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment.

~~5643,-~~ 4330,-Nyní jen:
3.998,-

Klinické balení obsahuje: 200 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny A2, A3, B2.

~~18622,-~~

15400,-

Promo balení obsahuje: 100 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny: A2, A2-A3, A3, A3-B2.

~~11004,-~~ 8750,-Nyní jen:
7.998,-

Intro balení obsahuje: 20 kapslí, 20 ks unitdase EQUIA Forte Coat a 25 jednorázových štětečků v odstínech - odstíny A2, A3, B2.

~~3178,-~~

2550,-

EQUIA Forte Coat

Bulkový sklohybridní výplňový materiál pro pacienty od 7 let a výše. Rychle tuhnaoucí, estetický výplňový materiál s jedinečnou SKLOHYBRIDNÍ technologií s vysokou odolností proti prasklinám a opotřebení s uvolňováním fluoridu. Díky využití vlastní univerzální adhezivní technologie a vynikající smáčivosti není nutné použití kondicionéru ani bondu.



4ml

~~2764,-~~

2075,-

Fuji Cem Evolve



Skloionomerní cementy jsou chloubou GC díky dokonalé kvalitě, kterou prokázaly nezávislé klinické studie po celém světě.

Nyní jen:
5.187,-Nyní jen:
2.387,-

Triple Pack: 3x 9,2g + 45x koncovka

~~7962,-~~

5435,-

Single Pack: 9,2g + 15x koncovka

~~3124,-~~

2575,-

Exaclear

Inovativní, čirý VPS materiál vhodný pro náročné estetické případy s vynikajícími výsledky. Vysoká úroveň transparence zajišťuje skvělou možnost vizuální kontroly a viditelnost detailů. Bezkonkurenční průsvitnost umožňuje velmi efektivní polymeraci přes silikon.

kartuše
2x51g~~2501,-~~

2075,-

everStick Perio

Estetické řešení pro parodontální dlahování šetrné pro pacienty



1x8cm

~~2954,-~~

1985,-

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D

~~4155,-~~

2785,-

everX Flow

Zatékavý kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny určený pro náhradu dentinu.

Nejsilnější náhrada dentinu pro zpevnění velkých kavit. Vynikající odolnost proti zlomění, téměř shodná s dentinem, a to díky vysokému podílu krátkých vláken, která jsou pevně vázána na živčnou matici.

Nyní jen:
1.499,-~~2038,-~~

1685,-

stříkačka 2ml (3,7g),
bulkový nebo
dentinový odstín,
20x koncovka

everX Posterior

Vlákny zesílený kompozit pro náhradu dentinu. Obsažená krátká vlákna z něj činí perfektní materiál pro zesílení všech rozsáhlých kompozitních výplní. Vlákna zabraňují vzniku a šíření prasklin - odolnost odpovídá dentinu.

15 unitipů x
0,13 ml~~2749,-~~

2275,-

50 unitipů x
0,13 ml~~8249,-~~

6785,-

everStick C&B

Skelnými vlákny vyztužené materiály. Spolehlivé, minimálně invazivní, extra pevné, estetické. Pro minimálně invazivní kompozitní můstky vyztužené vlákny



1x8cm

~~3196,-~~

2165,-

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D

~~4155,-~~

2785,-

Hyaluronic ústní voda

Ústní voda s kyselinou hyaluronovou určená jako doplňková péče po parodontologických zákrocích, extrakcích a menších chirurgických výkonech v dutině ústní. Pomáhá chránit ošetřenou oblast, podporuje regeneraci a přispívá k hojení.

- obsahuje 0,12 % chlorhexidinu a kyselinu hyaluronovou
- vhodná po extrakcích a menších chirurgických výkonech
- podporuje regeneraci ústní sliznice a dásní
- podmáhá chránit ošetřenou oblast před bakteriální zátěží



sleva více než:

25%

250ml

199,-

145,-

Repair Gel na afty

Bioadhezivní zubní gel určený pro hojení vřidků a aftů v dutině ústní.

- obsahuje hyaluronát sodný 0,2 %
- podporuje hydrataci a regeneraci ústní sliznice
- podmáhá zklidnit podrážděná místa
- bioadhezivní složení vytváří ochranný film
- vhodný po stomatologických výkonech
- určen pro příležitostně lokální použití



sleva více než:

22%

15ml

165,-

125,-

Gingival zubní pasta

0,12% CHX

Zubní pasta pro každodenní péči o citlivé dásně a ústní sliznici. Pomáhá chránit gingivu, podporuje komfort v dutině ústní a současně zajišťuje ochranu zubů před kazem.

- pro každodenní péči o citlivé dásně
- fluorid sodný pomáhá chránit před kazem
- chlorhexidin podporuje ochranu gingivy
- provitamin B5, allantoin a vitamin E pečují o sliznici
- podmáhá při diskomfortu dásní
- pro dospělé a děti od 12 let

sleva více než:

18%

75ml

145,-

115,-



Xyntrus



- Antivirová a antibakteriální ústní voda proti přenosu respiračních onemocnění.
- Redukce až 99,99 % virů a bakterií v ústech.
- Vyrobeno z přírodních produktů.

500 ml

299,-

279,-

6x 500 ml (249,- za kus)

1794,-

1495,-

Mira-2-Ton

- Přípravek pro zjištění plaku na zubech - kontrola kvality vyčištění zubů.
- Je určen jak pro profesionální, tak pro domácí použití.
- Obsahuje potravinářské barvivo, které reaguje na organické substance a obarvuje zubní plak.
- Příjemná ovocná příchutí.
- Zabarvení se jednoduše odstraní správným vyčištěním zubů.



50 tablet

489,-

429,-

250 tablet

1269,-

1099,-

60ml

549,-

479,-

Gingival zubní gel 0,2% CHX

Speciální gingivální gel pro cílenou péči o dásně a ústní sliznici při zánětu, krvácení nebo podráždění. Je vhodný zejména při parodontální a preimplantační péči, kdy je potřeba intenzivnější lokální účinek.

- obsahuje 0,2 % chlorhexidinu
- vhodný při parodontální a preimplantační péči
- podmáhá snižovat zánět a krvácení dásní
- provitamin B5 a allantoin podporují regeneraci tkání
- bioadhezivní složení zajišťuje dobrou přilnavost
- pro dospělé a děti od 12 let

sleva více než:

16%

15ml

165,-

135,-



Listerine Total Care

KAŽDODENNÍ PREVENTIVNÍ PÉČE

- Chrání před zubním plakem a snižuje jeho množství.
- Udrží zdravé dásně a posiluje zuby proti zubnímu kazu.
- Pomáhá chránit před zubním kamenem a udržovat zuby přirozeně bílé.
- Ničí bakterie i v mezizubním prostoru a drží svěží dech po 24 hodin.
- Obhaceny o fluorid sodný a chlorid zinečnatý



1000ml

244,-

204,-

Listerine Dětská

Ústní voda pro děti od 6 do 12 let ke každodennímu používání.

- Přitahuje a zbarvuje částky zbytků jídla a zubního povlaku, které nebyly odstraněny pomocí zubního kartáčku.
- Obsahuje fluorid sodný - posiluje sklovinu a snižuje možnost vzniku zubního kazu.
- Působí v celé ústní dutině - i v mezizubních prostorech, na dásních a jazyku.
- Bez obsahu alkoholu



500ml

208,-

188,-

Listerine Cool Mint kapesní pásky

- Listerine Cool Mint proužky se okamžitě rozpustí v ústech a osvěží dech.
- Zlikvidují 99,9% bakterií, které se podílí na vzniku zápachu z úst.
- Neobsahují cukr a díky praktické velikosti do kapsy je můžete mít neustále při sobě.



24ks

229,-

215,-

Thienelino dětské ZK



Měkké, tvarované štětiny kartáčku pro správné vyčištění zadních zoubků. Pohodlná, široká rukojeť, přísavka na konci.
Barvy: modrá, zelená, červená a růžová.

12ks

170,-

150,-

Black Snake ZK

Od značky THIENELINO pro děti a dospívající od 7 let.

- Pohodlný pogumovaný úchop, pružný krček redukující tlak, atraktivní design.
- V tyrkysové barvě pro běžné čištění zubů.
- V červené barvě pro pacienty ortodontie, vhodné pro fixní rovnátka.



Červený (orto)

41,-

37,-

tyrkysový

33,-

30,-

Profisil

NOVÝ ROZMĚR PREVENCE S FLUORIDOVÝM LAKEM PROFISIL

Profisil® fluoridový lak obsahuje 5 % fluoridu sodného (22 600 ppm) ve slizničnímu gelu s příjemnou chutí. Unikátní gelový základ bezpečně přilne k povrchu zubu na několik hodin a uvolňuje fluoridové ionty po dobu až 24 hodin.

Snadno se aplikuje a zároveň poskytuje optimální přilnavost k zubu. Hydrofilní vlastnost Profisilu podporuje uvolňování fluoridu.

sleva: 30%

na Intro pack

Profisil 50 x 0,5ml - máta/ovoce/ bez příchutě

2300,-

Combi Pack 30 x 0,5 ml

1540,-

Intro pack 6 x 0,5 ml

330,-

229,-



Variotime Dynamix

Variotime je inovativní A-silikon, který garantuje výborné výsledky a je variabilní při zhotovování otisku. Vyzkoušejte výjimečnou kombinaci přesnosti a adaptability při samotném otiskování.

- Verze pro Dynamix v pevných kazetách brání znečištění a poškození přístroje.

K dispozici: Dynamix Putty, Dynamix Monophase nebo Dynamix Hevy Tray

sleva více než:

15%



2x380ml

3700,-

3145,-

Variotime Unlimited

Dynamix

Variotime Unlimited je nová generace precizního otiskovacího materiálu navazující na ověřené vlastnosti Variotime (variabilní čas, použití pro všechny techniky), ale posouvá se ještě dál:

Jeden materiál místo více variant – jednodušší řízení zásob, univerzálnost použití.

Monofáze nebo kombinace s korekčním (flow) materiálem – podle preference.

Krátké intraorální tuhnutí „snap & set“ 2:30 min

– materiál je na konci doby tuhnutí plně vytvrzený.

Vysoká rigidita – výborná reprodukce detailu a bezpečně, přesné znovunasazení otisku.

Šedá barva – dobrý kontrast vůči krvi i korekčním hmotám, lepší čitelnost detailů.



sleva více než:

15%

2x380ml

4110,-

3485,-

Retraxil

RetraXil je nová retrakční pasta od Kulzeru, která kombinuje rychlé a šetrné rozšíření sulku s vysušením pracovního pole a zástavou drobného krvácení.

- Výsledkem je čistší okraj preparace a tím i **přesnější otisk** – ať už pracujete

analogově (otiskovací hmoty) nebo digitálně (intraorální sken).

- Pasta obsahuje **chlorid hlinitý 15%**, který působí adstringentně a zajišťuje

hemostatický efekt.



sleva více než:

15%

Retraxil retrakční pasta
Starter Pack 4 x 1g

2200,-

1855,-

Retraxil retrakční pasta
Value Pack 20 x 1g

7650,-

6485,-

Speedex

- C-silikonová otiskovací hmota vhodná pro obě metody otiskování.
- Povrchově aktivován, velmi dobře zatéká a vykreslí i jemné detaily.



sleva:

14%

set

1619,-

1399,-

Occlufast rock

- Thixotropní, rychle tuhne (60 sekund), vysoce přesný (20 µm).
- A-silikon pro registraci skusu.

sleva více než:

30%



2x 50 ml + 12 kanyl

1469,-

1049,-

Elite HD+

- A-silikon pro všechny metody otiskování.
- Fast soft: rychle tuhne, pro dvoukrokovou metodu otiskování.
- Normal soft: normální rychlost tuhnutí, pro metodu dvojího míchání.
- Light: pro dvoukrokovou metodu otiskování, zvýšená zatékavost, zelená barva.



Kupte 2x Elite HD+ Putty Soft Fast získáte 1x Light body fast set ZDARMA

Putty soft - 2x 250 ml

1979,-

1799,-

Light Fast, 2x 50 ml

1499,-

1349,-

Hydrogum 5

- Bezprašný alginát s vysokou objemovou stálostí 5 dnů.
- Ovocná chuť, fialová barva, antidiávnivá složka



sleva více než:

30%

Hydrogum 5, 453 g

439,-

303,-

Tropicalgin

- Alginátová otiskovací hmota s ovocnou příchutí a barevným indikátorem tuhnutí.

sleva více než:

30%



Tropicalgin, 453 g

379,-

265,-

Tenatex (náhrada Ceradentu)

Pružný a výborně tvarovatelný měkký růžový plátynkový vosk. Skvělý především na stavění zubů. Lze krásně zahladit a šetrí tak čas při konečné úpravě. Primární teplota pro změkčení: 36 - 42 °C. Velikost - 187 x 88 mm, tloušťka - 1,5 mm.



500g

429

386,-

Express XT Penta

Vinyl polysiloxanový otiskovací materiál pro techniku korekčního otisku (dvojí otiskování) i pro sendvičovou techniku (dvojí míchání, jedno otiskování). Materiál pro automatické míchání.

- **Express XT Penta H:** Hustší a viskóznější. Pro pevné otisky, odolné proti deformaci. (Varianta: Penta H – normálně tuhne, Penta H Quick – rychle tuhne)

- **Express XT Penta Putty:** Měkčí, tvarovatelná. Pro detailní otisky jako základní vrstva.

1x300ml báze, 1x60ml
katalyzátor

1963,-

1767,-

Express XT Light

Standardně tuhne krémy jsou vhodné pro rozsáhlé preparace. Rychle tuhne krémy jsou ideální pro malé preparace.

- **Light body** - zvýšená zatékavost, standardně tuhne (1:00 + 3:30), fialová barva.

- **Light body Quick** - zvýšená zatékavost, rychle tuhne (0:40 + 2:30), růžová barva.

- **Regular body** - standardně zatékavý, standardně tuhne (1:00 + 3:30), tyrkysová barva.

- **Regular body Quick** - standardně zatékavý, rychle tuhne (0:40 + 2:30), žlutá barva.



2x50ml

1574,-

1427,-

Repin

- Dvousložková zinkoxid-eugenolová otiskovací hmota.
- Přesná reprodukce a objemová stálost.
- Otisky individuálních lžiček.
- Provizorní fixace korunek a můstků.

300 g bílé a 125 g
hnědé pasty v tubách

411,-

370,-

Dry Mouth Gel

Gel na suchá ústa

sleva
více než:

18%

10ks sortiment: 4x máta, 2x
malina, 2x pomeranč, 2x citron

3275,-

2675,-

10ks malina

3275,-

2675,-

GC Repair Kit

Balení: G-Premio BOND 5x unidose, CERAMIC PRIMER II 5x unidose, Gradia Plus OA1 (opáker pro překrytí dostaveb na bázi kovu) tuba 2 ml, technický průvodce, aplikátory a mikroštetěčky

sleva
více než:

19%

balení

3556,-

2875,-

G-Multi Primer

Zajišťuje trvalou adhezi ke všem typům náhrad, kombinuje tři různé monomery k dosažení perfektní adheze ve všech situacích.



5ml

2401,-

1995,-

G-aenial Anterior /
Posterior / Flo X

Nyní jen:

1.429,-

sleva více než:

39%

Flo X: A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 (3,6g)

2356,-

1565,-

Anterior: 2,7 ml (4,7 g) XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

Posterior: 2,7 ml (5,5 g) P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE, P-IE

tuba

2338,-

1535,-

G-aenial Universal
Injectablesleva
více než:

25%

Nyní jen:
995,-
na tubu

Odstíny: XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

Unitip 10x0,16ml

1999,-

1685,-

tuba 1x1ml

1328,-

1075,-

G-aenial Universal
Flosleva více
než:

38%

Nyní jen:

1.477,-



Odstíny: BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3, JE a AE

Tuba: 3,4g

2407,-

1585,-

G-Premio Bond



sleva až:

37%

3-Bottle Pack:
3x5ml

8634,-

6565,-

1 lahvička
5ml

4282,-

2685,-

G-Bond Starter Kit

Samoleptací, světlel tuhnuocí jednosložkové adhezivum 7. generace, celá aplikace během 30 s.



Nyní jen:

2.467,-

sleva
více než:

45%

Starter Kit: 5 ml, 50x mikrotip štetěčky, mikrotip aplikátor a míchací miska

4536,-

2675,-

Cocoa Butter

Separací médium k izolaci kovových nástrojů při zhotovování skloionomerních výplní. Výborná separace skloionomeru a kovových nástrojů, hladký povrch výplně.



10g

576,-

430,-

MI Varnish

Bioaktivní, fluoridační ochranný lak (varnish) s obsahem kalcia a fosfátu "Ochrana jediným tahem štětce".

Intro Pack; 10x 0,4 ml
(5x jahoda, 5x máta),
20x štětceček

1098,-

835,-

Refill Pack; 35x 0,4 ml
(jahoda / máta), 50x
štětceček

3320,-

2595,-

Tooth Mousse

Bioaktivní, dentální ochranný krém, který obnovuje minerální rovnováhu v ústech a stimuluje produkci slin.

Příchuť: meloun, jahoda, máta, vanilka a tutti frutti.



sleva až:

33%

5x sortiment + 1 ZDARMA

4014,-

2675,-

10-Pack: 10 ks sortiment
nebo jedna příchuť

6166,-

4615,-

MI Paste Plus

Stejně účinky jako GC Tooth Mousse, navíc obsahuje fluorid
Příchuť: jahoda, máta, tutti frutti, vanilka a meloun



sleva až:

33%

5-Pack: 5 ks sortiment + 1
ZDARMA

4380,-

2892,-

10-Pack: 10 ks sortiment
nebo jedna příchuť

6895,-

5175,-

Tempsmart DC

Duálně tuhnutí kompozit pro dočasné korunky a můstky bez obsahu změkčovadel. Krátký pracovní postup díky pohodlné možnosti polymerování - celkový čas jsou 3 minuty. Vysoká pevnost v lomu pro dočasné náhrady. Snadno leštitelný až do vysokého lesku a dosažení vysoké estetiky. **K dispozici:** v 48 ml kartuších (A1, A2, A3, A3.5, B1 a BW) a 10 ml stříkačkách (A1, A2, A3 a B1).



Kartuše 48ml ~~3568,-~~ **2845,-**

G-CEM LinkForce

Univerzální duálně tuhnutí adhezivní fixační cement pro všechny indikace a všechny materiály. **Starter kit:** 1x8,7g G-CEM LinkForce A2 nebo TL, 20x GC Automix Tip Regular, 1x5ml G-Multi PRIMER, 1x5ml G-Premio BOND, příslušenství.



Refill A2 / Translucent; 8,7 g ~~5549,-~~ **4475,-**
Starter Kit: A2 / Translucent ~~7028,-~~ **5685,-**

G-CEM Veneer

Světlem tuhnutí pryskyřičný cement určený pro fixaci estetických fazet.



sleva až:

21%

Starter Kit: 2x G-CEM Veneer Refi I (1 ml / 1.7 g) A2 & TR, 2x Try-in Paste Refi I (2 ml / 1.5 g) A2 & TR, 5ml 5ml G-Multi PRIMER, 5ml G-Premio BOND, 45x koncovky pro G-CEM Veneer, 2x ochranný kryt stříkačky, 50x mikrošpítky, 20x dávkovací místička ~~9142,-~~ **7345,-**
Refill: 1,7g (A2, Translucent, Opaque, Bleach) ~~1315,-~~ **1035,-**

Essentia Universal



sleva: **33%**

Essentia Universal – Univerzální světlem polymerující kompozit s kondenzovatelnou konzistencí

1 tuba 3,4g ~~1899,-~~ **1255,-**

Essentia

Světlem tuhnutí, radioopákní, univerzální výplňový materiál. Pouze 7 odstínů pro všechny klinické situace. **Odstíny:** LD, MD, DD, LE, DE, U a ML. K dispozici čtyři modifikátory (RBM, B?, WM a OM) vyvinuté pro rychlou charakterizaci vašich výplní. **Starter Kit:** stříkačky: 7x2ml (1 od každého odstínu), 20 aplikačních koncovek a příslušenství. **Modifier Kit:** 2x2,4ml (1 od každého odstínu)

sleva až

33%



1 tuba, libovolný odstín ~~1899,-~~ **1255,-**
Modifier Kit ~~6574,-~~ **5485,-**

Essentia HiFlo/LoFlo



sleva více než:

16%

HiFlo/LoFlo – zatékavé fotokompozity
HiFlo - vysoká zatékavost
LoFlo – nízká zatékavost

1 tuba – 3,4g ~~1899,-~~ **1585,-**

Gradia Direct



sleva více než:

42%

Anterior Syringe; 2.7 ml v odstínech XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT, CVT
Posterior Syringe; 2.7 ml v odstínech P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT

sleva více než: **42%**

X Syringe; 2.7 ml (5 g) v odstínech X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-AO2, X-WT ~~1987,-~~ **1135,-**
~~2395,-~~ **1375,-**

Gradia Direct Flo/LoFlo



sleva více než:

29%

Flo: 2x 1,5g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry
LoFlo: 2x 1,3g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry

~~1947,-~~ **1365,-**

Gradia Core

Duálně tuhnutí kompozit pro estetické dostavby a fixaci kořenových čepů.



Kit: 1x kartuše 10ml (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství ~~7418,-~~ **6000,-**

Intro kit: 1x GRADIA CORE Kit (1x kartuše 10ml (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství); 1x GRADIA CORE Dispenser (dávkovací pistole). ~~7696,-~~ **6250,-**

Refill: kartuše 10ml, ~~3701,-~~ **2995,-**

GC Fuji IX GP 1-1



sleva více než:

17%

Odstín. A3 ~~3015,-~~ **2475,-**
1-1

GC Fuji IX GP 3-2



sleva více než:

15%

Set obsahuje: A2, A3 a B3 prášku, 2x 6,4ml tekutiny

3-2 ~~7212,-~~ **6125,-**

GC Fuji IX GP Extra 1-1



sleva více než:

18%

Odstín. A2, A3 ~~3387,-~~ **2775,-**
1-1

Woodpecker Endo Radar Woodpecker DTE O-Light

Míchačka kapslovaných materiálů GM-50

Plus

Nová generace stolního bezuhlíkového endo motoru.

- Přináší Vám nové zkušenosti s ošetřením kořenových kanálků.
- Vysoký výkon.
- Bezuhlíkový endo motor.
- Super vysoký krouticí moment, vysoká rychlost...



sleva více než:

13%

~~23990,-~~

20790,-

bílý

Polymerace za 1 vteřinu!

- 360o polymerace - dosáhnete do všech úhlů.
- Polymerace za 1 vteřinu - 2 mm vrstva pryskyřice.
- Větší velikost čočky - 10 mm velká hlavička skvěle pokryje celou okružní plošku distálních zubů. Vylepšený cílený světelný výkon
- Unikátní technologie Woodpecker - cílený světelný výkon snižuje úhel svícení o 55,87%, což umožňuje koncentrovanější energii a vyšší účinnost polymerace.



~~7990,-~~

6985,-

Multifunkční třepačka různých druhů kapslí.

- Masivní, pevná základna zabraňuje pohybu zařízení během míchání
- 9 volitelných úrovní rychlosti míchání po dobu 1 až 30 sekund.
- Kompaktní design, jednoduché ovládání, snadný na údržbu.
- Výkon max 4800 ot./min.
- Rozměry: 210 x 165 x 190 mm; hmotnost: 2,63 kg.



~~9990,-~~

8990,-

Elektrokauter Surtron 50D

Vysokofrekvenční elektrochirurgická jednotka pro drobné chirurgické zákroky (CUT 1 - CUT 2) a nebo čistou koagulaci.

- Vestavěný mikrokontrolér a digitální displej zaručují trvalou bezpečnost a spolehlivost za jakýchkoliv podmínek.
- SURTRON 50D nabízí vynikající profesionální chirurgické výsledky díky svému ergonomickému a vynikajícím bezpečnostním vlastnostem.
- Umožňuje také řezání a koagulaci v ústech, kde není možné zajistit suché pole.



~~23550,-~~

21150,-

Elektrokauter Surtron 80

Surtron 80 – výkonný elektrochirurgický přístroj pro ambulantní chirurgii.

- Surtron 80 je kompaktní vysokofrekvenční elektrochirurgická jednotka, ideální pro lehké a středně náročné zákroky ve stomatologii, dermatologii a ambulantní chirurgii.
- Umožňuje různé typy řezů a koagulací včetně podvodního použití.



Elektrokauter Surtron 80 s ovládáním v rukojeti vč. 10 elektrod

~~35490,-~~

30990,-

Jednorázové skalpely Medistock

Jednorázové skalpely vyrobené z prvotřídní evropské oceli v továrně, která využívá nejmodernější technologie a inovace.

- Každá čepel je po výrobě kontrolována laserem.
- Chirurgický skalpel s čepelí z nerezové oceli a ochranným krytem.
- Jednotlivě balené v odnímatelném obalu.
- Sterilizováno gama zářením.
- Balení obsahuje 10 ks skalpelů od zvoleného typu.



Tvar č.: 10, 12 nebo 15

10ks

~~230,-~~

190,-

Surgispon

Sterilní hemostatické vstřebatelné želatinové houbičky pro účinné a rychlé stavění krvácení. Surgispon je netoxický, hypoalergenní. Při implantaci "in vivo" je beze zbytku absorbován během 3-4 týdnů, bez zapouzdření.



~~399,-~~

355,-

50 ks

Gelatamp

Vyroběn z pěnové želatiny a jemně rozptýleného (koloidního) stříbra - antibakteriální.

- Rychlá hemostáza, stabilizuje krevní koaguláty.
- Postupná a kompletní resorbce - zůstává v alveolu a je kompletně absorbován během 4 týdnů.
- Indikace - léčba alveolu a kavit po extrakci, apikální amputaci, maxilární sinusové perforaci a dalších chirurgických zákrocích.



sleva více než:

15%

~~1629~~

1388,-

Resorba Parasorb Cone

Vstřebatelné kolagenové houby a kuželky BEZ antibiotické ochrany. Ošetření alveolu po extrakci bez kostního defektu a bez známek infekce.

Hemostyptikum po extrakcích zubů a jiných dentálních zákrocích.



12 mm x16 mm, 10ks

~~1690,-~~

1545,-

LM LiftOut

Nástroje pro atraumatickou extrakci.

Důležité pro hojení pro budoucí umístění implantátu.

Úzká koncovka nástroje se zavádí do periodontálního prostoru směrem k apexu kořene za současného jemného kroutivého pohybu nástroje tam a zpět.

S4

4mm rovný



C3

3mm zahnutý



~~3589,-~~

3259,-

LM SlimLift

Luxátory SlimLift jsou navrženy pro velmi úzká místa, ke kterým se nelze dostat klasickým luxátorem.

Umožní extrakci zubu bez sebemenších traumat. Důležité v případech, kdy vyžaduje rychlé hojení ran.

Velmi jemná koncovka nástroje se zavádí do těsných periodontálních prostor.



S3

3mm rovný



C4

4mm zahnutý

~~3589,-~~

3259,-

LM TwistOut

Nástroje TwistOut jsou vhodné pro nahávané extrakce, kdy je potřeba vyvinout velkou sílu a krouticí moment.



S5

5mm rovný



C4

4mm zahnutý

~~3589,-~~


3259,-

NaviTip Double SidePort 31ga

Aplikační ohebná kanyla 31ga(0,28mm) pro hypochlorid sodný, roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, roztok chlorhexidinu, UltraEtch 2 otvory po str

sleva:

20%



20ks	2120,-	1700,-
50ks	4530,-	3630,-

NaviTip 29ga, 30ga

Silné rigidní kanylky s měkkými zaoblenými konci, které usnadňují pohyb v zakřiveném kanálku. Kontrolovaná aplikace přípravků až k apexu. Vyrobené z nerezové oceli. **Dostupné ve dvou průměrech:** 30G (0,31 mm) a 29G (0,33 mm).
Délky: 17 mm (bílé), 21 mm (žluté), 25 mm (modré) a 27 mm (zelené).
29G je určeno k aplikaci pastových materiálů: EndoREZ, UltraCal XS a MTAflow
30G je určeno pro dávkování roztoků, gelů: File-Eze, 18% roztok Ultradent EDTA, 20% roztok Ultradent Citric Acid.

sleva:

20%



20ks	1860,-	1490,-
50ks	4150,-	3320,-

NaviTip FX 30 ga

2 kanyly v jedné - multifunkční kanyla: současně čistí, oškrabuje stěny kanálku a vyplachuje kanálek. Pevná kanyla 30 ga dostupná v délkách 17 nebo 25 mm. 30ga (ø 0,30 mm) optimální pro: Citric Acid 20%



20x kanyla 17 mm	2160,-	1730,-
20x kanyla 25 mm	2160,-	1730,-

NaviTip Single Siderport

Aplikační kanyla pro nanášení UltraCal XS, MTAFlow, MTAFlow White
1 otvor po straně brání protlačení materiálu přes apex 17, 21, 25 nebo 27 mm
29ga (0,28mm)



20 kanyl	1990,-	1600,-
----------	--------	--------

Biodentine XP

Proč použít Biodentine?

- zachovává vitalitu pulpy
- umožňuje ošetření klinických chyb (via falsa, perforace cavum pulpaie)
- pro definitivní náhradu dentinu

sleva:

15%

Aplikuje se pomocí kleští přímo z kapsle s tenkou kanylou. Míchá se v Biodentine míchače, která je součástí starter packu.
Starter pack obsahuje: 2x 10 ks Biodentine XP (200 a 500), aplikační kleště a míchací přístroj



Starter kit	30590,-	25990,-
200, 10ks	7790,-	6990,-
500, 10ks	9090,-	7270,-

Alveogyl

sleva více než:

20%

Ideální prevence suchého lůžka
Rychlé zmírnění bolesti
Chrání před infekcí



10g	1960,-	1560,-
-----	--------	--------

BioRoot RCS

Bioaktivní sealer pro trvalé kořenové výplně.

- Vynikající přilnavost k dentinu a gutaperčovým čepům.
- Hydrofilní - BioRoot RCS hermetický zapečetí i v přítomnosti vlhkosti.
- Bioaktivní obturace - stimuluje regeneraci kosti a podporuje periapikální hojení.
- Antimikrobiální - pH >11, uvolňuje hydroxid vápenatý.
- Čistě minerální složení - nezabaví zuby.
- Bez pryskyřice = nulové smrštění - vyrobený z čistého křemičitanu vápenatého.
- Skvělá zatékavost - utěsní i všechny vedlejší kanálky.
- Výška radioopacit 5 mm Al pro jasnou viditelnost na rentgenových snímcích.
- Balení obsahuje: 15g prášku a 35 ks pipet s tekutinou



sleva:

15%

15g + 35 pipet	8990,-	7190,-
----------------	--------	--------

Endomethason N

RTG kontrastní kořenová výplň bez obsahu paraformaldehydu a dexametasonu.
Set obsahuje: 14 g prášku a 10 g tekutiny.



set	3900,-	3510,-
prášek 14g	2960,-	2660,-
tekutina 10ml	1290,-	1150,-

BioRoot Flow

NOVÝ biokeramický tmel na kořenové kanálky v injekční stříkačce, díky kterému je obturace snadná a úspěšná při plnění za studena i za tepla.

- Stříkačka připravená k použití
- Optimální tloušťka a tekutost
- Bioaktivní a biokompatibilní materiál

Indikace

Trvalá výplň kořenových kanálků v kombinaci s gutaperčovými body v případě zanícené nebo nekrotické dřeně nebo po retreatmentovém zákroku.



stříkačka, 2g	4590,-	3990,-
---------------	--------	--------

TheraCal LC

Světlem tuhnoucí, pryskyřičí modifikovaný liner na bázi křemičitanu vápenatého pro přímé a nepřímé překrytí pulpy.
Ideální, unikátně stabilní a odolná náhrada hydroxidu vápenatého a skloionomerů.

Zkušební balení obsahuje: 1 g materiálu ve stříkačce a 15 aplikačních kanyl 19G.

Základní balení obsahuje: 4 x 1 g materiálu a 50 kanyl 19G.



TheraCal LC 4x1g + 50kanyl	4020,-	3595,-
TheraCal LC 1g + 15 kanyl	1280,-	1150,-

Endostar E3 Azure

EndoStar E3 Azure je inovativní systém vytvořený technologií Azure HT, jejímž cílem bylo vytvořit kořenové nástroje, které jsou extrémně flexibilní a odolné proti zlomení i v těch nejsložitějších klinických případech. Nemusíte nijak měnit své zaseté postupy ani endo-kolénko, systém podporuje jak rotační, tak reciproční nebo i kombinovaný způsob opracování kořenových kanálků.
Dostupné ve třech délkách: 21 mm, 25 mm a 29 mm.
Basic kit (3 ks): 30/08, 25/06, 30/04.
Big kit (3 ks): 35/04, 40/04, 45/04.
Small kit (3 ks): 20/06, 25/04, 20/04.
Refilly baleny po 6 ks.



Kupte 2 balení Endostar E3 Azure (6 nebo 3 ks) a získáte Endostar EASYdam (střední síla, zelená barva, 36 ks) ZDARMA

3ks	1140,-	1140,-
6ks	1680,-	1680,-

Endostar Revision

Rotační systém pro re-endo ošetření metodou crown-down.
Vyroben z nejkvalitnější slitiny nikl-titanu s tepelnou úpravou Azure. Nástroje jsou extrémně flexibilní, odolné proti zlomení, zároveň velmi pevné a účinné.
Balení Revision Set obsahuje:
Endostar REvision nástroje 30/08, 25/06, 20/04 délky 25 mm



Kupte 2 balení Endostar Revision (6 nebo 3 ks) a získáte Endostar EASYdam (střední síla, zelená barva, 36 ks) ZDARMA

3ks	1140,-	1140,-
6ks	1680,-	1680,-

FibreKleer

Kompozitní čepy ze skelných vláken.

Kónické, ve velikostech: 1,25 mm, 1,375 mm a 1,50 mm.

sleva více než:

20%



10 ks	1080,-	859,-
Vrtáček, 1ks	2301,-	1838,-

GC Fuji I kapsle

sleva
více než:

29%

Odstín: světle žlutá

50 kapslí

4636,-

3288,-

GC G-CEM kapsle

sleva
více než:

31%

Odstín: A2, AO3, TL, BO1, sortiment

50 kapslí

8806,-

5990,-

GC Fuji Triage kapsle

sleva
více než:

31%

Odstín: růžová, bílá

50 kapslí

5404,-

3675,-

GC Fuji IX GP kapsle

Nyní jen:
3.188,-sleva
více než:

33%

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

4796,-

3425,-

GC Fuji IX GP FAST kapsle

Nyní jen:
3.245,-sleva
více než:

33%

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

4869,-

3465,-

GC Fuji IX GP Extra kapsle

Nyní jen:
3.687,-sleva
více než:

34%

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

5667,-

3985,-

GC Fuji II LC
Improved kapsleNyní jen:
3.665,-sleva
více než:

35%

Odstín: A2, A3, B3

50 kapslí

5703,-

4045,-

GC Fuji Plus kapsle

Nyní jen:
3.779,-sleva
více než:

37%

Odstín: A3, žlutá

50 kapslí

6030,-

4180,-

GC Fuji Plus plv./liq.

Nyní jen:
3.459,-sleva
více než:

26%

Odstín: A3

1-1

4714,-

3734,-

GC Fuji II LC
Improved plv./liq.

Tekutina 6,8g

2144,-

1820,-

Prášek 15g

2510,-

2140,-

3-2 balení: 3 x 15g prášku (A2, A3,
B3) a 2 x 8g tekutiny

10106,-

8600,-

Fuji I 1-1

sleva
více než:

18%

Odstín: světle žlutá

1-1 (plv. + liq.)

4131,-

3350,-

GC Fuji Triage 1-1

sleva
více než:

20%

Odstín: růžová, bílá

1-1

3275,-

2597,-

Diamantové pásky s pilkou

Diamantové pásky a separační pilka v jednom pro anatomickou konturaci aproximálních oblastí. Vhodné na kompozitní, skloionomerní i amalgámové výplně.
2 hrubosti: jemné (30 µm - červené) a superjemné (15 µm - žluté)



10ks ~~1690,-~~ **1435,-**

Diamantové pásky perforované

Diamantové pásky s perforací pro anatomickou konturaci aproximálních oblastí. Rychlá interdentalní separace pomocí řezací pilky na hraně pásky.
3 hrubosti: super jemné - žluté, jemné - červené a střední - modré



10ks ~~1490,-~~ **1265,-**

ProTaper Next

Nová generace Protaperů určená pro endo-odborníky hledající všestranný, flexibilní systém pro ošetření většiny kořenových kanálků. Riziko poškození nástroje je výrazně nižší a ještě lépe zachovávají původní anatomii kanálku.



Kupte 3 balení ProTaper Next (3ks) podle svého výběru a získáte 1 Set X1-X3 délky 25mm ZDARMA

Set X1 - X3, 3ks, 25mm **1888,-**

Palodent V3

Systém sekčních matic pro snadné zhotovování přirozeně vypadajících výplní kavit II. třídy.

• Poskytuje předvídatelné a těsné body kontaktu, těsný krčkový uzávěr, zjednodušují dokončování a minimalizují leštění.

Pět velikostí matic:

• 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm

• Ve dvou provedeních:

• klasické a s EZ potahem - mikro tenký nepřilnavý povrch pro snadné odstranění matrice.



Kupte 4 balení matic podle svého výběru a získáte kroužek ZDARMA

Palodent V3 Matrice, 50 ks **1766,-**

Palodent V3 kroužek univerzální **4209,-**

Duo Link Universal

- **Duálně tuhnutí cement pro fixaci všech nepřímých náhrad.**
- Světelná polymerace pro okamžité dokončení, chemická pro úplné dotužení pod náhradami nebo v kanálku.
- Po 1 minutě zgumovává - snadné odstranění přebytků.
- Výrazně viditelný na rentgenových snímcích.
- Ideální pro všechny CAD/CAM náhrady.



Univerzální odstín, 8g ~~2500,-~~ **2250,-**

All-Bond Universal

- Univerzální pro totální leptání, samoleptání i selektivní leptání.
- Kompatibilní s chemicky, světlem i duálně tuhnutími kompozitními pryskyřicemi a cementy.
- Vhodné pro všechny přímé i nepřímé bondovací techniky.



4ml ~~2700,-~~ **2430,-**

FenderWedge

Speciální plastové klínky s integrovaným ocelovým plíškem.

Chrání přilehlý zub během preparace - téměř ve 2/3 případů dochází k poškození při preparaci kavit II. třídy!

Dostupné ve 4 velikostech klínku: XS (fialové), S (oranžové), M (zelené) a L (žluté).

Sada obsahuje: 50 ks od každé velikosti.



sleva: **25%**

sada 4 x 36ks ~~4210,-~~ **3159,-**

refill 36ks ~~1240,-~~ **930,-**

FenderPrimary

Unikátní kombinace preparačního štítu (FenderWedge) a sekční matrice (FenderMate) pro výplně II. třídy dětských zubů.

Zajišťuje rychlou, jednoduchou a bezpečnou opravu mléčného zubu. Speciální tvar špičky umožňuje stlačení gingivy bez poškození a snižuje tak riziko krvácení. Před výplní je možné klínky a plátek ohnout a tak adaptovat podle tvaru zubu.

K dispozici ve dvou velikostech - dlouhé (L) a krátké (S).



sleva: **25%**

sada 2 x 18ks ~~1820,-~~ **1365,-**

refill 18ks ~~1050,-~~ **789,-**

FenderMate

Speciální klínkové matrice pro zajištění dokonalého bodu kontaktu u výplní II. třídy.

Snadné zavádění - stejně jako klínky.


Pevná adaptace cervikálních okrajů - žádná přesahy výplně přes kavitu!

Flexibilní křídélka využívají tlak pro udržení separace a cervikální adaptaci.

K dispozici ve dvou tloušťkách - střední (tmavé) a úzká (světlé), provedení levé (zelené) nebo pravé (modré).

Sada obsahuje 18 ks od každého provedení.

FenderMate D-Coat: materiál v tmavé matné barvě pro lepší přehled díky vynikajícímu kontrastu.



sleva: **25%**

sada 4 x 18ks ~~6690,-~~ **4999,-**

refill - 18ks ~~1950,-~~ **1460,-**

Kartáčky nylonové

Nylonový lešticí kartáček montovaný na mandrele. Ideální pro profesionální čištění zubů.

sleva více než:

19%



100ks ~~1100,-~~ **887,-**

Polishing cups Medistock

Lešticí kalíšky vyrobené z gumy, montované na mandrele.

Opatřeny vnitřními lamelami, které drží depuralizační pastu uvnitř kalíšku brání rozstříkávání. Bílá barva.

sleva více než:

19%



144ks ~~1100,-~~ **887,-**

KaVo Spray

Vysoce kvalitní univerzální péče, Zajišťuje dlouhodobou životnost nástrojů KaVo, Hnací plyn šetrný k životnímu prostředí,



500ml ~~1290,-~~ **1158,-**

MaxCem Elite

Dvousložkový, samoleptací, duálně tuhnoucí kompozitní fixační cement typu pasta-pasta.

Odstíny: bílý, opákní, čirý a žlutý

sleva:

25%



refill - 2x 5 g

4168

3126,-

OptiDisc



sleva více než:

20%

velikosti: **OptiDisc refill 9,6 mm:** hrubý 80 ks (4197) | středně hrubý 100 ks (4181) | jemný 100 ks (4182) | velmi jemný 100 ks (4183)
OptiDisc refill 12,6 mm: hrubý 80 ks (4198) | středně hrubý 100 ks (4184) | jemný 100 ks (4185) | velmi jemný 100 ks (4186)
OptiDisc refill 15,9 mm: hrubý 80 ks (4199) | středně hrubý 100 ks (4191) | jemný 100 ks (4192) | velmi jemný 100 ks (4193)

Refill: 80ks/100ks

1100

872,-

Vertise Flow

Samoadhezivní flow kompozitní materiál pro malé výplně třídy I. a II., liner, pečetení fisur a opravy keramiky.

Odstíny: A2, A3.

sleva
více než:

33%



Refil 2x2g

3060,-

2039,-

OptiShade

sleva
více než:

25%

Systém OptiShade s využitím technologie Adaptive Response Technology pokrývá všech 16 klasických odstínů VITA® pomocí pouhých 3 odstínů.

Můžete se spolehnout na prvotřídní vlastnosti při zpracování a současně získáte vysoce estetické náhrady, zjednodušíte si správu skladových zásob a ušetříte čas při výběru odstínů.



Stříkačky 4g

1989

1485,-

Kompule 10ks

1591,-

1188,-

Kompule 20ks

2388,-

1785,-

OptiBond Gel Etchant

37.5% kyselina fosforečná určená k leptání dentinu a skloviny.

• Jasná fialová barva, příjemná viskozita, snadno se oplachuje.

• Gel je zcela a snadno bez námahy smývateľný a nabízí i pohodlí aplikace stříkačkou.

sleva
více než:

20%



Gel etchant 30 g + přísl.

2378,-

1899,-

SimpliShade Bulk Fill

Systém jednoho odstínu

Díky použití jednoho odstínu, který hladce splyne se všemi 16 klasickými odstíny palety VITA®, vám SimpliShade™ Bulk Fill ušetří čas při výběru odstínů a řízení zásob.

Jeden krok

Vytvářejte výplně v jednom kroku a zбудьте se nutnosti používat krycí vrstvu. Díky zdokonalenému mechanismu vytvrzování umožňuje SimpliShade™ Bulk Fill snadno dosáhnout hloubky polymerace až 5 mm v jediném kroku.



sleva více než:

25%

Stříkačka 4g

1855,-

1388,-

Kompule 20x0,25g

2459,-

1839,-

Charisma Classic

Mikrohybridní kompozitum pro monochromatické rekonstrukce.

Odstíny: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, OA3 a OA3,5.

sleva více než:

20%



stříkačka 4g

730,-

569,-

Charisma Bulk Flow ONE

Jednodstínný bulk fill flow kompozit pro každodenní použití.

Nízká kontrakce, vysoká pevnost v ohybu a odolnost proti opotřebení zajišťují dlouhou životnost náhrad, které vydrží zátěž v distálním úseku. V balení ke každé stříkačce dostanete 5 aplikačních kanyl.

sleva více než:

20%



2 g + 5 kanyl

1050,-

835,-

SimpliShade Bulk Fill Flow

Zatékavý materiál s jedním odstínem pro maximální jednoduchost

Systém jednoho odstínu

Díky použití jednoho odstínu, který hladce splyne se stěnami kavity ve všech 16 klasických odstínech palety VITA®, vám SimpliShade™ Bulk Fill Flow ušetří čas při výběru odstínů a řízení zásob.

Úspora času

Zjednodušíte si pracovní postup do jednoho jediného kroku a vytvrzujete až do hloubky 5 mm před přidáním překrývací vrstvy.

sleva více než:

25%



Stříkačky 2x2g

1855,-

1388,-

Kompule 20x0,25g

2459,-

1839,-

Neo Spectra ST

Neo Spectra ST je univerzální výplňový materiál. Užijte si jednoduchou a snadnou manipulaci při použití viskozity dle vašeho výběru.

Odstín: A1, A2, A3, A3,5, A4

Viskozita: LV, HV



Kupte 3 balení Neo Spectry ST dle Vašeho výběru a získáte balení odstín A2 ZDARMA

LV / HV / Effects stříkačka, 3 g

1278,-

LV / HV / Effects kompule, 16x 0,25 g

1704,-

Neo Spectra ST Flow

Zatékavý výplňový materiál.

Dostupné odstíny: A1 (odpovídá A1, B1, C1), A2 (pro A2, B2, D2), A3 (pro A3, C2, D3, D4), A3,5 (pro A3,5, B3, B4, C3), A4 (pro A4, C4), BW (pro bělené zuby), D1 (opákní dentin), D3 (opákní dentin) a E1 (translucentní sklovina).



Kupte 3 balení Neo Spectry ST Flow dle Vašeho výběru a získáte balení odstín A2 ZDARMA

ST Flow stříkačky, 2x 1,8 g

1585,-

SDR Plus

Zatékavý materiál typu bulk-fill.

Odstíny: Universal, A1, A2 a A3.



Kupte 3 balení SDR Plus dle Vašeho výběru a získáte balení odstín Universal ZDARMA

15x 0,25 g

1834,-

Aplikační štětečky

Ohebné aplikátory, které jsou rezistentní vůči kyselému prostředí a rozpouštědlům. Flexibilní násadka umožňuje aplikaci i v těžko přístupných místech. Používají se pro nanášení malých množství tekutin, jako např. bondů, pečidel, leptadel, linerů apod.

Sortiment balení: 100x Fine tmavě zelené, 100x Fine světle zelené, 100x Super Fine fialové, 100x Medium světle modré

sleva
více než:

29%

400 ks

Superfine (fialová)

Fine (zelená)

Medium (modrá)

1152,-

549,-

5ml

3199,-

1490,-

5ml

2645,-

1390,-

Stae

Jednosložkový adhezivní systém 5. generace na sklovinu i dentin. Obsahuje radikální resinový systém, který výrazně snižuje velikost spáry a smršťování. Rozpouštědlo je směs acetonu a vody a účinkuje na suchém i vlhkém povrchu. Stae účinně a homogenně proniká hybridní vrstvou a zajišťuje vynikající vazbu k zubu. Stae je vhodný pro bondování kompozitů, kompoerů a porcelánu.



Zipbond Universal je jednosložkové univerzální adhezivum uvolňující fl uoridy, kompatibilní s technikami samoleptání, selektivního leptání a celkového leptání.

Riva LC light cure
prášek + tekutina

Radioopákní světlem tuhnutí pryskyřičí modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetění fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů.



Balení: 1x15g prášek, 1x7,2 ml tekutina, odstíny: A2, A3

2212,-

1690,-

Riva SC self cure
prášek + tekutina

Radioopákní chemicky tuhnutí skloionomerní výplňový materiál s vysokou viskozitou, která je čtyřikrát vyšší než u Riva SC. Používá se jako náhrada dentinu, ART techniku, pro podložky, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů.



Balení: 1x15g prášek, 1x7,2 ml tekutina, odstíny: A2, A3

1617,-

1290,-

Riva Luting

Ideální radioopákní chemicky tuhnutí skloionomerní fixační cement. Díky vynikající adhezi k zubům, vysokému uvolňování fluoridu a zatékavosti, je použitelný pro široké spektrum klinických aplikací. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Kapsle, 50ks

4921,-

3990,-

35g prášek + 24,3ml tekutina

3239,-

2590,-

Riva LC light cure
kapsle

Radioopákní světlem tuhnutí pryskyřičí modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetění fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů.



Odstíny: A2, A3, 45x kapsle,, tvrdost: normal nebo HV (tvrdá)

4575,-

2990,-

Odstíny: A1, A3.5, A4, C4, sortiment, 50x kapsle

5654,-

3890,-

Riva SC self cure
kapsle

Radioopákní chemicky tuhnutí skloionomerní výplňový materiál s vysokou viskozitou, která je čtyřikrát vyšší než u Riva SC. Používá se jako náhrada dentinu, ART techniku, pro podložky, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů.



Odstíny: A2, A3, 45x kapsle,, tvrdost: normal nebo HV (tvrdá)

4608,-

2990,-

Riva Luting Plus

Ideální radioopákní, chemicky tuhnutí, pryskyřičí modifikovaný skloionomerní cement pro fixaci korunek, můstků a onlejí. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Kapsle, 50ks

5806,-

4490,-

25g prášek + 8,95ml tekutina

3288,-

2490,-

Riva Cem Automix

Riva cem automix je pryskyřičí modifi kovaný, skloionomerní fi xační cement, chemicky tuhnutí ve formě pasta/pasta uvolňující fl uoridy. Je určen k defní nitivnímu cementování metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátů. Je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světlem.



2x 4 g stříkačka automix, 16x aplikační koncovky

3554,-

2390,-

Kapsle, 50ks

6651,-

4988,-

Riva Protect

Riva Protect je ideálním produktem pro pacienty s velkým počtem zubních kazů – přilne přímo na zub, posílí spodní strukturu a efektivně zub ochrání před škodlivými bakteriemi a kyselinami



Riva Silver

Radioopákní, stříbrem modifikovaný skloionomerní, chemicky tuhnutí výplňový materiál. Vyznačuje se vynikající adhezí k zubu, trvalým uvolňováním fluoridu a vysokou tlakovou pevností. Díky svým vlastnostem je optimální výplňový materiál pro široké klinické použití. Riva silver má světle šedý odstín. Kapsle obsahují 18 % stříbra, prášek/tekutina obsahuje 21,6 % stříbra.



Kapsle, 50ks

8344,-

6490,-

32 g prášek, 8.9 ml tekutina

7185,-

5590,-

Pola Rapid 6%

Pola Rapid je nové ordinační bělení s vyšší viskozitou, které lze snadno a rychle aplikovat. Bezpečně vybělí zuby za 45 min. Díky modrému zabarvení gelu má lékař stále přehled o jeho aplikaci. Při aplikaci není potřeba používat gingivální bariéru. Pola Rapid je vhodná na bělení vitálních i devitalizovaných zubů. Obsahuje dusičnan draselný, který zabraňuje následné citlivosti zubů.

Účinná látka: hydrogen peroxid



Balení pro 1 pacienta:
2.8 ml stříkačka

~~2848,-~~

1490,-

Balení pro 3 pacienty:
3x 2.8 ml stříkačka

~~7045,-~~

3490,-

Pola Day 6%

Pola Day je pH neutrální gel s obsahem hydrogen peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.

Účinná látka: hydrogen peroxid



Balení: 4x 1.3 g stříkačka

~~1456,-~~

1090,-

Balení: 10x 1.3 g stříkačka

~~3002,-~~

2490,-

Pola Luminare 6%

Jednoduchý nástroj pro udržení jasného, bílého úsměvu mezi návštěvami lékaře. Rychleschnoucí gel s nízkou viskozitou umožňuje vytvoření tenkého filmu na povrchu zubu s minimální dobou schnutí.



Balení: 5.5 ml

~~1440,-~~

1250,-

Pola Light

Pola Light je pokročilý systém na bělení zubů, který je spojením oceněného bělicího gelu a LED náustku pro rychlejší domácí bělení. Rychle působí a zuby jsou vybělené za pouhých 5 dní. Lze dobýjet pro další bělení zubů. Systém se používá v kombinaci s gelem Pola Day. Gel zajišťuje extra hydrataci, zmírňuje přecitlivělost a remineralizuje zubní sklovinu.

Účinná látka: hydrogen peroxid



Balení: 1 ks Pola Light náustek,
4x 3 g stříkačka Pola Day

~~3645,-~~

2490,-

Balení: 3 g stříkačka Pola Day

~~485,-~~

419,-

Balení: 50x 3 g stříkačka
Pola Day

~~22018,-~~

17990,-

Pola Night 16%

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení EKO: 4x 3 g stříkačka

~~1207,-~~

1090,-

Balení: 10x 1.3 g stříkačka

~~3002,-~~

2490,-

Balení EKO: 45x 1.3 g
stříkačka

~~7901,-~~

5490,-

Pola Night 10%

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení: 4x 1.3 g stříkačka

~~1456,-~~

1090,-

Balení: 10x 1.3 g stříkačka

~~3002,-~~

2490,-

Whiteness Perfect 16%

Systém pro bělení zubů Whiteness Perfect je gel na bázi 16% peroxidu vodíku. 5x oceněný Dental Advisor jako nejlepší gel pro domácí bělení na americkém trhu.

Nízká sensitivita: obsahuje fluorid sodný a dusičnan draselný
Excelentní viskozita: snadná aplikace a manipulace
pH blízké neutrální hodnotě

3 g stříkačka vystačí na 9 aplikací

Vysoký obsah vody udržuje zuby hydratované

Doba aplikace: 3 až 4 hodiny



3g, 1 stříkačka

330,-

AKCE: 1x Kit + stříkačka 3g
ZDARMA

~~1820,-~~

1490,-

AKCE: 2x Kit + 3x stříkačka 3g
ZDARMA

~~3970,-~~

2980,-

AKCE: 3x Kit + 1x Kit (5x3g)
ZDARMA

~~5960,-~~

4470,-

Opalescence Boost

PROFESIONÁLNÍ ORDINAČNÍ BĚLENÍ K LÉČBĚ
MEDICÍNSKÝCH ZMĚN ODSTÍNŮ ZUBŮ

Bělicí gel s 40% peroxidu
vodíku.

• Pouze na 2x20 min při
jedné návštěvě.

• pH 6,9 po smíchání –
šetrný ke sklovině.

Balení: Pacient kit (pro 1
pacienta), Intro kit (pro 2
pacienty), refill.



sleva: **20%**

Pacient kit

~~3870,-~~

3100,-

Intro kit

~~7060,-~~

5650,-

Opalescence PF 16%

Noční bělení Opalescence® PF
10% = 10% karbamidu peroxidu.
Doba jedné aplikace 8 - 10
hod/noc.

Denní bělení Opalescence® PF
16% = 16% karbamidu peroxidu.
Doba jedné aplikace 4 - 6
hod/den

Jediný viskózní lepkavý gel s
postupným uvolňováním peroxidu
vodíku pro trvalé bělení

Příchut': máta nebo bez příchutě.
Pacient Kit: 8 x 1,2 ml bělicího
gelu ve stříkačkách, 30 ml Bělicí
pasta Opalescence, krabičku na
nosiče, taštičku Opalescence a
kartičku se vzorníkem odstínů.



sleva:

10%

Pacient Kit

~~2670,-~~

2400,-

Opalescence bělicí pasta

Unikátní složení pomáhá udržet zářivé, bílé zuby.
Bezpečná pro každodenní použití, vhodná pro celou
rodinu.

Účinné, rychlé uvolňování fluoridu

Opalescence Cool Mind – 4,8x větší absorpce fluoridů
sklovinou

Opalescence Sensitive – snižuje citlivost zubů

sleva:

10%



Sensitive

~~305,-~~

275,-

Cool Mint

~~285,-~~

255,-

Opalescence Go

Profesionální bělení zubů na doma - okamžitě k použití Opalescence
Go 6%

Jednorázový nosič předplněný bělicím gelem s 6% peroxidu.

Pacient Kit: 10 dolních a 10 horních nosičů a bělicí pastu 28 g.

Mini Kit: 4 dolní a 4 horní nosiče



sleva:

25%

pacient kit - máta
nebo meloun

~~2390,-~~

1890,-

Mini kit -
máta

~~1170,-~~

900,-

Prophy Pasta CCS

sleva více než:

20%

CCS: Pofylaktické leštící pasty obsahující fluorid. Abrazivní účinek na zabarvených povrchích a místech se silnou vrstvou plaku. Hrubosti: modrá (hrubá - RDA 250, 125 mikronů), červená (jemná - RDA 120, 20 mikronů) Pofylaktické leštící pasty obsahující fluorid. Obsahuje znečistivující složky pro odstranění hypercitivnosti



CCS tuby - 96 g

810,-

643,-

Prophy Pasta HAp

Profylaktická pasta bez fluoridů a parabenů. Obsahuje hydroxyapatit, který účinně blokuje otevřené dentinové tubuly na obnaženém povrchu dentinu. Okamžitá úleva od přecitlivělosti. Jemná mátová chuť.



sleva více než:

25%

60g

930,-

689,-

Prophy Pasta PRO Lila

Univerzální profylaktická pasta - čistí, leští, odstraňuje citlivost.

- Stejná pasta účinně odstraní pigmenty (RDA 20) a postupně se zjemní pro vynikající leštitelnost (RDA 5).
- Díky obsahu fluoridu 0,1% podporuje prevenci před zubním kazem.
- Obsahuje znečistivující složky pro odstranění hypercitivnosti, optimální pro scalingu.
- Optimální konzistence pro nízkou spotřebu - homogenní, při použití se neroztříkne.
- Jemná mátová příchut', neutrální pH (5-6).



84g

970,-

sleva více než:

20%

775,-

Prophytux

Třívrstvé roušky pro ochranu pacienta při čištění zubů AirFlow technikou.

Barvy: bílá nebo světle modrá.

Rozměr: 60 x 54 cm.



40ks, bílá nebo modrá

420,-

375,-

Prophy pasta Gelato

Pasta s obsahem fluoridů pro profesionální čištění zubů. Tvořena směsí jedinečných čistících a leštících činidel. Maximalizuje odstranění skvrn při minimální ztrátě skloviny. Napomáhá udržet účinnou úroveň fluoridů. Posiluje zubní sklovinu a zajišťuje prevenci zubních kazů. Dvě vynikající příchutě - dvě hrubosti: mátová - středně hrubá (70-90 mikronů) a višňová - hrubá (100-125 mikronů).



340 g

939,-

849,-

Cleanic profylaktická pasta

Možnost výběru: Máta s fluoridem (3380); Zelené jablko, s fluoridem, bez mentolu (3382); Light s fluoridem, (3384); Máta bez fluoridu (3183); Berry Burst s fluoridem (3386)



100g

769,-

sleva:

20%

615,-

Smart Prophy kartáčky

Nylonové leštící kartáčky dostupné ve třech tvrdostech s barevným kódováním. Tvrdosti: měkké (růžové), střední (fialové) a tvrdé (modré).

sleva více než:

20%



10ks

250,-

195,-

Mirafluor gel

Fluoridační gel pro profylaxi s 1,23% fluoridů.

- Zvyšuje odolnost skloviny proti kyselému prostředí.
- Snižuje tvorbu zubního plaku.
- Urychluje remineralizaci.

Příchut': máta nebo jahoda

sleva:

13%



250ml

799,-


699,-

Fluorizační lžičky

Lžičky z měkkého plastu pro aplikaci fluoridových gelů. Anatomicky tvarované s držadlem pro snadnou manipulaci.

Lžička je oboustranná pro horní i dolní čelist současně.

3 velikosti: S, M, a L.



50ks

359,-

329,-

Prášek classic ABC FAST

Profylaktický prášek k odstranění zubního plaku a zubního kamene.

- **Fast** obsahuje hydrogenuhličitan sodný, hydrofobní oxid křemičitý, sacharinát sodný.
- **Příchutě** broskev, citron, jahoda.



FAST - 300 g, broskev

560,-

498,-

Prášek subgingival ABC GENTLE MINI

Profylaxní prášek, používá se do Air polisheru pro subgingivální ošetření k odstranění biofilmu a zubního kamene.

- Obsahuje: Glycin, amorfni oxid křemičitý.
- Šetrný glycerinový prášek nezpůsobuje žádné poškození tkání, jeho použití je bezbolestné.



Gentle Mini 25 µm - 120 g

560,-

498,-

Prášek supragingival ABC GENTLE

Profylaxní prášek, používá se do

Air polisheru pro supragingivální ošetření k odstranění biofilmu a zubního kamene.

- Obsahuje: Glycin, amorfni oxid křemičitý.
- Balení: 120g, 65 µm



Gentle 65 µm - 120 g

560,-

498,-