

## Drydent

Udržuje kontrolu nad vlhkostí v ústech, i když je zcela nasycený. Vyrobený ze savého materiálu, který poskytuje maximální komfort pro pacienta v průběhu jakékoliv léčby. Obě varianty dostupné ve velikostech S a L.

**Balení:** na tvář - vel. S i L - 50 ks. Pod jazyk - vel. M - 50 ks a vel. L - 40 ks.



sleva více než:

25%

na tvář - 50 ks

520,-

382,-

pod jazyk - 40 ks / 50 ks

930,-

685,-

## Zubní válečky



č. 1 - průměr 8mm,  
č. 2 - průměr 10mm  
č. 3 - průměr 12mm

220,-

199,-

## Thienelino dětské ZK

Měkké, tvarované štětiny kartáčku pro správné vyčištění zadních zoubků. Pohodlná, široká rukojeť, přísavka na konci.

**Barvy:** modrá, zelená, červená a růžová.



12ks

170,-

148,-

## Apron č.3

Pacientské bryndáky vyrobené z polyetylenu a savé měkké celulózy.

**Barvy:** bílá, zelená, tmavě modrá, světle modrá, blankytná, světle oranžová, tmavě oranžová, šedá, vínová, žlutá a růžová.

**Rozměry:** 60x54 cm - 80 ks a 80x54 cm - 60 ks.



60 x 54 cm - 80 ks

330,-

290,-

80 x 54 cm - 60 ks

330,-

290,-

## Ručníky Tork



300ks

119,-

108,-

## Mikrozyd

## Mikrozyd Sensitive

• Rychlá dezinfekce povrchu - expozice 1 min.

• Neobsahuje alkohol ani aldehydy  
• Vhodné pro všechny typy povrchů, především povrchy citlivé na alkohol  
• Hotový roztok - přímé použití

## Mikrozyd AF Liquid

• Přípravek pro dezinfekci postřikem na plochy a předměty.

• Účinný proti bakteriím, mykobaktériím, mikroskopickým kvasinkovitým i vláknitým houbám a širokému spektru virů.

• Bez formaldehydu, jako účinné látky obsahuje alkoholy, glutaraldehyd a kvarterní amonné soli.



750ml Sensitive

300,-

270,-

750ml AF Liquid

290,-

260,-

## Sterilní rukavice

Sterilní rukavice nepudrované.



50 párů, cena za jeden pár,  
velikost 6,5 nebo 7,5

26,-

23,-

## Rotasept

• Určen pro manuální čištění a dezinfekci vrtáků, diamantových brusek, řezných a dalších rotačních nástrojů.

• Spektrum účinnosti:  
• baktericidní  
• mykobaktericidní  
• fungicidní  
• levurocidní  
• virucidní



sleva více než:

25%

2l

940,-

688,-

## Injekční stříkačky



2ml, 100ks, Braun

119,-

108,-

5ml, 100ks, Braun

176,-

159,-

2ml, 100ks, Chirana (modré)

136,-

112,-

## Rukavice nitrilové bez pudru



200 ks

220,-

198,-

100ks

229,-

209,-

## Rukavice latexové bez pudru



100ks

327,-

292,-

## Rukavice Comfort



## Vata buničitá dělená

Hartmann, 4x5cm,  
500ks~~48,-~~

43,-

Batist, 4x5cm  
2x500ks~~77,-~~

69,-

## Vata buničitá přířezy

1kg,  
Batist~~184,-~~

166,-

500g,  
Hartmann~~115,-~~

103,-

Otevírací doba  
během prázdnin:  
Po – Pá: 7:00-14:00

Děkujeme za pochopení

Přejeme Vám krásné  
prázdniny

## Mikroaplikátory

Regular, Fine,  
Superfine á 100ks~~187,-~~

169,-

## Kompresy nesterilní

nesterilní  
5x5cm~~45,-~~

41,-

nesterilní  
7,5x7,5cm~~72,-~~

65,-

## Kompresy sterilní



sterilní 5x5cm

~~109,-~~

99,-

sterilní  
7,5x7,5cm~~159,-~~

148,-

Gutaperčové čepy  
kalibrované, kónicita .02Kón.: .02, 120ks, sada nebo  
jednotlivé velikosti~~239,-~~

215

Gutaperčové čepy  
kalibrované, kónicita  
.04 nebo .06Kón.: .04, .06, 60ks,  
sada nebo  
jednotlivé velikosti~~317,-~~

285,-

Gutaperčové čepy  
kalibrované Pro-R60ks, sada nebo  
jednotlivé velikosti~~317,-~~

285,-

Speciální  
milimetrově  
značené  
gutaperčové  
čepy pro  
použití s  
nástrojem  
Reciproc

Papírové čepy  
kalibrované, kónicita .02Kón.: .02, 200ks, sada  
nebo jednotlivé velikosti~~160,-~~

144,-

Papírové čepy  
kalibrované, kónicita  
.04 nebo .06Kón.: .04, .06,  
100ks, sada nebo  
jednotlivé velikosti~~218,-~~

196,-

Papírové čepy  
kalibrované Pro-R100ks, sada nebo  
jednotlivé velikosti~~218,-~~

196,-

## ORBI-Sept vlhčené ubrousky, bez alkoholu

Vlhčené ubrousky bez alkoholu pro rychlou dezinfekci invazivních a neinvazivních zdravotnických prostředků a pro dezinfekci povrchů.



25x25 cm, 80ks

430,-

398,-

## Orbi-Sept SD Plus dezinfekce na plochy

Rychlá dezinfekce připravená k okamžitému použití pro profylaktickou dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků odolných proti alkoholu.



2,5l

1169,-

1069,-

## Čistič plivátek

Roztok připravený k přímému použití, pro čištění a údržbu plivátek v ordinaci. Přípravek má dezinfekční účinek a je vhodný i pro použití v dřezech a na obklady a dlaždice. Odstraňuje zbytky krve, vodní kámen, zabarvení a otiskovací hmoty. Přípravek po nanesení zanechává na povrchu povlak, který snižuje ulpívání nových nečistot.



750ml

409,-

368,-

## ORBI-Sept dezinfekce nástrojů Plus

Koncentrát pro každodenní dezinfekci nástrojů. Splňuje požadavky na kompletní virucidní ochranu a je zdravotnickým produktem, který splňuje nejvyšší standardy dezinfekčního výkonu a materiálové kompatibility pro všechny (chirurgické) nástroje v zubních ordinacích.



1l

613,-

552,-

## ORBI-Sept čistič sání

ORBI-Sept čistič sání je nízko pěnlivý čistící koncentrát pro čištění dentálních odsávacích systémů včetně jejich odtokových potrubí. Pro týdenní použití. Při pravidelném používání brání usazeninám a ucpání nebo existující usazeniny rozpustí.



2,5l

771,-

698,-

## ORBI-Sept dezinfekce na povrchy a podlahy, koncentrát

Bezaldehýdový dezinfekční koncentrát pro dezinfekci a čištění povrchů a velkých ploch. Bez alkoholu.



2,5l

829,-

746,-

## ORBI-Sept dezinfekce otisků

Pro dezinfekci všech dentálních otisků.



2,5l

822,-

740,-

## ORBI-Sept dezinfekce na povrchy

Rychlá dezinfekce připravená k okamžitému použití pro profylaktickou dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků odolných proti alkoholu.

aroma: cool fresh



2,5l

723,-

651,-

## ORBI-Sept dezinfekce na povrchy bez alkoholu

Dezinfekce na povrchy bez alkoholu pro profylaktickou dezinfekci povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků. Mimořádně vhodný pro použití na povrchy citlivé na alkohol.



2,5l

762,-

686,-

## ORBI-Sept dezinfekce vrtáčků

Pro čištění a profylaktickou dezinfekci zubních vrtáčků a rotačních nástrojů. Vhodný také pro ultrazvukové čističky.



2,5l

704,-

634,-

## ORBI-Sept dezinfekce nástrojů

Koncentrát pro přípravu dezinfekčního roztoku pro ruční čištění a profylaktickou dezinfekci termolabilních a termolabilních nástrojů ponořením do lázně.



2,5l

1290,-

1161,-

## ORBI-Sept dezinfekce odsávacího zařízení

Vysoce účinný koncentrát pro čištění, dezinfekci a péči o odsávací systémy zubních souprav. Je bez aldehydu, nepění. Díky vysoké čistící síle odstraní i odolné usazeniny. Široké spektrum působení, vysoká kompatibility, použitelný i v systémech se separátory amalgámu. Pravidelné používání zamezuje vzniku nepříjemných pachů.



2,5l

982,-

884,-

## Míchací skleněná deska

Skleněná podložka pro míchání cementu, broušená a leštěná na všech stranách, hrany zkosené.

- neklouzávavý povrch
- snadno se čistí
- jednostranně matované



95x70mm, 1kus

~~89,-~~**79,-**Profylaktické  
leštící kartáčky

Rotační kartáčky pro profesionální čištění a leštění povrchu zubů, kolénkový násadec RA, smontovaný komplet.

- pro jednorázové použití
- 100% nylonová vlákna bez latexu
- bílý (normal): ideální pro čištění a leštění povrchů zubů
- růžový (soft): ideální pro citlivé zuby a použití u dětí
- vhodné pro čištění rovnátek

100ks, bílá  
nebo růžová~~1085,-~~**998,-**Kartáč na čištění  
vrtáček

Pro hrubé předčištění vrtáček. Nylonové čistící kartáče jsou také vhodné pro předčištění při ošetřování všech nástrojů.



mosaz

~~84,-~~**74,-**

nylon

~~109,-~~**99,-**Intraorální špičky  
úzké bílé

Intraorální špičky bílé, vhodné pro hnědé míchací kanyly. Široké nebo úzké



50ks

~~594,-~~**568,-**

## Leštící spirála

Dvoustupňový leštící systém s diamantovými zrny pro dosažení vysokého lesku na všech kompozitních materiálech. Pro opracování kompozitů a hybridní keramiky okluzně, incizálně, labiálně, bukalně, lingválně a aproximálně. Dvě speciálně sladěné hrubosti zrn pro dosažení nejlepších výsledků i na velmi tvrdých kompozitech:

Krok 1: Středně zrnitá růžová leštící spirála pro předleštění

Krok 2: Šedá leštící spirála s jemným zrnem pro leštění do vysokého lesku

- tvar vhodný pro každou povrchovou texturu
- brilantní výsledky leštění s intuitivním použitím
- speciální leštící geometrie snižuje vývin tepla, zachovává strukturu povrchu a je mimořádně odolná

Růžová nebo  
šedá, 10ks~~3628~~**3285,-**

## Diamantová leštící pasta

Ve vodě rozpustný diamantový leštící prostředek s kvalitními přírodními diamanty se stejnou velikostí zrna 2 µm pro vysoký lesk keramiky, vzácných kovů a NEM slitin. Úspěšné použití díky dávkovací stříkačce.

Upozornění:

Diamantová leštící pasta není určena pro intraorální použití!



Stříkačka 5g

~~614,-~~**568,-**

## Alginate Blue – rychle tuhnoucí

Bezprašný, rychle tuhnoucí, přesný alginát pro totální a parciální otiskování.

Doba vytvrzení v ústech 40 s, celková doba tuhnutí 2 min.

- mátová příchut'
- neobsahuje olovo a kadmium
- vysoká stabilita po sejmutí otisků
- vysoká pevnost v trhu



453g

~~338,-~~**308,-**

## Alginate color

Inovativní, rychle tuhnoucí alginát s barevnou indikací jednotlivých fází ve třech stupních. Míchací fáze, ústní fáze (asi 40 s) a doba tuhnutí (asi 2 minuty po zahájení míchání) jsou indikovány změnou barvy. Pro výrobu studijních modelů, kontrabitových modelů, pracovních modelů pro výrobu ortodontických prací, snímatelných a dočasných náhrad. Vanilková příchut', světle modrá barva.



450g

~~376,-~~**309,-**

## A-silikon Classic

Klasický precizní otiskovací systém založený na bázi A-silikonu. Pro všechny otisky, u nichž je důležitá maximální přesnost. Materiál Putty má vynikající hladkost a nelepivost a při konečné tvrdosti Shore A 70 zajišťuje vysoce přesnou a detailní registraci skusu. Extrémně vysoká odolnost vůči vnějším vlivům, doba zpracování až 2 min, doba tuhnutí v ústech 2 min. Přesně nalaďovaný korekční materiál ve dvojité kartuši je výrazně tixotropní, velmi hydrofilní a vyniká rozměrovou přesností. Vysoká odolnost proti přetržení a jasné barvy zajišťují vždy uspokojivé výsledky otiskování.



Putty 2x300ml

~~1950,-~~**1795,-**Light středně  
tekoucí 2x50ml~~1395,-~~**1286,-**

## Helix test

HELIX Test je systém pro každodenní kontrolu kvality sterilizace sterilizačního cyklu autoklávů.



250 ks + nosič

~~1837,-~~**1688,-**

## ORBIS ochranné obaly

Ochranné obaly pro digitální rentgenové snímače a paměťové folie. Optimalizované pro toto použití, nezkrasují snímek. Chrání personál a pacienty před křížovou kontaminací.

Vhodné pro všechny běžně používané senzory a folie, vysoká průsvitnost, měkká folie šetrná k pacientovi, snadná manipulace, snadné otevírání, samolepící.

Ochranný obal, velikost 0,  
20 × 30 mm, balení 100 ks

~~449,-~~**400,-**

Ochranný obal, velikost 1,  
20 × 40 mm, balení 100 ks

~~469,-~~**422,-**

Ochranný obal, velikost 2,  
30 × 40 mm, balení 300 ks

~~1190,-~~**1071,-**

Obal rentgenového senzoru, střední, velikost 1, pro senzor 2,7 × 5,4 cm,  
balení 100 ks

~~499,-~~**449,-**

Obal rentgenového senzoru, velký, velikost 2, pro senzor 5,7 × 7,5 cm,  
balení 100 ks

~~799,-~~**719,-**

## RelyX Universal

Duálně tuhnutí kompozitní cement.

**Dostupné odstíny:** fluorescentní, A1, A3 opákní, bílý opákní.

**Doplňkové balení obsahuje:** 3,4 g materiálu ve zvoleném odstínu, 15 míchacích kanyl a 5 prodlužovacích endo koncovek.



sleva více než:

25%

Doplňkové balení, 3,4 g  
+ kanyly

6189,-

4639,-

## Scotchbond Universal

Plus

Rentgen kontrastní,  
univerzální adhezivum pro  
všechny přímé a nepřímé  
indikace lepení.

sleva více než:

25%



5ml

4000,-

2985,-

## RelyX Veneer

Světlem tuhnutí kompozitní cement pro  
upevňování fazet.

Zajišťuje vynikající barevnou stabilitu a  
skvělou adhezi k dentinu i sklovině.

Ideální viskozita cementu - u jemných  
fazet nedochází k prasknutí ani  
přílišnému zatečení cementu.

Odstíny: A1 - světle žlutá (1), opákní bílá  
(OB), transparentní (T) a B0.5 bílá (B).

sleva více než:

20%



Stříkačky 3g

2175,-

1732,-

## Filtek Z550

Univerzální mikrohybridní světlem tuhnutí  
kompozitum pro všechny rekonstrukce.

**Odstíny:** A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2,  
D3, OA2 a OA3.



sleva více než:

25%

4g

1269,-

952,-

## Filtek Universal

Světlem tuhnutí, RTG  
kontrastní zatékavý  
nanokompozit s nízkou  
viskozitou a výbornými  
estetickými vlastnostmi.

**Odstíny:** A1, A2, A3, A3.5,  
A4, A3 opákní, B1, B2, C2,  
D2, W - bílý, XW - extra bílý.



sleva více než:

30%

4g ve stříkačkách

2395,-

1669,-

20 x 2g v kompučích

2395,-

1669,-

## RelyX Unicem

Samoadhezivní, univerzální pryskyřičný  
cement pro definitivní cementování.

Indikace: korunky, můstky, inleje a onleje  
vyrobené z keramiky, kovů nebo kompozit.  
Leptání, priming a bonding nejsou nutné,  
snadná aplikace a manipulace.

Duálně tuhnutí, uvolňuje fluoridy, dostupný  
v 5-ti odstínech.

Balení: 20 kapslí - A1 a O (opákní), 50 kapslí -  
A2, A3 a T (translucentní).

sleva více než:

20%



20 kapslí

5001,-

3988,-

50 kapslí

11372,-

9088,-

## Ketac Universal Aplicap

Nový skloionomerní výplňový materiál  
se snadným nanášením v jednom  
kroku.

Jednoduchost a rychlost celé  
procedury, a tím i úspora času jak na  
straně pacienta, tak lékaře.

Samoadhezivní, chemicky tuhnutí,  
radiopákní, uvolňuje fluoridy po dobu  
24 měsíců.

Doplňková balení dostupná v  
jednotlivých odstínech: White, A1, A2,  
A3, A3.5, A4.

Sortiment balení obsahuje: 50 kapslí,  
odstíny White, A2, A3.



sleva více než:

20%

50 kapslí

5284,-

4215,-

Kleště aplikační nebo  
aktivační od 3M

Kleště od 3M k aktivaci kapsle před  
mísením a následnému vytlačení  
namíchaných materiálů z kapsle



sleva více než:

20%

Aktivační kleště

2437,-

1939,-

Aplikační kleště

3463,-

2758,-

## Ketac Cem Plus

Pryskyřičí modifikovaný  
fixační skloionomer  
uvolňující fluoridové  
ionty

v dispenzeru Clicker.

Snadné namíchání a  
dávkování.

Vysoká pevnost vazby a  
absence postoperační  
citlivosti.

Ideální pro cementování  
inlejí, onlejí, korunek,  
můstků, endodontických  
čepů a ortodontických  
breket.



sleva více než:

20%

11g

3927,-

3138,-

2x11g

6545,-

5228,-

## Protemp 4

Bis-akrylátové kompozitum pro výrobu  
přesných provizorních inlejí,  
korunek a můstků.

**Odstíny:** A1, A2, A3, A3.5 a B3

sleva více  
než:

20%



50ml + 16 kanyl

3742,-

2988,-

## Capmix

Univerzální míchací přístroj  
pro kapslové materiály.  
Uživatelsky jednoduchý a  
snadno čistitelný touchpad.  
Přednastavené časy (10 a 15  
sekund), programovatelné  
časy (1-39 sekund)  
Tichý provoz

sleva více  
než:

25%



26729

19988,-

## Pentamix 3

sleva více než:

25%

Automatický míchací přístroj  
kompatibilní i s  
konkurenčními otiskovacími  
materiály  
Veškeré součástky uvnitř  
přístroje jsou kovové a  
zajišťují dlouhou životnost  
přístroje



55372,-

41488,-

## DiaPolisher Paste



Diamantová lešticí pasta GC DiaPolisher Paste byla vyvinuta pro další vylepšení estetických výsledků kompozitních výplní zhotovených z materiálů G-aenial, Kalore, Gradia Direct nebo Gradia

2g

~~1654,-~~**1350,-**

3ml

~~3326,-~~**2710,-**

Adhezivum pro vytvoření silné vazby během fixace mezi všemi estetickými nepřímými náhradami a cementy na bázi pryskyřice, nebo při opravách přímých kompozitních náhrad.



## Ceramic Primer II

## EQUIA Coat

Nový unikátní výplňový systém, který kombinuje novou generaci skleněných částeček (EQUIA Fil kapsle) s vysoce naplněným pryskyřičným ochranným lakem (EQUIA Coat). Spojuje rychlou a snadnou manipulaci s dokonalými fyzikálními vlastnostmi a nepřekonatelnou estetikou. Inteligentní řešení - lak je navržen tak, aby se po několika měsících rovnoměrně opotřeboval.



4ml

~~2691,-~~**2050,-**

## EQUIA Forte HT

sleva více než: **30%**

Refill á 50 kapslí v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment.

~~5755,-~~nyní jen: **4018,-**~~4330,-~~

Klinické balení obsahuje: 200 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny A2, A3, B2.

~~18994,-~~**15455,-**

Promo balení obsahuje: 100 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny: A2, A2-A3, A3, A3-B2.

~~11225,-~~**8795,-**

Intro balení obsahuje: 20 kapslí, 20 ks unitdase EQUIA Forte Coat a 25 jednorázových štětečků v odstínech - odstíny A2, A3, B2.

~~3242,-~~**2600,-**

## EQUIA Forte Coat

sleva více než: **25%**

Bulkový sklohybridní výplňový materiál pro pacienty od 7 let a výše. Rychle tuhající, estetický výplňový materiál s jedinečnou SKLOHYBRIDNÍ technologií s vysokou odolností proti prasklinám a opotřebování s uvolňováním fluoridu. Díky využití vlastní univerzální adhezivní technologie a vynikající smáčivosti není nutné použití kondicionéru ani bondu.



4ml

~~2764,-~~**2065,-**

## Fuji Cem Evolve



Skloionomerní cementy jsou chloubou GC díky dokonalé kvalitě, kterou prokázaly nezávislé klinické studie po celém světě.

sleva více než:

**25%**nyní jen: **6239,-**  
za Triple

Inovativní, čirý VPS materiál vhodný pro náročné estetické případy s vynikajícími výsledky. Vysoká úroveň transparence zajišťuje skvělou možnost vizuální kontroly a viditelnost detailů. Bezkonkurenční průsvitnost umožňuje velmi efektivní polymeraci přes silikon.

## Exaclear



kartuše 2x51g

~~2564,-~~**2100,-**

## everStick Perio

Estetické řešení pro parodontální dlahování šetrné pro pacienty

nyní jen: **1808,-**  
za 1x8cmsleva více než: **40%**

1x8cm

~~3027,-~~**1990,-**

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D

~~4258,-~~**2790,-**

## everX Flow

Zatékavý kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny určený pro náhradu dentinu.

Nejsilnější náhrada dentinu pro zpevnění velkých kavit. Vynikající odolnost proti zlomění, téměř shodná s dentinem, a to díky vysokému podílu krátkých vláken, která jsou pevně vázána na živinovou matici.

sleva více než: **25%**nyní jen: **1557,-**~~2090,-~~**1700,-**

stříkačka 2ml (3,7g),  
bulkový nebo  
dentinový odstín,  
20x koncovka

Vlákny zesílený kompozit pro náhradu dentinu. Obsažená krátká vlákna z něj činí perfektní materiál pro zesílení všech rozsáhlých kompozitních výplní. Vlákna zabraňují vzniku a šíření prasklin - odolnost odpovídá dentinu.

15 unitipů x 0,13 ml

~~2818,-~~**2300,-**

50 unitipů x 0,13 ml

~~8455,-~~**6800,-**

## everX Posterior



## everStick C&amp;B

Skelnými vlákny vyztužená materiály. Spolehlivě, minimálně invazivní, extra pevně, estetické. Pro minimálně invazivní kompozitní můstky vyztužená vlákna



1x8cm

~~3275,-~~**2170,-**

everStick INTRO: everStick C&B 8 cm, everStick PERIO 8 cm, silikonový nástroj StickREFIX D

~~4258,-~~**2790,-**

## DentinOp EDTA 17%

Roztok připravený k použití pro leptání kořenových kanálků. Účinné při odstraňování smear vrstvy a rozšiřování kanálků. Používá se také ve spojení s fixací kořenových čepů, kde se kanálek před cementováním důkladně vyčistí. Obsahuje 17% EDTA a cetrimid, antiseptický, dezinfekční prostředek, který snižuje povrchové napětí a umožňuje lepší distribuci tekutiny v kanálku.



100ml 325,- 290,-  
500ml 610,- 549,-

Hypodest  
Natriumhypochlorid 3%

Pro výplach kořenových kanálků. Dezinfekční tekutina pro vyplachování a odstraňování organické tkáně v kořenových kanálkách. Připraveno k použití ve 3% aktivním chloru stabilizovaném chlornanem sodným při pH 10–11.



100ml 236,- 213,-

Klorodest Chlorhexidine  
CHX 2%

2% roztok chlorhexidinu pro použití při výplachu kořenových kanálků a ošetření dásní. Pro krátkodobou dezinfekci a navlhčení preparovaného povrchu před bondováním dentinu. Lze použít také jako krátkodobou dezinfekci (5 minut) v kořenovém kanálku.

- připraven k použití
- pro krátkodobou dezinfekci
- pro opětovné navlhčení preparovaného povrchu



1l 724,- 652,-

## ORBIS Fluoride varnish

ORBIS Fluoride varnish je zubní znečistivující lak s obsahem fluoru pro ošetření povrchů skloviny a dentinu. Přílné k vlhkým povrchům a snáží zbytky vlhkosti a slin.

Příchuť: máta



Tuba 10ml 1137,- 1024,-

## ORBI-CHX free

Ústní voda bez alkoholu se používá k profesionálnímu čištění a péči o oblast úst a krku. Ústní voda vytváří svěží dech a díky antibakteriálnímu čisticímu účinku přispívá k dlouhodobé péči o zuby a dutinu ústní a k jejich udržení ve zdraví.

Obsahuje: 0,12 % Chlorhexidingluconat



Láhev 5 000ml 1071,- 964,-  
Dávkovací pumpička 596,- 469,-

## ORBI-FRESH bez alkoholu

Ústní voda pro profesionální čištění a péči o ústa a krk. Vytváří svěží dech a díky antibakteriálnímu čisticímu účinku přispívá k udržení zdravého chrupu a ústní dutiny.

Obsahuje:

0,1 % benzalkonium chlorid  
0,05 % fluorid sodný  
bez alkoholu

připraveno k okamžitému použití



Láhev pro ordinaci, 5 000ml 1061,- 955,-  
Dávkovací pumpička 596,- 469,-

## Prophy Powder classic

## Výrobce ORBIS

Profylaktický prášek ORBI-Prophy Powder classic na bázi hydrogenuhlíčitanu sodného je klasický profylaktický prášek. Je ideální pro supragingivální čištění zubů a spolehlivě odstraňuje biofilm (plak) a silné zabarvení způsobené kouřením, velkou konzumací kávy nebo červeného vína. Skvěle odstraňuje předstupeň zubního kamene i mladý zubní kámen.

- na bázi hydrogenuhlíčitanu sodného
- supragingivální aplikace
- neabrazivní
- velmi dobré čištění
- velikost zrn 40 µm
- k dispozici příchutě mentol, třešeň, citron, černý rybíz



300g 807,- 686,-

## Prophy Powder PERIO

## Výrobce ORBIS

Profylaktický prášek ORBI-Prophy Powder PERIO na bázi glycinu je zvláště vhodný pro pacienty s citlivými dásněmi a/nebo poškozeným povrchem zubů. Lze jej použít v supragingivální i subgingivální oblasti! Vzhledem k příjemné chuti glycinu je záměrně vnecháno přidání příchutě.

- na bázi glycinu
- supra a subgingivální aplikace
- obzvláště jemné a zdravé čištění
- velikost zrn 25 µm
- neutrální chuť



Perio, neutral, láhev 100 g, 807,- 686,-

Prophy Paste,  
profylaktická pasta

Lešticí pasty pro profesionální čištění zubů.

- obsahují 0,2 % fluoridu sodného
- mátová příchut'
- neobsahuje kalafunu

RDA 250, modrá,  
RDA 170, zelená,  
RDA 120, růžová,  
RDA 40, žlutá,



95g 312,- 265,-

## Prophy Paste Vario Polish

Lešticí pasta pro profesionální čištění a leštění zubů. Částice s různou velikostí umožňují současné broušení i leštění. Přísada fluoridu sodného podporuje remineralizaci a posilování zubní skloviny.

- obsahuje 0,2 % fluoridu sodného
- mátová příchut'
- amorfní oxid křemičitý



Tuba 95g 312,- 265,-

## Kanyly aplikační

Kanyly s hrotem z nerezové oceli pro přesnou aplikaci a snadné použití tekutého světelně tuhnoucího materiálu. Ohnutá kovová jehla (45°) umožňuje optimální přístup do dutiny.

Pro aplikaci běžně používaných leptacích gelů, těsnících materiálů a kompozitů

Vhodný pro všechny standardní Luer Lock stříkačky



0,5x13 mm, 100 ks 483,- 435,-  
0,6x13 mm, 100 ks 483,- 435,-  
0,9x13 mm, 100 ks 483,- 435,-

ORBI profylaktické  
lešticí kalíšky

Rotační gumové kalíšky pro profesionální čištění při profylaktickém ošetření, kolénkový násadec RA, smontovaný komplet.

- pro jednorázové použití
- bez latexu
- s lamelami
- modrý (měkký): pro odstranění zubního plaku a k leštění, chrání měkké tkáně zejména v oblasti sulku
- žlutý (tvrdý): k odstranění silného plaku



Modrý nebo žlutý, 24ks 352,- 299,-

## Štěteček nasazovací

Štětečky z nylonového vlákna vhodné pro přesnou aplikaci leptacích a bondovacích materiálů, zubních laků a medikamentů. Pro nasazení do držátka.



Štětiny bílé, jemné



Štětiny černé, jemné



Štětiny černé, střední

100ks

313,-

280,-

## Orbi Tips držátko bílé



Držátko pro jednoduché a optimální využití aplikátorů ORBI-Tips.

10ks

200,-

180,-

## Occluspray zelený

Mikropraškový značkový sprej pro stanovení kontaktních bodů v okluzi. Je vybaven dvěma speciálními rozprašovacími tryskami pro cílené postřikování: jedna pro bodově přesný postřik tenkým filmem, druhá pro postřik větších ploch mírně silnějším filmem. Vzhledem ke svému složení na bázi potravinářských přísad je Occlusionsspray zcela zdravotně nezávadný a může být použit intraorálně. Přilne na kov, keramiku, sádku i plasty. Vrstvičku prášku lze snadno odstranit vodou.



75ml

256,-

236,-

Leptací gel  
(Etching)

Leptací gel na bázi 37% kyseliny fosforečné. Slouží k leptání dentinu a skloviny pro všechny leptací techniky. Modrozelený leptací gel je velmi dobře viditelný a má optimální tixotropní tokové vlastnosti. **Náhrada za Etching gel.**



2 x 1,4 g stříkačky,  
3 aplikační kanyly

370,-

333,-

70g + 10 stříkaček  
+ 50 kanyl

1658,-

1499,-

## ORBI-Flow X

Světlem tuhnoucí zatékavý mikrohybridní kompozit. Celkový obsah plniva je 62 % hmotnostních a 47 % objemových jednotek. Kompozitní materiál ve 4 odstínech VITA. **Odstíny:** A1, A2, A3.



2x 2 g

855,-

770,-

## ORBI-HiFil easy

Světlem tuhnoucí univerzální kompozit. Vhodné pro všechny typy kavit, snadno se modeluje, nelepí se na nástroj, celkový obsah plniva 81 % hmotnostních / 65 % objemových jednotek, radiopacita 180 % **Odstíny:** A2, A3, A3,5



stříkačka – 4,5g

534,-

481,-

## ORBIS chladicí sprej

Chladicí sprej pro lékařské použití, ochlazuje až do -45 °C, okamžitě se odpařuje a nezanechává stopy. Je vynikající pro zmrazování pelet z pěnové hmoty či roliček vaty, stejně jako pro zkoušení vitality zubu. Lze jej také použít k rychlému ochlazení otiskovacích materiálů nebo míchacích podložek. **Příchuť:** pomeranč



200ml

158,-

143,-

## Univerzální sprej

K ošetřování násadů a kolének, hlaviček a turbínek, rovněž i vzduchových motorů. Pro dlouhou životnost. Každý den dvakrát asi na 2–3 vteřiny prostříknete, zejména před každou sterilizací. Sprej při použití držte svisle a použijte odpovídající adaptér.



500ml

549,-

498,-

Zubní zrcátko –  
nemlží se

Kvalitní zubní zrcátko se zvýšenou odrazivostí a příjemným jasným obrazem. Speciální povrchová úprava zajišťuje, že se mírně zahřáté zrcátko nezamlžuje v ústech pacienta. **Na výběr:** velikost 4 nebo 5, ploché nebo konkávní

12ks

1352,-

1217,-

ORBI-Touch Care  
krém na ruce

Krém na ruce má hydratační a zvlhčující účinek a zajišťuje tak dlouhotrvající ochranu a zklidňující péči. Zvláště vhodné pro péči o suchou pokožku, časté mytí rukou a při nošení rukavic.



100 ml

177,-

160,-

ORBI-Touch dezinfekční  
gel s dávkovací  
pumpičkou

Gelový dezinfekční prostředek s alkoholem pro hygienickou dezinfekci rukou.



500ml

278,-

249,-

ORBI-Touch mycí krém  
na ruce s pumpičkou

Jemný mycí krém pro důkladné a šetrné mytí pokožky rukou. Účinné látky jsou šetrné k pokožce a zároveň ji zvlhčují, takže ani při častém mytí pokožka nevysychá.



500ml

188,-

169,-

## Dry Mouth Gel

Gel na suchá ústa

sleva  
více než:

23%

nyní jen:

2588,-



10ks sortiment: 4x máta, 2x malina, 2x pomeranč, 2x citron

3375,-

2700,-

10ks malina

3375,-

2700,-

## GC Repair Kit

**Balení:** G-Premio BOND 5x unidose, CERAMIC PRIMER II 5x unidose, Gradia Plus OA1 (opáker pro překrytí dostaveb na bázi kovu) tuba 2 ml, technický průvodce, aplikátory a mikroštetěčky

nyní jen:

2790,-

sleva  
více než:

23%



balení

3644,-

2990,-

## G-Multi Primer

Zajišťuje trvalou adhezi ke všem typům náhrad, kombinuje tři různé monomery k dosažení perfektní adheze ve všech situacích.



5ml

2462,-

2030,-

G-aenial Anterior /  
Posterior / Flo X

nyní jen:

1465,-

sleva více než:

39%



Flo X: A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 (3,6g)

2425,-

1570,-

**Anterior:** 2,7 ml (4,7 g) XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

**Posterior:** 2,7 ml (5,5 g) P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE, P-IE

tuba

2395,-

1550,-

G-aenial Universal  
Injectablesleva  
více než:

26%

nyní jen:

999,-  
za tubu

**Odstíny:** XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

Unitip 10x0,16ml

2050,-

1700,-

tuba 1x1ml

1361,-

1150,-

G-aenial Universal  
Flosleva více  
než:

35%

nyní jen:

1595,-



**Odstíny:** BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3, JE a AE

Tuba: 3,4g

2480,-

1700,-

## G-Premio Bond

sleva až:

38%

nyní jen:

2688,-  
za 5ml

nyní jen:

5988,-  
za 3x5ml3-Bottle Pack:  
3x5ml

8848,-

6400,-

1 lahvička  
5ml

4388,-

2800,-

## G-Bond Starter Kit

Samoleptací, světlel tuhnuocí jednosložkové adhezivum 7. generace, celá aplikace během 30 s.

nyní jen:

2598,-

sleva  
více než:

44%



**Starter Kit:** 5 ml, 50x mikrotip štetěčky, mikrotip aplikátor a míchací miska

4651,-

2700,-

## Cocoa Butter

Separáční médium k izolaci kovových nástrojů při zhotovování skloionomerních výplní. Výborná separace skloionomeru a kovových nástrojů, hladký povrch výplně.



10g

547,-

450,-

## MI Varnish

Bioaktivní, fluoridační ochranný lak (varnish) s obsahem kalcia a fosfátu "Ochrana jediným tahem štětce".

Intro Pack; 10x 0,4 ml  
(5x jahoda, 5x máta),  
20x štětceček

1125,-

850,-

Refill Pack; 35x 0,4 ml  
(jahoda / máta), 50x  
štětceček

3402,-

2600,-

## Tooth Mousse

Bioaktivní, dentální ochranný krém, který obnovuje minerální rovnováhu v ústech a stimuluje produkci slin.

**Příchuť:** meloun, jahoda, máta, vanilka a tutti frutti.



sleva až:

32%

5x sortiment + 1 ZDARMA

4122,-

2800,-

10-Pack: 10 ks sortiment  
nebo jedna příchuť

6320,-

4800,-

## MI Paste Plus

Stejně účinky jako GC Tooth Mousse, navíc obsahuje fluorid  
**Příchuť:** jahoda, máta, tutti frutti, vanilka a meloun



sleva až:

32%

5-Pack: 5 ks sortiment + 1  
ZDARMA

4460,-

3050,-

10-Pack: 10 ks sortiment  
nebo jedna příchuť

7067,-

5350,-

## Tempsmart DC

Duálně tuhnutí kompozit pro dočasné korunky a můstky bez obsahu změkčovadel. Krátký pracovní postup díky pohodlné možnosti polymerování - celkový čas jsou 3 minuty. Vysoká pevnost v lomu pro dočasné náhrady. Snadno leštitelný až do vysokého lesku a dosažení vysoké estetiky. **K dispozici:** v 48 ml kartuších (A1, A2, A3, A3.5, B1 a BW) a 10 ml stříkačkách (A1, A2, A3 a B1).



Kartuše 48ml

3659,-

**2700,-**

## G-CEM LinkForce

Univerzální duálně tuhnutí adhezivní fixační cement pro všechny indikace a všechny materiály.

**Starter kit:** 1x8,7g G-CEM LinkForce A2 nebo TL, 20x GC Automix Tip Regular, 1x5ml G-Multi PRIMER, 1x5ml G-Premio BOND, příslušenství.



Refill A2 /  
Translucent; 8,7 g

5688,-

**4650,-**

Starter Kit: A2 / Translucent

7203,-

**5850,-**

## G-CEM Veneer

Světlem tuhnutí pryskyřičný cement určený pro fixaci estetických fazet.



sleva až:

**21%**

**Starter Kit:** 2x G-CEM Veneer Refi I (1 ml / 1.7 g) A2 & TR, 2x Try-in Paste Refi I (2 ml / 1.5 g) A2 & TR, 5ml 5ml G-Multi PRIMER, 5ml G-Premio BOND, 45x koncovky pro G-CEM Veneer, 2x ochranný kryt stříkačky, 50x mikroštetěčky, 20x dávkovací mistička

6700,-

Refill: 1,7g (A2, Translucent,  
Opaque, Bleach)

9371,-

**1100,-**

## Essentia Universal



nyní jen:  
**1186,-**

sleva: **40%**

Essentia Universal – Univerzální světlem polymerující kompozit s kondenzovatelnou konzistencí

1 tuba 3,4g

1975,-

**1270,-**

## Essentia

Světlem tuhnutí, radioopákní, univerzální výplňový materiál. Pouze 7 odstínů pro všechny klinické situace.

**Odstíny:** LD, MD, DD, LE, DE, U a ML. K dispozici čtyři modifikátory (RBM, B?, WM a OM) vyvinuté pro rychlou charakterizaci vašich výplní.

**Starter Kit:** stříkačky: 7x2ml (1 od každého odstínu), 20 aplikačních koncovek a příslušenství.

**Modifier Kit:** 2x2,4ml (1 od každého odstínu)



nyní jen:  
**999,-**  
za tubu

sleva: **40%**

1 tuba, libovolný  
odstín

1975,-

**1270,-**

Modifier Kit

6837,-

**5500,-**

## Essentia HiFlo/LoFlo



sleva  
více než:

**24%**

HiFlo/LoFlo – zatékavé fotokompozity  
HiFlo – vysoká zatékavost  
LoFlo – nízká zatékavost

nyní jen:

**1488,-**

1 tuba – 3,4g

1975,-

**1600,-**

## Gradia Direct



sleva  
více než:

**41%**

**Anterior Syringe;** 2.7 ml v odstínech XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT, CVT  
**Posterior Syringe;** 2.7 ml v odstínech P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT

2026,-

**1190,-**

sleva více než: **41%**

**X Syringe;** 2.7 ml (5 g) v odstínech X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-AO2, X-WT

2516,-

**1478,-**

## Gradia Direct Flo/LoFlo



nyní jen:

**1298,-**

sleva  
více než:

**34%**

**Flo:** 2x 1,5g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry  
**LoFlo:** 2x 1,3g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry

1987,-

**1380,-**

## Gradia Core

Duálně tuhnutí kompozit pro estetické dostavby a fixaci kořenových čepů.



**Kit:** 1x kartuše 10ml (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství

7602,-

**6100,-**

**Intro kit:** 1x GRADIA CORE Kit (1x kartuše 10ml (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství); 1x GRADIA CORE Dispenser (dávkovací pistole).

7890,-

**6400,-**

Refill: kartuše  
10ml,

3795,-

**3100,-**

## GC Fuji IX GP 1-1



sleva  
více než:

**18%**

Odstín. A3

1-1

3075,-

**2510,-**

## GC Fuji IX GP 3-2



sleva  
více než:

**16%**

Set obsahuje: A2, A3 a B3  
prášku, 2x 6,4ml tekutiny

3-2

7357,-

**6150,-**

## GC Fuji IX GP Extra 1-1



sleva  
více než:

**19%**

Odstín. A2, A3

1-1

3453,-

**2790,-**

## Pola Light

Pola Light je pokročilý systém na bělení zubů, který je spojením oceněného bělicího gelu a LED náústku pro rychlejší domácí bělení. Rychle působí a zuby jsou vybělené za pouhých 5 dní. Lze dobýjet pro další bělení zubů. Systém se používá v kombinaci s gelem Pola Day. Gel zajišťuje extra hydrataci, zmírňuje přecitlivělost a remineralizuje zubní sklovinu.

**Účinná látka: hydrogen peroxid**

**Lepší cena**  
na 4x3g a 50x3g



**Balení:** 1 ks Pola Light náústek,  
4x 3 g stříkačka Pola Day

3645,-

2390,-

**Balení:** 3 g stříkačka Pola Day

485,-

419,-

**Balení:** 50x 3 g stříkačka  
Pola Day

22018,-

15990,-

## Pola Night 16%

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou chuť a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



**Balení EKO:** 4x 3 g stříkačka

1207,-

1090,-

**Balení:** 10x 1.3 g stříkačka

3002,-

2490,-

**Balení EKO:** 45x 1.3 g  
stříkačka

7901,-

5490,-

## Pola Night 10%

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou chuť a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



**Balení:** 4x 1.3 g stříkačka

1456,-

1090,-

**Balení:** 10x 1.3 g stříkačka

3002,-

2490,-

## Opalescence PF 16%

**Noční bělení Opalescence® PF 10%** = 10% karbamidu peroxidu. Doba jedné aplikace 8 - 10 hod/noc.

**Denní bělení Opalescence® PF 16%** = 16% karbamidu peroxidu. Doba jedné aplikace 4 - 6 hod/den

Jediný viskózní lepkavý gel s postupným uvolňováním peroxidu vodíku pro trvalé bělení

**Příchuť:** máta nebo bez příchutě.  
**Pacient Kit:** 8 x 1,2 ml bělicího gelu ve stříkačkách, 30 ml Bělicí pasta Opalescence, krabičku na nosiče, taštičku Opalescence a kartičku se vzorníkem odstínů.



sleva:

25%

Patient Kit

2670,-

1999,-

## Opalescence bělicí pasta

Unikátní složení pomáhá udržet zářivé, bílé zuby. Bezpečná pro každodenní použití, vhodná pro celou rodinu.

Účinné, rychlé uvolňování fluoridu

**Opalescence Cool Mint** – 4,8x větší absorpce fluoridů sklovinou

**Opalescence Sensitive** – snižuje citlivost zubů

sleva:

20%



Sensitive

305,-

245,-

Cool Mint

285,-

229,-

## Opalescence Go

Profesionální bělení zubů na doma - okamžitě k použití Opalescence Go 6%

Jednorázový nosič předplněný bělicím gelem s 6% peroxidu.

**Pacient Kit:** 10 dolních a 10 horních nosičů a bělicí pastu 28 g.

**Mini Kit:** 4 dolní a 4 horní nosiče



sleva:

10%

pacient kit - máta  
nebo meloun

2510,-

2259,-

Mini kit -  
máta

1190,-

1070,-

## Whiteness Perfect 16%

Systém pro bělení zubů Whiteness Perfect je gel na bázi 16% peroxidu vodíku. 5x oceněný Dental Advsisor jako nejlepší gel pro domácí bělení na americkém trhu.

Nízká senzitivita: obsahuje fluorid sodný a dusičnan draselný

Excelentní viskozita: snadná aplikace a manipulace

pH blízko neutrální hodnotě

3 g stříkačka vystačí na 9 aplikací

Vysoký obsah vody udržuje zuby hydratované

Doba aplikace: 3 až 4 hodiny



**Kit obsahuje:** 5 kusů stříkačka gelu (3g), 2x fólie na nosiče, krabička na nosiče, aplikační kanyly

3g, 1 stříkačka

330,-

297,-

Kit

1490,-

1347,-

## Opalescence Boost

PROFESIONÁLNÍ ORDINAČNÍ BĚLENÍ K LÉČBĚ  
MEDICÍNSKÝCH ZMĚN ODSTÍNŮ ZUBŮ

Bělicí gel s **40% peroxidu vodíku**.

• Pouze na **2x20 min** při jedné návštěvě.

• **pH 6,9** po smíchání – šetrný ke sklovině.

**Balení:** Pacient kit (pro 1 pacienta), Intro kit (pro 2 pacienty), refill.



sleva:

10%

Pacient kit

3870,-

3490,-

Intro kit

7060,-

6360,-

Whiteness HP  
Automixx 6%

Gel pro bělení zubů v ordinaci: úplná profesionální kontrola protokolu a výsledků.

Štětčková koncovka umožňuje tenké, homogenní vrstvy gelu.

Agilita: interval 2 až 3 dnů mezi jednotlivými sezeními.

Indikace: výhradně pro bělení vitálních zubů v ordinaci



sleva:

10%

1ks dvojitá stříkačka 4g,  
4 mixovací koncovky, 4  
štětčkové koncovky

1460,-

1314,-

## Whiteness RM

sleva:

10%



Odstraňovač zubních skvrn mikroabrazí na bázi 6% kyseliny chlorovodíkové a karbidu křemíku.

Připraveno k použití.

Odstranění povrchových skvrn na zubech je účinné a trvalé.

1ks stříkačka 2g,  
1 špachtle, koncovky

620,-

558,-

## Desensibilize KF

Zubní gel s duálním účinkem pro snížení citlivosti zubů na bázi dusičnanu draselného a fluoridu sodného. Desenzibilizační účinek.

sleva:

10%



Desensibilize KF 0,2%  
1ks stříkačka 2,5g

290,-

259,-

Desensibilize KF 2%  
1ks stříkačka 2,5g

290,-

259,-

## Luna 2

Univerzální kompozitní materiál je možné použít pro přímé výplně, onleje, inleje a fazety. Vhodný na opravy kompozitů.



Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2

4 g stříkačka

~~2150,-~~

**1090,-**

## Luna Flow

Luna Flow nabízí vysokou radioopacitu, kontrolu nad aplikací, snadné a přesné sladění odstínů se stálostí barev, vynikající pevnost a odolnost proti oděru. Pro lékaře, kteří preferují více tekutosti je tu Luna Flow LV – málo viskózní varianta.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB



2 g stříkačka

~~1023,-~~

**499,-**

## Riva Coat

Světlem tuhnoucí ochranný lak pro skloionomerní výplně.



5 ml

~~1648,-~~

**1390,-**

## Wave

Fluorid uvolňující zatékavý radioopákní kompozitní materiál ve třech viskozitách wave, wave MV, wave HV, který je možné použít pro výplně všech tříd, pečetění fi sur a opravy rekonstrukci.

Balení Bulk Kit: 10x 1 g stříkačka

Odstíny: A2, A3

wave - nejvíce zatékavý

Odstíny: A1, A2, OA2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, G, B

wave MV - středně zatékavý wave HV - nejméně zatékavý

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1

**Lepší cena**  
na balení Bulk kit



1 g stříkačka, 5x aplikační kanyla

~~677,-~~

**449,-**

Balení Bulk Kit

~~4782,-~~

**2990,-**

## Set PP

Samoleptací samoadhezivní kompozitní pryskyřici modifikovaný duálně tuhnoucí fixační cement pro finální cementování náhrad z kovu, pryskyřice a keramiky.



2x 7 g stříkačka automix,

28x aplikační koncovka

Odstín: A2

~~5359,-~~

**2490,-**

## Aura Bulk Fill

Výplňový materiál určený pro zhotovování výplní v postranním úseku. Nízké polymerační napětí umožňuje polymeraci až 5 mm vrstvy. Materiál je v jedné univerzální barvě a vyznačuje pevností a jednoduchou manipulací.



4 g stříkačka

~~2710,-~~

**1290,-**

## Stela

A Stela je inovativní vysoce účinný, chemicky tuhnoucí kompozit. Stela poskytuje neomezenou hloubku vytvrzení a polymeraci s nízkým napětím a rozhraním beze spár. Není třeba provádět leptání kyselinou ani vytvrzení světlem..



ALTERNATIVA NEJEN K AMALGÁMU

**Lepší ceny**  
na kapsle a Automix

Stela Kapsle Intro Kit  
Balení: 10x kapsle, 5 ml Primer,  
15x aplikační štětečky Superfine

~~3539,-~~

**1690,-**

Stela Automix Intro Kit  
Balení: 8 g stříkačka automix, 5 ml primer, 15x  
míchací špička, 15x aplikační štětečky Superfine

~~5865,-~~

**2990,-**

Stela Primer  
Balení: 5 ml Primer

~~1613,-~~

**1140,-**

Stela Kapsle  
Balení: 50x kapsle velikost 3

~~7089,-~~

**3890,-**

Stela Automix stříkačka  
Balení: 8 g stříkačka automix

~~4720,-~~

**2690,-**

## Radii-Cal CX

Kolimovaný paprsek polymerační lampy Radii-Cal CX zajišťuje stejnoměrné vytvrzení ve všech hloubkách výplně. Tím je zajištěno rychlé a predikovatelné vytvrzení všech zubních výplní. Je optimalizována na klíčovou vlnovou délku 440-480 nm, která maximalizuje aktivaci monomerů kafrcinonu. Tím je zajištěna účinná polymerizace světlem vytvrditelných výplňových materiálů.



~~25.142,-~~

**19.990,-**

## Riva Star Aqua

Riva Star Aqua (AgF) je dvoudílný neinvazivní patentovaný systém léčby ke znečistlivění bolesti zubů v pouhých několika kapkách. Riva Star Aqua je roztok na bázi vody a fl uoridu stříbrného bez použití amoniaku



Balení 1,5ml Riva aqua  
tekutina, 3 ml Riva green  
tekutina

~~4842,-~~

**2890,-**

Balení: 10x kapsle Riva star  
Aqua krok 1, 10x kapsle Riva  
Star krok 2

~~4043,-~~

**2690,-**

## Super Etch

Leptací gel na sklovinu a dentin s obsahem 37% kyseliny fosforečné



3x2ml stříkačka

~~1188,-~~

**890,-**

2x25ml stříkačka,  
50x aplikační koncovka

~~2817,-~~

**1490,-**

## Riva Conditioner

Prostředek pro jemné odstranění „smear layer“ z dentinu a sklovinu. Umožňuje tak optimální adhezi skloionomerních cementů k povrchu zubu.



10ml

~~1698,-~~

**1390,-**

**GC Fuji I kapsle**



nyní jen: **3088,-**

sleva více než: **34%**

50 kapslí ~~4730,-~~ **3200,-**

Odstín: světle žlutá

**GC G-CEM kapsle**



nyní jen: **5888,-**

sleva více než: **35%**

50 kapslí ~~9069,-~~ **6150,-**

Odstín: A2, A03, TL, B01, sortiment

**GC Fuji Triage kapsle**



nyní jen: **3588,-**

sleva více než: **32%**

50 kapslí ~~5513,-~~ **3700,-**

Odstín: růžová, bílá

**GC Fuji IX GP kapsle**




nyní jen: **3272,-**

sleva více než: **33%**

50 kapslí ~~4893,-~~ **3450,-**

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

**GC Fuji IX GP FAST kapsle**



nyní jen: **3368,-**

sleva více než: **32%**

50 kapslí ~~4965,-~~ **3500,-**

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

**GC Fuji IX GP Extra kapsle**



nyní jen: **3888,-**

sleva více než: **32%**

50 kapslí ~~5779,-~~ **4050,-**

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

**GC Fuji II LC Improved kapsle**



nyní jen: **3888,-**

sleva více než: **33%**

50 kapslí ~~5818,-~~ **4070,-**

Odstín: A2, A3, B3

**GC Fuji Plus kapsle**



nyní jen: **3988,-**

sleva více než: **35%**

50 kapslí ~~6151,-~~ **4200,-**

Odstín: A3, žlutá

**GC Fuji Plus plv./liq.**



nyní jen: **3588,-**

sleva více než: **25%**

1-1 ~~4808,-~~ **3790,-**

Odstín: A3

**GC Fuji II LC Improved plv./liq.**



Tekutina 6,8g ~~2186,-~~ **1820,-**

Prášek 15g ~~2561,-~~ **2140,-**

3-2 balení: 3 x 15g prášku (A2, A3, B3) a 2 x 8g tekutiny ~~10309,-~~ **8600,-**

**Fuji I 1-1**



sleva více než: **20%**

nyní jen: **3288,-**

1-1 (plv. + liq.) ~~4131,-~~ **3350,-**

Odstín: světle žlutá

**GC Fuji Triage 1-1**



sleva více než: **22%**

nyní jen: **2588,-**

1-1 ~~3342,-~~ **2750,-**

Odstín: růžová, bílá

## MaxCem Elite

Dvousložkový, samoleptací, duálně tuhnoucí kompozitní fixační cement typu pasta-pasta.

**Odstíny:** bílý, opákní, čirý a žlutý

sleva více než:

25%



4272

3188,-

refill - 2x 5 g

## CoForm matrice

Transparentní růžkové matrice z tenkého celuloidového plastu. Ideální pro zhotovení kompozitních výplní v okolí složitých incisálních okrajů a fraktur

**Sada 64 ks obsahuje:** 8 x 8 ks nejpoužívanějších mesálních (M) a distálních (D) matric pro horní frontální zuby č. 11, 12, 21 a 22.



sleva více než:

20%

sada komplet - 128 ks

5190,-

4135,-

refill - 8 ks

390,-

308,-

sada - 64 ks

2790,-

2225,-

## TrollFoil

Oblíbené artikulační fólie, které jsou napnuté ve vlastním rámu poskytují vždy spolehlivý barevný otisk. • Oboustranná fólie modré nebo červené barvy má pouze 8 mikronů - nejtenčí fólie na trhu. • Díky integrovanému rámu nejsou potřeba žádné kleště ani další vybavení. • Rozměr rámu: 76 x 19 mm.



sleva:

25%

TrollFoil 8my  
červená, 100ks

960,-

720,-

## OptiShade

Systém OptiShade s využitím technologie Adaptive Response Technology pokrývá všech 16 klasických odstínů VITA® pomocí pouhých 3 odstínů.

Můžete se spolehnout na prvotřídní vlastnosti při zpracování a současně získáte vysoce estetické náhrady, zjednodušíte si správu skladových zásob a ušetříte čas při výběru odstínů.



sleva více než:

20%

2039,-

1625,-

Stříkačky 4g

## OptiBond Gel Etchant

37.5% kyselina fosforečná určená k leptání dentinu a skloviny.

• Jasná fialová barva, příjemná viskozita, snadno se oplachuje.

• Gel je zcela a snadno bez námahy smývatelný a nabízí i pohodlí aplikace stříkačkou.



sleva  
více než:

15%

2438

2066,-

Gel etchant 30 g + přísl.

## Corecem DC

CORECEM je duálně tuhnoucí flow kompozitní materiál určený pro cementování kořenových čepů a dostavbu pahýlu, a to s čepem i bez něj.

V praxi funguje jako 2v1 – lze jej použít jak jako pryskyřičný cement v kombinaci s bondem, tak jako materiál pro core build-up.



sleva:

20%

Stříkačka 5ml, 9g

1690,-

1350,-

## Charisma Classic

Mikrohybridní kompozitum pro monochromatické rekonstrukce.

**Odstíny:** A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, OA3 a OA3,5.



730,-

669,-

stříkačka 4g

## Charisma Bulk Flow ONE

Jednodstínný bulk fill flow kompozit pro každodenní použití.

Nízká kontrakce, vysoká pevnost v ohybu a odolnost proti opotřebení zajišťují dlouhou životnost náhrad, které vydrží zátěž v distálním úseku. V balení ke každé stříkačce dostanete 5 aplikačních kanyl.

sleva více než:

20%

1050,-

835,-

2 g + 5 kanyl

## Charisma E4SY

Pouze 4 odstíny místo 16 odstínů VITA: Méně složitosti, stejná jistota. Jednoduché monochromatické odstíny pokryjí 90 % vašich výplní: Ověřená univerzálnost

Ušetříte až 10 minut na jednu výplň: Prokazatelně vyšší efektivita

Vyrobena v Německu: Podloženo 90 lety zkušeností

ODSTÍNÝ	VITA ODSTÍNÝ
LIGHT - světlý	A1, B1, B2, C1
MEDIUM - střední	A2, A3, B3, B4, C2, D2, D3
DARK - tmavý	A3.5, A4, C3, C4, D4
BLEACH bělený	BXL, BL



Stříkačka 4g

novinka

3+1 ZDARMA

1400,-

## Neo Spectra ST

Neo Spectra ST je univerzální výplňový materiál. Užijte si jednoduchou a snadnou manipulaci při použití viskozity dle vašeho výběru.

**Odstín:** A1, A2, A3, A3.5, A4

**Viskozita:** LV, HV



**Kupte 3 balení Neo Spectry ST dle Vašeho výběru a získáte balení odstín A2 ZDARMA**

LV / HV / Effects stříkačka, 3 g

1278,-

LV / HV / Effects kompule, 16x 0,25 g

1704,-

## Neo Spectra ST Flow

Zatékavý výplňový materiál.

**Dostupné odstíny:** A1 (odpovídá A1, B1, C1), A2 (pro A2, B2, D2), A3 (pro A3, C2, D3, D4), A3.5 (pro A3.5, B3, B4, C3), A4 (pro A4, C4), BW (pro bělené zuby), D1 (opákní dentin), D3 (opákní dentin) a E1 (translucentní sklovina).



**Kupte 3 balení Neo Spectry ST Flow dle Vašeho výběru a získáte balení odstín A2 ZDARMA**

ST Flow stříkačky, 2x 1,8 g

1585,-

## SDR Plus

Zatékavý materiál typu bulk-fill.

**Odstíny:** Universal, A1, A2 a A3.



**Kupte 3 balení SDR Plus dle Vašeho výběru a získáte balení odstín Universal ZDARMA**

15x 0,25 g

1834,-

## Aplikační štětečky

Ohebné aplikátory, které jsou rezistentní vůči kyselému prostředí a rozpouštědlům. Flexibilní násadka umožňuje aplikaci i v těžko přístupných místech. Používají se pro nanášení malých množství tekutin, jako např. bondů, pečidel, leptadel, linerů apod.

Sortiment balení: 100x Fine tmavě zelené, 100x Fine světle zelené, 100x Super Fine fialové, 100x Medium světle modré



leva  
více než:

29%

400 ks  
Superfine (fialová)  
Fine (zelená)  
Medium (modrá)

1152,-

549,-

## Stae

Jednosložkový adhezivní systém 5. generace na sklovinu i dentin. Obsahuje radikální resinový systém, který výrazně snižuje velikost spáry a smršťování. Rozpouštědlo je směs acetonu a vody a účinkuje na suchém i vlhkém povrchu. Stae účinně a homogenně proniká hybridní vrstvou a zajišťuje vynikající vazbu k zubu. Stae je vhodný pro bondování kompozitů, kompererů a porcelánu.



5ml

3199,-

1490,-

## Zipbond

Zipbond Universal je jednosložkové univerzální adhezivum uvolňující fl uoridy, kompatibilní s technikami samoleptání, selektivního leptání a celkového leptání.



5ml

2645,-

1390,-

Riva LC light cure  
prášek + tekutina

Radioopákní světlem tuhnutí pryskyřičí modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetění fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů.



Lepší cena

Balení: 1x15g prášek,  
1x7,2 ml tekutina,  
odstíny: A2, A3

2212,-

1590,-

Riva SC self cure  
prášek + tekutina

Radioopákní chemicky tuhnutí skloionomerní výplňový materiál s vysokou viskozitou, která je čtyřikrát vyšší než u Riva SC. Používá se jako náhrada dentinu, ART techniku, pro podložky, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů.



Balení: 1x15g prášek,  
1x7,2 ml tekutina,  
odstíny: A2, A3

1617,-

1290,-

## Riva Luting

Ideální radioopákní chemicky tuhnutí skloionomerní fixační cement. Díky vynikající adhezi k zubům, vysokému uvolňování fluoridu a zatékavosti, je použitelný pro široké spektrum klinických aplikací. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Lepší cena  
na kapsle

Kapsle, 50ks

4921,-

3290,-

35g prášek  
+ 24,3ml tekutina

3239,-

2590,-

Riva LC light cure  
kapsle

Radioopákní světlem tuhnutí pryskyřičí modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetění fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů.



Lepší cena

Odstíny: A2, A3, 45x kapsle,  
tvrdost: normal nebo HV (tvrdá)

4575,-

2790,-

Odstíny: A1, A3.5, A4, C4,  
sortiment, 50x kapsle

5654,-

3690,-

Riva SC self cure  
kapsle

Radioopákní chemicky tuhnutí skloionomerní výplňový materiál s vysokou viskozitou, která je čtyřikrát vyšší než u Riva SC. Používá se jako náhrada dentinu, ART techniku, pro podložky, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů.



Lepší cena

Odstíny: A2, A3, 45x kapsle,  
tvrdost: normal nebo HV (tvrdá)

4608,-

2790,-

## Riva Luting Plus

Ideální radioopákní, chemicky tuhnutí, pryskyřičí modifikovaný skloionomerní cement pro fixaci korunek, můsteků a onlejí. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Lepší cena  
na kapsle

Kapsle, 50ks

5806,-

3690,-

25g prášek  
+ 8,95ml tekutina

3288,-

2590,-

## Riva Cem Automix

Riva cem automix je pryskyřičí modifi kovaný, skloionomerní fi xační cement, chemicky tuhnutí ve formě pasta/pasta uvolňující fl uoridy. Je určen k defi nitivnímu cementování metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátů. Je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světlem.



Lepší cena

2x 4 g stříkačka automix,  
16x aplikační koncovky

3554,-

1790,-

## Riva Protect

Riva Protect je ideálním produktem pro pacienty s velkým počtem zubních kazů – přilne přímo na zub, posílí spodní strukturu a efektivně zub ochrání před škodlivými bakteriemi a kyselinami



Lepší cena

Kapsle, 50ks

6651,-

3990,-

## Riva Silver

Radioopákní, stříbrem modifikovaný skloionomerní, chemicky tuhnutí výplňový materiál. Vyznačuje se vynikající adhezí k zubu, trvalým uvolňováním fluoridu a vysokou tlakovou pevností. Díky svým vlastnostem je optimální výplňový materiál pro široké klinické použití. Riva silver má světle šedý odstín. Kapsle obsahují 18 % stříbra, prášek/tekutina obsahuje 21,6 % stříbra.



Kapsle, 50ks

8344,-

6490,-

32 g prášek,  
8.9 ml tekutina

7185,-

6490,-

**SDI**

# BONUS

1+1 za půlku!

**-50%**

## STELA KAPSLE

50× kapsle

SD8640003

**3.890 Kč**



## STELA PRIMER

5 ml

SD8640006



**-50%**

~~1.140 Kč~~

**570 Kč**

## RIVA STAR AQUA

1.5 ml Riva Star Aqua,  
3 ml Riva Star

SD8800530

**2.890 Kč**



## APLIKAČNÍ ŠTĚTEČKY

Sortiment 400 ks  
(100× superfine,  
200× fine, 100× medium)

SD8100123



**-50%**

~~549 Kč~~

**275 Kč**

## LUNA 2

4 g stříkačka  
různé odstíny

SD845200\*

**1.090 Kč**



## LUNA FLOW

2 g stříkačka  
A2 nebo A3

SD8566102, 103



**-50%**

~~499 Kč~~

**250 Kč**

## RIVALC | RIVA SC

45× kapsle  
různé odstíny

SD8606\*\*\*

**2.790 Kč**



## RIVA CONDITIONER

10 ml

SD8620001



**-50%**

~~1.390 Kč~~

**695 Kč**

## POLA LIGHT

Pola Light náustek,  
4× 3 g stříkačka

SD7700985

**2.390 Kč**



## POLA DAY 6%

3 g stříkačka  
různé odstíny

SD7700079.1



**-50%**

~~419 Kč~~

**210 Kč**


V rámci akce 1+1 za polovinu můžete ke každému produktu využít slevu 50 % vždy pouze na jeden další kus.

NaviTip Double  
SidePort 31ga

Aplikační ohebná kanyla 31ga(0,28mm) pro hypochlorid sodný, roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, roztok chlorhexidinu, UltraEtch 2 otvory po str

sleva:

10%



20ks	2120,-	1910,-
50ks	4530,-	4080

## NaviTip 29ga, 30ga

Silné rigidní kanyly s měkkými zaoblenými konci, které usnadňují pohyb v zakřiveném kanálku. Kontrolovaná aplikace přípravků až k apexu. Vyrobené z nerezové oceli. **Dostupné ve dvou průměrech:** 30G (0,31 mm) a 29G (0,33 mm).  
**Délky:** 17 mm (bílé), 21 mm (žluté), 25 mm (modré) a 27 mm (zelené).  
**29G je určeno k aplikaci pastových materiálů:** EndoREZ, UltraCal XS a MTAflow  
**30G je určeno pro dávkování roztoků, gelů:** File-Eze, 18% roztok Ultradent EDTA, 20% roztok Ultradent Citric Acid.



sleva:

20%

20ks	1860,-	1680,-
50ks	4150,-	3740,-

## NaviTip FX 30 ga

2 kanyly v jedné - multifunkční kanyla: současně čistí, oškrabuje stěny kanálku a vyplachuje kanálek. Pevná kanyla 30 ga dostupná v délkách 17 nebo 25 mm. 30ga (ø 0,30 mm) optimální pro: Citric Acid 20%



20x kanyla 17 mm	2160,-	1950,-
20x kanyla 25 mm	2160,-	1950,-

NaviTip Single Siderport  
29ga

Aplikační kanyla pro nanášení UltraCal XS, MTAFlow, MTAFlow White  
1 otvor po straně brání protlačení materiálu přes apex 17, 21, 25 nebo 27 mm  
29ga (0,28mm)



20 kanyl

	1990,-	1790,-
--	--------	--------

## Biodentine XP

Proč použít Biodentine?

- zachovává vitalitu pulpy
- umožňuje ošetření klinických chyb (via falsa, perforace cavum pulpae)
- pro definitivní náhradu dentinu

sleva:

25%

na XP500

Aplikuje se pomocí kleští přímo z kapsle s tenkou kanylou. Míchá se v Biodentine míchače, která je součástí starter packu.

Starter pack obsahuje: 2x 10 ks Biodentine XP (200 a 500), aplikační kleště a míchací přístroj



Starter kit	30590,-	27990,-
200, 10ks	7790,-	6990,-
500, 10ks	9090,-	6820,-

## Parcan L

sleva více než:

20%

3% roztok chlornanu sodného připravený k použití pro účinnou irigaci kořenových kanálků, s uzávěrem s luer lock. Rozpouští nekrotické tkáně  
Silná oxidační vlastnost pro lepší čištění kanálků  
Bezpečný, čistý a připravený k použití



400ml	1060,-	844,-
-------	--------	-------

## Barevné stříkačky

Barevně označené stříkačky pro výplachové a jiné roztoky. Standardní luer-lock zakončení. Neobsahují latex. Barvy: červená, modrá, žlutá a bílá. Objem: 5 ml



5ml, 100 ks	550,-	495,-
-------------	-------	-------

## Cavit

Provizorní výplňový materiál, se zvýšenou adhezí a různými stupni tvrdosti. Cavit (červený): vysoce pevný, pro výplně okluzně zatížených kavít. Cavit-W (modrý): se sníženou pevností ale vyšší adhezí. Cavit-G (zelený): nejměkčí, odstranitelný vrtáčkem,



28g	650,-	585,-
-----	-------	-------

## Root Canal Sealer

Radioopákní, bakteriostatický materiál pro definitivní plnění kořenových kanálků.

Složení: prášek – zink-oxid, kalcium-fosfát, barium-sulfát, tekutina – eugenol, kanadský balzám.

Sada obsahuje: 15 g prášku a 7,5 ml tekutiny.



sada	2670,-	2385,-
------	--------	--------

## ProTaper Ultimate

ProTaper Ultimate je výsledkem dalšího vývoje úspěšných nástrojů ProTaper Universal a ProTaper Gold zachovávajícím stejnou filozofii a podobnou techniku jako předchozí generace nástrojů ProTaper. Navíc přináší další výrazné benefity jako je větší flexibilita, vyšší odolnost proti cyklické únavě a jednodušší zacházení.



**Kupte 3 balení ProTaper Ultimate (6ks/5ks) podle svého výběru a získáte 1 balení Protaper Ultimate sekvence 25mm ZDARMA**

ProTaper Ultimate sekvence, 5ks	2209,-
ProTaper Ultimate refill, 6ks	2650,-

## Endostar E3 Azure

EndoStar E3 Azure je inovativní systém vytvořený technologií Azure HT, jejímž cílem bylo vytvořit kořenové nástroje, které jsou extrémně flexibilní a odolné proti zlomení i v těch nejsložitějších klinických případech. Nemusíte nijak měnit své zaseté postupy ani endo-kolénko, systém podporuje jak rotační, tak reciproční nebo i kombinovaný způsob opracování kořenových kanálků.

Dostupné ve třech délkách: 21 mm, 25 mm a 29 mm.

Basic kit (3 ks): 30/08, 25/06, 30/04.

Big kit (3 ks): 35/04, 40/04, 45/04.

Small kit (3 ks): 20/06, 25/04, 20/04.

Refilly baleny po 6 ks.



**Kupte 2 balení Endostar E3 Azure (6 nebo 3 ks) a získáte Endostar EASYdam (střední síla, zelená barva, 36 ks) ZDARMA**

3ks	1140,-
6ks	1680,-

## Endostar Revision

Rotační systém pro re-endo ošetření metodou crown-down.

Vyroben z nejkvalitnější slitiny nikl-titanu s tepelnou úpravou Azure. Nástroje jsou extrémně flexibilní, odolné proti zlomení, zároveň velmi pevné a účinné.

Balení Revision Set obsahuje: Endostar REvision nástroje 30/08, 25/06, 20/04 délky 25 mm



**Kupte 2 balení Endostar Revision (6 nebo 3 ks) a získáte Endostar EASYdam (střední síla, zelená barva, 36 ks) ZDARMA**

3ks	1140,-
6ks	1680,-

## FibreKleer

Kompozitní čepy ze skelných vláken.

**Kónické, ve velikostech:** 1,25 mm, 1,375 mm a 1,50 mm.

sleva více než:

20%



10 ks	1107,-	878,-
Vrtáček, 1ks	2358,-	1885,-

**LM Sharp Diamond nástroje nevyžadují vůbec žádné ostření. Tyto nástroje jsou vyrobeny z extrémně odolné speciální kovové slitiny a odolnost proti otěru je vylepšena ochrannou mikro membránou.**

**OSTROST & KOMFORT - LEPŠÍ NÁSTROJE, LEPŠÍ VÝSLEDKY**

### Mikrosrpek

sleva:

**15%**



Nástroj s unikátním pracovním koncem a prodlouženým dříkem.

~~2509,-~~

**2129,-**

### Kyreta Gracey 7/8



Nástroj vhodný pro premoláry a moláry i pro buklální, meziální a linguální plochy.

~~2509,-~~

**2129,-**

### Minisrpek SharpJack



Scaler LM-SharpJack™ je vybaven extra dlouhými, tenkými břity pro pohodlný interproximální přístup a představuje nejoblíbenější design skaleru v USA. Stopka je optimálně skloněná pro univerzální přizpůsobení v anteriorní a posteriorní oblasti.

~~2509,-~~

**2129,-**

### Minikyreta Gracey 11/12



Nástroj vhodný pro meziální povrch premolárů a molárů.

~~2509,-~~

**2129,-**

### Minisrpek



Nástroj s jemně/ mírně zahnutým ostřím. Vhodný pro všechny plochy zubů.

~~2509,-~~

**2129,-**

### Kyreta Gracey 11/12



Nástroj vhodný pro meziální povrch premolárů a molárů.

~~2509,-~~

**2129,-**

### Kyreta Gracey 1/2



Nástroj vhodný pro řezáky a premoláry.

~~2509,-~~

**2129,-**

### Minikyreta Gracey 13/14



Nástroj vhodný pro distální povrch premolárů a molárů.

~~2509,-~~

**2129,-**

### Luxátor

Vazivový nůž díky jemné ostré čepeli pronikne mezi zub a alveol bez nutnosti fyzické námahy.

Nepoužívají se jako páčidlo (mohlo by dojít k ohnutí špičky), ale jako ostrý vazivový nůž. Vynikající také pro ortodontické extrakce stálých zubů u dětských pacientů.

Celá operace minimálně poškodí tkáň, hojení je mnohem rychlejší a méně stresující pro pacienta i lékařský tým.

**Nejoblíbenější čepele:**


3S rovná, širší - 3 mm, vhodná pro apikální i interproximální užití,

2S rovná, užší - 2 mm, vhodná pro interproximální užití,

DE3 a DE5 duální čepel vhodná pro hluboko frakturované zuby a zkažené kořeny,

3A nůž pod úhlem pro snadnější manipulaci v dostupných částech oblouku, čepel 3 mm.

3C základní nástroj pro univerzální použití, vhodný pro začátečníky, zahnutá čepel 3 mm.



Luxator

~~4130,-~~

**3717,-**

Luxator DE3/5, 1S

~~4650,-~~

**4185,-**

### LM LiftOut

Nástroje pro atraumatickou extrakci.

Důležité pro hojení pro budoucí umístění implantátu.

Úzká koncovka nástroje se zavádí do periodontálního prostoru směrem k apexu kořene za současného jemného kroutivého pohybu nástroje tam a zpět.

**S4**

4mm rovný



**C3**

3mm zahnutý



~~3589,-~~

**3049,-**

### LM SlimLift

Luxátory SlimLift jsou navrženy pro velmi úzká místa, ke kterým se nelze dostat klasickým luxátorem.

Umožní extrakci zubu bez sebemenších traumat. Důležité v případech, kdy vyžaduje rychlé hojení ran.

Velmi jemná koncovka nástroje se zavádí do těsných periodontálních prostor.



**S3**

3mm rovný



**C4**

4mm zahnutý

~~3589,-~~

**3049,-**

### LM TwistOut

Nástroje TwistOut jsou vhodné pro nahávané extrakce, kdy je potřeba vyvinout velkou sílu a kroutící moment.



**S5**

5mm rovný



**C4**


4mm zahnutý

~~3589,-~~

**3049,-**

## Kromopan

- Alginátová otiskovací hmota s fázovým barevným indikátorem a možností odlít modelu až za 100 hodin.
- Finální barva otisku je bílá, materiál má relativně pomalejší tuhnutí – míchání 45 sek., pracovní čas 1:45 min., celkový čas je 3:00 min.



450g 265,- **239,-**

## Variotime krémy



**sleva:  
20%**

A-silikonový otiskovací materiál pro veškeré indikace. Nabízí široké spektrum viskozit krémů - medium flow, light flow a extra light flow.

light flow 2x 50 ml 1030,- **820,-**

## Variotime Easy Putty

A-silikonový otiskovací materiál pro veškeré indikace. Vynikající reprodukce detailů a dlouhá objemová stabilita. Umožňuje variabilní pracovní čas pro přípravu materiálu (1 - 2,5 minuty) při zachování vždy stejně krátké doby tuhnutí (2,5 minuty). Putty - k ručnímu míchání, putty. Heavy Tray je určen pro korekční otisk.



Easy putty - 2x 300 ml 1650,- **1320,-**

## Speedex

C-silikonová otiskovací hmota vhodná pro obě metody otiskování. Povrchově aktivován, velmi dobře zatéká a vykreslí i jemné detaily. Snap Set tuhnutí, možná regulace rychlosti tuhnutí.



set 1619,- **1399,-**  
light body/ medium body - 140 ml 499,- **399,-**  
putty - 910 ml 1239,- **799,-**

## Stomaflex



C-silikonová hmota vhodná pro běžné použití v každodenní praxi.

Putty 764,- **688,-**  
Light 264,- **238,-**  
Katalyzátor 311,- **280,-**

## ZetaPlus

Jednoduchá manipulace i míchání, vynikající zatékavost. Při vkládání do úst je měkký a velmi dobře se otiskuje. Po zatuhnutí má jedinečnou finální tvrdost, čímž je zabráněno zborcení stěn otisku. Pracovní čas a dobu tuhnutí si můžete regulovat množstvím katalyzátoru.



Sada 1239,- **1119,-**

## Ypeen

Oblíbená alginátová otiskovací hmota rychle tuhnoucí v ústech, s optimální manipulační dobou.



450g 238,- **215,-**

## Elastic Cromo

Alginátová, elastická, otiskovací hmota s fázovým barevným indikátorem a možností odlít otisku až za 120 hodin. Barevná indikace fázi tuhnutí.



450g 229,- **216,-**

## Repin



425g 421,- **379,-**

## Hydrogum 5



Bezprašný alginát s vysokou objemovou stálostí 5 dnů. Ovocná chuť, fialová barva, antitaxativní složka.

453g 439,- **396,-**

## Orthoprint

Alginátová hmota s vanilkovou příchutí vhodná pro děti i dospělé. Extra rychlé tuhnutí (45 vteřin). Ideální pro ortodoncii, díky super rychlé práci a antitaxativní složce. Žlutá barva, vysoce elastická.



500g 379,- **339,-**

## Tenatex – nahraza za Ceradent

Pružný a výborně tvarovatelný měkký růžový plotýnkový vosk. Skvělý především na stavění zubů. Lze krásně zahladit a šetrí tak čas při konečné úpravě. Primární teplota pro změkčení: 36 - 42 °C.



500g 429,- **386,-**

**RubyCompNano**
 incidental **ruby dent**

Světlem tuhnutí nanohybridní kompozitní restorativní materiál na pryskyřičné bázi pro frontální a distální dostavby, radioopákní. Vyšší estetika, nízké smrštění, má vysokou míru plnění, může být leštěn na vysoký stupeň, má vysokou odolnost proti oděru, snadné použití, dlouhá výdrž, nelepavý.

Varianty

1 × 4 g stříkačka A2, RD5069  
1 × 4 g stříkačka A3, RD5070

~~530 Kč~~**477 Kč****RubyFlow**
 incidental **ruby dent**

Tekoucí světlem tuhnutí radioopákní kompozit. Nízké smrštění, nízké opotřebení, leštitelnost do vysokého lesku, krásné estetické náhrady, velmi nízká drsnost povrchu, výborná manipulace, nelepavý, velmi dobrá okrajová adaptace.

Varianty

1 × 2 g stříkačka A2, RD5535  
1 × 2 g stříkačka A3, RD5536

~~420 Kč~~**378 Kč****RubyEtch**
 incidental **ruby dent**

Leptací gel obsahující 37 % kyseliny fosforečné. Dodává se ve 3 ml stříkačkách s velmi tenkou aplikační jehlou, aplikuje se velmi snadno a bezpečně pouze na místa, která chceme naleptat. Snadno omyvatelný, modře zbarvený, perfektní povrchová retence.

3 ml stříkačka,  
RD5683

~~249 Kč~~**225 Kč****RubyEdta**
 incidental **ruby dent**

EDTA Gel je 17 % EDTA s 10 % peroxidem karbamidu ve vodě rozpustném gelu. Používá se jako chemické a mechanické chelatační činidlo při preparaci kořenových kanálků. Snadno se aplikuje, antibakteriální účinek, snižuje poškození filu (pilníku).

2 × 3 ml stříkačka,  
RD8069

~~290 Kč~~**261 Kč****RubyMark  
artikulační papír  
rovný 200 μ**
 incidental **ruby dent**

Citlivý artikulační papír se speciálním flísovým povrchem pro snadné značení. Nelepavý, hladký povrch, nejpřesnější kontrola okluze.

Varianty

200μ, modrá, 300 ks, RD9607  
200μ, červená, 300 ks, RD9606

~~530 Kč~~**489 Kč****Rubydent  
polymerační lampa**

Univerzální lampa pro efektivní a kvalitní vytvrzení

- Ergonomický design
- Hlava z nerezové oceli
- Otočná o 360 stupňů
- Průměr světelné koncovky 10 mm
- Vytvrzení 2mm vrstvy za 1 s
- Baterie s kapacitou až 1300 10s cyklů

Model: MaxCure7 Power

Vlnová délka světla: 385–515 nm

Intenzita světla: 1000–2500 mW/cm<sup>2</sup>

Baterie: 2600 mAh

Vstup napájení:

100–240 V AC 50/60 Hz

Zdroj: 5 V DC/1A

Barevné varianty: bílá, černá

 incidental
**ruby dent**

Balení

1 ks v balení

**6900 Kč**