

Apron č.1

Ochranné roušky pro pacienta vyrobené z umělé hmoty.
Dodávány v roli s perforací pro odtržení.

S výřezem pro krk a páskami pro zavázání.

Barvy: modrá (1), bílá (2), zelená (3), tmavě modrá (4), oranžová (6) a žlutá (8).

Rozměr: 80 x 54 cm.



200ks

560,-

499,-

Apron č.3

Pacientské bryndáky vyrobené z polyetylénu a savé měkké celulózy.

Barvy: bílá, zelená, tmavě modrá, světle modrá, blankytná, světle oranžová, tmavě oranžová, šedíková, vínová, žlutá a růžová.

Rozměry: 60x54 cm - 80 ks a 80x54 cm - 60 ks.



60x54 cm - 80 ks

330,-

297,-

80x54 cm - 60 ks

330,-

297,-

Ústenky Euronda



modrá, růžová nebo limetka

50ks

220,-

198,-

Roušky papírové
skládané

Barvy: oranžová, růžová, žlutá, modrá, zelená, fialová, vínová, světle modrá, blue lagoon, limetka - 500ks

700,-

637,-

černá - 500ks

750,-

680,-

Savky



různé barvy,
100ks

105,-

95,-

Kelímky



různé barvy,
100ks

93,-

84,-

Gelatang

Vyroběn z pěnové želatiny a jemně rozptýleného (koloidního) stříbra - antibakteriální.
Rychlá hemostáze, stabilizuje krevní koaguláty.
Postupná a kompletní resorbce - zůstává v alveolu a je kompletně absorbován během 4 týdnů.
Indikace - léčba alveolu a kavit po extrakci, apikální amputaci, maxilární sinusové perforaci a dalších chirurgických zákrocích.



50 ks

1629

1466,-

Adhesor

Adhesor, zinkfosfátový cement, se používá jako podložkový materiál pod amalgamové a kompozitní výplně, dočasný výplňový materiál, pro fixace korunek a můstků a plnění kořenových kanálků.



80 g prášku a 55 g
tekutiny

370,-

333,-

Leptací gel
(Etching)

Leptací gel na bázi 37% kyseliny fosforečné. Slouží k leptání dentinu a skloviny pro všechny leptací techniky. Modrozelený leptací gel je velmi dobře viditelný a má optimální tixotropní tokové vlastnosti.
Náhrada za Etching gel.



2 x 1,4 g stříkačky,
3aplikační kanyly

342,-

308,-

70g + 10 stříkaček
+ 50kanyl

1658,-

1499,-

Breeze

Samoadhezivní pryskyřičný cement pro snadné tmelení fixních protetických prací a kořenových čepů.

3 odstíny: A2, opákní bílý a transparentní.



4 ml + 12 kanyl |

1554,-

1399,-

FibreKleer

Kompozitní čepy ze skelných vláken.

Kónické, ve velikostech: 1,25 mm, 1,375 mm a 1,50 mm..



čepy, 10 ks

1107,-

996,-

Build-It

Skelnými vlákny vyztužený dostavbový materiál
Zatéká tam, kde potřebujete a lze jej vrstvit aniž by stékal
Vysoká pevnost v ohybu
Duálně tuhne
Odstíny: A2 (2), A3 (3), opákní bílý (8), modrý (1) a zlatý (2).



4 ml+5 kanyl

1052,-

947,-

Senzor návleky

- Jemné přesto odolné návleky.
- Zajišťují dokonalou hygienu RVG senzorů.
- Měkký materiál a ergonomické provedení zvýší pohodlí pacienta.
- velikost: 42 x 200 mm.



42 x 200 mm
- 500 ks

299,-

245,-

Mikrozid Universal
Liquid

Nízkoalkoholová dezinfekce pro citlivé povrchy a předměty.
Vhodný k dezinfekci citlivých povrchů komunikačních zařízení, dermatologicky testován k okamžitému použití.
Přípravek může být použit bez rukavic v závislosti od epidemiologické situace a bezpečnosti práce.



1l s rozprašovačem

380,-

320,-

Zeta 7

- Bezaldehydový dezinfekční přípravek na otisky s širokým spektrem účinnosti.
- Nemá vliv na rozměrovou stálost silikonů, alginátů ani polyeterů, kompatibilní se všemi sádkami.
- **Solution** - nesmírně ekonomická dezinfekce, z jednoho kanystru připravíte 100l dezinfekčního roztoku.
- **Spray** - připraven k okamžitému použití – příjemná citrónová vůně.



solution 1l

1469,-

1322,-

Spray 750 ml

489,-

440,-

CaviWipes

Pohodlné, k okamžitému použití připravené ubrousky se středně silnou schopností dezinfekce k čištění a dezinfekci povrchů zdravotnických zařízení dezinfekčním roztokem CaviCide.



- Neobsahují fenoly, bělidla ani jiné toxické chemikálie.
- Vyrobeny z netkané textilie s texturou, která účinně odstraňuje nečistoty a usnadňuje tak proces dezinfekce.

Dóza, 160ks

319,-

287,-

2l

Rotasept

Vysoce účinný přípravek na dezinfekci a čištění všech typů rotačních nástrojů.



940,-

846,-

Gigasept Instru AF

Přípravek na dezinfekci a čištění všech druhů nástrojů a pro ultrazvukové čističky.
• Neobsahuje aldehyd, fenol ani aktivní chlór.
• Má velmi dobré čisticí schopnosti, široké spektrum účinnosti a příjemně voní.



5l

3490,-

3139,-

2l

1570,-

1409,-

ANIOS Excel ubrousky
bez alkoholu

Účinné složení **bez parfemace a barviv**

Čištění a dezinfekce v jednom kroku – zanechává povrch viditelně čistý

Bez alkoholu

Široké spektrum antimikrobiální účinnosti a krátké kontaktní čas

Vysoká kompatibilita s mnoha materiály, včetně polymerů (např. polykarbonát, plexisklo)



100ks

359,-

323,-

2l

Aspirmatic

- Přípravek ke každodennímu hygienickému ošetření odsávacích zařízení a odlučovačů amalgám
- Neobsahuje fenol, aldehydy ani chlor, příjemně voní.



1640,-

sleva více než:

15%

1375,-

Sekusept aktiv

- K dezinfekci a čištění nástrojů, pomůcek z nerez, skla, gumy a plastu, dýchacích masek a nástrojů.
- Skvělá materiálová snášenlivost, pH pracovního roztoku 8.
- Má vynikající čisticí účinky, výborně rozpouští krev a bílkovinné nečistoty.
- Určeno i pro vyšší stupeň dezinfekce termolabilních materiálů.
- Vhodné i pro použití v ultrazvukové lázni a v poloautomatických myčkách.



1,5kg

1319,-

1188,-

6kg

4889,-

4398,-

Válečky Richmond

- Klasické vysoce flexibilní, měkké, 100% bavlněné válečky s úžasnou absorpční schopností.
- Prošívání válečky jsou extra měkké s extrémní savostí a výjimečnou trvanlivostí, poskytují maximální pohodlí pro pacienty.
- Dodávány v univerzální velikosti č. 2



2000ks

2975,-

2688,-

Dóza, 150ks

Mikrozid AF ubrousky

- Alkoholová dezinfekce - zdravotnický prostředek pro všechny oblasti se zvýšeným rizikem infekce.
- Rychlý účinek, neotírá se – pouze zasychá, nezanechává žádné stopy, příjemně voní.
- Účinnost: bakterie (vč. Tb), mikroskopické houby, viry HBV, HIV, HCV, Adeno-viry, Rota-viry, Papova-viry, Polio-viry.



Náhradní ubrousky, 150ks

360,-

430,-

324,-

385,-

BioStamp svářečka

Moderní a snadno ovladatelný přístroj pro pečutí sterilizačních rolí pro parní autoklávy.
• Splňuje požadavky a kvalitativní standardy nejnáročnějších uživatelů.
• Svářečka je vybavena ohřevem svářecí kazety, pákou s přítlačecím mechanismem a automatickou časovou kontrolou.
• Zajišťuje rovnoměrný ohřev, účinné přilnutí a zabraňuje spálení papíru.



13990,-

11990,-

Cognoscin

Sprej s vůní máty je zdravotnický prostředek pro endodontický diagnostický test citlivosti a vitality zubní dřeně (pulpa dentis).
Balení: 75 ml s vůní máty



75ml

310,-

268,-

DC Kältespray

Mrazicí spray pro zjišťování vitality zubů, dosahuje teploty -45 °C.



200ml

130,-

117,-

ORBIS chladicí sprej

Chladicí sprej pro lékařské použití, ochlazuje až do -45 °C, okamžitě se odpařuje a nezanechává stopy. Je vynikající pro zmrazování pelet z pěnové hmoty či roliček vaty, stejně jako pro zkoušení vitality zubu. Lze jej také použít k rychlému ochlazení otkovacích materiálů nebo míchacích podložek.
Příchuť: pomeranč



200ml

158,-

143,-

Ketac-Cem Radiopaque

Skoionomerní, fixační cement pro inleje, onleje, korunky, můstky, kořenové čepy, dlahy a ortodontické brekety. Extrémně silná chemická vazba na zubní tkáň. RTG kontrastní.



33 g prášku, 12 ml tekutiny a příslušenství.

3086,-

2778,-

3 x 33 g prášku, 3 x 12 ml tekutiny a příslušenství.

5555,-

4999,-

Dočasný zinkoxidový cement bez eugenolu, určený pro provizorní cementaci dočasných náhrad i pro cementaci definitivních náhrad na implantátové abutmenty.



30+13 g

1216,-

1098,-

Orbiject

Injekční kanyly, vhodné pro všechny stříkačky na běžné cylindrické ampule, s pomocnou značku (šipka) pro optimální nalezení vkladací polohy. Tříhranný průřez jehly, potažené silikonem pro bezbolestný vpich. **Kanyly G30 0,3 x 13 a G30 0,3 x 23 mm** mají krátkou jehlu, vhodnou zejména pro intraligamentární anestézii.

- s plastovým nástavcem
- jehla potažená silikonem
- nízká bolestivost

sleva:

22%



100ks

509,-

399,-

Rukavice nitrilové bez pudru



200 ks

220,-

198,-

Rukavice latexové bez pudru



100ks

229,-

209,-

Rukavice Comfort



100ks

327,-

292,-

KaVo Spray

Vysoce kvalitní univerzální péče, Zajišťuje dlouhodobou životnost nástrojů KaVo, Hnací plyn šetrný k životnímu prostředí,



500ml

1290,-

1158,-

MD-400 F1 - servisní olej

- Vynikající mazání.
- Vysoká kompatibilita a materiály.
- Odolné vůči sterilizaci.
- Obsah 400 ml




400ml

1044,-

877,-

Keramický skalpel

- Keramický rotační nástroj do turbínky (300.000 – 500.000 ot./min).
- Slouží k chirurgii měkkých tkání a je alternativou klasického skalpelu nebo elektrochirurgie.



Kratší nebo delší, 1ks

2099,-

1790,-

ORBI-Sept vlhčené ubrousky, bez alkoholu

Vlhčené ubrousky bez alkoholu pro rychlou dezinfekci invazivních a neinvazivních zdravotnických prostředků a pro dezinfekci povrchů.



25x25 cm, 80ks

430,-

398,-

Orbi-Sept SD Plus dezinfekce na plochy

Rychlá dezinfekce připravená k okamžitému použití pro profylaktickou dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků odolných proti alkoholu.



2,5l

1169,-

1069,-

Čistič plivátek

Roztok připravený k přímému použití, pro čištění a údržbu plivátek v ordinaci. Přípravek má dezinfekční účinek a je vhodný i pro použití v dřezech a na obklady a dlaždice. Odstraňuje zbytky krve, vodní kámen, zabarvení a otiskovací hmoty. Přípravek po nanesení zanechává na povrchu povlak, který snižuje ulpívání nových nečistot.



750ml

409,-

368,-

ORBI-Sept dezinfekce nástrojů Plus

Koncentrát pro každodenní dezinfekci nástrojů. Splňuje požadavky na kompletní virucidní ochranu a je zdravotnickým produktem, který splňuje nejvyšší standardy dezinfekčního výkonu a materiálové kompatibility pro všechny (chirurgické) nástroje v zubních ordinacích.



1l

613,-

552,-

ORBI-Sept čistič sání

Lepší cena

ORBI-Sept čistič sání je nízko pěnivý čistič koncentrát pro čištění dentálních odsávacích systémů včetně jejich odtokových potrubí. Pro týdenní použití. Při pravidelném používání brání usazeninám a ucpání nebo existující usazeniny rozpustí.



2,5l

771,-

656,-

ORBI-Sept dezinfekce na povrchy a podlahy, koncentrát

Bezdehydový dezinfekční koncentrát pro dezinfekci a čištění povrchů a velkých ploch. Bez alkoholu.

Lepší cena



2,5l

829,-

705,-

ORBI-Sept dezinfekce otisků

Lepší cena

Pro dezinfekci všech dentálních otisků.



2,5l

822,-

699,-

ORBI-Sept dezinfekce na povrchy

Rychlá dezinfekce připravená k okamžitému použití pro profylaktickou dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků odolných proti alkoholu.

aroma: cool fresh



2,5l

723,-

651,-

ORBI-Sept dezinfekce na povrchy bez alkoholu

Dezinfekce na povrchy bez alkoholu pro profylaktickou dezinfekci povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků. Mimořádně vhodný pro použití na povrchy citlivé na alkohol.

Lepší cena



2,5l

762,-

630,-

ORBI-Sept dezinfekce vrtáčků

Pro čištění a profylaktickou dezinfekci zubních vrtáčků a rotačních nástrojů. Vhodný také pro ultrazvukové čističky.

Lepší cena



2,5l

704,-

599,-

ORBI-Sept dezinfekce nástrojů

Koncentrát pro přípravu dezinfekčního roztoku pro ruční čištění a profylaktickou dezinfekci termostabilních a termolabilních nástrojů ponořením do lázně.

Lepší cena



2,5l

1290,-

1087,-

ORBI-Sept dezinfekce odsávacího zařízení

Vysoce účinný koncentrát pro čištění, dezinfekci a péči o odsávací systémy zubních souprav. Je bez aldehydu, nepění. Díky vysoké čistící síle odstraní i odolné usazeniny. Široké spektrum působení, vysoká kompatibilita, použitelný i v systémech se separátory amalgámu. Pravidelné používání zamezuje vzniku nepříjemných pachů.



2,5l

982,-

884,-

Elite HD+

- A-silikon pro všechny metody otiskování.
- Fast soft: rychle tuhnoucí, pro dvoukrokovou metodu otiskování.
- Normal soft: normální rychlost tuhnutí, pro metodu dvojího míchání.
- Light: pro dvoukrokovou metodu otiskování, zvýšená zatékavost, zelená barva.



**Kupte 2x Elite HD+ Putty Soft Fast získáte
1x Light Body Fast set ZDARMA**

Putty soft - 2x 250 ml **1979,-**
Light Fast, 2x 50 ml **1499,-**
1288,-

Variotime krémy



A-silikonový otiskovací materiál pro veškeré indikace.
Nabízí široké spektrum viskozit krémů - medium flow, light flow a extra light flow.

krémy 2x 50 ml **1030,-**
820,-

sleva:

20%

Variotime Easy Putty

A-silikonový otiskovací materiál pro veškeré indikace. Vynikající reprodukce detailů a dlouhá objemová stabilita. Umožňuje variabilní pracovní čas pro přípravu materiálu (1 - 2,5 minuty) při zachování vždy stejné krátké doby tuhnutí (2,5 minuty). Putty - k ručnímu míchání, putty. Heavy Tray je určen pro korekční otisk.



Easy putty - 2x 300 ml **1650,-**
1320,-

Occlufast rock

- Thixotropní, rychle tuhnoucí (60 sekund), vysoce přesný (20 µm).
- A-silikon pro registraci skusu



sleva více než:

25%

2 x 50ml + 12 kanyl **1469,-**
1095,-

Futar Clear Normal

- Transparentní materiál pro registraci skusu, který umožňuje přímou vizuální kontrolu ošetřované oblasti díky své čiré a světle propouštějící konzistenci.
- Nabízí spolehlivou přesnost, pevné tuhnutí a zároveň dostatečnou elasticitu pro snadné sejmutí.
- K dispozici je ve variantě
- s normální dobou tuhnutí (3 min)
- se zrychlenou dobou tuhnutí FAST (1 min)., pro metodu dvojího míchání.



Fast 2x50ml + 6 kanyl **1560,-**
1250,-
Normal 2x 50ml + 6 kanyl **1560,-**
1250,-

Express XT Penta

Vinyl polysiloxovaný otiskovací materiál pro techniku korekčního otisku (dvojí otiskování) i pro sendvičovou techniku (dvojí míchání, jedno otiskování). Materiál pro automatické míchání.

- **Express XT Penta H:** Hustší a viskóznější. Pro pevné otisky, odolné proti deformaci. (Varianta: Penta H – normálně tuhnoucí, Penta H Quick – rychle tuhnoucí)
- **Express XT Penta Putty:** Měkčí, tvarovatelná. Pro detailní otisky jako základní vrstva.



1x300ml báze, 1x60ml katalyzátor **1963,-**
1767,-

Futar

Futar - snadné opracování, malá elasticita, tvrdost (Shore-A 90) pracovní čas 30 s, intraorální čas tuhnutí 90 s.

Futar Fast - snadné opracování, malá elasticita, tvrdost (Shore-A 90) pracovní čas 15 s, intraorální čas tuhnutí 60 s.



sleva:

20%

2 x 50ml + 6 kanyl **1560,-**
1250,-

Futar D

Futar D / Fast / Slow - rychle tuhnoucí a extra tvrdý (Shore-D 43), žádné elastické borcení, pracovní čas 30 s / 15 s / 90 s, intraorální čas tuhnutí 60 s / 45 s / 90 s.



sleva:

20%

2 x 50ml + 6 kanyl **1560,-**
1250,-

Express XT Light

Standardně tuhnoucí krémy jsou vhodné pro rozsáhlé preparace. Rychle tuhnoucí krémy jsou ideální pro malé preparace.

- **Light body** - zvýšená zatékavost, standardně tuhnoucí (1:00 + 3:30), fialová barva.
- **Light body Quick** - zvýšená zatékavost, rychle tuhnoucí (0:40 + 2:30), růžová barva.
- **Regular body** - standardně zatékavý, standardně tuhnoucí (1:00 + 3:30), tyrkysová barva.
- **Regular body Quick** - standardně zatékavý, rychle tuhnoucí (0:40 + 2:30), žlutá barva.



2x50ml **1574,-**
1417,-

Hydrogum 5



Bezprašný alginát s vysokou objemovou stálostí 5 dnů. Ovocná chuť, fialová barva, antidávivá složka.

sleva více než:

30%

453g **439,-**
299,-

Tropicalgin

Alginátová otiskovací hmota s ovocnou příchutí a barevným indikátorem tuhnutí.

sleva více než:

30%

453g **379,-**
259,-



Otiskovací lžice ASA

- Perforované lžice bez retenčního okraje z nerezové oceli.
- **Horní** - XXS, XS, S, M, L, XL
- **Dolní** - XXS, XS, S, M, L, XL



1ks **169,-**
145,-

MaxCem Elite

Dvousložkový, samoleptací, duálně tuhnoucí kompozitní fixační cement typu pasta-pasta.

Odstíny: bílý, opákní, čirý a žlutý

sleva více než:

25%



refill - 2x 5 g

4272

3188,-

Cleanic profylaktická pasta

Možnost výběru: Máta s fluoridem (3380); Zelené jablko, s fluoridem, bez mentolu (3382); Light s fluoridem, (3384); Máta bez fluoridu (3183); Berry Burst s fluoridem (3386)

sleva

více než:

20%



100g

788

617,-

SimpliShade Bulk Fill

Systém jednoho odstínu

Díky použití jednoho odstínu, který hladce splyne se všemi 16 klasickými odstíny palety VITA®, vám SimpliShade™ Bulk Fill ušetří čas při výběru odstínů a řízení zásob.

Jeden krok

Vytvářejte výplně v jednom kroku a zbavte se nutnosti používat krycí vrstvu. Díky zdokonalenému mechanismu vytvrzování umožňuje SimpliShade™ Bulk Fill snadno dosáhnout hloubky polymerace až 5 mm v jediném kroku.



sleva více než:

20%

Stříkačka 4g

1901,-

1519,-

Kompule 20x0,25g

2520,-

1999,-

OptiShade

Systém OptiShade s využitím technologie Adaptive Response Technology pokrývá všech 16 klasických odstínů VITA® pomocí pouhých 3 odstínů.

Můžete se spolehnout na prvotřídní vlastnosti při zpracování a současně získáte vysoce estetické náhrady, zjednodušíte si správu skladových zásob a ušetříte čas při výběru odstínů.



sleva více než:

20%

Stříkačky 4g

2039,-

1625,-

OptiBond Gel Etchant

37.5% kyselina fosforečná určená k leptání dentinu a skloviny.

- Jasná fialová barva, příjemná viskozita, snadno se oplachuje.
- Gel je zcela a snadno bez námahy smývatelný a nabízí i pohodlí aplikace stříkačkou.



sleva

více než:

15%

Gel etchant 30 g + přísl.

2438

2066,-

SimpliShade Bulk Fill Flow

Zatékavý materiál s jedním odstínem pro maximální jednoduchost

Systém jednoho odstínu

Díky použití jednoho odstínu, který hladce splyne se stěnami kavity ve všech 16 klasických odstínech palety VITA®, vám SimpliShade™ Bulk Fill Flow ušetří čas při výběru odstínů a řízení zásob.

Úspora času

Zjednodušte si pracovní postup do jednoho jediného kroku a vytvrzujte až do hloubky 5 mm před přidáním překrývací vrstvy.



Stříkačky 2x2g

1901,-

1519,-

Kompule 20x0,25g

2520,-

1999,-

Charisma Diamond

- Nanohybridní fotokompozitní materiál.
- Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, D3, OL, OM, OD, BL, BXL, OB, CL, AM, CO, YO.
- Univerzální odstín ONE pro výplně pomocí jediného odstínu, neviditelně splyne s opravovaným zubem.



sleva

více než:

17%

stříkačka 4g

1450,-

1197,-

Charisma Bulk Flow ONE

Jednoodstínový bulk fill flow kompozit pro každodenní použití.

Nízká kontrakce, vysoká pevnost v ohybu a odolnost proti opotřebení zajišťují dlouhou životnost náhrad, které vydrží zátěž v distálním úseku. V balení ke každé stříkačce dostanete 5 aplikačních kanyl.

sleva

více než:

20%



2 g + 5 kanyl

1050,-

835,-

Charisma E4SY

Pouze 4 odstíny místo 16 odstínů VITA: Méně složitosti, stejná jistota. Jednoduché monochromatické odstíny pokryjí 90 % vašich výplní: Ověřená univerzálnost.

Ušetříte až 10 minut na jednu výplň: Prokazatelně vyšší efektivita. Vyrobeno v Německu: Podloženo 90 lety zkušeností.

ODSTÍNY	VITA ODSTÍNY
LIGHT - světlý	A1, B1, B2, C1
MEDIUM - střední	A2, A3, B3, B4, C2, D2, D3
DARK - tmavý	A3.5, A4, C3, C4, D4
BLEACH bělený	BXL, BL



Stříkačka 4g

novinka

3+1 ZDARMA

1400,-

Neo Spectra ST

Neo Spectra ST je univerzální výplňový materiál. Užijte si jednoduchou a snadnou manipulaci při použití viskozity dle vašeho výběru.

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, A4

Viskozita: LV, HV



Kupte 3 balení Neo Spectry ST dle Vašeho výběru a získáte balení odstín A2 ZDARMA

LV / HV / Effects stříkačka, 3 g

1278,-

LV / HV / Effects kompule, 16x 0,25 g

1704,-

Palodent V3

Systém sekčních matric pro snadné zhotovování přirozeně vypadajících výplní kavit II. třídy.

- Poskytuje předvídatelné a těsné body kontaktu, těsný krčkový uzávěr, zjednodušují dokončování a minimalizují leštění.

Pět velikostí matric:

- 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm a 7,5 mm
- Ve dvou provedeních:
- klasické a s EZ potahem - mikro tenký nepřilnavý povrch pro snadné odstranění matrice.



Kupte 4 balení matric podle svého výběru a získáte kroužek ZDARMA

Palodent V3 Matrice, 50 ks

Palodent V3 kroužek univerzální

1766,-

4209,-

Zatékavý materiál typu bulk-fill.

Odstíny: Universal, A1, A2 a A3.




Kupte 3 balení SDR Plus dle Vašeho výběru a získáte balení odstín Universal ZDARMA

15x 0,25 g

1834,-

Occlusal Shaper

- Brousek pro tvarování okluze, pro všechny výplňové materiály (včetně zirkonu).
- Doporučené max. otáčky:
- C972 – (velmi jemný – žlutý) 30.000 / optim. 8.000-15.000
- F972 – (jemný - červený 40.000 / optim. 10.000-20.000



Jemný nebo velmi jemný, 5ks

460,-

389,-

12ks

709,-

585,-

Amalgam reducer

- Nástroje pro dokončení a vyhlazení amalgámových výplní bez poškození skloviny.



12ks

709,-

585,-

Retopin

- Parapulpární retenční čepy s vícenásobně použitelným mandrelem.
- Dodávány v titanové nebo pozlacené variantě.
- Na ohýbání čepů slouží ruční zavaděč.



Gold set - 25 ks

1359,-

1155,-

Gold refill - 100 ks

2489,-

2119,-

Titan refill - 100 ks

2949,-

2495,-

Titan sada - 25 ks

1709,-

1445,-

MD-Temp Plus

- Provizorní výplňový cement pro hermetické uzavření kavity.
- Tuhne v kontaktu se slinami a konečné tvrdosti dosáhne do 1 hodiny po aplikaci.



sleva více než:

22%

388,-

40g

510,-

Core Flo DC/ Core Flo DC Lite

Obľíbený duálně tuhnuocí dostavbový materiál pro cementaci čepů a také jako výplňový materiál pro náhradu dentinu.

Core Flo DC – odstíny: Natural/A1 a Opákní bílý a kontrastní modrý odstín

Core Flo DC Lite – nižší viskozita -odstíny: Natural/A1 a Opákní bílý



8g + 15 kanyl

2060,-

1850,-

Gluma Bond Universal

- GLUMA Bond Universal je účinná díky snadné manipulaci a spolehlivé pevnosti vazby.
- Díky exkluzivnímu kapátku si můžete být jisti, že nanese práve tolik bondu, kolik potřebujete.
- S bondem GLUMA Bond Universal fixujete efektivně a hospodárně a máte jistotu, že jste vytvořili potřebný předpoklad pro dlouhotrvající náhradu.
- Pro jakoukoli techniku lepení: totální leptání, selektivní leptání a samoleptání.



sleva více než:

20%

1588,-

4g

2000,-

FenderMate

Speciální klínkové matrice pro zajištění dokonalého bodu kontaktu u výplně II. třídy. Snadné zavádění - stejně jako klínek.

Pevná adaptace cervikálních okrajů - žádné přesahy výplně přes kavitu!

Flexibilní křídélka využívají tlak pro udržení separace a cervikální adaptaci.

K dispozici ve dvou tloušťkách - střední (tmavé) a úzká (světlé), provedení levé (zelené) nebo pravé (modré).

Sada obsahuje 18 ks od každého provedení.

FenderMate D-Coat: materiál v tmavé matné barvě pro lepší přehled díky vynikajícímu kontrastu.

sleva více než:

25%

4955,-

1425,-

sada 4 x 18ks

6690,-

refill - 18ks

1950,-

Klíny Hawe

- Optimálně anatomicky tvarované dřevěné klíny pro perfektní adaptaci matic k zubu.
- Barevné kódování usnadňuje identifikaci velikosti.
- Velikosti: mini tyrkysové, oranžové, bílé, zelené, žluté, modré, červené, bílé široké a sortiment.



sleva více než:

20%

100ks

467,-

368,-

Fiber Force – Fast Splint

Systém skelných vláken předem impregnovaných pryskyřicí. Neobsahují kov - biokompatibilní. Translucentní - téměř neviditelné. Nevyžadují zvláštní instrumentarium. Odstíny: bílý nebo růžový.



Pásek bílý - 0,5 x 150 mm, 2 ks

2500,-

2250,-

FenderPrimary

Unikátní kombinace preparačního štítu (FenderWedge) a sekční matrice (FenderMate) pro výplně II. třídy dětských zubů.

Zajišťuje rychlou, jednoduchou a bezpečnou opravu mléčného zubu.

Speciální tvar špičky umožňuje stlačení gingivy bez poškození a snižuje tak riziko krvácení. Před výplní je možné klínek a plátek ohnout a tak adaptovat podle tvaru zubu.

K dispozici ve dvou velikostech - dlouhé (L) a krátké (S).

sleva více než:

25%

1325,-

747,-



sada 2 x 18ks

1820,-

refill 18ks

1050,-

FenderWedge

Speciální plastové klíny s integrovaným ocelovým plíškem. Chrání přilehlý zub během preparace - téměř ve 2/3 případů dochází k poškození při preparaci kavit II. třídy! Dostupné ve 4 velikostech klínku: XS (fialové), S (oranžové), M (zelené) a L (žluté).

Sada obsahuje: 50 ks od každé velikosti.



sleva více než:

25%

sada 4 x 36ks

4210,-

3155,-

refill 36ks

1240,-

925,-

Kvalitní nerezové tácky od ASA Dental



10 x 20 cm

389,-

346,-

Kyreta mini Gracey 1/2



Použití pro řezáky a premoláry. Mini Gracey: delší dolní dřík a menší pracovní část.

201-202M

~~1659,-~~

1409,-

Kyreta Gracey 11/12



Použití pro meziální plochy premolárů a molárů.

211-212

~~1659,-~~

1409,-

Kyreta Gracey 5/6



Použití pro řezáky a premoláry. Zejména užitečná u aproximálních ploch.

205-206

~~1659,-~~

1409,-

LM Arte Applica



Velmi tenké a pružné hladítko určené pro přenášení a estetické modelování kompozit. Tenká špička nástroje umožňuje modelování v úzkém prostoru nebo proti matrici.

46-49

~~1809,-~~

1539,-

LM Arte Fissura



Modelovací nástroj s extrémně ostrými špičatými hroty. Kónický hrot je ideální pro tvarování okluzních ploch zadních zubů za použití jediného nástroje. Jemná koncovka ve tvaru sondy je optimální pro modelování fisur a také pro vrstvení některých kompozitních materiálů a tmelů.

481-487

~~1809,-~~

1539,-

LM Arte Applica Twist



Tenké a úzké hladítko. Jeho zahnutí usnadňuje přístup do problematictějších oblastí. Je vhodný pro modelování aproximálních stěn nebo okrajů matric.

464-494

~~1809,-~~

1539,-

Mikrosrpek



Jemná pracovní koncovka. Použití na všechny plochy, zvláště v těsných mezizubních prostorách

301-302

~~1659,-~~

1409,-

Kyreta Gracey 7/8



Použití pro meziální, bukalní a linguální plochy premolárů a molárů.

207-208

~~1659,-~~

1409,-

Kyreta Gracey 13/14



Použití pro meziální plochy premolárů a molárů.

213-214

~~1659,-~~

1409,-

LM Arte Eccesso



Nástroj určený k odstranění kompozitních a bondingových přebytků. Tento jemný, ale zároveň pevný nástroj, má optimální délku, tloušťku a šířku čepele. Je ideální pro odstraňování přebytků z předních krčků a mezizubních oblastí molárů.

307-308

~~1809,-~~

1539,-

LM Arte Condensa



Dlouhé a kulaté cpátko speciálně konstruované pro modelování kompozit. Má tenkou i silnou koncovku, což umožňuje neomezený přístup do kavity různé velikosti.

488-489

~~1809,-~~

1539,-

LM Arte Modella



Velmi tenké i široké hladítko, které je ideální pro kompozitní modelování zejména na velkých plochách, jako jsou vestibulární stěny frontálních zubů. Široká čepel umožňuje vyrovnat povrch velmi efektivně. Díky extrémně tenkému hrotu je velmi ostrá a přesná pro všechny estetické potřeby a malé detaily

442-443

~~1809,-~~

1539,-

Compo-Art - nástroje pro estetické výplně



Ultralehké držátko se silikonovým držátkem a hliníkovým jádrem



Superflexibilní hladítko pro nanášení a modelování kompozitního materiálu, DR.400.011

~~854,-~~

769,-



Superflexibilní vyhnuté hladítko pro nanášení a modelování kompozitu v těžko dostupných místech, DR.400.021

~~854,-~~

769,-



Kulatý spátko pro modelování kompozitu, DR.400.031

~~854,-~~

769,-



Superflexibilní hladítko pro nanášení a modelování kompozitního materiálu, DR.400.041

~~854,-~~

769,-



Ostrý špičatý nástroj pro výplně trhlin, drážek a jamek vytvářejících ideální okluzní anatomii, DR.400.051

~~854,-~~

769,-



Ostrý nástroj pro odstranění přebytečného kompozitního a spojovacího materiálu, DR.400.061

~~854,-~~

769,-



Nástroj pro stanovení vertikální a horizontální tloušťky kompozitních vrstev na předních výplních, DR.400.071

~~854,-~~

769,-



Nástroje pro stanovení vertikální a horizontální tloušťky kompozitních vrstev na zadních výplních, DR.400.081

~~854,-~~

769,-



Sada nástrojů Compo-Art pro estetické výplně 8 + kazetový zásobník MIDI, DR.400.100

~~8069,-~~

7499,-

Cention Forte

chemicky tuhnoucí, rtg kontrastní výplňový materiál s možností doplňkové fotopolymerace, který uvolňuje bioaktivní fluoridové, kalciové a hydroxidové ionty. Jedná se o unikátní typ kompozitu, tzv. Alkasilit

Exkluzivně
-15%

Refill A2, 50x0,3g

4879,-

4147,-

Cention Primer

samoleptací, samotuhnoucí primer na zubní strukturu. Je speciálně vytvořen pro použití s Cention Forte. Cention Primer lze aplikovat pouze přiloženými aplikátory, které jsou napuštěné aktivátorem. V případě potřeby lze aplikátory doobjendat samostatně

Exkluzivně
-15%

6g+ 50 aplikátorů

2559,-

2175,-

Cention Forte Kit

Cention Forte +
Cention PrimerExkluzivně
-15%

A2 50x0,3g + Primer 6g

6108,-

5192,-

OptraGate

- Rozvěrač rtů a tváří napomáhá udržení suchého pracovního pole.
- Rty jsou zcela zakryty a tím dobře chráněny.
- Trojrozměrná pružnost (3D) umožňuje veškeré pohyby čelistmi a je pohodlná pro pacienty.
- Bez obsahu latexu z extra měkkého materiálu.

Exkluzivně
-15%

Junior, 80ks

4459,-

3790,-


Regular, 80ks

4169,-

3544,-

Vylepšený originál **Rozvěrač rtů a tváří pro uvolněné a účinné ošetření a pro každodenní použití**
Snadný přístup do dutiny ústní a lepší viditelnost
Evoluční vývoj OptraGate 2 zachovává všechny cenné vlastnosti původního produktu a ještě více zvyšuje komfort nošení pro pacienta. Kromě toho testy uživatelů ukázaly, že design OptraGate 2 vede ke snadnějšímu nasazení ve srovnání se současnou verzí OptraGate.

Velikosti: střední (M) a malý (S) nebo sada obsahuje 40 ks S a 40 ks M.

Exkluzivně
-15%

4169,-

3544,-

Well-Root ST

Biokeramický sealer pro plnění metodou centrálního čepu.

- calcium-silikátová pasta připravená v praktické stříkačce
- práce beze zbytků, nevyžadující mícháním
- vytvrzení do 2,5h postupným přijímáním vlhkosti z dentinových tubulů a periapexu, podobně jako u MTA
- vysoká zatékavost
- časová úspora díky snadné odstranitelnosti přebytků z cavum pulpaie
- oproti jiným calcium silikátovým materiálům má zvýšenou odolnost proti působení tepla při zkracování GTP čepu
- biokompatibilita: bez eugenolu, bez pryskyřic
- výborná radiopacita díky obsahu ZrO2
- vystačí na 150-250 kořenových kanálků

Exkluzivně
-15%

Stříkačka 2g

3195,-

2716,-

Tetric EvoCeram

Univerzální kompozitní materiál, který poskytuje dokonalou rovnováhu technologie kompozitních materiálů v moderním balení.
Pro vysoký obsah keramického plniva lze tento materiál označit jako plastickou keramiku.
Skvělý chameleon-efekt poskytuje přirozené výplně, které splynou s okolím.

Exkluzivně
-15%

Odstín: A2, A3, A2 dentin

1899,-

1614,-

Odstín: A1, A3.5, A3.5 dentin, B2

2030,-

1726,-

Odstín: Bleach, T

2139,-

1818,-

Tetric EvoFlow

Tixotropní konzistence pro precizní adaptaci.

- Ideální pro minimálně invazivní výplně a jako liner.
- Přirozené splnutí odstínu.
- Snadná aplikace i v místech s omezeným přístupem.
- Vemni dobrá leštitelnost a RTG kontrastnost.
- Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B3, T, bělený - XL, L a M, dentin - A2, A3,5 a B2.

Exkluzivně
-15%

A2, A3, A2 dentin – 2g

1289,-

1096,-

ostatní odstíny – 2g

1369,-

1164,-

B3 -2g

1469,-

1249,-

Tetric Prime

Výborná modelovatelnost a stabilita tvaru.

- Snadné konturování díky nízké lepivosti.
- Do frontálního i distálního úseku.
- Vysoká pevnost v ohybu.
- Hladký, vysoce lesklý povrch po vyleštění.
- Má jen **12 odstínů** - Universální: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2 a C2.

Exkluzivně
-15%

A2, A3 – 3g

1830,-

1555,-

ostatní odstíny – 3g

1989,-

1692,-

C2 -3g

2199,-

1869,-

Tetric PowerFill

Snadno tvarovatelné nano-hybridní kompozitum vhodné pro techniku zhotovování výplní po velkých dávkách materiálu. Umožňuje novou míru dosažitelné efektivity u výplní distálních zubů: jedna výplň, jeden materiál, jedna vrstva.

- Odstíny: IVA, IVB, IVW.

Exkluzivně
-15%

stříkačka IVA - 3 g

1929,-

1640,-

stříkačka IVB, IVW - 3 g

2059,-

1750,-

Evetric System Kit

Světlem tuhnoucí, rentgen kontrastní nanohybridní kompozitum pro výplňové ošetření.

Velmi přirozený vzhled díky translucenci dentinových a sklovinných odstínů a působivém chameleon efektu u distálních i frontálních zubů.
Indikace: výplně kavit I. – V. třídy, výplně v dočasném chrupu, rozsáhlé pečeti fisur, přímé fraktury a dlahování.

Exkluzivně
-15%

4 x 3.5 g v barvách:
(2x A2 a 2x A3) a 6 g
Evetric Bond.

3759,-

3195,-

Evetric

Světlem tuhnoucí, rentgen kontrastní nanohybridní kompozitum pro výplňové ošetření.

Velmi přirozený vzhled díky translucenci dentinových a sklovinných odstínů a působivém chameleon efektu u distálních i frontálních zubů.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, A3.5D, B2, B2D, B3, C2 a T.

Exkluzivně
-15%

A2, A3 – 3,5g

699,-

594,-

ostatní odstíny – 3,5g

749,-

636,-

C2, B3 -3,5g

799,-

679,-

Porcelain Etch + Silane

Spolehlivá fixace protetických prací

Vše co potřebujete pro opravu keramiky na křesle

- Rychlé a kvalitní opravy poškozené keramiky a starých makroplněných kompozitů před intraorálním bondováním.
- Jednoduché nanášení pomocí stříkaček a kanyl - není nutné míchat před použitím.
- Zaručena vždy stejná konzistence a složení materiálu.
- Dostatečně silná vazba kompozitu ke keramice.

Porcelain Etch + Silane
(2x1,2ml stříkačka 20x kanyla

1930,-

1740,-

Peak Universal Bond

Jediný bond s chlorhexidinem (0,2%) – pomáhá zvýšit dlouhodobou pevnost bondu.

Adheze ke všem materiálům (dentinu, sklovině, kovu, keramice, kompozitům i zirkonu).

Pro přímé i nepřímé bondování, bondování kořenových čepů a endodontických ošetření.

sleva:

20%



stříkačky 4x1,2ml

3560,-

2850,-

lahvička 4ml

2630,-

2110,-

Peak SE Primer

Samoleptací primer zaručí vysokou bondovací sílu a marginální plnění bez mezer.

Vždy čerstvé, stabilní složení.

Unikátní primer pro bondování technikou Self-Etch.

sleva:

20%



Peak SE – 4x1,2ml

2940,-

2360,-

EndoMatic

Bezdrátový endomotor a apexlokátor v jednom pro ještě bezpečnější endodontické ošetření.

- Poloha kořenového nástroje je zobrazována na displeji.
- Při přiblížení k apexu se chod endomotoru automaticky zpomalí a při dosažení apexu endomotor automaticky zastaví nástroj a nebo zapne opačný chod.
- Automatické spuštění při zasunutí nástroje do kanálku a vypnutí při jeho vytažení.
- Díky širokému rozsahu kroutícího momentu a volby rychlosti je kompatibilní s různými systémy kořenových nástrojů dostupných na trhu.
- Pracuje jak v rotačním režimu, tak recipročním. Automaticky přepíná mezi těmito režimy s ohledem na zatížení nástroje.
- Odolný povrch endomotoru pro snadnou údržbu, kolénko může být autoklárováno.



24990,-

21990,-

Bezdrátový endo motor se základnou pro snadné ovládání a nabíjení.

Bezuhlíkový, rychlost: 100 - 1 200 ot./min, krouticí moment: 0,4-5,0 N.cm.

Super malinké endokolénko 6:1 pro snadný přístup v distálním úseku.

Možnost 11 uživatelsky definovaných režimů - naprogramujete si přesně podle požadavků výrobce Vašich kořenových nástrojů.

Přednastavených více než 30 nejrozšířenějších systémů kořenových nástrojů.

Dlouhá výdrž baterie.

Vestavěný apexlokátor pro bezpečné a rychlé endodontické ošetření.

Zobrazuje polohu nástroje v kanálku v reálném čase. Automaticky nástroj zastaví nebo otočí zpět, jakmile nástroj dosáhne apexu, aby se zabránilo perforaci.

Poskytuje také funkci automatického spuštění a zastavení v případě, že se nástroj dostane do/z kanálku.



23990,-

20990,-

Dia-Root Bio Sealer

Biokeramický sealer na bázi MTA, nesmršťuje se, vysoké pH 12 pro antibakteriální účinek.

Používá se k definitivnímu zaplnění kořenového kanálku a je vhodný pro všechny

techniky s použitím gutaperčových čepů.



Stříkačka 2g

1500,-

1395,-

Forendo Paste

Hydroxid vápenatá pasta obsahující jodoform a bázi silikonového oleje.

Baktericidní - bakteriostatická - pH >12 - rentgenokонтрастní - netuhnoucí.

Pro dočasnou a střednědobou léčbu kořenového kanálku. **Pro zabránění vzniku zánětů a pro léčbu infikovaných kořenových kanálků, abscesů, periapikálních lézí, perforací, exsudací, kořenových resorbcí, traumatických zranění, stimuluje apexifikaci a apexogenezi.**

2,2 g + 20 kanyl

2240,-

1885,-

Apexlokátor Dpex V

Multifrekvenční apexlokátor s přesnými výsledky měření i ve znečištěném kořenovém kanálku.

- Jasný LCD displej pro zřetelný obraz a různé barvy pro přehledné vykreslení polohy nástroje v kořenovém kanálku.
- Akustický signál ještě více usnadňuje orientaci v kanálku.
- Multifrekvenční technologie přináší přesné měření za všech okolností
- Přesné měření i v případě přítomnosti krve a jiného znečištění.
- Měření není ovlivněno typem zubu.
- Automatická kalibrace.



8990,-

7990,-

TheraCal PT



TheraCal PT® je biokompatibilní, duálně tuhnucí pryskyřice modifikovaná kalcium silikátem, která se používá k ošetření obnažené pulpy. TheraCal PT® udržuje vitalitu zubu tím, že funguje jako bariéra a ochrana pulpy. Schopnost TheraCalu PT® uvolňovat vápník a schopnost vytvářet alkalické pH umožňují jeho použití při preparaci hlubokých kavit. Schopnost duálního tuhnutí umožňuje okamžité umístění výplňového materiálu.

TheraCal PT 4g +
15 kanyl

2960,-

2670,-

TheraCal LC

Světlem tuhnucí, pryskyřičí modifikovaný liner na bázi křemičitanu vápenatého pro přímé a nepřímé překrytí pulpy. Ideální, unikátně stabilní a odolná náhrada hydroxidu vápenatého a skloionomerů.

Zkušební balení obsahuje: 1 g materiálu ve stříkačce a 15 aplikačních kanyl 19G.**Základní balení obsahuje:** 4 x 1 g materiálu a 50 kanyl 19G.TheraCal LC
4x1g + 50kanyl

4020,-

3595,-

TheraCal LC 1g +
15 kanyl

1280,-

1150,-

TheraBase

TheraBase je samoadhezivní báze/liner s duálním tuhnutím, uvolňující vápník.

S využitím technologie THERA se TheraBaseCa chemicky váže na strukturu zubu a uvolňuje a dobíjí ionty vápníku. Uvolňování vápníku v TheraBase vytváří alkalické pH, které podporuje vitalitu zubní dřene. Jedná se o duálně vytvrzovaný materiál, který polymeruje i v hlubokých výplních, kam světlo nedosáhne.

TheraBase je pevnější a odolnější než jiné podložkové materiály, skloionomery a pryskyřičí modifikované skloionomery. Navíc je radioopákní, což umožňuje snadnou identifikaci na rentgenových snímcích a poskytuje rychlou a efektivní diagnostiku.



8g + 15 kanyl

4530,-

4090,-

EXPERTmatic LUX E25 L 1:5



Světelné úhlové kolénko 1:5 v novém designu.
Povrch EXPERTgrip, malá hlavička, keramická ložiska, výměnný vodní mikrofiltr, 3bodový sprej, 25 000 Lux osvětlení a retenční síla kleštiny 30N. Záruka 24 měsíců.

17999,-

EXPERTmatic LUX E20 L 1:1



Kolénko s vynikajícím poměrem kvality a ceny.
Povrch EXPERTgrip, malá hlavička, 1bodový sprej, vnitřně vedená chladicí voda a vzduch, keramická ložiska, 25 000 Lux osvětlení. Záruka 24 měsíců.

14999,-

EXPERTtorque LUX E680 L



Malá hlavička a nastavení úhlů (100° a 19°) dělají z této turbínky ergonomicky velmi zdařilý nástroj. Verze L s osvětlením, keramická ložiska, retrakční ventil, 4bodový sprej, až 29 W výkonu, výměnný vodní mikrofiltr. Záruka 24 měsíců..

15999,-

Surgispon

Sterilní hemostatické vstřebatelné želatinové houbičky pro účinné a rychlé stavění krvácení. Surgispon je netoxický, hypoalergenní. Při implantaci "in vivo" je beze zbytku absorbován během 3-4 týdnů, bez zapouzdření.



Jednorázové skalpely Medistock

- Jednorázové skalpely vyrobené z prvotřídní evropské oceli v továrně, která využívá nejmodernější technologie a inovace.
- Každá čepel je po výrobě kontrolována laserem.
 - Chirurgický skalpel s čepelí z nerezové oceli a ochranným krytem.
 - Jednotlivě balené v odnímatelném obalu.
 - Sterilizováno gama zářením.
 - Balení obsahuje 10 ks skalpelů od zvoleného typu.



Tvar č.: 10, 12 nebo 15

10ks

Resorba Parasorb Cone

Vstřebatelné kolagenové houby a kuželky BEZ antibiotické ochrany. Ošetření alveolu po extrakci bez kostního defektu a bez známek infekce. Hemostyptikum po extrakcích zubů a jiných dentálních zákrocích.



12 mm x16 mm, 10ks

Kostky 32ks á 1 x 1cm

399,-

355,-

10ks

230,-

190,-

1690,-

1565,-


Luxátor

Vazivový nůž díky jemné ostré čepeli pronikne mezi zub a alveol bez nutnosti fyzické námahy. Nepoužívají se jako páčidlo (mohlo by dojít k ohnutí špičky), ale jako ostrý vazivový nůž. Vynikající také pro ortodontické extrakce stálých zubů u dětských pacientů. Celá operace minimálně poškodí tkáň, hojení je mnohem rychlejší a méně stresující pro pacienta i lékařský tým.

Nejoblíbenější čepele:

3S rovná, širší - 3 mm, vhodná pro apikální i interproximální užití,
2S rovná, užší - 2 mm, vhodná pro interproximální užití,
DE3 a DE5 duální čepel vhodná pro hluboko frakturované zuby a zkažené kořeny,
3A nůž pod úhlem pro snadnější manipulaci v dostupných částech oblouku, čepel 3 mm.
3C základní nástroj pro univerzální použití, vhodný pro začátečníky, zahnutá čepel 3 mm.

sleva více než: 20%



Luxator

4130,-

Luxator DE3/5, 1S

4650,-

3310,-

3720,-

GC Fuji I kapsle

sleva
více než:

32%

Odstín: světle žlutá

50 kapslí

4730,-

3200,-

GC G-CEM kapsle

sleva
více než:

32%

Odstín: A2, AO3, TL, BO1, sortiment

50 kapslí

9069,-

6150,-

GC Fuji Triage kapsle

sleva
více než:

32%

Odstín: růžová, bílá

50 kapslí

5513,-

3700,-

GC Fuji IX GP kapsle

sleva
více než:

29%

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

4893,-

3450,-

GC Fuji IX GP FAST kapsle

sleva
více než:

29%

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

4965,-

3500,-

GC Fuji IX GP Extra kapsle

sleva
více než:

29%

Odstín: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment

50 kapslí

5779,-

4050,-

GC Fuji II LC
Improved kapslesleva
více než:

30%

Odstín: A2, A3, B3

50 kapslí

5818,-

4070,-

GC Fuji Plus kapsle

sleva
více než:

31%

Odstín: A3, žlutá

50 kapslí

6151,-

4200,-

GC Fuji Plus plv./liq.

sleva
více než:

21%

Odstín: A3

1-1

4808,-

3790,-

GC Fuji II LC
Improved plv./liq.

Tekutina 6,8g

2186,-

1820,-

Prášek 15g

2561,-

2140,-

3-2 balení: 3 x 15g prášku (A2, A3,
B3) a 2 x 8g tekutiny

10309,-

8600,-

Fuji I 1-1

sleva
více než:

18%

Odstín: světle žlutá

1-1 (plv. + liq.)

4131,-

3350,-

GC Fuji Triage 1-1

sleva
více než:

17%

Odstín: růžová, bílá

1-1

3342,-

2750,-

NaviTip Double
SidePort 31ga

Aplikační ohebná kanyla 31ga(0,28mm) pro hypochlorid sodný, roztok EDTA18%, Citric Acid 20%, roztok chlorhexidinu, UltraEtch 2 otvory po str

sleva:

10%

20ks	2120,-	1910,-
50ks	4530,-	4080

NaviTip 29ga, 30ga

Silné rigidní kanyly s měkkými zaoblenými konci, které usnadňují pohyb v zakřiveném kanálku. Kontrolovaná aplikace přípravků až k apexu. Vyrobené z nerezové oceli. **Dostupné ve dvou průměrech:** 30G (0,31 mm) a 29G (0,33 mm).

Délky: 17 mm (bílé), 21 mm (žluté), 25 mm (modré) a 27 mm (zelené).

29G je určeno k aplikaci pastových materiálů: EndoREZ, UltraCal XS a MTAFlow

30G je určeno pro dávkování roztoků, gelů: File-Eze, 18% roztok Ultradent EDTA, 20% roztok Ultradent Citric Acid.

sleva:

10%

20ks	1860,-	1680,-
50ks	4150,-	3740,-

NaviTip FX 30 ga

2 kanyly v jedné - multifunkční kanyla: současně čistí, oškrabuje stěny kanálku a vyplachuje kanálek. Pevná kanyla 30 ga dostupná v délkách 17 nebo 25 mm. 30ga (ø 0,30 mm) optimální pro: Citric Acid 20%



20x kanyla 17 mm	2160,-	1950,-
20x kanyla 25 mm	2160,-	1950,-

NaviTip Single Siderport

Aplikační kanyla pro nanášení UltraCal XS, MTAFlow, MTAFlow White
1 otvor po straně brání protlačení materiálu přes apex 17, 21, 25 nebo 27 mm
29ga (0,28mm)



20 kanyl

1990,-	1790,-
--------	--------

Biodentine XP

Proč použít Biodentine?

- zachovává vitalitu pulpy
- umožňuje ošetření klinických chyb (via falsa, perforace cavum pulpa)
- pro definitivní náhradu dentinu

Aplikuje se pomocí kleští přímo z kapsle s tenkou kanylou. Míchá se v Biodentine míchačce, která je součástí starter packu.

Starter pack obsahuje: 2x 10 ks Biodentine XP (200 a 500), aplikační kleště a míchací přístroj



Starter kit	30590,-	25990,-
200, 10ks	7790,-	7270,-
500, 10ks	9090,-	6990,-

Biodentine

Dodáván v kapslích pro ruční aplikaci. Míchání probíhá v běžné třepačce kasplí..



10390,-	9350,-
3970,-	3580,-


Barevné stříkačky

Barevně označené stříkačky pro výplachové a jiné roztoky. Standardní luer-lock zakončení. Neobsahují latex. Barvy: červená, modrá, žlutá a bílá. Objem: 5 ml



5ml, 100 ks	550,-	440,-
-------------	-------	-------

MTA Flow White



Mineral trioxid aggregate cement na opravy, snadno a rychle hladká konzistence pro každou proceduru. Nyní můžete velmi přesně dávkovat až k apexu pomocí kanyly Navi Tip 29ga, ošetříte i místa jinak obtížně dosažitelná. MTAFlow je bioaktivní, podporuje hojení1. Obsahuje oxid bismuthu **MTA Flow White:** opravný mineral-trioxid- aggregate cement pro endodontická ošetření nad klinickou linií. Nezabarvuje. Vhodný zejména do estetické zóny

Kit: 8-10 aplikací
1x MTAFlow White prášek (2g)
1x MTAFlow White gel (2ml)
1x odměrka s 2 odměrnými konci
20x kanyla Black Micro
10x stříkačka Skini
10x uzávěr Luer Lock



sleva více než:

10%

6910,-

6215,-

Kofferdamové blány Nic Tone

Celosvětově oceňované latexové kofferdamové blány s bezkonkurenční kvalitou a vlastnostmi. Vyrobeny z ušlechtilého latexu s nízkým obsahem bílkovin a pudru. • Zaručují výjimečnou ochranu a viditelnost. • Roztažnost až 800 % brání jejich protržení a dokonale se přizpůsobí jakémukoli zákroku. Zajišťují maximální pohodlí a bezpečnost pro vaše pacienty.

- **Kontrastní barvy** - modrá nebo zelená: optimální viditelnost při každém zákroku.
- **3 velikosti:** silné modré, střední modré, tenké zelené.
- **Vynikající pružnost a odolnost:** až 800% roztažnost bez rizika protržení.



15 x 15, 36ks	599,-	495,-
---------------	-------	-------

Endostar E3 Azure

EndoStar E3 Azure je inovativní systém vytvořený technologií Azure HT, jejímž cílem bylo vytvořit kořenové nástroje, které jsou extrémně flexibilní a odolné proti zlomení i v těch nejsložitějších klinických případech. Nemusíte nijak měnit své zaseté postupy ani endo-kolénko, systém podporuje jak rotační, tak reciproční nebo i kombinovaný způsob opracování kořenových kanálků. Dostupné ve třech délkách: 21 mm, 25 mm a 29 mm. Basic kit (3 ks): 30/08, 25/06, 30/04. Big kit (3 ks): 35/04, 40/04, 45/04. Small kit (3 ks): 20/06, 25/04, 20/04. Refilly baleny po 6 ks.



Kupte 2 balení Endostar E3 Azure (6 nebo 3 ks) a získáte Endostar EASYdam (střední síla, zelená barva, 36 ks) ZDARMA

3ks	1140,-
6ks	1680,-

Endostar Revision

Rotační systém pro re-endo ošetření metodou crown-down. Vyroben z nejkvalitnější slitiny nikl-titanu s tepelnou úpravou Azure. Nástroje jsou extrémně flexibilní, odolné proti zlomení, zároveň velmi pevné a účinné. Balení Revision Set obsahuje: Endostar REvision nástroje 30/08, 25/06, 20/04 délky 25 mm



Kupte 2 balení Endostar Revision (6 nebo 3 ks) a získáte Endostar EASYdam (střední síla, zelená barva, 36 ks) ZDARMA

3ks	1140,-
-----	--------

Endostar EP Easy Path

Nástroje používané k vytvoření kluzné cesty.

- Jako první pronikají úzkými, zakřivenými a často kalcifikovanými kanálky.
- Tenké a pružné, ale také odolné proti zalomení uvnitř kanálku **díky tepelné postprodukční úpravě.**
- Dvě délky nástrojů - 21 mm nebo 25 mm.



sleva více než:

33%

14/04 – 21 mm / 25mm – 3ks	1140	735,-
----------------------------	------	-------

DentinOp EDTA 17%

Roztok připravený k použití pro leptání kořenových kanálků. Účinné při odstraňování smear vrstvy a rozšiřování kanálků. Používá se také ve spojení s fixací kořenových čepů, kde se kanálek před cementováním důkladně vyčistí. Obsahuje 17 % EDTA a cetrimid, antiseptický, dezinfekční prostředek, který snižuje povrchové napětí a umožňuje lepší distribuci tekutiny v kanálku.



100ml	325,-	290,-
500ml	610,-	549,-

Hypodest
Natriumhypochlorid 3%

Pro výplach kořenových kanálků. Dezinfekční tekutina pro vyplachování a odstraňování organické tkáně v kořenových kanálkách. Připraveno k použití ve 3% aktivním chloru stabilizovaném chlornanem sodným při pH 10–11.



100ml	236,-	213,-
-------	-------	-------

Klorodest Chlorhexidine
CHX 2%

2% roztok chlorhexidinu pro použití při výplachu kořenových kanálků a ošetření dásní. Pro krátkodobou dezinfekci a navlhčení preparovaného povrchu před bondováním dentinu. Lze použít také jako krátkodobou dezinfekci (5 minut) v kořenovém kanálku.

- připraven k použití
- pro krátkodobou dezinfekci
- pro opětné navlhčení preparovaného povrchu



1l	724,-	652,-
----	-------	-------

ORBIS Fluoride varnish

ORBIS Fluoride varnish je zubní znečistivující lak s obsahem fluoru pro ošetření povrchů skloviny a dentinu. Přílné k vlhkým povrchům a snáší zbytky vlhkosti a slin.

Příchuť: máta



Lepší cena



Tuba 10ml	1137,-	966,-
-----------	--------	-------

ORBI-CHX free

Ústní voda bez alkoholu se používá k profesionálnímu čištění a péči o oblast úst a krku. Ústní voda vytváří svěží dech a díky antibakteriálnímu čisticímu účinku přispívá k dlouhodobé péči o zuby a dutinu ústní a k jejich udržení ve zdraví.

Obsahuje: 0,12 % Chlorhexidingluconat



Lepší cena

Láhev 5 000ml	1071,-	910,-
Dávkovací pumpička	596,-	387,-

ORBI-FRESH bez alkoholu

Ústní voda pro profesionální čištění a péči o ústa a krk. Vytváří svěží dech a díky antibakteriálnímu čisticímu účinku přispívá k udržení zdravého chrupu a ústní dutiny.

Obsahuje:

0,1 % benzalkonium chlorid
0,05 % fluorid sodný
bez alkoholu
připraveno k okamžitému použití



Lepší cena

Láhev pro ordinaci, 5 000ml	1061,-	910,-
Dávkovací pumpička	596,-	387,-

Prophy Powder classic

Výrobce ORBIS

Profylaktický prášek ORBI-Prophy Powder classic na bázi hydrogenuhlitanu sodného je klasický profylaktický prášek. Je ideální pro supragingivální čištění zubů a spolehlivě odstraňuje biofilm (plak) a silné zabarvení způsobené kouřením, velkou konzumací kávy nebo červeného vína. Skvěle odstraňuje předstupeň zubního kamene i mladý zubní kámen.

- na bázi hydrogenuhlitanu sodného
- supragingivální aplikace
- neabrazivní
- velmi dobré čištění
- velikost zrn 40 µm
- k dispozici příchutě: mentol, třešeň, citron, černý rybíz



300g	807,-	686,-
------	-------	-------

Prophy Powder PERIO

Výrobce ORBIS

Profylaktický prášek ORBI-Prophy Powder PERIO na bázi glycinu je zvláště vhodný pro pacienty s citlivými dásněmi a/nebo poškozeným povrchem zubů. Lze jej použít v supragingivální i subgingivální oblasti! Vzhledem k příjemné chuti glycinu je záměrně vynecháno přidání příchutě.

- na bázi glycinu
- supra a subgingivální aplikace
- obzvláště jemné a zdravé čištění
- velikost zrn 25 µm
- neutrální chuť



Perio, neutral, láhev 100 g,	807,-	686,-
------------------------------	-------	-------

Prophy Paste,
profylaktická pasta

Lešticí pasty pro profesionální čištění zubů.

- obsahují 0,2 % fluoridu sodného
- mátová příchut'
- neobsahuje kalafunu

RDA 250, modrá,
RDA 170, zelená,
RDA 120, růžová,
RDA 40, žlutá,



95g	312,-	265,-
-----	-------	-------

Prophy Paste Vario Polish

Lešticí pasta pro profesionální čištění a leštění zubů. Částice s různou velikostí umožňují současné broušení i leštění. Přísada fluoridu sodného podporuje remineralizaci a posilování zubní skloviny.

- obsahuje 0,2 % fluoridu sodného
- mátová příchut'
- amorfni oxid křemičitý



Tuba 95g	312,-	265,-
----------	-------	-------

Kanyly aplikační

Kanyly s hrotem z nerezové oceli pro přesnou aplikaci a snadné použití tekutého světlem tuhnoucího materiálu. Ohnutá kovová jehla (45.°) umožňuje optimální přístup do dutiny. Pro aplikaci běžně používaných leptacích gelů, těsnících materiálů a kompozitů. Vhodný pro všechny standardní Luer Lock stříkačky.



0,5x13 mm, 100 ks	483,-	435,-
0,6x13 mm, 100 ks	483,-	435,-
0,9x13 mm, 100 ks	483,-	435,-

ORBI profylaktické
lešticí kalíšky

Rotační gumové kalíšky pro profesionální čištění při profylaktickém ošetření, kolénkový násadec RA, smontovaný komplet.

- pro jednorázové použití
- bez latexu
- s lamelami
- modrý (měkký): pro odstranění zubního plaku a k leštění, chrání měkké tkáně zejména v oblasti sulku
- žlutý (tvrdý): k odstranění silného plaku



Modrý nebo žlutý, 24ks	352,-	299,-
------------------------	-------	-------

Tempsmart DC

Duálně tuhnoucí kompozit pro dočasné korunky a můstky bez obsahu změkčovadel. Krátký pracovní postup díky pohodlné možnosti polymerování - celkový čas jsou 3 minuty.
Vysoká pevnost v lomu pro dočasné náhrady.
Snadno leštitelný až do vysokého lesku a dosažení vysoké estetiky.
K dispozici: v 48 ml kartuších (A1, A2, A3, A3.5, B1 a BW) a 10 ml stříkačkách (A1, A2, A3 a B1).



Kartuše 48ml

3659,-

2700,-

G-CEM LinkForce

Univerzální duálně tuhnoucí adhezivní fixační cement pro všechny indikace a všechny materiály.

Starter kit: 1x8,7g G-CEM LinkForce A2 nebo TL, 20x GC Automix Tip Regular, 1x5ml G-Multi PRIMER, 1x5ml G-Premio BOND, příslušenství.

Refill A2 /
Translucent; 8,7 g

5688,-

4650,-

Starter Kit: A2 / Translucent

7203,-

5850,-

G-CEM Veneer

Světlem tuhnoucí pryskyřičný cement určený pro fixaci estetických fazet.



sleva až:

21%

Starter Kit: 2x G-CEM Veneer Refi I (1 ml / 1.7 g) A2 & TR, 2x Try-in Paste Refi I (2 ml / 1.5 g) A2 & TR, 5ml 5ml G-Multi PRIMER, 5ml G-Premio BOND, 45x koncovky pro G-CEM Veneer, 2x ochranný kryt stříkačky, 50x mikroštětečky, 20x dávkovací mistička

6700,-

1100,-

Refill: 1,7g (A2, Translucent,
Opaque, Bleach)

1349,-

Essentia Universal



sleva více než:

35%

Essentia Universal – Univerzální světlem polymerující kompozit s kondenzovatelnou konzistencí

1 tuba 3,4g

1975,-

1270,-

Essentia

Světlem tuhnoucí, radioopákní, univerzální výplňový materiál. Pouze 7 odstínů pro všechny klinické situace.

Odstíny: LD, MD, DD, LE, DE, U a ML. K dispozici čtyři **modifikátory** (RBM, B?, WM a OM) vyvinuté pro rychlou charakterizaci vašich výplní.

Starter Kit: stříkačky: 7x2ml (1 od každého odstínu), 20 aplikačních koncovek a příslušenství.

Modifier Kit: 2x2,4ml (1 od každého odstínu)



sleva:

40%

nyní jen:

999,-
za tubu1 tuba, libovolný
odstín

1975,-

1270,-

Modifier Kit

6837,-

5500,-

Essentia HiFlo/LoFlo

sleva
více než:

24%

HiFlo/LoFlo – zatékavé
fotokompozity
HiFlo - vysoká zatékavost
LoFlo – nízká zatékavost

nyní jen:

1488,-

1 tuba – 3,4g

1975,-

1600,-

Gradia Direct

sleva
více než:

41%

Anterior Syringe; 2.7 ml v odstínech XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, DT, CT, GT, NT, WT, CVT

Posterior Syringe; 2.7 ml v odstínech P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-WT, P-NT

2026,-

1190,-

sleva více než:

41%

X Syringe; 2.7 ml (5 g) v odstínech X-A1, X-A2, X-A3, X-A3.5, X-AO2, X-WT

2516,-

1478,-

Gradia Direct Flo/LoFlo



nyní jen:

1298,-

sleva
více než:

34%

Flo: 2x 1,5g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry

LoFlo: 2x 1,3g tuba v odstínech A1, A2, A3, A3.5, AO3, CV nebo BW, 4 kovové špičky, 2 uzávěry

1987,-

1380,-

Gradia Core

Duálně tuhnoucí kompozit pro estetické dostavby a fixaci kořenových čepů.



Kit: 1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství

7602,-

6100,-

Intro kit: 1x GRADIA CORE Kit (1x kartuše 10mL (20g); 1x G-Premio BOND 5 ml; 1x G-Premio BOND DCA 3ml; 20x Automix koncovky, 20x endo prodloužené koncovky, příslušenství); 1x GRADIA CORE Dispenser (dávkovací pistole).

7890,-

6400,-

Refill: kartuše
10ml,

3795,-

3100,-

GC Fuji IX GP 1-1

sleva
více než:

18%

Odstín. A3

1-1

3075,-

2510,-

GC Fuji IX GP 3-2

sleva
více než:

16%

Set obsahuje: A2, A3 a B3
prášku, 2x 6,4ml tekutiny

3-2

7357,-

6150,-

GC Fuji IX GP Extra
1-1sleva
více než:

19%

Odstín. A2, A3

1-1

3453,-

2790,-

Dry Mouth Gel

Gel na suchá ústa

sleva:

20%

10ks sortiment: 4x máta, 2x
malina, 2x pomeranč, 2x citron

3375,-

2700,-

10ks malina

3375,-

2700,-

GC Repair Kit

Balení: G-Premio BOND 5x unidose, CERAMIC PRIMER II 5x unidose, Gradia Plus OA1 (opáker pro překrytí dostaveb na bázi kovu) tuba 2 ml, technický průvodec, aplikátory a mikroštětečky



balení

3644,-

sleva
více než:

17%

2990,-

G-Multi Primer

Zajišťuje trvalou adhezi ke všem typům náhrad, kombinuje tři různé monomery k dosažení perfektní adheze ve všech situacích.



5ml

2462,-

2030,-

G-aenial Anterior /
Posterior / Flo X

nyní jen:

1465,-

sleva více než:

39%

Flo X: A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3 (3,6g)

2425,-

1570,-

Anterior: 2,7 ml (4,7 g) XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE**Posterior:** 2,7 ml (5,5 g) P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5, P-JE, P-IE

tuba

2395,-

1550,-

G-aenial Universal
Injectablesleva
více než:

26%

nyní jen:

999,-
za tubu**Odstíny:** XBW, BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD, AO2, AO3, AO4, JE, AE, TE, IE, SE, CVE

Unitip 10x0,16ml

2050,-

1700,-

tuba 1x1ml

1361,-

1150,-

G-aenial Universal
Flosleva více
než:

35%

nyní jen:

1595,-

**Odstíny:** BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, AO2, AO3, JE a AE

Tuba: 3,4g

2480,-

1700,-

G-Premio Bond

sleva až:

36%

3-Bottle Pack:
3x5ml

8848,-

6400,-

1 lahvička
5ml

4388,-

2800,-

G-Bond Starter Kit

Samoleptací, světlem tuhnoucí jednosložkové adhezivum 7. generace, celá aplikace během 30 s.

sleva
více než:

41%

Starter Kit: 5 ml, 50x
mikrotip štětečky, mikrotip
aplikátor a míchací miska

4651,-

2700,-

Cocoa Butter

Separací médium k izolaci kovových nástrojů při zhotovování skloionomerních výplní. Výborná separace skloionomeru a kovových nástrojů, hladký povrch výplně.



10g

547,-

450,-

MI Varnish

Bioaktivní, fluoridační ochranný lak (varnish) s obsahem kalcia a fosfátu "Ochrana jediným tahem štětce".

Intro Pack; 10x 0,4 ml
(5x jahoda, 5x máta),
20x štěteček

1125,-

850,-

Refill Pack; 35x 0,4 ml
(jahoda / máta), 50x
štěteček

3402,-

2600,-

Tooth Mousse

Bioaktivní, dentální ochranný krém, který obnovuje minerální rovnováhu v ústech a stimuluje produkci slin.

Příchuť: meloun, jahoda, máta, vanilka a tutti frutti.

sleva až:

32%

5x sortiment + 1 ZDARMA

4122,-

2800,-

10-Pack: 10 ks sortiment
nebo jedna příchuť

6320,-

4800,-

MI Paste Plus

Stejné účinky jako GC Tooth Mousse, navíc obsahuje fluorid
Příchuť: jahoda, máta, tutti frutti, vanilka a meloun



sleva až:

32%

5-Pack: 5 ks sortiment + 1
ZDARMA

4460,-

3050,-

10-Pack: 10 ks sortiment
nebo jedna příchuť

7067,-

5350,-

Zvířátka Zoo



100ks

~~939,-~~

845,-

Perlové náramky
s jednorožcem30 ks růžových a 20 ks
bílých náramků.~~1019,-~~

918,-

Miratoi razítka pro děti



Perfektní dárek pro všechny malé pacienty.
Samonamáčecí razítka s integrovaným inkoustovým polštářkem.
Pět motivů pro holky i kluky: dva různé jednorožci, žirafa, krab a lev.

60ks

~~1229,-~~

1139,-

Samolepky

50
archů~~1229,-~~

1106,-

Prstýnky



100ks

~~859,-~~

775,-

Zvířátka Farm

- Děti si mohou vybrat z celé škály velmi zdařile ztvárněných domácích zvířat.
- Ideální jako odměna pro dětské pacienty v ordinacích.



100ks

~~939,-~~

845,-

Chemický indikátor
účinnosti DHI

Chemické indikátorové papírky pro kontrolu účinnosti v
horkovzdušných sterilizátorech.
Třída 4, dle ISO 11140-1, odpovídající vyhlášce

200ks

~~1199,-~~

1139,-

19 mm x 50 m

Páska lepící s
indikátorem pro HS

Lepicí páska s indikátorem pro horkovzdušnou sterilizaci. Vhodná
pro procesový test a pro označování dóz při sterilizaci.
Indikační obrazec změní při sterilizaci barvu ze zelené na hnědou.
Třída A sterilizace.
Role: 19 mm x 50 m.

~~1260,-~~

1134,-

Helix Test

Testy průniku páry (Bowie-Dick test) pro malé parní sterilizátory
od firmy Medistock.
Test je nutné provádět denně před každou sterilizací.



100ks + nosič

~~1795,-~~

1585,-

Sterilizační sáčky a role

Role a sáčky pro parní sterilizaci s interním a externím
indikátorem sterilizace.



role 50 mm x 200 m

~~419,-~~

379,-

role 75 mm x 200 m

~~609,-~~

549,-

role 100 mm x 200 m

~~829,-~~

749,-

role 150 mm x 200 m

~~1229,-~~

1109,-

role 200 mm x 200 m

~~1639,-~~

1479,-

role 250 mm x 200 m

~~2039,-~~

1839,-

role 300 mm x 200 m

~~2399,-~~

2159,-

sáčky 60 x 100 mm, 200 ks

~~229,-~~

209,-

sáčky 90 x 250 mm, 200 ks

~~399,-~~

359,-

sáčky 140 x 260 mm, 200 ks

~~669,-~~

609,-

Steribox nádobka

- Sterilizační box pro malé předměty.
- Praktický pro brousky, diamanty atd.
- Víčko s otvorem.
- Vyjímatelný koš pro snadné opláchnutí obsahu.

~~289,-~~


259,-

Euroform Nikl-Titan


Eurotherm Nikl-Titan

Elast-O-Loop

- Kvalitní nikl-titanové oblouky pro ortodontické použití.
- Vynikající flexibilita a snadné vkládání.
- Mají vysoce leštěný povrch pro snížení tření a optimální klouzavé schopnosti.
- **Kulaté oblouky** v 5-ti průměrech: .012 / .014 / .016 / .018 / .020.
- **Obdélníkové oblouky** v 5-ti velikostech: .016x.016 / .016x.022 / .017x.025 / .019x.025 / .020x.020.



- Speciální oblouky, které lze zchlazením (kryosprejem) jakkoliv vytvarovat a zahřátím se vrátí do původního obloukového tvaru.
- Větší pracovní rozsah než super-elastické oblouky.
- Ideální počáteční drát pro srovnání zámeků, zasažené špičky a snížení horních špičáků.



Extremně elastické a pevné gumíčky, průměr 0,3 m.
Balení: 1008 ks (sortiment barev nebo jednotlivé barvy).



kulaté oblouky - 10 ks

329,-

275,-

kulaté oblouky - 10 ks

399,-

335,-

obdélníkové oblouky - 10 ks

519,-

435,-

obdélníkové oblouky - 10 ks

599,-

505,-

1008ks

969,-

795,-

Mouthguard boxes

Vosk pro pacienty v krabičce

Black Snake ZK

Kompaktní krabičky o hloubce 2,55 cm se snadným zavíráním.
Každá krabička má štítek pro jméno a adresu pacienta.
Vzduchové dírký pro zlepšení hygieny.

Barvy běžné: černá, modrá, zelená, oranžová, růžová, fialová, červená a žlutá.
Barvy perleťové: neónová zelená, černá, modrá, růžová, fialová a červená.



Vosk pro dočasné uvolnění od bolesti způsobené orto aparátem.
Při aplikaci prsty vosk rychle změkne a umožní snadné a rychlé nanesení na postižené místo.
Ideální pohotovostní řešení pro pacienty mimo ordinaci lékaře.
Každá krabička obsahuje 5 proužků, balení obsahuje 100 krabiček.



Od značky THIENELINO pro děti a dospívající od 7 let.

- Pohodlný pogumovaný úchop, pružný krček redukující tlak, atraktivní design.
- V tyrkysové barvě pro běžné čištění zubů.
- V červené barvě pro pacienty ortodoncie, vhodné pro fixní rovnátka.



1ks

38,-

31,-

100ks

2849,-

2275,-

červený (orto)

41,-

37,-

tyrkysový

33,-

30,-

Flash pearl

Foramen gingival zubní gel

Foramen ústní voda Hyaluronic

- Supragingivální čistící prášek na bázi kalcia. Spolehlivě čistí, jemný a šetrný ke sklovině.
- Velikost zrna menší než 54 µm.

- Výhody:**
- profylaktický prášek ve struktuře malých kuliček
 - šetrný ke sklovině a dásním
 - snadno a dokonale odstraňuje plak a pigmentace a zubní kámen i z hůře nepřístupných míst
 - je vhodný i pro pískovače od jiných výrobců
 - neucpává trysky
 - snižuje tvorbu slin a růst bakterií



- Chlorhexidine Gel je speciální gingivální gel určený k ochraně dásní před zánětem a krvácením.
- Je vhodný pro lokální použití při péči o gingivu a ústní sliznici, zejména v rámci parodontální a preimplantační léčby.
- Hlavní výhody: pomáhá předcházet zánětu a krvácení dásní
- vhodný při parodontální a preimplantační péči
- obsahuje 0,2 % chlorhexidinu
- pro účinnou kontrolu plaku a mikroorganismů
- provitamin B5 a allantoin podporují zklidnění a regeneraci tkání



0,2% CHX, 30ml

165,-

135,-

- Foramen Hyaluronic je ústní voda určená jako podpůrná péče po parodontologických zákrocích, extrakcích zubů a menších chirurgických výkonech v dutině ústní.
- Přípravek obsahuje chlorhexidin diglukonát 0,12 % a kyselinu hyaluronovou ve formě hyaluronátu sodného.
- Tato kombinace pomáhá antisepticky chránit ošetřenou oblast, podporuje regeneraci ústních tkání a přispívá k hojení.



250ml

199,-

145,-

Foramen Repairing gel na afty

Xyntrus

Mirafluor gel

Bioadhezivní zubní gel určený pro hojení vřídků a aftů v dutině ústní.
-určen pro péči o poškozené a podrážděné tkáně dutiny ústní
-obsahuje kyselinu hyaluronovou 0,2 %
-podporuje hydrataci a regeneraci epitelové tkáně
-pomáhá zklidnit podrážděná místa
-bioadhezivní složení vytváří ochranný film pro lokální působení
-vhodný po stomatologických výkonech nebo při podráždění ústní sliznice



500 ml

299,-

279,-

6x 500 ml (249,- za kus)

1794,-

1495,-

- Antivirová a antibakteriální ústní voda proti přenosu respiračních onemocnění.
- Redukce až 99,99 % virů a bakterií v ústech.
- Vyrobeno z přírodních produktů.



- Fluoridační gel pro profylaxi s 1,23% fluoridu.
- Zvyšuje odolnost skloviny proti kyselému prostředí.
- Snižuje tvorbu zubního plaku.
- Urychluje remineralizaci.

Příchuť: máta nebo jahoda

sleva:

13%



250ml

799,-

699,-

DiaPolisher Paste



Diamantová lešticí pasta GC DiaPolisher Paste byla vyvinuta pro další vylepšení estetických výsledků kompozitních výplní zhotovených z materiálů G-aenial, Kalore, Gradia Direct nebo Gradia

2g

1654,-

1350,-

3ml

3326,-

2710,-

4ml

2691,-

2050,-

Ceramic Primer II



Adhezivum pro vytvoření silné vazby během fixace mezi všemi estetickými nepřímými náhradami a cementy na bázi pryskyřice, nebo při opravách přímých kompozitních náhrad.

Nový unikátní výplňový systém, který kombinuje novou generaci skleněných částeček (EQUIA Fil kapsle) s vysoce naplněným pryskyřičným ochranným lakem (EQUIA Coat). Spojuje rychlou a snadnou manipulaci s dokonalými fyzikálními vlastnostmi a nepřekonatelnou estetikou. Inteligentní řešení - lak je navržen tak, aby se po několika měsících rovnoměrně opotřeboval.



EQUIA Coat

EQUIA Forte HT



Refill á 50 kapslí v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C4, sortiment.

5755,-

4330,-

Klinické balení obsahuje: 200 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny A2, A3, B2.

18994,-

15455,-

Promo balení obsahuje: 100 kapslí, 4 ml Equia Forte Coat FlipCap a 25 ks jednorázových štětečků - odstíny: A2, A2-A3, A3, A3-B2.

11225,-

8795,-

Intro balení obsahuje: 20 kapslí, 20 ks unitdase EQUIA Forte Coat a 25 jednorázových štětečků v odstínech - odstíny A2, A3, B2.

3242,-

2600,-

EQUIA Forte Coat

sleva více než:

25%

Bulkový sklohybridní výplňový materiál pro pacienty od 7 let a výše. Rychle tuhnaoucí, estetický výplňový materiál s jedinečnou SKLOHYBRIDNÍ technologií s vysokou odolností proti prasklinám a opotřebení s uvolňováním fluoridu. Díky využití vlastní univerzální adhezivní technologie a vynikající smáčivosti není nutné použití kondicionéru ani bondu.



4ml

2764,-

2065,-

Fuji Cem Evolve



Skoionomerní cementy jsou chloubou GC díky dokonalé kvalitě, kterou prokázaly nezávislé klinické studie po celém světě.

sleva až:

34%

Triple Pack: 3x 9,2g + 45x koncovka

8325,-

6750,-

Single Pack: 9,2g + 15x koncovka

3266,-

2150,-

Exaclear



Inovativní, čirý VPS materiál vhodný pro náročné estetické případy s vynikajícími výsledky. Vysoká úroveň transparence zajišťuje skvělou možnost vizuální kontroly a viditelnost detailů. Bezkonkurenční průsvitnost umožňuje velmi efektivní polymeraci přes silikon.

kartuše
2x51g

2564,-

2100,-

everStick Perio

Estetické řešení pro parodontální dlahování šetrné pro pacienty

sleva
více než:

34%

1x8cm

3027,-

1990,-

everStick INTRO: everStick C&B
8 cm, everStick PERIO 8 cm,
silikonový nástroj StickREFIX D

4258,-

2790,-

everX Flow



Zatékavý kompozit zesílený krátkými skelnými vlákny určený pro náhradu dentinu. Nejsilnější náhrada dentinu pro zpevnění velkých kavit. Vynikající odolnost proti zlomění, téměř shodná s dentinem, a to díky vysokému podílu krátkých vláken, která jsou pevně vázána na živčnou matici.

sleva více než:

18%

stříkačka 2ml (3,7g),
bulkový nebo
dentinový odstín,
20x koncovka

2090,-

1700,-

everX Posterior



Vlákny zesílený kompozit pro náhradu dentinu. Obsažená krátká vlákna z něj činí perfektní materiál pro zesílení všech rozsáhlých kompozitních výplní. Vlákna zabraňují vzniku a šíření prasklin - odolnost odpovídá dentinu.

15 unitů ×
0,13 ml

2818,-

2300,-

50 unitů ×
0,13 ml

8455,-

6800,-

everStick C&B

Skelní vlákna vyztužené materiály. Spolehlivé, minimálně invazivní, extra pevné, estetické. Pro minimálně invazivní kompozitní můstky vyztužené vlákny



1x8cm

3275,-

2170,-

everStick INTRO: everStick C&B
8 cm, everStick PERIO 8 cm,
silikonový nástroj StickREFIX D

4258,-

2790,-

G-aenial A'CHORD

Světlem tuhnoucí univerzální výplňový kompozit.

Nový univerzální výplňový kompozit se zjednodušeným systémem odstínů.

Je určen zubním lékařům, kteří usilují o zjednodušení pracovního postupu, ale nechťejí dělat kompromisy v estetice a trvanlivosti svých prací.

Tento materiál byl navržěn tak, aby pokryl 90% všech vašich přímých výplní s 5 CORE odstínů (A1, A2, A3, A3.5, A4), které pokryjí všech 16 VITA odstínů. Dále jsou k dispozici opákní, sklovinné a krčkové odstíny a dva vybělené odstíny.

Díky jedinečné kombinaci technologií zůstanou výplně dlouhodobě krásné, lesklé a beze změny.



Refill Unitip 15x0,16ml: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, JE, AE, BW, BOW.

~~2177,-~~

1750,-

Refill stříkačky 4 g: A1, A2, A3, A3.5, A4, A5, A6, AO1, AO2, AO3, JE, AE, BW, BOW.

~~2029,-~~

1630,-

Layering kit: Unitip

v odstínech: A2, A3, AO2, AE, JE

~~9783,-~~

7985,-

Core kit: Unitip

v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4

~~9783,-~~

7985,-

Core kit: stříkačky (4g)

v odstínech: A1, A2, A3, A3.5, A4

~~9120,-~~

7400,-

G-Cem ONE

G-CEM ONE je skutečně univerzální, technologicky nenáročný cement s vysokou pevností vazby a vynikající schopností samotuhnutí. Díky GC Touch Cure a G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer jej lze použít pro širokou škálu indikací, včetně náročných klinických situací.



Starter kit A2/TL: stříkačka A2/TL, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive enhancing Primer

~~2631,-~~

2200,-

Systém Kit: stříkačky A2 a TL, 15xGC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, Adhesive Enhancing Primer a G-Multi Primer

~~5746,-~~

4600,-

Twin Refill A2/TL: 2x stříkačky A2/TL, 15x GC Automix Tips Regular, 5x GC Automix Endo tips

~~4330,-~~

3475,-

Single Refill AO3/WO: stříkačky AO3/WO, 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips

~~2268,-~~

1775,-

Všestranný 2 lahvičkový univerzální bond.

Nová patentovaná technologie GC Dual-H Technology umožňuje plynulý přechod od hydrofilních k hydrofóbním vlastnostem povrchu s aplikovaným primerem, který potom zpevní, a vznikne skutečně hydrofóbní ochranná vazební vrstva. G2-BOND Universal je okamžitě rozpoznatelný díky svým jedinečným obalům na lahvičkách 1-Primer a 2-BOND.



G2-Bond Universal Bottle Kit: 5ml 1-PRIMER, 5ml 2-BOND, 1-PRIMER kryt, 2-BOND kryt, 20x dávkovací mistička, 50x aplikátor a technická karta.

4480,-

~~5528,-~~

1-PRIMER Refil
5ml

~~4049,-~~

3250,-



1-BOND Refil
5ml

~~1712,-~~

1375,-

Tri Plaque ID Gel

Jedinečný gelový indikátor plaku ve třech barevných odstínech k rozpoznání nového, zralého a kyselinotvorného biofilmu. Tento unikátní gel rovněž dokáže přesně vyznačit místa největšího působení bakterií, a to odhalením kyselého pH.



40g

~~1833,-~~

1480,-

D-Light Pro

Vysoce výkonná LED lamp. Duální vlnová délka, tři programy, elegantní, lehký a ergonomický designem, autoklávovatelná rukojeť.



Obsah balení : rukojeť (tělo & elektronický modul), světlovod 8mm, 2x baterie, nabíječka, napájecí zdroj, EU/UK adaptory, 1x ochranný štítek očí tvrdý, 3x ochranný štítek očí měkký.

~~58770,-~~

37895,-

Capsule Mixer CM-II

Nový digitálně ovládaný vysokorychlostní míchací přístroj na kapsle. Zajistí nejlepší namíchání všech kapslových materiálů. Ergonomický moderní design přístroje. Speciálnímu designu míchacích vidliček pro snadné vkládání i vyjímání kapslí. Velký digitální displej usnadňuje volbu mezi manuálním a předvoleným míchacím programem...

~~25185,-~~

19990,-

Fuji TEMP LT

Fixační cement ve verzi pasta-pasta na dlouhodobá provizoria.

Poskytuje dobře známé ochranné vlastnosti, které nabízejí materiály založené na skloionomerní technologii.

Příjemná manipulace - nepřilíží řídká konzistence s tenkou vrstvou filmu, snadné odstranění přebytků



2x13,3g kartuše

~~6121,-~~

5595,-

dóza, 30g, bílá

Cavition

Dočasný výplňový materiál pro standardní kavity a po endodontickém ošetření. Tuhnutí je iniciováno vodou a slinami. Snadno se odstraňuje.

~~699,-~~

639,-

10 ks, ploché nebo kulaté

~~2181,-~~

1675,-

Gradia štětec



Pola Light

Pola Light je pokročilý systém na bělení zubů, který je spojením oceněného bělicího gelu a LED náústku pro rychlejší domácí bělení. Rychle působí a zuby jsou vybělené za pouhých 5 dní. Lze dobíjet pro další bělení zubů. Systém se používá v kombinaci s gelem Pola Day. Gel zajišťuje extra hydrataci, zmírňuje přecitlivělost a remineralizuje zubní sklovinu.

Účinná látka: hydrogen peroxid

Lepší cena
na 4x3g a 50x3g



Balení: 1 ks Pola Light náústek, 4x 3 g stříkačka Pola Day	3645,-	2390,-
Balení: 3 g stříkačka Pola Day	485,-	419,-
Balení: 50x 3 g stříkačka Pola Day	22018,-	15990,-

Pola Night 16%

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení EKO: 4x 3 g stříkačka	1207,-	1090,-
Balení: 10x 1.3 g stříkačka	3002,-	2490,-
Balení EKO: 45x 1.3 g stříkačka	7901,-	5490,-

Pola Night 10%

Pola Night je pH neutrální gel s obsahem karbamid peroxidu. Je určen pro aplikaci do nosičů. Má příjemnou příchut' a obsahuje unikátní prvky s obsahem vody, které zabraňují poaplikační citlivosti.



Balení: 4x 1.3 g stříkačka	1456,-	1090,-
Balení: 10x 1.3 g stříkačka	3002,-	2490,-

Opalescence PF 16%

Noční bělení Opalescence® PF 10% = 10% karbamidu peroxidu. Doba jedné aplikace 8 - 10 hod/noc.

Denní bělení Opalescence® PF 16% = 16% karbamidu peroxidu. Doba jedné aplikace 4 - 6 hod/den

Jediný viskózní lepkavý gel s postupným uvolňováním peroxidu vodíku pro trvalé bělení

Příchut': máta nebo bez příchutě.
Pacient Kit: 8 x 1,2 ml bělicího gelu ve stříkačkách, 30 ml Bělicí pasta Opalescence, krabičku na nosiče, taštičku Opalescence a kartičku se vzorníkem odstínů.



sleva:

25%

Patient Kit	2670,-	1999,-
-------------	--------	--------

Opalescence bělicí pasta

Unikátní složení pomáhá udržet zářivé, bílé zuby. Bezpečná pro každodenní použití, vhodná pro celou rodinu.

Účinné, rychlé uvolňování fluoridu

Opalescence Cool Mind – 4,8x větší absorpce fluoridů sklovinou

Opalescence Sensitive – snižuje citlivost zubů

sleva:

20%



Sensitive	305,-	245,-
Cool Mint	285,-	229,-

Opalescence Go

Profesionální bělení zubů na doma - okamžitě k použití Opalescence Go 6%

Jednorázový nosič předplněný bělicím gelem s 6% peroxidu.

Pacient Kit: 10 dolních a 10 horních nosičů a bělicí pastu 28 g.

Mini Kit: 4 dolní a 4 horní nosiče



sleva:

10%

pacient kit - máta nebo meloun	2510,-	2259,-
Mini kit - máta	1190,-	1070,-

Whiteness Perfect 16%

Systém pro bělení zubů Whiteness Perfect je gel na bázi 16% peroxidu vodíku. 5x oceněný Dental Adsvisor jako nejlepší gel pro domácí bělení na americkém trhu.

Nízká sensitivita: obsahuje fluorid sodný a dusičnan draselný
Excelentní viskozita: snadná aplikace a manipulace

pH blízké neutrální hodnotě

3 g stříkačka vystačí na 9 aplikací

Vysoký obsah vody udržuje zuby hydratované

Doba aplikace: 3 až 4 hodiny

Kit obsahuje: 5 kusů stříkačka gelu (3g), 2x fólie na nosiče, krabička na nosiče, aplikační kanyly



**Zajímavé
akce**

3g, 1 stříkačka	330,-	
AKCE: 1x Kit + stříkačka 3g ZDARMA	1820,-	1490,-
AKCE: 2x Kit + 3x stříkačka 3g ZDARMA	3970,-	2980,-
AKCE: 3x Kit + 1x Kit (5x3g) ZDARMA	5960,-	4470,-

Opalescence Boost

PROFESIONÁLNÍ ORDINAČNÍ BĚLENÍ K LÉČBĚ
MEDICÍNSKÝCH ZMĚN ODSTÍNŮ ZUBŮ

Bělicí gel s **40% peroxidu
vodíku**.

• Pouze na **2x20 min** při
jedné návštěvě.

• **pH 6,9** po smíchání –
šetrný ke sklovině.

Balení: Pacient kit (pro 1
pacienta), Intro kit (pro 2
pacienty), refill.



sleva:

10%

Pacient kit	3870,-	3490,-
Intro kit	7060,-	6360,-

Whiteness HP
Automixx 6%

Gel pro bělení zubů v ordinaci:
úplná profesionální kontrola
protokolu a výsledků.

Štětčková koncovka umožňuje
tenké, homogenní vrstvy gelu.

Agilita: interval 2 až 3 dnů mezi
jednotlivými sezeními.

Indikace: výhradně pro bělení
vitalních zubů v ordinaci



sleva:

10%

1ks dvojitá stříkačka 4 g,
4 mixovací koncovky, 4
štětčkové koncovky

1460,-	1314,-
--------	--------

Whiteness RM

sleva:

10%



Odstraňovač zubních skvrn mikroabrazí na bázi 6% kyseliny chlorovodíkové
a karbidu křemíku.

Připraveno k použití.

Odstranění povrchových skvrn na zubech je účinné a trvalé.

1ks stříkačka 2g, 1 špachtle, koncovky	620,-	558,-
---	-------	-------

Desensibilize KF

Zubní gel s duálním účinkem pro snížení
citlivosti zubů na bázi dusičnanu
draselného a fluoridu sodného.
Desenzibilizační účinek.

sleva:

10%



Desensibilize KF 0,2% 1ks stříkačka 2,5g	290,-	259,-
Desensibilize KF 2% 1ks stříkačka 2,5g	290,-	259,-

Luna 2

Univerzální kompozitní materiál je možné použít pro přímé výplně, onleje, inleje a fazety. Vhodný na opravy kompozitů.



Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2

4 g stříkačka

~~2150,-~~

1090,-

Luna Flow

Luna Flow nabízí vysokou radioopacitu, kontrolu nad aplikací, snadné a přesné sladění odstínů se stálostí barev, vynikající pevnost a odolnost proti oděru. Pro lékaře, kteří preferují více tekutosti je tu Luna Flow LV – málo viskózní varianta.

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C2, OA2, OA3, I, XB, 2XB



2 g stříkačka

~~1023,-~~

499,-

Riva Coat

Světlem tuhnoucí ochranný lak pro skloionomerní výplně.



5 ml

~~1648,-~~

1390,-

Wave

Fluorid uvolňující zatékavý radioopákní kompozitní materiál ve třech viskozitách wave, wave MV, wave HV, který je možné použít pro výplně všech tříd, pečetění fi sur a opravy rekonstrukci.

Balení Bulk Kit: 10x 1 g stříkačka

Odstíny: A2, A3

wave - nejvíce zatékavý

Odstíny: A1, A2, OA2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, G, B

wave MV - středně zatékavý wave HV - nejméně zatékavý

Odstíny: A1, A2, A3, A3.5, B1

Lepší cena
na balení Bulk kit

1 g stříkačka, 5x
aplikační kanyla

~~677,-~~

449,-

Balení Bulk Kit

~~4782,-~~

2990,-

Set PP

Samoleptací samoadhezivní kompozitní pryskyřici modifikovaný duálně tuhnoucí fixační cement pro finální cementování náhrad z kovu, pryskyřice a keramiky.



2x 7 g stříkačka automix,
28x aplikační koncovka

Odstín: A2

Lepší cena

~~5359,-~~

2490,-

Aura Bulk Fill

Výplňový materiál určený pro zhotovování výplní v postranním úseku. Nízké polymerační napětí umožňuje polymeraci až 5 mm vrstvy. Materiál je v jedné univerzální barvě a vyznačuje pevností a jednoduchou manipulací.



4 g stříkačka

~~2710,-~~

1290,-

Stela

A Stela je inovativní vysoce účinný, chemicky tuhnoucí kompozit. Stela poskytuje neomezenou hloubku vytvrzení a polymeraci s nízkým napětím a rozhraním beze spár. Není třeba provádět leptání kyselinou ani vytvrzení světlem..



ALTERNATIVA NEJEN K AMALGÁMU

Stela Kapsle Intro Kit
Balení: 10x kapsle, 5 ml Primer,
15x aplikační štětečky Superfine

~~3539,-~~

1690,-

Stela Automix Intro Kit
Balení: 8 g stříkačka automix, 5 ml primer, 15x
míchací špička, 15x aplikační štětečky Superfine

~~5865,-~~

2990,-

Stela Primer
Balení: 5 ml Primer

~~1613,-~~

1140,-

Stela Kapsle
Balení: 50x kapsle velikost 3

~~7089,-~~

3890,-

Stela Automix stříkačka
Balení: 8 g stříkačka automix

~~4720,-~~

2690,-

Lepší ceny
na kapsle a
Automix

Radii-Cal CX

Kolimovaný paprsek polymerační lampy Radii-Cal CX zajišťuje stejnoměrné vytvrzení ve všech hloubkách výplně. Tím je zajištěno rychlé a predikovatelné vytvrzení všech zubních výplní. Je optimalizována na klíčovou vlnovou délku 440-480 nm, která maximalizuje aktivaci monomerů kafrcinonu. Tím je zajištěna účinná polymerizace světlem vytvrditelných výplňových materiálů.



~~25.142,-~~

19.990,-

Riva Star Aqua

Riva Star Aqua (AgF) je dvoudílný neinvazivní patentovaný systém léčby ke znečistlivění bolesti zubů v pouhých několika kapkách. Riva Star Aqua je roztok na bázi vody a fl uoridu stříbrného bez použití amoniaku



Balení 1,5ml Riva aqua
tekutina, 3 ml Riva green
tekutina

~~4842,-~~

2890,-

Balení: 10x kapsle Riva star
Aqua krok 1, 10x kapsle Riva
Star krok 2

~~4043,-~~

2690,-

Super Etch

Leptací gel na sklovinu a dentin s obsahem 37% kyseliny fosforečné



3x2ml stříkačka

~~1188,-~~

890,-

2x25ml stříkačka,
50x aplikační koncovka

~~2817,-~~

1490,-

Riva Conditioner

Prostředek pro jemné odstranění „smear layer“ z dentinu a sklovinu. Umožňuje tak optimální adhezi skloionomerních cementů k povrchu zubu.



10ml

~~1698,-~~

1390,-

Aplikační štětečky

Ohebné aplikátory, které jsou rezistentní vůči kyselému prostředí a rozpouštědlům. Flexibilní násadka umožňuje aplikaci i v těžko přístupných místech. Používají se pro nanášení malých množství tekutin, jako např. bondů, pečidel, leptadel, linerů apod.

Sortiment balení: 100× Fine tmavě zelené, 100× Fine světle zelené, 100× Super Fine fialové, 100× Medium světle modré

400 ks
Superfine (fialová)
Fine (zelená)
Medium (modrá)



sleva
více než:

29%

1152,-

549,-

Stae

Jednosložkový adhezivní systém 5. generace na sklovinu i dentin. Obsahuje radikální resinový systém, který výrazně snižuje velikost spáry a smršťování. Rozpouštědlo je směs acetonu a vody a účinkuje na suchém i vlhkém povrchu. Stae účinně a homogenně proniká hybridní vrstvou a zajišťuje vynikající vazbu k zubu. Stae je vhodný pro bondování kompozitů, kompoerů a porcelánu.

5ml

3199,-



1490,-

Zipbond

Zipbond Universal je jednosložkové univerzální adhezivum uvolňující fl uoridy, kompatibilní s technikami samoleptání, selektivního leptání a celkového leptání.

5ml

2645,-



1390,-

Riva LC light cure
prášek + tekutina

Radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřici modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetění fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů.



Lepší cena

Balení: 1x15g prášek,
1x7,2 ml tekutina,
odstíny: A2, A3

2212,-

1590,-

Riva SC self cure
prášek + tekutina

Radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní výplňový materiál s vysokou viskozitou, která je čtyřikrát vyšší než u Riva SC. Používá se jako náhrada dentinu, ART techniku, pro podložky, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů.



Balení: 1x15g prášek,
1x7,2 ml tekutina,
odstíny: A2, A3

1617,-

1290,-

Riva Luting

Ideální radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní fixační cement. Díky vynikající adhezi k zubům, vysokému uvolňování fluoridu a zatékavosti, je použitelný pro široké spektrum klinických aplikací. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Lepší cena
na kapsle

Kapsle, 50ks

4921,-

3290,-

35g prášek
+ 24,3ml tekutina

3239,-

2590,-

Riva LC light cure
kapsle

Radioopákní světlem tuhnoucí pryskyřici modifikovaný skloionomerní materiál. Používá se jako náhrada dentinu, liner, pro pečetění fisur a rýh, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, sendvičové techniky spolu s kompozity, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů.



Lepší cena

Odstíny: A2, A3, 45x kapsle,
tvrdost: normal nebo HV (tvrdá)

4575,-

2790,-

Odstíny: A1, A3.5, A4, C4,
sortiment, 50x kapsle

5654,-

3690,-

Riva SC self cure
kapsle

Radioopákní chemicky tuhnoucí skloionomerní výplňový materiál s vysokou viskozitou, která je čtyřikrát vyšší než u Riva SC. Používá se jako náhrada dentinu, ART techniku, pro podložky, antistresové výplně I. a II. třídy, abrazivní léze, cervikální eroze, výplně kořenového povrchu, dočasné výplně a výplně mléčných a geriatrických zubů.



Lepší cena

Odstíny: A2, A3, 45x kapsle,
tvrdost: normal nebo HV (tvrdá)

4608,-

2790,-

Riva Luting Plus

Ideální radioopákní, chemicky tuhnoucí, pryskyřici modifikovaný skloionomerní cement pro fixaci korunek, můstků a onlejí. Dodává se v univerzálním světle žlutém odstínu.



Lepší cena
na kapsle

Kapsle, 50ks

5806,-

3690,-

25g prášek
+ 8,95ml tekutina

3288,-

2590,-

Riva Cem Automix

Riva cem automix je pryskyřici modifi kovaný, skloionomerní fi xační cement, chemicky tuhnoucí ve formě pasta/pasta uvolňující fl uoridy. Je určen k defi nitivnímu cementování metalokeramických a celokeramických náhrad a ortodontických aparátů. Je dostupný v univerzálním světle žlutém odstínu. Možnost bodového vytvrzení světlem.



Lepší cena

2x 4 g stříkačka automix,
16x aplikační koncovky

3554,-

1790,-

Riva Protect

Riva Protect je ideálním produktem pro pacienty s velkým počtem zubních kazů – přilne přímo na zub, posílí spodní strukturu a efektivně zub ochrání před škodlivými bakteriemi a kyselinami



Lepší cena

Kapsle, 50ks

6651,-

3990,-

Riva Silver

Radioopákní, stříbrem modifikovaný skloionomerní, chemicky tuhnoucí výplňový materiál. Vyznačuje se vynikající adhezí k zubu, trvalým uvolňováním fluoridu a vysokou tlakovou pevností. Díky svým vlastnostem je optimální výplňový materiál pro široké klinické použití. Riva silver má světle šedý odstín. Kapsle obsahují 18 % stříbra, prášek/tekutina obsahuje 21,6 % stříbra.



Kapsle, 50ks

8344,-

6490,-

32 g prášek,
8.9 ml tekutina

7185,-

6490,-